

# Produktkatalog

Produktübersicht



**Basko**  
Healthcare



# Navigation

Firmeninformationen

Aufschlüsselung der Produkte

Inhaltsverzeichnis



**Basko** Healthcare

Orthesen & Bandagen

Orthesenkomponenten

Textilien, Materialien & Werkzeuge

Bestellservice



Vorherige/nächste Seite

# Basko

## Healthcare

### Produktkatalog

Bei weiterem Informationsbedarf oder Rückfragen berät  
Sie das Basko-Team gern.

Basko Orthopädie Handelsgesellschaft mbH

#### Deutschland

Gasstraße 16

D-22761 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0

E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

#### Österreich

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24

1110 Wien

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30

E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

Detaillierte Produktinformationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter:

**[basko.com](http://basko.com)**

Druckfehler vorbehalten.

Die Lieferung erfolgt entsprechend unseren AGB.

# Inhaltsverzeichnis

## Orthesen & bandagen

### Hals

Straight Soft Cervical Collar.....	8
Contoured Soft Cervical Collar .....	8
Semirigid Contoured Cervical Collar.....	9
Height adjustable Cervical Collar .....	9

### Rumpf

Stomy - Stomabandage .....	14
Stomacare - ProtectorMax.....	15
Stomacare - Bandage Standard <i>Plus</i> .....	16
Stomacare - Bandage EasyOpener <i>Plus</i> .....	18
Stomacare - Bandage EasyCut <i>Plus</i> .....	19
Stomacare - Bandage Standard (Fertigfabrikate) .....	20
Stomacare - Bandage Standard (Halbfertigfabrikate) .....	26
Stomacare - Bandage EasyOpener.....	29
Stomacare - Bandage HydroActive.....	32
Baskocare 310 - Bauchbandage .....	32
Baskocare 314 - Elastische Rippenbruchbandage .....	33
Baskocare 315 - Postoperative Bandage .....	33
Move+ PRS606 - Lumbosakrale Rückenstützbandage.....	34
MyPRIM Kids - Lumbosakrale Rückenstützbandage .....	34
Move+ PRS607 - Lumbalrückenstützbandage .....	35
Mammy PRS615G - Schwangerschaft-Rückenstützbandage .....	35
Selection - Rückenstützbandagen.....	36
Baskocare 900 - Beckenorthese .....	37

### Obere Extremität

CMCcare - Daumenorthese.....	54
Selection Thumb - Daumenorthese (für Kinder) .....	54
Selection Thumb - Daumenorthesen.....	55
Airmed - Daumenorthese .....	55
Tee Pee - Daumenorthese .....	56
S.O.T - Daumenorthese .....	56
Suede - Daumenorthese .....	57
Rhizocare - Daumenorthese (mit Gelenkband).....	57
Vission - Fingerorthese.....	58
Vission Multi - Fingerorthese .....	58
MyPRIM Kids - Handgelenkorthese (Wickelmodell).....	59
MyPRIM Kids - Immobilisierende Handgelenkorthese.....	59
MyPRIM Kids - Daumen-Immobilisator (für immobilis. Handgelenkorthese).....	60
Selection Ulnar Deviation - Orthese .....	60
Selection Wrist - Handgelenkorthese (für Kinder) .....	61

### Hüfte

Hip Flexion Assist Device.....	72
Pavlik BA2970 Orthosis - Bandage.....	72
Camp 2900 Orthosis - Hüftabduktionsorthese (für Kinder).....	73
Visser 2990 Orthosis - Dynamische Hüftabduktionsorthese (für Kinder) .....	73

### Untere Extremität

AFO - Schuhe (für Mitchell Ponseti - Abduktionsschienen) .....	80
Mitchell Ponseti Move Bar - Abduktionsschienen .....	81
Mitchell Ponseti - Abduktionsschienen .....	81
SureStep - Derotationsbandage .....	82
MyPRIM Kids - Knie-Immobilisator.....	82
MyPRIM Kids - Knieorthese (mit Patella-Pelotte).....	83
H.E.K.O. - Knieorthese .....	83
Patellavator - Patellabandage .....	84
IMprove - Patellabandage .....	84
Dynatrack - Kniebandage .....	85
Elcross - Kniebandagen .....	85
ACTIVE X - Knieorthesen .....	86
CROSS - Knie-Hyperextentionsorthese.....	86
Genu recurvatum - Knie Orthosis.....	87
C.H.E.C.K. - Hyperextentionsorthese .....	87
KiddieFLOW - Dynamische Knöchel-/Fußorthese für Kinder .....	88
KiddieGAIT / KiddieROCKER - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen ..	88
Stretch UP - Strumpf.....	89

SOMI-Cervical - Extensionsorthese .....	10
Tracheotomy Cervical Collar .....	10
Wirbelsäulenstreckapparat .....	11

Gold 232BA-/234BA - Lumbosakrale Rückenstützbandagen (mit Pelotte).....	37
Gold 233BA - lumbosakrale Rückenstützbandage (mit Pelotte) .....	38
Gold PRS643G - Lumbosakrale Rückenstützbandage (ohne Pelotte).38	
Gold PRS646G-/647G - Lumbosakrale Rückenstützbandagen (ohne Pelotte).....	39
NAVY XTRA - Rückenorthese.....	39
MyPRIM Kids - Schulter-Immobilisator.....	40
SpinAir - Reklinationsorthese .....	41
Star - Hyperextentionsorthese (3-Punkt-Prinzip).....	41
Hyperextentionsorthesen (Rahmenkonstruktion) .....	42
PRS670 Precision - Hyperextentionsorthese.....	42
Boston LITE - Rumpforthesenmodul.....	43
Boston Soft Body Jacket - Rumpforthesenmodul .....	44
Boston Overlap Brace - Rumpforthesenmodul.....	46
Boston Original Brace - Rumpforthesenmodul.....	47
Boston Scoliosis Night Brace.....	48
Korsetthemden .....	48
Reklinationsorthese .....	50

Selection Wrist Soft - Handgelenkorthese (ohne Daumen) .....	61
Selection Wrist Rigid - Handgelenkorthese (mit Daumen) .....	62
Airmed - Handgelenkorthese .....	62
Ryno Lacer 2.0 - Handgelenkorthese (mit Daumen).....	63
Wrist Lacer 2.0 - Handgelenkorthese (ohne Daumen) .....	63
Functional Hand Orthosis   934 .....	64
Positional Hand Orthosis   935 .....	64
Passive - Handgelenksorthese (mit Daumen/Finger) .....	65
Halbzirkuläre - Handgelenkorthese .....	65
S.O.T - Handlagerungsorthese.....	66
Mottio - Epicondylitisorthese .....	66
Kubitaltunnel - Ellenbogenorthese .....	67
MyPRIM Kids - Armschlinge.....	67
Hemi-Sling universell.....	68
Humerux - Humerus - Orthese .....	68

S.W.A.S.H. Steady / Go - Dynamische Hüftabduktionsorthese .....	75
Lerman Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000 .....	76
Lerman Universal Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000.....	76
PSL699 - Huftorthese.....	77

ATX - Fußheberorthese .....	89
NAVIGAIT - Fußheberorthese .....	90
Drop Foot Orthosis NA400.....	90
Ypsilon FLOW ½ - Dynamische Knöchel-/Fußorthese .....	92
ToeOFF FLOW 2½ - Dynamische Knöchel-/Fußorthese .....	93
ToeOFF - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen .....	94
BlueROCKER - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen.....	95
Custom-ToeOFF/BlueROCKER.....	96
ALFESS - Funktionelles elektrisches Stimulationssystem.....	96
PSL800 - Knöchel-/Fußorthese .....	97
MyPRIM Kids - Knöchelorthese .....	97
A.S.O. - Knöchelorthesen .....	98
SureStep - Dynamische Rückfußorthese (nach Maß).....	100
BigShot - Dynamische Rückfußorthese (nach Maß).....	100
P.E.A.care - Abduktionsschienen .....	101
Clubycare - Schuhe.....	102
Bébab - Fußredressionsorthese.....	103



# Inhaltsverzeichnis

## Orthesenkomponenten

### Alle Extremitäten

MultiMotion - Dynamisches Korrektur-Systemgelenk .....	109
MultiStatic - Korrektur Gelenk .....	110

### Hüfte

MultiMotion - Dynamisches Hüftabduktionssystem (für Kinder) .....	114
Orthesen-Hüftgelenk .....	114

### Untere Extremität

SPL 2 - Orthesen-Kniegelenk .....	118
SPL 2 - C.O.S. - Karbon-Beinorthesen .....	118
Triple Action - Knöchelgelenk A - 19 mm .....	119
Triple Action - Knöchelgelenk B - 16 mm .....	119
Triple Action - Knöchelgelenk C - 13 mm .....	120
Triple Action-GEO - Testorthese (mit B - Gelenk) .....	120
C.O.S.-Triple Action Prepreg - Knöchel-/Fußorthese (nach Maß) .....	121
MILINE   Double Action-Knöchelgelenke .....	122
MILINE   Dorsiflexion Assist-Knöchelgelenke .....	122
MILINE   Standard Action-Knöchelgelenke .....	123
ToeOFF FLOW 2½ - Fußformteil .....	123
ToeOFF - Fußformteile .....	124
BlueROCKER - Fußformteil .....	125
COMBO - Komponenten zur Hyperextensionskontrolle .....	126
StepLock-Orthesen - Kniegelenksysteme .....	126
UniLock-Orthesen - Kniegelenksysteme .....	127
H.E.K.O. - Kniegelenk (mit integrierten Schienen) .....	127

FreeMotion - frei bewegliches Gelenk .....	111
Binky - Universalgelenk (frei beweglich) .....	111

Scottish Rite - Orthesenbausatz .....	115
---------------------------------------	-----

Slim Line Modular Double Action - Knöchelgelenk .....	128
Double Action - Knöchelgelenk .....	128
Knöchelgelenk (begrenzte Bewegung) .....	129
Model 750   Camber Axis Hinge .....	129
Model 751   frei bewegliches Gelenk .....	130
Model 775   Gillette Double Flexure Knöchelgelenk .....	130
Model 795   Motion Limiter Kit .....	131
Model 755   Motion Control Limiter Kit .....	131
Model 760   Oklahoma Ankle Joint .....	132
Model 765   Heavy Duty Oklahoma Ankle Joint .....	132
Kid-Dee-Lite - Knöchelgelenk .....	133
Model 740   Tamarack Flexure Joint .....	133
Model 742   Tamarack Dorsiflexion Assist Flexure Joint .....	134
Model 743   Tamarack Variable Assist .....	134
Aflex-Orthesen - Knöchelgelenke .....	135
Model 655   Motion Control Limiter .....	135

## Textilien, Materialien & Werkzeuge

### Kunststoffe

PVA - Folienschlauch .....	140
3D-LITE - Niedrigthermoplast .....	140

TFC - Comfil-Material .....	141
PolyCar-C - Material (bidirektional) .....	141

### Polstermaterialien & Schaumstoffe

749   Shearban Sheets .....	142
749-7   Shearban Rivet Cover Patches .....	142
GlideWear - Prosthetic Liner Pads .....	143
Polyethylen - Schaumstoff (weich) .....	143

Polyethylen - Schaumstoff (hart) .....	144
Polyethylen - Schaumstoff .....	144
Volara - Polyethylenschaumstoff .....	145

### Verschlüsse & Bänder

Flauschband .....	148
Klick-Schnellverschluss (für Klettbander) .....	148
Verschlussbandsystem .....	149
Nylonring (für Umlenkschlaufe) .....	150
Umlenkschlaufe (mit Nylonring) .....	150
Umlenkschlaufe (mit Stahlring) .....	151
Nylon - Klemmschnalle .....	151

Stahlring (für Umlenkschlaufe) .....	152
Schnalle (mit Löchern) .....	152
Klettverschluss-Set (mit Nylonring) .....	153
Klettband Haftseite .....	153
Vinylband (vorgefertigt) .....	154
Nylonband .....	154

### Werkzeuge

Kanten - Polierschleifer .....	158
Coneiak .....	158
Coneiak (225450) .....	158
Halbrund - Polierschleifer .....	159
Kegel - Polierschleifer (breit) .....	159
Kegel - Polierschleifer (schmal) .....	160
Nuten - Polierschleifer .....	160
Polierschleiferset .....	161
Model T-740-2   Tamarack Hand Punch .....	161
Model T-740-3   Tamarack Spanner Wrench .....	162

T-Bar .....	162
Ausrichtwerkzeug (für MultiMotion Dynamisches Korrektur- Gelenksystem) .....	163
Ausrichtwerkzeug (für FreeMotion) .....	163
Ausrichtwerkzeug (für MultiStatic) .....	164
Ausrichtwerkzeug (für SPL 2) .....	164
Ausrichtwerkzeug (für Triple Action A) .....	165
Ausrichtwerkzeug (für Triple Action B) .....	165
Ausrichtwerkzeug (für Triple Action C) .....	165
Schienenabstandshalter (für SPL) .....	166

### Strümpfe

Trikotschlauch (Nylon) .....	167
Nylonstrümpfe (für Vakuumformung) .....	167
TheraSock - Diabetikersocken .....	168
SmartKnit - Orthesenstrumpf .....	169

Soft Sock - Stumpfstrümpfe .....	170
Stumpfstrumpf unsterilisiert (postoperativ) .....	171
X-Static - Stumpfstrumpf (dünn) .....	171
Stumpfstrumpf für Hüftexartikulation (dick) .....	172



# Inhaltsverzeichnis

## Sonstiges

MicroFIX - Flauschband .....	173	Wärmeschutzhandschuhe (lange Ausführung).....	175
MicroFIX - Hakenband .....	173	Vermiculite.....	175
Einfassband (elastisch) .....	174	Gummigewebe .....	176
Scotch-Grip-Kleber (klar).....	174		

## Bestellservice

Boston Brace-Bestellformular.....	178	SPL2 C.O.S.-Ganzbein-Karbonorthese-Bestellformular .....	190
Boston Scoliosis Night Brace-Bestellformular .....	180	Triple Action-C.O.S.-Prepreg-	
SureStep-/BigShot-Bestellformular.....	182	Knöchel-/Fußorthese-Bestellformulare .....	193
ToeOFF Custom-/BlueROCKER Custom-Bestellformular.....	184	H.E.K.O.-Bestellformular .....	200
S.W.A.S.H.-Bestellformular .....	189		



# Orthesen & Bandagen

---

Hals .....	6
Rumpf .....	12
Obere Extremität.....	52
Hüfte.....	70
Untere Extremität .....	78



# HALS





## Straight Soft Cervical Collar

**Einsatz:** Gerade Cervicalorthese mit abgerundeten Kanten für optimalen Komfort und Baumwolltrikotbezug mit Klettverschluss.

### Eigenschaften / Merkmale

- Schaumstoffkragen mit Baumwolltrikotbezug
- Atmungsaktiv
- Verstärkter Rücken

### Produktfunktionen

- Kompensation der verminderten Muskelaktivität
- Verringerung und/oder Umverteilung der Last

### Artikel-/Maßtabelle Straight Soft Cervical Collar

Art.-Nr.	VE	Höhe	Halsumfang
CC19L-XS	Stück	7,5 - 9 cm	32 - 37 cm
CC19L-S	Stück	8 - 9,5 cm	36 - 41 cm
CC19H-M	Stück	8,5 - 10 cm	40 - 45 cm
CC19H-L	Stück	9 - 10,5 cm	44 - 49 cm



## Contoured Soft Cervical Collar

**Einsatz:** Anatomisch geformte Cervicalorthese zur leichten Ruhigstellung und Unterstützung der Halswirbelsäule sowie zur Schmerzlinderung.

### Eigenschaften / Merkmale

- Schaumstoffkragen mit Baumwolltrikotbezug
- Atmungsaktiv
- Verstärkte Rückseite

### Produktfunktionen

- Einschränkung des Bewegungsumfangs der/des Gelenke(s)

### Artikel-/Maßtabelle Contoured Soft Cervical Collar

Art.-Nr.	VE	Höhe	Halsumfang
CC20L-S	Stück	8 cm	42 - 58 cm
CC20M-S	Stück	9 cm	42 - 58 cm
CC20H-S	Stück	10 cm	42 - 58 cm
CC20L-L	Stück	8 cm	47 - 63 cm
CC20M-L	Stück	9 cm	47 - 63 cm
CC20H-L	Stück	10 cm	47 - 63 cm



## Semirigid Contoured Cervical Collar

**Einsatz:** Anatomisch geformte, halbfeste Cervicalorthese mit Kunststoffverstärkung zur Ruhigstellung und Unterstützung der Halswirbelsäule.

### Eigenschaften / Merkmale

- Schaumstoffkragen mit Baumwolltrikotbezug
- Atmungsaktiv
- Klettverschluss

### Produktfunktionen

- Kompensation der verminderten Muskelaktivität
- Verringerung und/oder Umverteilung der Last

### Artikel-/Maßtabelle Semirigid Contoured Cervical Collar

Art.-Nr.	VE	Höhe	Halsumfang
CC121L-S	Stück	8 cm	35 - 38 cm
CC121L-M	Stück	8 cm	38 - 41 cm
CC121M-S	Stück	9 cm	38 - 41 cm
CC121M-M	Stück	9 cm	38 - 41 cm
CC121M-L	Stück	9 cm	41 - 43 cm
CC121M-XL	Stück	9 cm	43 - 48 cm
CC121H-L	Stück	11 cm	41 - 43 cm
CC121H-XL	Stück	11 cm	43 - 48 cm



## Height adjustable Cervical Collar

**Einsatz:** Zweiteilige, gerade geschnittene und höhenverstellbare Cervicalorthese zur Druckentlastung und Stabilisierung von instabilen Halswirbeln.

### Eigenschaften / Merkmale


- Höhenverstellbarer und verstärkter Halskragen
- Klettverschluss

### Produktfunktionen

- Verringerung und/oder Umverteilung der Last
- Kompensation der verminderten Muskelaktivität

### Artikel-/Maßtabelle Height adjustable Cervical Collar

Art.-Nr.	VE	Höhe	Halsumfang
E41-XXS	Stück	7 - 8,5 cm	28 - 32 cm
E41-XS	Stück	7,5 - 9 cm	32 - 37 cm
E41-S	Stück	8 - 9,5 cm	36 - 41 cm
E41-M	Stück	8,5 - 10 cm	40 - 45 cm
E41-L	Stück	9 - 10,5 cm	44 - 49 cm
E41-XL	Stück	9 - 10,5 cm	48 - 53 cm



## SOMI-Cervical - Extensionsorthese

**Einsatz:** Zur Unterstützung des Kopfes und korrekten Ausrichtung der HWS.

### Eigenschaften / Merkmale

- Höhenverstellbar
- Gepolsterte Sternum-, Mandibula- und Occiputstütze

### Produktfunktionen

- Verringerung des Gelenk-Bewegungsumfangs
- Verringerung und/oder Umverteilung der Belastung

### Artikel-/Maßtable Somi-Cervical - Extensionsorthese

30561-012

Art.-Nr.	VE	Geeignet für
8005-S	Stück	Kinder
8005-L	Stück	Erwachsene



## Tracheotomy Cervical Collar

**Einsatz:** Zur Stabilisierung/Immobilisierung und Schmerzlinderung bei einer Instabilität der HWS.

### Eigenschaften / Merkmale

- Eingearbeitete Trachealöffnung
- 2-teilig für optimales Anlegen
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Thermoplastisch verformbar

### Produktfunktionen

- Verringerung des Gelenk-Bewegungsumfangs
- Kompensieren einer geringen Muskelaktivität

### Artikel-/Maßtable Tracheotomy Cervical Collar

23.12.03.2006 - 30331-021

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Halsumfang	PZN
6500K-S	Stück	small	6 cm	25 - 33 cm	4888264
6500K-M	Stück	medium	6 cm	33 - 41 cm	4900901
6500K-L	Stück	large	6 cm	41 - 48 cm	4991588
6500K-XL	Stück	X-large	6 cm	> 48 cm	17879396
6500-S	Stück	small	8 cm	25 - 33 cm	4991602
6500-M	Stück	medium	8 cm	33 - 41 cm	4991625
6500-L	Stück	large	8 cm	41 - 48 cm	4999696
6500-XL	Stück	X-large	8 cm	> 48 cm	17879404
6501-S	Stück	small	11 cm	25 - 33 cm	6158446
6501-M	Stück	medium	11 cm	33 - 41 cm	6177165
6501-L	Stück	large	11 cm	41 - 48 cm	6181273
6501-XL	Stück	X-large	11 cm	> 48 cm	17879410
6502-S	Stück	small	13 cm	25 - 33 cm	6333240
6502-M	Stück	medium	13 cm	33 - 41 cm	6333257
6502-L	Stück	large	13 cm	41 - 48 cm	6333263
6502-XL	Stück	X-large	13 cm	> 48 cm	17879427

Die vordere Höhe wird zwischen Kinnunterkante und Oberkante des Brustbeins gemessen.



## Wirbelsäulenstreckapparat

**Einsatz:** Wirbelsäulenstreckapparat zur Traktion der Wirbelsäule bestehend aus einer komfortablen Glissonschiene, einem Wasserbeutel als Gegengewicht und einem Bügel zur Befestigung an der Tür.

### Eigenschaften / Merkmale

- Wasserbeutel je nach gewünschter Zugkraft individuell befüllbar
- Skala zur korrekten Befüllung

### Produktfunktionen

- Verringerung des Gelenk-Bewegungsumfangs

### Artikel-/Maßtabelle Wirbelsäulenstreckapparat

Art.-Nr.	VE
20/22	Stück



# RUMPF





## Stomy - Stomabandage

**Einsatz:** Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie.

### Eigenschaften / Merkmale

- Kann links und rechts eingesetzt werden
- Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform

### Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

### Artikel-/Maßtabelle Stomy - Stomabandage

05.11.03.2020

Artikel	VE	Größe	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	Farbe	PZN
370.15-S	Stück	small	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm	Weiß	16314752
370.15-M	Stück	medium	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm	Weiß	16314769
370.15-L	Stück	large	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm	Weiß	16314775
370.15-XL	Stück	X-large	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm	Weiß	16314781
370.15-XXL	Stück	XX-large	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	Weiß	16314798
370.15-XXXL	Stück	XXX-large	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm	Weiß	16314806
370.15-XXXXL	Stück	XXXX-large	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm	Weiß	16314812
370.20-S	Stück	small	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	70 - 79 cm	Weiß	16314829
370.20-M	Stück	medium	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	80 - 89 cm	Weiß	16314835
370.20-L	Stück	large	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	90 - 99 cm	Weiß	16314841
370.20-XL	Stück	X-large	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	100 - 109 cm	Weiß	16314858
370.20-XXL	Stück	XX-large	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	110 - 120 cm	Weiß	16314864
370.20-XXXL	Stück	XXX-large	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	121 - 130 cm	Weiß	16314893
370.20-XXXXL	Stück	XXXX-large	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	131 - 140 cm	Weiß	16314901
375.15-S	Stück	small	-	-	15 cm	70 - 79 cm	Weiß	16751292
375.15-M	Stück	medium	-	-	15 cm	80 - 89 cm	Weiß	16751300
375.15-L	Stück	large	-	-	15 cm	90 - 99 cm	Weiß	16751317
375.15-XL	Stück	X-large	-	-	15 cm	100 - 109 cm	Weiß	16751346
375.15-XXL	Stück	XX-large	-	-	15 cm	110 - 120 cm	Weiß	16751352
375.15-XXXL	Stück	XXX-large	-	-	15 cm	121 - 130 cm	Weiß	16751369
375.15-XXXXL	Stück	XXXX-large	-	-	15 cm	131 - 140 cm	Weiß	16751375
375.20-S	Stück	small	-	-	20 cm	70 - 79 cm	Weiß	16751381
375.20-M	Stück	medium	-	-	20 cm	80 - 89 cm	Weiß	16751398
375.20-L	Stück	large	-	-	20 cm	90 - 99 cm	Weiß	16751406
375.20-XL	Stück	X-large	-	-	20 cm	100 - 109 cm	Weiß	16751412
375.20-XXL	Stück	XX-large	-	-	20 cm	110 - 120 cm	Weiß	16751429
375.20-XXXL	Stück	XXX-large	-	-	20 cm	121 - 130 cm	Weiß	16751435
375.20-XXXXL	Stück	XXXX-large	-	-	20 cm	131 - 140 cm	Weiß	16751441

# Stomacare

## ProtectorMax by Basko Healthcare



Schützen Sie Ihr Stoma  
vor täglichen  
Unannehmlichkeiten  
und Risiken



### Stomacare - ProtectorMax

**Einsatz:** Schutz z. B. vor Druck und Stoß auf eine empfindliche Körperpartie wie einem Stoma. Eine zusätzliche Bandage zur Befestigung ist nicht erforderlich.

#### Eigenschaften / Merkmale

- Spezielle Formgebung der Kunststoffkappe leitet unerwünschte Krafteinwirkung ab

#### Produktfunktionen

- Überdeckt als Schutz eine empfindliche Körperpartie

#### Artikel-/Maßtabelle Stomacare - ProtectorMax

Art.-Nr.	VE	Größe	Breite	Höhe	Umfang	Farbe	PZN
CG300	Stück	universell	14 cm	11 cm	70 - 140 cm	Lichtgrau	16232149



## Stomacare - Bandage Standard Plus

**Einsatz:** Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie. Optimale Versorgung insbesondere für adipöse Stomaträger.

### Eigenschaften / Merkmale

- Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform
- Flauschfläche zur Befestigung des Protectors oder der Beuteltasche

### Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

### Artikel-/Maßtabelle Stomacare-Bandage Standard Plus (10 cm hoch) (Farbe lichtgrau)

05.11.03.2023

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
S1106004-S	Stück	small	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	70 - 80 cm	16750134
S1106004-M	Stück	medium	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	80 - 90 cm	16750105
S1106004-L	Stück	large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	90 - 100 cm	16750097
S1106004-XL	Stück	X-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	100 - 110 cm	16750140
S1106004-XXL	Stück	XX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	110 - 120 cm	16750157
S1106004-XXXL	Stück	XXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	120 - 130 cm	16750163
S1106004-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	130 - 140 cm	16750186
S1107204-S	Stück	small	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	70 - 80 cm	16750217
S1107204-M	Stück	medium	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	80 - 90 cm	16750200
S1107204-L	Stück	large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	90 - 100 cm	16750192
S1107204-XL	Stück	X-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	100 - 110 cm	16750223
S1107204-XXL	Stück	XXL lang	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	110 - 120 cm	16750246
S1107204-XXXL	Stück	XXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	120 - 130 cm	16750252
S1107204-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	130 - 140 cm	16750269

### Artikel-/Maßtabelle Stomacare-Bandage Standard Plus (15 cm hoch) (Farbe lichtgrau)

05.11.03.2023

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
S1156004-S	Stück	small	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 80 cm	16750298
S1156004-M	Stück	medium	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 90 cm	16750281
S1156004-L	Stück	large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 100 cm	16750275
S1156004-XL	Stück	X-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 110 cm	16750306
S1156004-XXL	Stück	XX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	16750312
S1156004-XXXL	Stück	XXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	120 - 130 cm	16750329
S1156004-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	130 - 140 cm	16750335
S1157204-S	Stück	small	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 80 cm	16750370
S1157204-M	Stück	medium	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 90 cm	16750358
S1157204-L	Stück	large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 100 cm	16750341
S1157204-XL	Stück	X-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 110 cm	16750387
S1157204-XXL	Stück	XX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	16750393
S1157204-XXXL	Stück	XXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	120 - 130 cm	16750424
S1157204-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	130 - 140 cm	16750430
S1158504-S	Stück	small	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 80 cm	16750476
S1158504-M	Stück	medium	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 90 cm	16750453
S1158504-L	Stück	large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 100 cm	16750447
S1158504-XL	Stück	X-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 110 cm	16750482
S1158504-XXL	Stück	XX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	16750499
S1158504-XXXL	Stück	XXX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	120 - 130 cm	16750507
S1158504-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	130 - 140 cm	16750513

## Artikel-/Maßtabelle Stomacare-Bandage Standard Plus (19 cm hoch) (Farbe lichtgrau)

05.11.03.2023

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
S1196004-S	Stück	small	universell	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	70 - 80 cm	16750559
S1196004-M	Stück	medium	universell	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	80 - 90 cm	16750542
S1196004-L	Stück	large	universell	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	90 - 100 cm	16750536
S1196004-XL	Stück	X-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	100 - 110 cm	16750565
S1196004-XXL	Stück	XX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	110 - 120 cm	16750571
S1196004-XXXL	Stück	XXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	120 - 130 cm	16750588
S1196004-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	130 - 140 cm	16750594
S1197204-S	Stück	small	universell	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	70 - 80 cm	16750625
S1197204-M	Stück	medium	universell	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	80 - 90 cm	16750619
S1197204-L	Stück	large	universell	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	90 - 100 cm	16750602
S1197204-XL	Stück	X-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	100 - 110 cm	16750631
S1197204-XXL	Stück	XX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	110 - 120 cm	16750648
S1197204-XXXL	Stück	XXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	120 - 130 cm	16750660
S1197204-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	130 - 140 cm	16750677
S1198504-S	Stück	small	universell	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	70 - 80 cm	16750720
S1198504-M	Stück	medium	universell	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	80 - 90 cm	16750714
S1198504-L	Stück	large	universell	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	90 - 100 cm	16750683
S1198504-XL	Stück	X-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	100 - 110 cm	16750737
S1198504-XXL	Stück	XX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	110 - 120 cm	16750743
S1198504-XXXL	Stück	XXX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	120 - 130 cm	16750766
S1198504-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	130 - 140 cm	16750772

## Artikel-/Maßtabelle Stomacare-Bandage Standard Plus (23 cm hoch) (Farbe lichtgrau)

05.11.03.2023

Art.-Nr. Stomaseite rechts	Art.-Nr. Stomaseite links	VE	Größe	Stoma- öffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauch- umfang	PZN rechts	PZN links
S1236004R-S	S1236004L-S	Stück	small	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	70 - 80 cm	16750884	16750803
S1236004R-M	S1236004L-M	Stück	medium	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	80 - 90 cm	16750878	16750795
S1236004R-L	S1236004L-L	Stück	large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	90 - 100 cm	16750861	16750789
S1236004R-XL	S1236004L-XL	Stück	X-large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	100 - 110 cm	16750909	16750826
S1236004R-XXL	S1236004L-XXL	Stück	XX-large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	110 - 120 cm	16750915	16750832
S1236004R-XXXL	S1236004L-XXXL	Stück	XXX-large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	120 - 130 cm	16750921	16750849
S1236004R-XXXXL	S1236004L-XXXXL	Stück	XXXX-large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	130 - 140 cm	16750938	16750855
S1237204R-S	S1237204L-S	Stück	small	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	70 - 80 cm	16751079	16750973
S1237204R-M	S1237204L-M	Stück	medium	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	80 - 90 cm	16751062	16750967
S1237204R-L	S1237204L-L	Stück	large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	90 - 100 cm	16751056	16750950
S1237204R-XL	S1237204L-XL	Stück	X-large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	100 - 110 cm	16751085	16750996
S1237204R-XXL	S1237204L-XXL	Stück	XX-large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	110 - 120 cm	16751091	16751004
S1237204R-XXXL	S1237204L-XXXL	Stück	XXX-large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	120 - 130 cm	16751116	16751010
S1237204R-XXXXL	S1237204L-XXXXL	Stück	XXXX-large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	130 - 140 cm	16751122	16751027
S1238504R-S	S1238504L-S	Stück	small	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	70 - 80 cm	16751228	16751151
S1238504R-M	S1238504L-M	Stück	medium	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	80 - 90 cm	16751211	16751145
S1238504R-L	S1238504L-L	Stück	large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	90 - 100 cm	16751205	16751139
S1238504R-XL	S1238504L-XL	Stück	X-large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	100 - 110 cm	16751234	16751168
S1238504R-XXL	S1238504L-XXL	Stück	XX-large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	110 - 120 cm	16751240	16751174
S1238504R-XXXL	S1238504L-XXXL	Stück	XXX-large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	120 - 130 cm	16751257	16751180
S1238504R-XXXXL	S1238504L-XXXXL	Stück	XXXX-large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	130 - 140 cm	16751263	16751197

**Passende Rastringgrößen:**

Stomaöffnung Ø 60 mm: mögliche Rastringgröße 40 - 45 mm

Stomaöffnung Ø 72 mm: mögliche Rastringgröße 50 - 57 mm

Stomaöffnung Ø 85 mm: mögliche Rastringgröße 60 - 70 mm



## Stomacare - Bandage EasyOpener Plus

**Einsatz:** Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie. Ein zweiter integrierter Verschluss bietet einen zusätzlichen Komfort beim Beutelwechsel.

### Eigenschaften / Merkmale

- Coolmax-Material für einen hohen Tragekomfort und ein angenehmes Körperklima
- Hellgrauer Farbton bietet optimale Diskretion auch unter heller Kleidung

### Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

### Artikel-/Maßtabelle Stomacare - Bandage EasyOpener Plus (Farbe lichtgrau)

05.11.03.2024

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
S3156004L-S	Stück	small	links	60 mm		15 cm	70 - 80 cm	17905395
S3156004L-M	Stück	medium	links	60 mm		15 cm	80 - 90 cm	17905403
S3156004L-L	Stück	large	links	60 mm		15 cm	90 - 100 cm	17905426
S3156004L-XL	Stück	X-large	links	60 mm		15 cm	100 - 110 cm	17905432
S3156004L-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm		15 cm	110 - 120 cm	17905449
S3156004L-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm		15 cm	120 - 130 cm	17905455
S3156004L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm		15 cm	130 - 140 cm	17905461
S3156004R-S	Stück	small	rechts	60 mm	*	15 cm	70 - 80 cm	17905478
S3156004R-M	Stück	medium	rechts	60 mm		15 cm	80 - 90 cm	17905484
S3156004R-L	Stück	large	rechts	60 mm		15 cm	90 - 100 cm	17905490
S3156004R-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm		15 cm	100 - 110 cm	17905509
S3156004R-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm		15 cm	110 - 120 cm	17905515
S3156004R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm		15 cm	120 - 130 cm	17905521
S3156004R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm		15 cm	130 - 140 cm	17905538
S3157204L-S	Stück	small	links	72 mm		15 cm	70 - 80 cm	17905544
S3157204L-M	Stück	medium	links	72 mm		15 cm	80 - 90 cm	17905550
S3157204L-L	Stück	large	links	72 mm		15 cm	90 - 100 cm	17905567
S3157204L-XL	Stück	X-large	links	72 mm		15 cm	100 - 110 cm	17905573
S3157204L-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm		15 cm	110 - 120 cm	17905604
S3157204L-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm		15 cm	120 - 130 cm	17905610
S3157204L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm		15 cm	130 - 140 cm	17905627
S3157204R-S	Stück	small	rechts	72 mm	*	15 cm	70 - 80 cm	17905656
S3157204R-M	Stück	medium	rechts	72 mm		15 cm	80 - 90 cm	17905662
S3157204R-L	Stück	large	rechts	72 mm		15 cm	90 - 100 cm	17905679
S3157204R-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm		15 cm	100 - 110 cm	17905685
S3157204R-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm		15 cm	120 - 130 cm	17905691
S3157204R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm		15 cm	120 - 130 cm	17905716
S3157204R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm		15 cm	130 - 140 cm	17905722
S3158504L-S	Stück	small	links	85 mm		15 cm	70 - 80 cm	17905739
S3158504L-M	Stück	medium	links	85 mm		15 cm	80 - 90 cm	17905745
S3158504L-L	Stück	large	links	85 mm		15 cm	90 - 100 cm	17905751
S3158504L-XL	Stück	X-large	links	85 mm		15 cm	100 - 110 cm	17905768
S3158504L-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm		15 cm	110 - 120 cm	17905774
S3158504L-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm		15 cm	120 - 130 cm	17905780
S3158504L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm		15 cm	130 - 140 cm	17905797
S3158504R-S	Stück	small	rechts	85 mm	*	15 cm	70 - 80 cm	17905805
S3158504R-M	Stück	medium	rechts	85 mm		15 cm	80 - 90 cm	17905811
S3158504R-L	Stück	large	rechts	85 mm		15 cm	90 - 100 cm	17905828
S3158504R-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm		15 cm	100 - 110 cm	17905834
S3158504R-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm		15 cm	120 - 130 cm	17905840
S3158504R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm		15 cm	120 - 130 cm	17905857
S3158504R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm		15 cm	130 - 140 cm	17905863

Die Seitenangabe bezieht sich auf die Lage für den speziell gearbeiteten Verschluss der Stomaöffnung. **Sollte der Verschluss nicht an der Unterseite gewünscht sein**, muss einfach statt z. B. einer rechten Seite (Seite des Stomas) eine linke Seite bestellt und die **Bandage gedreht** werden!

\* **Passende Rastringgrößen:** Stomaöffnung Ø 60 mm: mögliche Rastringgröße 40 - 45 mm, Stomaöffnung Ø 72 mm: mögliche Rastringgröße 50 - 57 mm, Stomaöffnung Ø 85 mm: mögliche Rastringgröße 60 - 70 mm



## Stomacare - Bandage EasyCut Plus

**Einsatz:** Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie. Besonders geeignet bei Anwendung einer Irrigation sowie nach Rückverlegung.

### Eigenschaften / Merkmale

- Stomaöffnung: Position, Form und Größe individuell per Einschnitt bestimmbar
- Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform
- Flauschfläche zur Befestigung des Protectors oder der Beuteltasche (separates Zubehör)
- Material: Coolmax (Polyester, Polyamid, Elastan); latexfrei

### Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

### Artikel-/Maßtabelle Stomacare - Bandage EasyCut Plus (Farbe lichtgrau)

05.11.03.2021

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
S410004-XXS	Stück	XX-small	universell			10 cm	50 - 60 cm	17879367
S410004-XS	Stück	X-small	universell			10 cm	60 - 70 cm	17879373
S410004-S	Stück	small	universell			10 cm	70 - 80 cm	16314404
S410004-M	Stück	medium	universell			10 cm	80 - 90 cm	16314410
S410004-L	Stück	large	universell			10 cm	90 - 100 cm	16314427
S410004-XL	Stück	X-large	universell			10 cm	100 - 110 cm	16314433
S410004-XXL	Stück	XX-large	universell			10 cm	110 - 120 cm	16314456
S410004-XXXL	Stück	XXX-large	universell			10 cm	120 - 130 cm	16314462
S410004-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell			10 cm	130 - 140 cm	16314479
S4150004-S	Stück	small	universell			15 cm	70 - 80 cm	16314485
S4150004-M	Stück	medium	universell			15 cm	80 - 90 cm	16314491
S4150004-L	Stück	large	universell			15 cm	90 - 100 cm	16314516
S4150004-XL	Stück	X-large	universell			15 cm	100 - 110 cm	16314522
S4150004-XXL	Stück	XX-large	universell			15 cm	110 - 120 cm	16314539
S4150004-XXXL	Stück	XXX-large	universell			15 cm	120 - 130 cm	16314545
S4150004-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell			15 cm	130 - 140 cm	16314551
S4190004-S	Stück	small	universell			19 cm	70 - 80 cm	16314568
S4190004-M	Stück	medium	universell			19 cm	80 - 90 cm	16314574
S4190004-L	Stück	large	universell			19 cm	90 - 100 cm	16314605
S4190004-XL	Stück	X-large	universell			19 cm	100 - 110 cm	16314611
S4190004-XXL	Stück	XX-large	universell			19 cm	110 - 120 cm	16314628
S4190004-XXXL	Stück	XXX-large	universell			19 cm	120 - 130 cm	16314640
S4190004-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell			19 cm	130 - 140 cm	16314657
S4230004-S	Stück	small	universell			23 cm	70 - 80 cm	16314663
S4230004-M	Stück	medium	universell			23 cm	80 - 90 cm	16314686
S4230004-L	Stück	large	universell			23 cm	90 - 100 cm	16314692
S4230004-XL	Stück	X-large	universell			23 cm	100 - 110 cm	16314700
S4230004-XXL	Stück	XX-large	universell			23 cm	110 - 120 cm	16314717
S4230004-XXXL	Stück	XXX-large	universell			23 cm	120 - 130 cm	16314723
S4230004-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell			23 cm	130 - 140 cm	16314746



## Stomacare - Bandage Standard (Fertigfabrikate)

**Einsatz:** Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie. Optimale Versorgung insbesondere für adipöse Stomaträger.

### Eigenschaften / Merkmale

- Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform

### Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

### Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 10 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008 - 31305-051 (10 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
308-S	Stück	small	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	70 - 80 cm	9109046
308-M	Stück	medium	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	80 - 90 cm	3415492
308-L	Stück	large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	90 - 100 cm	3415486
308-XL	Stück	X-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	100 - 110 cm	3415500
308-XXL	Stück	XX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	110 - 120 cm	3415724
308-XXXL	Stück	XXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	120 - 130 cm	1053582
308-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	130 - 140 cm	6432048
309-S	Stück	small	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	70 - 80 cm	9109052
309-M	Stück	medium	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	80 - 90 cm	3415747
309-L	Stück	large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	90 - 100 cm	3415730
309-XL	Stück	X-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	100 - 110 cm	3415753
309-XXL	Stück	XX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	110 - 120 cm	3415919
309-XXXL	Stück	XXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	120 - 130 cm	1053599
309-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	130 - 140 cm	6432054

### Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 15 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008 - 31305-016 (15 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
306-S	Stück	small	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 80 cm	9109075
306-M	Stück	medium	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 90 cm	7663465
306-L	Stück	large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 100 cm	7663471
306-XL	Stück	X-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 110 cm	7663488
306-XXL	Stück	XX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	7663494
306-XXXL	Stück	XXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	120 - 130 cm	7663502
306-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	130 - 140 cm	7663519
307-S	Stück	small	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 80 cm	9109098
307-M	Stück	medium	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 90 cm	7663525
307-L	Stück	large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 100 cm	7663531
307-XL	Stück	X-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 110 cm	7663548
307-XXL	Stück	XX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	7663554
307-XXXL	Stück	XXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	120 - 130 cm	7663560
307-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	130 - 140 cm	7663577
312-S	Stück	small	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437141
312-M	Stück	medium	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437158
312-L	Stück	large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437164
312-XL	Stück	X-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437170
312-XXL	Stück	XX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437187
312-XXXL	Stück	XXX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437193
312-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437201



## Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 22,5 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008 - 31305-050 (22,5 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
302R-S	Stück	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	9109141
302R-M	Stück	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	3414110
302R-L	Stück	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	3414073
302R-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	3414133
302R-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	3414162
302R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	1053487
302R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	6431971
302L-S	Stück	small	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	9109135
302L-M	Stück	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	3414021
302L-L	Stück	large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	3414015
302L-XL	Stück	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	3414038
302L-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	3414044
302L-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	1053470
302L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	6431965
303R-S	Stück	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	9109164
303R-M	Stück	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	3414854
303R-L	Stück	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	3414794
303R-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	3414860
303R-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	3414943
303R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	1053501
303R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	6431994
303L-S	Stück	small	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	9109158
303L-M	Stück	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	3414765
303L-L	Stück	large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	3414759
303L-XL	Stück	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	3414771
303L-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	3414788
303L-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	1053493
303L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	6431988
313R-S	Stück	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	9436911
313R-M	Stück	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	9436928
313R-L	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	9436934
313R-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	9436940
313R-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	9436957
313R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	9436963
313R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	9436986
313L-S	Stück	small	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	9436845
313L-M	Stück	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	9436851
313L-L	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	9436868
313L-XL	Stück	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	9436874
313L-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	9436880
313L-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	9436897
313L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	9436905

**Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 10 cm (Farbe Beige)**

05.11.03.2008 - 31305-051 (10 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B308-S	Stück	small	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	70 - 80 cm	10840451
B308-M	Stück	medium	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	80 - 90 cm	10840468
B308-L	Stück	large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	90 - 100 cm	10840480
B308-XL	Stück	X-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	100 - 110 cm	10840497
B308-XXL	Stück	XX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	110 - 120 cm	10840505
B308-XXXL	Stück	XXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	120 - 130 cm	10840534
B308-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	130 - 140 cm	10840540
B309-S	Stück	small	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	70 - 80 cm	10840557
B309-M	Stück	medium	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	80 - 90 cm	10840563
B309-L	Stück	large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	90 - 100 cm	10840586
B309-XL	Stück	X-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	100 - 110 cm	10840592
B309-XXL	Stück	XX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	110 - 120 cm	10840600
B309-XXXL	Stück	XXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	120 - 130 cm	10840617
B309-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	130 - 140 cm	10840623

**Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 15 cm (Farbe Beige)**

05.11.03.2008 - 31305-016 (15 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B306-S	Stück	small	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 80 cm	9109081
B306-M	Stück	medium	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 90 cm	4307209
B306-L	Stück	large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 100 cm	4307215
B306-XL	Stück	X-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 110 cm	4307221
B306-XXL	Stück	XX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	4307238
B306-XXXL	Stück	XXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	120 - 130 cm	4307244
B306-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	130 - 140 cm	6432114
B307-S	Stück	small	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 80 cm	9109106
B307-M	Stück	medium	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 90 cm	4307310
B307-L	Stück	large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 100 cm	4307327
B307-XL	Stück	X-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 110 cm	4307333
B307-XXL	Stück	XX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	4307356
B307-XXXL	Stück	XXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	120 - 130 cm	4779782
B307-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	130 - 140 cm	6432120
B312-S	Stück	small	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437218
B312-M	Stück	medium	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437224
B312-L	Stück	large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437230
B312-XL	Stück	X-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437247
B312-XXL	Stück	XX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437253
B312-XXXL	Stück	XXX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437276
B312-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437282



## Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 22,5 cm (Farbe Beige)

05.11.03.2008 - 31305-050 (22,5 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B302R-S	Stück	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	10840103
B302R-M	Stück	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	10840126
B302R-L	Stück	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	10840132
B302R-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	10840149
B302R-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840155
B302R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	10840161
B302R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	10840178
B302L-S	Stück	small	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	10840020
B302L-M	Stück	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	10840037
B302L-L	Stück	large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	10840043
B302L-XL	Stück	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	10840066
B302L-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840072
B302L-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	10840089
B302L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	10840095
B303R-S	Stück	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	10840296
B303R-M	Stück	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	10840304
B303R-L	Stück	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	10840310
B303R-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	10840327
B303R-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840333
B303R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	10840356
B303R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	10840362
B303L-S	Stück	small	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	10840190
B303L-M	Stück	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	10840209
B303L-L	Stück	large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	10840215
B303L-XL	Stück	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	10840244
B303L-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840250
B303L-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	10840267
B303L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	10840273
B313R-S	Stück	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	10840793
B313R-M	Stück	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	10840824
B313R-L	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	10840830
B313R-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	10840847
B313R-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840853
B313R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	10840876
B313R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	10840882
B313L-S	Stück	small	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	10840712
B313L-M	Stück	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	10840729
B313L-L	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	10840735
B313L-XL	Stück	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	10840741
B313L-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840758
B313L-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	10840770
B313L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	10840787

**Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 10 cm (Farbe Schwarz)**

05.11.03.2008 - 31305-051 (10 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G308-S	Stück	small	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	70 - 80 cm	10841290
G308-M	Stück	medium	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	80 - 90 cm	10841309
G308-L	Stück	large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	90 - 100 cm	10841315
G308-XL	Stück	X-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	100 - 110 cm	10841321
G308-XXL	Stück	XX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	110 - 120 cm	10841338
G308-XXXL	Stück	XXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	120 - 130 cm	10841344
G308-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	130 - 140 cm	10841350
G309-S	Stück	small	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	70 - 80 cm	10841367
G309-M	Stück	medium	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	80 - 90 cm	10841373
G309-L	Stück	large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	90 - 100 cm	10841404
G309-XL	Stück	X-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	100 - 110 cm	10841410
G309-XXL	Stück	XX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	110 - 120 cm	10841427
G309-XXXL	Stück	XXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	120 - 130 cm	10841456
G309-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	130 - 140 cm	10841462

**Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 15 cm (Farbe Schwarz)**

05.11.03.2008 - 31305-016 (15 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G306-S	Stück	small	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 80 cm	9436992
G306-M	Stück	medium	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437000
G306-L	Stück	large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437017
G306-XL	Stück	X-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437023
G306-XXL	Stück	XX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437046
G306-XXXL	Stück	XXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437052
G306-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437069
G307-S	Stück	small	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437075
G307-M	Stück	medium	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437081
G307-L	Stück	large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437098
G307-XL	Stück	X-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437106
G307-XXL	Stück	XX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437112
G307-XXXL	Stück	XXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437129
G307-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437135
G312-S	Stück	small	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437299
G312-M	Stück	medium	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437307
G312-L	Stück	large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437313
G312-XL	Stück	X-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437336
G312-XXL	Stück	XX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437342
G312-XXXL	Stück	XXX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437359
G312-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437365



## Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 22,5 cm (Farbe Schwarz)

05.11.03.2008 - 31305-050 (22,5 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G302R-S	Stück	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	10840971
G302R-M	Stück	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	10840988
G302R-L	Stück	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	10840994
G302R-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	10841002
G302R-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10841019
G302R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	10841025
G302R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	10841031
G302L-S	Stück	small	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	10840899
G302L-M	Stück	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	10840907
G302L-L	Stück	large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	10840913
G302L-XL	Stück	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	10840936
G302L-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840942
G302L-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	10840959
G302L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	10840965
G303R-S	Stück	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	10841120
G303R-M	Stück	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	10841137
G303R-L	Stück	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	10841166
G303R-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	10841172
G303R-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10841189
G303R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	10841195
G303R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	10841203
G303L-S	Stück	small	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	10841048
G303L-M	Stück	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	10841054
G303L-L	Stück	large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	10841060
G303L-XL	Stück	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	10841077
G303L-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10841083
G303L-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	10841108
G303L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	10841114
G313R-S	Stück	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	10841628
G313R-M	Stück	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	10841634
G313R-L	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	10841640
G313R-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	10841657
G313R-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10841663
G313R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	10841692
G313R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	10841700
G313L-S	Stück	small	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 80 cm	10841551
G313L-M	Stück	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 90 cm	10841568
G313L-L	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 100 cm	10841574
G313L-XL	Stück	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 110 cm	10841580
G313L-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10841597
G313L-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	120 - 130 cm	10841605
G313L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	130 - 140 cm	10841611



## Stomacare - Bandage Standard (Halbfertigfabrikate)

**Einsatz:** Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie. Größe und Position der Stomaöffnung können hier individuell eingearbeitet werden.

### Eigenschaften / Merkmale

- Stomaöffnung zur individuellen Einarbeitung
- Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform

### Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

### Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 10 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008 - 31305-019 (10 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
304-S	Stück	small	universell	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	10 cm	70 - 80 cm	9109069
304-M	Stück	medium	universell			10 cm	80 - 90 cm	3415931
304-L	Stück	large	universell			10 cm	90 - 100 cm	3415925
304-XL	Stück	X-large	universell			10 cm	100 - 110 cm	3416008
304-XXL	Stück	XX-large	universell			10 cm	110 - 120 cm	3416014
304-XXXL	Stück	XXX-large	universell			10 cm	120 - 130 cm	1053458
304-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell			10 cm	130 - 140 cm	6432025

### Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 15 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008 - 31305-018 (15 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
305-S	Stück	small	universell	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	15 cm	70 - 80 cm	9109112
305-M	Stück	medium	universell			15 cm	80 - 90 cm	3414699
305-L	Stück	large	universell			15 cm	90 - 100 cm	3414268
305-XL	Stück	X-large	universell			15 cm	100 - 110 cm	3414707
305-XXL	Stück	XX-large	universell			15 cm	110 - 120 cm	3414713
305-XXXL	Stück	XXX-large	universell			15 cm	120 - 130 cm	1053464
305-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell			15 cm	130 - 140 cm	6432031

### Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 22,5 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008 - 31305-049 (22,5 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
301R-S	Stück	small	rechts	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	22,5 cm	70 - 80 cm	9109187
301R-M	Stück	medium	rechts			22,5 cm	80 - 90 cm	3413949
301R-L	Stück	large	rechts			22,5 cm	90 - 100 cm	3413932
301R-XL	Stück	X-large	rechts			22,5 cm	100 - 110 cm	3413955
301R-XXL	Stück	XX-large	rechts			22,5 cm	110 - 120 cm	3414009
301R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts			22,5 cm	120 - 130 cm	1053441
301R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts			22,5 cm	130 - 140 cm	6432019
301L-S	Stück	small	links			22,5 cm	70 - 80 cm	9109170
301L-M	Stück	medium	links			22,5 cm	80 - 90 cm	3413895
301L-L	Stück	large	links			22,5 cm	90 - 100 cm	3413889
301L-XL	Stück	X-large	links	22,5 cm	100 - 110 cm	3413903		
301L-XXL	Stück	XX-large	links	22,5 cm	110 - 120 cm	3413926		
301L-XXXL	Stück	XXX-large	links	22,5 cm	120 - 130 cm	1053435		
301L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	22,5 cm	130 - 140 cm	6432002		

**Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 10 cm (Farbe Beige)**

05.11.03.2008 - 31305-019 (10 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B304-S	Stück	small	universell			10 cm	70 - 80 cm	10840379
B304-M	Stück	medium	universell	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.		10 cm	80 - 90 cm	10840385
B304-L	Stück	large	universell			10 cm	90 - 100 cm	10840391
B304-XL	Stück	X-large	universell		*	10 cm	100 - 110 cm	10840416
B304-XXL	Stück	XX-large	universell			10 cm	110 - 120 cm	10840422
B304-XXXL	Stück	XXX-large	universell			10 cm	120 - 130 cm	10840439
B304-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell			10 cm	130 - 140 cm	10840445

**Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 15 cm (Farbe Beige)**

05.11.03.2008 - 31305-018 (15 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B305-S	Stück	small	universell			15 cm	70 - 80 cm	9109129
B305-M	Stück	medium	universell	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.		15 cm	80 - 90 cm	7663637
B305-L	Stück	large	universell			15 cm	90 - 100 cm	7663643
B305-XL	Stück	X-large	universell		*	15 cm	100 - 110 cm	7663755
B305-XXL	Stück	XX-large	universell			15 cm	110 - 120 cm	7663790
B305-XXXL	Stück	XXX-large	universell			15 cm	120 - 130 cm	7663809
B305-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell			15 cm	130 - 140 cm	7663815

**Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 22,5 cm (Farbe Beige)**

05.11.03.2008 - 31305-049 (22,5 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B301R-S	Stück	small	rechts			22,5 cm	70 - 80 cm	9109193
B301R-M	Stück	medium	rechts	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.		22,5 cm	80 - 90 cm	7663821
B301R-L	Stück	large	rechts			22,5 cm	90 - 100 cm	7663838
B301R-XL	Stück	X-large	rechts			22,5 cm	100 - 110 cm	7663844
B301R-XXL	Stück	XX-large	rechts			22,5 cm	110 - 120 cm	7664045
B301R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts			22,5 cm	120 - 130 cm	7664140
B301R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts			22,5 cm	130 - 140 cm	7664200
B301L-S	Stück	small	links		*	22,5 cm	70 - 80 cm	9109201
B301L-M	Stück	medium	links			22,5 cm	80 - 90 cm	7664298
B301L-L	Stück	large	links			22,5 cm	90 - 100 cm	7664306
B301L-XL	Stück	X-large	links			22,5 cm	100 - 110 cm	7664312
B301L-XXL	Stück	XX-large	links			22,5 cm	110 - 120 cm	7664542
B301L-XXXL	Stück	XXX-large	links			22,5 cm	120 - 130 cm	7664565
B301L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links			22,5 cm	130 - 140 cm	7664743

**Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 10 cm (Farbe Schwarz)**

05.11.03.2008 - 31305-019 (10 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G304-S	Stück	small	universell	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	10 cm	70 - 80 cm	10841232
G304-M	Stück	medium	universell			10 cm	80 - 90 cm	10841249
G304-L	Stück	large	universell			10 cm	90 - 100 cm	10841255
G304-XL	Stück	X-large	universell			10 cm	100 - 110 cm	10841261
G304-XXL	Stück	XX-large	universell			10 cm	110 - 120 cm	10841278
G304-XXXL	Stück	XXX-large	universell			10 cm	120 - 130 cm	10841284
G304-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell			10 cm	130 - 140 cm	10840445

**Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 15 cm (Farbe Schwarz)**

05.11.03.2008 - 31305-018 (15 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G305-S	Stück	small	universell	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	15 cm	70 - 80 cm	9436762
G305-M	Stück	medium	universell			15 cm	80 - 90 cm	9436779
G305-L	Stück	large	universell			15 cm	90 - 100 cm	9436785
G305-XL	Stück	X-large	universell			15 cm	100 - 110 cm	9436791
G305-XXL	Stück	XX-large	universell			15 cm	110 - 120 cm	9436816
G305-XXXL	Stück	XXX-large	universell			15 cm	120 - 130 cm	9436822
G305-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell			15 cm	130 - 140 cm	9436839

**Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 22,5 cm (Farbe Schwarz)**

05.11.03.2008 - 31305-049 (22,5 CM)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G301R-S	Stück	small	rechts	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	22,5 cm	70 - 80 cm	9436673
G301R-M	Stück	medium	rechts			22,5 cm	80 - 90 cm	9436696
G301R-L	Stück	large	rechts			22,5 cm	90 - 100 cm	9436704
G301R-XL	Stück	X-large	rechts			22,5 cm	100 - 110 cm	9436710
G301R-XXL	Stück	XX-large	rechts			22,5 cm	110 - 120 cm	9436727
G301R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts			22,5 cm	120 - 130 cm	9436733
G301R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts			22,5 cm	130 - 140 cm	9436756
G301L-S	Stück	small	links			22,5 cm	70 - 80 cm	9436609
G301L-M	Stück	medium	links			22,5 cm	80 - 90 cm	9436615
G301L-L	Stück	large	links			22,5 cm	90 - 100 cm	9436621
G301L-XL	Stück	X-large	links			22,5 cm	100 - 110 cm	9436638
G301L-XXL	Stück	XX-large	links			22,5 cm	110 - 120 cm	9436644
G301L-XXXL	Stück	XXX-large	links			22,5 cm	120 - 130 cm	9436650
G301L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links			22,5 cm	130 - 140 cm	9436667



## Stomacare - Bandage EasyOpener

**Einsatz:** Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie. Speziell gearbeiteter Verschluss bietet einen hohen Komfort beim Beutelwechsel.

### Eigenschaften / Merkmale

- Einfache Öffnungsmöglichkeit zum Beutelwechsel
- Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform

### Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

### Artikel-/Maßtabelle EasyOpener-Bandage 15 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
306EOR-S	Stück	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 80 cm	9109218
306EOR-M	Stück	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 90 cm	7664766
306EOR-L	Stück	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 100 cm	7664772
306EOR-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 110 cm	7664789
306EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	7664795
306EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	120 - 130 cm	7664803
306EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	130 - 140 cm	7665375
306EOL-S	Stück	small	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 80 cm	9109224
306EOL-M	Stück	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 90 cm	7665381
306EOL-L	Stück	large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 100 cm	7665398
306EOL-XL	Stück	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 110 cm	7665406
306EOL-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665412
306EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	120 - 130 cm	7665429
306EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	130 - 140 cm	7665435
307EOR-S	Stück	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 80 cm	9109253
307EOR-M	Stück	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 90 cm	7665441
307EOR-L	Stück	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 100 cm	7665458
307EOR-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 110 cm	7665464
307EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665470
307EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	120 - 130 cm	7665487
307EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	130 - 140 cm	7665493
307EOL-S	Stück	small	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 80 cm	9109276
307EOL-M	Stück	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 90 cm	7665501
307EOL-L	Stück	large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 100 cm	7665518
307EOL-XL	Stück	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 110 cm	7665524
307EOL-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665530
307EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	120 - 130 cm	7665547
307EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	130 - 140 cm	7665553
312EOR-S	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437750
312EOR-M	Stück	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437767
312EOR-L	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437773
312EOR-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437796
312EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437804
312EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437810
312EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437827
312EOL-S	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437684
312EOL-M	Stück	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437690
312EOL-L	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437709
312EOL-XL	Stück	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437715
312EOL-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437721
312EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437738
312EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437744

Die Seitenangabe bezieht sich auf die Lage für den speziell gearbeiteten Verschluss der Stomaöffnung. **Sollte der Verschluss nicht an der Unterseite gewünscht sein**, muss einfach statt z. B. einer rechten Seite (Seite des Stomas) eine linke Seite bestellt und die **Bandage gedreht** werden!

#### Passende Rastringrößen:

Stomaöffnung Ø 60 mm: mögliche Rastringgröße 40 - 45 mm

Stomaöffnung Ø 72 mm: mögliche Rastringgröße 50 - 57 mm

Stomaöffnung Ø 85 mm: mögliche Rastringgröße 60 - 70 mm



## Artikel-/Maßtabelle EasyOpener-Bandage 15 cm (Farbe Beige)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B306EOR-S	Stück	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 80 cm	9109230
B306EOR-M	Stück	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 90 cm	7665576
B306EOR-L	Stück	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 100 cm	7665582
B306EOR-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 110 cm	7665599
B306EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665607
B306EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	120 - 130 cm	7665613
B306EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	130 - 140 cm	7665636
B306EOL-S	Stück	small	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 80 cm	9109247
B306EOL-M	Stück	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 90 cm	7665642
B306EOL-L	Stück	large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 100 cm	7665659
B306EOL-XL	Stück	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 110 cm	7665665
B306EOL-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665671
B306EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	120 - 130 cm	7665688
B306EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	130 - 140 cm	7665694
B307EOR-S	Stück	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 80 cm	9109282
B307EOR-M	Stück	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 90 cm	7665702
B307EOR-L	Stück	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 100 cm	7665719
B307EOR-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 110 cm	7665725
B307EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665731
B307EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	120 - 130 cm	7665748
B307EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	130 - 140 cm	7665754
B307EOL-S	Stück	small	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 80 cm	9114805
B307EOL-M	Stück	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 90 cm	7665777
B307EOL-L	Stück	large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 100 cm	7665783
B307EOL-XL	Stück	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 110 cm	7665808
B307EOL-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665866
B307EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	120 - 130 cm	7665889
B307EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	130 - 140 cm	7665895
B312EOR-S	Stück	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437922
B312EOR-M	Stück	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437939
B312EOR-L	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437945
B312EOR-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437951
B312EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437968
B312EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437974
B312EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437980
B312EOL-S	Stück	small	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437833
B312EOL-M	Stück	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437856
B312EOL-L	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437862
B312EOL-XL	Stück	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437879
B312EOL-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437885
B312EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437891
B312EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437916



## Artikel-/Maßtabelle EasyOpener-Bandage 15 cm (Farbe Schwarz)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G306EOR-S	Stück	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437448
G306EOR-M	Stück	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437454
G306EOR-L	Stück	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437460
G306EOR-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437477
G306EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437483
G306EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437508
G306EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437514
G306EOL-S	Stück	small	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437371
G306EOL-M	Stück	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437388
G306EOL-L	Stück	large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437394
G306EOL-XL	Stück	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437402
G306EOL-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437419
G306EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437425
G306EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437431
G307EOR-S	Stück	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437603
G307EOR-M	Stück	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437626
G307EOR-L	Stück	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437632
G307EOR-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437649
G307EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437655
G307EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437661
G307EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437678
G307EOL-S	Stück	small	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437520
G307EOL-M	Stück	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 90 cm	9437537
G307EOL-L	Stück	large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 100 cm	9437543
G307EOL-XL	Stück	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 110 cm	9437566
G307EOL-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437572
G307EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	120 - 130 cm	9437589
G307EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	130 - 140 cm	9437595
G312EOR-S	Stück	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 80 cm	9438063
G312EOR-M	Stück	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 90 cm	9438086
G312EOR-L	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 100 cm	9438092
G312EOR-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 110 cm	9438100
G312EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9438117
G312EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	120 - 130 cm	9438123
G312EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	130 - 140 cm	9438146
G312EOL-S	Stück	small	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 80 cm	9437997
G312EOL-M	Stück	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 90 cm	9438005
G312EOL-L	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 100 cm	9438011
G312EOL-XL	Stück	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 110 cm	9438028
G312EOL-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9438034
G312EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	120 - 130 cm	9438040
G312EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	130 - 140 cm	9438057



## Stomacare - Bandage HydroActive

**Einsatz:** Zur Fixierung und Abdeckung der Stomaversorgung im Wasser (Schwimmen, Sauna, Duschen, Wassergymnastik, Therapieanwendungen etc.).

### Eigenschaften / Merkmale

- Einsetzbar im Süß- und Salzwasser
- Material: atmungsaktiv, latexfrei, 100 % Polyamide mit Neopren
- Optimale Passform

### Produktfunktionen

- Fixierung des Stomabeutels und Schutz des Stomas bei Aktivitäten im Wasser

### Artikel-/Maßtabelle Stomacare - Bandage HydroActive

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Höhe	Bauchumfang	Farbe	PZN
365-S	Stück	small	universell	11/21 cm	70 - 80 cm	Silbergrau	15862279
365-M	Stück	medium	universell	11/21 cm	80 - 90 cm	Silbergrau	15862285
365-L	Stück	large	universell	11/21 cm	90 - 100 cm	Silbergrau	15862291
365-XL	Stück	X-large	universell	11/21 cm	100 - 110 cm	Silbergrau	15862316
365-XXL	Stück	XX-large	universell	11/21 cm	110 - 120 cm	Silbergrau	15862322
365-XXXL	Stück	XXX-large	universell	11/21 cm	120 - 130 cm	Silbergrau	15862339
365-XXXXL	Stück	XXXX-large	universell	11/21 cm	130 - 140 cm	Silbergrau	15862345



## Baskocare 310 - Bauchbandage

**Einsatz:** Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Prolapsvermeidung - u.a. bei hoher körperlicher Aktivität (Sport, Gartenarbeit etc.).

### Eigenschaften / Merkmale

- Integrierter Klettstreifen zur Fixierung einer Rückenpelotte
- Hinterer Bereich ist höher geschnitten
- Vorderer Klettverschluss

### Produktfunktionen

- Ausgleich von zu geringer Muskelaktion

### Artikel-/Maßtabelle Baskocare 310 - Bauchbandage

31303-022

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Hüftumfang	PZN
310-S	Stück	small	20 cm	23 cm	75 - 85 cm	09108957
310-M	Stück	medium	20 cm	23 cm	85 - 95 cm	09108963
310-L	Stück	large	20 cm	23 cm	95 - 105 cm	09108986
310-XL	Stück	X-large	20 cm	23 cm	105 - 115 cm	09108992



## Baskocare 314 - Elastische Rippenbruchbandage

**Einsatz:** Die komfortable, knitterfreie elastische Bandage wird zur Unterstützung von Brüchen oder Verletzungen der Rippen eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Optimale Passform
- Faltenfreier Sitz
- Material: Dacron-Elastikgewebe
- Farbe: Weiß

### Produktfunktionen

- Reduzieren und/oder Umverteilen der Last

### Artikel-/Maßtabelle Baskocare 314 - Elastische Rippenbruchbandage

05.11.01.0022

Art.-Nr.	VE	Höhe vorne	Höhe hinten	Hüftumfang
314	Stück	15 cm	15 cm	60 - 115 cm



## Baskocare 315 - Postoperative Bandage

**Einsatz:** Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Prolapsvermeidung - u.a. bei hoher körperlicher Aktivität (Sport, Gartenarbeit etc.).

### Eigenschaften / Merkmale

- Vorderer Bereich leicht gepolstert
- Vorderer Klettverschluss
- Optimale Passform und faltenfreier, fester Sitz

### Produktfunktionen

- Ausgleich von zu geringer Muskelaktion

### Artikel-/Maßtabelle Baskocare 315 - Postoperative Bandage

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe	Bauchumfang	PZN
315	Stück	small	23 cm	70 - 100 cm	9109000
315-M	Stück	medium	23 cm	100 - 130 cm	9109017
315-L	Stück	large	23 cm	130 - 160 cm	9109023



## Move+ PRS606 - Lumbosakrale Rückenstützbandage

**Einsatz:** Zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich.

### Eigenschaften / Merkmale

- Monofilament-Gewebe sorgt für optimale Schweißabsorption
- Elastische Bandage mit vorderem Klettverschluss

### Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

### Artikel-/Maßtabelle Move+ PRS606 - Lumbosakrale Rückenstützbandage

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Bauchumfang
PRS606-S	Stück	small	24 cm	24 cm	75 - 95 cm
PRS606-M	Stück	medium	24 cm	24 cm	95 - 115 cm
PRS606-L	Stück	large	24 cm	24 cm	115 - 130 cm
PRS606-XL	Stück	X-large	24 cm	24 cm	130 - 140 cm



## MyPRIM Kids - Lumbosakrale Rückenstützbandage

**Einsatz:** Die MyPRIM Kids-Lumbosakrale Rückenstützbandage wird sowohl zur konservativen als auch zur postoperativen Stabilisierung der Lendenwirbelsäule bei Kindern eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- 2 dorsale Stahlstäbe
- Elastische Gurte
- Einstellbare Kompression
- Velcro-Gurte

### Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

### Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Lumbosakrale Rückenstützbandage

Art.-Nr.	VE	Höhe vorne	Höhe hinten	Taillenumfang	PZN
MPK600-1	Stück	12 cm	16 cm	50 - 60 cm	17879686
MPK600-2	Stück	13 cm	19 cm	60 - 70 cm	17879692



## Move+ PRS607 - Lumbalrückenstützbandage

**Einsatz:** Zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich.

### Eigenschaften / Merkmale

- Elastische Bandage mit einstellbarer Kompression
- Hergestellt aus dichtem, elastischem Gewebe

### Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

### Artikel-/Maßtabelle Move+ PRS607 - Lumbalrückenstützbandage

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Hüftumfang
PRS607-S	Stück	small	14 cm	24 cm	70 - 90 cm
PRS607-M	Stück	medium	14 cm	24 cm	90 - 120 cm
PRS607-L	Stück	large	14 cm	24 cm	120 - 140 cm



## Mammy PRS615G - Schwangerschaft- Rückenstützbandage

**Einsatz:** Diese bequeme und anatomisch geformte Bandage wird in den verschiedenen Phasen der Schwangerschaft eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- 2 Lendenwirbelstäbschen, die die Wirbelsäule stützen, die Haltung verbessern und Rückenschmerzen lindern

### Produktfunktionen

- Unterstützung des Bauches und Beckens

### Artikel-/Maßtabelle Mammy PRS615G - Schwangerschaft-Rückenstützbandage

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Beckenumfang
PRS615G-OS	Stück	universell	7 cm	13 cm	90 - 115 cm



## Selection - Rückenstützbandagen

**Einsatz:** Zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich. Es stehen drei verschiedene Selection-Bandagen-Modelle zur Auswahl.

### Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformtes Design mit einer schmalen Vorderseite für mehr Komfort

### Produktfunktionen

- Die Selection-Rückenstützbandagen werden bei leichten Rückenschmerzen und -schwäche eingesetzt. Ebenfalls kann der Einsatz zur Unterstützung der Wirbelsäule beim Heben schwerer Lasten erfolgen.

### Artikel-/Maßtabelle Selection LOW - Rückenstützbandagen

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Beckenumfang
35400-XS	Stück	X-Small	12 cm	19 cm	75 - 85 cm
35400-S	Stück	Small	12 cm	19 cm	85 - 95 cm
35400-M	Stück	Medium	12 cm	19 cm	95 - 105 cm
35400-L	Stück	Large	12 cm	19 cm	105 - 115 cm
35400-XL	Stück	X-Large	12 cm	19 cm	115 - 125 cm
35400-XXL	Stück	XX-Large	12 cm	19 cm	125 - 140 cm

### Artikel-/Maßtabelle Selection REGULAR - Rückenstützbandagen

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Beckenumfang
35401-XS	Stück	X-Small	16 cm	23 cm	75 - 85 cm
35401-S	Stück	Small	16 cm	23 cm	85 - 95 cm
35401-M	Stück	Medium	16 cm	23 cm	95 - 105 cm
35401-L	Stück	Large	16 cm	23 cm	105 - 115 cm
35401-XL	Stück	X-Large	16 cm	23 cm	115 - 125 cm
35401-XXL	Stück	XX-Large	16 cm	23 cm	125 - 140 cm
35401-XXXL	Stück	XXX-Large	16 cm	23 cm	140 - 160 cm

### Artikel-/Maßtabelle Selection WIDE - Rückenstützbandagen

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Beckenumfang
35402-S	Stück	Small	25 cm	31,5 cm	85 - 95 cm
35402-M	Stück	Medium	25 cm	31,5 cm	95 - 105 cm
35402-L	Stück	Large	25 cm	31,5 cm	105 - 115 cm
35402-XL	Stück	X-Large	25 cm	31,5 cm	115 - 125 cm
35402-XXL	Stück	XX-Large	25 cm	31,5 cm	125 - 140 cm
35402-XXXL	Stück	XXX-Large	25 cm	31,5 cm	140 - 160 cm



## Baskocare 900 - Beckenorthese

**Einsatz:** Zur Beckenstabilisierung bei Beschwerden im Becken- und unteren Rückenbereich.

### Eigenschaften / Merkmale

- Zwei elastische Gurte bieten optimale Unterstützung
- Integrierte Rückenpelotte

### Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

### Artikel-/Maßtabelle Baskocare 900 - Beckenorthese

23.11.01.1006

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Hüftumfang	PZN
900-S	Stück	small	11,5 cm	27 cm	85 - 95 cm	14047784
900-M	Stück	medium	11,5 cm	27 cm	95 - 105 cm	14047778
900-L	Stück	large	11,5 cm	27 cm	105 - 115 cm	14047761
900-XL	Stück	X-large	11,5 cm	27 cm	115 - 125 cm	14047790

Maßnahmen: Zirkulär auf Höhe des Trochanter.



## Gold 232BA-/234BA - Lumbosakrale Rückenstützbandagen (mit Pelotte)

**Einsatz:** Zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich.

### Eigenschaften / Merkmale

- Zwei elastische Gurte bieten optimale Unterstützung
- Nahtlos gefertigt nach modernster FST-Technologie

### Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

### Artikel-/Maßtabelle Gold 232BA - Lumbosakrale Rückenstützbandagen mit Pelotte

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Hüftumfang
232BA-S	Stück	small	17 cm	28 cm	85 - 95 cm
232BA-M	Stück	medium	17 cm	28 cm	95 - 105 cm
232BA-L	Stück	large	17 cm	28 cm	105 - 115 cm
232BA-XL	Stück	X-large	17 cm	28 cm	115 - 125 cm
232BA-XXL	Stück	XX-large	17 cm	28 cm	125 - 135 cm

### Artikel-/Maßtabelle Gold 234BA - Lumbosakrale Rückenstützbandagen mit Pelotte

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Hüftumfang
234BA-S	Stück	small	26 cm	28 cm	85 - 95 cm
234BA-M	Stück	medium	26 cm	28 cm	95 - 105 cm
234BA-L	Stück	large	26 cm	28 cm	105 - 115 cm
234BA-XL	Stück	X-large	26 cm	28 cm	115 - 125 cm
234BA-XXL	Stück	XX-large	26 cm	28 cm	125 - 135 cm



## Gold 233BA - lumbosakrale Rückenstützbandage (mit Pelotte)

**Einsatz:** Die semi-regide Rückenstützbandage aus unelastischem, dreilagigem, atmungsaktivem Gewebe wird zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Drei elastische Gurte bieten optimale Unterstützung
- Beiliegende Rückenpelotte (herausnehmbar)

### Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

### Artikel-/Maßtabelle Gold lumbosakrale Rückenstützbandage mit Pelotte | 233BA

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Hüftumfang
233BA-S	Stück	small	23 cm	33 cm	85 - 95 cm
233BA-M	Stück	medium	23 cm	33 cm	95 - 105 cm
233BA-L	Stück	large	23 cm	33 cm	105 - 115 cm
233BA-XL	Stück	X-large	23 cm	33 cm	115 - 125 cm
233BA-XXL	Stück	XX-large	23 cm	33 cm	125 - 135 cm



## Gold PRS643G - Lumbosakrale Rückenstützbandage (ohne Pelotte)

**Einsatz:** Die Rückenstützbandage wird zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Vier elastische Gurte bieten optimale Unterstützung
- Fingerschlaufen für leichtes An-/Ablegen

### Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

### Artikel-/Maßtabelle Gold PRS643G Lumbosakrale Rückenstützbandage ohne Pelotte

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Hüftumfang
PRS643G-S	Stück	small	23 cm	35 cm	85 - 95 cm
PRS643G-L	Stück	large	23 cm	35 cm	105 - 115 cm
PRS643G-M	Stück	medium	23 cm	35 cm	95 - 105 cm
PRS643G-XL	Stück	X-large	23 cm	35 cm	115 - 125 cm
PRS643G-XXL	Stück	XX-large	23 cm	35 cm	125 - 135 cm



## Gold PRS646G-/647G - Lumbosakrale Rückenstützbandagen (ohne Pelotte)

**Einsatz:** Die Rückenstützbandagen werden zur Unterstützung des Muskelapparates sowie der Wirbelsäule und deren Aufrichtung eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Vier elastische Gurte bieten optimale Unterstützung
- Fingerschlaufen für leichtes An-/Ablegen

### Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

### Artikel-/Maßtabelle Gold PRS646G | Dorsolumbale Rückenstützbandage ohne Pelotte

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Hüftumfang
PRS646G-S	Stück	small	23 cm	51 cm	85 - 95 cm
PRS646G-M	Stück	medium	23 cm	51 cm	95 - 105 cm
PRS646G-L	Stück	large	23 cm	51 cm	105 - 115 cm
PRS646G-XL	Stück	X-large	23 cm	51 cm	115 - 125 cm
PRS646G-XXL	Stück	XX-large	23 cm	51 cm	125 - 135 cm
PRS646G-XXXL	Stück	XXX-large	23 cm	51 cm	135 - 145 cm

### Artikel-/Maßtabelle Gold PRS647G | Dorsolumbale Rückenstützbandage ohne Pelotte (Bauchmodell)

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Hüftumfang
PRS647G-S	Stück	small	26 cm	51 cm	85 - 95 cm
PRS647G-M	Stück	medium	26 cm	51 cm	95 - 105 cm
PRS647G-L	Stück	large	26 cm	51 cm	105 - 115 cm
PRS647G-XL	Stück	X-large	26 cm	51 cm	115 - 125 cm
PRS647G-XXL	Stück	XX-large	26 cm	51 cm	125 - 135 cm
PRS647G-XXXL	Stück	XXX-large	26 cm	51 cm	135 - 145 cm



## NAVY XTRA - Rückenorthese

**Einsatz:** Die NAVY XTRA-Rückenorthese wird sowohl zur konservativen als auch zur postoperativen Stabilisierung des lumbosakralen Bereichs eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Rückenplatte aus thermoplastischem 3D-LITE-Material
- Bezug für Rückenplatte zum Schutz der Bandage

### Produktfunktionen

- Prävention von Positionsabweichungen
- Verringerung von Positionsabweichungen

### Artikel-/Maßtabelle NAVY XTRA - Rückenorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Hüftumfang
23563-XS	Stück	X-small	16 cm	28 cm	75 - 85 cm
23563-S	Stück	small	16 cm	28 cm	85 - 95 cm
23563-M	Stück	medium	16 cm	31 cm	95 - 105 cm
23563-L	Stück	large	16 cm	31 cm	105 - 115 cm
23563-XL	Stück	X-large	16 cm	31 cm	115 - 125 cm
23563-XXL	Stück	XX-large	16 cm	31 cm	125 - 135 cm



## MyPRIM Kids - Schulter-Immobilisator

**Einsatz:** Die MyPRIM Kids-Schulter-Immobilisationsorthese fixiert und streckt die Schultern dank der verstellbaren unelastischen Gurte mit Schnallensystem.

### Eigenschaften / Merkmale


- Nahtlos gefertigt nach modernster Technologie
- Funktionelle „nicht-elastische“ Bänder

### Produktfunktionen

- Ruhigstellung und Geradehaltung der Schultern

### Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Schulter-Immobilisator

Art.-Nr.	VE	Brustumfang	PZN
MPK300-1	Stück	48 - 58 cm	17879597
MPK300-2	Stück	58 - 72 cm	17879605





## SpinAir - Reklinationsorthese

**Einsatz:** Zur Endlordosierung der LWS.

### Eigenschaften / Merkmale

- Leichte, atmungsaktive Orthese mit formbarem Wirbelsäulenrahmen
- Verstellbare und verkürzbare Bänder zur individuellen Anpassung

### Produktfunktionen

- Endlordosierung der LWS
- Reklination in Sagittalebene

### Artikel-/Maßtabelle SpinAir - Reklinationsorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe	Hüftumfang
736634	Stück	S1	51 - 59 cm	78 - 93 cm
736632	Stück	M1	51 - 59 cm	90 - 105 cm
736633	Stück	M2	59 - 68 cm	90 - 105 cm
736630	Stück	L2	59 - 68 cm	103 - 120 cm
736631	Stück	L3	68 - 75 cm	103 - 120 cm



## Star - Hyperextensionsorthese (3-Punkt-Prinzip)

**Einsatz:** Konservativ oder postoperativ u.a. bei stabilen Wirbelkörperschädigungen im unteren BWS- und LWS-Bereich.

### Eigenschaften / Merkmale

- Stufenlose Verstellmöglichkeit der federnd aufgehängten Sternalpelotte
- In der Höhe und Weite verstellbar
- Einstellbares Taillenband


### Produktfunktionen

- Reklination des Rumpfes
- Bewegungseinschränkung in Sagittalebene

### Artikel-/Maßtabelle Star-Hyperextensionsorthese (3-Punkt-Prinzip)

23.15.04.0008 - 31642-023

Art.-Nr.	VE	Bauchumfang	Abstand Clavicula bis Symphysis
39	Stück	60 - 148 cm	41 - 58 cm



## Hyperextensionsorthesen (Rahmenkonstruktion)

**Einsatz:** Konservativ oder postoperativ u.a. bei stabilen Wirbelkörperschädigungen im mittleren und unteren BWS und LWS-Bereich.

### Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformte einstellbare Rückenpelotte
- Gelenkig aufgehängte Sternalpelotte (anformbar)

### Produktfunktionen

- Reklination des Rumpfes
- Bewegungseinschränkung in Frontalebene und Sagittalebene

### Artikel-/Maßtabelle Hyperextensionsorthesen (Rahmenkonstruktion)

23.15.04.1005 - 31641-020

Art.-Nr.	VE	Größe	Beckenumfang	Abstand Clavicula bis Symphysis
34PA-S	Stück	small	76 - 86 cm	39 - 48 cm
34PA-M	Stück	medium	84 - 98 cm	42 - 51 cm
34PA-L	Stück	large	96 - 110 cm	45 - 52 cm
34PA-XL	Stück	X-large	106 - 120 cm	48 - 57 cm

### Artikel-/Maßtabelle Plus Avant-Hyperextensionsorthese mit variablem/fixierbarem Beckenbügel

23.15.04.1005 - 31641-018

Art.-Nr.	VE	Größe	Beckenumfang	Abstand Clavicula bis Symphysis
35PA-S	Stück	small	76 - 86 cm	39 - 48 cm
35PA-M	Stück	medium	84 - 98 cm	42 - 51 cm
35PA-L	Stück	large	96 - 110 cm	45 - 52 cm
35PA-XL	Stück	X-large	106 - 120 cm	48 - 57 cm
35PAS-S	Stück	small	76 - 86 cm	35 - 44 cm
35PAS-M	Stück	medium	84 - 98 cm	38 - 43 cm
35PAS-L	Stück	large	96 - 110 cm	42 - 51 cm
35PAS-XL	Stück	X-large	106 - 120 cm	45 - 54 cm



## PRS670 Precision - Hyperextensionsorthese

**Einsatz:** Konservativ oder postoperativ u.a. bei stabilen Wirbelkörperschädigungen im mittleren und unteren BWS und LWS-Bereich.

### Eigenschaften / Merkmale

- Sternumpelotte mit sphärischem Rotationssystem
- Einstellbarer Neigungswinkel in 6°-Schritten

### Produktfunktionen

- Verhinderung von Positionsabweichungen
- Verringerung und/oder Umverteilung der Last

### Artikel-/Maßtabelle PRS670 Precision - Hyperextensionsorthese

Art.-Nr.	VE	Beckenumfang	Abstand Clavicula bis Symphysis
PRS670-1	Stück	76 - 115 cm	38 - 51 cm
PRS670-2	Stück	115 - 135 cm	45 - 58,5 cm

# Boston Brace-Systeme

## bei Rumpfinstabilität



Behandlung von Wirbelsäulen-Deformierungen und -Krankheiten



### Boston LITE - Rumpforthesenmodul

**Einsatz:** Zur Rumpfstabilisierung, z. B. bei neuromuskulären Skoliosen.

#### Eigenschaften / Merkmale

- Öffnung hinten
- Lieferung inkl. Polster
- Integrierte Verstärkung
- Farbe: Weiß

#### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Rumpfes im Sitzen, Stehen und Gehen

#### Artikel-/Maßtabelle Boston LITE - Rumpforthesenmodul

Art.-Nr.	VE	Hüftumfang	Taillenumfang	Brustumfang	Fertigungsgrundlage
SBBL-15J1	Stück	54 cm	40 cm	49 cm	-
SBBL-15J2	Stück	58 cm	42 cm	51 cm	-
SBBL-15J3	Stück	62 cm	45 cm	54 cm	-
SBBL-15J4	Stück	64 cm	47 cm	56 cm	-
SBBL-15Y1A	Stück	66 cm	51 cm	55 cm	-
SBBL-15Y1	Stück	67 cm	46 cm	56 cm	-
SBBL-15Y2	Stück	71 cm	47 cm	60 cm	-
SBBL-15Y2A	Stück	72 cm	55 cm	62 cm	-
SBBL-15Y3	Stück	75 cm	48 cm	63 cm	-
SBBL-15Y3A	Stück	78 cm	57 cm	69 cm	-
SBBL-15Y4	Stück	79 cm	51 cm	64 cm	-
SBBL-15Y4F	Stück	80 cm	57 cm	66 cm	-
BSBJL02	Stück	-	-	-	Maßblatt
BSBJL03	Stück	-	-	-	Gipsabdruck

Das Taillenmaß ist das wichtigste Maß und sollte als erstes Auswahlkriterium gewählt werden. Aufgrund der Materialflexibilität kann der Hüft- oder Brustumfang 2 bis 5 cm kleiner oder größer sein. Zur Bestellung einer Orthese nach Maß verwenden Sie bitte das entsprechende Maßblatt (siehe Dokumente).



## Boston Soft Body Jacket - Rumpforthesenmodul

**Einsatz:** Zur Rumpfstabilisierung, z. B. bei spastischen Lähmungen nach Zerebralparese.

### Eigenschaften / Merkmale

- Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung
- Maßanfertigung möglich
- Öffnung vorne

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Rumpfes im Sitzen, Stehen und Gehen

### Artikel-/Maßtabelle Boston Soft Body Jacket - Rumpforthesenmodul

23.15.30.1000 - 31651-011

Art.-Nr.	VE	Lordose	Hüftumfang	Taillenumfang	Umfang Proc. Xiphoideus	A.S.I.S.	Fertigungsgrundlage
7900.-1	Stück	0°	71 cm	51 cm	66 cm	-	-
7900.-1D	Stück	0°	71 cm	46 cm	58 cm	-	-
7900.-2	Stück	0°	76 cm	61 cm	71 cm	-	-
7900.-2D	Stück	0°	76 cm	51 cm	63 cm	-	-
7900.-3	Stück	0°	81 cm	71 cm	76 cm	-	-
7900.-3D	Stück	0°	81 cm	66 cm	74 cm	-	-
7900.-4	Stück	0°	86 cm	76 cm	84 cm	-	-
7900.-4D	Stück	0°	86 cm	58 cm	69 cm	-	-
7900.-5	Stück	0°	91 cm	81 cm	89 cm	-	-
7900.-5D	Stück	0°	91 cm	66 cm	76 cm	-	-
7900.-6	Stück	0°	97 cm	86 cm	94 cm	-	-
7900.-6D	Stück	0°	97 cm	74 cm	84 cm	-	-
7900.-7	Stück	0°	102 cm	91 cm	99 cm	-	-
7900.-7D	Stück	0°	102 cm	81 cm	91 cm	-	-
7900.-8	Stück	0°	109 cm	97 cm	109 cm	-	-
7900.-8D	Stück	0°	109 cm	84 cm	91 cm	-	-
7900.-9	Stück	0°	114 cm	100 cm	114 cm	-	-
7900.-9D	Stück	0°	114 cm	87 cm	94 cm	-	-
7900.-10	Stück	0°	117 cm	104 cm	117 cm	-	-
7900.-10D	Stück	0°	117 cm	96 cm	101 cm	-	-
7915.-1	Stück	15°	71 cm	51 cm	66 cm	-	-
7915.-1D	Stück	15°	71 cm	46 cm	58 cm	-	-
7915.-2	Stück	15°	76 cm	61 cm	71 cm	-	-
7915.-2D	Stück	15°	76 cm	51 cm	63 cm	-	-
7915.-3	Stück	15°	81 cm	71 cm	76 cm	-	-
7915.-3D	Stück	15°	81 cm	66 cm	74 cm	-	-
7915.-4	Stück	15°	86 cm	76 cm	84 cm	-	-
7915.-4D	Stück	15°	86 cm	58 cm	69 cm	-	-
7915.-5	Stück	15°	91 cm	81 cm	89 cm	-	-
7915.-5D	Stück	15°	91 cm	66 cm	76 cm	-	-
7915.-6	Stück	15°	97 cm	86 cm	94 cm	-	-
7915.-6D	Stück	15°	97 cm	74 cm	84 cm	-	-
7915.-7	Stück	15°	102 cm	91 cm	99 cm	-	-
7915.-7D	Stück	15°	102 cm	81 cm	91 cm	-	-
7915.-8	Stück	15°	109 cm	97 cm	109 cm	-	-
7915.-8D	Stück	15°	109 cm	84 cm	91 cm	-	-
7915.-9	Stück	15°	114 cm	100 cm	114 cm	-	-
7915.-9D	Stück	15°	114 cm	87 cm	94 cm	-	-
7915.-10	Stück	15°	117 cm	104 cm	117 cm	-	-
7915.-10D	Stück	15°	117 cm	96 cm	101 cm	-	-
7900-40.54	Stück	0°	54 cm	40 cm	49 cm	14 cm	-
7900-42.58	Stück	0°	58 cm	42 cm	51 cm	15 cm	-
7900-45.62	Stück	0°	62 cm	45 cm	54 cm	16 cm	-
7900-46.67	Stück	0°	67 cm	46 cm	56 cm	18 cm	-
7900-47.64	Stück	0°	64 cm	47 cm	56 cm	17 cm	-
7900-47.71	Stück	0°	71 cm	47 cm	60 cm	19 cm	-



## Artikel-/Maßtabelle Boston Soft Body Jacket - Rumpforthesenmodul

23.15.30.1000 - 31651-011

Art.-Nr.	VE	Lordose	Hüftumfang	Taillenumfang	Umfang Proc. Xiphoideus	A.S.I.S.	Fertigungsgrundlage
7900-48.75	Stück	0°	75 cm	48 cm	63 cm	20 cm	-
7900-51.66	Stück	0°	66 cm	51 cm	55 cm	17 cm	-
7900-51.79	Stück	0°	79 cm	51 cm	64 cm	23 cm	-
7900-52.82	Stück	0°	82 cm	52 cm	68 cm	24 cm	-
7900-54.86	Stück	0°	86 cm	54 cm	69 cm	25 cm	-
7900-55.72	Stück	0°	72 cm	55 cm	62 cm	20 cm	-
7900-56.84	Stück	0°	84 cm	56 cm	73 cm	24 cm	-
7900-57.78	Stück	0°	78 cm	57 cm	69 cm	21 cm	-
7900-57.80	Stück	0°	80 cm	57 cm	66 cm	22 cm	-
7900-58.82	Stück	0°	82 cm	58 cm	68 cm	23 cm	-
7900-58.88	Stück	0°	88 cm	58 cm	75 cm	25 cm	-
7900-60.86	Stück	0°	86 cm	60 cm	69 cm	24 cm	-
7900-60.92	Stück	0°	92 cm	60 cm	72 cm	26 cm	-
7900-62.94	Stück	0°	94 cm	62 cm	76 cm	27 cm	-
7900-63.84	Stück	0°	84 cm	63 cm	78 cm	23 cm	-
7900-63.92	Stück	0°	92 cm	63 cm	69 cm	25 cm	-
7900-64.88	Stück	0°	88 cm	64 cm	75 cm	24 cm	-
7900-66.96	Stück	0°	96 cm	66 cm	75 cm	25 cm	-
7900-68.92	Stück	0°	92 cm	68 cm	78 cm	25 cm	-
7900-68.97	Stück	0°	97 cm	68 cm	80 cm	27 cm	-
7900-69.86	Stück	0°	86 cm	69 cm	73 cm	24 cm	-
7900-70.94	Stück	0°	94 cm	70 cm	84 cm	26 cm	-
7900-72.90	Stück	0°	90 cm	72cm	83 cm	24 cm	-
7900-76.97	Stück	0°	97 cm	76 cm	88 cm	27 cm	-
7915-40.54	Stück	15°	54 cm	40 cm	49 cm	14 cm	-
7915-42.58	Stück	15°	58 cm	42 cm	51 cm	15 cm	-
7915-45.62	Stück	15°	62 cm	45 cm	54 cm	16 cm	-
7915-46.67	Stück	15°	67 cm	46 cm	56 cm	18 cm	-
7915-47.64	Stück	15°	64 cm	47 cm	56 cm	17 cm	-
7915-47.71	Stück	15°	71 cm	47 cm	60 cm	19 cm	-
7915-48.75	Stück	15°	75 cm	48 cm	63 cm	20 cm	-
7915-51.66	Stück	15°	66 cm	51 cm	55 cm	17 cm	-
7915-51.79	Stück	15°	79 cm	51 cm	64 cm	23 cm	-
7915-52.82	Stück	15°	82 cm	52 cm	68 cm	24 cm	-
7915-54.86	Stück	15°	86 cm	54 cm	69 cm	25 cm	-
7915-55.72	Stück	15°	72 cm	55 cm	62 cm	20 cm	-
7915-56.84	Stück	15°	84 cm	56 cm	73 cm	24 cm	-
7915-57.78	Stück	15°	78 cm	57 cm	69 cm	21 cm	-
7915-57.80	Stück	15°	80 cm	57 cm	66 cm	22 cm	-
7915-58.82	Stück	15°	82 cm	58 cm	68 cm	23 cm	-
7915-58.88	Stück	15°	88 cm	58 cm	75 cm	25 cm	-
7915-60.86	Stück	15°	86 cm	60 cm	69 cm	24 cm	-
7915-60.92	Stück	15°	92 cm	60 cm	72 cm	26 cm	-
7915-62.94	Stück	15°	94 cm	62 cm	76 cm	27 cm	-
7915-63.84	Stück	15°	84 cm	63 cm	78 cm	23 cm	-
7915-63.92	Stück	15°	92 cm	63 cm	69 cm	25 cm	-
7915-64.88	Stück	15°	88 cm	64 cm	75 cm	24 cm	-
7915-66.96	Stück	15°	96 cm	66 cm	75 cm	25 cm	-
7915-68.92	Stück	15°	92 cm	68 cm	78 cm	25 cm	-
7915-68.97	Stück	15°	97 cm	68 cm	80 cm	27 cm	-
7915-69.86	Stück	15°	86 cm	69 cm	73 cm	24 cm	-
7915-70.94	Stück	15°	94 cm	70 cm	84 cm	26 cm	-
7915-72.90	Stück	15°	90 cm	72cm	83 cm	24 cm	-
7915-76.97	Stück	15°	97 cm	76 cm	88 cm	27 cm	-
7915 SP	Stück	-	-	-	-	-	Maßanfertigung (Fertigungsgrundlage: Maßblatt)
7915GIPS/FS	Stück	-	-	-	-	-	Maßanfertigung (mit fest eingearbeiteten Verstärkungsstäben, Fertigungsgrundlage: Gipsnegativ)
7915GIPS/RS	Stück	-	-	-	-	-	Maßanfertigung (mit herausnehmbaren Verstärkungsstäben, Fertigungsgrundlage: Gipsnegativ)

Maßnahmen: Das Taillenmaß ist das wichtigste Maß und sollte als erstes Auswahlkriterium gewählt werden.  
Aufgrund der Materialflexibilität kann der Hüft- oder Brustumfang 2 bis 5 cm kleiner oder größer sein.



## Boston Overlap Brace - Rumpforthesenmodul

**Einsatz:** Zur postoperativen und posttraumatischen Fixierung bei verschiedenen Rückenerkrankungen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung
- Maßanfertigung möglich
- Öffnung vorne überlappend

### Produktfunktionen

- Stabilisierung der lumbosakralen Wirbelsäulensegmente
- Entlordosierung / Extendierung der lumbosakralen Wirbelsäulensegmente

### Artikel-/Maßtabelle Boston Overlap Brace - Rumpforthesenmodul

23.15.01.0003 - 31651-013

Art.-Nr. 0° Lordose	Art.-Nr. 15° Lordose	Art.-Nr. 30° Lordose	VE	Hüftumfang	Taillenumfang	Umfang Proc. Xiphoideus	Fertigungsgrundlage
BOB 1-0	BOB 1-15	BOB 1-30	Stück	71 cm	51 cm	66 cm	-
BOB 1D-0	BOB 1D-15	BOB 1D-30	Stück	71 cm	46 cm	58 cm	-
BOB 2-0	BOB 2-15	BOB 2-30	Stück	76 cm	61 cm	71 cm	-
BOB 2D-0	BOB 2D-15	BOB 2D-30	Stück	76 cm	51 cm	63 cm	-
BOB 3-0	BOB 3-15	BOB 3-30	Stück	81 cm	71 cm	76 cm	-
BOB 3D-0	BOB 3D-15	BOB 3D-30	Stück	81 cm	66 cm	74 cm	-
BOB 4-0	BOB 4-15	BOB 4-30	Stück	86 cm	76 cm	84 cm	-
BOB 4D-0	BOB 4D-15	BOB 4D-30	Stück	86 cm	58 cm	69 cm	-
BOB 5-0	BOB 5-15	BOB 5-30	Stück	91 cm	81 cm	89 cm	-
BOB 5D-0	BOB 5D-15	BOB 5D-30	Stück	91 cm	66 cm	76 cm	-
BOB 6-0	BOB 6-15	BOB 6-30	Stück	97 cm	86 cm	94 cm	-
BOB 6D-0	BOB 6D-15	BOB 6D-30	Stück	97 cm	74 cm	84 cm	-
BOB 7-0	BOB 7-15	BOB 7-30	Stück	102 cm	91 cm	99 cm	-
BOB 7D-0	BOB 7D-15	BOB 7D-30	Stück	102 cm	81 cm	91 cm	-
BOB 8-0	BOB 8-15	BOB 8-30	Stück	109 cm	97 cm	109 cm	-
BOB 8D-0	BOB 8D-15	BOB 8D-30	Stück	109 cm	84 cm	91 cm	-
BOB 9-0	BOB 9-15	BOB 9-30	Stück	114 cm	100 cm	114 cm	-
BOB 9D-0	BOB 9D-15	BOB 9D-30	Stück	114 cm	87 cm	94 cm	-
BOB 10-0	BOB 10-15	BOB 10-30	Stück	117 cm	104 cm	117 cm	-
BOB 10D-0	BOB 10D-15	BOB 10D-30	Stück	117 cm	96 cm	101 cm	-
BOB GIPS	-	-	Stück	-	-	-	Maßanfertigung (Fertigungsgrundlage Gipsnegativ).

Das Taillenmaß ist das wichtigste Maß und sollte als erstes Auswahlkriterium gewählt werden.  
Aufgrund der Materialflexibilität kann der Hüft- oder Brustumfang 2 bis 5 cm kleiner oder größer sein.



## Boston Original Brace - Rumpforthesenmodul

**Einsatz:** Zur Behandlung von Skoliosen bis zu einem Niveau von Thoracal 8.

### Eigenschaften / Merkmale

- Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung
- Öffnung hinten
- Farbe: Weiß

### Produktfunktionen

- Korrektur einer Wirbelsäulen-Fehlstellung
- Begrenzung des Bewegungsumfangs

### Artikel-/Maßtabelle Boston Original Brace - Rumpforthesenmodul

23.15.31.1000

Art.-Nr. Lordose 0°	Art.-Nr. Lordose 15°	VE	Hüftumfang	Taillenumfang	Umfang Proc. Xiphoideus	A.S.I.S.
8100-40.54	8115-40.54	Stück	54 cm	40 cm	49 cm	14 cm
8100-42.58	8115-42.58	Stück	58 cm	42 cm	51 cm	15 cm
8100-45.62	8115-45.62	Stück	62 cm	45 cm	54 cm	16 cm
8100-46.67	8115-46.67	Stück	67 cm	46 cm	56 cm	18 cm
8100-47.64	8115-47.64	Stück	64 cm	47 cm	56 cm	17 cm
8100-47.71	8115-47.71	Stück	71 cm	47 cm	60 cm	19 cm
8100-48.75	8115-48.75	Stück	75 cm	48 cm	63 cm	20 cm
8100-51.66	8115-51.66	Stück	66 cm	51 cm	55 cm	17 cm
8100-51.79	8115-51.79	Stück	79 cm	51 cm	64 cm	23 cm
8100-52.82	8115-52.82	Stück	82 cm	52 cm	68 cm	24 cm
8100-54.86	8115-54.86	Stück	86 cm	54 cm	69 cm	25 cm
8100-55.72	8115-55.72	Stück	72 cm	55 cm	62 cm	20 cm
8100-56.84	8115-56.84	Stück	84 cm	56 cm	73 cm	24 cm
8100-57.78	8115-57.78	Stück	78 cm	57 cm	69 cm	21 cm
8100-57.80	8115-57.80	Stück	80 cm	57 cm	66 cm	22 cm
8100-58.82	8115-58.82	Stück	82 cm	58 cm	68 cm	23 cm
8100-58.88	8115-58.88	Stück	88 cm	58 cm	75 cm	25 cm
8100-60.86	8115-60.86	Stück	86 cm	60 cm	69 cm	24 cm
8100-60.92	8115-60.92	Stück	92 cm	60 cm	72 cm	26 cm
8100-62.94	8115-62.94	Stück	94 cm	62 cm	76 cm	27 cm
8100-63.84	8115-63.84	Stück	84 cm	63 cm	78 cm	23 cm
8100-63.92	8115-63.92	Stück	92 cm	63 cm	69 cm	25 cm
8100-64.88	8115-64.88	Stück	88 cm	64 cm	75 cm	24 cm
8100-66.96	8115-66.96	Stück	96 cm	66 cm	75 cm	25 cm
8100-68.92	8115-68.92	Stück	92 cm	68 cm	78 cm	25 cm
8100-68.97	8115-68.97	Stück	97 cm	68 cm	80 cm	27 cm
8100-69.86	8115-69.86	Stück	86 cm	69 cm	73 cm	24 cm
8100-70.94	8115-70.94	Stück	94 cm	70 cm	84 cm	26 cm
8100-72.90	8115-72.90	Stück	90 cm	72cm	83 cm	24 cm
8100-76.97	8115-76.97	Stück	97 cm	76 cm	88 cm	27 cm

Art.-Nr.	VE	Hüftumfang	Umfang Proc. Xiphoideus	A.S.I.S.
BOSTON SPEC.	Stück	-	-	-
COS-BB	Stück	-	-	-

Zur Bestellung einer Orthese nach Maß verwenden Sie bitte das entsprechende Maßblatt (siehe Dokumente).



## Boston Scoliosis Night Brace

**Einsatz:** Zur Behandlung von progredienten Skoliosen zwischen 20° und 35°.

### Eigenschaften / Merkmale

- Polsterüberstand verhindert Kantendruck
- Herausnehmbares Polster
- Gute Reinigung der Einzelteile

### Produktfunktionen

- Korrektur der Wirbelsäule

### Artikel-/Maßtable Boston Scoliosis Night Brace

23.15.31.1000

Art.-Nr.	VE
COS-NIGHT	Stück

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das vorliegende Maßblatt. Lieferzeit: ca. 3-4 Wochen.



## Korsetthemden

**Einsatz:** Zur Schweißabsorption und Vermeidung von Hautirritationen/ Druckstellen beim Tragen von Rumpforthesen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Kurzarm-T-Shirt
- Rollkragen
- Sehr dehnbar

### Produktfunktionen

- Vermeidung von Hautirritationen und Druckstellen beim Tragen von Rumpforthesen

### Artikel-/Maßtable Korsetthemd (Rollkragen, kurze Ärmel)

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite	Umfang	Material	PZN
1BX1-BT-XS	Stück	X-small	30 cm	10 cm	25 - 30 cm	X-Static	11557964

### Artikel-/Maßtable Korsetthemd (T-Shirt, Rund-Ausschnitt)

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite	Umfang	Material	PZN
11-S	Stück	small	35 cm	15 cm	35 - 45 cm	Coolmax	09639287
11-M	Stück	medium	45 cm	20 cm	45 - 60 cm	Coolmax	09639293
11-ML	Stück	medium lang	50 cm	20 cm	45 - 60 cm	Coolmax	15862368
11-L	Stück	large	50 cm	25 cm	55 - 75 cm	Coolmax	09639301
11-LL	Stück	large lang	60 cm	25 cm	55 - 75 cm	Coolmax	15862374
11-XL	Stück	X-large	60 cm	30 cm	66 - 95 cm	Coolmax	09639318
11-XXL	Stück	XXL lang	71 cm	30 cm	66 - 95 cm	Coolmax	15862380

Der Umfang in der Tabelle gibt den Umfangsbereich am Patienten an, in dem eine Versorgung möglich ist.

**Artikel-/Maßtabelle Korsetthemd mit Schulterträgern (Rund-Ausschnitt)**

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite	Umfang	Material	PZN
7-XS	Stück	X-small	30 cm	10 cm	25 - 30 cm	Coolmax	09639442
7-S	Stück	small	35 cm	15 cm	35 - 45 cm	Coolmax	09639459
7X-S	Stück	small	35 cm	15 cm	35 - 45 cm	X-Static	09639519
7-M	Stück	medium	40 cm	20 cm	45 - 60 cm	Coolmax	09639465
7-ML	Stück	medium lang	56 cm	20 cm	45 - 60 cm	Coolmax	15862397
7X-M	Stück	medium	40 cm	20 cm	45 - 60 cm	X-Static	09639525
7X-ML	Stück	medium lang	56 cm	20 cm	45 - 60 cm	X-Static	09639531
7-L	Stück	large	50 cm	25 cm	55 - 75 cm	Coolmax	09639471
7-LL	Stück	large lang	60 cm	25 cm	55 - 75 cm	Coolmax	09639488
7X-L	Stück	large	50 cm	25 cm	55 - 75 cm	X-Static	09639548
7X-LL	Stück	large lang	60 cm	25 cm	55 - 75 cm	X-Static	09639554
7-XL	Stück	X-large	60 cm	30 cm	66 - 95 cm	Coolmax	09639494
7X-XL	Stück	X-large	60 cm	30 cm	66 - 95 cm	X-Static	09639560
7-XXL	Stück	XX-large	60 cm	35 cm	76 - 122 cm	Coolmax	09639502
7X-XXL	Stück	XX-large	60 cm	35 cm	76 - 122 cm	X-Static	09639577
7X-XXXL	Stück	XXX-large	71 cm	35 cm	76 - 122 cm	X-Static	09639583

Der Umfang in der Tabelle gibt den Umfangsbereich am Patienten an, in dem eine Versorgung möglich ist.

**Artikel-/Maßtabelle Korsetthemd mit Schulterträgern (V-Ausschnitt, beidseitige Achselschützer)**

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite	Umfang	Material	PZN
1BP1-DB-SM	Stück	small	40 cm	15 cm	35 - 45 cm	Coolmax	09639608
1BX1-BD-SM	Stück	small	40 cm	15 cm	35 - 45 cm	X-Static	09639643
1BP1-DB-MD	Stück	medium	45 cm	20 cm	45 - 60 cm	Coolmax	09639614
1BX1-BD-MD	Stück	medium	45 cm	20 cm	45 - 60 cm	X-Static	09639666
1BP1-DB-ML	Stück	medium lang	56 cm	20 cm	45 - 60 cm	Coolmax	15862405
1BX1-BD-ML	Stück	medium lang	56 cm	20 cm	45 - 60 cm	X-Static	09639672
1BP1-DB-LG	Stück	large	50 cm	25 cm	55 - 75 cm	Coolmax	15862411
1BX1-BD-LG	Stück	large	50 cm	25 cm	55 - 75 cm	X-Static	09639689
1BP1-DB-LL	Stück	large lang	60 cm	25 cm	55 - 75 cm	Coolmax	09639620
1BX1-BD-LL	Stück	large lang	60 cm	25 cm	55 - 75 cm	X-Static	09639695
1BP1-DB-XL	Stück	X-large	60 cm	30 cm	66 - 95 cm	Coolmax	09639637
1BX1-BD-XL	Stück	X-large	60 cm	30 cm	66 - 95 cm	X-Static	09639703

Der Umfang in der Tabelle gibt den Umfangsbereich am Patienten an, in dem eine Versorgung möglich ist.

**Artikel-/Maßtabelle Korsetthemd mit Schulterträgern und Achselschützer (Rund-Ausschnitt)**

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite	Umfang	Material	PZN
10-S	Stück	small	48 cm	15 cm	40 - 61 cm	Coolmax	09639241
10-M	Stück	medium	53 cm	20 cm	61 - 81 cm	Coolmax	09639258
10-L	Stück	large	71 cm	25 cm	81 - 102 cm	Coolmax	09639264
10-XL	Stück	X-large	71 cm	30 cm	102 - 122 cm	Coolmax	09639270

Der Umfang in der Tabelle gibt den Umfangsbereich am Patienten an, in dem eine Versorgung möglich ist.

**Artikel-/Maßtabelle Korsetthemd ohne Schulterträger**

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite	Umfang	Material	PZN
6-XS	Stück	X-small	30 cm	10 cm	25 - 30 cm	Coolmax	09639324
6-S	Stück	small	35 cm	15 cm	35 - 45 cm	Coolmax	09639330
6X-S	Stück	small	35 cm	15 cm	35 - 45 cm	X-Static	09639399
6-M	Stück	medium	40 cm	20 cm	45 - 60 cm	Coolmax	09639347
6X-M	Stück	medium	40 cm	20 cm	45 - 60 cm	X-Static	09639407
6-L	Stück	large	50 cm	25 cm	55 - 75 cm	Coolmax	09639353
6-ML	Stück	medium	50 cm	20 cm	45 - 60 cm	Coolmax	-
6X-L	Stück	large	50 cm	25 cm	55 - 75 cm	X-Static	9639413
6-LL	Stück	large lang	60 cm	25 cm	55 - 75 cm	Coolmax	09639376
6-XL	Stück	X-large	60 cm	30 cm	66 - 95 cm	Coolmax	09639382
6X-XL	Stück	X-large	60 cm	30 cm	66 - 95 cm	X-Static	09639436

Der Umfang in der Tabelle gibt den Umfangsbereich am Patienten an, in dem eine Versorgung möglich ist.



## Reklinationsorthese

**Einsatz:** Zur Stabilisierung der Brust- und Lendenwirbelsäule.

### Eigenschaften / Merkmale

- Reclinierende Schulterzüge
- Paravertebral positionierter Aluminiumrahmen mit Beckenband
- 6 vordere Klettverschlüsse

### Produktfunktionen

- Endlordosierung der LWS
- Reklination in Sagittalebene

### Artikel-/Maßtabelle Reklinationsorthese

23.15.04.2003 - 31633-013

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe vorne	Höhe hinten	Beckenumfang
8166N-S	Stück	small	25 cm	42,5 cm	75 - 84 cm
8166N-M	Stück	medium	26 cm	45,0 cm	85 - 94 cm
8166N-L	Stück	large	27 cm	47,5 cm	95 - 104 cm
8166N-XL	Stück	X-large	28 cm	52,5 cm	105 - 114 cm





# OBERE EXTREMITÄT





## CMCcare - Daumenorthese

**Einsatz:** Zur Stabilisierung und Positionierung des Daumensattelgelenks in Funktionsstellung.

### Eigenschaften / Merkmale

- Variable Daumenstellung durch änderbare Zugrichtung
- Anatomisch geformt
- Zusätzliches Klett-/Flaschband

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattelgelenks
- Positionierung des Daumens in Funktionsstellung

### Artikel-/Maßtabelle CMCcare - Daumenorthese

23.07.01.1049

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Handumfang	PZN	Maßnahmen
8712R-S	Stück	small	rechts	16,0 - 19,5 cm	12467677	
8712R-M	Stück	medium	rechts	19,5 - 22,5 cm	12467683	
8712R-L	Stück	large	rechts	22,5 - 26,0 cm	12467708	
8712L-S	Stück	small	links	16,0 - 19,5 cm	12467714	
8712L-M	Stück	medium	links	19,5 - 22,5 cm	12467720	
8712L-L	Stück	large	links	22,5 - 26,0 cm	12467737	

Maßnahmen: Messen Sie den Umfang (ohne Daumen) zirkulär um die Handmitte.



## Selection Thumb - Daumenorthese (für Kinder)

**Einsatz:** Konservativ oder postoperativ zur Immobilisierung des Daumensattelgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Polyester, Nylon, Elasthan
- Farbe: Schwarzpetrol

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattelgelenks
- Verhinderung einer Fehlstellung
- Schmerzreduktion

### Artikel-/Maßtabelle Selection Thumb - Daumenorthese (für Kinder)

Artikelnummer		VE	Größe	Länge	Handgelenk-umfang	Handgelenk-umfang	Maßnahmen
Links	Rechts						
35300L-XXS	35300R-XXS	Stück	XX-small	11 cm	8 - 11 cm	8 - 11 cm	
35300L-XS	35300R-XS	Stück	X-small	13,5 cm	8 - 11 cm	8 - 11 cm	
35300L-S	35300R-S	Stück	small	14,5 cm	10 - 12 cm	10 - 12 cm	
35300L-M	35300R-M	Stück	medium	17 cm	12 - 14 cm	12 - 14 cm	
35300L-L	35300R-L	Stück	large	17,5 cm	14 - 16 cm	14 - 16 cm	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangsärkster Stelle des Handgelenks.



## Selection Thumb - Daumenorthesen

**Einsatz:** Zur Immobilisierung des Daumensattelgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- 2 Ausführungen: Soft und Rigid
- Farben: Schwarz und Beige
- Material: Polyester, Lycra, Nylon, Spandex

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattelgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Verhinderung einer Fehlstellung

### Artikel-/Maßtabelle Selection Thumb - Daumenorthesen

Art.-Nr.		VE	Größe	Handgelenk- umfang	Ausführung	Maßnahmen
Links	Rechts					
35200L-S	35200R-S	Stück	small	13 - 15 cm	Soft	
35200L-M	35200R-M	Stück	medium	15 - 17 cm	Soft	
35200L-L	35200R-L	Stück	large	17 - 20 cm	Soft	
35201L-S	35201R-S	Stück	small	13 - 15 cm	Soft	
35201L-M	35201R-M	Stück	medium	15 - 17 cm	Soft	
35201L-L	35201R-L	Stück	large	17 - 20 cm	Soft	
35202L-S	35202R-S	Stück	small	13 - 15 cm	Rigid	
35202L-M	35202R-M	Stück	medium	15 - 17 cm	Rigid	
35202L-L	35202R-L	Stück	large	17 - 20 cm	Rigid	
35203L-S	35203R-S	Stück	small	13 - 15 cm	Rigid	
35203L-M	35203R-M	Stück	medium	15 - 17 cm	Rigid	
35203L-L	35203R-L	Stück	large	17 - 20 cm	Rigid	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



## Airmed - Daumenorthese

**Einsatz:** Konservativ oder postoperativ zur Immobilisierung des Daumensattelgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Bilaterale anatomische Verstärkungsstäbe
- Farben: Schwarzgrau und Beige
- Klettverschluss mit Umlenkschleufe

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattelgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Verhinderung einer Fehlstellung

### Artikel-/Maßtabelle Airmed - Daumenorthese

Art.-Nr.	VE	Farbe	Größe	Seite	Handgelenkumfang	PZN	Maßnahmen
AM202-S	Stück	Beige	small	universell	14 - 18 cm	14049062	
AM202-L	Stück	Beige	large	universell	18 - 22 cm	14049056	
AM202G-S	Stück	Grau	small	universell	14 - 18 cm	14049027	
AM202G-L	Stück	Grau	large	universell	18 - 22 cm	14049010	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



## Tee Pee - Daumenorthese

**Einsatz:** Die Daumenorthese stabilisiert und schränkt den Bewegungsumfang des Daumens ein. Die Beweglichkeit des Handgelenks wird dabei nicht beeinträchtigt.

### Eigenschaften / Merkmale

- 3 integrierte anformbare Metallverstärkungen
- Per Klettverschluss verschließbar
- Für links und rechts geeignet

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattelgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Verhinderung einer Fehlstellung

### Artikel-/Maßtabelle Tee Pee - Daumenorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Abstand vom Handgelenk zum Daumengelenk
8240-XS	Stück	X-small	< 9 cm
8240-S	Stück	small	9 - 11 cm
8240-M	Stück	medium	11 - 12 cm
8240-L	Stück	large	12 - 13 cm
8240-XL	Stück	X-large	> 13 cm



## S.O.T - Daumenorthese

**Einsatz:** Zur Begrenzung der Bewegungen im CMC-1-Gelenk.

### Eigenschaften / Merkmale

- Das Material passt sich nahtlos an und macht die Orthese zur idealen Alternative zur maßgefertigten Orthese

### Produktfunktionen

- Positionierung des Daumens in einer funktionellen Position unter Beibehaltung der Greiffunktion

### Artikel-/Maßtabelle S.O.T. - Daumenorthese

Art.-Nr. Seite rechts	Art.-Nr. Seite links	VE	Größe	Handbreite	Abstand vom Handgelenk zum Daumengelenk
28720R-S	28720L-S	Stück	small	≤ 75 mm	≤ 185 mm
28720R-M	28720L-M	Stück	medium	≤ 85 mm	≤ 200 mm
28720R-L	28720L-L	Stück	large	≤ 90 mm	≤ 210 mm

Das Verhältnis zwischen der MCP-Breite und der Handlänge kann variieren. Verwenden Sie diese Maßtabelle nur als Richtlinie.



## Suede - Daumenorthese

**Einsatz:** Die Daumenorthese wird sowohl zur konservativen als auch zur postoperativen Behandlung eingesetzt und dient der Immobilisierung des Daumensattelgelenks und des Daumengrundgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Universelle Größe
- Optimale Luftzirkulation
- Einstellbares Daumenband
- Farbe: Schwarz

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattel- und Daumengrundgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Vorbeugung von Fehlstellungen

### Artikel-/Maßtabelle Suede-Daumenorthese

Art.-Nr.	VE	Seite	Länge
223180	Stück	universell	19 cm
223190	Stück	universell	23 cm



## Rhizocare - Daumenorthese (mit Gelenkband)

**Einsatz:** Die Daumenorthese wird sowohl zur konservativen als auch zur postoperativen Behandlung eingesetzt und dient der Immobilisierung des Daumensattelgelenks und Daumengrundgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformt
- Integrierter Aluminiumstab (herausnehmbar)
- Einstellbares Daumenband

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattel- und Daumengrundgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Verhinderung einer Fehlstellung

### Artikel-/Maßtabelle Rhizocare - Daumenorthese mit Gelenkband

23.07.01.1039 - 32320-022

Art.-Nr. Seite rechts	PZN rechts	Art.-Nr. Seite links	PZN links	VE	Größe	Länge	Handgelenk- umfang	Maßnahmen
8711R-S	10839488	8711L-S	10839525	Stück	small	16,5 cm	12 - 15 cm	
8711R-M	10839494	8711L-M	10839531	Stück	medium	16,5 cm	15 - 17 cm	
8711R-L	10839502	8711L-L	10839548	Stück	large	16,5 cm	17 - 19 cm	
8711R-XL	10839519	8711L-XL	10839554	Stück	X-large	16,5 cm	19 - 21 cm	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



## Vission - Fingerorthese

**Einsatz:** Konservativ oder postoperativ zur Immobilisierung des Fingers einschließlich des Handgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- In Ruheposition geformt (nachformbar)
- Integrierte Verstärkungsschiene
- Integriertes Polster

### Produktfunktionen

- Hält Handgelenk und Fingergelenke in Ruheposition
- Unterstützt die Thenar-Muskulatur

### Artikel-/Maßtabelle Vission-Fingerorthese

32332-026

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Handgelenkumfang	PZN	Maßnahmen
46020-S	Stück	small	universell	< 16 cm	14048683	
46020-M	Stück	medium	universell	16 - 19 cm	14048677	
46020-L	Stück	large	universell	> 19 cm	14048660	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangsärkster Stelle des Handgelenks.



## Vission Multi - Fingerorthese

**Einsatz:** Zur Immobilisierung der Finger einschließlich des Handgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- In Ruheposition geformt (nachformbar)
- Integrierte Verstärkungsschiene
- Farbe: Schwarz

### Produktfunktionen

- Hält Handgelenk und Fingergelenke in Ruheposition
- Erhält oder erhöht die Dehnung der langen Flexoren

### Artikel-/Maßtabelle Vission Multi - Fingerorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Handgelenkumfang
46021L-S	Stück	small	links	< 16 cm
46021L-M	Stück	medium	links	16 - 19 cm
46021L-L	Stück	large	links	> 19 cm
46021R-S	Stück	small	rechts	< 16 cm
46021R-M	Stück	medium	rechts	16 - 19 cm
46021R-L	Stück	large	rechts	> 19 cm



## MyPRIM Kids - Handgelenkorthese (Wickelmodell)

**Einsatz:** Die flexible und gepolsterte MyPRIM Kids-Handgelenkorthese legt sich ganz natürlich um Daumen und Handgelenk. Die Orthese übt Kompression auf das CMC-I-Gelenk aus.

### Eigenschaften / Merkmale

- Nahtlos gefertigt nach modernster Technologie
- Links und rechts tragbar
- Farbe: Grau/Limette

### Produktfunktionen

- Kompression auf das Trapeziometakarpalgelenk (Karpometakarpalgelenke (CMC))

### Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Handgelenkorthese (Wickelmodell)

Art.-Nr.	VE	Seite	Handgelenkumfang	PZN	Maßnahmen
MPK100-1	Stück	universell	10 - 12 cm	17879634	
MPK100-2	Stück	universell	12 - 15 cm	17879640	



## MyPRIM Kids - Immobilisierende Handgelenkorthese

**Einsatz:** Die MyPRIM Kids-Handgelenkorthese ohne Daumen ist Teil der MyPRIM-Produktlinie zur pädiatrischen Rehabilitation und wurde speziell für Kinder im Alter zwischen 2 und 12 Jahren entwickelt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Nahtlos gefertigt nach modernster Technologie
- Freie Daumenbewegung
- Palmar- und dorsale Schienen

### Produktfunktionen

- Ruhigstellung des Handgelenks

### Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Immobilisierende Handgelenkorthese

Art.-Nr.	VE	Seite	Handgelenkumfang	PZN	Maßnahmen
MPK101L-1	Stück	links	10 - 12 cm	17879539	
MPK101L-2	Stück	links	12 - 15 cm	17879551	
MPK101R-1	Stück	rechts	10 - 12 cm	17879568	
MPK101R-2	Stück	rechts	12 - 15 cm	17879574	





## MyPRIM Kids - Daumen-Immobilisator (für immobilis. Handgelenkorthese)

**Einsatz:** Der MyPRIM Kids-Daumen-Immobilisator ist für die Verwendung mit der immobilisierenden Handgelenkorthese (MPK101) von MyPRIM Kids vorgesehen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Nahtlos gefertigt nach modernster Technologie
- Links und rechts tragbar
- Material: atmungsaktiv, latexfrei

### Produktfunktionen

- Ruhigstellung des Daumens

### Artikel-/Maßtabelle – MyPRIM Kids-Daumen-Immobilisator

Art.-Nr.	VE	Seite	Größe	PZN
MPK102	Stück	universell	universell	17879580



## Selection Ulnar Deviation - Orthese

**Einsatz:** Zur Verbesserung der Finger-Ausrichtung der Handfunktion und des funktionellen Griffs.

### Eigenschaften / Merkmale

- Flaches Design
- Passt sich der Form und Kontur der Hand an
- Atmungsaktives Gewebe

### Produktfunktionen

- Vermeidung von Fehlstellungen

### Artikel-/Maßtabelle Selection Ulnar Deviation - Orthese

Art.-Nr.	VE	Seite	Umfang MCP 2 - 5
35218L-XS	Stück	links	14 - 17 cm
35218L-S	Stück	links	17 - 20 cm
35218L-M	Stück	links	20 - 23 cm
35218L-L	Stück	links	23 - 27 cm
35218R-XS	Stück	rechts	14 - 17 cm
35218R-S	Stück	rechts	17 - 20 cm
35218R-M	Stück	rechts	20 - 23 cm
35218R-L	Stück	rechts	23 - 27 cm



## Selection Wrist - Handgelenkorthese (für Kinder)

**Einsatz:** Konservativ oder postoperativ zur Unterstützung des schmerzenden Handgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformt
- Einstellbares Daumenband
- Ein-Zug-Schnürung für einfaches An- und Ablegen

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Handgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Verhinderung einer Fehlstellung

### Artikel-/Maßtabelle Selection Wrist - Handgelenkorthese (für Kinder)

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Länge	Handgelenk- umfang	PZN	Maßnahmen
35305L-S	Stück	small	links	14,5 cm	10 - 12 cm	10839637	
35305L-M	Stück	medium	links	17 cm	12 - 14 cm	10839643	
35305L-L	Stück	large	links	17,5 cm	14 - 16 cm	10839666	
35305R-S	Stück	small	rechts	14,5 cm	10 - 12 cm	10839672	
35305R-M	Stück	medium	rechts	17 cm	12 - 14 cm	10839689	
35305R-L	Stück	large	rechts	17,5 cm	14 - 16 cm	10839695	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



## Selection Wrist Soft - Handgelenkorthese (ohne Daumen)

**Einsatz:** Zur Unterstützung und Entlastung des Handgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Palmar mit integriertem vorgeformten Löffel
- Dorsal mit einem Kunststoffballen versehen

### Produktfunktionen

- Reduzierung des Gelenk-Bewegungsumfangs
- Vermeidung von Fehlstellungen

### Artikel-/Maßtabelle Selection Wrist Soft - Handgelenkorthese ohne Daumen

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Handgelenkumfang	Maßnahmen
35204L-S	Stück	small	links	11 - 14 cm	
35204L-M	Stück	medium	links	14 - 17 cm	
35204L-L	Stück	large	links	17 - 20 cm	
35204L-XL	Stück	X-large	links	20 - 23 cm	
35204R-S	Stück	small	rechts	11 - 14 cm	
35204R-M	Stück	medium	rechts	14 - 17 cm	
35204R-L	Stück	large	rechts	17 - 20 cm	
35204R-XL	Stück	X-large	rechts	20 - 23 cm	



## Selection Wrist Rigid - Handgelenkorthese (mit Daumen)

**Einsatz:** Zur Unterstützung und Entlastung des Handgelenks und Immobilisierung des Daumensattelgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Dorsal mit einem Kunststoffballen versehen
- Verstellbare Schnürung an der Ulnarseite

### Produktfunktionen

- Immobilisierung des Hand-, Daumensattel- und Daumengrundgelenks
- Verhinderung einer Fehlstellung

### Artikel-/Maßtabelle Selection Wrist Rigid - Handgelenkorthese mit Daumen

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Handgelenkumfang	Maßnahmen
35206L-S	Stück	small	links	11 - 14 cm	
35206L-M	Stück	medium	links	14 - 17 cm	
35206L-L	Stück	large	links	17 - 20 cm	
35206L-XL	Stück	X-large	links	20 - 23 cm	
35206R-S	Stück	small	rechts	11 - 14 cm	
35206R-M	Stück	medium	rechts	14 - 17 cm	
35206R-L	Stück	large	rechts	17 - 20 cm	
35206R-XL	Stück	X-large	rechts	20 - 23 cm	



## Airmed - Handgelenkorthese

**Einsatz:** Konservativ oder postoperativ zur Stabilisierung des schmerzenden Handgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Teilweise perforiert für optimale Belüftung
- Verstärkungsstäbe an Ober- und Unterseite

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Handgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Verhinderung einer Fehlstellung

### Artikel-/Maßtabelle Airmed - Handgelenkorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Länge	Handgelenkumfang	PZN	Maßnahmen
AM204GL-S	Stück	small	links	21 cm	14 - 18 cm	14048973	
AM204GL-L	Stück	large	links	21 cm	18 - 22 cm	14048967	
AM204GR-S	Stück	small	rechts	21 cm	14 - 18 cm	14049004	
AM204GR-L	Stück	large	rechts	21 cm	18 - 22 cm	14048996	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



## Ryno Lacer 2.0 - Handgelenkorthese (mit Daumen)

**Einsatz:** Konservativ oder postoperativ zur Immobilisierung des Handgelenks, Daumensattelgelenks und Daumengrundgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformt
- Einzigartige Ein-Zug-Schnürung ermöglicht einfaches An- und Ablegen

### Produktfunktionen

- Immobilisierung des Hand-, Daumensattel- und Daumengrundgelenks
- Verhinderung einer Fehlstellung

### Artikel-/Maßtabelle Ryno Lacer 2.0-Handgelenkorthese (mit Daumen)

23.07.02.2025 - 32434-019

Art.-Nr.		Art.-Nr.		VE	Größe	Länge	Handgelenk- umfang	Maßnahmen
rechts	PZN	links	PZN					
82397.2R-XS	14048542	82397.2L-XS	14048482	Stück	X-small	19 cm	12 - 14 cm	
82397.2R-S	14048513	82397.2L-S	14048453	Stück	small	19 cm	14 - 16 cm	
82397.2R-M	14048507	82397.2L-M	14048447	Stück	medium	19 cm	16 - 18 cm	
82397.2R-L	14048499	82397.2L-L	14048430	Stück	large	19 cm	18 - 20 cm	
82397.2R-XL	14048536	82397.2L-XL	14048476	Stück	X-large	19 cm	20 - 22 cm	
82377R-XS	09108638	-	-	Stück	X-small	19 cm	12 - 14 cm	
-	-	82377L-XL	09108733	Stück	X-large	19 cm	20 - 22 cm	
82398.2R-XS	14048648	82398.2L-XS	14048594	Stück	X-small	22,5 cm	12 - 14 cm	
82398.2R-S	14048625	82398.2L-S	14048571	Stück	small	22,5 cm	14 - 16 cm	
82398.2R-M	14048619	82398.2L-M	14048565	Stück	medium	22,5 cm	16 - 18 cm	
82398.2R-L	14048602	82398.2L-L	14048559	Stück	large	22,5 cm	18 - 20 cm	
82398.2R-XL	14048631	82398.2L-XL	14048588	Stück	X-large	22,5 cm	20 - 22 cm	
82378R-XS	01053926	82378L-XS	01053903	Stück	X-small	22,5 cm	12 - 14 cm	
82378R-L	03388387	-	-	Stück	large	22,5 cm	18 - 20 cm	
82378R-XL	03388393	82378L-XL	03388430	Stück	X-large	22,5 cm	20 - 22 cm	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangstärkster Stelle des Handgelenks.



## Wrist Lacer 2.0 - Handgelenkorthese (ohne Daumen)

**Einsatz:** Konservativ oder postoperativ zur Immobilisierung des schmerzenden Handgelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Optimale Luftzirkulation
- Einstellbares Daumenband
- Anatomisch geformt

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Handgelenks
- Immobilisierung des Handgelenks
- Verhinderung einer Fehlstellung

### Artikel-/Maßtabelle Wrist Lacer 2.0 - Handgelenkorthese (ohne Daumen)

23.07.02.0006 - 32221-075

Art.-Nr.		Art.-Nr.		VE	Größe	Länge	Handgelenk- umfang	Maßnahmen
rechts	PZN	links	PZN					
8239.2R-XXS	14048312	8239.2L-XXS	14048246	Stück	XX-small	20,5 cm	< 12 cm	
8239.2R-XS	14048298	8239.2L-XS	14048217	Stück	X-small	20,5 cm	12 - 14 cm	
8239.2R-S	14048275	8239.2L-M	14048186	Stück	small	20,5 cm	14 - 16 cm	
8239.2R-M	14048269	8239.2L-S	14048192	Stück	medium	20,5 cm	16 - 18 cm	
8239.2R-L	14048252	8239.2L-L	14048163	Stück	large	20,5 cm	18 - 20 cm	
8239.2R-XL	14048281	8239.2L-XL	14048200	Stück	X-large	20,5 cm	20 - 22 cm	
8239.2R-XXL	14048306	8239.2L-XXL	14048223	Stück	XX-large	20,5 cm	22 - 25 cm	
82395.2R-M	14048387	82395.2L-M	14048335	Stück	medium	26,5 cm	16 - 18 cm	
82395.2R-L	14048370	82395.2L-L	14048329	Stück	large	26,5 cm	18 - 20 cm	
82395.2R-XL	14048424	82395.2L-XL	14048358	Stück	X-large	26,5 cm	20 - 22 cm	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangstärkster Stelle des Handgelenks.





## Functional Hand Orthosis | 934

**Einsatz:** Die passive Hand-/Handgelenkorthese ist für die Behandlung von mittelschweren Kontraktoren des Handgelenks, der Hand und der Finger konzipiert.

### Eigenschaften / Merkmale

- Daumenkorrektur einstellbar
- Als Nachtschiene verwendbar
- Inklusive Ersatzbezug

### Produktfunktionen

- Optimale Gelenkausrichtung und Ruhigstellung des Handgelenks

### Artikel-/Maßtabelle Functional Hand Orthosis | 934

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Umfang MCP 2 - 5
934L-S	Stück	small	links	5,5 cm - 7,0 cm
934L-M	Stück	medium	links	7,0 - 8,5 cm
934L-L	Stück	large	links	8,5 - 10,5 cm
934R-S	Stück	small	rechts	5,5 cm - 7,0 cm
934R-M	Stück	medium	rechts	7,0 - 8,5 cm
934R-L	Stück	large	rechts	8,5 - 10,5 cm



## Positional Hand Orthosis | 935

**Einsatz:** Die passive Hand-/Handgelenkorthese ist für die Behandlung von mittelschweren Kontraktoren des Handgelenks, der Hand und der Finger konzipiert.

### Eigenschaften / Merkmale

- Integrierte Handballenauflage
- Als Nachtschiene verwendbar
- Inklusive Ersatzbezug

### Produktfunktionen

- Ermöglicht die Korrektur einer Kubitalabweichung

### Artikel-/Maßtabelle Positional Hand Orthosis | 935

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Umfang MCP 2 - 5
935L-S	Stück	small	links	5,5 - 7,0 cm
935L-M	Stück	medium	links	7,0 - 8,5 cm
935L-L	Stück	large	links	8,5 - 10,5 cm
935R-S	Stück	small	rechts	5,5 - 7,0 cm
935R-M	Stück	medium	rechts	7,0 - 8,5 cm
935R-L	Stück	large	rechts	8,5 - 10,5 cm



## Passive - Handgelenksorthese (mit Daumen/Finger)

**Einsatz:** Die Passive-Handgelenksorthese ist sowohl konservativ als auch postoperativ einsetzbar. Die Handauflage mit geschlossenem Daumenteil reicht bis zu den Fingerspitzen. Die Orthese dient der Immobilisierung des Handgelenks, des Daumensattelgelenks und der Finger.

### Eigenschaften / Merkmale

- Sehr geringes Gewicht
- Röntgendurchlässig

### Produktfunktionen

- Optimale Gelenkausrichtung und Ruhigstellung des Handgelenks

### Artikel-/Maßtabelle Passive-Handgelenksorthese (mit Daumen/Finger)

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Länge	Handgelenkumfang
943R-S	Stück	small	rechts	32 cm	7 - 8 cm
943R-M	Stück	medium	rechts	38 cm	8 - 9 cm
943R-L	Stück	large	rechts	38 cm	9 - 10 cm
943L-S	Stück	small	links	32 cm	7 - 8 cm
943L-M	Stück	medium	links	38 cm	8 - 9 cm
943L-L	Stück	large	links	38 cm	9 - 10 cm



## Halbzirkuläre - Handgelenkorthese

**Einsatz:** Konservativ oder postoperativ zur Unterstützung des schmerzenden Handgelenks einschließlich der Daumen und Finger.

### Eigenschaften / Merkmale

- 3 dorsal angebrachte gepolsterte Klettverschlüsse

### Produktfunktionen

- Ruhigstellung der Hand

### Artikel-/Maßtabelle Halbzirkuläre Handgelenkorthese

23.07.02.3008 - 32333-011

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Handbreite	PZN	Maßnahmen
8709R-S	Stück	small	rechts	7 - 8 cm	9114828	
8709R-M	Stück	medium	rechts	8 - 9 cm	9114840	
8709R-L	Stück	large	rechts	9 - 10 cm	9114863	
8709L-S	Stück	small	links	7 - 8 cm	9114834	
8709L-M	Stück	medium	links	8 - 9 cm	9114857	
8709L-L	Stück	large	links	9 - 10 cm	9114886	

Maßnahmen: Zirkulär an breitester Stelle der Hand.



## S.O.T - Handlagerungsorthese

**Einsatz:** Bei Hand-Fehlstellungen - u.a. bedingt durch eine schlaaffe Lähmung - zur Positionierung des Handgelenks in Neutralstellung.

### Eigenschaften / Merkmale

- Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung
- Keine Begrenzung des Körpergewichts

### Produktfunktionen

- Hält Handgelenk, Daumen und Finger in einer Ruheposition
- Bietet Unterstützung für die Thenar-Muskulatur

### Artikel-/Maßtabelle S.O.T - Handlagerungsorthese

32334-027

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Länge Handgelenk bis Ende der Finger	Handbreite	PZN	Maßnahmen
28710R-XXXS	Stück	XXX-small	rechts	< 120 mm	< 55 mm	15861972	
28710R-XXS	Stück	XX-small	rechts	< 140 mm	< 66 mm	15861989	
28710R-XS	Stück	X-small	rechts	< 160 mm	< 75 mm	15861995	
28710R-S	Stück	small	rechts	< 185 mm	< 75 mm	14048789	
28710R-M	Stück	medium	rechts	< 200 mm	70 - 85 mm	14048772	
28710R-L	Stück	large	rechts	< 210 mm	80 - 90 mm	14048766	
28710L-XXXS	Stück	XXX-small	links	< 120 mm	< 55 mm	15861937	
28710L-XXS	Stück	XX-small	links	< 140 mm	< 66 mm	15861943	
28710L-XS	Stück	X-small	links	< 160 mm	< 75 mm	15861966	
28710L-S	Stück	small	links	< 185 mm	< 75 mm	14048743	
28710L-M	Stück	medium	links	< 200 mm	70 - 85 mm	14048737	
28710L-L	Stück	large	links	< 210 mm	80 - 90 mm	14048720	



## Mottio - Epicondylitisorthese

**Einsatz:** Bei Tennis-/Golferellenbogen zur Komprimierung der Unterarmmuskulatur und mechanischen Zugentlastung der Sehnenansätze am Epikondylus.

### Eigenschaften / Merkmale

- Beidseits tragbar
- Anatomisch geformt
- Einfaches An-/Ablegen durch Klettverschluss

### Produktfunktionen

- Kompression der Unterarmmuskulatur

### Artikel-/Maßtabelle Mottio - Epicondylitisorthese

32511-031

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	PZN
T29	Stück	universell	universell	14048714



## Kubitaltunnel - Ellenbogenorthese

**Einsatz:** Konservativ zur Ruhigstellung des Ellenbogens in Neutralposition.

### Eigenschaften / Merkmale

- Integrierte Klettverschlüsse
- Anpassbare, gepolsterte Aluminiumschiene
- Ventrale Führung

### Produktfunktionen

- Ruhigstellung des Ellenbogengelenks

### Artikel-/Maßtabelle Kubitaltunnel - Ellenbogenorthese

23.08.01.0007 - 32620-025

Art.-Nr.	VE	Größe	Oberarmumfang	PZN
22344-S	Stück	small / medium	15 - 38 cm	14049085
22344-L	Stück	large / X-large	25 - 48 cm	14049079

Maßnahmen: Messen Sie den Bizepsumfang in der Mitte des Oberarms.



## MyPRIM Kids - Armschlinge

**Einsatz:** Die MyPrim Kids-Armschlinge ist eine hochwertige Armschlinge in modernem Design und ergonomisch auf Kinder abgestimmt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Wabentextil mit feuchtigkeitsabsorbierendem Frotteefutter
- Mikroklettverschlüsse

### Produktfunktionen

- Verhinderung von Positionsabweichungen
- Reduzierung des Bewegungsumfangs

### Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Armschlinge

Art.-Nr.	VE	Unterarmlänge	PZN
MPK400-1	Stück	< 21 cm	17879611
MPK400-2	Stück	21 - 25 cm	17879628



## Hemi-Sling universell

**Einsatz:** Die Armschlaufe wird bei Patienten mit Hemiparese/Lähmung der oberen Extremitäten eingesetzt. Sie ist so konzipiert, dass sie den Nacken entlastet und dennoch Hand und Ellbogen wirksam stützt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Canvasmaterial mit Flanellfutter
- Farbe: Weiß

### Produktfunktionen

- Verhindert Fehlstellungen
- Reduziert Bewegung
- Kompensation unzureichender Muskelfunktion

### Artikel-/Maßtabelle Hemi-Sling universell

Art.-Nr.	VE	Größe
183010	Stück	universell



## Humerux - Humerus - Orthese

**Einsatz:** Die Humerux-Orthese wird bei Oberarmverletzungen eingesetzt und bietet dank eines innovativen Zugsystems maximale Kontrolle.

### Eigenschaften / Merkmale

- Y-Traktionssystem für maximale Kontrolle
- Zweischalige, thermogeformte PE-Platten mit hoher Dichte

### Produktfunktionen

- Maximale Kontrolle über die Ausrichtung, Fixierung und Ruhigstellung des Humerus

### Artikel-/Maßtabelle Humerux - Humerus - Orthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Oberarmumfang
EVOH300-S	Stück	small	18 - 26 cm
EVOH300-M	Stück	medium	26 - 34 cm
EVOH300-L	Stück	large	34 - 42 cm
EVOH300-XL	Stück	X-large	42 - 50 cm





# HÜFTE





## Hip Flexion Assist Device

**Einsatz:** Die Hip Flexion Assist Device (HFAD) wird bei Multipler Sklerose (MS) zur Verbesserung des Gangbildes eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Leichtgewicht
- Bequem
- Einfach zu justieren
- Leichtes An- und Ausziehen

### Produktfunktionen

- Verbesserung des Gangbildes

### Artikel-/Maßtabelle Hip Flexion Assist Device

Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts	Art.-Nr. Links und Rechts	VE	Größe	Seite	Länge	Taillenumfang
HFAD-L-S	HFAD-R-S	HFAD-B-S	Stück	small	links	< 178 cm	60 - 83 cm
HFAD-L-S-XLONG	HFAD-R-S-XLONG	HFAD-B-S-XLONG	Stück	small	links	>178 cm	60 - 83 cm
HFAD-L-M	HFAD-R-M	HFAD-B-M	Stück	medium	links	< 178 cm	84 - 102 cm
HFAD-L-M-XLONG	HFAD-R-M-XLONG	HFAD-B-M-XLONG	Stück	medium	links	>178 cm	84 - 102 cm
HFAD-L-L	HFAD-R-L	HFAD-B-L	Stück	large	links	< 178 cm	102 - 122 cm
HFAD-L-L-XLONG	HFAD-R-L-XLONG	HFAD-B-L-XLONG	Stück	X-large	links	>178 cm	102 - 122 cm



## Pavlik BA2970 Orthosis - Bandage

**Einsatz:** Der Einsatz der Pavlik-Bandage erfolgt zur Behandlung von Hüftgelenkserkrankungen zur notwendigen Positionierung der Hüftgelenke. Mit der Anwendung wird eine Sitz-Hockstellung erreicht, um ein Nachreifen der Hüftgelenke zu fördern.

### Eigenschaften / Merkmale

- Individuell einstellbar durch Klettbinden
- Nur zwei Größen (variabel in der Breite)

### Produktfunktionen

- Positionierung der Hüfte in Sitz-Hockstellung

### Artikel-/Maßtabelle Pavlik BA2970 Orthosis - Bandage

05.05.01.1005

Art.-Nr.	VE	Brustumfang
BA2970-1	Stück	25 - 40 cm
BA2970-2	Stück	40 - 61 cm



## Camp 2900 Orthosis - Hüftabduktionsorthese (für Kinder)

**Einsatz:** Die Camp 2900 Orthosis wird bei Hüfterkrankungen zur notwendigen Positionierung der Hüftgelenke eingesetzt. Die Orthese fixiert die Hüften in einer Flexionsstellung von 90° und in einem Abduktionswinkel von 60°.

### Eigenschaften / Merkmale

- Rückenteil mit zwei Kunststoff-Oberschenkelmanschetten mit in der Breite verstellbaren Schiene verbunden

### Produktfunktionen

- Positionierung der Hüfte in Sitz-Hockstellung

### Artikel-/Maßtabelle Camp 2900 Orthosis - Hüftabduktionsorthese (für Kinder)

23.05.02.0006

Art.-Nr.	VE	Spreizbreite
2901	Stück	12 - 16 cm
2902	Stück	16 - 23 cm
2903	Stück	18 - 26 cm
2904	Stück	23 - 34 cm
2905	Stück	30 - 43 cm

Spreizbreite ist das Maß der Knie-Innenkondylen bei 90° Flexions- und 60° Abduktionsstellung.



## Visser 2990 Orthosis - Dynamische Hüftabduktionsorthese (für Kinder)

**Einsatz:** Bei Kindern mit Hüfterkrankungen zur notwendigen Positionierung der Hüftgelenke.

### Eigenschaften / Merkmale

- Gelenke mit Extensionsstopp bei 90° und Adduktionsstopp bei 30°
- Brustgurt mit Klettverschluss

### Produktfunktionen

- Positionierung der Hüfte in Sitz-Hockstellung

### Artikel-/Maßtabelle Visser 2990 Orthosis - Dynamische Hüftabduktionsorthese (für Kinder)

23.05.02.0009 - 35033-018

Art.-Nr.	VE	Größe
2990	Stück	universell

# S.W.A.S.H. Steady / Go

Dynamische Hüftabduktionsorthese für Kinder





## S.W.A.S.H. Steady / Go - Dynamische Hüftabduktionsorthese

**Einsatz:** Bei Kindern zur Kontrolle der Sitzstabilität, der Körperhaltung und des Gangbildes.

### Eigenschaften / Merkmale

- Einfaches An- und Ablegen
- Gute Tonus-Kontrolle durch kräftige Schienen

### Produktfunktionen

- Variable Bewegungskontrolle der Hüftadduktion
- Freie Hüftflexion und -extension
- Parallele Beinführung beim Gehen

### Artikel-/Maßtabelle Abdominalgurt für S.W.A.S.H. Steady / Go

35144-011

Art.-Nr. Steady	Art.-Nr. Go	VE	Größe	Taillenumfang
SC3100-1	SLP3100-1	Stück	1	40 - 46 cm
SC3100-2	SLP3100-2	Stück	2	46 - 55 cm
SC3100-3	SLP3100-3	Stück	3	54 - 63 cm
SC3100-4	SLP3100-4	Stück	4	62 - 72 cm
-	SLP3100-5	Stück	5	71 - 81 cm
-	SLP3100-6	Stück	6	80 - 90 cm

**Achtung:** Die Komponenten der S.W.A.S.H.-Steady in Größe 1 sind nicht mit anderen S.W.A.S.H.-Komponenten kombinierbar!

### Artikel-/Maßtabelle Oberschenkelmanschettensatz für S.W.A.S.H. Steady / Go

35144-011

Art.-Nr.	VE	Größe	Oberschenkelumfang	Ausführung
SC3300-1	Set	1	21 - 25 cm	Steady
SLP3300-1	Set	1	21 - 25 cm	Go
SW3300-2	Set	2	25 - 29 cm	Steady / Go
SW3300-3	Set	3	29 - 33 cm	Steady / Go
SW3300-4	Set	4	33 - 38 cm	Steady / Go
SW3300-5	Set	5	38 - 44 cm	Go
SW3300-6	Set	6	44 - 50 cm	Go

Der Oberschenkelumfang wird ca. 10 cm über der Patellamitte gemessen.

**Achtung:** Die Komponenten der S.W.A.S.H.-Steady in Größe 1 sind nicht mit anderen S.W.A.S.H.-Komponenten kombinierbar!

### Artikel-/Maßtabelle Laterale Schienen für S.W.A.S.H. Steady / Go

35144-011

Art.-Nr.	VE	Größe	Abduktion	Länge Taille bis Mitte Knie	Durchmesser	Ausführung
SC3200-1	Set	1	115°	max. 31 cm	6 mm	Steady
SW3200-1	Set	1	115°	max. 31 cm	8 mm	Go
SW3200-2	Set	2	115°	max. 38 cm	8 mm	Steady / Go
SW3200-3	Set	3	115°	max. 44 cm	8 mm	Steady / Go
SW3200-4	Set	4	115°	max. 48 cm	8 mm	Steady / Go
SW3200-5	Set	5	115°	max. 54 cm	8 mm	Steady / Go
SW3200-6	Set	6	115°	max. 60 cm	8 mm	Steady / Go
SC3201-1	Set	1	123°	max. 31 cm	6 mm	Steady
SW3201-1	Set	1	123°	max. 31 cm	8 mm	Go
SW3201-2	Set	2	123°	max. 38 cm	8 mm	Steady / Go
SW3201-3	Set	3	123°	max. 44 cm	8 mm	Steady / Go
SW3201-4	Set	4	123°	max. 48 cm	8 mm	Steady / Go
SW3201-5	Set	5	123°	max. 54 cm	8 mm	Steady / Go
SW3201-6	Set	6	123°	max. 60 cm	8 mm	Steady / Go

115° Abduktion für Kinder und Jugendliche, die einen schmalen Rollstuhl bzw. einen Stuhl mit Armstützen nutzen, 123° Abduktion bietet Kindern und Jugendlichen im freien Sitzen eine breitere Sitzbasis.

**Achtung:** Die Komponenten der S.W.A.S.H.-Steady in Größe 1 sind nicht mit anderen S.W.A.S.H.-Komponenten kombinierbar!



## Lerman

### Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000

**Einsatz:** Die kosmetisch schlanke und komfortable Lerman Hip Abduction Rotation Orthosis „HARO“ wird zur konservativen oder postoperativen Behandlung von Hüftgelenkserkrankungen eingesetzt.

#### Eigenschaften / Merkmale

- Ansprechendes schlankes Design
- Schnell und einfach anzulegen
- Einstellbare Flexion/Extension in 20°-Schritten

#### Produktfunktionen

- Verringerung des Bewegungsumfangs

#### Artikel-/Maßtabelle Lerman Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Taillenumfang	Oberschenkelumfang
145-LS	Stück	small	links	71 - 82 cm	38 - 44 cm
145-LM	Stück	medium	links	86 - 97 cm	41 - 47 cm
145-LL	Stück	large	links	102 - 112 cm	46 - 52 cm
145-LX	Stück	X-large	links	117 - 127 cm	53 - 65 cm
145-LPS	Stück	XX-large	links	132 - 142 cm	59 - 71 cm
145-RS	Stück	small	rechts	71 - 82 cm	38 - 44 cm
145-RM	Stück	medium	rechts	86 - 97 cm	41 - 47 cm
145-RL	Stück	large	rechts	102 - 112 cm	46 - 52 cm
145-RX	Stück	X-large	rechts	117 - 127 cm	53 - 65 cm
145-RPS	Stück	XX-large	rechts	132 - 142 cm	59 - 71 cm



## Lerman Universal

### Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000

**Einsatz:** Die HARO Universal-Hüftabduktionsorthese dient der konservativen oder postoperativen Behandlung des Hüftgelenks.

#### Eigenschaften / Merkmale

- Links und rechts tragbar
- Ansprechendes schlankes Design
- Einfach und schnell anzulegen

#### Produktfunktionen

- Verringerung des Bewegungsumfangs

#### Artikel-/Maßtabelle Lerman Universal Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Taillenumfang	Oberschenkelumfang
145-U-S-M	Stück	small / medium	universell	71 - 97 cm	38 - 47 cm
145-U-L-X	Stück	large / X-large	universell	97 - 123 cm	46 - 65 cm
145-U-PS	Stück	X-large / XX-large	universell	123 - 147 cm	53 - 71 cm



## PSL699 - Hüftorthese

**Einsatz:** Die Hüftorthese PSL699 bietet maximalen Schutz und Kontrolle des Hüftgelenks. Sie stabilisiert und begrenzt Bewegungen nach einer Operation.

### Eigenschaften / Merkmale

- Multiaxiales Gelenk mit einstellbarer Hüftflexion/-extension und Hüftadduktion/-abduktion
- Einheitsgröße

### Produktfunktionen

- Kontrolle des Bewegungsumfangs

### Artikel-/Maßtabelle PSL699 - Hüftorthese

Art.-Nr.	VE	Taillenumfang	Oberschenkelumfang
PSL699	Stück	60 - 140 cm	40 - 65 cm



# UNTERE EXTREMITÄT





## AFO - Schuhe

(für Mitchell Ponseti - Abduktionsschienen)

**Einsatz:** Der Einsatz der Mitchell Ponseti-AFO-Schuhe erfolgt zur Behandlung eines Klumpfußes nach der Ponseti-Methode.

### Eigenschaften / Merkmale

- Voreingestellte Dorsalflexion
- Offene Ferse mit 2 Löchern
- Einfaches Fixieren und Lösen des Schuhs

### Produktfunktionen

- Positionierung der Füße in der notwendigen Abduktion / Dorsalextension

### Artikel-/Maßtabelle AFO - Schuhe für Mitchell Ponseti-Abduktionsschienen

34353-026

Art.-Nr. links Grau	Art.-Nr. rechts Grau	Art.-Nr. links Blau	Art.-Nr. rechts Blau	Art.-Nr. links Rosa	Art.-Nr. rechts Rosa	VE	Größe	Fußlänge	Ballenbreite
AFO-0000-LW	AFO-0000-RW	AFO-0000-LB	AFO-0000-RB	AFO-0000-LP	AFO-0000-RP	Stück	0000	60 - 73 mm	33 - 48 mm
AFO-000-LW	AFO-000-RW	AFO-000-LB	AFO-000-RB	AFO-000-LP	AFO-000-RP	Stück	000	63 - 78 mm	30 - 55 mm
AFO-00-LW	AFO-00-RW	AFO-00-LB	AFO-00-RB	AFO-00-LP	AFO-00-RP	Stück	00	68 - 83 mm	30 - 55 mm
AFO-0-LW	AFO-0-RW	AFO-0-LB	AFO-0-RB	AFO-0-LP	AFO-0-RP	Stück	0	75 - 90 mm	30 - 60 mm
AFO-1-LW	AFO-1-RW	AFO-1-LB	AFO-1-RB	AFO-1-LP	AFO-1-RP	Stück	1	80 - 95 mm	35 - 60 mm
AFO-2-LW	AFO-2-RW	AFO-2-LB	AFO-2-RB	AFO-2-LP	AFO-2-RP	Stück	2	90 - 105 mm	38 - 65 mm
AFO-3-LW	AFO-3-RW	AFO-3-LB	AFO-3-RB	AFO-3-LP	AFO-3-RP	Stück	3	100 - 115 mm	45 - 70 mm
AFO-4-LW	AFO-4-RW	AFO-4-LB	AFO-4-RB	AFO-4-LP	AFO-4-RP	Stück	4	110 - 125 mm	47 - 70 mm
AFO-5-LW	AFO-5-RW	AFO-5-LB	AFO-5-RB	AFO-5-LP	AFO-5-RP	Stück	5	120 - 135 mm	48 - 70 mm
AFO-6-LW	AFO-6-RW	AFO-6-LB	AFO-6-RB	AFO-6-LP	AFO-6-RP	Stück	6	130 - 145 mm	50 - 75 mm
AFO-7-LW	AFO-7-RW	-	-	-	-	Stück	7	140 - 155 mm	55 - 80 mm
AFO-8-LW	AFO-8-RW	-	-	-	-	Stück	8	150 - 165 mm	67 - 82 mm
AFO-9-LW	AFO-9-RW	-	-	-	-	Stück	9	160 - 175 mm	70 - 85 mm
AFO-10-LW	AFO-10-RW	-	-	-	-	Stück	10	170 - 185 mm	74 - 89 mm
AFO-11-LW	AFO-11-RW	-	-	-	-	Stück	11	180 - 195 mm	77 - 92 mm
AFO-12-LW	AFO-12-RW	-	-	-	-	Stück	12	190 - 205 mm	80 - 95 mm



## Mitchell Ponseti Move Bar - Abduktionsschienen

**Einsatz:** Der Einsatz der Ponseti Move Bar-Abduktionsschiene erfolgt u.a. zur Behandlung eines Klumpfußes nach der Ponseti-Methode.

### Eigenschaften / Merkmale

- Fortschrittliche Federtechnik
- Das Baby kann sich bewegen, spielen, und krabbeln, während es eine aktive Dorsalflexion beibehält

### Produktfunktionen

- Positionierung der Füße in der notwendigen Abduktion / Dorsalextension

### Artikel-/Maßtabelle Mitchell Ponseti - Abduktionsschienen

Art.-Nr.	VE	Größe	Abduktion	Dorsalextension	Schulterbreite	Schienenbreite	Schuhadaption
MP MOVE SHORT 10	Stück	small	variabel	10°	180 - 250 mm	192 - 225 mm	Schnellverschluss
MP MOVE SHORT 15	Stück	small	variabel	15°	180 - 250 mm	192 - 225 mm	Schnellverschluss
MP MOVE MEDIUM 10	Stück	medium	variabel	10°	200 - 300 mm	225 - 280 mm	Schnellverschluss
MP MOVE MEDIUM 15	Stück	medium	variabel	15°	200 - 300 mm	225 - 280 mm	Schnellverschluss
MP MOVE LONG 10	Stück	large	variabel	10°	240 - 380 mm	270 - 370 mm	Schnellverschluss
MP MOVE LONG 15	Stück	large	variabel	15°	240 - 380 mm	270 - 370 mm	Schnellverschluss



## Mitchell Ponseti - Abduktionsschienen

**Einsatz:** Der Einsatz der Mitchell Ponseti-Abduktionsschiene erfolgt u.a. zur Behandlung eines Klumpfußes nach der Ponseti-Methode. Die Schiene wurde von John Mitchell in Zusammenarbeit mit Dr. Ponseti entwickelt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Einstellbare Schienenbreite
- Schnelles Anbringen/Lösen der Schiene über das patentierte „Quick Clip“-System

### Produktfunktionen

- Positionierung der Füße in der notwendigen Abduktion / Dorsalextension

### Artikel-/Maßtabelle Mitchell Ponseti - Abduktionsschienen

34353-027

Art.-Nr.	VE	Größe	Abduktion	Dorsalextension	Schulterbreite	Schienenbreite	Schuhadaption
BAR-PON-XSB10	Stück	X-small	variabel	10°	180 - 250 mm	173 - 250 mm	Schnellverschluss
BAR-PON-XSB15	Stück	X-small	variabel	15°	180 - 250 mm	200 - 300 mm	Schnellverschluss
BAR-PON-SB10	Stück	small	variabel	10°	200 - 300 mm	200 - 300 mm	Schnellverschluss
BAR-PON-SB15	Stück	small	variabel	15°	200 - 300 mm	200 - 300 mm	Schnellverschluss
BAR-PON-LB10	Stück	large	variabel	10°	240 - 380 mm	235 - 380 mm	Schnellverschluss
BAR-PON-LB15	Stück	large	variabel	15°	240 - 380 mm	235 - 380 mm	Schnellverschluss



## SureStep - Derotationsbandage

**Einsatz:** Einsatz zur dynamischen Kontrolle bei leichter Oberschenkel- oder Tibia-Rotation.

### Eigenschaften / Merkmale

- Proximale Befestigung über Hüftgurt
- Unilateral und bilateral einsetzbar

### Produktfunktionen

- Kontrolle von flexiblen Rotationsfehlstellungen an Ober- und Unterschenkel

### Artikel-/Maßtabelle SureStep - Derotationsbandage

Art.-Nr.	VE	Länge	Hüftumfang	Geeignet für
SSDEROTATION-PED	Paar	228,6 cm	76,2 cm	Kinder
SSDEROTATION-ADULT	Paar	269 cm	142 cm	Erwachsene



## MyPRIM Kids - Knie-Immobilisator

**Einsatz:** Die MyPRIM Kids-Immobilisierende Knieorthese wird zur postoperativen Behandlung von Kindern bis zum Alter von 12 Jahren eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Eine zentrierte dorsale Schiene
- Links und rechts tragbar
- Zwei ergonomisch geformte seitliche Schienen

### Produktfunktionen

- Ruhigstellung des Beins in Extension

### Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Knie-Immobilisator

Art.-Nr.	VE	Seite	Höhe	Knieumfang	PZN
MPK701-1	Stück	universell	24 cm	24 - 30 cm	17879479
MPK701-2	Stück	universell	34 cm	30 - 36 cm	17879485



## MyPRIM Kids - Knieorthese (mit Patella-Pelotte)

**Einsatz:** Die MyPrim Kids Knieorthese mit abnehmbarer Patella-Pelotte zentriert und stabilisiert das Kniegelenk und die Patella.

### Eigenschaften / Merkmale

- Nahtlos gefertigt nach modernster Technologie
- Links und rechts tragbar
- Abnehmbare Patella-Pelotte

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des Kniegelenks
- Stabilisierung und Zentrierung der Patella

### Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Knieorthese mit Patella-Pelotte

Art.-Nr.	VE	Seite	Höhe	Knieumfang	PZN
MPK700-1	Stück	universell	18 cm	20 - 26 cm	17879516
MPK700-2	Stück	universell	20 cm	26 - 32 cm	17879522



## H.E.K.O. - Knieorthese

**Einsatz:** Bei Kindern zur Kontrolle der Knie-Hyperextension (Orthese nach Maß).

### Eigenschaften / Merkmale

- Orthese nach Maß
- Kein Gipsabdruck erforderlich (Lieferzeit ca. 4 Wochen)
- Zwei ungekoppelte Drehpunkte

### Produktfunktionen

- Kniegelenk-Extensionsstopp stufenlos einstellbar von 0° - 30°

### Artikel-/Maßtabelle H.E.K.O. - Knieorthese

23.04.30.2000

Art.-Nr.	VE
SURESTEP HEKO	Stück

Zur Bestellung dieser Orthese nach Maß verwenden Sie bitte das entsprechende Maßblatt (siehe Dokumente). Lieferzeit: ca. 3 bis 4 Wochen.



## Patellavator - Patellabandage

**Einsatz:** Die Kniebandage wird zur Behandlung von Patella- und Patellasehnenerkrankungen eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformt
- Individuell einstellbar
- Farbe: schwarz

### Produktfunktionen

- Stabilisierung und Zentrierung der Patella

### Artikel-/Maßtabelle Patellavator - Patellabandage

Art.-Nr.	VE	Größe	Knieumfang unterhalb Patella
8373-S	Stück	small	28 - 33 cm
8373-M	Stück	medium	33 - 39 cm
8373-L	Stück	large	39 - 45 cm
8373-XL	Stück	X-large	> 45 cm



## IMprove - Patellabandage

**Einsatz:** Die Kniebandage wird zur Behandlung von Patella- und Patellasehnenerkrankungen eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformt
- Individuell einstellbar
- Farbe: hellgelb

### Produktfunktionen

- Stabilisierung und Zentrierung der Patella

### Artikel-/Maßtabelle IMprove - Patellabandage

Art.-Nr.	VE
8370	Stück



## Dynatrack - Kniebandage

**Einsatz:** Die elastische Dynatrack-Kniebandage mit offener Patella wird zur Behandlung von Patellaerkrankungen eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Wickelmodell (zirkulär) per Klettband verschließbar
- Offener Patellabereich
- Beidseitig tragbar

### Produktfunktionen

- Stabilisierung und Zentrierung der Patella

### Artikel-/Maßtabelle Dynatrack - Kniebandage

Art.-Nr.	VE	Größe	Knieumfang (in 90° Beugung)
837501	Stück	X-small	25 - 30 cm
837502	Stück	small	30 - 35 cm
837503	Stück	medium	35 - 40 cm
837504	Stück	large	40 - 45 cm
837505	Stück	X-large	45 - 50 cm
837506	Stück	XX-large	50 - 55 cm
837507	Stück	XXX-large	> 55 cm



## Elcross - Kniebandagen

**Einsatz:** Zur konservativen oder postoperativen Stabilisierung/Führung des Kniegelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Anformbare Gelenkschienen, polyzentrisch (#128) oder monozentrisch (#124) mit Extensionsanschlag

### Produktfunktionen

- Vermeidung einer Knie-Fehlstellung
- Reduzierung einer Knie-Fehlstellung

### Artikel-/Maßtabelle Elcross - Kniebandagen

23.04.03.0017 - 34612-012

Art.-Nr.	VE	Größe	Knieumfang	PZN
128-S	Stück	small	31 - 37 cm	06432373
128-M	Stück	medium	37 - 43 cm	06432396
128-L	Stück	large	43 - 49 cm	06432404
128-XL	Stück	X-large	49 - 55 cm	06432410
128-XXL	Stück	XX-large	55 - 61 cm	06432427
124-S	Stück	small	31 - 37 cm	15862078
124-M	Stück	medium	37 - 43 cm	15862084
124-L	Stück	large	43 - 49 cm	15862090
124-XL	Stück	X-large	49 - 55 cm	15862109
124-XXL	Stück	XX-large	55 - 61 cm	15862115



## ACTIVE X - Knieorthesen

**Einsatz:** Konservativ oder postoperativ zur Stabilisierung/Führung des Kniegelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformter Patella-Ausschnitt
- Offener Kniekehlenbereich
- Voreinstellung: 10° Extensionsstopp

### Produktfunktionen

- Vermeidung einer Knie-Fehlstellung
- Reduzierung einer Knie-Fehlstellung

### Artikel-/Maßtable Active X tube - Knieorthese

23.04.03.2028 - 34614-067

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Gesamtlänge	Umfang 15 cm unterhalb der Patellamitte	Knieumfang	Oberschenkelumfang (15 cm oberhalb Patellamitte)	PZN
28052-S	Stück	small	universell	40 cm	28 - 33 cm	28 - 33 cm	39 - 44 cm	11557734
28052-M	Stück	medium	universell	40 cm	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm	11557740
28052-L	Stück	large	universell	40 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm	11557757
28052-XL	Stück	X-large	universell	40 cm	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm	11557763
28052-XXL	Stück	XX-large	universell	40 cm	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm	11557786
28052-XXXL	Stück	XXX-large	universell	40 cm	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm	11557792

#### Geschlossene Konstruktion zum Hineinschlüpfen.

Maßnahmen: Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte in 90° gebeugter Position.

### Artikel-/Maßtable Active X wrap - Knieorthese

23.04.03.2027 - 34614-068

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Gesamtlänge	Umfang 15 cm unterhalb der Patellamitte	Knieumfang	Oberschenkelumfang (15 cm oberhalb Patellamitte)	PZN
28053-S	Stück	small	universell	40 cm	28 - 33 cm	28 - 33 cm	39 - 44 cm	11557800
28053-M	Stück	medium	universell	40 cm	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm	11557817
28053-L	Stück	large	universell	40 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm	11557823
28053-XL	Stück	X-large	universell	40 cm	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm	11557846
28053-XXL	Stück	XX-large	universell	40 cm	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm	11557875
28053-XXXL	Stück	XXX-large	universell	40 cm	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm	11557881

#### Offene Konstruktion mit Klettverschluss.

Maßnahmen: Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte in 90° gebeugter Position.



## CROSS - Knie-Hyperextensionsorthese

**Einsatz:** Zur Kontrolle der Knie-Hyperextension.

### Eigenschaften / Merkmale

- Physiologische Gelenkführung
- 3-Punkt-Stabilisierungssystem
- Unelastische Zuelemente
- Leicht und atmungsaktiv

### Produktfunktionen

- Knieextensionsstopp
- Vermeidung einer Knie-Fehlstellung
- Reduzierung einer Knie-Fehlstellung

### Artikel-/Maßtable CROSS - Knie-Hyperextensionsorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Knieumfang	Umfang 15 cm unterhalb der Patellamitte	Oberschenkelumfang (15 cm oberhalb Patellamitte)
28715-S	Stück	small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28715-M	Stück	medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28715-L	Stück	large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28715-XL	Stück	X-large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm

Bei der Wahl der richtigen Größe ist der Knieumfang in Höhe der Patellamitte entscheidend.



## Genu recurvatum - Knee Orthosis

**Einsatz:** Die relativ kurze Knieorthese wird bei einer Gelenkinstabilität des Knies zur Vermeidung einer Hyperextension eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Einheitsgröße
- Geeignet für rechtes und linkes Bein
- Farbe: Grau/Schwarz

### Produktfunktionen

- Die Knie-Extension wird begrenzt und somit eine Recurvations-stellung verhindert

### Artikel-/Maßtabelle Genu recurvatum Knee Orthosis

Art.-Nr.	VE	Kniebreite	Orthesenhöhe	Umfang 10 cm oberhalb der Patella
D50	Stück	11 - 15 cm	27 cm	28 - 54 cm



## C.H.E.C.K. - Hyperextensionsorthese

**Einsatz:** Zur Kontrolle der Knie-Hyperextension.

### Eigenschaften / Merkmale

- Geeignet für rechtes und linkes Bein
- Optimale Knieführung durch Kondylenpelotten

### Produktfunktionen

- Kniegelenkextensionsstopp bei 0°
- Die Ausdehnung wird begrenzt und die Positionierung des Recurvatus wird verhindert

### Artikel-/Maßtabelle C.H.E.C.K. - Hyperextensionsorthese

23.04.07.0004

Art.-Nr.	VE	Kniebreite	Gesamtlänge
8666	Stück	9 - 13 cm	45 cm



## KiddieFLOW - Dynamische Knöchel-/Fußorthese für Kinder

**Einsatz:** Zum Ausgleich eines pathologischen Gangbildes bei Hyper-/Hypotonus.

### Eigenschaften / Merkmale

- Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung
- Beiliegend: ComfortKIT-Innenpolster

### Produktfunktionen

- Begrenzung der Plantarflexion
- Fußhebung in der Schwungphase
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

### Artikel-/Maßtabelle KiddieFLOW - Dynamische Knöchel-/Fußorthese (für Kinder)

34382-050

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	VE	Größe	Schuhgröße	Fußplattenlänge	Orthesenhöhe	Effektive Absatzhöhe
38384R-S	38384L-S	Stück	small	23 - 26	160 mm	220 mm	8 mm
38384R-M	38384L-M	Stück	medium	27 - 29	180 mm	257 mm	9 mm
38384R-L	38384L-L	Stück	large	30 - 32	200 mm	295 mm	9 mm
38384R-XL	38384L-XL	Stück	X-large	33 - 34	210 mm	315 mm	9 mm

Die obige Tabelle ist nur ein Richtwert. Die optimale Größe kann eine Nummer kleiner oder größer sein und hängt von verschiedenen Kriterien ab (siehe Gebrauchsanweisung).



## KiddieGAIT / KiddieROCKER - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen

**Einsatz:** Zum Ausgleich eines pathologischen Gangbildes bei Hyper-/Hypotonus.

### Eigenschaften / Merkmale

- Beiliegend: SoftKIT-Innenpolster (Größen XXXS-XS)
- Beiliegend: ComfortKIT-Innenpolster (Größen S-XL)

### Produktfunktionen

- Begrenzung der Plantarflexion
- Fußhebung in der Schwungphase
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

### Artikel-/Maßtabelle KiddieGAIT/KiddieROCKER - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen

 23.03.02.6008 34382-047 (KIDDIEGAIT)  
 23.03.02.6008 34382-051 (KIDDIEROCKER)

KiddieGAIT		KiddieROCKER		Größe	Fußplattenlänge	Orthesenhöhe	Effektive Absatzhöhe	Schuhgröße	A-P-Stabilität*
Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links						
8619R-XXXS	8619L-XXXS	-	-	XXX-small	110 mm	150 mm	7 mm	< 17	4 / 5
8619R-XXS	8619L-XXS	-	-	XX-small	125 mm	180 mm	7 mm	18 - 21	4 / 5
8619R-XS	8619L-XS	-	-	X-small	140 mm	200 mm	8 mm	21 - 22	4 / 5
8621R-S	8621L-S	8622R-S	8622L-S	small	160 mm	220 mm	8 mm	23 - 26	4 / 5
8621R-M	8621L-M	8622R-M	8622L-M	medium	180 mm	257 mm	9 mm	27 - 29	4 / 5
8621R-L	8621L-L	8622R-L	8622L-L	large	200 mm	295 mm	9 mm	30 - 32	4 / 5
8621R-XL	8621L-XL	8622R-XL	8622L-XL	X-large	210 mm	315 mm	9 mm	33 - 34	4 / 5

Nachstehende Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). \*Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.



## Stretch UP - Strumpf

**Einsatz:** Zur Behandlung von entzündlichen und schmerzhaften Zuständen der Aponeurosis plantaris.

### Eigenschaften / Merkmale

- Tragezeit: nachts zwecks Heilung in gestrecktem Zustand
- Fußgelenk bleibt gegen elastische Widerstände beweglich

### Produktfunktionen

- Minderung symptomatischer Beschwerden beim Aufstehen am Morgen

### Artikel-/Maßtabelle Stretch UP-Strumpf

Art.-Nr.	VE	Größe	Wadenumfang	PZN
34108-S	Stück	small	< 20 cm	10839583
34108-M	Stück	medium	20 - 40 cm	10839608
34108-L	Stück	large	> 40 cm	10839620



## ATX - Fußheberorthese

**Einsatz:** Bei leichter Fußheberschwäche und sehr geringer Varus-/Valgusabweichung.

### Eigenschaften / Merkmale

- Beidseitig tragbar im Schnür-/Klettschuh
- Fußhebung per Gummizug einstellbar

### Produktfunktionen

- Unterstützung der Dorsalflexion
- Fußhebung in der Schwungphase

### Artikel-/Maßtabelle ATX - Fußheberorthese

23.03.02.0012

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Knöchelumfang	A-P-Stabilität*
ATX01-XS	Stück	X-small	universell	13 - 17 cm	1
ATX01-S	Stück	small	universell	17 - 21 cm	1
ATX01-M	Stück	medium	universell	21 - 25 cm	1
ATX01-L	Stück	large	universell	25 - 29 cm	1

Maßnahmen: zirkulär oberhalb des Knöchels.



## NAVIGAIT - Fußheberorthese

**Einsatz:** Bei leichter Fußheberschwäche und moderater Varus-/Valgusabweichung.

### Eigenschaften / Merkmale

- Aktive Zuggurtung zur stufenlosen Regulierung
- Integriertes Tibiapolster
- Beidseitig tragbar

### Produktfunktionen

- Unterstützung der Dorsalflexion
- Fußhebung in der Schwungphase

### Artikel-/Maßtabelle NAVIGAIT - Fußheberorthese

23.03.02.0008

Art.-Nr.	VE	Größe	Orthesenhöhe	A-P-Stab.*
8620-XS	Stück	X-small	23 cm	2
8620-S/M	Stück	small / medium	27,5 cm	2
8620-L/XL	Stück	large / X-large	31,5 cm	2



## Drop Foot Orthosis NA400

**Einsatz:** Zur Versorgung von Patienten mit Fußheberinsuffizienz, die keine dynamische Rückstellkraft benötigen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Offene Waden- und Fersenkonstruktion
- Ausgestattet mit einem medialen Gewölbe

### Produktfunktionen

- Kompensiert geringe Muskelkraft
- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion

### Artikel-/Maßtabelle Drop Foot Orthosis NA400

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Seite	Fußplattenlänge	Höhe	A-P-Stab.*
NA400L-S	Stück	small	32 - 34	links	23 cm	29 cm	2
NA400L-M	Stück	medium	35 - 37	links	24,5 cm	31 cm	2
NA400L-L	Stück	large	38 - 40	links	26 cm	33 cm	2
NA400L-XL	Stück	X-large	41 - 43	links	27,5 cm	35 cm	2
NA400R-S	Stück	small	32 - 34	rechts	23 cm	29 cm	2
NA400R-M	Stück	medium	35 - 37	rechts	24,5 cm	31 cm	2
NA400R-L	Stück	large	38 - 40	rechts	26 cm	33 cm	2
NA400R-XL	Stück	X-large	41 - 43	rechts	27,5 cm	35 cm	2

\*Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.

**Ypsilon****ToeOFF****BlueROCKER**

# Allard-AFO

Dynamische Knöchel-/Fußorthesen



## Ypsilon FLOW 1/2 - Dynamische Knöchel-/Fußorthese

**Einsatz:** Bei einem noch seitenstabilen Knöchelgelenk und einer nur leichten Ausfallerscheinung der Fußhebermuskulatur.

### Eigenschaften / Merkmale

- Freie Ferse
- Keine Begrenzung des Körpergewichts
- Flache Zehensprengung

### Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Freie Beweglichkeit der Ferse

### Artikel-/Maßtabelle Ypsilon FLOW 1/2 - Dynamische Knöchel-/Fußorthese

23.03.02.6011

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Seite	A-P-Stab.*	Fußplattenlänge	Orthesenhöhe	Effektive Absatzhöhe
8616L-S	Stück	small	35 - 38	links	2	230 mm	355 mm	7 mm
8616L-M	Stück	medium	38 - 42	links	2	245 mm	365 mm	7 mm
8616L-L	Stück	large	42 - 45	links	2	270 mm	375 mm	7 mm
8616L-XL	Stück	X-large	45 - 47	links	2	285 mm	385 mm	7 mm
8616R-S	Stück	small	35 - 38	rechts	2	230 mm	355 mm	7 mm
8616R-M	Stück	medium	38 - 42	rechts	2	245 mm	365 mm	7 mm
8616R-L	Stück	large	42 - 45	rechts	2	270 mm	375 mm	7 mm
8616R-XL	Stück	X-large	45 - 47	rechts	2	285 mm	385 mm	7 mm

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). \*Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.

# ToeOFF FLOW 2½

## Dynamische Knöchel-/Fußorthese

Die langbewährte ToeOFF FLOW 2½-Orthese jetzt in neuer Design



### ToeOFF FLOW 2½ - Dynamische Knöchel-/Fußorthese

**Einsatz:** Bei einer mittelstark bis stark ausgeprägten Ausfallerscheinung der Fußhebermuskulatur in Kombination mit einer leichten bis mäßigen.

#### Eigenschaften / Merkmale

- Einsetzbar in Schuhen mit niedriger Fersenhöhe
- Beiliegend: ComfortKIT-Innenpolster

#### Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

#### Artikel-/Maßtabelle ToeOFF FLOW 2½ - Dynamische Knöchel-/Fußorthese

34382-052

Art.-Nr. Rechts mit Umlenk-schleufe	Art.-Nr. Links mit Umlenk-schleufe	Art.-Nr. Rechts ohne Umlenk-schleufe	Art.-Nr. Links ohne Umlenk-schleufe	VE	Größe	Schuh-größe	A-P-Stab.*	Fußplatten-länge	Höhe	Effektive Absatzhöhe
8615.401R-XS	8615.401L-XS	8615.402R-XS	8615.402L-XS	Stück	X-small	32 - 35	3	210 mm	360 mm	7 mm
8615.401R-S	8615.401L-S	8615.402R-S	8615.402L-S	Stück	small	35 - 38	3	230 mm	380 mm	7 mm
8615.401R-M	8615.401L-M	8615.402R-M	8615.402L-M	Stück	medium	38 - 42	3	245 mm	405 mm	7 mm
8615.401R-L	8615.401L-L	8615.402R-L	8615.402L-L	Stück	large	42 - 45	3	270 mm	430 mm	7 mm
8615.401R-XL	8615.401L-XL	8615.402R-XL	8615.402L-XL	Stück	X-large	45 - 47	3	285 mm	450 mm	7 mm

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). \*Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.



## ToeOFF - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen

**Einsatz:** Bei einer mittelstark bis stark ausgeprägten Ausfallerscheinung der Fußhebermuskulatur in Kombination mit einer leichten bis mäßigen Sprunggelenkinstabilität.

### Eigenschaften / Merkmale

- Inkl. ComfortKIT-Innenpolster (beiliegend)
- Integriertes Microfix-Klett zum einfachen Polstertausch

### Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

### Artikel-/Maßtabelle ToeOFF 2.0 / 2½ - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen (mit Innenpolster)



23.03.02.6008



34382-048

Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse mit Umlenkschleufe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse ohne Umlenkschleufe	Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse mit Umlenkschleufe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse ohne Umlenkschleufe	Seite	Schuhgröße	A-P-Stab.*	Länge Fußplatte	Höhe
12 mm	8615.201R-XS	8615.202R-XS	7 mm	8615.301R-XS	8615.302R-XS	rechts	32 – 35	4	210 mm	360 mm
12 mm	8615.201R-S	8615.202R-S	7 mm	8615.301R-S	8615.302R-S	rechts	35 – 38	4	230 mm	380 mm
15 mm	8615.201R-M	8615.202R-M	7 mm	8615.301R-M	8615.302R-M	rechts	38 – 42	4	245 mm	405 mm
16 mm	8615.201R-L	8615.202R-L	7 mm	8615.301R-L	8615.302R-L	rechts	42 – 45	4	270 mm	430 mm
16 mm	8615.201R-XL	8615.202R-XL	7 mm	8615.301R-XL	8615.302R-XL	rechts	45 – 47	4	285 mm	450 mm
12 mm	8615.201L-XS	8615.202L-XS	7 mm	8615.301L-XS	8615.302L-XS	links	32 – 35	4	210 mm	360 mm
12 mm	8615.201L-S	8615.202L-S	7 mm	8615.301L-S	8615.302L-S	links	35 – 38	4	230 mm	380 mm
15 mm	8615.201L-M	8615.202L-M	7 mm	8615.301L-M	8615.302L-M	links	38 – 42	4	245 mm	405 mm
16 mm	8615.201L-L	8615.202L-L	7 mm	8615.301L-L	8615.302L-L	links	42 – 45	4	270 mm	430 mm
16 mm	8615.201L-XL	8615.202L-XL	7 mm	8615.301L-XL	8615.302L-XL	links	45 – 47	4	285 mm	450 mm

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). \*Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.

### Artikel-/Maßtabelle ToeOFF 2.0 / 2½ - Fußformteile (ohne Innenpolster)



23.03.02.6008

Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse mit Umlenkschleufe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse ohne Umlenkschleufe	Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse mit Umlenkschleufe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse ohne Umlenkschleufe	Seite	Schuhgröße	A-P-Stab.*	Länge Fußplatte	Höhe
12 mm	8615.203R-XS	8615.204R-XS	7 mm	8615.303R-XS	8615.304R-XS	rechts	32 – 35	4	210 mm	360 mm
12 mm	8615.203R-S	8615.204R-S	7 mm	8615.303R-S	8615.304R-S	rechts	35 – 38	4	230 mm	380 mm
15 mm	8615.203R-M	8615.204R-M	7 mm	8615.303R-M	8615.304R-M	rechts	38 – 42	4	245 mm	405 mm
16 mm	8615.203R-L	8615.204R-L	7 mm	8615.303R-L	8615.304R-L	rechts	42 – 45	4	270 mm	430 mm
16 mm	8615.203R-XL	8615.204R-XL	7 mm	8615.303R-XL	8615.304R-XL	rechts	45 – 47	4	285 mm	450 mm
12 mm	8615.203L-XS	8615.204L-XS	7 mm	8615.303L-XS	8615.304L-XS	links	32 – 35	4	210 mm	360 mm
12 mm	8615.203L-S	8615.204L-S	7 mm	8615.303L-S	8615.304L-S	links	35 – 38	4	230 mm	380 mm
15 mm	8615.203L-M	8615.204L-M	7 mm	8615.303L-M	8615.304L-M	links	38 – 42	4	245 mm	405 mm
16 mm	8615.203L-L	8615.204L-L	7 mm	8615.303L-L	8615.304L-L	links	42 – 45	4	270 mm	430 mm
16 mm	8615.203L-XL	8615.204L-XL	7 mm	8615.303L-XL	8615.304L-XL	links	45 – 47	4	285 mm	450 mm

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). \*Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.



## BlueROCKER - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen

**Einsatz:** Bei einer stark ausgeprägten Ausfallerscheingung der Fußhebermuskulatur mit multiplen Beeinträchtigungen und einer starken Sprunggelenkinstabilität.

### Eigenschaften / Merkmale

- Beiliegend: ComfortKIT- Innenpolster
- Integriertes Microfix
- Ventrale Anlage

### Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

### Artikel-/Maßtabelle BlueROCKER 2.0 / 2½ - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen (mit Innenpolster) 23.03.02.6018 - 34382-046

Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse mit Umlenkschleufe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse ohne Umlenkschleufe	Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse mit Umlenkschleufe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse ohne Umlenkschleufe	Seite	Schuhgröße	A-P-Stab.*	Länge Fußplatte	Höhe
12 mm	8618.201R-XS	8618.202R-XS	7 mm	8618.301R-XS	8618.302R-XS	rechts	32 – 35	5	210 mm	360 mm
12 mm	8618.201R-S	8618.202R-S	7 mm	8618.301R-S	8618.302R-S	rechts	35 – 38	5	230 mm	380 mm
15 mm	8618.201R-M	8618.202R-M	7 mm	8618.301R-M	8618.302R-M	rechts	38 – 42	5	245 mm	405 mm
16 mm	8618.201R-L	8618.202R-L	7 mm	8618.301R-L	8618.302R-L	rechts	42 – 45	5	270 mm	430 mm
16 mm	8618.201R-XL	8618.202R-XL	7 mm	8618.301R-XL	8618.302R-XL	rechts	45 – 47	5	285 mm	450 mm
12 mm	8618.201L-XS	8618.202L-XS	7 mm	8618.301L-XS	8618.302L-XS	links	32 – 35	5	210 mm	360 mm
12 mm	8618.201L-S	8618.202L-S	7 mm	8618.301L-S	8618.302L-S	links	35 – 38	5	230 mm	380 mm
15 mm	8618.201L-M	8618.202L-M	7 mm	8618.301L-M	8618.302L-M	links	38 – 42	5	245 mm	405 mm
16 mm	8618.201L-L	8618.202L-L	7 mm	8618.301L-L	8618.302L-L	links	42 – 45	5	270 mm	430 mm
16 mm	8618.201L-XL	8618.202L-XL	7 mm	8618.301L-XL	8618.302L-XL	links	45 – 47	5	285 mm	450 mm

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). Sie haben einen Patienten, der aufgrund seiner besonderen Körpereigenschaften nicht mit der vorkonfektionierten Standard-BlueROCKER zu versorgen ist? Dann fertigen wir für Sie eine BlueROCKER Custom (Art.-Nr.: 8618C) nach dreidimensionalen Maßen. Lieferzeit ab Eingang des Abdrucks/Bestellformular: ca. 4 Wochen. \*Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.

### Artikel-/Maßtabelle BlueROCKER 2.0 / 2½ - Fußformteile (ohne Innenpolster)

23.03.02.6018

Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse mit Umlenkschleufe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse ohne Umlenkschleufe	Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse mit Umlenkschleufe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse ohne Umlenkschleufe	Seite	Schuhgröße	A-P-Stab.*	Länge Fußplatte	Höhe
12 mm	8618.203R-XS	8618.204R-XS	7 mm	8618.303R-XS	8618.304R-XS	rechts	32 – 35	5	210 mm	360 mm
12 mm	8618.203R-S	8618.204R-S	7 mm	8618.303R-S	8618.304R-S	rechts	35 – 38	5	230 mm	380 mm
15 mm	8618.203R-M	8618.204R-M	7 mm	8618.303R-M	8618.304R-M	rechts	38 – 42	5	245 mm	405 mm
16 mm	8618.203R-L	8618.204R-L	7 mm	8618.303R-L	8618.304R-L	rechts	42 – 45	5	270 mm	430 mm
16 mm	8618.203R-XL	8618.204R-XL	7 mm	8618.303R-XL	8618.304R-XL	rechts	45 – 47	5	285 mm	450 mm
12 mm	8618.203L-XS	8618.204L-XS	7 mm	8618.303L-XS	8618.304L-XS	links	32 – 35	5	210 mm	360 mm
12 mm	8618.203L-S	8618.204L-S	7 mm	8618.303L-S	8618.304L-S	links	35 – 38	5	230 mm	380 mm
15 mm	8618.203L-M	8618.204L-M	7 mm	8618.303L-M	8618.304L-M	links	38 – 42	5	245 mm	405 mm
16 mm	8618.203L-L	8618.204L-L	7 mm	8618.303L-L	8618.304L-L	links	42 – 45	5	270 mm	430 mm
16 mm	8618.203L-XL	8618.204L-XL	7 mm	8618.303L-XL	8618.304L-XL	links	45 – 47	5	285 mm	450 mm

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). Sie haben einen Patienten, der aufgrund seiner besonderen Körpereigenschaften nicht mit der vorkonfektionierten Standard-BlueROCKER zu versorgen ist? Dann fertigen wir für Sie eine BlueROCKER Custom (Art.-Nr.: 8618C) nach dreidimensionalen Maßen. Lieferzeit ab Eingang des Abdrucks/Bestellformular: ca. 4 Wochen. \*Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.



## Custom-ToeOFF/-BlueROCKER

**Einsatz:** Bei Fußheberschwäche und Vorfußamputation.

### Eigenschaften / Merkmale

- Individuelle Orthese nach Maß
- 2 Varianten zur Auswahl: Custom-ToeOFF und Custom-BlueROCKER
- Ventrale Anlage

### Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

### Artikel-/Maßtabelle Custom-ToeOFF/-BlueROCKER

Art.-Nr.	VE	Ausführung
8615C	Stück	Custom-ToeOFF
8618C	Stück	Custom-BlueROCKER

Zur Bestellung einer Custom-ToeOFF/-BlueROCKER verwenden Sie bitte das entsprechende Maßblatt.



## ALFESS - Funktionelles elektrisches Stimulationssystem

**Einsatz:** ALFESS ist ein neuer, moderner und funktioneller Elektrostimulator (FES) zur Verbesserung des Gangbildes bei Patienten mit eingeschränkter Fußhebermuskulatur.

### Eigenschaften / Merkmale

- Einhandsteuerung über Touch-Tastatur
- Leichtes, schlankes und elegantes Design

### Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase

### Artikel-/Maßtabelle ALFESS - Funktionelles elektrisches Stimulationssystem

Art.-Nr.	VE	Größe	Wadenumfang
282700712	Stück	universell	30 - 36 cm



## PSL800 - Knöchel-/Fußorthese

**Einsatz:** Die Antirotationssorthese wird konservativ und postoperativ zur Ruhigstellung des Fußes und zur Kontrolle der Stellung des Sprunggelenks eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Thermoplastisch formbar
- Beidseitig verwendbar
- Verstellbarer Verschluss mit doppelten Riemen und Schnallen

### Produktfunktionen

- Ruhigstellung des Fußes
- Kontrolle der Gelenke der unteren Gliedmaßen

### Artikel-/Maßtabelle PRAFO - Knöchel-/Fußorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Fußlänge	Höhe
PSL800-S	Stück	small	< 32	universell
PSL800-M	Stück	medium	32 - 38	universell
PSL800-L	Stück	large	39 - 44	universell
PSL800-XL	Stück	X-large	> 44	universell



## MyPRIM Kids - Knöchelorthese

**Einsatz:** Die MyPRIM Kids-Knöchelorthese unterstützt und stabilisiert das Gelenk. Die überkreuzten Gurte (Cross-over-Prinzip) über dem Spann ermöglichen eine mediale/laterale Kontrolle.

### Eigenschaften / Merkmale

- Nahtlos gefertigt nach modernster Technologie
- Ausgezeichnete Knöchelstabilität
- Links und rechts tragbar

### Produktfunktionen

- Stützt und stabilisiert das Sprunggelenk

### Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Knöchelorthese

Art.-Nr.	VE	Seite	Knöchelumfang	PZN
MPK800-1	Stück	universell	16 - 19 cm	17879657
MPK800-2	Stück	universell	19 - 22 cm	17879663

## A.S.O. - Knöchelorthesen

**Einsatz:** Als Tape-Ersatz bei Knöchelverletzungen und zur prophylaktischen Stabilität im Knöchelbereich u.a. bei sportlicher Aktivität.

### Eigenschaften / Merkmale

- Integriertes Knöchelpolster
- Fersenstabilisierung durch innen-/außenliegende Achterschleufe
- Patent auf Bändersystem

### Produktfunktionen

- Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks



**Artikel-/Maßtabelle A.S.O. Standard - Knöchelorthese**

23.02.02.1007

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Spann/ Fersenumfang (cY- bzw. H-Maß)	Farbe	PZN
8634-XXS	Stück	XX-small	30 - 33	23 - 26 cm	Weiß	10839465
8634-XS	Stück	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	Weiß	1053665
8634-S	Stück	small	37 - 40	28 - 31 cm	Weiß	1053642
8634-M	Stück	medium	41 - 43	31 - 33 cm	Weiß	1053636
8634-L	Stück	large	44 - 46	33 - 36 cm	Weiß	1053613
8634-XL	Stück	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	Weiß	1053659
8634-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Weiß	1053607
8635-XXS	Stück	XX-small	30 - 33	23 - 26 cm	Schwarz	10839471
8635-XS	Stück	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	Schwarz	3106762
8635-S	Stück	small	37 - 40	28 - 31 cm	Schwarz	3106779
8635-M	Stück	medium	41 - 43	31 - 33 cm	Schwarz	3106791
8635-L	Stück	large	44 - 46	33 - 36 cm	Schwarz	3106816
8635-XL	Stück	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	Schwarz	3106822
8635-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Schwarz	3106845

Nehmen Sie die Schuhgröße als Richtlinie. Für das exakte Maß messen Sie den Spann-/Fersenumfang über einem Sportsocken oder Strumpf.

**Artikel-/Maßtabelle A.S.O. EVO - Knöchelorthese**

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Spann/ Fersenumfang (cY- bzw. H-Maß)	Farbe	PZN
8638-XS	Stück	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	Schwarz	6432137
8638-S	Stück	small	37 - 40	28 - 31 cm	Schwarz	6432143
8638-M	Stück	medium	41 - 43	31 - 33 cm	Schwarz	6432166
8638-L	Stück	large	44 - 46	33 - 36 cm	Schwarz	6432172
8638-XL	Stück	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	Schwarz	6432189
8638-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Schwarz	6432195

Nehmen Sie die Schuhgröße als Richtlinie. Für das exakte Maß messen Sie den Spann-/Fersenumfang über einem Sportsocken oder Strumpf.

**Artikel-/Maßtabelle A.S.O. EVO Speed Lacer - Knöchelorthese**

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Spann/ Fersenumfang (cY- bzw. H-Maß)	Farbe	PZN
8639-XS	Stück	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	Schwarz	10839703
8639-S	Stück	small	37 - 40	28 - 31 cm	Schwarz	10839726
8639-M	Stück	medium	41 - 43	31 - 33 cm	Schwarz	10839732
8639-L	Stück	large	44 - 46	33 - 36 cm	Schwarz	10839749
8639-XL	Stück	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	Schwarz	10839755
8639-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Schwarz	10839761

Nehmen Sie die Schuhgröße als Richtlinie. Für das exakte Maß messen Sie den Spann-/Fersenumfang über einem Sportsocken oder Strumpf.

**Artikel-/Maßtabelle A.S.O. EVO Quatro - Knöchelorthese**

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Spann/ Fersenumfang (cY- bzw. H-Maß)	Farbe	PZN
8642-XS	Stück	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	Schwarz	10839778
8642-S	Stück	small	37 - 40	28 - 31 cm	Schwarz	10839784
8642-M	Stück	medium	41 - 43	31 - 33 cm	Schwarz	10839790
8642-L	Stück	large	44 - 46	33 - 36 cm	Schwarz	10839809
8642-XL	Stück	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	Schwarz	10839815
8642-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Schwarz	10839821

Nehmen Sie die Schuhgröße als Richtlinie. Für das exakte Maß messen Sie den Spann-/Fersenumfang über einem Sportsocken oder Strumpf.

**Artikel-/Maßtabelle A.S.O. EVO Hinge - Knöchelorthese**

23.02.02.1038

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Spann/ Fersenumfang (cY- bzw. H-Maß)	Farbe	Typ	PZN
8638H-XS	Stück	X-small	34 - 36	25,5 - 28 cm	Schwarz	-	11557898
8638H-S	Stück	small	37 - 40	28 - 30,5 cm	Schwarz	-	11557912
8638H-M	Stück	medium	41 - 43	30,5 - 33 cm	Schwarz	-	11557929
8638H-L	Stück	large	44 - 46	33 - 35,5 cm	Schwarz	-	11557935
8638H-XL	Stück	X-large	47 - 48	35,5 - 37 cm	Schwarz	-	11557941
8638H-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Schwarz	-	11557958
8639H-XS	Stück	X-small	34 - 36	25,5 - 28 cm	Schwarz	Speed Lacer	-
8639H-S	Stück	small	37 - 40	28 - 30,5 cm	Schwarz	Speed Lacer	-
8639H-M	Stück	medium	41 - 43	30,5 - 33 cm	Schwarz	Speed Lacer	-
8639H-L	Stück	large	44 - 46	33 - 35,5 cm	Schwarz	Speed Lacer	-
8639H-XL	Stück	X-large	47 - 48	35,5 - 37 cm	Schwarz	Speed Lacer	-
8639H-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Schwarz	Speed Lacer	-

Nehmen Sie die Schuhgröße als Richtlinie. Für das exakte Maß messen Sie den Spann-/Fersenumfang über einem Sportsocken oder Strumpf.



## SureStep - Dynamische Rückfußorthese (nach Maß)

**Einsatz:** Bei Kindern zur Versorgung des hypotonen Knickfußes.

### Eigenschaften / Merkmale

- Individuelle Anfertigung nach Maß
- Inklusive Fußrückenpolster
- In jedem Kinderschuh tragbar
- Flexibler Kunststoffaußenrahmen

### Produktfunktionen

- Aufrichtung des hypotonen Knickfußes
- Abrollkontrolle durch Torsionsschnitt

### Artikel-/Maßtabelle SureStep-Dynamische Rückfußorthese nach Maß

23.02.30.1001

Art.-Nr.	VE	Körpergewicht	Fertigungsgrundlage
SURESTEP-DSS	Paar	< 35 kg	Maßblatt
SURESTEP-DSS1	Stück	< 35 kg	Maßblatt
SURESTEP GIPS	Paar	< 35 kg	Gipsabdruck
SURESTEP GIPS-1	Stück	< 35 kg	Gipsabdruck

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das entsprechende Maßblatt. Lieferzeit: ca. 3 bis 4 Wochen.



## BigShot - Dynamische Rückfußorthese (nach Maß)

**Einsatz:** Zur Versorgung des hypotonen Knickfußes.

### Eigenschaften / Merkmale

- Individuelle Anfertigung nach Maß
- Integrierter Weichwandinnenschuh
- Inklusive Fußrückenpolster
- In jedem Kinderschuh tragbar

### Produktfunktionen

- Aufrichtung des hypotonen Knickfußes
- Abrollkontrolle durch Torsionsschnitt

### Artikel-/Maßtabelle BigShot - Dynamische Rückfußorthese nach Maß

Art.-Nr.	VE	Körpergewicht	Ausführung
BIG SHOT	Paar	> 35 kg	pro Paar
BIG SHOT LITE	Paar	23 - 40 kg	pro Paar
BIG SHOT-1	Stück	> 35 kg	pro Stück
BIG SHOT-1 LITE	Stück	23 - 40 kg	pro Stück

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das entsprechende Maßblatt . Lieferzeit: ca. 3 bis 4 Wochen.



## P.E.A.care - Abduktionsschienen

**Einsatz:** Zur Behandlung eines Klumpfußes nach der „Ponseti“-Methode. Die fertige Orthese besteht aus der P.E.A.care-Schiene und daran montierten Clubycare-Schuhen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Kombinierbar mit Clubycare-Schuhen

### Produktfunktionen

- Positionierung der Füße in der notwendigen Abduktion / Dorsalextension

### Artikel-/Maßtabelle P.E.A.care 2.0 - Abduktionsschienen „Static Quick Release“

23.03.02.1003 - 34353-017

Art.-Nr.	VE	Größe	Schulterbreite	Schienenbreite	Schuhadaption
2850-1	Stück	1	240 - 320 mm	195 - 275 mm	Schnellverschluss
2850-2	Stück	2	280 - 390 mm	230 - 345 mm	Schnellverschluss

Die Länge der Schiene sollte der Schulterbreite des Kindes entsprechen.

### Artikel-/Maßtabelle P.E.A.care-Abduktionsschienen „Dynamic Quick Release“

Art.-Nr.	VE	Größe	Schulterbreite	Schienenbreite	Schuhadaption
2840-1	Stück	1	185 - 260 mm	220 - 290 mm	Schnellverschluss
2840-2	Stück	2	245 - 370 mm	270 - 400 mm	Schnellverschluss

Die Länge der Schiene sollte der Schulterbreite des Kindes entsprechen.

### Artikel-/Maßtabelle P.E.A.care-Abduktionsschienen „Static Quick Release“

23.03.02.1003 - 34353-017

Art.-Nr.	VE	Größe	Schienenlänge	Schulterbreite	Schienenbreite	Schuhadaption
2810-1	Stück	1	22 - 29 cm	18,5 - 26 cm	15 mm	Schnellverschluss
2810-2	Stück	2	27 - 40 cm	24,5 - 37 cm	15 mm	Schnellverschluss

Die Länge der Schiene sollte der Schulterbreite des Kindes entsprechen.

### Artikel-/Maßtabelle P.E.A.care-Abduktionsschienen „Static“

Art.-Nr.	VE	Größe	Schienenlänge	Schulterbreite	Schienenbreite	Schuhadaption
2800-1	Stück	1	22 - 29 cm	18,5 - 26 cm	15 mm	Schuhplatte
2800-2	Stück	2	27 - 40 cm	24,5 - 37 cm	15 mm	Schuhplatte



## Clubycare - Schuhe

**Einsatz:** Zur Behandlung eines Klumpfußes nach der „Ponseti“-Methode. Die fertige Orthese besteht aus der P.E.A.care-Schiene und daran montierten Clubycare-Schuhen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Gepolsterte Lasche (Zunge)
- Fersenverstärkung und -polsterung
- Offene Ferse
- Offene Schuhspitze

### Produktfunktionen

- Positionierung der Füße in der notwendigen Abduktion / Dorsalextension

### Artikel-/Maßtabelle Clubycare - Schuhe

23.03.02.1003 - 34353-018

Art.-Nr. ohne Abduktion links mit Schnürsenkel	Art.-Nr. ohne Abduktion rechts mit Schnürsenkel	Art.-Nr. ohne Abduktion links mit Klettband	Art.-Nr. ohne Abduktion rechts mit Klettband	Art.-Nr. mit Abduktion links mit Schnürsenkel	Art.-Nr. mit Abduktion rechts mit Schnürsenkel	Größe	Schuhlänge	Ballenbreite
BA905L-12	BA905R-12	BA908L-12	BA908R-12	-	-	12	72 mm	40 mm
BA905L-13	BA905R-13	BA908L-13	BA908R-13	-	-	13	79 mm	42 mm
BA905L-14	BA905R-14	BA908L-14	BA908R-14	BA705L-14	BA705R-14	14	85 mm	43 mm
BA905L-15	BA905R-15	BA908L-15	BA908R-15	BA705L-15	BA705R-15	15	92 mm	45 mm
BA905L-16	BA905R-16	BA908L-16	BA908R-16	BA705L-16	BA705R-16	16	98 mm	46 mm
BA905L-17	BA905R-17	BA908L-17	BA908R-17	BA705L-17	BA705R-17	17	107 mm	47 mm
BA905L-18	BA905R-18	BA908L-18	BA908R-18	BA705L-18	BA705R-18	18	113 mm	48 mm
BA905L-19	BA905R-19	BA908L-19	BA908R-19	BA705L-19	BA705R-19	19	120 mm	50 mm
BA905L-20	BA905R-20	BA908L-20	BA908R-20	BA705L-20	BA705R-20	20	126 mm	51 mm
BA905L-21	BA905R-21	BA908L-21	BA908R-21	BA705L-21	BA705R-21	21	133 mm	52 mm
BA905L-22	BA905R-22	BA908L-22	BA908R-22	BA705L-22	BA705R-22	22	139 mm	54 mm
BA905L-23	BA905R-23	BA908L-23	BA908R-23	BA705L-23	BA705R-23	23	146 mm	55 mm
BA905L-24	BA905R-24	BA908L-24	BA908R-24	BA705L-24	BA705R-24	24	152 mm	56 mm
BA905L-25	BA905R-25	BA908L-25	BA908R-25	BA705L-25	BA705R-25	25	159 mm	58 mm
BA905L-26	BA905R-26	BA908L-26	BA908R-26	BA705L-26	BA705R-26	26	166 mm	59 mm
BA905L-27	BA905R-27	BA908L-27	BA908R-27	BA705L-27	BA705R-27	27	172 mm	60 mm
BA905L-28	BA905R-28	BA908L-28	BA908R-28	BA705L-28	BA705R-28	28	179 mm	62 mm
BA905L-29	BA905R-29	BA908L-29	BA908R-29	BA705L-29	BA705R-29	29	185 mm	63 mm
BA905L-30	BA905R-30	BA908L-30	BA908R-30	-	-	30	192 mm	64 mm

Die Form mit Abduktion wird nur eingesetzt, wenn keine redressierenden Gipse angewendet wurden, oder noch eine redressierende Wirkung gegen die Vorfuß-Adduktion nötig ist. Eine wesentliche Funktion des Clubycare-Schuhs besteht im Fersenzug, der dafür sorgt, dass der Fuß/die Ferse hinten unten im Schuh anliegt. Daher sollte immer eine ausreichende Wachstumsreserve berücksichtigt werden (max. 15 mm).



## Bébox - Fußredressionsorthese

**Einsatz:** Bei Kindern mit kongenitalen Vorfußdeformitäten, Muskelveränderungen oder neurologischen Störungen, verbunden mit einer Vorfuß-Abweichung.

### Eigenschaften / Merkmale

- Multiaxiales Gelenk zwischen Vor- und Rückfuß
- Vorfuß horizontal, vertikal und in der Torsion justierbar

### Produktfunktionen

- Positionierung des Vorfußes
- Verhinderung von Fußfehlstellungen

### Artikel-/Maßtabelle Bébox - Fußredressionsorthese

34150-011

Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	VE	Fußlänge
8731L-7,5	8731R-7,5	Stück	7,5 cm
8731L-8	8731R-8	Stück	8,0 cm
8731L-8,5	8731R-8,5	Stück	8,5 cm
8731L-9	8731R-9	Stück	9,0 cm
8731L-9,5	8731R-9,5	Stück	9,5 cm
8731L-10	8731R-10	Stück	10,0 cm
8731L-10,5	8731R-10,5	Stück	10,5 cm
8731L-11,5	8731R-11,5	Stück	11,5 cm
8731L-12,5	8731R-12,5	Stück	12,5 cm
8731L-13,5	8731R-13,5	Stück	13,5 cm
8731L-14,5	8731R-14,5	Stück	14,5 cm
8731L-15,5	8731R-15,5	Stück	15,5 cm
8731L-16,5	8731R-16,5	Stück	16,5 cm

Maßnahmen: Länge des Fußes von der Ferse bis zur Spitze des großen Zehs.

Wir empfehlen eine Wachstumsreserve von 0,5 cm (kleinste Größe) bis 1 cm (größte Größe) zu addieren.





# Orthesenkomponenten

---

Alle Extremitäten.....	106
Hüfte.....	112
Untere Extremität.....	116

# ALLE EXTREMITÄTEN









## MultiMotion - Dynamisches Korrektur-Systemgelenk

**Einsatz:** Zur Behandlung von dynamisch korrigierbaren Kontrakturen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Einsetzbar in Flexions- und Extensionsrichtung
- Bewegungsumfang von +95° bis -95°

### Produktfunktionen

- Stufenlos einstellbare dynamische Extension oder Flexion des Gelenks

### Artikel-/Maßtabelle MultiMotion - Dynamisches Korrektur-Systemgelenk

Art.-Nr.	VE	Größe	Schienenbreite	Einbauhöhe	T-Schienenform	Höhe Boden bis Gelenkdrehpunkt	Gewicht	Material	Gehäuse-durchmesser	Maximales Drehmoment	Proximaler Schienenanschluss	Distaler Schienenanschluss
MM04M-12	Stück	medium	12 mm	19 mm	-	64 mm	125 g	Stahl	36 mm	4,1 Nm	Schienenaufnahme	Schienenaufnahme
MM04MT-12	Stück	medium	12 mm	19 mm	10 mm	56 mm	154 g	Stahl	36 mm	4,1 Nm	Schienenaufnahme	Integrierte T-Schiene
MM04B-12	Stück	medium	12 mm	19 mm	-	270 mm	210 g	Stahl	36 mm	4,1 Nm	Integrierte Schiene	Integrierte Schiene
MM04BT-12	Stück	medium	12 mm	19 mm	10 mm	56 mm	125 g	Stahl	36 mm	4,1 Nm	Integrierte Schiene	Integrierte T-Schiene
MM05M-16	Stück	large	16 mm	24 mm	-	75 mm	268 g	Stahl	50 mm	8,4 Nm	Schienenaufnahme	Schienenaufnahme
MM05MT-16	Stück	large	16 mm	24 mm	10 mm	73 mm	303 g	Stahl	50 mm	8,4 Nm	Schienenaufnahme	Integrierte T-Schiene
MM05B-16	Stück	large	16 mm	24 mm	-	250 mm	405 g	Stahl	50 mm	8,4 Nm	Integrierte Schiene	Integrierte Schiene
MM05BT-16	Stück	large	16 mm	24 mm	10 mm	73 mm	268 g	Stahl	50 mm	8,4 Nm	Integrierte Schiene	Integrierte T-Schiene

# MultiMotion





## MultiStatic - Korrektur Gelenk

**Einsatz:** Zur Behandlung von dynamisch korrigierbaren Kontrakturen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Einfache Winkeleinstellung durch eine optimal positionierte Gelenkachse
- Integrierte Schienen

### Produktfunktionen


- Stufenlos einstellbare statische Extension oder Flexion des Gelenks

### Artikel-/Maßtabelle MultiStatic - Korrektur Gelenk

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Gesamtlänge	Schienenbreite	Höhe	Schienenstärke	Gewicht	Gelenkkopfdurchmesser
MS02B-09	Stück	X-small	universell	100 mm	9 mm	6,5 mm	1,5 mm	14 g	11 mm
MS03B-12	Stück	small	universell	400 mm	12 mm	8,5 mm	2 mm	83 g	19 mm
MS04B-16	Stück	medium	universell	400 mm	16 mm	9,5 mm	2 mm	121 g	25 mm
MS05B-19	Stück	large	universell	400 mm	19 mm	10,5 mm	2 mm	151 g	30 mm



## MultiStatic



## FreeMotion - frei bewegliches Gelenk

**Einsatz:** Einachsiges, frei bewegliches Gelenk, das sich ideal als Mitläufer in Kombination mit einem Funktionsgelenk eignet.

### Eigenschaften / Merkmale

- Bewegungsumfang: +120° bis -120°
- Schienenbreite: 12 mm (small), 16 mm (medium)
- Material: RFS

### Produktfunktionen

- Einzeln oder als Mitläufer-Gelenk, um eine ausreichende Torsionssteifigkeit der Orthese zu gewährleisten.

### Artikel-/Maßtabelle FreeMotion - frei bewegliches Gelenk

Nr.	Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Ø Gelenk-kopf	Offset T-Bar	Abstand Boden bis Achse
1	FM03M-12	Stück	small	universell	93 mm	12 mm	11 mm	40 g	18 mm	-	46 mm
2	FM03MT-12	Stück	small	universell	97 mm	12 mm	11 mm	72 g	18 mm	10 mm	50 mm
3	FM03BT-12	Stück	small	universell	250 mm	12 mm	11 mm	106 g	18 mm	10 mm	50 mm
4	FM03B-12	Stück	small	universell	400 mm	12 mm	11 mm	102 g	18 mm	-	200 mm
5	FM04M-16	Stück	medium	universell	97 mm	16 mm	11 mm	52 g	22 mm	-	48 mm
6	FM04MT-16	Stück	medium	universell	105 mm	16 mm	11 mm	88 g	22 mm	10 mm	55 mm
7	FM04BT-16	Stück	medium	universell	260 mm	16 mm	11 mm	134 g	22 mm	10 mm	55 mm
8	FM04B-16	Stück	medium	universell	400 mm	16 mm	11 mm	140 g	22 mm	-	200 mm



## Binky - Universalgelenk (frei beweglich)

**Einsatz:** Paarweise in Orthesen aus thermoplastischem Kunststoff oder einzeln als Mitläufer-Gelenk (z.B. bei den MultiMotion- oder Triple Action-Gelenken).

### Eigenschaften / Merkmale

- Frei beweglich
- Einachsiger
- 4 Gewindebohrungen M4
- Material: RFS

### Produktfunktionen

- Paarweise zur Gelenkführung
- Einzeln als Mitläufer-Gelenk

### Artikel-/Maßtabelle Binky - Universalgelenk (frei beweglich)

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Dicke	Gewicht	Körpergewicht
814101	Paar	62 mm	12 mm	2,5 mm	18 g	< 35 kg
814102	Paar	76 mm	18 mm	2,5 mm	30 g	< 100 kg



EFFE  
:ÜH





## MultiMotion - Dynamisches Hüftabduktionssystem (für Kinder)

**Einsatz:** Zur Behandlung von Kindern mit dynamisch korrigierbaren Adduktionskontrakturen im Hüftgelenk.

### Eigenschaften / Merkmale

- Stufenlos einstellbare Abduktionskraft
- Abduktions-/Adduktionsstopps einstellbar

### Produktfunktionen

- Stufenlos einstellbare dynamische Abduktion des Hüftgelenks
- Begrenzung der Adduktion oder Abduktion des Hüftgelenks

### Artikel-/Maßtabelle MultiMotion - Dynamisches Hüftabduktionssystem (für Kinder)

Art.-Nr.	VE	Größe	Geeignet für
MM-HA-S	Set	small	Körpergröße < 105 cm
MM-HA-R	Set	regular	Körpergröße > 105 cm

Das MultiMotion-Korrektur-Gelenk muss immer separat und zusätzlich bestellt werden (siehe Zubehör).



## Orthesen-Hüftgelenk

**Einsatz:** Für eine kontrollierte Hüftabduktion.

### Eigenschaften / Merkmale

- Verschiedene Abduktionswinkel (vorgeformt oder variabel)
- Gleitlager sichert einen reibungslosen Bewegungsablauf

### Produktfunktionen

- Abduktion der Hüftgelenke

### Artikel-/Maßtabelle Orthesen-Hüftgelenk

23.99.39.0001

Art.-Nr.	VE	Größe	Abduktion	Länge untere Schiene	Länge obere Schiene	Gelenkkopf-durchmesser
50728	Stück	small	variabel	15 cm	13 cm	31/32"
50732	Stück	medium	variabel	19 cm	14 cm	1-1/8"
50757	Stück	large	variabel	20 cm	15 cm	1-7/16"
50758	Stück	medium, X-lang	variabel	30 cm	14 cm	1-1/8"
50759	Stück	large, X-lang	variabel	30 cm	15 cm	1-7/16"
58642	Stück	small	0°	15 cm	13 cm	31/32"
58552	Stück	medium	10°	19 cm	14 cm	1-1/8"
58646	Stück	small	25°	15 cm	13 cm	31/32"
58560	Stück	medium	25°	19 cm	14 cm	1-1/8"
58602	Stück	large	25°	20 cm	15 cm	1-7/16"
58578	Stück	medium	35°	19 cm	14 cm	1-1/8"



## Scottish Rite - Orthesenbausatz

**Einsatz:** Für eine Abduktion der Hüften.

### Eigenschaften / Merkmale

- Stellschienen zur Befestigung der optional erhältlichen Oberschenkelmanschetten an den Hüftgelenken

### Produktfunktionen

- Abduktion der Hüftgelenke
- Freie oder begrenzte Hüftflexion und -extension

### Artikel-/Maßtabelle Scottish Rite - Orthesenbausatz

23.05.30.1001

Art.-Nr.	VE	Größe	Abduktion
50454	Set	small	25°
50810	Set	medium	25°
50826	Set	large	25°
50456	Set	small	35°
50818	Set	medium	35°
50834	Set	large	35°
50458	Set	small	variabel
50842	Set	medium	variabel
50850	Set	large	variabel

small = Kinder von 2 bis 4 Jahren, medium = Kinder von 4 bis 14 Jahren, large = Jugendliche ab 14 Jahre.  
Bei aktiven oder schwergewichtigen Kindern wählen Sie die nächst größere Größe.



# UNTERE EXTREMITÄT





## SPL 2 - Orthesen-Kniegelenk

**Einsatz:** Bei Ausfall der aktiven Kniestreckung.

### Eigenschaften / Merkmale

- Monolateral einsetzbar
- Einsatz in Knie-/Ganzbeinorthesen
- Verriegelung in Beugerichtung bei 0° und 15° (Sicherheitsstopp)

### Produktfunktionen

- Entriegelt nach der mittleren Standphase
- Verriegelt am Ende der Schwungphase vor Fersenauftritt

### Artikel-/Maßtabelle SPL 2 - Orthesen-Kniegelenk (monolateral)

23.99.27.0001

Art.-Nr.	VE	Seite	Körpergewicht
IQ250L	Stück	links	< 100 kg
IQ250R	Stück	rechts	< 100 kg

### Artikel-/Maßtabelle SPL 2 - Orthesen-Kniegelenk (bilateral, mit SPC-Gelenk)

23.99.27.0001

Art.-Nr.	VE	Seite	
IQ200L	Stück	links	
IQ200R	Stück	rechts	

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das vorliegende [Maßblatt](#).



## SPL 2 - C.O.S. - Karbon-Beinorthesen

**Einsatz:** Zur Versorgung von Patienten mit Ausfall der aktiven Kniestreckung.

### Eigenschaften / Merkmale

- Orthesenfertigung inkl. aller nötigen Gelenkkomponenten
- Verriegelung in Beugerichtung bei 0° und 15° (Sicherheitsstopp)

### Produktfunktionen

- Entriegelt nach der mittleren Standphase
- Verriegelt am Ende der Schwungphase vor Fersenauftritt

### Artikel-/Maßtabelle SPL 2 - C.O.S. - Karbon-Ganzbeinorthese (bilateral)

23.06.30.1000

Art.-Nr.	VE	Körpergewicht	Mechanisches Gelenk
COS-SPL002-L	Stück	> 100 kg	beidseitig/bilateral
COS-SPL002-R	Stück	> 100 kg	beidseitig/bilateral
COS-SPL003-L	Stück	> 100 kg	beidseitig/bilateral
COS-SPL003-R	Stück	> 100 kg	beidseitig/bilateral

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das vorliegende Maßblatt.

### Artikel-/Maßtabelle SPL 2 - C.O.S. - Karbon-Ganzbeinorthese (monolateral)

23.06.30.1000 - 34881-015

Art.-Nr.	VE	Körpergewicht	Mechanisches Gelenk
COS-SPL001-L	Stück	< 100 kg	einseitig/monolateral
COS-SPL001-R	Stück	< 100 kg	einseitig/monolateral

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das vorliegende [Maßblatt](#).



## Triple Action - Knöchelgelenk A - 19 mm

**Einsatz:** Zum Ausgleich eines pathologischen Gangbildes bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Hyper- oder Hypotonus.

### Eigenschaften / Merkmale

- Laterale Fußbügel links und rechts
- Mediale Fußbügel links und rechts
- Y-Fußbügel links und rechts (extra gehärtet)

### Produktfunktionen

- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

### Artikel-/Maßtabelle Triple Action - Knöchelgelenk A - 19 mm

Art.-Nr.	VE	Seite	Booster	Schienenbreite	Gewicht	Körpergewicht
3A76-A0	Stück	universell	0	19 mm	222 g	Max. 110 kg
3A76-A1	Stück	universell	0	19 mm	222 g	Max. 110 kg
3A76-A2	Stück	universell	1	19 mm	256 g	Max. 110 kg
3A76-A3	Stück	universell	1	19 mm	256 g	Max. 110 kg

### Artikel-/Maßtabelle Fußbügel für Triple Action - Knöchelgelenk A

Art.-Nr.	VE	Seite	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Geeignet für
3A76-LATL-1	Stück	links	69 mm	90 mm	3 mm	62 g	TA-19 mm
3A76-LATR-1	Stück	rechts	69 mm	90 mm	3 mm	61 g	TA-19 mm
3A76-MEDL-1	Stück	links	63 mm	101 mm	3 mm	61 g	TA-19 mm
3A76-MEDR-1	Stück	rechts	63 mm	101 mm	3 mm	61 g	TA-19 mm
3A76-YL-1	Stück	links	73 mm	105 mm	3 mm	56 g	TA-19 mm
3A76-YR-1	Stück	rechts	73 mm	105 mm	3 mm	56 g	TA-19 mm
3A76-R-1	Stück	universell	23 mm	175 mm	3 mm	98 g	TA-19 mm



## Triple Action - Knöchelgelenk B - 16 mm

**Einsatz:** Zum Ausgleich eines pathologischen Gangbildes bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Hyper- oder Hypotonus.

### Eigenschaften / Merkmale

- Laterale Fußbügel links und rechts
- Mediale Fußbügel links und rechts
- Y-Fußbügel links und rechts (extra gehärtet)

### Produktfunktionen

- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

### Artikel-/Maßtabelle Triple Action - Knöchelgelenk B - 16 mm

Art.-Nr.	VE	Seite	Booster	Schienenbreite	Gewicht	Körpergewicht
3B76-A0	Stück	universell	0	16 mm	140 g	Max. 100 kg
3B76-A1	Stück	universell	1	16 mm	178 g	Max. 100 kg
3B76-A2	Stück	universell	1	16 mm	178 g	Max. 100 kg
3B76-A3	Stück	universell	2	16 mm	215 g	Max. 100 kg

### Artikel-/Maßtabelle Fußbügel für Triple Action - Knöchelgelenk B

Art.-Nr.	VE	Seite	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Geeignet für
3B76-LATL-1	Stück	links	52 mm	75 mm	3 mm	43 g	TA-16 mm
3B76-LATR-1	Stück	rechts	52 mm	75 mm	3 mm	43 g	TA-16 mm
3B76-MEDL-1	Stück	links	43 mm	89 mm	3 mm	40 g	TA-16 mm
3B76-MEDR-1	Stück	rechts	43 mm	89 mm	3 mm	40 g	TA-16 mm
3B76-Y-1	Stück	universell	73 mm	90 mm	3 mm	45 g	TA-16 mm
3B76-R-1	Stück	universell	21 mm	175 mm	3 mm	98 g	TA-16 mm



## Triple Action - Knöchelgelenk C - 13 mm

**Einsatz:** Zum Ausgleich eines pathologischen Gangbildes bei Kindern mit Hyper- oder Hypotonus.

### Eigenschaften / Merkmale

- Laterale Fußbügel universal
- Mediale Fußbügel links und rechts
- Y-Fußbügel universal
- Gerader Fußbügel universal

### Produktfunktionen

- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

### Artikel-/Maßtabelle Triple Action - Knöchelgelenk C - 13 mm

Art.-Nr.	VE	Seite	Booster	Schienenbreite	Gewicht	Körpergewicht
3C76-A0	Stück	universell	0	13 mm	82 g	Max. 50 kg
3C76-A1	Stück	universell	1	13 mm	102 g	Max. 50 kg
3C76-A2	Stück	universell	1	13 mm	102 g	Max. 50 kg
3C76-A3	Stück	universell	2	13 mm	123 g	Max. 50 kg

### Artikel-/Maßtabelle Fußbügel für Triple Action - Knöchelgelenk C

Art.-Nr.	VE	Seite	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Geeignet für
3C76-LAT-1	Stück	universell	45 mm	60 mm	3 mm	25 g	TA-13 mm
3C76-MEDL-1	Stück	links	42 mm	66 mm	3 mm	42 g	TA-13 mm
3C76-MEDR-1	Stück	rechts	42 mm	66 mm	3 mm	42 g	TA-13 mm
3C76-YLNG-1	Stück	universell	122 mm	60 mm	3 mm	45 g	TA-13 mm
3C76-R-1	Stück	universell	20 mm	70 mm	3 mm	35 g	TA-13 mm



## Triple Action-GEO - Testorthese (mit B - Gelenk)

**Einsatz:** Die GEO (Gait Evaluation Orthosis) ist eine Prepreg-Testorthese zur Beurteilung des Nutzens einer Knöchel-/Fußorthese mit einem Triple Action-Knöchelgelenk.

### Eigenschaften / Merkmale

- Verschiedene Federkonfigurationen mit optionalem Booster

### Produktfunktionen

- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Plantar- und Dorsalflexion

### Artikel-/Maßtabelle Triple Action-GEO - Testorthese (mit B-Gelenk)

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Seite	Körpergewicht
3B00-GEO-SL	Stück	small	36 - 41	links	Max. 90 kg
3B00-GEO-SR	Stück	small	36 - 41	rechts	Max. 90 kg
3B00-GEO-LL	Stück	large	> 41	links	Max. 90 kg
3B00-GEO-LR	Stück	large	> 41	rechts	Max. 90 kg



## C.O.S.-Triple Action Prepreg - Knöchel-/Fußorthese (nach Maß)

**Einsatz:** Prepreg-Knöchel-/Fußorthese nach Maß mit dem Triple Action B-Gelenk für den Einsatz bei Jugendlichen und Erwachsenen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Erhältlich mit A- oder B-Gelenk
- Erhältlich in einer uni- oder bilateralen Ausführung

### Produktfunktionen

- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

### Artikel-/Maßtabelle C.O.S.-Triple Action - Prepreg-Knöchel-/Fußorthese (nach Maß)

Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts	VE	Booster	Körpergewicht	Mechanisches Gelenk
COS-B-3A76-A0+A1-L	COS-B-3A76-A1+A0-R	Stück	0	max. 110 kg	bilateral*
COS-B-3A76-A2+A3-L	COS-B-3A76-A3+A2-R	Stück	1	max. 110 kg	bilateral*
COS-B-3A76-A0+751-L	COS-B-3A76-A1+751-R	Stück	0	max. 110 kg	bilateral**
COS-B-3A76-A2+751-L	COS-B-3A76-A3+751-R	Stück	1	max. 110 kg	bilateral**
COS-U-3A76-A0-L	COS-U-3A76-A1-R	Stück	0	max. 100 kg	unilateraal
COS-U-3A76-A2-L	COS-U-3A76-A3-R	Stück	1	max. 100 kg	unilateraal
COS-B-3B76-A0-L	COS-B-3B76-A0-R	Stück	0	max. 100 kg	bilateral*
COS-B-3B76-A2+A1-L	COS-B-3B76-A1+A2-R	Stück	2	max. 100 kg	bilateral*
COS-B-3B76-A1+A2-L	COS-B-3B76-A2+A1-R	Stück	2	max. 100 kg	bilateral*
COS-B-3B76-A3-L	COS-B-3B76-A3-R	Stück	2	max. 100 kg	bilateral*
COS-B-3B76-A0+751-L	COS-B-3B76-A0+751-R	Stück	0	max. 100 kg	bilateral**
COS-B-3B76-A2+751-L	COS-B-3B76-A1+751-R	Stück	1	max. 100 kg	bilateral**
COS-B-3B76-A1+751-L	COS-B-3B76-A2+751-R	Stück	1	max. 100 kg	bilateral**
COS-B-3B76-A3+751-L	COS-B-3B76-A3+751-R	Stück	2	max. 100 kg	bilateral**
COS-U-3B76-A0-L	COS-U-3B76-A0-R	Stück	0	max. 90 kg	einseitig/monolateral
COS-U-3B76-A2-L	COS-U-3B76-A1-R	Stück	1	max. 90 kg	einseitig/monolateral
COS-U-3B76-A1-L	COS-U-3B76-A2-R	Stück	1	max. 90 kg	einseitig/monolateral
COS-U-3B76-A3-L	COS-U-3B76-A3-R	Stück	2	max. 90 kg	einseitig/monolateral

Bilateral\* = Version mit 2 Triple Action Scharnieren.

Bilateral\*\* = Version mit 1 Triple Action Scharnier und 1 Camber Axis Mitnehmer.

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das entsprechende Maßblatt. Lieferzeit: ca. 3 bis 4 Wochen.



## MILINE | Double Action-Knöchelgelenke

**Einsatz:** Zur Kontrolle und Unterstützung des Sprunggelenks bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit pathologischem Gangbild.

### Eigenschaften / Merkmale

- Knöchelgelenk für Jugendliche und Erwachsene
- Unilateraler Einsatz bis max. 110 kg
- Bilateraler Einsatz bis max. 160 kg

### Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

### Artikel-/Maßtabelle MILINE | Double Action-Knöchelgelenk (mit Booster)

Art.-Nr.	VE	Seite	Bein	Booster	Schienenbreite	Körpergewicht
MI-213-A1U	Stück	rechts/lateral & links/medial	universell	dorsal	13 mm	max. 80 kg
MI-213-A2U	Stück	rechts/medial & links/lateral	universell	ventral	13 mm	max. 80 kg
MI-216-A1U	Stück	rechts/lateral & links/medial	universell	dorsal	16 mm	max. 120 kg
MI-216-A2U	Stück	rechts/medial & links/lateral	universell	ventral	16 mm	max. 120 kg
MI-220-A1U	Stück	rechts/lateral & links/medial	universell	dorsal	20 mm	max. 160 kg
MI-220-A2U	Stück	rechts/medial & links/lateral	universell	ventral	20 mm	max. 160 kg

### Artikel-/Maßtabelle MILINE | Double Action-Knöchelgelenk (ohne Booster)

Art.-Nr.	VE	Seite	Bein	Booster	Schienenbreite	Körpergewicht
MI-213-A0U	Stück	universell	universell	keine	13 mm	max. 80 kg
MI-216-A0U	Stück	universell	universell	keine	16 mm	max. 120 kg
MI-220-A0U	Stück	universell	universell	keine	20 mm	max. 160 kg



## MILINE | Dorsiflexion Assist-Knöchelgelenke

**Einsatz:** Zur Kontrolle und Unterstützung des Sprunggelenks bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit pathologischem Gangbild.

### Eigenschaften / Merkmale

- Knöchelgelenk für Jugendliche und Erwachsene
- Unilateraler Einsatz bis max. 110 kg
- Bilateraler Einsatz bis max. 160 kg

### Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

### Artikel-/Maßtabelle MILINE | Dorsiflexion Assist-Knöchelgelenk (ohne Booster)

Art.-Nr.	VE	Seite	Bein	Booster	Schienenbreite	Körpergewicht
MI-113-A0R	Stück	rechts/lateral & links/medial	universell	keine	13 mm	max. 80 kg
MI-113-A0L	Stück	rechts/medial & links/lateral	universell	keine	13 mm	max. 80 kg
MI-116-A0R	Stück	rechts/lateral & links/medial	universell	keine	16 mm	max. 120 kg
MI-116-A0L	Stück	rechts/medial & links/lateral	universell	keine	16 mm	max. 120 kg
MI-120-A0R	Stück	rechts/lateral & links/medial	universell	keine	20 mm	max. 160 kg
MI-120-A0L	Stück	rechts/medial & links/lateral	universell	keine	20 mm	max. 160 kg

### Artikel-/Maßtabelle MILINE | Dorsiflexion Assist -Knöchelgelenk (mit dorsalem Booster)

Art.-Nr.	VE	Seite	Bein	Booster	Schienenbreite	Körpergewicht
MI-113-A1R	Stück	rechts/lateral & links/medial	universell	dorsal	13 mm	max. 80 kg
MI-113-A1L	Stück	rechts/medial & links/lateral	universell	dorsal	13 mm	max. 80 kg
MI-116-A1R	Stück	rechts/lateral & links/medial	universell	dorsal	16 mm	max. 120 kg
MI-116-A1L	Stück	rechts/medial & links/lateral	universell	dorsal	16 mm	max. 120 kg
MI-120-A1R	Stück	rechts/lateral & links/medial	universell	dorsal	20 mm	max. 160 kg
MI-120-A1L	Stück	rechts/medial & links/lateral	universell	dorsal	20 mm	max. 160 kg



## MILINE | Standard Action-Knöchelgelenke

**Einsatz:** Zur Kontrolle und Unterstützung des Sprunggelenks bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit pathologischem Gangbild.

### Eigenschaften / Merkmale

- Knöchelgelenk für Jugendliche und Erwachsene
- Unilateraler Einsatz bis max. 110 kg
- Bilateraler Einsatz bis max. 160 kg

### Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

### Artikel-/Maßtabelle MILINE | Double Action-Knöchelgelenk (ohne Booster)

Art.-Nr.	VE	Seite	Bein	Booster	Schienenbreite	Körpergewicht
MI-013-A0U	Stück	universell	universell	keine	13 mm	max. 80 kg
MI-016-A0U	Stück	universell	universell	keine	16 mm	max. 120 kg
MI-020-A0U	Stück	universell	universell	keine	20 mm	max. 160 kg



## ToeOFF FLOW 2 1/2 - Fußformteil

**Einsatz:** Zur individuellen Anfertigung einer dynamischen Knöchel-/Fußorthese.

### Eigenschaften / Merkmale

- Einsetzbar in Schuhen mit niedriger Fersenhöhe
- Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung

### Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

### Artikel-/Maßtabelle ToeOFF FLOW 2 1/2 - Fußformteil (ohne Innenpolster)

Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts	VE	Größe	Schuhgröße	Fußlänge	Höhe	Effektive Absatzhöhe	Klettverschlüsse
8615.403L-XS	8615.403R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.403L-S	8615.403R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.403L-M	8615.403R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.403L-L	8615.403R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.403L-XL	8615.403R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.404L-XS	8615.404R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.404L-S	8615.404R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.404L-M	8615.404R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.404L-L	8615.404R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.404L-XL	8615.404R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung).



## ToeOFF - Fußformteile

**Einsatz:** Zur individuellen Anfertigung einer dynamischen Knöchel-/Fußorthese oder zur Kombination mit einer individuell gefertigten Vorfußprothese.

### Eigenschaften / Merkmale

- Ventrale Anlage
- Freie Ferse
- Lateraler Verbindungssteg
- Integriertes Microfix

### Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

### Artikel-/Maßtabelle ToeOFF - Fußformteile (ohne Innenpolster)

🇩🇪 23.03.02.6008 - 🇩🇪 23.03.33.2000\*

Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts	VE	Größe	Schuhgröße	Fußplattenlänge	Höhe	Effektive Absatzhöhe	Klettverschlüsse
8615.203L-XS	8615.203R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.203L-S	8615.203R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.203L-M	8615.203R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.203L-L	8615.203R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.203L-XL	8615.203R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	430 mm	16 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.303L-XS	8615.303R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.303L-S	8615.303R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.303L-M	8615.303R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.303L-L	8615.303R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.303L-XL	8615.303R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.204L-XS	8615.204R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.204L-S	8615.204R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.204L-M	8615.204R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.204L-L	8615.204R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.204L-XL	8615.204R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	430 mm	16 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.304L-XS	8615.304R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.304L-S	8615.304R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.304L-M	8615.304R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.304L-L	8615.304R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.304L-XL	8615.304R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung) - (\*Fertigung nach dreidimensionalen Maßen.).



## BlueROCKER - Fußformteil

**Einsatz:** Zur individuellen Anfertigung einer dynamischen Knöchel-/Fußorthese oder zur Kombination mit einer individuell gefertigten Vorfußprothese.

### Eigenschaften / Merkmale

- Ventrale Anlage
- Freie Ferse
- Lateraler Verbindungssteg

### Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

### Artikel-/Maßtabelle BlueROCKER - Fußformteil (ohne Innenpolster)

🇩🇪 23.03.02.6018 - 🇩🇪 23.03.33.2000\*

Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts	VE	Größe	Schuhgröße	Fußplattenlänge	Höhe	Effektive Absatzhöhe	Klettverschlüsse
8618.203L-XS	8618.203R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.203L-S	8618.203R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.203L-M	8618.203R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.203L-L	8618.203R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.203L-XL	8618.203R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	430 mm	16 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.303L-XS	8618.303R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.303L-S	8618.303R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.303L-M	8618.303R-M	Stück	medium	38 - 40	245 mm	405 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.303L-L	8618.303R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.303L-XL	8618.303R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.204L-XS	8618.204R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.204L-S	8618.204R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.204L-M	8618.204R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.204L-L	8618.204R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.204L-XL	8618.204R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	430 mm	16 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.304L-XS	8618.304R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.304L-S	8618.304R-S	Stück	small	38 - 42	230 mm	380 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.304L-M	8618.304R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.304L-L	8618.304R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.304L-XL	8618.304R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe

Nachstehende Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). Sie haben einen Patienten, der aufgrund seiner besonderen Körpereigenschaften nicht mit den vorkonfektionierten BlueROCKER-Orthesen zu versorgen ist? Dann fertigen wir für Sie eine BlueROCKER Custom (Art.-Nr.: 8618C) nach dreidimensionalen Maßen. Lieferzeit ab Eingang des Abdrucks/Bestellformular: ca. 4 Wochen. (\*Fertigung nach dreidimensionalen Maßen)



## COMBO - Komponenten zur Hyperextensionskontrolle

**Einsatz:** Bei Knie-Hyperextension und zusätzlicher Fußheberschwäche.

### Eigenschaften / Merkmale

- Zwei ungekoppelte Kniegelenk-Drehpunkte
- Adaptierung an eine ToeOFF oder BlueROCKER notwendig

### Produktfunktionen

- Kniegelenkextensionsstopp bei 0°

### Artikel-/Maßtable COMBO - Komponenten zur Hyperextensionskontrolle

23.99.99.0001

COMBO-Komponente	Art.-Nr.	Seite	Größe	M-L Breite 20 cm oberhalb der Patellamitte	Umfang 20 cm oberhalb der Patellamitte	Kniebreite Patellamitte
Tibiaadapter	28784-S	universell	small	-	-	-
	28784-M	universell	medium	-	-	-
	28784-L	universell	large	-	-	-
Gelenke mit Schienen	28780	universell	Einheitsgröße	-	-	-
	28781L-S	links	small	11 - 15 cm	30 - 40 cm	-
	28781L-M	links	medium	13 - 17 cm	38 - 50 cm	-
	28781L-L	links	large	15 - 19 cm	48 - 60 cm	-
Oberschenkel-manschette	28781LXL	links	X-large	17 - 21 cm	58 - 70 cm	-
	28781R-S	rechts	small	11 - 15 cm	30 - 40 cm	-
	28781R-M	rechts	medium	13 - 17 cm	38 - 50 cm	-
	28781R-L	rechts	large	15 - 19 cm	48 - 60 cm	-
	28781R-XL	rechts	X-large	17 - 21 cm	58 - 70 cm	-
	28783-S	universell	small	-	-	-
SoftKIT- Oberschenkel-polster (optional)	28783-M	universell	medium	-	-	-
	28783-L	universell	large	-	-	-
	28783-XL	universell	X-large	-	-	-
Hyperextensions-polster	28782-S	universell	small	-	-	70 - 105 mm
	28782-M	universell	medium	-	-	95 - 130 mm
	28782-L	universell	large	-	-	125 - 160 mm



## StepLock-Orthesen - Kniegelenksysteme

**Einsatz:** Zur stufenweisen Streckung des Kniegelenks eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Extension in Rastschritten von jeweils 15 Grad
- Maximaler Flexionswinkel von 135 Grad

### Produktfunktionen

- Stufenweise Streckung des Kniegelenks
- Manuelle Sperrung der Knieflexion
- Freie Bewegung möglich

### Artikel-/Maßtable StepLock-Orthesen - Kniegelenksysteme (2400-Serie)

23.99.31.0001

Art.-Nr.	VE	Schienenbreite	Drehpunkt Standard	Drehpunkt Rückverlagert (19 mm)
2400-SLMO5K	Paar	12 mm	+++	
2400-SLMO6K	Paar	16 mm	+++	
2400-SLMO7K	Paar	19 mm	+++	
2400-SLPO5K	Paar	12 mm		+++
2400-SLPO6K	Paar	16 mm		+++
2400-SLPO7K	Paar	19 mm		+++

Eine grundsätzliche Gewichtsbeschränkung für die Gelenke gibt es nicht. Es wird jedoch empfohlen, bei schwereren Patienten eher die größeren Gelenke und für leichtere Patienten sowie bei Kindern und Jugendlichen die kleineren Gelenke einzusetzen.



## UniLock-Orthesen - Kniegelenksysteme

**Einsatz:** Zur Sperrung des Kniegelenks.

### Eigenschaften / Merkmale

- Manuelle Entriegelung
- Entriegelung durch einen optionalen Kabelentriegelungssatz oder Sperrbügel

### Produktfunktionen

- Manuelle Kniesperrung während der Stand- und Schwungphase
- Freie Bewegung möglich

### Artikel-/Maßtabelle UniLock-Orthesen - Kniegelenksysteme (2400-Serie)

Art.-Nr.	VE	Schienenbreite
2400-ULMO5K	Paar	12 mm
2400-ULMO7K	Paar	19 mm
2400-ULPO7K	Paar	19 mm

Eine grundsätzliche Gewichtsbeschränkung für die Gelenke gibt es nicht. Es wird jedoch empfohlen, bei schwereren Patienten eher die größeren Gelenke und für leichtere Patienten sowie bei Kindern und Jugendlichen die kleineren Gelenke einzusetzen.



## H.E.K.O. - Kniegelenk (mit integrierten Schienen)

**Einsatz:** In Kinder-Orthesen zur Kontrolle der Knie-Hyperextension.

### Eigenschaften / Merkmale

- Zwei ungekoppelte Drehpunkte
- Stufenlos einstellbarer Extensionsstopp von 0° - 30°
- Patientengewichtslimit: 45 kg

### Produktfunktionen

- Kniegelenk-Extensionsstopp stufenlos einstellbar von 0° - 30°

### Artikel-/Maßtabelle H.E.K.O. - Kniegelenk (mit integrierten Schienen)

Art.-Nr.	VE	Größe	Gewichtslimit
SSHEKOSM	Paar	small	22 kg
SSHEKOLG	Paar	large	45 kg



## Slim Line Modular Double Action - Knöchelgelenk

**Einsatz:** Das Slim Line Modular Double Action-Knöchelgelenk ist ein vielseitiges Gelenk, das auf unterschiedliche Weise konfiguriert werden kann.

### Eigenschaften / Merkmale

- Gelenk mit Stift: Einstellung der Plantarflexion und des Dorsalextensionsanschlags
- Material: rostfreier Stahl

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle der Dorsal- oder Plantarflexion

### Artikel-/Maßtabelle Double Action - Knöchelgelenk (Fillauer)

Art.-Nr.	VE	Stangenlänge (gerade)	Schienenanschlussbreite	Material
SLM-2825-A	Stück	-	19 mm	Stahl
SLM-2835-A6S	Stück	335 mm	19 mm	Stahl



## Double Action - Knöchelgelenk

**Einsatz:** In Orthesen zur Kontrolle der Dorsalextension/Plantarflexion.

### Eigenschaften / Merkmale

- Gelenk mit Feder: Unterstützung der Dorsalextension und der Plantarflexion
- Material: Edelstahl

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle der Dorsal- oder Plantarflexion

### Artikel-/Maßtabelle Double Action - Knöchelgelenk (Fillauer)

23.99.12.0001

Art.-Nr.	VE	Schienenanschlussbreite	Material	Ausführung
20882	Stück	16 mm	Stahl	Mit Federn
20884	Stück	16 mm	Stahl	Mit Stiften
20886	Stück	19 mm	Stahl	Mit Federn
20888	Stück	19 mm	Stahl	Mit Stiften



## Knöchelgelenk (begrenzte Bewegung)

**Einsatz:** Knöchelgelenk mit einer limitierten Bewegung.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Edelstahl

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle einer limitierten Bewegung

### Artikel-/Maßtabelle Knöchelgelenk (begrenzte Bewegung) (Fillauer)

Art.-Nr.	VE	Schienenanschlussbreite
020866	Stück	19 mm



## Model 750 | Camber Axis Hinge

**Einsatz:** Das Camber Axis Hinge ist ein einstellbares Knöchelgelenk mit anatomischer Achsausrichtung zur Verwendung in thermoplastischen Orthesen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Einstellbarer Bewegungsumfang oder feste Knöchelposition
- Kit beinhaltet alle notwendigen Teile und Linermaterial

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle der Dorsal- oder Plantarflexion

### Artikel-/Maßtabelle Model 750 | Camber Axis Hinge

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite	Körpergewicht
750-S	Set	small	81 mm	29 mm	max. 46 kg
750-M	Set	medium	98 mm	38 mm	max. 72 kg
750-L	Set	large	114 mm	40 mm	max. 100 kg



## Model 751 | frei bewegliches Gelenk

**Einsatz:** Das frei bewegliche Gelenk „Camber Axis“ eignet sich ideal als Mitläufer-Gelenk für die Triple Action-Knöchelgelenke.

### Eigenschaften / Merkmale

- Links und rechts verwendbar
- Ausrichtachse ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Material: Stahl

### Produktfunktionen

- Sorgt für Torsionssteifigkeit der Orthese

### Artikel-/Maßtabelle Model 751 - frei bewegliches Gelenk

Art.-Nr.	VE	Seite	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht
751-ATA	Stück	universell	40 mm	115 mm	1,5 mm	56 g



## Model 775 | Gillette Double Flexure Knöchelgelenk

**Einsatz:** Das klassische Gillette-System aus Urethan bietet einen vollen Bewegungsumfang für eine thermoplastische Orthese.

### Eigenschaften / Merkmale

- Vielseitig - bietet umfangreiche Optionen für thermoplastische Orthesen

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

### Artikel-/Maßtabelle Model 775 | Gillette Double Flexure Knöchelgelenk

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite
775-C	Set	medium	49 mm	11 mm
775-A	Set	large	56 mm	14 mm



## Model 795 | Motion Limiter Kit

**Einsatz:** Dieser Bewegungsbegrenzer ist aus rostfreiem Stahl und haltbarem Urethan gefertigt und bietet einen variablen Plantarflexionsstopp.

### Eigenschaften / Merkmale

- Reduzierung der Plantarflexionsbewegung
- Stufenlose Einstellung der Plantarflexion

### Produktfunktionen

- Plantarflexionsstopp und Dämpfung

### Artikel-/Maßtabelle Model 795 | Motion Limiter Kit

Art.-Nr.	VE	Länge
795	Stück	40 mm



## Model 755 | Motion Control Limiter Kit

**Einsatz:** Einstellbarer Bewegungsumfangsbegrenzer für die Plantarflexion, der in eine solide AFO umgewandelt werden kann.

### Eigenschaften / Merkmale

- Einstellbarer Bewegungsumfang der Plantarflexion
- Optionale Gelenksperre mit zwei Positionen

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

### Artikel-/Maßtabelle Model 755 | Motion Control Limiter Kit

Art.-Nr.	VE
755-MCL	Set



## Model 760 | Oklahoma Ankle Joint

**Einsatz:** Dieses leichte Oklahoma-Knöchelgelenk bietet eine kostengünstige Methode zur Fertigung einer AFO mit freier Beweglichkeit.

### Eigenschaften / Merkmale

- Leichtes Knöchelgelenk
- Thermoplastisch verformbar
- Material: Polypropylen

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

### Artikel-/Maßtabelle Model 760 | Oklahoma Ankle Joint

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite
760-P	Paar	X-small	51 mm	24 mm
760-S	Paar	small	67 mm	25 mm
760-M	Paar	medium	83 mm	32 mm
760-L	Paar	large	95 mm	38 mm
760-XL	Paar	X-large	102 mm	44 mm



## Model 765 | Heavy Duty Oklahoma Ankle Joint

**Einsatz:** Dieses leichte Heavy Duty Oklahoma-Knöchelgelenk bietet eine kostengünstige Methode zur Fertigung einer AFO mit freier Beweglichkeit.

### Eigenschaften / Merkmale


- Kits enthalten Gelenke, erforderliche Komponenten, selbstklebende Pelite-Polster-Pads
- Leichtes Knöchelgelenk

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

### Artikel-/Maßtabelle Model 765 | Heavy Duty Oklahoma Ankle Joint

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite
765-P	Paar	X-small	51 mm	24 mm
765-S	Paar	small	67 mm	25 mm
765-M	Paar	medium	83 mm	32 mm
765-L	Paar	large	95 mm	38 mm
765-XL	Paar	X-large	102 mm	44 mm



## Kid-Dee-Lite - Knöchelgelenk

**Einsatz:** Zur Bewegungslimitierung und Führung des Knöchelgelenks bei Kleinkindern.

### Eigenschaften / Merkmale

- Einstellbar von 160° bis 200°
- Variabel einsetzbar: als gerades oder abgewinkeltes Gelenk
- Lieferung inklusive Ausrichtwerkzeug

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

### Artikel-/Maßtabelle Kid-Dee-Lite - Knöchelgelenk

23.99.02.0001

Art.-Nr.	VE
62200	Paar

Einsatz: Kinder bis 5 Jahre, Körpergröße bis 1,20 m oder Gewicht bis 25 kg.



## Model 740 | Tamarack Flexure Joint

**Einsatz:** Tamarack Flexure selbstausrichtende Kunststoffgelenke verfügen über einen einzigartigen Kern aus hochwertigen Fasern, die eine Dehnung.

### Eigenschaften / Merkmale

- Selbstausrichtende, flexible Gelenke
- Verwendbar für Ellbogen-, Handgelenk-, Knie- und Knöchelorthesen

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

### Artikel-/Maßtabelle Model 740 | Tamarack Flexure Joint

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Länge	Breite
740-P	Paar	small	< 28	32 mm	11 mm
740-M	Paar	medium	28 - 36	38 mm	13 mm
740-L	Paar	large	> 36	45 mm	15 mm
740-P-BLK	Paar	small	< 28	32 mm	11 mm
740-M-BLK	Paar	medium	28 - 36	38 mm	13 mm
740-L-BLK	Paar	large	> 36	45 mm	15 mm



## Model 742 | Tamarack Dorsiflexion Assist Flexure Joint

**Einsatz:** Dieses Tamarack-Gelenk hat ein vorgeformtes Design und damit eine eingebaute Vorspannung, die als Bewegungsunterstützung dient.

### Eigenschaften / Merkmale

- Leichtgewicht
- Verschiedene Härtegrade zur Auswahl
- Einfache Fertigung

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

### Artikel-/Maßtabelle Model 742 | Tamarack Dorsiflexion Assist Flexure Joint

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite	Shorehärte
742-P-75	Paar	small	32 mm	11 mm	75
742-P-85	Paar	small	32 mm	11 mm	85
742-P-95	Paar	small	32 mm	11 mm	95
742-M-75	Paar	medium	38 mm	13 mm	75
742-M-85	Paar	medium	38 mm	13 mm	85
742-M-95	Paar	medium	38 mm	13 mm	95
742-L-75	Paar	large	45 mm	15 mm	75
742-L-85	Paar	large	45 mm	15 mm	85
742-L-95	Paar	large	45 mm	15 mm	95
742-P-75-BLK	Paar	small	32 mm	11 mm	75
742-P-85-BLK	Paar	small	32 mm	11 mm	85
742-P-95-BLK	Paar	small	32 mm	11 mm	95
742-M-75-BLK	Paar	medium	38 mm	13 mm	75
742-M-85-BLK	Paar	medium	38 mm	13 mm	85
742-M-95-BLK	Paar	medium	38 mm	13 mm	95
742-L-75-BLK	Paar	large	45 mm	15 mm	75
742-L-85-BLK	Paar	large	45 mm	15 mm	85
742-L-95-BLK	Paar	large	45 mm	15 mm	95



## Model 743 | Tamarack Variable Assist

**Einsatz:** Mit dem Tamarack Variable Assist kann der Profi die Federspannung dieses Sprunggelenks auf einen beliebigen Wert einstellen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Komplettes Set bestehend aus: Gelenken, Dummies, Shearban-Aufkleber, Befestigungsmaterial, Rückhaltegurt (Dorsal-/Plantarflexion)

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

### Artikel-/Maßtabelle Model 743 | Tamarack Variable Assist

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite	Dicke
743-L	Set	large	60 mm	25 mm	11 mm



## Aflex-Orthesen - Knöchelgelenke

**Einsatz:** Zur Fertigung von Knöchelorthesen mit Dorsalflexion in Ruheposition.

### Eigenschaften / Merkmale

- 2 Gelenke aus Polyurethan
- 2 Stoßdämpfer
- 2 Dummies und 4 Nägel
- 4 Buchsen

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

### Artikel-/Maßtabelle Aflex - Knöchelgelenk (dorsiflex)

23.99.99.0001

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Dicke	Geeignet für
2C162	Paar	44 mm	16 mm	9 mm	Erwachsene
2C163	Paar	40 mm	14 mm	9 mm	Jugendliche

### Artikel-/Maßtabelle Aflex - Knöchelgelenk (flexibel)

23.99.99.0001

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Dicke	Geeignet für
2C130	Paar	49 mm	14,0 mm	14,2 mm	Erwachsene
2C131	Paar	42 mm	11,7 mm	11,5 mm	Jugendliche
2C131-P	Paar	34 mm	11,6 mm	6,3 mm	Kinder

### Artikel-/Maßtabelle Aflex - Knöchelgelenk (verstärkt)

23.99.99.0001

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Dicke	Geeignet für
2C160	Paar	44 mm	16 mm	9 mm	Erwachsene
2C161	Paar	40 mm	14 mm	9 mm	Jugendliche



## Model 655 | Motion Control Limiter

**Einsatz:** Bewegungsumfangsbegrenzer für die Plantar-/Dorsalflexion mit 4 Dorsalflexionsstopp-Positionen und einem stufenlos einstellbaren Plantarflexionsstopp.

### Eigenschaften / Merkmale

- Begrenzung des Bewegungsumfangs der Dorsalflexion und Plantarflexion

### Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

### Artikel-/Maßtabelle Model 655 | Motion Control Limiter

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge
655-MCL-S	Set	small	48 mm
655-MCL-L	Set	large	71 mm
655-MCL-XL	Set	X-large	78 mm






## Textilien, Material & Werkzeuge

---

Kunststoffe .....	138
Polstermaterialien & Schaumstoffe.....	142
Verschlüsse & Bänder.....	146
Werkzeuge .....	156
Strümpfe.....	167
Sonstiges.....	173



# KUNSTSTOFFE





## PVA - Folienschlauch

**Einsatz:** Der konisch geformte PVA-Folienschlauch wird bei Vakuum-Gießtechniken eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Konisch geformt
- Schmale unauffällige Schweißnaht
- Auf einer Rolle verpackt

### Produktfunktionen

- Für die Herstellung von Gießharzorthesen

### Artikel-/Maßtabelle PVA - Folienschlauch

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Inhalt
90-36	Karton mit 10 Stück	70 x 27 x 5 cm	10
90-41	Karton mit 20 Stück	102 x 10 x 5 cm (4")	20
90-42	Karton mit 20 Stück	102 x 15 x 5 cm (6")	20
90-43	Karton mit 20 Stück	102 x 20 x 5 cm (8")	20
90-44	Karton mit 20 Stück	102 x 25 x 5 cm (10")	20
90-45	Karton mit 20 Stück	102 x 30 x 5 cm (12")	20
90-47	Karton mit 20 Stück	102 x 35 x 5 cm (14")	20
90-46	Karton mit 20 Stück	102 x 40 x 5 cm (16")	20
90-38	Karton mit 10 Stück	130 x 26 x 5 cm	10



## 3D-LITE - Niedrigthermoplast

**Einsatz:** Niedrigthermoplast für eine schnelle Orthesenfertigung.

### Eigenschaften / Merkmale


- Leichter, steifer Kunststoff
- Wiederverformbar
- Wasserfest
- Farben: Beige

### Produktfunktionen

- Zur Herstellung von maßgefertigten Orthesen

### Artikel-/Maßtabelle 3D-LITE - Niedrigthermoplast

Art.-Nr.	VE	Abmessungen
648960000	Platte	60 x 60 cm x 3 mm
648970000	Platte	90 x 60 cm x 3 mm
648980000	Platte	60 x 60 cm x 5 mm
648990000	Platte	90 x 60 cm x 5 mm
649000000	Platte	60 x 60 cm x 7 mm
649010000	Platte	90 x 60 cm x 7 mm



## TFC - Comfil-Material

**Einsatz:** Das TFC-Comfil-Material kombiniert die hohe Zugfestigkeit der Carbonfaser mit den modellierbaren Eigenschaften von thermoplastischem Kunststoff zu einem steifen Carbon-Composite.

### Eigenschaften / Merkmale


- Material kann erhitzt und geformt werden
- Kann einfach mit der Schere geschnitten werden

### Produktfunktionen

- Zur Herstellung von maßgefertigten Orthesen

### Artikel-/Maßtabelle TFC - Comfil BD-plaat (bi directioneel)

Art.-Nr.	Einheit	Afmetingen	Materiaal
700010124	stuk	1000 x 600 x 0,7 mm	Carbon fiber
700010123	stuk	1000 x 600 x 1,5 mm	Carbon fiber



## PolyCar-C - Material (bidirectionaal)

**Einsatz:** Zur gezielten Verstärkung von thermoplastisch geformten Kunststoff-Bauteilen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Selbstverschweißend mit PP/PP und Copolymer
- Faserausrichtung: 50% zu 50%
- Verarbeitungstemperatur 175°-205°

### Produktfunktionen

- Zur Verstärkung von maßgefertigten Orthesen

### Artikel-/Maßtabelle PolyCar-C - Material (bidirectionaal)

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Dicke
76608	Platte	300 mm	300 mm	1,5 mm
76610	Platte	600 mm	300 mm	1,5 mm
76612	Platte	300 mm	300 mm	2,3 mm
76614	Platte	600 mm	300 mm	2,3 mm
76618	Platte	600 mm	300 mm	3,0 mm



## 749 | Shearban Sheets

**Einsatz:** Shearban ist ein revolutionäres Produkt, das entwickelt wurde, um Reibungskräfte auf der Haut schnell, einfach und kostengünstig zu reduzieren.

### Eigenschaften / Merkmale

- Glatte Oberfläche reduziert Hautreibung und Blasenbildung
- Reduziert effektiv die auf die Haut einwirkenden Scherkräfte

### Produktfunktionen

- Zur Verbesserung des Tragekomforts von Orthesen und Prothesen

### Artikel-/Maßtabelle 749 | Shearban Sheets

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Farbe	Inhalt
749-BEIGE	Stück	20 cm X 30 cm	Beige	5
749S-BEIGE	Stück	20 cm X 30 cm	Beige	1
749S-BLACK	Stück	20 cm X 30 cm	Schwarz	1
749S-BLUE	Stück	20 cm X 30 cm	Blau	1



## 749-7 | Shearban Rivet Cover Patches

**Einsatz:** Zur schnellen und einfachen Vermeidung von Reibungskräften auf der Haut.

### Eigenschaften / Merkmale

- Selbstklebende Kreise

### Produktfunktionen

- Zum Abdecken von Nieten
- Zur Verbesserung des Tragekomforts von Orthesen oder Prothesen

### Artikel-/Maßtabelle 749-7 | Shearban Rivet Cover Patches

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Farbe	Inhalt
749-7	Stück	Ø 1,9 cm	Beige	138
749-7-BLK	Stück	Ø 1,9 cm	Schwarz	138
749-7-XL	Stück	Ø 1,9 cm	Beige	84
749-7-XL-BLK	Stück	Ø 1,9 cm	Schwarz	84



## GlideWear - Prosthetic Liner Pads

**Einsatz:** Das GlideWear Prosthetic Liner Pad ist ein „reibungsfreies“ Pad, das die Reibung und die damit verbundenen Scherkräfte zwischen Haut und Prothese reduziert.

### Eigenschaften / Merkmale

- Absorbiert Scherkräfte, die sonst zu Hautreizungen führen würden
- Einfach in der Anwendung, langlebig und wiederverwendbar

### Produktfunktionen

- Zur Verbesserung des Tragekomforts

### Artikel-/Maßtabelle GlideWear - Prosthetic Liner Pads

Art.-Nr.	VE	Größe	Abmessungen
GW-PRO-2SB	Paar	small	6,5 cm x 12 cm
GW-PRO-2LB	Paar	large	11,5 cm x 19 cm
GW-PRO-2CB	Paar	large	Ø 11,5 mm



## Polyethylen - Schaumstoff (weich)

**Einsatz:** Der Polyethylen-Schaumstoff (auch unter dem Namen Aliplast bekannt) wird hauptsächlich als Polstermaterial eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Geschlossene Oberflächenstruktur
- Verarbeitungstemperatur: 100° bis 120° C
- Material ist verschweißbar

### Produktfunktionen

- Polstermaterial für Rumpforthesen

### Artikel-/Maßtabelle Polyethylen - Schaumstoff (weich)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen
30400-6-05	Platte	1000 x 760 x 5 mm
30400-6-00	Platte	1000 x 760 x 3 mm
30400-6	Rolle	18300 x 1000 x 3 mm
30400-6-05-10	Rolle	10000 x 760 x 6 mm



## Polyethylen - Schaumstoff (hart)

**Einsatz:** Dieses Material ist auch unter dem Namen Campolite bekannt.

### Eigenschaften / Merkmale


- Umformungstemperatur: 100° - 120°
- Farbe: Weiß

### Produktfunktionen

- Polstermaterial für Rumpforthesen

### Artikel-/Maßtabelle Polyethylen - Schaumstoff (hart)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Ausführung
30002-0-05	Platte	1200 mm x 1200 mm x 5 mm	hohe Raumdichte
30002-0-08	Platte	1200 mm x 1200 mm x 8 mm	hohe Raumdichte
30003-0-10	Stück	1100 mm x 1100 mm x 10 mm	hohe Raumdichte
30002-0-10	Platte	1200 mm x 1200 mm x 10 mm	hohe Raumdichte
30002-0-15	Platte	1200 mm x 1200 mm x 15 mm	hohe Raumdichte



## Polyethylen - Schaumstoff

**Einsatz:** Der Polyethylenschaumstoff wird hauptsächlich als Polstermaterial eingesetzt, kann aber auch für Pelotten, weiche Mieder oder zur Wärmeisolation verwendet werden.

### Eigenschaften / Merkmale

- Offene Oberflächenstruktur
- Nicht luftdurchlässig
- Verarbeitungstemperatur: 120° bis 160° C

### Produktfunktionen

- Polstermaterial für Rumpforthesen

### Artikel-/Maßtabelle Polyethylen - Schaumstoff

Art.-Nr.	VE	Abmessungen
3503.3	Platte	3 mm x 1150 mm x 1150 mm
3505.8	Platte	5 mm x 1150 mm x 1150 mm
3508.8	Platte	8 mm x 1150 mm x 1150 mm



## Volara - Polyethylenschaumstoff

**Einsatz:** Polyethylenschaumstoff mit einer geschlossenen Oberflächenstruktur zur Verwendung als Polster oder Innenschaft.

### Eigenschaften / Merkmale

- Ausführung „luftdurchlässig“ ergibt ein sehr gutes Ergebnis bei der Verarbeitung mit Unterdruck
- Verarbeitungstemperatur: 140°

### Produktfunktionen

- Polstermaterial für Rumpforthesen

### Artikel-/Maßtabelle Volara - Polyethylenschaumstoff

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Ausführung
169602	Rolle	3,2 mm x 760 mm x 30000 mm	-
169608	Rolle	4,8 mm x 760 mm x 30000 mm	-
169612	Rolle	6,4 mm x 760 mm x 30000 mm	-
169618	Rolle	3,2 mm x 760 mm x 30000 mm	luftdurchlässig
169620	Rolle	4,8 mm x 760 mm x 30000 mm	luftdurchlässig
169622	Rolle	6,4 mm x 760 mm x 30000 mm	luftdurchlässig
169624	Platte	3,2 mm x 760 mm x 1020 mm	-
169626	Platte	4,8 mm x 760 mm x 1020 mm	-
169628	Platte	6,4 mm x 760 mm x 1020 mm	-
169630	Platte	3,2 mm x 760 mm x 1020 mm	luftdurchlässig
169632	Platte	4,8 mm x 760 mm x 1020 mm	luftdurchlässig
169634	Platte	6,4 mm x 760 mm x 1020 mm	luftdurchlässig

# VERSCHLÜSSE & BÄNDER







## Flauschband

**Einsatz:** Das Flauschband wird bei den dynamischen Knöchel-/Fußorthesen „ToeOFF“, „BlueRocker“, „KiddieGAIT“ und „KiddieROCKER“ eingesetzt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Farbe: Schwarz

### Produktfunktionen

- Verschlussband mit doppelseitigem Flauschband

### Artikel-/Maßtabelle Flauschband

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite
25060	Rolle	10 mtr	40 mm
25061	Rolle	10 mtr	50 mm



## Klick-Schnellverschluss (für Klettbänder)

**Einsatz:** Bei einseitiger Verwendung kann die einmal eingestellte Weite beibehalten werden, ohne den Klettverschluss immer wieder öffnen zu müssen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Farbe: Schwarz

### Produktfunktionen

- Schnellverschluss

### Artikel-/Maßtabelle Klick-Schnellverschluss (für Klettbänder)

Art.-Nr.	VE	Breite
MM-751	Beutel mit 25 Stück	3,81 cm



## Verschlussbandsystem

**Einsatz:** Das Verschlussbandsystem besteht aus perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten.

### Eigenschaften / Merkmale

- Krokodil-Clip für Verschlussband
- Umlenkschleufe mit Textilaufnahme
- Verschlussband aus doppelseitigem Flausch
- Verschlussband mit einseitigem Velours
- Verschlussband-Polster mit Silikon
- Farbe: Schwarz

### Artikel-/Maßtabelle Doppelseitiges Klettband Haken

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Farbe
98090866	Sack	50 mm	38 mm	Schwarz

### Artikel-/Maßtabelle Krokodil-Clip für Verschlussband

Art.-Nr.	VE	Breite	Farbe
98500007	Set mit 10 Stück	16 mm	Schwarz
98500008	Set mit 10 Stück	25 mm	Schwarz
98500008B	Set mit 10 Stück	25 mm	Beige
98090863	Sack	30 mm	Schwarz
98500009	Set mit 10 Stück	38 mm	Schwarz

### Artikel-/Maßtabelle Umlenkschleufe mit Textilaufnahme

Art.-Nr.	VE	Breite	Farbe
98500010	Set mit 10 Stück	20 mm	Schwarz
98500011	Set mit 10 Stück	30 mm	Schwarz
98500012	Set mit 10 Stück	50 mm	Schwarz

### Artikel-/Maßtabelle Verschlussband aus doppelseitigem Flausch

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Ausführung	Farbe
98500001	Rolle/ 25m	25 meter	20 mm	mit Webkante	Schwarz
98500001B	Rolle/ 25m	25 meter	20 mm	mit Webkante	Beige
98500015	Rolle	25 meter	25 mm	mit Webkante	Schwarz
98500013	Rolle/ 25m	25 meter	38 mm	mit Webkante	Schwarz

### Artikel-/Maßtabelle Verschlussband mit einseitigem Velours

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Farbe
98500002	Rolle/ 25m	25 meter	30 mm	Schwarz
98500002B	Rolle/ 25m	25 meter	30 mm	Beige
98500003	Rolle/ 25m	25 meter	50 mm	Schwarz

### Artikel-/Maßtabelle Verschlussband-Polster mit Silikon

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Farbe
98500004	Rolle/ 22,5m	22,86 meter	50 mm	Schwarz



## Nylonring (für Umlenkschlaufe)

**Einsatz:** Teil eines Gurtverschlusssystems an Orthesen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Nylon
- Farbe: Schwarz

### Produktfunktionen

- Umlenkung für Gurtsysteme

### Artikel-/Maßtabelle Nylonring (für Umlenkschlaufe)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Farbe
214460BLK	Sack mit 25 Stück	25 mm	Schwarz
214478BLK	Sack mit 25 Stück	38 mm	Schwarz
214486BLK	Sack mit 25 Stück	50 mm	Schwarz
214460	Sack mit 25 Stück	25 mm	Weiß
214478	Sack mit 25 Stück	38 mm	Weiß
214486	Sack mit 25 Stück	50 mm	Weiß



## Umlenkschlaufe (mit Nylonring)

**Einsatz:** Teil eines Gurtverschlusssystems an Orthesen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Nylon
- Farbe: Weiß

### Produktfunktionen

- Umlenkung für Gurtsysteme

### Artikel-/Maßtabelle Umlenkschlaufe (mit Nylonring)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Farbe
214285	Sack	25 mm	Weiß
214285.2	Sack	25 mm	Schwarz
214287.2	Sack	38 mm	Schwarz
214289	Sack	50 mm	Weiß
214289.2	Sack	50 mm	Schwarz



## Umlenkschlaufe (mit Stahlring)

**Einsatz:** Teil eines Gurtverschlusssystems an Orthesen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Nylon, Stahl
- Farbe: Weiß

### Produktfunktionen

- Umlenkung für Gurtsysteme

### Artikel-/Maßtabelle Umlenkschlaufe (mit Stahlring)

Art.-Nr.	VE	Breite	Farbe
214185	Sack mit 25 Stück	25 mm	Weiß
214185.3	Sack mit 25 Stück	25 mm	Blau
214185.2	Sack mit 25 Stück	25 mm	Schwarz
214187	Sack mit 25 Stück	38 mm	Weiß
214187.3	Sack mit 25 Stück	38 mm	Blau
214187.2	Sack mit 25 Stück	38 mm	Schwarz
214187.7	Sack mit 25 Stück	38 mm	Rot
214190	Sack mit 25 Stück	50 mm	Weiß
214190.2	Sack mit 25 Stück	50 mm	Schwarz



## Nylon - Klemmschnalle

**Einsatz:** Teil eines Gurtverschlusssystems an Orthesen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

### Produktfunktionen

- Klemmung für Gurtsysteme

### Artikel-/Maßtabelle Nylon-Klemmschnalle

Art.-Nr.	VE
29712-7-0	Sack mit 25 Stück



## Stahling (für Umlenkschlaufe)

**Einsatz:** Teil eines Gurtverschlussystems an Orthesen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Stahl
- Farbe: Silber

### Produktfunktionen

- Umlenkung für Gurtsysteme

### Artikel-/Maßtabelle Stahling (für Umlenkschlaufe)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen
214353	Sack mit 25 Stück	25 mm
214361	Sack mit 25 Stück	38 mm
214379	Sack mit 25 Stück	50 mm



## Schnalle (mit Löchern)

**Einsatz:** Teil eines Gurtverschlussystems an Orthesen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

### Produktfunktionen

- Schnalle für Gurtsysteme

### Artikel-/Maßtabelle Schnalle (mit Löchern)

Art.-Nr.	VE
98090213	Sack



## Klettverschluss-Set (mit Nylonring)

**Einsatz:** Die Farbe der Umlenkschlaufen ist grundsätzlich weiß. Die Bänder sind in verschiedenen Farben erhältlich. Die Verschlüsse sorgen für einen festen, sicheren Halt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Universell einsetzbar
- Bandenden sind umgelegt und verschweißt

### Produktfunktionen

- Klettgurte für Gurtsysteme

### Artikel-/Maßtabelle Klettverschluss-Set (mit Nylonring)

Art.-Nr.	VE	Hakenbandlänge, Flauschbandlänge	Breite	Farbe
98110751-0	Set mit 20 Stück	85 mm, 110 mm	25 mm	Beige
98110751-2	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	25 mm	Schwarz
98110751-3	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	25 mm	Blau
98110751-6	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	25 mm	Weiß
98110751-7	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	25 mm	Rot
98110751-5	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	25 mm	Gelb
98110752-0	Set mit 20 Stück	85 mm, 110 mm	30 mm	Beige
98110752-2	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	30 mm	Schwarz
98110752-3	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	30 mm	Blau
98110752-6	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	30 mm	Weiß
98110752-7	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	30 mm	Rot
98110752-5	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	30 mm	Gelb
98110753-0	Set mit 20 Stück	85 mm, 110 mm	38 mm	Beige
98110753-2	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	38 mm	Schwarz
98110753-3	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	38 mm	Blau
98110753-6	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	38 mm	Weiß
98110753-7	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	38 mm	Rot
98110753-5	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	38 mm	Gelb



## Klettband Haftseite

**Einsatz:** Zur Herstellung von Gurtbändern.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Polyester
- Farbe: Beige

### Produktfunktionen

- Zur Herstellung von Gurtbändern

### Artikel-/Maßtabelle Klettband Haftseite

Art.-Nr.	VE	Breite	Farbe
98110836	Rolle	50 mm	Beige



## Vinylband (vorgefertigt)

**Einsatz:** Dieses vorgefertigte Verschlussband besteht aus einem Vinylband mit aufgenähtem Flausch- und Klettband. Das Flauschband kann leicht im Bereich der 45° Nähte gekürzt werden.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Vinyl
- Farbe: Weiß

### Produktfunktionen

- Verschlussband

### Artikel-/Maßtabelle Vinylband (vorgefertigt)

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite
213550	Stück	25 cm	2,5 cm
213552	Stück	37 cm	2,5 cm
213556	Stück	66 cm	3,8 cm



## Nylonband

**Einsatz:** Dieses Nylonband ist multifunktionell und kann zum Bearbeiten/Fertigen von Bandagen und Orthesen verwendet werden.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Nylon
- Farbe: Weiß

### Produktfunktionen

- Multifunktionell

### Artikel-/Maßtabelle Nylonband

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Materialstärke
29715-0-01	Rolle/ 50 m	25 mm x 40 m	dünn
29715-0-02	Rolle/ 50 m	25 mm x 50 m	dick





# WERKZEUGE





## Kanten - Polierschleifer

**Einsatz:** Polierschleifer zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc. Die Polierschleifer sind sehr verschleißarm und verfügen über eine hohe Abriebresistenz. Dadurch wird eine Rillenbildung beim Schleifen verhindert. Die Polierschleifer sind als Set (Halbrund-Polierschleifer, Kegel-Polierschleifer (breit), Nuten-Polierschleifer, Kegel-Polierschleifer (schmal)) als auch einzeln erhältlich.

## Coneiak

**Einsatz:** Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

### Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

### Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

### Artikel-/Maßtabelle Coneiak

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225435	Stück	5/8" - 11 thread



## Coneiak (225450)

**Einsatz:** Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

### Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

### Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

### Artikel-/Maßtabelle Coneiak (225450)

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225455	Stück	5/8" - 11 thread



## Halbrund - Polierschleifer

**Einsatz:** Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

### Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

### Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

### Artikel-/Maßtabelle Halbrund - Polierschleifer

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225405	Stück	5/8" - 11 thread



## Kegel - Polierschleifer (breit)

**Einsatz:** Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

### Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

### Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

### Artikel-/Maßtabelle Kegel - Polierschleifer (breit)

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225415	Stück	5/8" - 11 thread



## Kegel - Polierschleifer (schmal)

**Einsatz:** Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

### Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

### Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

### Artikel-/Maßtabelle Kegel - Polierschleifer (schmal)

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225445	Stück	5/8" - 11 thread
225440MM	Stück	M 16



## Nuten - Polierschleifer

**Einsatz:** Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

### Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

### Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

### Artikel-/Maßtabelle Nuten - Polierschleifer

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225425	Stück	5/8" - 11 thread
225420MM	Stück	M 16



## Polierschleiferset

**Einsatz:** Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

### Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

### Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

### Artikel-/Maßtabelle Polierschleiferset

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225495	Stück	5/8" - 11 thread
225490MM	Stück	M 16



## Model T-740-2 | Tamarack Hand Punch

**Einsatz:** Mit diesem Stanz-Werkzeug lassen sich schnell und einfach präzise Öffnungen für die Montage von Tamarack Flexure-Gelenken erzeugen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Stahl

### Produktfunktionen

- Zum Stanzen von Löchern

### Artikel-/Maßtabelle Model T-740-2 | Tamarack Hand Punch

Art.-Nr.	VE	Größe
T-740-2P	Stück	small
T-740-2M	Stück	medium
T-740-2L	Stück	large



## Model T-740-3 | Tamarack Spanner Wrench

**Einsatz:** Schraubenschlüssel zur Befestigung und Ausrichtung der Flanschnutter an den Tamarack Dorsiflexion Assist-Gelenken.

### Artikel-/Maßtabelle Model T-740-3 | TAMARACK Spanner Wrench

Art.-Nr.	VE
T-740-3P	Stück
T-740-3LM	Stück



## T-Bar

**Einsatz:** T-Bar zur korrekten Ausrichtung der Gelenke am Gipspositiv.

### Eigenschaften / Merkmale


- Lieferumfang: 2 x Vierkantprofil lang, 2 x Vierkantprofil kurz
- 1 x Rundprofil groß und klein
- 4 x Zylinderschraube mit Schlüssel

### Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von MultiMotion, MultiStatic-, FreeMotion- und SPL 2-Gelenken

### Artikel-/Maßtabelle T-Bar

Art.-Nr.	VE
AK-100	Stück



## Ausrichtwerkzeug (für MultiMotion Dynamisches Korrektur-Gelenksystem)

**Einsatz:** Das Ausrichtwerkzeug erleichtert die korrekte Ausrichtung des MultiMotion-Korrektur-Gelenksystems auf dem Gips-Positiv.

**Hinweis:** Zur Vervollständigung des Ausrichtwerkzeugs muss die T-Schiene (T-Bar, Art.-Nr. AK-100) separat bestellt werden.

### Eigenschaften / Merkmale


- Lieferumfang: 2 x Vierkantprofil lang, 2 x Vierkantprofil kurz
- 1 x Rundprofil groß und klein
- 4 x Zylinderschraube mit Schlüssel

### Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von MultiMotion-Korrektur-Gelenken

### Artikel-/Maßtabelle Ausrichtwerkzeug (für MultiMotion - Dynamisches Korrektur-Gelenksystem)

Art.-Nr.	VE
AK-102	Set



## Ausrichtwerkzeug (für FreeMotion)

**Einsatz:** Ausrichtwerkzeug zur korrekten Ausrichtung der FreeMotion-Gelenke auf dem Gipspositiv. Die Ausrichteinheit ist für den Mehrfachgebrauch geeignet.

### Eigenschaften / Merkmale

- Lieferumfang: 2 x Gelenk-Aufnahme mit Innengewinde (lang), 2 x Gelenk-Aufnahme mit Innengewinde (kurz), 2 x Abstandhalter, 4 x Zylinderschrauben mit Innensechskant, 1 x Innensechskantschlüssel (3 mm), Gebrauchsanleitung

### Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von FreeMotion-Gelenken

### Artikel-/Maßtabelle Ausrichtwerkzeug (für FreeMotion)

Art.-Nr.	VE
AK-104	Set



## Ausrichtwerkzeug (für MultiStatic)

**Einsatz:** Ausrichtwerkzeug zur korrekten Ausrichtung der MultiStatic-Gelenke auf dem Gipspositiv. Die Ausrichteinheit ist für den Mehrfachgebrauch geeignet.

### Eigenschaften / Merkmale

- Lieferumfang: Verpackungsinhalt
- 2 x Gelenk-Aufnahme mit Innengewinde, 2 x Gewintheadapter
- Gebrauchsanleitung

### Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von MultiStatic-Gelenken

### Artikel-/Maßtabelle Ausrichtwerkzeug (für MultiStatic)

Art.-Nr.	VE
AK-103	Set



## Ausrichtwerkzeug (für SPL 2)

**Einsatz:** Ausrichtwerkzeug zur korrekten Ausrichtung der SPL 2-Gelenke auf dem Gipspositiv. Die Ausrichteinheit ist für den Mehrfachgebrauch geeignet.

### Eigenschaften / Merkmale

- Verpackungsinhalt: 2 x Gelenk-/Dummy-Aufnahme mit Innengewinde, 4 x Zylinderschraube mit Innensechskant, 1 x Dummy für Funktionseinheit, 1 x Innensechskantschlüssel (3 mm), 1 x Innensechskantschlüssel (6 mm), Gebrauchsanleitung

### Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von SPL 2-Gelenken

### Artikel-/Maßtabelle Ausrichtwerkzeug (für SPL 2)

Art.-Nr.	VE
AK-101	Set



## Ausrichtwerkzeug (für Triple Action A)

**Einsatz:** Ausrichtwerkzeug zur korrekten Ausrichtung des Triple Action-Knöchelgelenks B für Jugendliche und Erwachsene (3B76).

### Eigenschaften / Merkmale

- Beiliegend:  
1 Fertigungsdummy,  
1 Ausrichtachse,  
Befestigungsmaterial, Schlüssel

### Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von Triple Action A-Gelenken

### Artikel-/Maßtabelle Ausrichtwerkzeug (für Triple Action A)

Art.-Nr.	VE
3A00-FTK	Set



## Ausrichtwerkzeug (für Triple Action B)

**Einsatz:** Ausrichtwerkzeug zur korrekten Ausrichtung des Triple Action-Knöchelgelenks B für Jugendliche und Erwachsene (3B76).

### Eigenschaften / Merkmale


- Beiliegend:  
1 Fertigungsdummy,  
1 Ausrichtachse,  
Befestigungsmaterial, Schlüssel

### Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von Triple Action B-Gelenken

### Artikel-/Maßtabelle Ausrichtwerkzeug (für Triple Action B)

Art.-Nr.	VE
3B00-FTK	Set



## Ausrichtwerkzeug (für Triple Action C)

**Einsatz:** Ausrichtwerkzeug zur korrekten Ausrichtung des Triple Action-Knöchelgelenks C für Kinder (3C76).

### Eigenschaften / Merkmale

- Beiliegend: 1 Fertigungsdummy, 1 Ausrichtachse,  
Befestigungsmaterial,  
Schraubenschlüssel

### Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von Triple Action C-Gelenken

### Artikel-/Maßtabelle Ausrichtwerkzeug (für Triple Action C)

Art.-Nr.	VE
3C00-FTK	Set



## Schienenabstandshalter (für SPL)

**Einsatz:** Dieser Dummy dient als Abstandshalter für die Schienenansätze, wenn diese z. B. eingegossen werden (Gießdummy).

### Artikel-/Maßtabelle Schienenabstandshalter (für SPL)

Art.-Nr.	VE
029860	Paar



## Trikotschlauch (Nylon)

**Einsatz:** Zur Verarbeitung in Gießharz-Laminaten.

### Artikel-/Maßtabelle Trikotschlauch (Nylon)

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite
192204	Rolle	22,5 m	5 cm
192208	Rolle	22,5 m	8 cm



## Nylonstrümpfe (für Vakuumformung)

**Einsatz:** Die mit einem Teflonmaterial behandelten Strümpfe verkleben nicht mit dem Kunststoff.

### Eigenschaften / Merkmale

- Inhalt: je zur Hälfte mit geschlossener Fußspitze und mit offener Fußspitze

### Artikel-/Maßtabelle Nylonstrümpfe (für Vakuumformung)

Art.-Nr.	VE	Ausführung
200901	Beutel mit 80 Stück	unbehandelt
200905	Beutel mit 80 Stück	Mit Teflon behandelt



## TheraSock - Diabetikersocken

**Einsatz:** TheraSock-Diabetikersocken sind vollkommen nahtlos.

### Eigenschaften / Merkmale

- Antibakterielle Wirkung
- Kein Wadenabschluss
- Optimale Transpirationsaufnahme
- Liegt weich und ohne Druck an

### Produktfunktionen

- Vorbeugung gegen Druckstellen

### Artikel-/Maßtabelle TheraSock - Diabetikersocken

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Material	Farbe	Ausführung	PZN
72622	Paar	small	-39	X-Static	Grau	Mini-Crew	-
72632	Paar	medium	40 - 42	X-Static	Grau	Mini-Crew	-
72642	Paar	large	43 - 44	X-Static	Grau	Mini-Crew	-
72652	Paar	X-large	45 - 47	X-Static	Grau	Mini-Crew	-
71122	Paar	small	-39	CoolMax	Weiß	Crew	1053671
71132	Paar	medium	40 - 42	CoolMax	Weiß	Crew	1053688
71152	Paar	X-large	45 - 47	CoolMax	Weiß	Crew	1053702
71622	Paar	small	-39	X-Static	Grau	Crew	1053808
71632	Paar	medium	40 - 42	X-Static	Grau	Crew	1053866
71642	Paar	large	43 - 44	X-Static	Grau	Crew	1053872
71652	Paar	X-large	45 - 47	X-Static	Grau	Crew	1053889
71722	Paar	small	-39	X-Static	Schwarz	Crew	1053719
71732	Paar	medium	40 - 42	X-Static	Schwarz	Crew	1053725
71742	Paar	large	43 - 44	X-Static	Schwarz	Crew	1053731
71752	Paar	X-large	45 - 47	X-Static	Schwarz	Crew	1053748



## SmartKnit - Orthesenstrumpf

**Einsatz:** Der Strumpf (ohne Ferse gearbeitet) wird unter Beinorthesen getragen und bietet einen angenehmen Tragekomfort.

### Eigenschaften / Merkmale

- Dünner Strumpf (gestrickt mit einem Faden)
- Nahtlos gestrickt
- Sehr dehnbar

### Produktfunktionen

- Tragekomfort
- Zum Tragen unter Beinorthesen

### Artikel-/Maßtabelle SmartKnit - Orthesenstrumpf

Art.-Nr.	VE	Strumpflänge ca.	Strumpfbreite oben ca.	Strumpfbreite unten ca.	Farbe	Geeignet für
1SP1-AF-NF	Paar	23 cm	5 cm	5 cm	Weiß	Babys
1SP1-AF-CS	Paar	28 cm	5,5 cm	5,5 cm	Weiß	Kinder
1SP1-AF-CR	Paar	35 cm	6,5 cm	6,5 cm	Weiß	Kinder
1SP1-AF-CX	Paar	51 cm	7 cm	7 cm	Weiß	Kinder
1S21-AF-NF	Paar	23 cm	5 cm	5 cm	Rosa	Babys
1S21-AF-CS	Paar	28 cm	5,5 cm	5,5 cm	Rosa	Kinder
1S21-AF-CR	Paar	35 cm	6,5 cm	6,5 cm	Rosa	Kinder
1NX1-AF-CR	Paar	35 cm	6,5 cm	6,5 cm	Blau	Kinder
1BX1-AF-NF	Paar	23 cm	5 cm	5 cm	Schwarz	Babys
1BX1-AF-CS	Paar	28 cm	5,5 cm	5,5 cm	Schwarz	Kinder
1BX1-AF-CR	Paar	35 cm	6,5 cm	6,5 cm	Schwarz	Kinder
1SP1-AF-AS	Paar	45 cm	8,5 cm	8,5 cm	Weiß	Erwachsene
1SP1-AF-AR	Paar	50 cm	8,5 cm	8,5 cm	Weiß	Erwachsene
1BX1-AF-AS	Paar	45 cm	8,5 cm	8,5 cm	Schwarz	Erwachsene
1BX1-AF-AR	Paar	50 cm	8,5 cm	8,5 cm	Schwarz	Erwachsene
1SP1-NA-XL	Stück	60 cm	10 cm	6 cm	Weiß	Erwachsene
1SP1-RG-XL	Stück	70 cm	15 cm	9 cm	Weiß	Erwachsene
1BX1-RG-XL	Stück	70 cm	15 cm	9 cm	Schwarz	Erwachsene
1BX1-NA-XL	Stück	61 cm	10 cm	6,5 cm	Schwarz	Erwachsene

Die angegebenen Breitenmaße sind Tischmaße (flachliegend auf dem Tisch gemessen). Das Tischmaß mit 2 multipliziert ergibt das Strumpfumfangsmaß. Die in der Tabelle angegebene untere Strumpfbreite ist 5 cm oberhalb des Strumpfendes gemessen. Die Strumpflänge stellt die Gesamtlänge von Strumpfrand bis Strumpfende dar. Alle Maße können nach oben oder unten abweichen (die Länge bis zu 5 cm), da es sich um ein elastisches Gestrick handelt.



## Soft Sock - Stumpfstrümpfe

**Einsatz:** Der Strumpf ist in alle Richtungen 100% dehnbar und passt sich der Körperform optimal an, ohne Falten zu bilden.

### Eigenschaften / Merkmale

- Verschiedene Dicken
- Material: 75% Coolmax  
21% Antimicrobial Acryl, 4% Lycra
- Farbe: Weiß

### Produktfunktionen

- Zur Anwendung bei  
Unterschenkelamputationen

### Artikel-/Maßtabelle Soft Sock - Stumpfstrumpf (dünn / 1-lagig)

Art.-Nr.	VE	Strumpflänge ca.	Strumpfbreite oben ca.	Strumpfbreite unten ca.
1SP1-CH-XS	Stück	15 cm	8 cm	5 cm
1SP1-CH-SH	Stück	20 cm	8 cm	5 cm
1SP1-CH-12	Stück	30 cm	8 cm	5 cm
1SP1-NA-SH	Stück	30 cm	10 cm	6 cm
1SP1-NA-MD	Stück	40 cm	10 cm	6 cm
1SP1-NA-LG	Stück	50 cm	10 cm	6 cm
1SP1-RG-XS	Stück	22 cm	14 cm	9 cm
1SP1-RG-SH	Stück	30 cm	15 cm	8 cm
1SP1-RG-MD	Stück	40 cm	16 cm	9 cm
1SP1-RG-LG	Stück	50 cm	15 cm	8 cm
1SP1-WD-MD	Stück	40 cm	20 cm	11 cm
1SX1-RG-MD	Stück	40-50 cm	16 cm	9 cm

### Artikel-/Maßtabelle Soft Sock-Stumpfstrumpf (dick / 3-lagig)

1SP3-CH-SH	Stück	20 cm	8 cm	5 cm
1SP3-NA-SH	Stück	30 cm	10 cm	6 cm
1SP3-NA-MD	Stück	40 cm	10 cm	6 cm
1SP3-NA-LG	Stück	50 cm	10 cm	6 cm
1SP3-RG-XS	Stück	22 cm	14 cm	9 cm
1SP3-RG-SH	Stück	30 cm	15 cm	8 cm
1SP3-RG-MD	Stück	40 cm	16 cm	9 cm
1SP3-RG-LG	Stück	50 cm	15 cm	8 cm
1SP3-SR-SH	Stück	30 cm	10 cm	8 cm
1SP3-WD-MD	Stück	40 cm	20 cm	11 cm

### Artikel-/Maßtabelle Soft Sock-Stumpfstrumpf (extra dick / 5-lagig)

1SP5-CH-SH	Stück	20 cm	8 cm	5 cm
1SP5-NA-SH	Stück	30 cm	10 cm	6 cm
1SP5-NA-MD	Stück	40 cm	10 cm	6 cm
1SP5-NA-LG	Stück	50 cm	10 cm	6 cm
1SP5-RG-XS	Stück	22 cm	14 cm	9 cm
1SP5-RG-SH	Stück	30 cm	15 cm	8 cm
1SP5-RG-MD	Stück	40 cm	16 cm	9 cm
1SP5-RG-LG	Stück	50 cm	15 cm	8 cm
1SP5-SR-SH	Stück	30 cm	10 cm	8 cm
1SP5-WD-MD	Stück	40 cm	20 cm	11 cm

### Artikel-/Maßtabelle Soft Sock-Stumpfstrumpf (extra dick / 6-lagig)

1SP6-NA-SH	Stück	30 cm	10 cm	6 cm
1SP6-RG-SH	Stück	30 cm	16 cm	9 cm
1SP6-RG-MD	Stück	40 cm	16 cm	9 cm

### Artikel-/Maßtabelle Soft Sock-Stumpfstrumpf mit Loch (dünn)

1SPS-RG-SH	Stück	30 cm	15 cm	8 cm
------------	-------	-------	-------	------

Die angegebenen Breitenmaße sind Tischmaße (flachliegend auf dem Tisch gemessen). Das Tischmaß mit 2 multipliziert ergibt das Strumpfumfangsmaß. Die in der Tabelle angegebene untere Strumpfbreite ist 5 cm oberhalb des Strumpfungsendes gemessen. Die Strumpflänge stellt die Gesamtlänge von Strumpfrand bis Strumpfungsende dar. **Alle Maße können nach oben oder unten abweichen (die Länge bis zu 5 cm), da es sich um ein elastisches Gestrick handelt.**



## Stumpfstrumpf unsterilisiert (postoperativ)

**Einsatz:** Strumpf zur postoperativen Versorgung bei Amputationen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Ausführung: mit 3 Fäden gearbeitet (dick), aufgerollt
- Material: latexfrei, 97% Acryl, 3% Lycra Spandex

### Produktfunktionen

- Zur Anwendung bei Amputationen

### Artikel-/Maßtabelle Stumpfstrumpf unsterilisiert (postoperativ)

Art.-Nr.	VE	Länge	Strumpfbreite oben ca.	Strumpfbreite unten ca.
1PL3-05-18	Karton	45 cm	15 cm	12,5 cm
1PL3-BS-14	Karton	35 cm	12 cm	9 cm
1PL3-26-18	Karton	45 cm	20 cm	15 cm
1PL3-BS-18	Karton	45 cm	12 cm	10 cm
1PL3-37-18	Karton	45 cm	22 cm	17 cm

Die angegebenen Breitenmaße sind Tischmaße (flachliegend auf dem Tisch gemessen). Das Tischmaß mit 2 multipliziert ergibt das Strumpfumfangsmaß. Die in der Tabelle angegebene untere Strumpfbreite ist 5 cm oberhalb des Strumpfes gemessen. Die Strumpflänge stellt die Gesamtlänge von Strumpfrand bis Strumpfende dar. **Alle Maße können nach oben oder unten abweichen (die Länge bis zu 5 cm), da es sich um ein elastisches Gestrick handelt.**



## X-Static - Stumpfstrumpf (dünn)

**Einsatz:** Der Strumpf ist aus einer Silberfaser namens X-STATIC gefertigt und nahtlos gestrickt.

### Eigenschaften / Merkmale

- Ausführung: dünn
- Randeinfassung: Farbe Grau
- Material: 94,2 % Polyester / X-STATIC (5%), 5,8% Lycra Spandex

### Produktfunktionen

- Zur Anwendung bei Unterschenkelamputationen

### Artikel-/Maßtabelle X-STATIC - Stumpfstrumpf (dünn)

Art.-Nr.	VE	Strumpflänge ca.	Strumpfbreite oben ca.	Strumpfbreite unten ca.
1SXL-NA-XS	Stück	20-31 cm	15 cm	9 cm
1SXL-NA-SH	Stück	25-35 cm	15 cm	9 cm
1SXL-RG-XS	Stück	20-31 cm	17,5-20 cm	10-12,5 cm
1SXL-RG-SH	Stück	25-35 cm	17,5-20 cm	10-12,5 cm
1SXL-RG-MD	Stück	40-50 cm	17,5-20 cm	10-12,5 cm
1SXL-WD-SH	Stück	25-35 cm	23 cm	15 cm
1SXL-WD-MD	Stück	40-50 cm	23 cm	15 cm

Die angegebenen Breitenmaße sind Tischmaße (flachliegend auf dem Tisch gemessen). Das Tischmaß mit 2 multipliziert ergibt das Strumpfumfangsmaß. Die in der Tabelle angegebene untere Strumpfbreite ist 5 cm oberhalb des Strumpfes gemessen. Die Strumpflänge stellt die Gesamtlänge von Strumpfrand bis Strumpfende dar. **Alle Maße können nach oben oder unten abweichen (die Länge bis zu 5 cm), da es sich um ein elastisches Gestrick handelt.**



## Stumpfstrumpf für Hüftexartikulation (dick)

**Einsatz:** Der Strumpf ist in alle Richtungen 100% dehnbar und passt sich der Körperform optimal an ohne Falten zu bilden.

### Eigenschaften / Merkmale

- Ausführung mit 3 Fäden gearbeitet (dick)
- Material: 75% Coolmax, 21% Antimicrobial Acryl, 4% Lycra
- Farbe: Weiß

### Artikel-/Maßtabelle Stumpfstrumpf für Hüftexartikulation (dick)

Art.-Nr.	VE	Länge	Strumpfbreite oben ca.	Strumpfbreite unten ca.
1HP31416	Stück	-	36 cm	36 cm
1HP31616	Stück	-	41 cm	41 cm

Die angegebenen Breitenmaße sind Tischmaße (flachliegend auf dem Tisch gemessen). Das Tischmaß mit 2 multipliziert ergibt das Strumpfumfangmaß. Die in der Tabelle angegebene untere Strumpfbreite ist 5 cm oberhalb des Strumpfes gemessen. Die Strumpflänge stellt die Gesamtlänge von Strumpfrand bis Strumpfende dar. **Alle Maße können nach oben oder unten abweichen (die Länge bis zu 5 cm), da es sich um ein elastisches Gestrick handelt.**



## MicroFIX - Flauschband

**Einsatz:** Flauschband zur Herstellung von Klettverschlüssen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Nylon

### Produktfunktionen

- Flauschband für Klettverschlüsse

### Artikel-/Maßtabelle MicroFIX - Flauschband

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Farbe
25042	Rolle	25 m	50 mm	Weiß
25043	Rolle	25 m	50 mm	Schwarz



## MicroFIX - Hakenband

**Einsatz:** Selbstklebendes Hakenband zur Befestigung z. B. des ComfortKIT-Innenpolster oder SoftKIT-Innenpolster in einer ToeOFF oder BlueROCKER.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Nylon

### Produktfunktionen

- Hakenband für Klettverschlüsse

### Artikel-/Maßtabelle MicroFIX - Hakenband

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Farbe
25040	Rolle	25 m	50 mm	Weiß
25041	Rolle	25 m	50 mm	Schwarz



## Einfassband (elastisch)

**Einsatz:** Zur Verarbeitung von Bandagen und Korsetts.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: Polyester, Elastan
- Farbe: grau und beige

### Artikel-/Maßtabelle Einfassband (elastisch)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Farbe
98060725G	Rolle	22 mm X 25 m	Grau
98060838	Rolle	22 mm x 200 m	Beige



## Scotch-Grip-Kleber (klar)

**Einsatz:** Zur Verdünnung empfehlen wir: Aceton, Cyclohexan oder MEK (Methyl Ethyl Ketone).

### Eigenschaften / Merkmale

- Speziell geeignet für Polyethylen und Polypropylen

### Produktfunktionen

- Kunststoff-Klebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere mit hoher Anfangshaftung und langer Klebspanne

### Artikel-/Maßtabelle Scotch-Grip-Kleber (klar)

Art.-Nr.	VE	Inhalt
29720	Dose/ 946,4 ml	946,4 ml



## Wärmeschutzhandschuhe (lange Ausführung)

**Einsatz:** Schutzhandschuhe für die Verarbeitung von heißen Materialien.

### Eigenschaften / Merkmale

- Länge: 28 cm
- Max. Temperatur 121° C
- Nicht im Wasser nutzbar

### Produktfunktionen

- Schutzfunktion z.B. beim Tiefziehen, etc.

### Artikel-/Maßtabelle Wärmeschutzhandschuhe (lange Ausführung)

Art.-Nr.	VE
5509	Paar



## Vermiculite

**Einsatz:** Das Vermiculite besteht aus ziehharmonikaförmigen Körnchen, welche Luft enthalten. Dadurch entsteht ein sehr geringes Volumengewicht.

### Eigenschaften / Merkmale


- Wird schneller fest, härtet aber nicht schneller aus
- Mischverhältnis: 2-3 Teile Gips und 1 Teil Vermiculite

### Produktfunktionen

- Zum Beimischen in die Gipsmasse bei der Erstellung von Gipspositiven

### Artikel-/Maßtabelle Vermiculite

Art.-Nr.	VE
17	Sack mit 100 l



## Gummigewebe

**Einsatz:** Material für Stomacare-Bandagen.

### Eigenschaften / Merkmale

- Material: latexfrei; 85% Polyester, 15% Lycra

### Artikel-/Maßtabelle Gummigewebe

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Farbe
98030104B	1 Rolle	50 meter	152 mm	Beige
98030105B	1 Rolle	50 meter	229 mm	Beige
98030104Z	1 Rolle	50 meter	152 mm	Schwarz
98030105Z	1 Rolle	50 meter	229 mm	Schwarz



## Bestellservice

Boston Brace-Bestellformular .....	178
Boston Scoliosis Night Brace-Bestellformular .....	180
SureStep-/BigShot-Bestellformular.....	182
ToeOFF Custom-/BlueROCKER Custom-Bestellformular .....	184
S.W.A.S.H.-Bestellformular .....	189
SPL2 C.O.S.-Ganzbein-Karbonorthese-Bestellformular.....	190
Triple Action-C.O.S.-Prepreg-Knöchel-/Fußorthese-Bestellformulare .....	193
H.E.K.O.-Bestellformular .....	200

**Auftrag für eine Maßanfertigung per E-Mail an: verkauf@basko.com**



Bitte Entsprechendes ankreuzen:

- Boston Brace Custom Module (art. nr: BOSTON SPEC.)
- Boston Brace Custom Brace Finished (art. nr.: COS-BB)
- Boston Overlap Brace
- Boston Soft Body Jacke
- Boston Lite

**Kontaktdaten**

Firma: ..... Telefon: .....

Ansprechpartner: ..... E-Mail: .....


Straße: ..... Kd.-Nr: .....

Ort: ..... PLZ: .....

**Patienteninformationen**

ID-Nummer: .....  männlich  weiblich

Diagnose: ..... Größe: ..... cm Alter: .....



**Lordose:**  0°  15°  30°  
 Boston LITE ist nur mit 15° Lordose erhältlich

**Gewünschtes Motiv:** (siehe Rückseite)

1. Wahl: .....  
 2. Wahl: .....

(nichtzutreffend für Boston Overlap Brace, Soft Body Jacket und Boston Lite)

**Bemerkungen:** .....


.....

.....

.....

.....

.....




**Achtung:** Formulare, die nicht vollständig ausgefüllt sind, können nicht bearbeitet werden!


## Motivübersicht Boston Brace

(nichtzutreffend für Boston Overlap Brace, Soft Body Jacket und Boston Lite)

**Basko**  
Healthcare




1 | Tornado




2 | Dark Sky



3 | Blue



4 | Beige




5 | Ocean




6 | Military Camo



7 | Denim




8 | Carbon Braid



9 | Light Pink




10 | Starlight



11 | Zebra




12 | Football Blue



13 | Lava



14 | Butterfly II




15 | Ice Age




16 | Tattoo



17 | Caribbean



18 | Green Football



19 | Leopard

**Basko** Healthcare

Deutschland | Österreich

Gasstraße 16, 22761 Hamburg

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

[basko.com](http://basko.com)

8406151 Stand: 10/2023

# Maßblatt zur Bestellung der Boston Scoliosis Night Brace nach Maß



Bitte per E-Mail an: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

### Kontaktdaten

Firma: .....  
 Ansprechpartner .....  
 Straße: .....  
 Ort: ..... PLZ: .....

Telefon: .....  
 E-Mail: .....  
 Kd.-Nr: .....

### Patienteninformationen

ID-Nummer: .....  
 Diagnose: .....


männlich  weiblich  
 Größe: ..... cm Alter: .....

### Orthesen-Design


Gewünschtes Motiv: 1. Wahl  2. Wahl   
 (siehe Rückseite 1 bis 19)  
 Primärkrümmung:  links  rechts  
 Orthesenkrümmung:  links  rechts

### Krümmungsbeschreibung

Thorakalkrümmung:  links  rechts  
 Lumbalkrümmung:  links  rechts  
 Apex thorakal: Th- \_\_\_\_ Apex lumbal: L- \_\_\_\_



### Längenmaße



Das Krümmungsmaß des Patienten muss entgegengesetzt der Primärkrümmung abgenommen werden.

### Achtung

Das Maßblatt muss immer zusammen mit dem Röntgenbild per E-Mail eingeschickt werden. Formulare, die nicht vollständig ausgefüllt sind, können nicht bearbeitet werden!


Datum

Unterschrift


Namen bitte nochmals in Druckbuchstaben

Stempel


## Motivübersicht Boston Scoliosis Night Brace




1 | Tornado



2 | Dark Sky



3 | Blue



4 | Beige




5 | Ocean




6 | Military Camo



7 | Denim




8 | Carbon Braid



9 | Light Pink




10 | Starlight



11 | Zebra




12 | Football Blue



13 | Lava



14 | Butterfly II



15 | Ice Age



16 | Tattoo



17 | Caribbean



18 | Green Football



19 | Leopard

**Basko** Healthcare

Deutschland | Österreich

Gasstraße 16, 22761 Hamburg

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

 Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

 Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)
[basko.com](http://basko.com)



SureStep & BigShot-Maßblatt

Per E-Mail an: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

**Patienteninformation**

ID-Nr.: \_\_\_\_\_ Gewicht: \_\_\_\_\_ kg  
 Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geschlecht: \_\_\_\_\_  
 Diagnose: \_\_\_\_\_  
 Linker Fuß    Rechter Fuß

**Bei beidseitigen Versorgungen ist pro Fußseite jeweils ein separates Maßblatt auszufüllen.**

**Versandadresse**

Firma: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_ PLZ: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

**Motiv (Bitte ankreuzen)**


- |              |                |              |                  |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| Baseball     | Fairies        | Music Notes  | Sports           |
| Basketball   | Fairytales     | Nautical     | Spring Flowers   |
| Blossom      | Farm Friends   | Peace Signs  | Traffic Soup     |
| Bugs         | Flames         | Pink Camo    |                  |
| Busy Bees    | Flamingos      | Pink Leopard | <b>Unifarben</b> |
| Butterflies  | Forest Friends | Pink Monkeys | Blue             |
| Cars         | Green Camo     | Pirates      | Pink             |
| Comic Book   | Happy Daisies  | Police       | White            |
| Construction | Monkeys        | Puppies      | Yellow           |
| Dinosaurs    | Monsters       | Skateboards  |                  |

**Verschlussoptionen**

- |         |           |          |      |
|---------|-----------|----------|------|
| Schwarz | Royalblau | Hellblau | Pink |
| Gelb    | Lila      | Weiß     | Rot  |
| Grün    | Orange    |          |      |

**Anmerkung**

Die Umlenkschlaufen sind immer außen positioniert. Sonderwünsche können leider nicht berücksichtigt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.




Modell-Auswahl	
<b>SureStep</b> (Patienten bis 35 kg)	Offene Ferse mit Weichwandinnenschuh (Zusatzkosten fallen an)
Zehengang-Verlängerung	
<b>BigShot Lite</b> (aktive Patienten zwischen 23 - 40 kg) Inklusiv Weichwandinnenschuh	Offene Ferse
Zehengang-Verlängerung	
<b>BigShot</b> (Patienten über 35 kg) Inklusiv Weichwandinnenschuh	Offene Ferse
Zehengang-Verlängerung	
Optionen (hierfür fallen zusätzliche Kosten an)	
Fersenkeil 10 mm (3 mm-Schritte)	Rutschfeste Sohle
Rfs-Fußplatte (Einlegesohlenkontur erforderlich)	Karbonfaser-Fußplatte (Schuhgröße 18 bis 23)
Modifikationen	
Metatarsus Adductus (Schnittlinie umkehren)	
Sonstiges:	
Versand	
Interne Auftragsnummer	
Durch Basko auszufüllen.	
-----	
Deutschland   Österreich Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0   Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 <a href="http://Basko.com">Basko.com</a>	

8900653 / Stand: 10/2023



SureStep-/BigShot/-Lite-  
Motivübersicht



## Bestellformular Custom-ToeOFF/-BlueROCKER

**Lesen Sie bitte diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!**

- Alle Seiten dieses Bestellformular inkl. der Maße müssen ausgefüllt werden.
- Dies ist KEIN CE-gekennzeichnetes Produkt. Der Hersteller erfüllt die Anforderungen von MDR 2017/745 Anhang 1, Kapitel II Konstruktions- und Herstellungsanforderungen, die für die Herstellung gelten: MDR 2017/745 Anhang 1, Kapitel II; 10.1, außer c) und e); 10.4.1. a); 10.5 & 14.7. Für das Design und andere Anforderungen in MDR 2017/745 Anhang 1 wird auf die Gesundheits- und medizinische Institution verwiesen, welche das Produkt verordnet hat.
- Es wird empfohlen, die gleiche sorgfältige Patientenauswahl, Anpassung und Justierung wie bei einer Standard-ToeOFF oder -BlueROCKER vorzunehmen. Individuelle ToeOFF/-BlueROCKER-Orthesen sollten daher ebenfalls abgeflacht und im Schuh ausgerichtet werden.
- Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie, dass die angegebenen persönlichen Daten in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet werden. Es werden nur die Daten verarbeitet, die zur Lieferung der bestellten Produkte gemäß der DSGVO erforderlich sind.
- Dieses Bestellformular und die Scan-Datei (wenn verfügbar) schicken Sie bitte zusammen per E-Mail an: verkauf@basko.com (Kundenservice Basko Healthcare).
- Allard INT/UK/USA und Camp Scandinavia behalten sich das Recht vor, Bestellungen kundenspezifischer Custom-ToeOFF/-BlueROCKER-Orthesen abzulehnen, die die Parameter zur Herstellung eines Produkts überschreiten, die die Sicherheit des Trägers gefährden könnten.

### Bestellung einer Custom-ToeOFF/-BlueROCKER

Vor der Bestellung maßgefertigter Produkte empfehlen wir Ihnen nach Möglichkeit, zunächst unsere Standard-ToeOFF- oder -BlueROCKER-Orthesen am Patienten auszuprobieren. Damit haben Sie eine Grundlage für die Produktsteifigkeit, die Sie für Ihren Patienten benötigen. Von da an können Sie sich für mehr oder weniger Orthesensteifigkeit in der M-L-Ebene (Frontalebene) oder A-P-Ebene (Sagittalebene) entscheiden (Abschnitt 8).

Die Custom-ToeOFF/-BlueROCKER kann per Negativ-Modell (synthetischer Cast) oder per Scan in Kombination mit Größen- und Höhenabmessungen hergestellt werden (Abschnitt 9). Es ist wichtig, dass unsere Empfehlungen bezüglich der Ausrichtung bei der Herstellung des Negativ-Modells und beim Scannen befolgt werden, um eine optimale Passung und Funktionalität zu gewährleisten. Die Maße sollten in belasteter Position genommen werden, einschließlich der richtigen Absatzhöhe und/oder Einlage.

### Ausrichtung

Wenn eine Standard-ToeOFF/-BlueROCKER in einem Schuh mit der entsprechenden Absatzhöhe korrekt ausgerichtet ist, ist die Standard-Ausrichtung von Fuß und Unterschenkel in der Frontalebene neutral ( $0^\circ$ ) (Abb.1) und der Tibia-Neigungswinkel in der Sagittalebene beträgt  $8-10^\circ$  (Abb. 2 & 3). Der 2. Mittelfußknochen sollte sich in einer neutralen Progressionslinie befinden oder leicht außenrotiert sein ( $\leq 7^\circ$ ).



Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4: Neutrallast des rechten Beins  $0^\circ$  und des linken Beins  $7^\circ$  Tibia varum

Abbildung 4 ist ein Beispiel, bei dem das rechte Bein des Patienten eine neutrale Belastungslinie und das linke Bein eine Abweichung von  $7^\circ$  Tibia varum aufweist. In Fällen, in denen der Patient die Standard-Ausrichtung beim Stehen oder Gehen nicht einhalten kann, ist es wichtig, dass das Negativ-Modell oder der Scan in einer belastenden Position des betroffenen Beins in der korrekten Position durchgeführt wird und dass die Progressionslinie auf dem Negativ-Modell oder im Scan, wenn sie größer als  $7^\circ$  ist, deutlich angezeigt wird. Wenn der Patient eine abweichende Varus-/Valgusstellung des Fußes hat, raten wir zum Tragen einer maßgefertigten Einlage. In diesem Fall ist beim Erstellen des Negativ-Modells bzw. beim Scannen eine Einlage zu tragen (s. Abschnitt 2). Zeichnen Sie eine senkrechte Lotlinie auf die ventrale und laterale Seite des Negativ-Modells (Abb. 5 & 6) oder platzieren Sie während des Scannens Orientierungspunkte entlang dieser Lotlinien (Abb. 7 & 8). Die Lotlinie sollte markiert und bis zu den Zehen fortgesetzt werden, um die Rotation des Fußes in Bezug auf den Unterschenkel darzustellen. Geben Sie in Abschnitt 7 dieses Formulars den gewünschten Winkel in Bezug auf die Lotlinie in der Frontal- und Sagittalebene an.



Abb. 5




Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8


### Wir akzeptieren nur Negativ-Modelle/Scans mit Lotlinien.

(Falls Sie Ihren Scan nicht mit **Lotlinien** versehen können, geben Sie einfach den gewünschten Winkel in Abschnitt 7 ein.)

### Negativ-Modell (synthetischer Cast)

Stellen Sie sicher, dass das Negativ-Modell den gesamten Fuß und Unterschenkel einschließlich der Tuberositas tibiae bedeckt. Das Negativ-Modell muss aus einem synthetischen Cast oder einem STS-Strumpf hergestellt werden und eine mediale oder posteriore Öffnung aufweisen, so dass die Form des Tibiakamms und der Bereich nahe des lateralen Gelenks intakt bleiben. Die Öffnung muss mit Klammern verschlossen werden, wie in Abbildung 9 gezeigt, um eine Überlappung oder Verdickung des Negativ-Modells zu vermeiden. Die Modellabnahme muss mit der gewünschten Absatzhöhe der Orthese unter dem Calcaneus erfolgen. Dies ist in Abschnitt 6 anzugeben.

Für die endgültige Herstellung der Custom-ToeOFF-/BlueROCKER wird die Außenseite des Negativ-Modells gescannt, daher ist es sehr wichtig, dass es eine glatte Oberfläche aufweist. Sofern eine Druckentlastung erforderlich ist, müssen die Umrandungen und Scheitelpunkte auf dem Negativ-Modell deutlich markiert und in Abschnitt 7 angegeben werden. Formulare, die nicht vollständig ausgefüllt sind, können leider nicht bearbeitet werden, da sonst eine qualitativ hochwertige Ausführung nicht sichergestellt werden kann.

Abb. 9:  
Mediale Ansicht

### Scan

Stellen Sie sicher, dass der gesamte Fuß und Unterschenkel auf dem Scan sichtbar ist, einschließlich der Tuberositas tibiae. Die Fußunterseite muss nicht gescannt werden, solange die Konturen des Fußes und der Ferse deutlich sichtbar sind (Abb. 10 & 11). Das Scannen sollte mit der gewünschten Absatzhöhe der Orthese unter dem Calcaneus erfolgen (Abschnitt 6).

Auf dem Scan sollte nur das betreffende Bein sichtbar sein. Der Scan muss frei von umgebenden Objekten oder Verzerrungen sein (s. Abb. 12 & 13).




Abb. 10



Abb. 11



Abb. 12



Abb. 13

Es gibt verschiedene Scan-Systeme auf dem Markt, mit unterschiedlichen Möglichkeiten und in unterschiedlicher Präzision. Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers Ihres Scangerätes, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Der Scan muss in Millimetern (mm) durchgeführt werden. Es sollte im Voraus geprüft werden, ob der Scanner einen Scan im benötigten Dateiformat (siehe unten) erzeugen kann. Dieses Bestellformular muss vollständig ausgefüllt werden und dient als Referenz für den Scan. Wenn der Patient Regionen hat, die eine Druckentlastung erfordern, sollte dies in diesem Formular angegeben werden. Formulare, die nicht vollständig ausgefüllt sind, können leider nicht bearbeitet werden, da sonst eine qualitativ hochwertige Ausführung nicht sichergestellt werden kann.

### Dateiformat

Wir akzeptieren ausschließlich die folgenden Dateiformate:

.obj	.ply	.stl	.vsrf	.cxpxp	.cln	.ssn	Vorum Spectra Scan
------	------	------	-------	--------	------	------	--------------------------

## Bestellformular Custom-ToeOFF/-BlueROCKER

### 1 Kontaktdaten

Firma: ..... Telefon: .....  
 Techniker/Verordner: ..... E-Mail: .....  
 Straße: ..... Kd.-Nr.: .....  
 Ort: ..... PLZ: .....

### 2 Fertigungsgrundlage

Scan     Negativ-Modell (synthetischer Cast)    Scan / Negativ-Modell ist mit einer Einlage gefertigt:  
 Ja     Nein

Grund für die Bestellung einer Custom-Orthese nach Maß anstatt einer Standard-Orthese:

.....  
 .....  
 .....

### 3 Patientendaten

Pat.-Identifikationsnummer: ..... Diagnose: .....  
 (Muss mit der auf dem Negativ-Modell/der Scan-Datei identisch sein)

Körpergröße: ..... cm    Körpergewicht: ..... kg    Vorfußamputation:  Ja, Niveau: .....  Nein

Betroffene Seite:  links     rechts     bilateral    Kauergang:     Ja     Nein

Plantar- und Dorsalflexion: Normale ROM im oberen Sprunggelenk kann passiv erreicht werden?

Ja     Nein    ⇨

max. Dorsalflexion: ..... Grad

max. Plantarflexion: ..... Grad

Spastizität:     Nein     Ja    ⇨

leicht     mittel     schwer\*

\* Schwere Spastizität = Kontraindikation für ToeOFF/BlueROCKER

Patient verwendet derzeit:     ToeOFF, Größe: .....     BlueROCKER, Größe: .....  
 Custom, S/N: .....     Sonstige: .....

Aktivitätsniveau:     Kurze Distanzen im Innenbereich mit Hilfe     Alltagsaktivitäten ohne Probleme  
 Kurze Distanzen im Innen- und Außenbereich ohne Hilfe     Längere Distanzen ohne Probleme  
 Hohe Aktivität, sportlich

### 4 Orthesen-Auswahl

#### Zubehör

Custom-ToeOFF:     links     rechts     SoftKIT-Innenpolster (Standard)  
 Custom-BlueROCKER:     links     rechts     ComfortKIT-Innenpolster  
 Kein Polster

## 5

Fußplattenlänge und Fußplattenbreite sind aus dem gleichen Größenintervall auszuwählen!

Größenintervall	Standard Fußplattenlänge	Verfügbare Custom Fußplattenlänge	Custom Fußplattenlänge (Interval: 5 mm)	Standard Fußplattenbreite	Verfügbare Custom Fußplattenbreite	Custom Fußplattenbreite (Interval: 5 mm)
1	195 mm	190 - 200 mm		70 mm	65 - 75 mm	
2	210 mm	205 - 215 mm		75 mm	70 - 80 mm	
3	230 mm	220 - 235 mm		80 mm	75 - 85 mm	
4	245 mm	240 - 255 mm		85 mm	80 - 90 mm	
5	270 mm	260 - 275 mm		95 mm	90 - 100 mm	
6	285 mm	280 - 295 mm		100 mm	95 - 105 mm	
7	305 mm	300 - 310 mm		105 mm	100 - 110 mm	



Länge



Breite MTP

## 6

### Absatzhöhe

 5 mm

 7 mm  
(wie bei den 2½-Modellen)

 10 mm

 15 mm  
(wie bei den 2.0-Modellen)

 20 mm

 25 mm

## 7

Druckentlastung für prominente Bereiche: Bitte immer auf dem Negativ-Modell/Scan markieren!

Druckentlastung Tibia:  + ..... mm

Andere Druckentlastungsbereiche:  Nein  Ja ➔ Markieren Sie dies deutlich auf dem Negativ-Modell oder geben Sie die Position im Scan an. Geben Sie die folgenden Maße an.

Breite x Länge des Entlastungsbereichs:  ..... x ..... mm Entlastung Basis MTP 5  + ..... mm

Höhe des Entlastungsbereichs:  + ..... mm Dorsale laterale Fußentlastung  + ..... mm

Standard-Ausrichtung  Ja  Nein Falls nein, geben Sie unten bitte die gewünschte Ausrichtung an.



Abb. 14



Abb. 15

Gewünschte Tibia-Ausrichtung:  Varus: ..... Grad

(in der Frontalebene, Abb. 14)  Valgus: ..... Grad

Gewünschter Tibia-Neigungswinkel: ..... Grad

(in der Sagittalebene, Abb. 15):

## 8

Möchten Sie die Steifigkeit der Custom verändern?  Ja  Nein  
(Im Vergleich zur Standard-ToeOFF oder -BlueROCKER)

Beachten Sie, dass eine höhere Steifigkeit in einer Richtung **nicht** mit einer niedrigeren Steifigkeit in der **anderen** Richtung kombiniert werden kann (8.1). Wenn Sie die Steifigkeit unter 8.1 ändern möchten, ist die Auswahl wie folgt möglich:

Änderung nur in A-P-Richtung | Änderung nur in M-L-Richtung | Änderung in A-P und M-L-Richtung

**Achtung:** Sie können die Steifigkeit nur auf einer Ebene im 8.1 **oder** 8.2 ändern. Die Kombination aus 8.1 und 8.2 ist **nicht** möglich.

## 8.1

**A-P-Steifigkeit** (nur eine Option möglich)

- Weniger Steifigkeit ⇒ 1 Faserschicht weniger
- Weniger Steifigkeit ⇒ 2 Faserschichten weniger
- Höhere Steifigkeit ⇒ 1 Faserschicht mehr
- Höhere Steifigkeit ⇒ 2 Faserschichten mehr

**M-L-Steifigkeit** (nur eine Option möglich)

- Weniger Steifigkeit ⇒ 1 Faserschicht weniger
- Weniger Steifigkeit ⇒ 2 Faserschichten weniger
- Höhere Steifigkeit ⇒ 1 Faserschicht mehr
- Höhere Steifigkeit ⇒ 2 Faserschichten mehr

## 8.2

**Steifigkeit der Fußplatte** (nur eine Option möglich)

- Standard Vorfuß - weniger steife Ferse ⇒ 1 Faserschicht weniger
- Standard Vorfuß - steifere Ferse ⇒ 1 Faserschicht mehr
- Stand. Rückfuß - weniger steifer Vorfuß ⇒ 1 Faserschicht weniger
- Stand. Rückfuß - steiferer Vorfuß ⇒ 1 Faserschicht mehr

# 9

## Maße

Abgaben	
M-L	Umfang
mm	mm


\* Tuberositas tibiae & Basis MTP 5  
 müssen auf dem Negativ-Modell/ Scan markiert werden.

Fußlänge:  mm  
 Höhe Tuberositas tibiae vom Boden:  mm

**Formulare, die nicht vollständig ausgefüllt sind, können leider nicht bearbeitet werden, da sonst eine qualitativ hochwertige Ausführung nicht sichergestellt werden kann.**

Datum: ..... Name in Druckbuchstaben: ..... Unterschrift: .....

Stempel:

**Basko Healthcare**

Deutschland | Österreich

Gasstraße 16, 22761 Hamburg

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: verkauf@basko.com

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: verkauf@basko.com

[basko.com](http://basko.com)

# Bestellformular

## S.W.A.S.H. Steady / Go

### Dynamische Hüftabduktionsorthese für Kinder

Bitte per E-Mail an: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

**Basko**  
Healthcare

#### Kontaktdaten

Firma: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_


E-Mail: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_ PLZ: \_\_\_\_\_

**Bitte bei der Bestellung beachten: Die S.W.A.S.H.-Orthese besteht aus 3 Komponenten**



A = Abdominalgurt (2 Ausführungen \*)

B = Laterale Schienen (2 Ausführungen \*\*)

C = Oberschenkelmanschetten

#### \* Abdominalgurt

**Steady:** Wenn maximale Rumpfkontrolle für ein aufrechtes Sitzen erforderlich ist.  
**Go:** Wenn das primäre Ziel die Kontrolle des Scherengangs ist.

#### \*\* Laterale Schienen

**115° Abduktion:** Für Kinder und Jugendliche, die einen schmalen Rollstuhl bzw. einen Stuhl mit Armstützen nutzen.  
**123° Abduktion:** Bietet Kindern und Jugendlichen im freien Sitzen eine breitere Sitzbasis.

#### S.W.A.S.H.-Komponenten

Abdominalgurt für S.W.A.S.H. STEADY / GO

Art.-Nr. STEADY	Art.-Nr. GO	VE	Größe	Taillenumfang
○ SC3100-1	○ SLP3100-1	Stück	1	40 – 46 cm
○ SC3100-2	○ SLP3100-2	Stück	2	46 – 55 cm
○ SC3100-3	○ SLP3100-3	Stück	3	54 – 63 cm
○ SC3100-4	○ SLP3100-4	Stück	4	62 – 72 cm
-	○ SLP3100-5	Stück	5	71 – 81 cm
-	○ SLP3100-6	Stück	6	80 – 90 cm

Laterale Schienen für S.W.A.S.H. STEADY / GO

Art.-Nr. 115° Abd.	Art.-Nr. 123° Abd.	VE	Größe	Länge Taille bis Mitte Knie
○ SC3200-1 <sup>1)</sup>	○ SC3201-1 <sup>1)</sup>	Set (2 St.)	1	max. 31 cm
○ SW3200-1 <sup>2)</sup>	○ SW3201-1 <sup>2)</sup>	Set (2 St.)	1	max. 31 cm
○ SW3200-2	○ SW3201-2	Set (2 St.)	2	max. 38 cm
○ SW3200-3	○ SW3201-3	Set (2 St.)	3	max. 44 cm
○ SW3200-4	○ SW3201-4	Set (2 St.)	4	max. 48 cm
○ SW3200-5	○ SW3201-5	Set (2 St.)	5	max. 54 cm
○ SW3200-6	○ SW3201-6	Set (2 St.)	6	max. 60 cm

<sup>1)</sup>Nur geeignet für STEADY <sup>2)</sup>Nur geeignet für GO

Oberschenkelmanschetten für S.W.A.S.H. STEADY / GO

Art.-Nr. STEADY	Art.-Nr. GO	VE	Größe	Oberschenkelumfang
○ SC3300-1	○ SLP3300-1	Set (2 St.)	1	21 – 25 cm
○ SW3300-2	○ SW3300-2	Set (2 St.)	2	25 – 29 cm
○ SW3300-3	○ SW3300-3	Set (2 St.)	3	29 – 33 cm
○ SW3300-4	○ SW3300-4	Set (2 St.)	4	33 – 38 cm
-	○ SW3300-5	Set (2 St.)	5	38 – 44 cm
-	○ SW3300-6	Set (2 St.)	6	44 – 50 cm

Der Oberschenkelumfang wird ca. 10 cm über der Patellamitte gemessen.

**Basko Healthcare**

Deutschland

Gasstraße 16, 22761 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

Österreich

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

[basko.com](http://basko.com)

## Maßblatt zur Bestellung der Swing Phase Lock 2 - C.O.S.-Karbon-Ganzbeinorthese

Bitte per E-Mail an [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

### Kontaktdaten

Firma: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

### Patienteninformationen

ID-Nummer: \_\_\_\_\_

Geschlecht:  männlich  weiblich

Diagnose: \_\_\_\_\_

Betroffene Seite:  links  rechts

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg Größe: \_\_\_\_\_ cm

Alter: \_\_\_\_\_

Aktivitätsniveau:  niedrig  moderat  hochNutzt Schuheinlagen:  Ja  Nein

### Voraussetzungen beim Maßnehmen

1. Das Negativ-Modell muss aus Kunststoffgips hergestellt sein.
2. Negativ-Modell unter gleichmäßiger Belastung (beidseitig) in Neutralstellung mit dem Fuß in 90° und der Belastungslinie senkrecht zu Hüfte, Knie und Knöchel.
3. Negativ-Modell in ausreichender Festigkeit (2-3 Lagen zusätzlich) mit darauf notierter ID-Nummer des Patienten.
4. Wenn der Patient Schuheinlagen verwendet, sollten diese während des Maßnehmens getragen werden.
5. Das Negativ-Modell muss nach der Modellabnahme geschlossen werden, um die gewünschte Form zu behalten.
6. Die mechanische Kniegelenkachse muss markiert und nach der Nietert-Methode punktiert werden (19 mm ± 0,15 mm höher als der Gelenkspalt, 60 % nach dorsal). Hinweis: das Durchstechen der Achsen mit einem dünnen geraden Draht ist ausreichend.
7. Die mechanische Knöchelgelenkachse muss ebenfalls markiert und mit einem dünnen geraden Draht durchstochen werden.
8. Standardmäßig wird der Satellit auf Hosentaschenhöhe montiert, wenn nicht anders auf dem Negativ-Modell vermerkt.
9. Erstellen Sie eine Konturzeichnung der Innensohle des Schuhs.

**HINWEIS:** Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Felder auf dem Formular ausgefüllt sind und senden Sie es zusammen mit dem Negativ-Modell ein. Im Falle von Unklarheiten oder wenn Sie Hilfe beim Maßnehmen benötigen, wenden Sie sich gern an Basko Healthcare.

**NEGATIV-MODELLE, DIE DIE OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN NICHT ERFÜLLEN, WERDEN NICHT BERÜCKSICHTIGT.**

### Passform-Garantie

Ab dem Lieferdatum bietet Basko Healthcare eine 1-Jahres-Garantie auf die maßgefertigte SPL 2-C.O.S.-Karbon-Ganzbeinorthese und eine 3 Wochen Passform-Garantie. Diese Passform-Garantie gilt nur, wenn die Messungen an einem formstabilen Bein vorgenommen wurden. Jedes Jahr muss eine obligatorische Wartung mit einem SPL 2-Aufbereitungsset: # IQ200-RK; DA-Knöchelgelenk: # 020886-RK und ggf. einem SPC-Aufbereitungsset # IQ120RK durchgeführt werden. Die Orthese wird im Prepreg-Verfahren hergestellt. Prepreg ist ein sehr steifes, aber leichtes Material (Kohlenstoff), das nicht thermoplastisch verformbar ist. Thermoplastische Modifikationen sind daher nachträglich nicht möglich.

### Angaben zur Korrektur des Negativ-Modells

Keine Korrekturen erforderlich  Nachstehende Korrekturen ausführen

Knie:  Varus + \_\_\_\_\_°  Knöchel  Dorsalflexion + \_\_\_\_\_°  Fuß  Innenrotation + \_\_\_\_\_°  
 Valgus + \_\_\_\_\_°  Plantarflexion + \_\_\_\_\_°  Außenrotation + \_\_\_\_\_°  
 Flexion + \_\_\_\_\_°  Varus + \_\_\_\_\_°  
 Extension + \_\_\_\_\_°  Valgus + \_\_\_\_\_°

### Bemerkungen:

\_\_\_\_\_

Deutschland | Österreich

Gasstraße 16, 22761 Hamburg

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)


[basko.com](http://basko.com)

**Abmessungen des Beins**

Pat. ID-Nummer:

Höhe     Umfang     Breite M-L

Bitte geben Sie die Maße in Millimetern an.



**Mechanische Gelenkachsen der Orthese:**

① Höhe Kniegelenkchse bis Boden:  mm

② Höhe Knöchelgelenkchse bis Boden:  mm

**Orthesen-Konfiguration**

Linke Ausführung:

- COS-SPL001-L (unilateral)
- COS-SPL002-L (bilateral)
- COS-SPL003-L (Knie = bilateral & Knöchel = unilateral)

Rechte Ausführung:


- COS-SPL001-R (unilateral)
- COS-SPL002-R (bilateral)
- COS-SPL003-R (Knie = bilateral & Knöchel = unilateral)

Modell:

- COS-SPL A
- COS-SPL B
- Entsprechend markierte Form auf das Negativ-Modell

Polster:

- Verklebt, 4 mm (Farbe: Schwarz/Grau)
- Herausnehmbar, 3 mm (Farbe: Schwarz)




Datum


Name (bitte in Druckbuchstaben)

Unterschrift



## Umrisszeichnung Schuhinnensohlen

Pat. ID-Nummer: \_\_\_\_\_



Hinweis: Zusammen mit dem Negativ-Modell versuchen wir, die Fußplatte so genau wie möglich an den Umfang der Innensohle des Schuhs anzupassen. Eventuell müssen im Nachhinein kleine Anpassungen vorgenommen werden, um die Passform zu optimieren.

**Basko Healthcare**

Deutschland | Österreich

Gasstraße 16, 22761 Hamburg

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)[basko.com](http://basko.com)

3/3

# Basko

## Healthcare

### Maßblatt zur Bestellung einer Triple Action-C.O.S.-Prepreg-Knöchel-/Fußorthese mit **A-Gelenk**

Bitte per E-Mail an: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

#### Kontaktdaten

Firma: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ.: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

#### Patienteninformationen

ID-Nr.: \_\_\_\_\_

Geschlecht:  männlich  weiblich

Diagnose: \_\_\_\_\_

Betroffene Seite:  links  rechts

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg Größe: \_\_\_\_\_ cm

Alter: \_\_\_\_\_

Aktivitätsniveau:  niedrig  moderat  hoch

Nutzt Schuheinlagen:  ja  nein

#### Voraussetzungen beim Maßnehmen / Ausführungshinweise

1. Das Gipsnegativ muss aus Kunststoffgips hergestellt sein.
2. Gips unter gleichmäßiger Belastung (beidseitig) in Neutralstellung mit dem Fuß in 90° und der Belastungslinie senkrecht zu Hüfte, Knie und Knöchel.
3. Gipsnegativ in ausreichender Festigkeit (2-3 Lagen zusätzlich) mit darauf notierter ID-Nummer des Patienten.
4. Wenn der Patient Schuheinlagen verwendet, sollten diese während des Maßnehmens getragen werden.
5. Markieren Sie auf dem Gipsmodell eine senkrechte Linie vorn (ventral) und an der Außenseite (lateral).
6. Der Apex des medialen und lateralen Knöchels muss deutlich markiert und mit einer frontalen senkrechten Linie versehen sein.
7. Bei abweichenden Rotationen ist die gewünschte Abrolllinie deutlich anzugeben.
8. Das Gipsnegativ muss nach dem Gipsabdruck geschlossen werden, um die gewünschte Form zu erhalten.
9. Erstellen Sie eine Konturzeichnung der Innensohle des Schuhs.

**HINWEIS:** Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Felder auf dem Formular ausgefüllt sind und senden Sie es zusammen mit dem Gipsabdruck ein. Im Falle von Unklarheiten oder wenn Sie Hilfe bei der Messung benötigen, wenden Sie sich gern an Basko Healthcare.

**GIPSNEGATIVE, DIE DIE OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN NICHT ERFÜLLEN, WERDEN NICHT BERÜCKSICHTIGT.**

#### Passform-Garantie

Ab dem Lieferdatum bietet Basko Healthcare eine 1-Jahres-Garantie auf die maßgefertigte C.O.S.-Knöchel/Fußorthese und eine 3 Wochen Passform-Garantie. Diese Passform-Garantie gilt nur, wenn die Messungen an einem formstabilen Bein vorgenommen wurden. Die obligatorische Wartung muss alle 6 Monate durchgeführt werden. Die Orthese wird aus Prepreg hergestellt. Prepreg ist ein sehr steifes, aber leichtes Material (Kohlenstoff), das nicht thermoplastisch verformbar ist. Thermoplastische Modifikationen sind daher nachträglich nicht möglich.

#### Angaben zur Korrektur des Gipsnegativs

Keine Korrekturen erforderlich  Nachstehende Korrekturen ausführen

Knöchel  Dorsalflexion + \_\_\_\_\_°  Plantarflexion + \_\_\_\_\_°

Fuß  Endorotation + \_\_\_\_\_°  Exorotation + \_\_\_\_\_°

Varus + \_\_\_\_\_°  Valgus + \_\_\_\_\_°

#### Bemerkungen:

---



---



---




---



---

**Modell**



\* Entsprechend der auf dem Gipsmodell markierten Form

**Ausführung**

**Bilateral (B)\***  
(2 TA-Gelenke)

Ohne Booster

- COS-B-3A76-A0+A1-L
- COS-B-3A76-A1+A0-R

Dorsaler Booster

- COS-B-3A76-A2+A3-L
- COS-B-3A76-A3+A2-R

**Bilateral (B)\*\***  
(1 TA-Gelenk + Camber Axis-Mittläufer)

Ohne Booster

- COS-B-3A76-A0+751-L
- COS-B-3A76-A1+751-R

Dorsaler Booster

- COS-B-3A76-A2+751-L
- COS-B-3A76-A3+751-R

**Unilateral (U)**  
(1 TA-Gelenk)

Ohne Booster

- COS-U-3A76-A0-L
- COS-U-3A76-A1-R


Dorsaler Booster

- COS-U-3A76-A2-L
- COS-U-3A76-A3-R

**Orthesenschalen-Polsterung**

- 3 mm Schaumstoff, herausnehmbar, schwarz
- 6 mm Schaumstoff, herausnehmbar, schwarz
- 4 mm EVA, fest, Aqua schwarz/grau
- 6 mm EVA, fest, Aqua schwarz/grau

**Proximale Höhe der Orthesenschale**



Messen Sie vom lateralen Apex des Sprunggelenks (Knöchelgelenkposition) bis zur gewünschten Oberkante der proximalen Orthesenschale.

**Fußplatte**

Höhe

- 0 mm
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm

Ausführung

- flach
- halbhoch
- hoch

Länge

- ¾-Länge
- volle Länge

Steifigkeit

- Karbon (komplett) *(fest)*
- Karbon/Kevlar-Gemisch *(flexibler Vorfuß)*

**Abmessungen des Unterschenkels**


- Höhe
- Umfang
- Breite M-L

Bitte geben Sie die Maße in Millimetern an.

Betroffene Seite:

- links
- rechts

MEDIAL



Pat. ID-Nummer: \_\_\_\_\_

Datum

Name (bitte in Druckbuchstaben)

Unterschrift

**Basko Healthcare**

Deutschland | Österreich

Gasstraße 16, 22761 Hamburg

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: verkauf@basko.com


Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: verkauf@basko.com

[basko.com](http://basko.com)



## Umrisszeichnung Schuhinnensohlen

Pat. ID-Nummer: \_\_\_\_\_



Hinweis: Zusammen mit der Gipsmessung versuchen wir, die Fußplatte so genau wie möglich an den Umfang der Innensohle des Schuhs anzupassen. Möglicherweise müssen anschließend kleine Anpassungen vorgenommen werden, um die Passung zu optimieren.

### Basko Health**care**

Deutschland | Österreich

Gasstraße 16, 22761 Hamburg

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)[basko.com](http://basko.com)

3/3

99011921 / Stand: 10/2023

# Basko

## Healthcare

### Maßblatt zur Bestellung einer Triple Action-C.O.S.-Prepreg-Knöchel-/Fußorthese mit **B-Gelenk**

Bitte per E-Mail an: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

#### Kontaktdaten

Firma: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ.: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

#### Patienteninformationen

ID-Nr.: \_\_\_\_\_

Geschlecht:  männlich  weiblich

Diagnose: \_\_\_\_\_

Betroffene Seite:  links  rechts

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg Größe: \_\_\_\_\_ cm

Alter: \_\_\_\_\_

Aktivitätsniveau:  niedrig  moderat  hoch

Nutzt Schuheinlagen:  ja  nein

#### Voraussetzungen beim Maßnehmen / Ausführungshinweise

1. Das Gipsnegativ muss aus Kunststoffgips hergestellt sein.
2. Gips unter gleichmäßiger Belastung (beidseitig) in Neutralstellung mit dem Fuß in 90° und der Belastungslinie senkrecht zu Hüfte, Knie und Knöchel.
3. Gipsnegativ in ausreichender Festigkeit (2-3 Lagen zusätzlich) mit darauf notierter ID-Nummer des Patienten.
4. Wenn der Patient Schuheinlagen verwendet, sollten diese während des Maßnehmens getragen werden.
5. Markieren Sie auf dem Gipsmodell eine senkrechte Linie vorn (ventral) und an der Außenseite (lateral).
6. Der Apex des medialen und lateralen Knöchels muss deutlich markiert und mit einer frontalen senkrechten Linie versehen sein.
7. Bei abweichenden Rotationen ist die gewünschte Abrolllinie deutlich anzugeben.
8. Das Gipsnegativ muss nach dem Gipsabdruck geschlossen werden, um die gewünschte Form zu erhalten.
9. Erstellen Sie eine Konturzeichnung der Innensohle des Schuhs.

**HINWEIS:** Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Felder auf dem Formular ausgefüllt sind und senden Sie es zusammen mit dem Gipsabdruck ein. Im Falle von Unklarheiten oder wenn Sie Hilfe bei der Messung benötigen, wenden Sie sich gern an Basko Healthcare.

**GIPSNEGATIVE, DIE DIE OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN NICHT ERFÜLLEN, WERDEN NICHT BERÜCKSICHTIGT.**

#### Passform-Garantie

Ab dem Lieferdatum bietet Basko Healthcare eine 1-Jahres-Garantie auf die maßgefertigte C.O.S.-Knöchel/Fußorthese und eine 3 Wochen Passform-Garantie. Diese Passform-Garantie gilt nur, wenn die Messungen an einem formstabilen Bein vorgenommen wurden. Die obligatorische Wartung muss alle 6 Monate durchgeführt werden. Die Orthese wird aus Prepreg hergestellt. Prepreg ist ein sehr steifes, aber leichtes Material (Kohlenstoff), das nicht thermoplastisch verformbar ist. Thermoplastische Modifikationen sind daher nachträglich nicht möglich.

#### Angaben zur Korrektur des Gipsnegativs

Keine Korrekturen erforderlich  Nachstehende Korrekturen ausführen

Knöchel  Dorsalflexion + \_\_\_\_\_°  Plantarflexion + \_\_\_\_\_°

Fuß  Endorotation + \_\_\_\_\_°  Exorotation + \_\_\_\_\_°

Varus + \_\_\_\_\_°  Valgus + \_\_\_\_\_°

#### Bemerkungen:

---



---



---



---

**Model**



- 
- 
- 
- 
- \*

\* Entsprechend der auf dem Gipsmodell markierten Form

**Ausführung**

**Bilateral (B)\***  
(2 x TA-Gelenke)

Ohne Booster

- COS-B-3B76-A0-L
- COS-B-3B76-A0-R

Dorsaler Booster

- COS-B-3B76-A2+A1-L
- COS-B-3B76-A1+A2-R

Ventraler Booster

- COS-B-3B76-A1+A2-L
- COS-B-3B76-A2+A1-R

Dorsaler & ventraler Booster

- COS-B-3B76-A3-L
- COS-B-3B76-A3-R

**Bilateral (B)\*\***  
(1 TA-Gelenk + 1 Camber Axis-Mittläufer)

Ohne Booster

- COS-B-3B76-A0+751-L
- COS-B-3B76-A0+751-R

Dorsaler Booster

- COS-B-3B76-A2+751-L
- COS-B-3B76-A1+751-R

Ventraler Booster

- COS-B-3B76-A1+751-L
- COS-B-3B76-A2+751-R

Dorsaler & ventraler Booster

- COS-B-3B76-A3+751-L
- COS-B-3B76-A3+751-R

**Unilateral (U)**  
(1x TA-Gelenk)

Ohne Booster

- COS-U-3B76-A0-R
- COS-U-3B76-A0-L

Dorsaler Booster

- COS-U-3B76-A1-R
- COS-U-3B76-A2-L

Ventraler Booster

- COS-U-3B76-A2-R
- COS-U-3B76-A1-L

Dorsaler & ventraler Booster

- COS-U-3B76-A3-R
- COS-U-3B76-A3-L

**Orthesenschalen-Polsterung**

- 3 mm Schaumstoff, herausnehmbar, schwarz
- 6 mm Schaumstoff, herausnehmbar, schwarz
- 4 mm EVA, fest, Aqua schwarz/grau
- 6 mm EVA, fest, Aqua schwarz/grau

**Fußplatte**

Höhe

- 0 mm
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm

Ausführung

- flach
- halbhoch
- hoch


Länge

- ¾-Länge
- volle Länge

Steifigkeit

- Karbon (komplett) (fest)
- Karbon/Kevlar-Gemisch (flexibler Vorfuß)

**Proximale Höhe der Orthesenschale**



Messen Sie vom lateralen Apex des Sprunggelenks (Knöchelgelenkposition) bis zur gewünschten Oberkante der proximalen Orthesenschale.

**Abmessungen des Unterschenkels**


- Höhe
- Umfang
- Breite M-L

Bitte geben Sie die Maße in Millimetern an.

Betroffene Seite:

- links
- rechts

**MEDIAL**



**LATERAL**

Datum

Name (bitte in Druckbuchstaben)

Unterschrift

**Basko Healthcare**

Deutschland | Österreich

Gasstraße 16, 22761 Hamburg

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: verkauf@basko.com


Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: verkauf@basko.com

**basko.com**



## Umrisszeichnung Schuhinnensohlen

Pat. ID-Nummer: \_\_\_\_\_



Hinweis: Zusammen mit der Gipsmessung versuchen wir, die Fußplatte so genau wie möglich an den Umfang der Innensohle des Schuhs anzupassen.  
Möglicherweise müssen anschließend kleine Anpassungen vorgenommen werden, um die Passung zu optimieren.

**Basko Healthcare**

Deutschland

Österreich

Gasstraße 16, 22761 Hamburg

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)[basko.com](http://basko.com)

3/3

99011920 / Stand: 10/2023



Maßblatt zur Bestellung der H.E.K.O.-Knieorthese für Kinder

per E-Mail an: verkauf@basko.com

**Patienteninformation**

ID-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Alter: \_\_\_\_\_ Gewicht: \_\_\_\_\_ kg  
 Diagnose: \_\_\_\_\_ Geschlecht:  m /  w  
 Seite:  links  rechts  bilateral

(Bitte für jedes Bein ein Maßblatt ausfüllen, auch bei beidseitigen Versorgungen.)

**Motiv** (Bitte ankreuzen)

- |                                         |                                        |                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Forest Friends | <input type="checkbox"/> Sports        | <input type="checkbox"/> Pink Camo  |
| <input type="checkbox"/> Bugs           | <input type="checkbox"/> Peace Signs   | <input type="checkbox"/> Green Camo |
| <input type="checkbox"/> Monsters       | <input type="checkbox"/> Blossom       | <input type="checkbox"/> Pink       |
| <input type="checkbox"/> Busy Bees      | <input type="checkbox"/> Farm Friends  | <input type="checkbox"/> Blue       |
| <input type="checkbox"/> Comic Book     | <input type="checkbox"/> Skateboard    | <input type="checkbox"/> Yellow     |
| <input type="checkbox"/> Butterflies    | <input type="checkbox"/> Traffic Soup  | <input type="checkbox"/> White      |
| <input type="checkbox"/> Fairytale      | <input type="checkbox"/> Construction  |                                     |
| <input type="checkbox"/> Dinosaurs      | <input type="checkbox"/> Happy Daisies |                                     |


**Versandadresse**

Firma: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_ Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_

**Gewünschte Orthesenlänge**

\_\_\_\_\_ cm proximal zur Kniemitte  
 \_\_\_\_\_ cm distal zur Kniemitte

**Bemerkungen:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



# SureStep Motivübersicht




Forest Friends



Bugs



Monsters



Busy Bees



Comic Book



Butterflies



Fairytale



Dinosaurs



Sports



Peace Signs



Blossom




Farm Friends




Skateboard



Traffic Soup



Construction




Happy Daisies



Pink Camo




Green Camo




Pink



Blue



Yellow



White

## Basko Healthcare

Deutschland  
Gasstraße 16, 22761 Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

Österreich  
Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien  
Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

[basko.com](http://basko.com)

FOLLOW US



## **Basko** Healthcare

Deutschland | Österreich

Gasstraße 16, 22761 Hamburg

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

[basko.com](https://www.basko.com)