



Produktkatalog

Basko Healthcare

Care for Movement


Menü-Navigation

Aufschlüsselung der Produkte

Inhaltsverzeichnis



Orthesen & Bandagen / Orthesenkomponenten / Prothesenkomponenten / Textilien, Materialien & Werkzeuge / Bestellservice



Vorherige / nächste Seite

Produktkatalog

Bei weiterem Informationsbedarf oder Rückfragen berät
Sie das Basko-Team gern.

Basko Orthopädie Handelsgesellschaft mbH

Deutschland

Neuer Wall 46

20354 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0

E-Mail: verkauf@basko.com

Österreich

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24

1110 Wien

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30

E-Mail: verkauf@basko.com

Detaillierte Produktinformationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter:

basko.com

Die Lieferung erfolgt entsprechend unseren AGB.

Basko Healthcare

Care for Movement

Inhaltsverzeichnis

Orthesen & Bandagen

Hals

Straight Soft Cervical Collar	8
Contoured Soft Cervical Collar	8
Semirigid Contoured Cervical Collar	9
Height adjustable Cervical Collar	9

Rumpf

Stomy - Stomabandage	14
Stomacare - ProtectorMax	15
Stomacare - Bandage Standard <i>Plus</i>	16
Stomacare - Bandage EasyOpener <i>Plus</i>	18
Stomacare - Bandage EasyCut <i>Plus</i>	19
Stomacare - Bandage Standard (Fertigfabrikate)	20
Stomacare - Bandage Standard (Halbfertigfabrikate)	26
Stomacare - Bandage EasyOpener	29
Stomacare - Bandage HydroActive	32
Baskocare 310 - Bauchbandage	32
Baskocare 314 - Elastische Rippenbruchbandage	33
Baskocare 315 - Postoperative Bandage	33
Move+ PRS606 - Lumbosakrale Rückenstützbandage	34
MyPRIM Kids - Lumbosakrale Rückenstützbandage	34
Move+ PRS607 - Lumbalrückenstützbandage	35
Mammy PRS615G - Schwangerschaft-Rückenstützbandage	35
Selection - Rückenstützbandagen	36
Gold 232BA-/234BA -	
Lumbosakrale Rückenstützbandagen (mit Pelotte)	37

Obere Extremität

CMCcare - Daumenorthese	54
Selection Thumb - Daumenorthese (für Kinder)	54
Selection Thumb - Daumenorthese	55
Airmed - Daumenorthese	55
TeePee - Daumenorthese	56
S.O.T - Daumenorthese	56
Suede - Daumenorthese	57
Rhizocare - Daumenorthese (mit Gelenkband)	57
Vission - Fingerorthese	58
Vission Multi - Fingerorthese	58
MyPRIM Kids - Handgelenkorthese (Wickelmodell)	59
MyPRIM Kids - Immobilisierende Handgelenkorthese	59
MyPRIM Kids - Daumen-Immobilisator (für immobilis.	
Handgelenkorthese)	60
Selection Ulnar Deviation - Orthese	60
Selection Wrist - Handgelenkorthese (für Kinder)	61

Hüfte

Pavlik BA2970 - Bandage (für Kinder)	72
Camp 2900 - Hüftabduktionsorthese (für Kinder)	72
Visser 2990 - Dynamische Hüftabduktionsorthese (für Kinder)	73
Wheaton - Pavlik Harness (für Kinder)	73
MyPRIM Kids - Pavlik Harness (für Kinder)	74
Lerman (HARO) 2000 - Hip Abduction Rotation Orthosis	74

S.O.M.I.-Cervical - Extensionsorthese	10
Tracheotomy Cervical Collar	10
Wirbelsäulenstreckapparat	11

Gold 233BA - lumbosakrale Rückenstützbandage (mit Pelotte)	38
Gold PRS643G - Lumbosakrale Rückenstützbandage (ohne Pelotte)	38
Gold PRS646G-/647G -	
Dorsolumbale Rückenstützbandagen (ohne Pelotte)	39
NAVY XTRA - Rückenorthese	39
MyPRIM Kids - Schulter-Immobilisator	40
SpinAir - Reklinationsorthese	41
Star - Hyperextensionsorthese (3-Punkt-Prinzip)	41
Hyperextensionsorthesen (Rahmenkonstruktion)	42
PRS670 Precision - Hyperextensionsorthese	42
Boston LITE - Rumpforthesenmodul	43
Boston Soft Body Jacket - Rumpforthesenmodul	44
Boston Overlap Brace - Rumpforthesenmodul	46
Boston Original Brace - Rumpforthesenmodul	47
Boston Scoliosis Night Brace	48
The Boston T - Korsetthemd	48
Max - Rückenstützbandagen	49
Camp-XXI - LS-Rückenstützbandagen	49
Reklinationsorthese	50

Selection Wrist Soft - Handgelenkorthese (ohne Daumen)	61
Selection Wrist Rigid - Handgelenkorthese (mit Daumen)	62
Airmed - Handgelenkorthese	62
Ryno Lacer 2.0 - Handgelenkorthese (mit Daumen)	63
Wrist Lacer 2.0 - Handgelenkorthese (ohne Daumen)	63
Tripod Lacer II - Handgelenkorthese	64
934 - Functional Hand Orthosis	64
935 - Positional Hand Orthosis	65
Halbzirkuläre - Handgelenkorthese	65
S.O.T - Handlagerungsorthese	66
Mottio - Epicondylitisorthese	66
Cubital Tunnel - Ellenbogenorthese	67
MyPRIM Kids - Armschlinge	67
CROSS Hemi Shoulder - Orthosis	68
Hemi-Sling - Universale Armslinge	68
Humerux - Humerus-Orthese	69

Lerman (HARO) 2000 - Universal Hip Abduction Rotation Orthosis	75
S.W.A.S.H. Steady / Go - Dynamische Hüftabduktionsorthese	77
PSL699 - Huftorthese	78
Hip Flexion - Assist Device	78
Dictus Hip-Knee - Hüftflexionsorthese	79
Dictus Hip-Foot - Hüftflexionsorthese	79

Inhaltsverzeichnis

Untere Extremität

AFO - Schuhe (für Mitchell Ponseti - Abduktionsschienen).....	82	ATX - Fußheberorthese	92
Mitchell Ponseti Move Bar - Abduktionsschienen.....	83	Dictus Original - Fußheberorthese.....	93
Mitchell Ponseti - Abduktionsschienen.....	83	Dictus Flex - Fußheberorthese.....	93
SureStep - Derotationsbandage.....	84	ToeUP - Fußheberorthese.....	94
MyPRIM Kids - Knie-Immobilisator	84	NAVIGAIT - Fußheberorthese.....	94
MyPRIM Kids - Knieorthese (mit Patella-Pelotte)	85	NA400 - Drop Foot Orthosis.....	95
H.E.K.O. - Knieorthese	85	Method-TA - AFO aus Kohlefaserverbundstoff.....	95
Patellavator - Patellabandage	86	Ypsilon FLOW ½ - Dynamische Knöchel-/Fußorthese	97
IMprove - Patellabandage	86	ToeOFF FLOW 2½ - Dynamische Knöchel-/Fußorthese.....	99
Dynatrack - Kniebandage.....	87	ToeOFF - Dynamische Knöchel-/Fußorthese	100
Elcross - Kniebandage	87	BlueROCKER - Dynamische Knöchel-/Fußorthese.....	101
ACTIVE X - Knieorthese	88	Custom Allard AFO - Dynamische Knöchel-/Fußorthese	102
CROSS - Knee Orthosis	88	ALFESS - Funktionelles elektrisches Stimulationssystem	102
Gripper 3 - Knieorthese	89	PSL800 - Knöchel-/Fußorthese.....	103
Genu recurvatum - Knee Orthosis.....	89	MyPRIM Kids - Knöchelorthese	103
C.H.E.C.K. - Hyperextensionsorthese.....	90	A.S.O. - Knöchelorthesen	104
KiddieFLOW - Dynamische Knöchel-/Fußorthese (für Kinder).....	90	SureStep - Dynamische Rückfußorthese (nach Maß).....	106
KiddieGAIT / KiddieROCKER - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen	91	BigShot - Dynamische Rückfußorthese (nach Maß)	106
Carbon Footplate - Einlegesohle.....	91	Bébax - Fußredressionsorthese.....	107
Stretch UP - Strumpf.....	92	T-Strap - Valgus.....	107

Orthesenkomponenten

Alle Extremitäten

MultiMotion 2.5 - Dynamisches Korrektur-Systemgelenk.....	113	FreeMotion - frei bewegliches Gelenk	115
MultiStatic - Korrektur Gelenk	114	Binky - Universalgelenk (frei beweglich)	115

Hüfte

MultiMotion 2.5 - Dynamisches Hüftabduktionssystem (für Kinder).....	118	Scottish Rite - Orthesenbausatz.....	119
Orthesen-Hüftgelenk	118		

Untere Extremität

SPL 2 - Swing Phase Lock Kniegelenk	122	UniLock - Sperrkniegelenk (2400-Serie).....	131
OrthoFusion+ C.O.S. SPL 2 - Kohlen-Beinorthesen.....	122	H.E.K.O. - Kniegelenk (mit integrierten Schienen).....	132
SPC - Swing Phase Control Gelenk	123	Slim Line Modular Double Action - Knöchelgelenk.....	132
Triple Action - Knöchelgelenk A - 19 mm	123	Double Action - Knöchelgelenk	133
Triple Action - Knöchelgelenk B - 16 mm.....	124	Limited Motion - Knöchelgelenk	133
Triple Action - Knöchelgelenk C - 13 mm.....	124	Model 750 - Camber Axis Hinge	134
Triple Action-GEO - Testorthese (mit B - Gelenk).....	125	Model 751 - Camber Axis Frei bewegliches Gelenk.....	134
OrthoFusion+ C.O.S.-Triple Action/MILINE	125	Model 775 - Gillette Double Flexure Knöchelgelenk.....	135
(Prepreg-Knöchel-/Fußorthese nach Maß)	125	Model 755 - Motion Control Limiter Kit.....	135
MILINE - Double Action-Knöchelgelenke	126	Model 760 - Oklahoma Knöchelgelenk.....	136
MILINE - Dorsiflexion Assist-Knöchelgelenke.....	126	Model 765 - Heavy Duty Oklahoma Knöchelgelenk.....	136
MILINE - Standard Action-Knöchelgelenke	127	Model 740 - Tamarack Flexure Knöchelgelenk	137
ToeOFF FLOW 2½ - Fußformteil	127	Model 742 - Tamarack Dorsiflexion Flexure Gelenk	137
ToeOFF - Fußformteil.....	128	Model 743 - Tamarack Variable Assist	138
BlueROCKER - Fußformteil.....	129	Modell 747 - Tamarack Clevisphere.....	138
COMBO - Komponenten zur Hyperextensionskontrolle.....	130	Model 655 - Motion Control Limiter.....	139
StepLock - Rastenkniegelenk (2400-Serie).....	131	Y-Fußbügel aus Stahl - Einseitig.....	139

Prothesenkomponenten

Alle Extremitäten

Meracus - Prothesenfuß.....	143	Meracus - Spectra Sock.....	145
Meracus - Fußhülle	144		

Inhaltsverzeichnis

Textilien, Materialien & Werkzeuge

Kunststoffe

PVA - Folienschlauch	150	TFC - Comfil-Material	151
3D-LITE - Niedrigthermoplast	150	PolyCar-C - Material (bidirektional)	151

Polstermaterialien & Schaumstoffe

749 - Shearban Sheets	152	Polyethylen - Schaumstoff (weich)	153
749-7 - Shearban Rivet Cover Patches	152	Polyethylen - Schaumstoff	154
GlideWear - Prosthetic Liner Pads	153	Volara - Polyethylenschaumstoff	154

Verschlüsse & Bänder

Flauschband	158	Schnalle (mit Löchern)	162
Verschlussbandsystem	159	Klettverschluss - Set (mit Nylonring)	163
Nylonring (für Umlenkschleufe)	160	Bändersatz (für Ganzbeinorthese)	163
Umlenkschleufe (mit Nylonring)	160	Vinylband (vorgefertigt)	164
Umlenkschleufe (mit Stahlring)	161	Klettband Haftseite	164
Nylon - Klemmschnalle	161	Nylonband	165
Stahlring (für Umlenkschleufe)	162	Zugband (u.a. für Baskocare-Beckenbandage)	165

Werkzeuge

Kanten - Polierschleifer	168	T-Bar	172
Coneiak	168	Ausrichtwerkzeug (für MultiMotion)	173
Coneiak (225450)	168	3D Ausrichtwerkzeug (für MultiMotion 2.5)	173
Halbrund - Polierschleifer	169	Ausrichtwerkzeug (für FreeMotion)	174
Kegel - Polierschleifer (breit)	169	Ausrichtwerkzeug (für MultiStatic)	174
Kegel - Polierschleifer (schmal)	170	Ausrichtwerkzeug (für SPL 2)	174
Nuten - Polierschleifer	170	Ausrichtwerkzeug (für Triple Action A)	175
Polierschleiferset	171	Ausrichtwerkzeug (für Triple Action B)	175
Model T-740-2 - Tamarack Hand Punch	171	Ausrichtwerkzeug (für Triple Action C)	175
Model T-740-3 - Tamarack Spanner Wrench	172	Schienenabstandshalter (für SPL)	176

Sonstiges

Trikotschlauch (Nylon)	177	Einfassband (elastisch)	179
Nylonstrümpfe (für Vakuumformung)	177	Scotch-Grip-Kleber (klar)	180
Knöchel-Inlays (PolyCar-C)	178	Wärmeschutzhandschuhe (lange Ausführung)	180
MicroFIX - Hakenband	178	Vermiculite	181
MicroFIX - Flauschband	179	Gummigewebe	181

Bestellservice

Boston Brace-Bestellformular	184	S.W.A.S.H.-Bestellformular	195
Boston Scoliosis Night Brace-Bestellformular	186	SPL2 C.O.S.-Ganzbein-Karbonorthese-Bestellformular	196
SureStep-/BigShot-Bestellformular	188	H.E.K.O.-Bestellformular	202
ToeOFF Custom-/BlueROCKER Custom-Bestellformular	190		

Orthesen & Bandagen

Hals.....	6
Rumpf.....	12
Obere Extremität.....	52
Hüfte.....	70
Untere Extremität.....	80

Basko Healthcare

Care for Movement

basko.com



HALS



Straight Soft Cervical Collar

Anwendung: Gerade Cervicalorthese mit abgerundeten Kanten für optimalen Komfort und Baumwolltrikotbezug mit Klettverschluss.

Eigenschaften / Merkmale

- Schaumstoffkragen mit Baumwolltrikotbezug
- Atmungsaktiv
- Verstärkter Rücken

Produktfunktionen

- Kompensation der verminderten Muskelaktivität
- Verringerung und/oder Umverteilung der Last

Artikel-/Maßtabelle Straight Soft Cervical Collar

Art.-Nr.	VE	Frontalhöhe	Halsumfang
CC19L-XS	Stück	7,5 - 9 cm	32 - 37 cm
CC19L-S	Stück	8 - 9,5 cm	36 - 41 cm
CC19H-M	Stück	8,5 - 10 cm	40 - 45 cm
CC19H-L	Stück	9 - 10,5 cm	44 - 49 cm



Contoured Soft Cervical Collar

Anwendung: Anatomisch geformte Cervicalorthese zur leichten Ruhigstellung und Unterstützung der Halswirbelsäule sowie zur Schmerzlinderung.

Eigenschaften / Merkmale

- Schaumstoffkragen mit Baumwolltrikotbezug
- Atmungsaktiv
- Verstärkte Rückseite

Produktfunktionen

- Einschränkung des Bewegungsumfangs der/des Gelenke(s)

Artikel-/Maßtabelle Contoured Soft Cervical Collar

Art.-Nr.	VE	Höhe	Halsumfang
CC20L-S	Stück	8 cm	42 - 58 cm
CC20M-S	Stück	9 cm	42 - 58 cm
CC20H-S	Stück	10 cm	42 - 58 cm
CC20L-L	Stück	8 cm	47 - 63 cm
CC20M-L	Stück	9 cm	47 - 63 cm
CC20H-L	Stück	10 cm	47 - 63 cm



Semirigid Contoured Cervical Collar

Anwendung: Anatomisch geformte, halbfeste Cervicalorthese mit Kunststoffverstärkung zur Ruhigstellung und Unterstützung der Halswirbelsäule.

Eigenschaften / Merkmale

- Schaumstoffkragen mit Baumwolltrikotbezug
- Atmungsaktiv
- Klettverschluss

Produktfunktionen

- Kompensation der verminderten Muskelaktivität
- Verringerung und/oder Umverteilung der Last

Artikel-/Maßtabelle Semirigid Contoured Cervical Collar

Art.-Nr.	VE	Höhe	Halsumfang
CC121L-S	Stück	8 cm	35 - 38 cm
CC121L-M	Stück	8 cm	38 - 41 cm
CC121M-S	Stück	9 cm	38 - 41 cm
CC121M-M	Stück	9 cm	38 - 41 cm
CC121M-L	Stück	9 cm	41 - 43 cm
CC121M-XL	Stück	9 cm	43 - 48 cm
CC121H-L	Stück	11 cm	41 - 43 cm
CC121H-XL	Stück	11 cm	43 - 48 cm



Height adjustable Cervical Collar

Anwendung: Zweiteilige, gerade geschnittene und höhenverstellbare Cervicalorthese zur Druckentlastung und Stabilisierung von instabilen Halswirbeln.

Eigenschaften / Merkmale


- Höhenverstellbarer und verstärkter Halskragen
- Klettverschluss

Produktfunktionen

- Verringerung und/oder Umverteilung der Last
- Kompensation der verminderten Muskelaktivität

Artikel-/Maßtabelle Height adjustable Cervical Collar

Art.-Nr.	VE	Höhe	Halsumfang
E41-XS	Stück	7,5 - 9 cm	32 - 37 cm
E41-S	Stück	8 - 9,5 cm	36 - 41 cm
E41-M	Stück	8,5 - 10 cm	40 - 45 cm
E41-L	Stück	9 - 10,5 cm	44 - 49 cm
E41-XL	Stück	9 - 10,5 cm	48 - 53 cm



S.O.M.I.-Cervical - Extensionsorthese

Anwendung: Zur Unterstützung des Kopfes und korrekten Ausrichtung der HWS.

Eigenschaften / Merkmale

- Höhenverstellbar
- Gepolsterte Sternum-, Mandibula- und Occiputstütze

Produktfunktionen

- Verringerung des Gelenk-Bewegungsumfangs
- Verringerung und/oder Umverteilung der Belastung

Artikel-/Maßstabelle Somi-Cervical - Extensionsorthese

Art.-Nr.	VE	Geeignet für
8005-S	Stück	Kinder
8005-L	Stück	Erwachsene



Tracheatomy Cervical Collar

Anwendung: Zur Stabilisierung/Immobilisierung und Schmerzlinderung bei einer Instabilität der HWS.

Eigenschaften / Merkmale

- Eingearbeitete Trachealöffnung
- 2-teilig für optimales Anlegen
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Thermoplastisch verformbar

Produktfunktionen

- Verringerung des Gelenk-Bewegungsumfangs
- Kompensieren einer geringen Muskelaktivität

Artikel-/Maßstabelle Tracheatomy Cervical Collar

23.12.03.2006 - 30331-021

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Halsumfang	PZN
6500K-S	Stück	small	6 cm	25 - 33 cm	4888264
6500K-M	Stück	medium	6 cm	33 - 41 cm	4900901
6500K-L	Stück	large	6 cm	41 - 48 cm	4991588
6500K-XL	Stück	X-large	6 cm	> 48 cm	17879396
6500-S	Stück	small	8 cm	25 - 33 cm	4991602
6500-M	Stück	medium	8 cm	33 - 41 cm	4991625
6500-L	Stück	large	8 cm	41 - 48 cm	4999696
6500-XL	Stück	X-large	8 cm	> 48 cm	17879404
6501-S	Stück	small	11 cm	25 - 33 cm	6158446
6501-M	Stück	medium	11 cm	33 - 41 cm	6177165
6501-L	Stück	large	11 cm	41 - 48 cm	6181273
6501-XL	Stück	X-large	11 cm	> 48 cm	17879410
6502-S	Stück	small	13 cm	25 - 33 cm	6333240
6502-M	Stück	medium	13 cm	33 - 41 cm	6333257
6502-L	Stück	large	13 cm	41 - 48 cm	6333263
6502-XL	Stück	X-large	13 cm	> 48 cm	17879427

Die vordere Höhe wird zwischen Kinnunterkante und Oberkante des Brustbeins gemessen.



Wirbelsäulenstreckkapparat

Anwendung: Wirbelsäulenstreckkapparat zur Traction der Wirbelsäule bestehend aus einer komfortablen Glissonschiene, einem Wasserbeutel als Gegengewicht und einem Bügel zur Befestigung an der Tür.

Eigenschaften / Merkmale

- Wasserbeutel je nach gewünschter Zugkraft individuell befüllbar
- Skala zur korrekten Befüllung

Produktfunktionen

- Verringerung des Gelenk-Bewegungsumfangs

Artikel-/Maßstabelle Wirbelsäulenstreckkapparat

Art.-Nr.	VE
20/22	Stück



RUMPF



Stomy - Stomabandage

Anwendung: Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie.

Eigenschaften / Merkmale

- Kann links und rechts eingesetzt werden
- Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform

Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

Artikel-/Maßstabelle Stomy - Stomabandage

05.11.03.2020

Artikel	VE	Größe	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	Farbe	PZN
370.15-S	Stück	small	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm	Weiß	16314752
370.15-M	Stück	medium	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm	Weiß	16314769
370.15-L	Stück	large	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm	Weiß	16314775
370.15-XL	Stück	X-large	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm	Weiß	16314781
370.15-XXL	Stück	XX-large	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	Weiß	16314798
370.15-XXXL	Stück	XXX-large	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm	Weiß	16314806
370.15-XXXXL	Stück	XXXX-large	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm	Weiß	16314812
370.20-S	Stück	small	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	70 - 79 cm	Weiß	16314829
370.20-M	Stück	medium	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	80 - 89 cm	Weiß	16314835
370.20-L	Stück	large	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	90 - 99 cm	Weiß	16314841
370.20-XL	Stück	X-large	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	100 - 109 cm	Weiß	16314858
370.20-XXL	Stück	XX-large	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	110 - 120 cm	Weiß	16314864
370.20-XXXL	Stück	XXX-large	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	121 - 130 cm	Weiß	16314893
370.20-XXXXL	Stück	XXXX-large	72 mm	50 - 57 mm	20 cm	131 - 140 cm	Weiß	16314901
375.15-S	Stück	small	-	-	15 cm	70 - 79 cm	Weiß	16751292
375.15-M	Stück	medium	-	-	15 cm	80 - 89 cm	Weiß	16751300
375.15-L	Stück	large	-	-	15 cm	90 - 99 cm	Weiß	16751317
375.15-XL	Stück	X-large	-	-	15 cm	100 - 109 cm	Weiß	16751346
375.15-XXL	Stück	XX-large	-	-	15 cm	110 - 120 cm	Weiß	16751352
375.15-XXXL	Stück	XXX-large	-	-	15 cm	121 - 130 cm	Weiß	16751369
375.15-XXXXL	Stück	XXXX-large	-	-	15 cm	131 - 140 cm	Weiß	16751375
375.20-S	Stück	small	-	-	20 cm	70 - 79 cm	Weiß	16751381
375.20-M	Stück	medium	-	-	20 cm	80 - 89 cm	Weiß	16751398
375.20-L	Stück	large	-	-	20 cm	90 - 99 cm	Weiß	16751406
375.20-XL	Stück	X-large	-	-	20 cm	100 - 109 cm	Weiß	16751412
375.20-XXL	Stück	XX-large	-	-	20 cm	110 - 120 cm	Weiß	16751429
375.20-XXXL	Stück	XXX-large	-	-	20 cm	121 - 130 cm	Weiß	16751435
375.20-XXXXL	Stück	XXXX-large	-	-	20 cm	131 - 140 cm	Weiß	16751441

Stomacare

Protector**Max** by Basko Healthcare



Stomacare - ProtectorMax

Anwendung: Schutz z. B. vor Druck und Stoß auf eine empfindliche Körperpartie wie einem Stoma. Eine zusätzliche Bandage zur Befestigung ist nicht erforderlich.

Eigenschaften / Merkmale

- Spezielle Formgebung der Kunststoffkappe leitet unerwünschte Krafteinwirkung ab

Produktfunktionen

- Überdeckt als Schutz eine empfindliche Körperpartie

Artikel-/Maßtabelle Stomacare - ProtectorMax

Art.-Nr.	VE	Größe	Breite	Höhe	Umfang	Farbe	PZN
CG300	Stück	Universal	14 cm	11 cm	70 - 140 cm	Grau	16232149



Stomacare - Bandage Standard Plus

Anwendung: Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie. Optimale Versorgung insbesondere für adipöse Stomaträger.

Eigenschaften / Merkmale

- Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform
- Flauschfläche zur Befestigung des Protectors oder der Beuteltasche

Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

Artikel-/Maßstabelle Stomacare-Bandage Standard Plus (10 cm hoch) (Farbe lichtgrau)

05.11.03.2023

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
S1106004-S	Stück	small	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	70 - 79 cm	16750134
S1106004-M	Stück	medium	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	80 - 89 cm	16750105
S1106004-L	Stück	large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	90 - 99 cm	16750097
S1106004-XL	Stück	X-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	100 - 109 cm	16750140
S1106004-XXL	Stück	XX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	110 - 120 cm	16750157
S1106004-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	121 - 130 cm	16750163
S1106004-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	131 - 140 cm	16750186
S1107204-S	Stück	small	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	70 - 79 cm	16750217
S1107204-M	Stück	medium	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	80 - 89 cm	16750200
S1107204-L	Stück	large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	90 - 99 cm	16750192
S1107204-XL	Stück	X-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	100 - 109 cm	16750223
S1107204-XXL	Stück	XXL lang	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	110 - 120 cm	16750246
S1107204-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	121 - 130 cm	16750252
S1107204-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	131 - 140 cm	16750269

Artikel-/Maßstabelle Stomacare-Bandage Standard Plus (15 cm hoch) (Farbe lichtgrau)

05.11.03.2023

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
S1156004-S	Stück	small	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm	16750298
S1156004-M	Stück	medium	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm	16750281
S1156004-L	Stück	large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm	16750275
S1156004-XL	Stück	X-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm	16750306
S1156004-XXL	Stück	XX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	16750312
S1156004-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm	16750329
S1156004-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm	16750335
S1157204-S	Stück	small	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm	16750370
S1157204-M	Stück	medium	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm	16750358
S1157204-L	Stück	large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm	16750341
S1157204-XL	Stück	X-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm	16750387
S1157204-XXL	Stück	XX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	16750393
S1157204-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm	16750424
S1157204-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm	16750430
S1158504-S	Stück	small	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm	16750476
S1158504-M	Stück	medium	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm	16750453
S1158504-L	Stück	large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm	16750447
S1158504-XL	Stück	X-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm	16750482
S1158504-XXL	Stück	XX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	16750499
S1158504-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm	16750507
S1158504-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm	16750513

Artikel-/Maßstabelle Stomacare-Bandage Standard Plus (19 cm hoch) (Farbe lichtgrau)

05.11.03.2023

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
S1196004-S	Stück	small	Universal	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	70 - 79 cm	16750559
S1196004-M	Stück	medium	Universal	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	80 - 89 cm	16750542
S1196004-L	Stück	large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	90 - 99 cm	16750536
S1196004-XL	Stück	X-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	100 - 109 cm	16750565
S1196004-XXL	Stück	XX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	110 - 120 cm	16750571
S1196004-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	121 - 130 cm	16750588
S1196004-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	131 - 140 cm	16750594
S1197204-S	Stück	small	Universal	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	70 - 79 cm	16750625
S1197204-M	Stück	medium	Universal	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	80 - 89 cm	16750619
S1197204-L	Stück	large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	90 - 99 cm	16750602
S1197204-XL	Stück	X-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	100 - 109 cm	16750631
S1197204-XXL	Stück	XX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	110 - 120 cm	16750648
S1197204-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	121 - 130 cm	16750660
S1197204-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	131 - 140 cm	16750677
S1198504-S	Stück	small	Universal	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	70 - 79 cm	16750720
S1198504-M	Stück	medium	Universal	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	80 - 89 cm	16750714
S1198504-L	Stück	large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	90 - 99 cm	16750683
S1198504-XL	Stück	X-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	100 - 109 cm	16750737
S1198504-XXL	Stück	XX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	110 - 120 cm	16750743
S1198504-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	121 - 130 cm	16750766
S1198504-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	131 - 140 cm	16750772

Artikel-/Maßstabelle Stomacare-Bandage Standard Plus (23 cm hoch) (Farbe lichtgrau)

05.11.03.2023

Art.-Nr. Stomaseite rechts	Art.-Nr. Stomaseite links	VE	Größe	Stoma- öffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauch- umfang	PZN rechts	PZN links
S1236004R-S	S1236004L-S	Stück	small	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	70 - 79 cm	16750884	16750803
S1236004R-M	S1236004L-M	Stück	medium	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	80 - 89 cm	16750878	16750795
S1236004R-L	S1236004L-L	Stück	large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	90 - 99 cm	16750861	16750789
S1236004R-XL	S1236004L-XL	Stück	X-large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	100 - 109 cm	16750909	16750826
S1236004R-XXL	S1236004L-XXL	Stück	XX-large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	110 - 120 cm	16750915	16750832
S1236004R-XXXL	S1236004L-XXXL	Stück	XXX-large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	121 - 130 cm	16750921	16750849
S1236004R-XXXXL	S1236004L-XXXXL	Stück	XXXX-large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	131 - 140 cm	16750938	16750855
S1237204R-S	S1237204L-S	Stück	small	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	70 - 79 cm	16751079	16750973
S1237204R-M	S1237204L-M	Stück	medium	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	80 - 89 cm	16751062	16750967
S1237204R-L	S1237204L-L	Stück	large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	90 - 99 cm	16751056	16750950
S1237204R-XL	S1237204L-XL	Stück	X-large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	100 - 109 cm	16751085	16750996
S1237204R-XXL	S1237204L-XXL	Stück	XX-large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	110 - 120 cm	16751091	16751004
S1237204R-XXXL	S1237204L-XXXL	Stück	XXX-large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	121 - 130 cm	16751116	16751010
S1237204R-XXXXL	S1237204L-XXXXL	Stück	XXXX-large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	131 - 140 cm	16751122	16751027
S1238504R-S	S1238504L-S	Stück	small	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	70 - 79 cm	16751228	16751151
S1238504R-M	S1238504L-M	Stück	medium	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	80 - 89 cm	16751211	16751145
S1238504R-L	S1238504L-L	Stück	large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	90 - 99 cm	16751205	16751139
S1238504R-XL	S1238504L-XL	Stück	X-large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	100 - 109 cm	16751234	16751168
S1238504R-XXL	S1238504L-XXL	Stück	XX-large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	110 - 120 cm	16751240	16751174
S1238504R-XXXL	S1238504L-XXXL	Stück	XXX-large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	121 - 130 cm	16751257	16751180
S1238504R-XXXXL	S1238504L-XXXXL	Stück	XXXX-large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	131 - 140 cm	16751263	16751197

Passende Rastringgrößen:

Stomaöffnung Ø 60 mm: mögliche Rastringgröße 40 - 45 mm

Stomaöffnung Ø 72 mm: mögliche Rastringgröße 50 - 57 mm

Stomaöffnung Ø 85 mm: mögliche Rastringgröße 60 - 70 mm



Stomacare - Bandage EasyOpener Plus

Anwendung: Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie. Ein zweiter integrierter Verschluss bietet einen zusätzlichen Komfort beim Beutelwechsel.

Eigenschaften / Merkmale

- Coolmax-Material für einen hohen Tragekomfort und ein angenehmes Körperklima
- Hellgrauer Farbton bietet optimale Diskretion auch unter heller Kleidung

Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

Artikel-/Maßstabelle Stomacare - Bandage EasyOpener Plus (Farbe lichtgrau)

05.11.03.2024

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
S3156004L-S	Stück	small	links	60 mm	*	15 cm	70 - 79 cm	17905395
S3156004L-M	Stück	medium	links	60 mm		15 cm	80 - 89 cm	17905403
S3156004L-L	Stück	large	links	60 mm		15 cm	90 - 99 cm	17905426
S3156004L-XL	Stück	X-large	links	60 mm		15 cm	100 - 109 cm	17905432
S3156004L-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm		15 cm	110 - 120 cm	17905449
S3156004L-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm		15 cm	121 - 130 cm	17905455
S3156004L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	*	15 cm	131 - 140 cm	17905461
S3156004R-S	Stück	small	rechts	60 mm		15 cm	70 - 79 cm	17905478
S3156004R-M	Stück	medium	rechts	60 mm		15 cm	80 - 89 cm	17905484
S3156004R-L	Stück	large	rechts	60 mm		15 cm	90 - 99 cm	17905490
S3156004R-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm		15 cm	100 - 109 cm	17905509
S3156004R-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm		15 cm	110 - 120 cm	17905515
S3156004R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	*	15 cm	121 - 130 cm	17905521
S3156004R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm		15 cm	131 - 140 cm	17905538
S3157204L-S	Stück	small	links	72 mm		15 cm	70 - 79 cm	17905544
S3157204L-M	Stück	medium	links	72 mm		15 cm	80 - 89 cm	17905550
S3157204L-L	Stück	large	links	72 mm		15 cm	90 - 99 cm	17905567
S3157204L-XL	Stück	X-large	links	72 mm		15 cm	100 - 109 cm	17905573
S3157204L-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm		15 cm	110 - 120 cm	17905604
S3157204L-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	*	15 cm	121 - 130 cm	17905610
S3157204L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm		15 cm	131 - 140 cm	17905627
S3157204R-S	Stück	small	rechts	72 mm		15 cm	70 - 79 cm	17905656
S3157204R-M	Stück	medium	rechts	72 mm		15 cm	80 - 89 cm	17905662
S3157204R-L	Stück	large	rechts	72 mm		15 cm	90 - 99 cm	17905679
S3157204R-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm		15 cm	100 - 109 cm	17905685
S3157204R-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	*	15 cm	110 - 120 cm	17905691
S3157204R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm		15 cm	121 - 130 cm	17905716
S3157204R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm		15 cm	131 - 140 cm	17905722
S3158504L-S	Stück	small	links	85 mm		15 cm	70 - 79 cm	17905739
S3158504L-M	Stück	medium	links	85 mm		15 cm	80 - 89 cm	17905745
S3158504L-L	Stück	large	links	85 mm		15 cm	90 - 99 cm	17905751
S3158504L-XL	Stück	X-large	links	85 mm	*	15 cm	100 - 109 cm	17905768
S3158504L-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm		15 cm	110 - 120 cm	17905774
S3158504L-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm		15 cm	121 - 130 cm	17905780
S3158504L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm		15 cm	131 - 140 cm	17905797
S3158504R-S	Stück	small	rechts	85 mm		15 cm	70 - 79 cm	17905805
S3158504R-M	Stück	medium	rechts	85 mm		15 cm	80 - 89 cm	17905811
S3158504R-L	Stück	large	rechts	85 mm	*	15 cm	90 - 99 cm	17905828
S3158504R-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm		15 cm	100 - 109 cm	17905834
S3158504R-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm		15 cm	110 - 120 cm	17905840
S3158504R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm		15 cm	121 - 130 cm	17905857
S3158504R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm		15 cm	131 - 140 cm	17905863

Die Seitenangabe bezieht sich auf die Lage für den speziell gearbeiteten Verschluss der Stomaöffnung. **Sollte der Verschluss nicht an der Unterseite gewünscht sein**, muss einfach statt z. B. einer rechten Seite (Seite des Stomas) eine linke Seite bestellt und die **Bandage gedreht** werden!

* **Passende Rastringgrößen:** Stomaöffnung Ø 60 mm: mögliche Rastringgröße 40 - 45 mm, Stomaöffnung Ø 72 mm: mögliche Rastringgröße 50 - 57 mm, Stomaöffnung Ø 85 mm: mögliche Rastringgröße 60 - 70 mm



Stomacare - Bandage EasyCut Plus

Anwendung: Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie. Besonders geeignet bei Anwendung einer Irrigation sowie nach Rückverlegung.

Eigenschaften / Merkmale

- Stomaöffnung: Position, Form und Größe individuell per Einschnitt bestimmbar
- Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform
- Flauschfläche zur Befestigung des Protectors oder der Beuteltasche (separates Zubehör)
- Material: Coolmax (Polyester, Polyamid, Elastan); latexfrei

Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

Artikel-/Maßtabelle Stomacare - Bandage EasyCut Plus (Farbe lichtgrau)

05.11.03.2021

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
S4100004-XXS	Stück	XX-small	Universal	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden	*	10 cm	50 - 59 cm	17879367
S4100004-XS	Stück	X-small	Universal			10 cm	60 - 69 cm	17879373
S4100004-S	Stück	small	Universal			10 cm	70 - 79 cm	16314404
S4100004-M	Stück	medium	Universal			10 cm	80 - 89 cm	16314410
S4100004-L	Stück	large	Universal			10 cm	90 - 99 cm	16314427
S4100004-XL	Stück	X-large	Universal			10 cm	100 - 109 cm	16314433
S4100004-XXL	Stück	XX-large	Universal			10 cm	110 - 120 cm	16314456
S4100004-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden	*	10 cm	121 - 130 cm	16314462
S4100004-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal			10 cm	131 - 140 cm	16314479
S4150004-S	Stück	small	Universal			15 cm	70 - 79 cm	16314485
S4150004-M	Stück	medium	Universal			15 cm	80 - 89 cm	16314491
S4150004-L	Stück	large	Universal			15 cm	90 - 99 cm	16314516
S4150004-XL	Stück	X-large	Universal			15 cm	100 - 109 cm	16314522
S4150004-XXL	Stück	XX-large	Universal			15 cm	110 - 120 cm	16314539
S4150004-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden	*	15 cm	121 - 130 cm	16314545
S4150004-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal			15 cm	131 - 140 cm	16314551
S4190004-S	Stück	small	Universal			19 cm	70 - 79 cm	16314568
S4190004-M	Stück	medium	Universal			19 cm	80 - 89 cm	16314574
S4190004-L	Stück	large	Universal			19 cm	90 - 99 cm	16314605
S4190004-XL	Stück	X-large	Universal			19 cm	100 - 109 cm	16314611
S4190004-XXL	Stück	XX-large	Universal			19 cm	110 - 120 cm	16314628
S4190004-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden	*	19 cm	121 - 130 cm	16314640
S4190004-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal			19 cm	131 - 140 cm	16314657
S4230004-S	Stück	small	Universal			23 cm	70 - 79 cm	16314663
S4230004-M	Stück	medium	Universal			23 cm	80 - 89 cm	16314686
S4230004-L	Stück	large	Universal			23 cm	90 - 99 cm	16314692
S4230004-XL	Stück	X-large	Universal			23 cm	100 - 109 cm	16314700
S4230004-XXL	Stück	XX-large	Universal			23 cm	110 - 120 cm	16314717
S4230004-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	bestimmt werden		23 cm	121 - 130 cm	16314723
S4230004-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal			23 cm	131 - 140 cm	16314746



Stomacare - Bandage Standard (Fertigfabrikate)

Anwendung: Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie. Optimale Versorgung insbesondere für adipöse Stomaträger.

Eigenschaften / Merkmale

- Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform

Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 10 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
308-S	Stück	small	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	70 - 79 cm	9109046
308-M	Stück	medium	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	80 - 89 cm	3415492
308-L	Stück	large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	90 - 99 cm	3415486
308-XL	Stück	X-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	100 - 109 cm	3415500
308-XXL	Stück	XX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	110 - 120 cm	3415724
308-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	121 - 130 cm	1053582
308-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	131 - 140 cm	6432048
309-S	Stück	small	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	70 - 79 cm	9109052
309-M	Stück	medium	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	80 - 89 cm	3415747
309-L	Stück	large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	90 - 99 cm	3415730
309-XL	Stück	X-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	100 - 109 cm	3415753
309-XXL	Stück	XX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	110 - 120 cm	3415919
309-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	121 - 130 cm	1053599
309-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	131 - 140 cm	6432054

Artikel-/Maßtabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 15 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
306-S	Stück	small	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm	9109075
306-M	Stück	medium	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm	7663465
306-L	Stück	large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm	7663471
306-XL	Stück	X-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm	7663488
306-XXL	Stück	XX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	7663494
306-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm	7663502
306-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm	7663519
307-S	Stück	small	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm	9109098
307-M	Stück	medium	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm	7663525
307-L	Stück	large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm	7663531
307-XL	Stück	X-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm	7663548
307-XXL	Stück	XX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	7663554
307-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm	7663560
307-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm	7663577
312-S	Stück	small	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437141
312-M	Stück	medium	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437158
312-L	Stück	large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437164
312-XL	Stück	X-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437170
312-XXL	Stück	XX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437187
312-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437193
312-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437201

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 22,5 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
302R-S	Stück	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	9109141
302R-M	Stück	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	3414110
302R-L	Stück	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	3414073
302R-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	3414133
302R-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	3414162
302R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	1053487
302R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	6431971
302L-S	Stück	small	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	9109135
302L-M	Stück	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	3414021
302L-L	Stück	large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	3414015
302L-XL	Stück	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	3414038
302L-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	3414044
302L-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	1053470
302L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	6431965
303R-S	Stück	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	9109164
303R-M	Stück	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	3414854
303R-L	Stück	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	3414794
303R-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	3414860
303R-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	3414943
303R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	1053501
303R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	6431994
303L-S	Stück	small	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	9109158
303L-M	Stück	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	3414765
303L-L	Stück	large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	3414759
303L-XL	Stück	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	3414771
303L-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	3414788
303L-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	1053493
303L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	6431988
313R-S	Stück	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	9436911
313R-M	Stück	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	9436928
313R-L	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	9436934
313R-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	9436940
313R-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	9436957
313R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	9436963
313R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	9436986
313L-S	Stück	small	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	9436845
313L-M	Stück	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	9436851
313L-L	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	9436868
313L-XL	Stück	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	9436874
313L-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	9436880
313L-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	9436897
313L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	9436905

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 10 cm (Farbe Beige)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B308-S	Stück	small	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	70 - 79 cm	10840451
B308-M	Stück	medium	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	80 - 89 cm	10840468
B308-L	Stück	large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	90 - 99 cm	10840480
B308-XL	Stück	X-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	100 - 109 cm	10840497
B308-XXL	Stück	XX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	110 - 120 cm	10840505
B308-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	121 - 130 cm	10840534
B308-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	131 - 140 cm	10840540
B309-S	Stück	small	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	70 - 79 cm	10840557
B309-M	Stück	medium	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	80 - 89 cm	10840563
B309-L	Stück	large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	90 - 99 cm	10840586
B309-XL	Stück	X-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	100 - 109 cm	10840592
B309-XXL	Stück	XX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	110 - 120 cm	10840600
B309-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	121 - 130 cm	10840617
B309-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	131 - 140 cm	10840623

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 15 cm (Farbe Beige)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B306-S	Stück	small	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm	9109081
B306-M	Stück	medium	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm	4307209
B306-L	Stück	large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm	4307215
B306-XL	Stück	X-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm	4307221
B306-XXL	Stück	XX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	4307238
B306-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm	4307244
B306-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm	6432114
B307-S	Stück	small	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm	9109106
B307-M	Stück	medium	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm	4307310
B307-L	Stück	large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm	4307327
B307-XL	Stück	X-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm	4307333
B307-XXL	Stück	XX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	4307356
B307-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm	4779782
B307-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm	6432120
B312-S	Stück	small	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437218
B312-M	Stück	medium	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437224
B312-L	Stück	large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437230
B312-XL	Stück	X-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437247
B312-XXL	Stück	XX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437253
B312-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437276
B312-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437282

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 22,5 cm (Farbe Beige)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B302R-S	Stück	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	10840103
B302R-M	Stück	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	10840126
B302R-L	Stück	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	10840132
B302R-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	10840149
B302R-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840155
B302R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	10840161
B302R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	10840178
B302L-S	Stück	small	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	10840020
B302L-M	Stück	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	10840037
B302L-L	Stück	large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	10840043
B302L-XL	Stück	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	10840066
B302L-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840072
B302L-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	10840089
B302L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	10840095
B303R-S	Stück	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	10840296
B303R-M	Stück	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	10840304
B303R-L	Stück	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	10840310
B303R-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	10840327
B303R-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840333
B303R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	10840356
B303R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	10840362
B303L-S	Stück	small	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	10840190
B303L-M	Stück	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	10840209
B303L-L	Stück	large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	10840215
B303L-XL	Stück	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	10840244
B303L-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840250
B303L-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	10840267
B303L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	10840273
B313R-S	Stück	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	10840793
B313R-M	Stück	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	10840824
B313R-L	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	10840830
B313R-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	10840847
B313R-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840853
B313R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	10840876
B313R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	10840882
B313L-S	Stück	small	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	10840712
B313L-M	Stück	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	10840729
B313L-L	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	10840735
B313L-XL	Stück	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	10840741
B313L-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840758
B313L-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	10840770
B313L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	10840787

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 10 cm (Farbe Schwarz)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G308-S	Stück	small	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	70 - 79 cm	10841290
G308-M	Stück	medium	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	80 - 89 cm	10841309
G308-L	Stück	large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	90 - 99 cm	10841315
G308-XL	Stück	X-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	100 - 109 cm	10841321
G308-XXL	Stück	XX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	110 - 120 cm	10841338
G308-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	121 - 130 cm	10841344
G308-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	131 - 140 cm	10841350
G309-S	Stück	small	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	70 - 79 cm	10841367
G309-M	Stück	medium	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	80 - 89 cm	10841373
G309-L	Stück	large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	90 - 99 cm	10841404
G309-XL	Stück	X-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	100 - 109 cm	10841410
G309-XXL	Stück	XX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	110 - 120 cm	10841427
G309-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	121 - 130 cm	10841456
G309-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	131 - 140 cm	10841462

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 15 cm (Farbe Schwarz)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G306-S	Stück	small	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm	9436992
G306-M	Stück	medium	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437000
G306-L	Stück	large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437017
G306-XL	Stück	X-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437023
G306-XXL	Stück	XX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437046
G306-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437052
G306-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437069
G307-S	Stück	small	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437075
G307-M	Stück	medium	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437081
G307-L	Stück	large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437098
G307-XL	Stück	X-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437106
G307-XXL	Stück	XX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437112
G307-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437129
G307-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437135
G312-S	Stück	small	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437299
G312-M	Stück	medium	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437307
G312-L	Stück	large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437313
G312-XL	Stück	X-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437336
G312-XXL	Stück	XX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437342
G312-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437359
G312-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437365

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Fertigfabrikat 22,5 cm (Farbe Schwarz)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G302R-S	Stück	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	10840971
G302R-M	Stück	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	10840988
G302R-L	Stück	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	10840994
G302R-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	10841002
G302R-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10841019
G302R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	10841025
G302R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	10841031
G302L-S	Stück	small	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	10840899
G302L-M	Stück	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	10840907
G302L-L	Stück	large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	10840913
G302L-XL	Stück	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	10840936
G302L-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10840942
G302L-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	10840959
G302L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	10840965
G303R-S	Stück	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	10841120
G303R-M	Stück	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	10841137
G303R-L	Stück	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	10841166
G303R-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	10841172
G303R-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10841189
G303R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	10841195
G303R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	10841203
G303L-S	Stück	small	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	10841048
G303L-M	Stück	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	10841054
G303L-L	Stück	large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	10841060
G303L-XL	Stück	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	10841077
G303L-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10841083
G303L-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	10841108
G303L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	10841114
G313R-S	Stück	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	10841628
G313R-M	Stück	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	10841634
G313R-L	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	10841640
G313R-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	10841657
G313R-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10841663
G313R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	10841692
G313R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	10841700
G313L-S	Stück	small	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 79 cm	10841551
G313L-M	Stück	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 89 cm	10841568
G313L-L	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 99 cm	10841574
G313L-XL	Stück	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 109 cm	10841580
G313L-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm	10841597
G313L-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	121 - 130 cm	10841605
G313L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	131 - 140 cm	10841611



Stomacare - Bandage Standard (Halbfertigfabrikate)

Anwendung: Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie. Größe und Position der Stomaöffnung können hier individuell eingearbeitet werden.

Eigenschaften / Merkmale

- Stomaöffnung zur individuellen Einarbeitung
- Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform

Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 10 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
304-S	Stück	small	Universal	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	10 cm	70 - 79 cm	9109069
304-M	Stück	medium	Universal			10 cm	80 - 89 cm	3415931
304-L	Stück	large	Universal			10 cm	90 - 99 cm	3415925
304-XL	Stück	X-large	Universal			10 cm	100 - 109 cm	3416008
304-XXL	Stück	XX-large	Universal			10 cm	110 - 120 cm	3416014
304-XXXL	Stück	XXX-large	Universal			10 cm	121 - 130 cm	1053458
304-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal			10 cm	131 - 140 cm	6432025

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 15 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
305-S	Stück	small	Universal	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	15 cm	70 - 79 cm	9109112
305-M	Stück	medium	Universal			15 cm	80 - 89 cm	3414699
305-L	Stück	large	Universal			15 cm	90 - 99 cm	3414268
305-XL	Stück	X-large	Universal			15 cm	100 - 109 cm	3414707
305-XXL	Stück	XX-large	Universal			15 cm	110 - 120 cm	3414713
305-XXXL	Stück	XXX-large	Universal			15 cm	121 - 130 cm	1053464
305-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal			15 cm	131 - 140 cm	6432031

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 22,5 cm (Farbe Weiß)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
301R-S	Stück	small	rechts	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	22,5 cm	70 - 79 cm	9109187
301R-M	Stück	medium	rechts			22,5 cm	80 - 89 cm	3413949
301R-L	Stück	large	rechts			22,5 cm	90 - 99 cm	3413932
301R-XL	Stück	X-large	rechts			22,5 cm	100 - 109 cm	3413955
301R-XXL	Stück	XX-large	rechts			22,5 cm	110 - 120 cm	3414009
301R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts			22,5 cm	121 - 130 cm	1053441
301R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts			22,5 cm	131 - 140 cm	6432019
301L-S	Stück	small	links			22,5 cm	70 - 79 cm	9109170
301L-M	Stück	medium	links			22,5 cm	80 - 89 cm	3413895
301L-L	Stück	large	links			22,5 cm	90 - 99 cm	3413889
301L-XL	Stück	X-large	links			22,5 cm	100 - 109 cm	3413903
301L-XXL	Stück	XX-large	links			22,5 cm	110 - 120 cm	3413926
301L-XXXL	Stück	XXX-large	links			22,5 cm	121 - 130 cm	1053435
301L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links			22,5 cm	131 - 140 cm	6432002

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 10 cm (Farbe Beige)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B304-S	Stück	small	Universal	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	10 cm	70 - 79 cm	10840379
B304-M	Stück	medium	Universal			10 cm	80 - 89 cm	10840385
B304-L	Stück	large	Universal			10 cm	90 - 99 cm	10840391
B304-XL	Stück	X-large	Universal			10 cm	100 - 109 cm	10840416
B304-XXL	Stück	XX-large	Universal			10 cm	110 - 120 cm	10840422
B304-XXXL	Stück	XXX-large	Universal			10 cm	121 - 130 cm	10840439
B304-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal			10 cm	131 - 140 cm	10840445

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 15 cm (Farbe Beige)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B305-S	Stück	small	Universal	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	15 cm	70 - 79 cm	9109129
B305-M	Stück	medium	Universal			15 cm	80 - 89 cm	7663637
B305-L	Stück	large	Universal			15 cm	90 - 99 cm	7663643
B305-XL	Stück	X-large	Universal			15 cm	100 - 109 cm	7663755
B305-XXL	Stück	XX-large	Universal			15 cm	110 - 120 cm	7663790
B305-XXXL	Stück	XXX-large	Universal			15 cm	121 - 130 cm	7663809
B305-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal			15 cm	131 - 140 cm	7663815

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 22,5 cm (Farbe Beige)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B301R-S	Stück	small	rechts	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	22,5 cm	70 - 79 cm	9109193
B301R-M	Stück	medium	rechts			22,5 cm	80 - 89 cm	7663821
B301R-L	Stück	large	rechts			22,5 cm	90 - 99 cm	7663838
B301R-XL	Stück	X-large	rechts			22,5 cm	100 - 109 cm	7663844
B301R-XXL	Stück	XX-large	rechts			22,5 cm	110 - 120 cm	7664045
B301R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts			22,5 cm	121 - 130 cm	7664140
B301R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts			22,5 cm	131 - 140 cm	7664200
B301L-S	Stück	small	links			22,5 cm	70 - 79 cm	9109201
B301L-M	Stück	medium	links			22,5 cm	80 - 89 cm	7664298
B301L-L	Stück	large	links			22,5 cm	90 - 99 cm	7664306
B301L-XL	Stück	X-large	links			22,5 cm	100 - 109 cm	7664312
B301L-XXL	Stück	XX-large	links			22,5 cm	110 - 120 cm	7664542
B301L-XXXL	Stück	XXX-large	links			22,5 cm	121 - 130 cm	7664565
B301L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links			22,5 cm	131 - 140 cm	7664743

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 10 cm (Farbe Schwarz)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G304-S	Stück	small	Universal	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	10 cm	70 - 79 cm	10841232
G304-M	Stück	medium	Universal			10 cm	80 - 89 cm	10841249
G304-L	Stück	large	Universal			10 cm	90 - 99 cm	10841255
G304-XL	Stück	X-large	Universal			10 cm	100 - 109 cm	10841261
G304-XXL	Stück	XX-large	Universal			10 cm	110 - 120 cm	10841278
G304-XXXL	Stück	XXX-large	Universal			10 cm	121 - 130 cm	10841284
G304-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal			10 cm	131 - 140 cm	10840445

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 15 cm (Farbe Schwarz)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G305-S	Stück	small	Universal	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	15 cm	70 - 79 cm	9436762
G305-M	Stück	medium	Universal			15 cm	80 - 89 cm	9436779
G305-L	Stück	large	Universal			15 cm	90 - 99 cm	9436785
G305-XL	Stück	X-large	Universal			15 cm	100 - 109 cm	9436791
G305-XXL	Stück	XX-large	Universal			15 cm	110 - 120 cm	9436816
G305-XXXL	Stück	XXX-large	Universal			15 cm	121 - 130 cm	9436822
G305-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal			15 cm	131 - 140 cm	9436839

Artikel-/Maßstabelle Standard-Bandage Halbfertigfabrikat 22,5 cm (Farbe Schwarz)

05.11.03.2008

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G301R-S	Stück	small	rechts	Position, Form und Größe können per Einschnitt individuell bestimmt werden.	*	22,5 cm	70 - 79 cm	9436673
G301R-M	Stück	medium	rechts			22,5 cm	80 - 89 cm	9436696
G301R-L	Stück	large	rechts			22,5 cm	90 - 99 cm	9436704
G301R-XL	Stück	X-large	rechts			22,5 cm	100 - 109 cm	9436710
G301R-XXL	Stück	XX-large	rechts			22,5 cm	110 - 120 cm	9436727
G301R-XXXL	Stück	XXX-large	rechts			22,5 cm	121 - 130 cm	9436733
G301R-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts			22,5 cm	131 - 140 cm	9436756
G301L-S	Stück	small	links			22,5 cm	70 - 79 cm	9436609
G301L-M	Stück	medium	links			22,5 cm	80 - 89 cm	9436615
G301L-L	Stück	large	links			22,5 cm	90 - 99 cm	9436621
G301L-XL	Stück	X-large	links			22,5 cm	100 - 109 cm	9436638
G301L-XXL	Stück	XX-large	links			22,5 cm	110 - 120 cm	9436644
G301L-XXXL	Stück	XXX-large	links			22,5 cm	121 - 130 cm	9436650
G301L-XXXXL	Stück	XXXX-large	links			22,5 cm	131 - 140 cm	9436667



Stomacare - Bandage EasyOpener

Anwendung: Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie. Speziell gearbeiteter Verschluss bietet einen hohen Komfort beim Beutelwechsel.

Eigenschaften / Merkmale

- Einfache Öffnungsmöglichkeit zum Beutelwechsel
- Eingearbeitete Stabilisierungsstäbe für eine optimale Passform

Produktfunktionen

- Unterstützung der Bauchwand und Vermeidung einer Hernie

Artikel-/Maßstabelle EasyOpener-Bandage 15 cm (Farbe Weiß)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
306EOR-S	Stück	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm	9109218
306EOR-M	Stück	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm	7664766
306EOR-L	Stück	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm	7664772
306EOR-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm	7664789
306EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	7664795
306EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm	7664803
306EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm	7665375
306EOL-S	Stück	small	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm	9109224
306EOL-M	Stück	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm	7665381
306EOL-L	Stück	large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm	7665398
306EOL-XL	Stück	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm	7665406
306EOL-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665412
306EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm	7665429
306EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm	7665435
307EOR-S	Stück	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm	9109253
307EOR-M	Stück	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm	7665441
307EOR-L	Stück	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm	7665458
307EOR-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm	7665464
307EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665470
307EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm	7665487
307EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm	7665493
307EOL-S	Stück	small	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm	9109276
307EOL-M	Stück	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm	7665501
307EOL-L	Stück	large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm	7665518
307EOL-XL	Stück	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm	7665524
307EOL-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665530
307EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm	7665547
307EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm	7665553
312EOR-S	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437750
312EOR-M	Stück	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437767
312EOR-L	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437773
312EOR-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437796
312EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437804
312EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437810
312EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437827
312EOL-S	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437684
312EOL-M	Stück	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437690
312EOL-L	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437709
312EOL-XL	Stück	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437715
312EOL-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437721
312EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437738
312EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437744

Die Seitenangabe bezieht sich auf die Lage für den speziell gearbeiteten Verschluss der Stomaöffnung. **Sollte der Verschluss nicht an der Unterseite gewünscht sein**, muss einfach statt z. B. einer rechten Seite (Seite des Stomas) eine linke Seite bestellt und die **Bandage gedreht** werden!

Passende Rastringgrößen:

Stomaöffnung Ø 60 mm: mögliche Rastringgröße 40 - 45 mm
 Stomaöffnung Ø 72 mm: mögliche Rastringgröße 50 - 57 mm
 Stomaöffnung Ø 85 mm: mögliche Rastringgröße 60 - 70 mm

Artikel-/Maßstabelle EasyOpener-Bandage 15 cm (Farbe Beige)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
B306EOR-S	Stück	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm	9109230
B306EOR-M	Stück	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm	7665576
B306EOR-L	Stück	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm	7665582
B306EOR-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm	7665599
B306EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665607
B306EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm	7665613
B306EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm	7665636
B306EOL-S	Stück	small	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm	9109247
B306EOL-M	Stück	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm	7665642
B306EOL-L	Stück	large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm	7665659
B306EOL-XL	Stück	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm	7665665
B306EOL-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665671
B306EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm	7665688
B306EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm	7665694
B307EOR-S	Stück	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm	9109282
B307EOR-M	Stück	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm	7665702
B307EOR-L	Stück	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm	7665719
B307EOR-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm	7665725
B307EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665731
B307EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm	7665748
B307EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm	7665754
B307EOL-S	Stück	small	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm	9114805
B307EOL-M	Stück	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm	7665777
B307EOL-L	Stück	large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm	7665783
B307EOL-XL	Stück	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm	7665808
B307EOL-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	7665866
B307EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm	7665889
B307EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm	7665895
B312EOR-S	Stück	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437922
B312EOR-M	Stück	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437939
B312EOR-L	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437945
B312EOR-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437951
B312EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437968
B312EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437974
B312EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437980
B312EOL-S	Stück	small	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437833
B312EOL-M	Stück	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437856
B312EOL-L	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437862
B312EOL-XL	Stück	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437879
B312EOL-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437885
B312EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437891
B312EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437916

Artikel-/Maßstabelle EasyOpener-Bandage 15 cm (Farbe Schwarz)

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Stomaöffnung	Empfohlene Rastringgröße	Höhe	Bauchumfang	PZN
G306EOR-S	Stück	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437448
G306EOR-M	Stück	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437454
G306EOR-L	Stück	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437460
G306EOR-XL	Stück	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437477
G306EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437483
G306EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437508
G306EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437514
G306EOL-S	Stück	small	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437371
G306EOL-M	Stück	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437388
G306EOL-L	Stück	large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437394
G306EOL-XL	Stück	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437402
G306EOL-XXL	Stück	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437419
G306EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437425
G306EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437431
G307EOR-S	Stück	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437603
G307EOR-M	Stück	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437626
G307EOR-L	Stück	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437632
G307EOR-XL	Stück	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437649
G307EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437655
G307EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437661
G307EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437678
G307EOL-S	Stück	small	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437520
G307EOL-M	Stück	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm	9437537
G307EOL-L	Stück	large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm	9437543
G307EOL-XL	Stück	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm	9437566
G307EOL-XXL	Stück	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm	9437572
G307EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm	9437589
G307EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm	9437595
G312EOR-S	Stück	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm	9438063
G312EOR-M	Stück	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm	9438086
G312EOR-L	Stück	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm	9438092
G312EOR-XL	Stück	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm	9438100
G312EOR-XXL	Stück	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9438117
G312EOR-XXXL	Stück	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm	9438123
G312EOR-XXXXL	Stück	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm	9438146
G312EOL-S	Stück	small	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm	9437997
G312EOL-M	Stück	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm	9438005
G312EOL-L	Stück	large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm	9438011
G312EOL-XL	Stück	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm	9438028
G312EOL-XXL	Stück	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm	9438034
G312EOL-XXXL	Stück	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm	9438040
G312EOL-XXXXL	Stück	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm	9438057



Stomacare - Bandage HydroActive

Anwendung: Zur Fixierung und Abdeckung der Stomaversorgung im Wasser (Schwimmen, Sauna, Duschen, Wassergymnastik, Therapieanwendungen etc.).

Eigenschaften / Merkmale

- Einsetzbar im Süß- und Salzwasser
- Material: atmungsaktiv, latexfrei, 100% Polyamide mit Neopren
- Optimale Passform

Produktfunktionen

- Fixierung des Stomabeutels und Schutz des Stomas bei Aktivitäten im Wasser

Artikel-/Maßtabelle Stomacare - Bandage HydroActive

Art.-Nr.	VE	Größe	Stomaseite	Höhe	Bauchumfang	Farbe	PZN
365-S	Stück	small	Universal	11/21 cm	70 - 79 cm	Silbergrau	15862279
365-M	Stück	medium	Universal	11/21 cm	80 - 89 cm	Silbergrau	15862285
365-L	Stück	large	Universal	11/21 cm	90 - 99 cm	Silbergrau	15862291
365-XL	Stück	X-large	Universal	11/21 cm	100 - 109 cm	Silbergrau	15862316
365-XXL	Stück	XX-large	Universal	11/21 cm	110 - 120 cm	Silbergrau	15862322
365-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	11/21 cm	121 - 130 cm	Silbergrau	15862339
365-XXXXL	Stück	XXXX-large	Universal	11/21 cm	131 - 140 cm	Silbergrau	15862345



Baskocare 310 - Bauchbandage

Anwendung: Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Prolapsvermeidung - u.a. bei hoher körperlicher Aktivität (Sport, Gartenarbeit etc.).

Eigenschaften / Merkmale

- Integrierter Klettstreifen zur Fixierung einer Rückenpelotte
- Hinterer Bereich ist höher geschnitten
- Vorderer Klettverschluss

Produktfunktionen

- Ausgleich von zu geringer Muskelaktion

Artikel-/Maßtabelle Baskocare 310 - Bauchbandage

31303-022

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Hüftumfang	PZN
310-S	Stück	small	20 cm	23 cm	75 - 85 cm	09108957
310-M	Stück	medium	20 cm	23 cm	85 - 95 cm	09108963
310-L	Stück	large	20 cm	23 cm	95 - 105 cm	09108986
310-XL	Stück	X-large	20 cm	23 cm	105 - 115 cm	09108992



Baskocare 314 - Elastische Rippenbruchbandage

Anwendung: Die komfortable, knitterfreie elastische Bandage wird zur Unterstützung von Brüchen oder Verletzungen der Rippen eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Optimale Passform
- Faltenfreier Sitz
- Material: Dacron-Elastikgewebe
- Farbe: Weiß

Produktfunktionen

- Reduzieren und/oder Umverteilen der Last

Artikel-/Maßtabelle Baskocare 314 - Elastische Rippenbruchbandage

05.11.01.0022

Art.-Nr.	VE	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Hüftumfang
314	Stück	15 cm	15 cm	60 - 115 cm



Baskocare 315 - Postoperative Bandage

Anwendung: Zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und Prolapsvermeidung - u.a. bei hoher körperlicher Aktivität (Sport, Gartenarbeit etc.).

Eigenschaften / Merkmale

- Vorderer Bereich leicht gepolstert
- Vorderer Klettverschluss
- Optimale Passform und faltenfreier, fester Sitz

Produktfunktionen

- Ausgleich von zu geringer Muskelaktion

Artikel-/Maßtabelle Baskocare 315 - Postoperative Bandage

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe	Bauchumfang	PZN
315	Stück	small	23 cm	70 - 100 cm	9109000
315-M	Stück	medium	23 cm	100 - 130 cm	9109017
315-L	Stück	large	23 cm	130 - 160 cm	9109023



Move+ PRS606 - Lumbosakrale Rückenstützbandage

Anwendung: Zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich.

Eigenschaften / Merkmale

- Monofilament-Gewebe sorgt für optimale Schweißabsorption
- Elastische Bandage mit vorderem Klettverschluß

Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

Artikel-/Maßtabelle Move+ PRS606 - Lumbosakrale Rückenstützbandage

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Bauchumfang	PZN
PRS606-S	Stück	small	24 cm	24 cm	75 - 95 cm	19133347
PRS606-M	Stück	medium	24 cm	24 cm	95 - 115 cm	19133353
PRS606-L	Stück	large	24 cm	24 cm	115 - 130 cm	19133376
PRS606-XL	Stück	X-large	24 cm	24 cm	130 - 140 cm	19133382



MyPRIM Kids - Lumbosakrale Rückenstützbandage

Anwendung: Die MyPRIM Kids-Lumbosakrale Rückenstützbandage wird sowohl zur konservativen als auch zur postoperativen Stabilisierung der Lendenwirbelsäule bei Kindern eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- 2 dorsale Stahlstäbe
- Elastische Gurte
- Einstellbare Kompression
- Velcro-Gurte

Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Lumbosakrale Rückenstützbandage

Art.-Nr.	VE	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Taillenumfang	PZN
MPK600-1	Stück	12 cm	16 cm	50 - 60 cm	17879686
MPK600-2	Stück	13 cm	19 cm	60 - 70 cm	17879692



Move+ PRS607 - Lumbalrückenstützbandage

Anwendung: Zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich.

Eigenschaften / Merkmale

- Elastische Bandage mit einstellbarer Kompression
- Hergestellt aus dichtem, elastischem Gewebe

Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

Artikel-/Maßtabelle Move+ PRS607 - Lumbalrückenstützbandage

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Hüftumfang
PRS607-S	Stück	small	14 cm	24 cm	70 - 90 cm
PRS607-M	Stück	medium	14 cm	24 cm	90 - 120 cm
PRS607-L	Stück	large	14 cm	24 cm	120 - 140 cm



Mammy PRS615G - Schwangerschaft-Rückenstützbandage

Anwendung: Diese bequeme und anatomisch geformte Bandage wird in den verschiedenen Phasen der Schwangerschaft eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- 2 Lendenwirbelstäbschen, die die Wirbelsäule stützen, die Haltung verbessern und Rückenschmerzen lindern

Produktfunktionen

- Unterstützung des Bauches und Beckens

Artikel-/Maßtabelle Mammy PRS615G - Schwangerschaft-Rückenstützbandage

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Beckenumfang
PRS615G-OS	Stück	Universal	7 cm	13 cm	90 - 115 cm



Selection - Rückenstützbandagen

Anwendung: Zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich.

Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformtes Design mit einer schmalen Vorderseite für mehr Komfort

Produktfunktionen

- Die Selection-Rückenstützbandagen werden bei leichten Rückenschmerzen und -schwäche eingesetzt. Ebenfalls kann der Einsatz zur Unterstützung der Wirbelsäule beim Heben schwerer Lasten erfolgen.

Artikel-/Maßtabelle Selection LOW - Rückenstützbandagen

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Beckenumfang
35400-XS	Stück	X-Small	12 cm	19 cm	75 - 85 cm
35400-S	Stück	Small	12 cm	19 cm	85 - 95 cm
35400-M	Stück	Medium	12 cm	19 cm	95 - 105 cm
35400-L	Stück	Large	12 cm	19 cm	105 - 115 cm
35400-XL	Stück	X-Large	12 cm	19 cm	115 - 125 cm
35400-XXL	Stück	XX-Large	12 cm	19 cm	125 - 140 cm

Artikel-/Maßtabelle Selection REGULAR - Rückenstützbandagen

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Beckenumfang
35401-XS	Stück	X-Small	16 cm	23 cm	75 - 85 cm
35401-S	Stück	Small	16 cm	23 cm	85 - 95 cm
35401-M	Stück	Medium	16 cm	23 cm	95 - 105 cm
35401-L	Stück	Large	16 cm	23 cm	105 - 115 cm
35401-XL	Stück	X-Large	16 cm	23 cm	115 - 125 cm
35401-XXL	Stück	XX-Large	16 cm	23 cm	125 - 140 cm
35401-XXXL	Stück	XXX-Large	16 cm	23 cm	140 - 160 cm

Artikel-/Maßtabelle Selection WIDE - Rückenstützbandagen

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Beckenumfang
35402-S	Stück	Small	25 cm	31,5 cm	85 - 95 cm
35402-M	Stück	Medium	25 cm	31,5 cm	95 - 105 cm
35402-L	Stück	Large	25 cm	31,5 cm	105 - 115 cm
35402-XL	Stück	X-Large	25 cm	31,5 cm	115 - 125 cm
35402-XXL	Stück	XX-Large	25 cm	31,5 cm	125 - 140 cm
35402-XXXL	Stück	XXX-Large	25 cm	31,5 cm	140 - 160 cm



Gold 232BA-/234BA - Lumbosakrale Rückenstützbandagen (mit Pelotte)

Anwendung: Zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich.

Eigenschaften / Merkmale

- Zwei elastische Gurte bieten optimale Unterstützung
- Nahtlos gefertigt nach modernster FST-Technologie

Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

Artikel-/Maßtabelle Gold 232BA - Lumbosakrale Rückenstützbandagen mit Pelotte

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Hüftumfang
232BA-S	Stück	small	17 cm	28 cm	85 - 95 cm
232BA-M	Stück	medium	17 cm	28 cm	95 - 105 cm
232BA-L	Stück	large	17 cm	28 cm	105 - 115 cm
232BA-XL	Stück	X-large	17 cm	28 cm	115 - 125 cm
232BA-XXL	Stück	XX-large	17 cm	28 cm	125 - 135 cm

Artikel-/Maßtabelle Gold 234BA - Lumbosakrale Rückenstützbandagen mit Pelotte

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Hüftumfang
234BA-S	Stück	small	26 cm	28 cm	85 - 95 cm
234BA-M	Stück	medium	26 cm	28 cm	95 - 105 cm
234BA-L	Stück	large	26 cm	28 cm	105 - 115 cm
234BA-XL	Stück	X-large	26 cm	28 cm	115 - 125 cm
234BA-XXL	Stück	XX-large	26 cm	28 cm	125 - 135 cm



Gold 233BA - lumbosakrale Rückenstützbandage (mit Pelotte)

Anwendung: Die semi-regide Rückenstützbandage aus unelastischem, dreilagigem, atmungsaktivem Gewebe wird zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale


- Drei elastische Gurte bieten optimale Unterstützung
- Beiliegende Rückenpelotte (herausnehmbar)

Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

Artikel-/Maßtabelle Gold lumbosakrale Rückenstützbandage mit Pelotte | 233BA

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Hüftumfang
233BA-S	Stück	small	23 cm	33 cm	85 - 95 cm
233BA-M	Stück	medium	23 cm	33 cm	95 - 105 cm
233BA-L	Stück	large	23 cm	33 cm	105 - 115 cm
233BA-XL	Stück	X-large	23 cm	33 cm	115 - 125 cm
233BA-XXL	Stück	XX-large	23 cm	33 cm	125 - 135 cm



Gold PRS643G - Lumbosakrale Rückenstützbandage (ohne Pelotte)

Anwendung: Die Rückenstützbandage wird zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Vier elastische Gurte bieten optimale Unterstützung
- Fingerschlaufen für leichtes An-/Ablegen

Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

Artikel-/Maßtabelle Gold PRS643G Lumbosakrale Rückenstützbandage ohne Pelotte

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Hüftumfang
PRS643G-S	Stück	small	23 cm	35 cm	85 - 95 cm
PRS643G-L	Stück	large	23 cm	35 cm	105 - 115 cm
PRS643G-M	Stück	medium	23 cm	35 cm	95 - 105 cm
PRS643G-XL	Stück	X-large	23 cm	35 cm	115 - 125 cm
PRS643G-XXL	Stück	XX-large	23 cm	35 cm	125 - 135 cm



Gold PRS646G-/647G - Dorsolumbale Rückenstützbandagen (ohne Pelotte)

Anwendung: Die Rückenstützbandagen werden zur Unterstützung des Muskelapparates sowie der Wirbelsäule und deren Aufrichtung eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Vier elastische Gurte bieten optimale Unterstützung
- Fingerschlaufen für leichtes An-/Ablegen

Produktfunktionen

- Stabilisiert und entlastet die Wirbelsäule

Artikel-/Maßstabelle Gold PRS646G | Dorsolumbale Rückenstützbandage ohne Pelotte

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Hüftumfang
PRS646G-S	Stück	small	23 cm	51 cm	85 - 95 cm
PRS646G-M	Stück	medium	23 cm	51 cm	95 - 105 cm
PRS646G-L	Stück	large	23 cm	51 cm	105 - 115 cm
PRS646G-XL	Stück	X-large	23 cm	51 cm	115 - 125 cm
PRS646G-XXL	Stück	XX-large	23 cm	51 cm	125 - 135 cm
PRS646G-XXXL	Stück	XXX-large	23 cm	51 cm	135 - 145 cm

Artikel-/Maßstabelle Gold PRS647G | Dorsolumbale Rückenstützbandage ohne Pelotte (Bauchmodell)

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Hüftumfang
PRS647G-S	Stück	small	26 cm	51 cm	85 - 95 cm
PRS647G-M	Stück	medium	26 cm	51 cm	95 - 105 cm
PRS647G-L	Stück	large	26 cm	51 cm	105 - 115 cm
PRS647G-XL	Stück	X-large	26 cm	51 cm	115 - 125 cm
PRS647G-XXL	Stück	XX-large	26 cm	51 cm	125 - 135 cm
PRS647G-XXXL	Stück	XXX-large	26 cm	51 cm	135 - 145 cm



NAVY XTRA - Rückenorthese

Anwendung: Die NAVY XTRA-Rückenorthese wird sowohl zur konservativen als auch zur postoperativen Stabilisierung des lumbosakralen Bereichs eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Rückenplatte aus thermoplastischem 3D-LITE-Material
- Bezug für Rückenplatte zum Schutz der Bandage

Produktfunktionen

- Prävention von Positionsabweichungen
- Verringerung von Positionsabweichungen

Artikel-/Maßstabelle NAVY XTRA - Rückenorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Hüftumfang
23563-XS	Stück	X-small	16 cm	28 cm	75 - 85 cm
23563-S	Stück	small	16 cm	28 cm	85 - 95 cm
23563-M	Stück	medium	16 cm	31 cm	95 - 105 cm
23563-L	Stück	large	16 cm	31 cm	105 - 115 cm
23563-XL	Stück	X-large	16 cm	31 cm	115 - 125 cm
23563-XXL	Stück	XX-large	16 cm	31 cm	125 - 135 cm



MyPRIM Kids - Schulter-Immobilisator

Anwendung: Die MyPRIM Kids-Schulter-Immobilisationsorthese fixiert und streckt die Schultern dank der verstellbaren unelastischen Gurte mit Schnallensystem.

Eigenschaften / Merkmale


- Nahtlos gefertigt nach modernster Technologie
- Funktionelle „nicht-elastische“ Bänder

Produktfunktionen

- Ruhigstellung und Geradehaltung der Schultern

Artikel-/Maßstabelle MyPRIM Kids - Schulter-Immobilisator

Art.-Nr.	VE	Brustumfang	PZN
MPK300-1	Stück	48 - 58 cm	17879597
MPK300-2	Stück	58 - 72 cm	17879605





SpinAir - Reklinationsorthese

Anwendung: Zur Endlordosierung der LWS.

Eigenschaften / Merkmale

- Leichte, atmungsaktive Orthese mit formbarem Wirbelsäulenrahmen
- Verstellbare und verkürzbare Bänder zur individuellen Anpassung

Produktfunktionen

- Endlordosierung der LWS
- Reklination in Sagittalebene

Artikel-/Maßtabelle SpinAir - Reklinationsorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Höhe	Hüftumfang
736634	Stück	S1	51 - 59 cm	78 - 93 cm
736632	Stück	M1	51 - 59 cm	90 - 105 cm
736633	Stück	M2	59 - 68 cm	90 - 105 cm
736630	Stück	L2	59 - 68 cm	103 - 120 cm
736631	Stück	L3	68 - 75 cm	103 - 120 cm



Star - Hyperextensionsorthese (3-Punkt-Prinzip)

Anwendung: Konservativ oder postoperativ u.a. bei stabilen Wirbelkörperschädigungen im unteren BWS- und LWS-Bereich.

Eigenschaften / Merkmale

- Stufenlose Verstellmöglichkeit der federnd aufgehängten Sternalpelotte
- In der Höhe und Weite verstellbar
- Einstellbares Taillenband


Produktfunktionen

- Reklination des Rumpfes
- Bewegungseinschränkung in Sagittalebene

Artikel-/Maßtabelle Star-Hyperextensionsorthese (3-Punkt-Prinzip)

23.15.04.0008 - 31642-023

Art.-Nr.	VE	Bauchumfang	Abstand Clavicula bis Symphysis
39	Stück	60 - 148 cm	41 - 58 cm



Hyperextensionsortheesen (Rahmenkonstruktion)

Anwendung: Konservativ oder postoperativ u.a. bei stabilen Wirbelkörperschädigungen im mittleren und unteren BWS und LWS-Bereich.

Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformte einstellbare Rückenpelotte
- Gelenkig aufgehängte Sternalpelotte (anformbar)

Produktfunktionen

- Reklination des Rumpfes
- Bewegungseinschränkung in Frontalebene und Sagittalebene

Artikel-/Maßstabelle Hyperextensionsortheesen (Rahmenkonstruktion)

23.15.04.1005

Art.-Nr.	VE	Größe	Beckenumfang	Abstand Clavicula bis Symphysis
34PA-S	Stück	small	76 - 86 cm	39 - 48 cm
34PA-M	Stück	medium	84 - 98 cm	42 - 51 cm
34PA-L	Stück	large	96 - 110 cm	45 - 52 cm
34PA-XL	Stück	X-large	106 - 120 cm	48 - 57 cm

Artikel-/Maßstabelle Plus Avant-Hyperextensionsorthese mit variablem/fixierbarem Beckenbügel

23.15.04.1005

Art.-Nr.	VE	Größe	Beckenumfang	Abstand Clavicula bis Symphysis
35PA-S	Stück	small	76 - 86 cm	39 - 48 cm
35PA-M	Stück	medium	84 - 98 cm	42 - 51 cm
35PA-L	Stück	large	96 - 110 cm	45 - 52 cm
35PA-XL	Stück	X-large	106 - 120 cm	48 - 57 cm
35PAS-S	Stück	small	76 - 86 cm	35 - 44 cm
35PAS-M	Stück	medium	84 - 98 cm	38 - 43 cm
35PAS-L	Stück	large	96 - 110 cm	42 - 51 cm
35PAS-XL	Stück	X-large	106 - 120 cm	45 - 54 cm



PRS670 Precision - Hyperextensionsorthese

Anwendung: Konservativ oder postoperativ u.a. bei stabilen Wirbelkörperschädigungen im mittleren und unteren BWS und LWS-Bereich.

Eigenschaften / Merkmale

- Sternumpelotte mit sphärischem Rotationssystem
- Einstellbarer Neigungswinkel in 6°-Schritten

Produktfunktionen

- Verhinderung von Positionsabweichungen
- Verringerung und/oder Umverteilung der Last

Artikel-/Maßstabelle PRS670 Precision - Hyperextensionsorthese

Art.-Nr.	VE	Beckenumfang	Abstand Clavicula bis Symphysis
PRS670-1	Stück	76 - 115 cm	38 - 51 cm
PRS670-2	Stück	115 - 135 cm	45 - 58,5 cm

Boston Brace-Systeme

bei Rumpfinstabilität



Behandlung von Wirbelsäulen-Deformierungen und -Krankheiten



Boston LITE - Rumpforthesenmodul

Anwendung: Zur Rumpfstabilisierung, z. B. bei neuromuskulären Skoliosen.

Eigenschaften / Merkmale

- Öffnung hinten
- Lieferung inkl. Polster
- Integrierte Verstärkung
- Farbe: Weiß

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Rumpfes im Sitzen, Stehen und Gehen

Artikel-/Maßtabelle Boston LITE - Rumpforthesenmodul

Art.-Nr.	VE	Hüftumfang	Taillenumfang	Brustumfang	Fertigungsgrundlage
SBBL-15J1	Stück	54 cm	40 cm	49 cm	-
SBBL-15J2	Stück	58 cm	42 cm	51 cm	-
SBBL-15J3	Stück	62 cm	45 cm	54 cm	-
SBBL-15J4	Stück	64 cm	47 cm	56 cm	-
SBBL-15Y1A	Stück	66 cm	51 cm	55 cm	-
SBBL-15Y1	Stück	67 cm	46 cm	56 cm	-
SBBL-15Y2	Stück	71 cm	47 cm	60 cm	-
SBBL-15Y2A	Stück	72 cm	55 cm	62 cm	-
SBBL-15Y3	Stück	75 cm	48 cm	63 cm	-
SBBL-15Y3A	Stück	78 cm	57 cm	69 cm	-
SBBL-15Y4	Stück	79 cm	51 cm	64 cm	-
SBBL-15Y4F	Stück	80 cm	57 cm	66 cm	-
BSBJL02	Stück	-	-	-	Maßblatt
BSBJL03	Stück	-	-	-	Gipsabdruck

Das Taillenmaß ist das wichtigste Maß und sollte als erstes Auswahlkriterium gewählt werden. Aufgrund der Materialflexibilität kann der Hüft- oder Brustumfang 2 bis 5 cm kleiner oder größer sein. Zur Bestellung einer Orthese nach Maß verwenden Sie bitte das entsprechende Maßblatt (siehe Dokumente).



Boston Soft Body Jacket - Rumpforthesenmodul

Anwendung: Zur Rumpfstabilisierung, z. B. bei spastischen Lähmungen nach Zerebralparese.

Eigenschaften / Merkmale

- Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung
- Maßanfertigung möglich
- Öffnung vorne

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Rumpfes im Sitzen, Stehen und Gehen

Artikel-/Maßtabelle Boston Soft Body Jacket - Rumpforthesenmodul

23.15.30.1000


Art.-Nr.	VE	Lordose	Hüftumfang	Taillenumfang	Umfang Proc. Xiphoideus	A.S.I.S.	Fertigungsgrundlage
7900-1	Stück 0°	71 cm	51 cm	66 cm	-	-	-
7900-1D	Stück 0°	71 cm	46 cm	58 cm	-	-	-
7900-2	Stück 0°	76 cm	61 cm	71 cm	-	-	-
7900-2D	Stück 0°	76 cm	51 cm	63 cm	-	-	-
7900-3	Stück 0°	81 cm	71 cm	76 cm	-	-	-
7900-3D	Stück 0°	81 cm	66 cm	74 cm	-	-	-
7900-4	Stück 0°	86 cm	76 cm	84 cm	-	-	-
7900-4D	Stück 0°	86 cm	58 cm	69 cm	-	-	-
7900-5	Stück 0°	91 cm	81 cm	89 cm	-	-	-
7900-5D	Stück 0°	91 cm	66 cm	76 cm	-	-	-
7900-6	Stück 0°	97 cm	86 cm	94 cm	-	-	-
7900-6D	Stück 0°	97 cm	74 cm	84 cm	-	-	-
7900-7	Stück 0°	102 cm	91 cm	99 cm	-	-	-
7900-7D	Stück 0°	102 cm	81 cm	91 cm	-	-	-
7900-8	Stück 0°	109 cm	97 cm	109 cm	-	-	-
7900-8D	Stück 0°	109 cm	84 cm	91 cm	-	-	-
7900-9	Stück 0°	114 cm	100 cm	114 cm	-	-	-
7900-9D	Stück 0°	114 cm	87 cm	94 cm	-	-	-
7900-10	Stück 0°	117 cm	104 cm	117 cm	-	-	-
7900-10D	Stück 0°	117 cm	96 cm	101 cm	-	-	-
7915-1	Stück 15°	71 cm	51 cm	66 cm	-	-	-
7915-1D	Stück 15°	71 cm	46 cm	58 cm	-	-	-
7915-2	Stück 15°	76 cm	61 cm	71 cm	-	-	-
7915-2D	Stück 15°	76 cm	51 cm	63 cm	-	-	-
7915-3	Stück 15°	81 cm	71 cm	76 cm	-	-	-
7915-3D	Stück 15°	81 cm	66 cm	74 cm	-	-	-
7915-4	Stück 15°	86 cm	76 cm	84 cm	-	-	-
7915-4D	Stück 15°	86 cm	58 cm	69 cm	-	-	-
7915-5	Stück 15°	91 cm	81 cm	89 cm	-	-	-
7915-5D	Stück 15°	91 cm	66 cm	76 cm	-	-	-
7915-6	Stück 15°	97 cm	86 cm	94 cm	-	-	-
7915-6D	Stück 15°	97 cm	74 cm	84 cm	-	-	-
7915-7	Stück 15°	102 cm	91 cm	99 cm	-	-	-
7915-7D	Stück 15°	102 cm	81 cm	91 cm	-	-	-
7915-8	Stück 15°	109 cm	97 cm	109 cm	-	-	-
7915-8D	Stück 15°	109 cm	84 cm	91 cm	-	-	-
7915-9	Stück 15°	114 cm	100 cm	114 cm	-	-	-
7915-9D	Stück 15°	114 cm	87 cm	94 cm	-	-	-
7915-10	Stück 15°	117 cm	104 cm	117 cm	-	-	-
7915-10D	Stück 15°	117 cm	96 cm	101 cm	-	-	-
7900-40.54	Stück 0°	54 cm	40 cm	49 cm	14 cm	-	-
7900-42.58	Stück 0°	58 cm	42 cm	51 cm	15 cm	-	-
7900-45.62	Stück 0°	62 cm	45 cm	54 cm	16 cm	-	-
7900-46.67	Stück 0°	67 cm	46 cm	56 cm	18 cm	-	-
7900-47.64	Stück 0°	64 cm	47 cm	56 cm	17 cm	-	-
7900-47.71	Stück 0°	71 cm	47 cm	60 cm	19 cm	-	-

Artikel-/Maßstabelle Boston Soft Body Jacket - Rumpforthesenmodul

23.15.30.1000

Art.-Nr.	VE	Lordose	Hüftumfang	Taillenumfang	Umfang Proc. Xiphoideus	A.S.I.S.	Fertigungsgrundlage
7900-48.75	Stück	0°	75 cm	48 cm	63 cm	20 cm	-
7900-51.66	Stück	0°	66 cm	51 cm	55 cm	17 cm	-
7900-51.79	Stück	0°	79 cm	51 cm	64 cm	23 cm	-
7900-52.82	Stück	0°	82 cm	52 cm	68 cm	24 cm	-
7900-54.86	Stück	0°	86 cm	54 cm	69 cm	25 cm	-
7900-55.72	Stück	0°	72 cm	55 cm	62 cm	20 cm	-
7900-56.84	Stück	0°	84 cm	56 cm	73 cm	24 cm	-
7900-57.78	Stück	0°	78 cm	57 cm	69 cm	21 cm	-
7900-57.80	Stück	0°	80 cm	57 cm	66 cm	22 cm	-
7900-58.82	Stück	0°	82 cm	58 cm	68 cm	23 cm	-
7900-58.88	Stück	0°	88 cm	58 cm	75 cm	25 cm	-
7900-60.86	Stück	0°	86 cm	60 cm	69 cm	24 cm	-
7900-60.92	Stück	0°	92 cm	60 cm	72 cm	26 cm	-
7900-62.94	Stück	0°	94 cm	62 cm	76 cm	27 cm	-
7900-63.84	Stück	0°	84 cm	63 cm	78 cm	23 cm	-
7900-63.92	Stück	0°	92 cm	63 cm	69 cm	25 cm	-
7900-64.88	Stück	0°	88 cm	64 cm	75 cm	24 cm	-
7900-66.96	Stück	0°	96 cm	66 cm	75 cm	25 cm	-
7900-68.92	Stück	0°	92 cm	68 cm	78 cm	25 cm	-
7900-68.97	Stück	0°	97 cm	68 cm	80 cm	27 cm	-
7900-69.86	Stück	0°	86 cm	69 cm	73 cm	24 cm	-
7900-70.94	Stück	0°	94 cm	70 cm	84 cm	26 cm	-
7900-72.90	Stück	0°	90 cm	72cm	83 cm	24 cm	-
7900-76.97	Stück	0°	97 cm	76 cm	88 cm	27 cm	-
7915-40.54	Stück	15°	54 cm	40 cm	49 cm	14 cm	-
7915-42.58	Stück	15°	58 cm	42 cm	51 cm	15 cm	-
7915-45.62	Stück	15°	62 cm	45 cm	54 cm	16 cm	-
7915-46.67	Stück	15°	67 cm	46 cm	56 cm	18 cm	-
7915-47.64	Stück	15°	64 cm	47 cm	56 cm	17 cm	-
7915-47.71	Stück	15°	71 cm	47 cm	60 cm	19 cm	-
7915-48.75	Stück	15°	75 cm	48 cm	63 cm	20 cm	-
7915-51.66	Stück	15°	66 cm	51 cm	55 cm	17 cm	-
7915-51.79	Stück	15°	79 cm	51 cm	64 cm	23 cm	-
7915-52.82	Stück	15°	82 cm	52 cm	68 cm	24 cm	-
7915-54.86	Stück	15°	86 cm	54 cm	69 cm	25 cm	-
7915-55.72	Stück	15°	72 cm	55 cm	62 cm	20 cm	-
7915-56.84	Stück	15°	84 cm	56 cm	73 cm	24 cm	-
7915-57.78	Stück	15°	78 cm	57 cm	69 cm	21 cm	-
7915-57.80	Stück	15°	80 cm	57 cm	66 cm	22 cm	-
7915-58.82	Stück	15°	82 cm	58 cm	68 cm	23 cm	-
7915-58.88	Stück	15°	88 cm	58 cm	75 cm	25 cm	-
7915-60.86	Stück	15°	86 cm	60 cm	69 cm	24 cm	-
7915-60.92	Stück	15°	92 cm	60 cm	72 cm	26 cm	-
7915-62.94	Stück	15°	94 cm	62 cm	76 cm	27 cm	-
7915-63.84	Stück	15°	84 cm	63 cm	78 cm	23 cm	-
7915-63.92	Stück	15°	92 cm	63 cm	69 cm	25 cm	-
7915-64.88	Stück	15°	88 cm	64 cm	75 cm	24 cm	-
7915-66.96	Stück	15°	96 cm	66 cm	75 cm	25 cm	-
7915-68.92	Stück	15°	92 cm	68 cm	78 cm	25 cm	-
7915-68.97	Stück	15°	97 cm	68 cm	80 cm	27 cm	-
7915-69.86	Stück	15°	86 cm	69 cm	73 cm	24 cm	-
7915-70.94	Stück	15°	94 cm	70 cm	84 cm	26 cm	-
7915-72.90	Stück	15°	90 cm	72cm	83 cm	24 cm	-
7915-76.97	Stück	15°	97 cm	76 cm	88 cm	27 cm	-
7915 SP	Stück	-	-	-	-	-	Maßanfertigung (Fertigungsgrundlage: Maßblatt)
7915GIPS/FS	Stück	-	-	-	-	-	Maßanfertigung (mit fest eingearbeiteten Verstärkungsstäben, Fertigungsgrundlage: Gipsnegativ)
7915GIPS/RS	Stück	-	-	-	-	-	Maßanfertigung (mit herausnehmbaren Verstärkungsstäben, Fertigungsgrundlage: Gipsnegativ)

Maßnahmen: Das Taillenmaß ist das wichtigste Maß und sollte als erstes Auswahlkriterium gewählt werden.
Aufgrund der Materialflexibilität kann der Hüft- oder Brustumfang 2 bis 5 cm kleiner oder größer sein.



Boston Overlap Brace - Rumpforthesenmodul

Anwendung: Zur postoperativen und posttraumatischen Fixierung bei verschiedenen Rückenerkrankungen.

Eigenschaften / Merkmale

- Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung
- Maßanfertigung möglich
- Öffnung vorne überlappend

Produktfunktionen

- Stabilisierung der lumbosakralen Wirbelsäulensegmente
- Entlordosierung / Extendierung der lumbosakralen Wirbelsäulensegmente

Artikel-/Maßstabelle Boston Overlap Brace - Rumpforthesenmodul

23.15.01.0003

Art.-Nr. 0° Lordose	Art.-Nr. 15° Lordose	Art.-Nr. 30° Lordose	VE	Hüftumfang	Taillenumfang	Umfang Proc. Xiphoideus	Fertigungsgrundlage
BOB 1-0	BOB 1-15	BOB 1-30	Stück	71 cm	51 cm	66 cm	-
BOB 1D-0	BOB 1D-15	BOB 1D-30	Stück	71 cm	46 cm	58 cm	-
BOB 2-0	BOB 2-15	BOB 2-30	Stück	76 cm	61 cm	71 cm	-
BOB 2D-0	BOB 2D-15	BOB 2D-30	Stück	76 cm	51 cm	63 cm	-
BOB 3-0	BOB 3-15	BOB 3-30	Stück	81 cm	71 cm	76 cm	-
BOB 3D-0	BOB 3D-15	BOB 3D-30	Stück	81 cm	66 cm	74 cm	-
BOB 4-0	BOB 4-15	BOB 4-30	Stück	86 cm	76 cm	84 cm	-
BOB 4D-0	BOB 4D-15	BOB 4D-30	Stück	86 cm	58 cm	69 cm	-
BOB 5-0	BOB 5-15	BOB 5-30	Stück	91 cm	81 cm	89 cm	-
BOB 5D-0	BOB 5D-15	BOB 5D-30	Stück	91 cm	66 cm	76 cm	-
BOB 6-0	BOB 6-15	BOB 6-30	Stück	97 cm	86 cm	94 cm	-
BOB 6D-0	BOB 6D-15	BOB 6D-30	Stück	97 cm	74 cm	84 cm	-
BOB 7-0	BOB 7-15	BOB 7-30	Stück	102 cm	91 cm	99 cm	-
BOB 7D-0	BOB 7D-15	BOB 7D-30	Stück	102 cm	81 cm	91 cm	-
BOB 8-0	BOB 8-15	BOB 8-30	Stück	109 cm	97 cm	109 cm	-
BOB 8D-0	BOB 8D-15	BOB 8D-30	Stück	109 cm	84 cm	91 cm	-
BOB 9-0	BOB 9-15	BOB 9-30	Stück	114 cm	100 cm	114 cm	-
BOB 9D-0	BOB 9D-15	BOB 9D-30	Stück	114 cm	87 cm	94 cm	-
BOB 10-0	BOB 10-15	BOB 10-30	Stück	117 cm	104 cm	117 cm	-
BOB 10D-0	BOB 10D-15	BOB 10D-30	Stück	117 cm	96 cm	101 cm	-
BOB GIPS	-	-	Stück	-	-	-	Maßanfertigung (Fertigungsgrundlage Gipsnegativ).

Das Taillenmaß ist das wichtigste Maß und sollte als erstes Auswahlkriterium gewählt werden.
Aufgrund der Materialflexibilität kann der Hüft- oder Brustumfang 2 bis 5 cm kleiner oder größer sein.



Boston Original Brace - Rumpforthesenmodul

Anwendung: Zur Behandlung von Skoliosen bis zu einem Niveau von Thoracal 8.

Eigenschaften / Merkmale

- Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung
- Öffnung hinten
- Farbe: Weiß

Produktfunktionen

- Korrektur einer Wirbelsäulen-Fehlstellung
- Begrenzung des Bewegungsumfangs

Artikel-/Maßtabelle Boston Original Brace - Rumpforthesenmodul

23.15.31.1000

Art.-Nr. Lordose 0°	Art.-Nr. Lordose 15°	VE	Hüftumfang	Taillenumfang	Umfang Proc. Xiphoideus	A.S.I.S.
8100-40.54	8115-40.54	Stück	54 cm	40 cm	49 cm	14 cm
8100-42.58	8115-42.58	Stück	58 cm	42 cm	51 cm	15 cm
8100-45.62	8115-45.62	Stück	62 cm	45 cm	54 cm	16 cm
8100-46.67	8115-46.67	Stück	67 cm	46 cm	56 cm	18 cm
8100-47.64	8115-47.64	Stück	64 cm	47 cm	56 cm	17 cm
8100-47.71	8115-47.71	Stück	71 cm	47 cm	60 cm	19 cm
8100-48.75	8115-48.75	Stück	75 cm	48 cm	63 cm	20 cm
8100-51.66	8115-51.66	Stück	66 cm	51 cm	55 cm	17 cm
8100-51.79	8115-51.79	Stück	79 cm	51 cm	64 cm	23 cm
8100-52.82	8115-52.82	Stück	82 cm	52 cm	68 cm	24 cm
8100-54.86	8115-54.86	Stück	86 cm	54 cm	69 cm	25 cm
8100-55.72	8115-55.72	Stück	72 cm	55 cm	62 cm	20 cm
8100-56.84	8115-56.84	Stück	84 cm	56 cm	73 cm	24 cm
8100-57.78	8115-57.78	Stück	78 cm	57 cm	69 cm	21 cm
8100-57.80	8115-57.80	Stück	80 cm	57 cm	66 cm	22 cm
8100-58.82	8115-58.82	Stück	82 cm	58 cm	68 cm	23 cm
8100-58.88	8115-58.88	Stück	88 cm	58 cm	75 cm	25 cm
8100-60.86	8115-60.86	Stück	86 cm	60 cm	69 cm	24 cm
8100-60.92	8115-60.92	Stück	92 cm	60 cm	72 cm	26 cm
8100-62.94	8115-62.94	Stück	94 cm	62 cm	76 cm	27 cm
8100-63.84	8115-63.84	Stück	84 cm	63 cm	78 cm	23 cm
8100-63.92	8115-63.92	Stück	92 cm	63 cm	69 cm	25 cm
8100-64.88	8115-64.88	Stück	88 cm	64 cm	75 cm	24 cm
8100-66.96	8115-66.96	Stück	96 cm	66 cm	75 cm	25 cm
8100-68.92	8115-68.92	Stück	92 cm	68 cm	78 cm	25 cm
8100-68.97	8115-68.97	Stück	97 cm	68 cm	80 cm	27 cm
8100-69.86	8115-69.86	Stück	86 cm	69 cm	73 cm	24 cm
8100-70.94	8115-70.94	Stück	94 cm	70 cm	84 cm	26 cm
8100-72.90	8115-72.90	Stück	90 cm	72cm	83 cm	24 cm
8100-76.97	8115-76.97	Stück	97 cm	76 cm	88 cm	27 cm

Art.-Nr.	VE	Hüftumfang	Umfang Proc. Xiphoideus	A.S.I.S.
BOSTON SPEC.	Stück	-	-	-
COS-BB	Stück	-	-	-

Zur Bestellung einer Orthese nach Maß verwenden Sie bitte das entsprechende Maßblatt (siehe Dokumente).



Boston Scoliosis Night Brace

Anwendung: Zur Behandlung von progredienten Skoliosen zwischen 20° und 35°.

Eigenschaften / Merkmale

- Polsterüberstand verhindert Kantendruck
- Herausnehmbares Polster
- Gute Reinigung der Einzelteile

Produktfunktionen

- Korrektur der Wirbelsäule

Artikel-/Maßtabelle Boston Scoliosis Night Brace

23.15.31.1000

Art.-Nr.	VE
COS-NIGHT	Stück

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das vorliegende Maßblatt. Lieferzeit: ca. 3-4 Wochen.



The Boston T - Korsetthemd

Anwendung: Zur Schweißabsorption und Vermeidung von Hautirritationen/Druckstellen beim Tragen von Rumpforthesen.

Eigenschaften / Merkmale

- Kurzarm-T-Shirt
- Rollkragen
- Sehr dehnbar

Produktfunktionen

- Vermeidung von Hautirritationen und Druckstellen beim Tragen von Rumpforthesen

Artikel-/Maßtabelle The Boston T - Korsetthemd (T-Shirt, Rund-Ausschnitt)

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite	Umfang	Material	PZN
10-S	Stück	small	48 cm	15 cm	40 - 61 cm	Coolmax	09639241
10M	Stück	medium	53 cm	20 cm	61 - 81 cm	Coolmax	09639258
10-L	Stück	large	71 cm	25 cm	81 - 102 cm	Coolmax	09639264
10-XL	Stück	XL lang	71 cm	30 cm	102 - 122 cm	Coolmax	09639270

Der Umfang in der Tabelle gibt den Umfangsbereich am Patienten an, in dem eine Versorgung möglich ist.



Max - Rückenstützbandagen

Anwendung: Zur konservativen und postoperativen Stabilisierung im lumbosakralen Bereich.

Eigenschaften / Merkmale

- 2 Elastische im Rücken gekreuzte Bänder
- 4 plastifizierte Stahlstäbe im Rückenteil (2 Stück herausnehmbar)

Produktfunktionen

- Vermeidung/Reduzierung von Fehlstellungen
- Reduzierung der Bewegung

Artikel-/Maßtabelle Max - Rückenstützbandagen

Art.-Nr. Dorsalhöhe 28	Art.-Nr. Dorsalhöhe 33	VE	Frontalhöhe	Hüftumfang
6032G-XS	6033G-XS	Stück	20 cm	70 - 85 cm
6032G-S	6033G-S	Stück	20 cm	80 - 95 cm
6032G-M	6033G-M	Stück	20 cm	90 - 105 cm
6032G-L	6033G-L	Stück	20 cm	100 - 115 cm
6032G-XL	6033G-XL	Stück	20 cm	110 - 125 cm
6032G-XXL	6033G-XXL	Stück	20 cm	120 - 135 cm



Camp-XXI - LS-Rückenstützbandagen

Anwendung: Die Camp-XXI-LS-Rückenstützbandagen bieten optimale Unterstützung im lumbosakralen Bereich. Die Rückenstützbandagen können optimal an alle Körperformen angepasst werden.

Eigenschaften / Merkmale

- Ein-Zug-Camp-Schnürung mit vorderen Klettverschlüssen
- Material: Baumwolle, Viskose-Elasto-Polymer-Garn

Artikel-/Maßtabelle Camp-XXI - LS-Rückenstützbandagen

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Hüftumfang
432-S	Stück	small	20 cm	27 cm	80 - _95 cm
432-M	Stück	medium	20 cm	27 cm	90 - 105 cm
432-L	Stück	large	20 cm	27 cm	100 - 115 cm
432-XL	Stück	X-large	20 cm	27 cm	110 - 125 cm
433-S	Stück	small	25 cm	32 cm	80 - _95 cm
433-M	Stück	medium	25 cm	32 cm	90 - 105 cm
433-L	Stück	large	25 cm	32 cm	100 - 115 cm
433-XL	Stück	X-large	25 cm	32 cm	110 - 125 cm
434-S	Stück	small	31 cm	32 cm	80 - _95 cm
434-M	Stück	medium	31 cm	32 cm	90 - 105 cm
434-L	Stück	large	31 cm	32 cm	100 - 115 cm
434-XL	Stück	X-large	31 cm	32 cm	110 - 125 cm



Reklinationsorthese

Anwendung: Zur Stabilisierung der Brust- und Lendenwirbelsäule.

Eigenschaften / Merkmale

- Reklinierende Schulterzüge
- Paravertebral positionierter Aluminiumrahmen mit Beckenband
- 6 vordere Klettverschlüsse

Produktfunktionen

- Endlordosierung der LWS
- Reklination in Sagittalebene

Artikel-/Maßstabelle Reklinationsorthese

23.15.04.2003

Art.-Nr.	VE	Größe	Frontalhöhe	Dorsalhöhe	Beckenumfang
8166N-S	Stück	small	25 cm	42,5 cm	75 - 84 cm
8166N-M	Stück	medium	26 cm	45,0 cm	85 - 94 cm
8166N-L	Stück	large	27 cm	47,5 cm	95 - 104 cm
8166N-XL	Stück	X-large	28 cm	52,5 cm	105 - 114 cm

OBERE EXTREMITÄT





CMCcare - Daumenorthese

Anwendung: Zur Stabilisierung und Positionierung des Daumensattelgelenks in Funktionsstellung.

Eigenschaften / Merkmale

- Variable Daumenstellung durch änderbare Zugrichtung
- Anatomisch geformt
- Zusätzliches Klett-/Flaschband

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattelgelenks
- Positionierung des Daumens in Funktionsstellung

Artikel-/Maßstabelle CMCcare - Daumenorthese

23.07.01.1049

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Handumfang	PZN	Maßnahmen
8712R-S	Stück	small	rechts	16,0 - 19,5 cm	12467677	
8712R-M	Stück	medium	rechts	19,5 - 22,5 cm	12467683	
8712R-L	Stück	large	rechts	22,5 - 26,0 cm	12467708	
8712L-S	Stück	small	links	16,0 - 19,5 cm	12467714	
8712L-M	Stück	medium	links	19,5 - 22,5 cm	12467720	
8712L-L	Stück	large	links	22,5 - 26,0 cm	12467737	

Maßnahmen: Messen Sie den Umfang (ohne Daumen) zirkulär um die Handmitte.



Selection Thumb - Daumenorthese (für Kinder)

Anwendung: Konservativ oder postoperativ zur Immobilisierung des Daumensattelgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Polyester, Nylon, Elasthan
- Farbe: Schwarzpetrol

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattelgelenks
- Verhinderung einer Fehlstellung
- Schmerzreduktion

Artikel-/Maßstabelle Selection Thumb - Daumenorthese (für Kinder)

Artikelnummer		VE	Größe	Länge	Handgelenk-umfang	Handgelenk-umfang	Maßnahmen
Links	Rechts						
35300L-XXS	35300R-XXS	Stück	XX-small	11 cm	8 - 11 cm	8 - 11 cm	
35300L-XS	35300R-XS	Stück	X-small	13,5 cm	8 - 11 cm	8 - 11 cm	
35300L-S	35300R-S	Stück	small	14,5 cm	10 - 12 cm	10 - 12 cm	
35300L-M	35300R-M	Stück	medium	17 cm	12 - 14 cm	12 - 14 cm	
35300L-L	35300R-L	Stück	large	17,5 cm	14 - 16 cm	14 - 16 cm	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



Selection **Thumb** - Daumenorthese

Anwendung: Zur Immobilisierung des Daumensattelgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- 2 Ausführungen: Soft und Rigid
- Farben: Schwarz und Beige
- Material: Polyester, Lycra, Nylon, Spandex

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattelgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Verhinderung einer Fehlstellung

Artikel-/Maßstabelle Selection Thumb - Daumenorthesen

Art.-Nr.		VE	Größe	Handgelenkumfang	Ausführung	Maßnehmen
Links	Rechts					
35200L-S	35200R-S	Stück	small	13 - 15 cm	Soft	
35200L-M	35200R-M	Stück	medium	15 - 17 cm	Soft	
35200L-L	35200R-L	Stück	large	17 - 20 cm	Soft	
35201L-S	35201R-S	Stück	small	13 - 15 cm	Soft	
35201L-M	35201R-M	Stück	medium	15 - 17 cm	Soft	
35201L-L	35201R-L	Stück	large	17 - 20 cm	Soft	
35202L-S	35202R-S	Stück	small	13 - 15 cm	Rigid	
35202L-M	35202R-M	Stück	medium	15 - 17 cm	Rigid	
35202L-L	35202R-L	Stück	large	17 - 20 cm	Rigid	
35203L-S	35203R-S	Stück	small	13 - 15 cm	Rigid	
35203L-M	35203R-M	Stück	medium	15 - 17 cm	Rigid	
35203L-L	35203R-L	Stück	large	17 - 20 cm	Rigid	

Maßnehmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



Airmed - Daumenorthese

Anwendung: Konservativ oder postoperativ zur Immobilisierung des Daumensattelgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Bilaterale anatomische Verstärkungsstäbe
- Farben: Schwarzgrau und Beige
- Klettverschluss mit Umlenkschlaufe

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattelgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Verhinderung einer Fehlstellung

Artikel-/Maßstabelle Airmed - Daumenorthese

Art.-Nr.	VE	Farbe	Größe	Seite	Handgelenkumfang	PZN	Maßnehmen
AM202-S	Stück	Beige	small	Universal	14 - 18 cm	14049062	
AM202-L	Stück	Beige	large	Universal	18 - 22 cm	14049056	
AM202G-S	Stück	Grau	small	Universal	14 - 18 cm	14049027	
AM202G-L	Stück	Grau	large	Universal	18 - 22 cm	14049010	

Maßnehmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



TeePee - Daumenorthese

Anwendung: Die Daumenorthese stabilisiert und schränkt den Bewegungsumfang des Daumens ein. Die Beweglichkeit des Handgelenks wird dabei nicht beeinträchtigt.

Eigenschaften / Merkmale

- 3 integrierte anformbare Metallverstärkungen
- Per Klettverschluss verschließbar
- Für links und rechts geeignet

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattelgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Verhinderung einer Fehlstellung

Artikel-/Maßstabelle Tee Pee - Daumenorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Abstand vom Handgelenk zum Daumengelenk
8240-XS	Stück	X-small	< 9 cm
8240-S	Stück	small	9 - 11 cm
8240-M	Stück	medium	11 - 12 cm
8240-L	Stück	large	12 - 13 cm
8240-XL	Stück	X-large	> 13 cm



S.O.T - Daumenorthese

Anwendung: Zur Begrenzung der Bewegungen im CMC-1-Gelenk.

Eigenschaften / Merkmale

- Das Material passt sich nahtlos an und macht die Orthese zur idealen Alternative zur maßgefertigte Orthese

Produktfunktionen

- Positionierung des Daumens in einer funktionellen Position unter Beibehaltung der Greiffunktion

Artikel-/Maßstabelle S.O.T. - Daumenorthese

Art.-Nr. Seite rechts	Art.-Nr. Seite links	VE	Größe	Handbreite	Abstand vom Handgelenk zum Daumengelenk
28720R-S	28720L-S	Stück	small	< 75 mm	< 185 mm
28720R-M	28720L-M	Stück	medium	< 85 mm	< 200 mm
28720R-L	28720L-L	Stück	large	< 90 mm	< 210 mm

Das Verhältnis zwischen der MCP-Breite und der Handlänge kann variieren. Verwenden Sie diese Maßstabelle nur als Richtlinie.



Suede - Daumenorthese

Anwendung: Die Daumenorthese wird sowohl zur konservativen als auch zur postoperativen Behandlung eingesetzt und dient der Immobilisierung des Daumensattelgelenks und des Daumengrundgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Universale Größe
- Optimale Luftzirkulation
- Einstellbares Daumenband
- Farbe: Schwarz

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattel- und Daumengrundgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Vorbeugung von Fehlstellungen

Artikel-/Maßtabelle Suede-Daumenorthese

Art.-Nr.	VE	Seite	Länge
223180	Stück	Universal	19 cm
223190	Stück	Universal	23 cm



Rhizocare - Daumenorthese (mit Gelenkband)

Anwendung: Die Daumenorthese wird sowohl zur konservativen als auch zur postoperativen Behandlung eingesetzt und dient der Immobilisierung des Daumensattelgelenks und Daumengrundgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformt
- Integrierter Aluminiumstab (herausnehmbar)
- Einstellbares Daumenband

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Daumensattel- und Daumengrundgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Verhinderung einer Fehlstellung

Artikel-/Maßtabelle Rhizocare - Daumenorthese mit Gelenkband

23.07.01.1039 - 32320-022

Art.-Nr. Seite rechts	PZN rechts	Art.-Nr. Seite links	PZN links	VE	Größe	Länge	Handgelenk- umfang	Maßnahmen
8711R-S	10839488	8711L-S	10839525	Stück	small	16,5 cm	12 - 15 cm	
8711R-M	10839494	8711L-M	10839531	Stück	medium	16,5 cm	15 - 17 cm	
8711R-L	10839502	8711L-L	10839548	Stück	large	16,5 cm	17 - 19 cm	
8711R-XL	10839519	8711L-XL	10839554	Stück	X-large	16,5 cm	19 - 21 cm	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangsärkster Stelle des Handgelenks.



Vission - Fingerorthese

Anwendung: Konservativ oder postoperativ zur Immobilisierung des Fingers einschließlich des Handgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- In Ruheposition geformt (nachformbar)
- Integrierte Verstärkungsschiene
- Integriertes Polster

Produktfunktionen

- Hält Handgelenk und Fingergelenke in Ruheposition
- Unterstützt die Thenar-Muskulatur

Artikel-/Maßtabelle Vission-Fingerorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Handgelenkumfang	PZN	Maßnehmen
46020-S	Stück	small	Universal	< 16 cm	14048683	
46020-M	Stück	medium	Universal	16 - 19 cm	14048677	
46020-L	Stück	large	Universal	> 19 cm	14048660	

Maßnehmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



Vission Multi - Fingerorthese

Anwendung: Zur Immobilisierung der Finger einschließlich des Handgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- In Ruheposition geformt (nachformbar)
- Integrierte Verstärkungsschiene
- Farbe: Schwarz

Produktfunktionen

- Hält Handgelenk und Fingergelenke in Ruheposition
- Erhält oder erhöht die Dehnung der langen Flexoren

Artikel-/Maßtabelle Vission Multi - Fingerorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Handgelenkumfang
46021L-S	Stück	small	links	< 16 cm
46021L-M	Stück	medium	links	16 - 19 cm
46021L-L	Stück	large	links	> 19 cm
46021R-S	Stück	small	rechts	< 16 cm
46021R-M	Stück	medium	rechts	16 - 19 cm
46021R-L	Stück	large	rechts	> 19 cm



MyPRIM Kids - Handgelenkorthese (Wickelmodell)

Anwendung: Die flexible und gepolsterte MyPRIM Kids-Handgelenkorthese legt sich ganz natürlich um Daumen und Handgelenk. Die Orthese übt Kompression auf das CMC-I-Gelenk aus.

Eigenschaften / Merkmale

- Nahtlos gefertigt nach modernster Technologie
- Links und rechts tragbar
- Farbe: Grau/Limette

Produktfunktionen

- Kompression auf das Trapeziometakarpalgelenk (Karpometakarpalgelenke (CMC))

Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Handgelenkorthese (Wickelmodell)

Art.-Nr.	VE	Seite	Handgelenkumfang	PZN	Maßnahmen
MPK100-1	Stück	Universal	10 - 12 cm	17879634	
MPK100-2	Stück	Universal	12 - 15 cm	17879640	



MyPRIM Kids - Immobilisierende Handgelenkorthese

Anwendung: Die MyPRIM Kids-Handgelenkorthese ohne Daumen ist Teil der MyPRIM-Produktlinie zur pädiatrischen Rehabilitation und wurde speziell für Kinder im Alter zwischen 2 und 12 Jahren entwickelt.

Eigenschaften / Merkmale

- Nahtlos gefertigt nach modernster Technologie
- Freie Daumenbewegung
- Palmar- und dorsale Schienen

Produktfunktionen

- Ruhigstellung des Handgelenks

Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Immobilisierende Handgelenkorthese

Art.-Nr.	VE	Seite	Handgelenkumfang	PZN	Maßnahmen
MPK101L-1	Stück	links	10 - 12 cm	17879539	
MPK101L-2	Stück	links	12 - 15 cm	17879551	
MPK101R-1	Stück	rechts	10 - 12 cm	17879568	
MPK101R-2	Stück	rechts	12 - 15 cm	17879574	



MyPRIM Kids - Daumen-Immobilisator (für immobilis. Handgelenkorthese)

Anwendung: Der MyPRIM Kids-Daumen-Immobilisator ist für die Verwendung mit der immobilisierenden Handgelenkorthese (MPK101) von MyPRIM Kids vorgesehen.

Eigenschaften / Merkmale

- Nahtlos gefertigt nach modernster Technologie
- Links und rechts tragbar
- Material: atmungsaktiv, latexfrei

Produktfunktionen

- Ruhigstellung des Daumens

Artikel-/Maßtabelle – MyPRIM Kids-Daumen-Immobilisator

Art.-Nr.	VE	Seite	Größe	PZN
MPK102	Stück	Universal	Universal	17879580



Selection Ulnar Deviation - Orthese

Anwendung: Zur Verbesserung der Finger-Ausrichtung der Handfunktion und des funktionellen Griffs.

Eigenschaften / Merkmale

- Flaches Design
- Passt sich der Form und Kontur der Hand an
- Atmungsaktives Gewebe

Produktfunktionen

- Vermeidung von Fehlstellungen

Artikel-/Maßtabelle Selection Ulnar Deviation - Orthese

Art.-Nr.	VE	Seite	Umfang MCP 2 - 5
35218L-XS	Stück	links	14 - 17 cm
35218L-S	Stück	links	17 - 20 cm
35218L-M	Stück	links	20 - 23 cm
35218L-L	Stück	links	23 - 27 cm
35218R-XS	Stück	rechts	14 - 17 cm
35218R-S	Stück	rechts	17 - 20 cm
35218R-M	Stück	rechts	20 - 23 cm
35218R-L	Stück	rechts	23 - 27 cm



Selection **Wrist** - Handgelenkorthese (für Kinder)

Anwendung: Diese Handgelenkorthese ist einem „Handschuh“ nachempfunden und verfügt über zwei Befestigungslaschen an der Schnürung um die ulnare Seite des Handgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformt
- Einstellbares Daumenband
- Ein-Zug-Schnürung für einfaches An- und Ablegen

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Handgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Verhinderung einer Fehlstellung

Artikel-/Maßstabelle Selection Wrist - Handgelenkorthese (für Kinder)

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Länge	Handgelenk- umfang	PZN	Maßnahmen
35305L-S	Stück	small	links	14,5 cm	10 - 12 cm	10839637	
35305L-M	Stück	medium	links	17 cm	12 - 14 cm	10839643	
35305L-L	Stück	large	links	17,5 cm	14 - 16 cm	10839666	
35305R-S	Stück	small	rechts	14,5 cm	10 - 12 cm	10839672	
35305R-M	Stück	medium	rechts	17 cm	12 - 14 cm	10839689	
35305R-L	Stück	large	rechts	17,5 cm	14 - 16 cm	10839695	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



Selection **Wrist Soft** - Handgelenkorthese (ohne Daumen)

Anwendung: Zur Unterstützung und Entlastung des Handgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Palmar mit integriertem vorgeformten Löffel
- Dorsal mit einem Kunststoffballen versehen

Produktfunktionen

- Reduzierung des Gelenk-Bewegungsumfangs
- Vermeidung von Fehlstellungen

Artikel-/Maßstabelle Selection Wrist Soft - Handgelenkorthese ohne Daumen

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Handgelenkumfang	Maßnahmen
35204L-S	Stück	small	links	11 - 14 cm	
35204L-M	Stück	medium	links	14 - 17 cm	
35204L-L	Stück	large	links	17 - 20 cm	
35204L-XL	Stück	X-large	links	20 - 23 cm	
35204R-S	Stück	small	rechts	11 - 14 cm	
35204R-M	Stück	medium	rechts	14 - 17 cm	
35204R-L	Stück	large	rechts	17 - 20 cm	
35204R-XL	Stück	X-large	rechts	20 - 23 cm	



Selection Wrist Rigid - Handgelenkorthese (mit Daumen)

Anwendung: Zur Unterstützung und Entlastung des Handgelenks und Immobilisierung des Daumensattelgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Dorsal mit einem Kunststoffballen versehen
- Verstellbare Schnürung an der Ulnarseite

Produktfunktionen

- Immobilisierung des Hand-, Daumensattel- und Daumengrundgelenks
- Verhinderung einer Fehlstellung

Artikel-/Maßstabelle Selection Wrist Rigid - Handgelenkorthese mit Daumen

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Handgelenkumfang	Maßnahmen
35206L-S	Stück	small	links	11 - 14 cm	
35206L-M	Stück	medium	links	14 - 17 cm	
35206L-L	Stück	large	links	17 - 20 cm	
35206L-XL	Stück	X-large	links	20 - 23 cm	
35206R-S	Stück	small	rechts	11 - 14 cm	
35206R-M	Stück	medium	rechts	14 - 17 cm	
35206R-L	Stück	large	rechts	17 - 20 cm	
35206R-XL	Stück	X-large	rechts	20 - 23 cm	



Airmed - Handgelenkorthese

Anwendung: Konservativ oder postoperativ zur Stabilisierung des schmerzenden Handgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Teilweise perforiert für optimale Belüftung
- Verstärkungsstäbe an Ober- und Unterseite

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Handgelenks
- Reduzierung der Gelenkbewegung
- Verhinderung einer Fehlstellung

Artikel-/Maßstabelle Airmed - Handgelenkorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Länge	Handgelenkumfang	PZN	Maßnahmen
AM204GL-S	Stück	small	links	21 cm	14 - 18 cm	14048973	
AM204GL-L	Stück	large	links	21 cm	18 - 22 cm	14048967	
AM204GR-S	Stück	small	rechts	21 cm	14 - 18 cm	14049004	
AM204GR-L	Stück	large	rechts	21 cm	18 - 22 cm	14048996	

Maßnahmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



Ryno Lacer 2.0 - Handgelenkorthese (mit Daumen)

Anwendung: Konservativ oder postoperativ zur Immobilisierung des Handgelenks, Daumensattelgelenks und Daumengrundgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformt
- Einzigartige Ein-Zug-Schnürung ermöglicht einfaches An- und Ablegen

Produktfunktionen

- Immobilisierung des Hand-, Daumensattel- und Daumengrundgelenks
- Verhinderung einer Fehlstellung

Artikel-/Maßstabelle Ryno Lacer 2.0-Handgelenkorthese (mit Daumen)

23.07.02.2025

Art.-Nr.		Art.-Nr.		VE	Größe	Länge	Handgelenk- umfang	Maßnahmen
rechts	PZN	links	PZN					
82397.2R-XS	14048542	82397.2L-XS	14048482	Stück	X-small	19 cm	12 - 14 cm	
82397.2R-S	14048513	82397.2L-S	14048453	Stück	small	19 cm	14 - 16 cm	
82397.2R-M	14048507	82397.2L-M	14048447	Stück	medium	19 cm	16 - 18 cm	
82397.2R-L	14048499	82397.2L-L	14048430	Stück	large	19 cm	18 - 20 cm	
82397.2R-XL	14048536	82397.2L-XL	14048476	Stück	X-large	19 cm	20 - 22 cm	
82377R-XS	09108638	-	-	Stück	X-small	19 cm	12 - 14 cm	
-	-	82377L-XL	09108733	Stück	X-large	19 cm	20 - 22 cm	
82398.2R-XS	14048648	82398.2L-XS	14048594	Stück	X-small	22,5 cm	12 - 14 cm	
82398.2R-S	14048625	82398.2L-S	14048571	Stück	small	22,5 cm	14 - 16 cm	
82398.2R-M	14048619	82398.2L-M	14048565	Stück	medium	22,5 cm	16 - 18 cm	
82398.2R-L	14048602	82398.2L-L	14048559	Stück	large	22,5 cm	18 - 20 cm	
82398.2R-XL	14048631	82398.2L-XL	14048588	Stück	X-large	22,5 cm	20 - 22 cm	
82378R-XS	01053926	82378L-XS	01053903	Stück	X-small	22,5 cm	12 - 14 cm	
82378R-L	03388387	-	-	Stück	large	22,5 cm	18 - 20 cm	
82378R-XL	03388393	82378L-XL	03388430	Stück	X-large	22,5 cm	20 - 22 cm	



Maßnahmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



Wrist Lacer 2.0 - Handgelenkorthese (ohne Daumen)

Anwendung: Konservativ oder postoperativ zur Immobilisierung des schmerzenden Handgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Optimale Luftzirkulation
- Einstellbares Daumenband
- Anatomisch geformt

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Handgelenks
- Immobilisierung des Handgelenks
- Verhinderung einer Fehlstellung

Artikel-/Maßstabelle Wrist Lacer 2.0 - Handgelenkorthese (ohne Daumen)

23.07.02.0006

Art.-Nr.		Art.-Nr.		VE	Größe	Länge	Handgelenk- umfang	Maßnahmen
rechts	PZN	links	PZN					
8239.2R-XXS	14048312	8239.2L-XXS	14048246	Stück	XX-small	20,5 cm	< 12 cm	
8239.2R-XS	14048298	8239.2L-XS	14048217	Stück	X-small	20,5 cm	12 - 14 cm	
8239.2R-S	14048275	8239.2L-M	14048186	Stück	small	20,5 cm	14 - 16 cm	
8239.2R-M	14048269	8239.2L-S	14048192	Stück	medium	20,5 cm	16 - 18 cm	
8239.2R-L	14048252	8239.2L-L	14048163	Stück	large	20,5 cm	18 - 20 cm	
8239.2R-XL	14048281	8239.2L-XL	14048200	Stück	X-large	20,5 cm	20 - 22 cm	
8239.2R-XXL	14048306	8239.2L-XXL	14048223	Stück	XX-large	20,5 cm	22 - 25 cm	
82395.2R-M	14048387	82395.2L-M	14048335	Stück	medium	26,5 cm	16 - 18 cm	
82395.2R-L	14048370	82395.2L-L	14048329	Stück	large	26,5 cm	18 - 20 cm	
82395.2R-XL	14048424	82395.2L-XL	14048358	Stück	X-large	26,5 cm	20 - 22 cm	



Maßnahmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



Tripod Lacer II - Handgelenkorthese

Anwendung: Konservativ oder postoperativ zur Immobilisierung des schmerzenden Handgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformt
- Optimale Luftzirkulation
- Verstellbarer Daumenriemen

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Handgelenks
- Immobilisierung des Handgelenks
- Verhinderung einer Fehlstellung

Artikel-/Maßtabelle Tripod Lacer II | Handgelenkorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Länge	Handgelenkumfang
224001	Stück	X-small	Links	20 cm	12 - 14 cm
224001	Stück	Small	Links	20 cm	14 - 16 cm
224001	Stück	Medium	Links	20 cm	16 - 18 cm
224001	Stück	Large	Links	20 cm	18 - 20 cm
224001	Stück	X-large	Links	20 cm	20 - 22 cm
224001	Stück	X-small	Rechts	20 cm	12 - 14 cm
224001	Stück	Small	Rechts	20 cm	14 - 16 cm
224001	Stück	Medium	Rechts	20 cm	16 - 18 cm
224001	Stück	Large	Rechts	20 cm	18 - 20 cm
224001	Stück	X-large	Rechts	20 cm	20 - 22 cm

Maßnehmen: Zirkulär an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks.



934 - Functional Hand Orthosis

Anwendung: Die passive Hand-/Handgelenkorthese ist für die Behandlung von mittelschweren Kontrakturen des Handgelenks, der Hand und der Finger konzipiert.

Eigenschaften / Merkmale

- Daumenkorrektur einstellbar
- Als Nachtschiene verwendbar
- Inklusive Ersatzbezug

Produktfunktionen

- Optimale Gelenkausrichtung und Ruhigstellung des Handgelenks

Artikel-/Maßtabelle Functional Hand Orthosis | 934

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Umfang MCP 2 - 5
934L-S	Stück	small	links	5,5 cm - 7,0 cm
934L-M	Stück	medium	links	7,0 - 8,5 cm
934L-L	Stück	large	links	8,5 - 10,5 cm
934R-S	Stück	small	rechts	5,5 cm - 7,0 cm
934R-M	Stück	medium	rechts	7,0 - 8,5 cm
934R-L	Stück	large	rechts	8,5 - 10,5 cm



935 - Positional Hand Orthosis

Anwendung: Die passive Hand-/Handgelenkorthese ist für die Behandlung von mittelschweren Kontrakturen des Handgelenks, der Hand und der Finger konzipiert.

Eigenschaften / Merkmale

- Integrierte Handballenauflage
- Als Nachtschiene verwendbar
- Inklusive Ersatzbezug

Produktfunktionen

- Ermöglicht die Korrektur einer Kubitalabweichung

Artikel-/Maßstabelle Positional Hand Orthosis | 935

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Umfang MCP 2 - 5
935L-S	Stück	small	links	5,5 - 7,0 cm
935L-M	Stück	medium	links	7,0 - 8,5 cm
935L-L	Stück	large	links	8,5 - 10,5 cm
935R-S	Stück	small	rechts	5,5 - 7,0 cm
935R-M	Stück	medium	rechts	7,0 - 8,5 cm
935R-L	Stück	large	rechts	8,5 - 10,5 cm



Halbzirkuläre - Handgelenkorthese

Anwendung: Konservativ oder postoperativ zur Unterstützung des schmerzenden Handgelenks einschließlich der Daumen und Finger.

Eigenschaften / Merkmale

- 3 dorsal angebrachte gepolsterte Klettverschlüsse

Produktfunktionen

- Ruhigstellung der Hand

Artikel-/Maßstabelle Halbzirkuläre Handgelenkorthese

23.07.02.3008

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Handbreite	PZN	Maßnahmen
8709R-S	Stück	small	rechts	7 - 8 cm	9114828	
8709R-M	Stück	medium	rechts	8 - 9 cm	9114840	
8709R-L	Stück	large	rechts	9 - 10 cm	9114863	
8709L-S	Stück	small	links	7 - 8 cm	9114834	
8709L-M	Stück	medium	links	8 - 9 cm	9114857	
8709L-L	Stück	large	links	9 - 10 cm	9114886	

Maßnahmen: Zirkulär an breiter Stelle der Hand.



S.O.T - Handlagerungsschlinge

Anwendung: Bei Hand-Fehlstellungen - u.a. bedingt durch eine schlaffe Lähmung - zur Positionierung des Handgelenks in Neutralstellung.

Eigenschaften / Merkmale


- Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung
- Keine Begrenzung des Körpergewichts

Produktfunktionen

- Hält Handgelenk, Daumen und Finger in einer Ruheposition
- Bietet Unterstützung für die Thenar-Muskulatur

Artikel-/Maßtabelle S.O.T - Handlagerungsschlinge

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Länge Handgelenk bis Ende der Finger	Handbreite	PZN	Maßnehmen
28710R-XXXS	Stück	XXX-small	rechts	< 120 mm	< 55 mm	15861972	
28710R-XXS	Stück	XX-small	rechts	< 140 mm	< 66 mm	15861989	
28710R-XS	Stück	X-small	rechts	< 160 mm	< 75 mm	15861995	
28710R-S	Stück	small	rechts	< 185 mm	< 75 mm	14048789	
28710R-M	Stück	medium	rechts	< 200 mm	70 - 85 mm	14048772	
28710R-L	Stück	large	rechts	< 210 mm	80 - 90 mm	14048766	
28710L-XXXS	Stück	XXX-small	links	< 120 mm	< 55 mm	15861937	
28710L-XXS	Stück	XX-small	links	< 140 mm	< 66 mm	15861943	
28710L-XS	Stück	X-small	links	< 160 mm	< 75 mm	15861966	
28710L-S	Stück	small	links	< 185 mm	< 75 mm	14048743	
28710L-M	Stück	medium	links	< 200 mm	70 - 85 mm	14048737	
28710L-L	Stück	large	links	< 210 mm	80 - 90 mm	14048720	



Mottio - Epicondylitisorthese

Anwendung: Bei Tennis-/Golferellenbogen zur Komprimierung der Unterarmmuskulatur und mechanischen Zugentlastung der Sehnenansätze am Epikondylus.

Eigenschaften / Merkmale

- Beidseits tragbar
- Anatomisch geformt
- Einfaches An-/Ablegen durch Klettverschluss

Produktfunktionen

- Kompression der Unterarmmuskulatur

Artikel-/Maßtabelle Mottio - Epicondylitisorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	PZN
T29	Stück	Universal	Universal	14048714



Cubital Tunnel - Ellenbogenorthese

Anwendung: Konservativ zur Ruhigstellung des Ellenbogens in Neutralposition.

Eigenschaften / Merkmale

- Integrierte Klettverschlüsse
- Anpassbare, gepolsterte Aluminiumschiene
- Ventrale Führung

Produktfunktionen

- Ruhigstellung des Ellenbogengelenks

Artikel-/Maßtabelle Cubital tunnel - Ellenbogenorthese

23.08.01.0007

Art.-Nr.	VE	Größe	Oberarmumfang	PZN
22344-S	Stück	small / medium	15 - 38 cm	14049085
22344-L	Stück	large / X-large	25 - 48 cm	14049079

Maßnahmen: Messen Sie den Bizepsumfang in der Mitte des Oberarms.



MyPRIM Kids - Armschlinge

Anwendung: Die MyPrim Kids-Armschlinge ist eine hochwertige Armschlinge in modernem Design und ergonomisch auf Kinder abgestimmt.

Eigenschaften / Merkmale

- Wabentextil mit feuchtigkeitsabsorbierendem Frotteefutter
- Mikroklettverschlüsse

Produktfunktionen

- Verhinderung von Positionsabweichungen
- Reduzierung des Bewegungsumfangs

Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Armschlinge

Art.-Nr.	VE	Unterarmlänge	PZN
MPK400-1	Stück	< 21 cm	17879611
MPK400-2	Stück	21 - 25 cm	17879628



CROSS Hemi Shoulder - Orthosis

Anwendung: Die Armschlaufe wird bei Patienten mit Hemiparese/ Lähmung der oberen Extremitäten eingesetzt. Sie ist so konzipiert, dass sie den Nacken entlastet und dennoch Hand und Ellbogen wirksam stützt.

Eigenschaften / Merkmale

- Magnetische Schnalle und Fit-Go-Schnürsystem
- Komfortabel und benutzerfreundlich
- Farbe: Schwarz

Produktfunktionen

- Stützt und positioniert den Arm korrekt, um weitere Verletzungen zu vermeiden

Artikel-/Maßtabelle CROSS Hemi Shoulder - Orthosis

Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts	VE	Oberarmumfang	Unterarmumfang
287171010	287172010	Stück	24 - 28 cm	21 - 24 cm
287171011	287172011	Stück	27 - 31 cm	23 - 26 cm
287171012	287172012	Stück	30 - 35 cm	25 - 29 cm
287171013	287172013	Stück	34 - 39 cm	28 - 32 cm
287171014	287172014	Stück	38 - 43 cm	31 - 35 cm



Hemi-Sling - Universale Armslinge

Anwendung: Die Armschlaufe wird bei Patienten mit Hemiparese/ Lähmung der oberen Extremitäten eingesetzt. Sie ist so konzipiert, dass sie den Nacken entlastet und dennoch Hand und Ellbogen wirksam stützt.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Canvasmaterial mit Flanellfutter
- Farbe: Weiß

Produktfunktionen

- Verhindert Fehlstellungen
- Reduziert Bewegung
- Kompensation unzureichender Muskelfunktion

Artikel-/Maßtabelle Hemi-Sling Universal

Art.-Nr.	VE	Größe
183010	Stück	Universal



Humerux - Humerus-Orthese

Anwendung: Die Humerux-Orthese wird bei Oberarmverletzungen eingesetzt und bietet dank eines innovativen Zugsystems maximale Kontrolle.

Eigenschaften / Merkmale

- Y-Traktionssystem für maximale Kontrolle
- Zweischalige, thermogeformte PE-Platten mit hoher Dichte

Produktfunktionen

- Maximale Kontrolle über die Ausrichtung, Fixierung und Ruhigstellung des Humerus

Artikel-/Maßtabelle Humerux - Humerus - Orthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Oberarmumfang
EVOH300-S	Stück	small	18 - 26 cm
EVOH300-M	Stück	medium	26 - 34 cm
EVOH300-L	Stück	large	34 - 42 cm
EVOH300-XL	Stück	X-large	42 - 50 cm



HÜFTE



Pavlik BA2970 - Bandage (für Kinder)

Anwendung: Der Einsatz der Pavlik-Bandage erfolgt zur Behandlung von Hüftgelenkserkrankungen zur notwendigen Positionierung der Hüftgelenke. Mit der Anwendung wird eine Sitz-Hockstellung erreicht, um ein Nachreifen der Hüftgelenke zu fördern.

Eigenschaften / Merkmale

- Individuell einstellbar durch Klettbänder
- Nur zwei Größen (variabel in der Breite)

Produktfunktionen

- Positionierung der Hüfte in Sitz-Hockstellung

Artikel-/Maßtabelle Pavlik BA2970 Orthosis - Bandage

05.05.01.1005

Art.-Nr.	VE	Brustumfang
BA2970-1	Stück	25 - 40 cm
BA2970-2	Stück	40 - 61 cm



Camp 2900 - Hüftabduktionsorthese (für Kinder)

Anwendung: Die Camp 2900 Orthosis wird bei Hüfterkrankungen zur notwendigen Positionierung der Hüftgelenke eingesetzt. Die Orthese fixiert die Hüften in einer Flexionsstellung von 90° und in einem Abduktionswinkel von 60°.

Eigenschaften / Merkmale

- Rückenteil mit zwei Kunststoff-Oberschenkelmanschetten mit in der Breite verstellbaren Schiene verbunden

Produktfunktionen

- Positionierung der Hüfte in Sitz-Hockstellung

Artikel-/Maßtabelle Camp 2900 - Hüftabduktionsorthese (für Kinder)

23.05.02.0006

Art.-Nr.	VE	Spreizbreite
2901	Stück	12 - 16 cm
2902	Stück	16 - 23 cm
2903	Stück	18 - 26 cm
2904	Stück	23 - 34 cm
2905	Stück	30 - 43 cm

Spreizbreite ist das Maß der Knie-Innenkondylen bei 90° Flexions- und 60° Abduktionsstellung.



Visser 2990 - Dynamische Hüftabduktionsorthese (für Kinder)

Anwendung: Bei Kindern mit Hüfterkrankungen zur notwendigen Positionierung der Hüftgelenke.

Eigenschaften / Merkmale

- Gelenke mit Extensionsstopp bei 90° und Adduktionsstopp bei 30°
- Brustgurt mit Klettverschluss

Produktfunktionen

- Positionierung der Hüfte in Sitz-Hockstellung

Artikel-/Maßtabelle Visser 2990 Orthosis - Dynamische Hüftabduktionsorthese (für Kinder)

23.05.02.0009

Art.-Nr.	VE	Größe
2990	Stück	Universal



Wheaton - Pavlik Harness (für Kinder)

Anwendung: Der Einsatz der Wheaton - Pavlik Harness erfolgt zur Behandlung von Hüftgelenkserkrankungen zur notwendigen Positionierung der Hüftgelenke. Mit der Anwendung wird eine Sitz-Hockstellung erreicht, um ein Nachreifen der Hüftgelenke zu fördern.

Eigenschaften / Merkmale

- Gepolsterter Bauchgurt mit variabler Breiteneinstellung und Klettverschluss

Produktfunktionen

- Positionierung der Hüfte in Sitz-Hockstellung

Artikel-/Maßtabelle Wheaton - Pavlik Harness

Art.-Nr.	VE	Größe	Alter	Brustumfang
L1620-P	Stück	Preemie	0 - 3 Mon.	30 - 35 cm
L1620-S	Stück	Small	0 - 3 Mon.	35 - 40 cm
L1620-M	Stück	Medium	3 - 6 Mon.	40 - 46 cm
L1620-L	Stück	Large	6 - 9 Mon.	45 - 53 cm
L1620-XL	Stück	X-large	9 - 18 Mon.	> 53 cm

Zur Auswahl der richtigen Größe



MyPRIM Kids - Pavlik Harness (für Kinder)

Anwendung: Der Einsatz der MyPRIM Kids-Pavlik-Hüftabduktionsbandage erfolgt zur Behandlung von Hüftgelenkerkrankungen zur notwendigen Positionierung der Hüftgelenke.

Eigenschaften / Merkmale

- Einstellbarer gepolsterter Bauchgurt mit Klettverschlüssen
- Verstellbare Gurte mit Sicherheitsschnallen

Produktfunktionen

- Positionierung der Hüfte in Sitz-Hockstellung

Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Pavlik Harness (für Kinder)

Art.-Nr.	VE	Brustumfang
MPK690	Stück	30 - 55 cm



Lerman (HARO) 2000 - Hip Abduction Rotation Orthosis

Anwendung: Die kosmetisch schlanke und komfortable Lerman Hip Abduction Rotation Orthosis „HARO“ wird zur konservativen oder postoperativen Behandlung von Hüftgelenkerkrankungen eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale


- Ansprechendes schlankes Design
- Schnell und einfach anzulegen
- Einstellbare Flexion/Extension in 20°-Schritten

Produktfunktionen

- Verringerung des Bewegungsumfangs

Artikel-/Maßtabelle Lerman Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Taillenumfang	Oberschenkelumfang
145-LS	Stück	small	links	71 - 82 cm	38 - 44 cm
145-LM	Stück	medium	links	86 - 97 cm	41 - 47 cm
145-LL	Stück	large	links	102 - 112 cm	46 - 52 cm
145-LX	Stück	X-large	links	117 - 127 cm	53 - 65 cm
145-LPS	Stück	XX-large	links	132 - 142 cm	59 - 71 cm
145-RS	Stück	small	rechts	71 - 82 cm	38 - 44 cm
145-RM	Stück	medium	rechts	86 - 97 cm	41 - 47 cm
145-RL	Stück	large	rechts	102 - 112 cm	46 - 52 cm
145-RX	Stück	X-large	rechts	117 - 127 cm	53 - 65 cm
145-RPS	Stück	XX-large	rechts	132 - 142 cm	59 - 71 cm



Lerman (HARO) 2000 - Universal Hip Abduction Rotation Orthosis

Anwendung: Die HARO Universal-Hüftabduktionsorthese dient der konservativen oder postoperativen Behandlung des Hüftgelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Links und rechts tragbar
- Ansprechendes schlankes Design
- Einfach und schnell anzulegen

Produktfunktionen

- Verringerung des Bewegungsumfangs

Artikel-/Maßstabelle Lerman Universal Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Taillenumfang	Oberschenkelumfang
145-U-S-M	Stück	small / medium	Universal	71 - 97 cm	38 - 47 cm
145-U-L-X	Stück	large / X-large	Universal	97 - 123 cm	46 - 65 cm
145-U-PS	Stück	X-large / XX-large	Universal	123 - 147 cm	53 - 71 cm

S.W.A.S.H. Steady / Go

Dynamische Hüftabduktionsorthese für Kinder





S.W.A.S.H. Steady / Go - Dynamische Hüftabduktionsorthese

Anwendung: Bei Kindern zur Kontrolle der Sitzstabilität, der Körperhaltung und des Gangbildes.

Eigenschaften / Merkmale

- Einfaches An- und Ablegen
- Gute Tonus-Kontrolle durch kräftige Schienen

Produktfunktionen

- Variable Bewegungskontrolle der Hüftadduktion
- Freie Hüftflexion und -extension
- Parallele Beinführung beim Gehen

Artikel-/Maßstabelle Abdominalgurt für S.W.A.S.H. Steady / Go

Art.-Nr. Steady	Art.-Nr. Go	VE	Größe	Taillenumfang
SC3100-1	SLP3100-1	Stück	1	40 - 46 cm
SC3100-2	SLP3100-2	Stück	2	46 - 55 cm
SC3100-3	SLP3100-3	Stück	3	54 - 63 cm
SC3100-4	SLP3100-4	Stück	4	62 - 72 cm
-	SLP3100-5	Stück	5	71 - 81 cm
-	SLP3100-6	Stück	6	80 - 90 cm

Achtung: Die Komponenten der S.W.A.S.H.-Steady in Größe 1 sind nicht mit anderen S.W.A.S.H.-Komponenten kombinierbar!

Artikel-/Maßstabelle Oberschenkelmanschettensatz für S.W.A.S.H. Steady / Go

Art.-Nr.	VE	Größe	Oberschenkelumfang	Ausführung
SC3300-1	Set	1	21 - 25 cm	Steady
SLP3300-1	Set	1	21 - 25 cm	Go
SW3300-2	Set	2	25 - 29 cm	Steady / Go
SW3300-3	Set	3	29 - 33 cm	Steady / Go
SW3300-4	Set	4	33 - 38 cm	Steady / Go
SW3300-5	Set	5	38 - 44 cm	Go
SW3300-6	Set	6	44 - 50 cm	Go

Der Oberschenkelumfang wird ca. 10 cm über der Patellamitte gemessen.

Achtung: Die Komponenten der S.W.A.S.H.-Steady in Größe 1 sind nicht mit anderen S.W.A.S.H.-Komponenten kombinierbar!

Artikel-/Maßstabelle Laterale Schienen für S.W.A.S.H. Steady / Go

Art.-Nr.	VE	Größe	Abduktion	Länge Taille bis Mitte Knie	Durchmesser	Ausführung
SC3200-1	Set	1	115°	max. 31 cm	6 mm	Steady
SW3200-1	Set	1	115°	max. 31 cm	8 mm	Go
SW3200-2	Set	2	115°	max. 38 cm	8 mm	Steady / Go
SW3200-3	Set	3	115°	max. 44 cm	8 mm	Steady / Go
SW3200-4	Set	4	115°	max. 48 cm	8 mm	Steady / Go
SW3200-5	Set	5	115°	max. 54 cm	8 mm	Steady / Go
SW3200-6	Set	6	115°	max. 60 cm	8 mm	Steady / Go
SC3201-1	Set	1	123°	max. 31 cm	6 mm	Steady
SW3201-1	Set	1	123°	max. 31 cm	8 mm	Go
SW3201-2	Set	2	123°	max. 38 cm	8 mm	Steady / Go
SW3201-3	Set	3	123°	max. 44 cm	8 mm	Steady / Go
SW3201-4	Set	4	123°	max. 48 cm	8 mm	Steady / Go
SW3201-5	Set	5	123°	max. 54 cm	8 mm	Steady / Go
SW3201-6	Set	6	123°	max. 60 cm	8 mm	Steady / Go

115° Abduktion für Kinder und Jugendliche, die einen schmalen Rollstuhl bzw. einen Stuhl mit Armstützen nutzen, 123° Abduktion bietet Kindern und Jugendlichen im freien Sitzen eine breitere Sitzbasis.

Achtung: Die Komponenten der S.W.A.S.H.-Steady in Größe 1 sind nicht mit anderen S.W.A.S.H.-Komponenten kombinierbar!



PSL699 - Hüftorthese

Anwendung: Die Hüftorthese PSL699 bietet maximalen Schutz und Kontrolle des Hüftgelenks. Sie stabilisiert und begrenzt Bewegungen nach einer Operation.

Eigenschaften / Merkmale

- Multiaxiales Gelenk mit einstellbarer Hüftflexion/-extension und Hüftadduktion/-abduktion
- Einheitsgröße

Produktfunktionen

- Kontrolle des Bewegungsumfangs

Artikel-/Maßstabelle PSL699 - Hüftorthese

23.05.01.1011

Art.-Nr.	VE	Taillenumfang	Oberschenkelumfang
PSL699	Stück	60 - 140 cm	40 - 65 cm



Hip Flexion - Assist Device

Anwendung: Die Orthese ist für Menschen gedacht, die noch gehfähig sind, jedoch aufgrund schwacher Hüftbeuger Schwierigkeiten haben, einen Schwung einzuleiten.

Eigenschaften / Merkmale

- Leichtes Gewicht
- Bequem
- Leichte Anpassung
- Einfaches An- und Ablegen

Produktfunktionen

- Verbesserung des Gangbildes

Artikel-/Maßstabelle Hip Flexion - Assist Device

Art.-Nr. links	Art.-Nr. Rechts	Art.-Nr. Bilateral	VE	Größe	Körperlänge	Taillenumfang
HFAD-L-S	HFAD-R-S	HFAD-B-S	Stück	small	< 178 cm	60 - 83 cm
HFAD-L-S-XLONG	HFAD-R-S-XLONG	HFAD-B-S-XLONG	Stück	small	> 178 cm	60 - 83 cm
HFAD-L-M	HFAD-R-M	HFAD-B-M	Stück	medium	< 178 cm	84 - 102 cm
HFAD-L-M-XLONG	HFAD-R-M-XLONG	HFAD-B-M-XLONG	Stück	medium	> 178 cm	84 - 102 cm
HFAD-L-L	HFAD-R-L	HFAD-B-L	Stück	large	< 178 cm	102 - 122 cm
HFAD-L-L-XLONG	HFAD-R-L-XLONG	HFAD-B-L-XLONG	Stück	large	> 178 cm	102 - 122 cm



Dictus Hip-Knee - Hüftflexionsorthese

Anwendung: Bietet Sicherheit und Freiheit für Nutzer mit geschwächten Hüftflexoren und Beinmuskeln.

Eigenschaften / Merkmale

- Leichtgewicht
- Bequem
- Leicht und multifunktional einstellbar
- Leichtes An- und Ausziehen

Produktfunktionen

- Unterstützung der Hüftbeugung und Anheben des Oberschenkels
- Ausgleich von geringer Muskelkraft
- Verbesserung des Gangbildes

Artikel-/Maßtabelle Dictus Hip-Knee - Hüftflexionsorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Taillen umfang	Oberschenkel umfang *	Gurtlänge
530500-011	Stück	Medium	55 - 80 cm	30 - 40 cm	50 cm
530500-021	Stück	Large	80 - 130 cm	> 40 cm	50 cm

* Umfang 10 cm oberhalb der Patella gemessen.



Dictus Hip-Foot - Hüftflexionsorthese

Anwendung: Unterstützt die Hüft- und Fußheber-Muskulatur mit Power.

Eigenschaften / Merkmale

- Leichtgewicht
- Bequem
- Leicht und multifunktional einstellbar
- Leichtes An- und Ausziehen

Produktfunktionen

- Unterstützung der Hüftbeugung und Anheben des Oberschenkels
- Unterstützung der Dorsalflexion
- Ausgleich von geringer Muskelkraft

Artikel-/Maßtabelle Dictus Hip-Foot - Hüftflexionsorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Taillen-umfang	Gurt-länge	Körper-länge
530500-311	Stück	Medium	55 - 80 cm	100 cm	160 - 183 cm
530500-321	Stück	Large	80 - 130 cm	100 cm	160 - 183 cm



UNTERE EXTREMITÄT



AFO - Schuhe

(für Mitchell Ponseti - Abduktionsschienen)

Anwendung: Der Einsatz der Mitchell Ponseti-AFO-Schuhe erfolgt zur Behandlung eines Klumpfußes nach der Ponseti-Methode.

Eigenschaften / Merkmale

- Voreingestellte Dorsalflexion
- Offene Ferse mit 2 Löchern
- Einfaches Fixieren und Lösen des Schuhs

Produktfunktionen

- Positionierung der Füße in der notwendigen Abduktion / Dorsalextension

Artikel-/Maßtabelle AFO - Schuhe für Mitchell Ponseti-Abduktionsschienen

Art.-Nr. links Grau	Art.-Nr. rechts Grau	Art.-Nr. links Blau	Art.-Nr. rechts Blau	Art.-Nr. links Rosa	Art.-Nr. rechts Rosa	VE	Größe	Fußlänge	Ballenbreite
AFO-0000-LW	AFO-0000-RW	AFO-0000-LB	AFO-0000-RB	AFO-0000-LP	AFO-0000-RP	Stück	0000	60 - 73 mm	33 - 48 mm
AFO-000-LW	AFO-000-RW	AFO-000-LB	AFO-000-RB	AFO-000-LP	AFO-000-RP	Stück	000	63 - 78 mm	30 - 55 mm
AFO-00-LW	AFO-00-RW	AFO-00-LB	AFO-00-RB	AFO-00-LP	AFO-00-RP	Stück	00	68 - 83 mm	30 - 55 mm
AFO-0-LW	AFO-0-RW	AFO-0-LB	AFO-0-RB	AFO-0-LP	AFO-0-RP	Stück	0	75 - 90 mm	30 - 60 mm
AFO-1-LW	AFO-1-RW	AFO-1-LB	AFO-1-RB	AFO-1-LP	AFO-1-RP	Stück	1	80 - 95 mm	35 - 60 mm
AFO-2-LW	AFO-2-RW	AFO-2-LB	AFO-2-RB	AFO-2-LP	AFO-2-RP	Stück	2	90 - 105 mm	38 - 65 mm
AFO-3-LW	AFO-3-RW	AFO-3-LB	AFO-3-RB	AFO-3-LP	AFO-3-RP	Stück	3	100 - 115 mm	45 - 70 mm
AFO-4-LW	AFO-4-RW	AFO-4-LB	AFO-4-RB	AFO-4-LP	AFO-4-RP	Stück	4	110 - 125 mm	47 - 70 mm
AFO-5-LW	AFO-5-RW	AFO-5-LB	AFO-5-RB	AFO-5-LP	AFO-5-RP	Stück	5	120 - 135 mm	48 - 70 mm
AFO-6-LW	AFO-6-RW	AFO-6-LB	AFO-6-RB	AFO-6-LP	AFO-6-RP	Stück	6	130 - 145 mm	50 - 75 mm
AFO-7-LW	AFO-7-RW	-	-	-	-	Stück	7	140 - 155 mm	55 - 80 mm
AFO-8-LW	AFO-8-RW	-	-	-	-	Stück	8	150 - 165 mm	67 - 82 mm
AFO-9-LW	AFO-9-RW	-	-	-	-	Stück	9	160 - 175 mm	70 - 85 mm
AFO-10-LW	AFO-10-RW	-	-	-	-	Stück	10	170 - 185 mm	74 - 89 mm
AFO-11-LW	AFO-11-RW	-	-	-	-	Stück	11	180 - 195 mm	77 - 92 mm
AFO-12-LW	AFO-12-RW	-	-	-	-	Stück	12	190 - 205 mm	80 - 95 mm



Mitchell Ponseti Move Bar - Abduktionsschienen

Anwendung: Der Einsatz der Ponseti Move Bar-Abduktionsschiene erfolgt u.a. zur Behandlung eines Klumpfußes nach der Ponseti-Methode.

Eigenschaften / Merkmale

- Fortschrittliche Federtechnik
- Das Baby kann sich bewegen, spielen, und krabbeln, während es eine aktive Dorsalflexion beibehält

Produktfunktionen

- Positionierung der Füße in der notwendigen Abduktion / Dorsalextension

Artikel-/Maßstabelle Mitchell Ponseti - Abduktionsschienen

Art.-Nr.	VE	Größe	Abduktion	Dorsalextension	Schulterbreite	Schienenbreite	Schuhadaption
MP MOVE SHORT 10	Stück	small	variabel	10°	180 - 250 mm	192 - 225 mm	Schnellverschluss
MP MOVE SHORT 15	Stück	small	variabel	15°	180 - 250 mm	192 - 225 mm	Schnellverschluss
MP MOVE MEDIUM 10	Stück	medium	variabel	10°	200 - 300 mm	225 - 280 mm	Schnellverschluss
MP MOVE MEDIUM 15	Stück	medium	variabel	15°	200 - 300 mm	225 - 280 mm	Schnellverschluss
MP MOVE LONG 10	Stück	large	variabel	10°	240 - 380 mm	270 - 370 mm	Schnellverschluss
MP MOVE LONG 15	Stück	large	variabel	15°	240 - 380 mm	270 - 370 mm	Schnellverschluss



Mitchell Ponseti - Abduktionsschienen

Anwendung: Der Einsatz der Mitchell Ponseti-Abduktionsschiene erfolgt u.a. zur Behandlung eines Klumpfußes nach der Ponseti-Methode. Die Schiene wurde von John Mitchell in Zusammenarbeit mit Dr. Ponseti entwickelt.

Eigenschaften / Merkmale

- Einstellbare Schienenbreite
- Schnelles Anbringen/Lösen der Schiene über das patentierte „Quick Clip“-System

Produktfunktionen

- Positionierung der Füße in der notwendigen Abduktion / Dorsalextension

Artikel-/Maßstabelle Mitchell Ponseti - Abduktionsschienen

Art.-Nr.	VE	Größe	Abduktion	Dorsalextension	Schulterbreite	Schienenbreite	Schuhadaption
BAR-PON-XSB10	Stück	X-small	variabel	10°	180 - 250 mm	173 - 250 mm	Schnellverschluss
BAR-PON-XSB15	Stück	X-small	variabel	15°	180 - 250 mm	200 - 300 mm	Schnellverschluss
BAR-PON-SB10	Stück	small	variabel	10°	200 - 300 mm	200 - 300 mm	Schnellverschluss
BAR-PON-SB15	Stück	small	variabel	15°	200 - 300 mm	200 - 300 mm	Schnellverschluss
BAR-PON-LB10	Stück	large	variabel	10°	240 - 380 mm	235 - 380 mm	Schnellverschluss
BAR-PON-LB15	Stück	large	variabel	15°	240 - 380 mm	235 - 380 mm	Schnellverschluss



SureStep - Derotationsbandage

Anwendung: Einsatz zur dynamischen Kontrolle bei leichter Oberschenkel- oder Tibia-Rotation.

Eigenschaften / Merkmale

- Proximale Befestigung über Hüftgurt
- Unilateral und bilateral einsetzbar

Produktfunktionen

- Kontrolle von flexiblen Rotationsfehlstellungen an Ober- und Unterschenkel

Artikel-/Maßstabelle SureStep - Derotationsbandage

Art.-Nr.	VE	Länge	Hüftumfang	Geeignet für
SSDEROTATION-PED	Paarweise	228,6 cm	76,2 cm	Kinder
SSDEROTATION-ADULT	Paarweise	269 cm	142 cm	Erwachsene



MyPRIM Kids - Knie-Immobilisator

Anwendung: Die MyPRIM Kids-Immobilisierende Knieorthese wird zur postoperativen Behandlung von Kindern bis zum Alter von 12 Jahren eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Eine zentrierte dorsale Schiene
- Links und rechts tragbar
- Zwei ergonomisch geformte seitliche Schienen

Produktfunktionen

- Ruhigstellung des Beins in Extension

Artikel-/Maßstabelle MyPRIM Kids - Knie-Immobilisator

23.04.01.0061

Art.-Nr.	VE	Seite	Höhe	Knieumfang	PZN
MPK701-1	Stück	Universal	24 cm	24 - 30 cm	17879479
MPK701-2	Stück	Universal	34 cm	30 - 36 cm	17879485



MyPRIM Kids - Knieorthese (mit Patella-Pelotte)

Anwendung: Die MyPrim Kids Knieorthese mit abnehmbarer Patella-Pelotte zentriert und stabilisiert das Kniegelenk und die Patella.

Eigenschaften / Merkmale

- Nahtlos gefertigt nach modernster Technologie
- Links und rechts tragbar
- Abnehmbare Patella-Pelotte

Produktfunktionen

- Stabilisierung des Kniegelenks
- Stabilisierung und Zentrierung der Patella

Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Knieorthese mit Patella-Pelotte

Art.-Nr.	VE	Seite	Höhe	Knieumfang	PZN
MPK700-1	Stück	Universal	18 cm	20 - 26 cm	17879516
MPK700-2	Stück	Universal	20 cm	26 - 32 cm	17879522



H.E.K.O. - Knieorthese

Anwendung: Bei Kindern zur Kontrolle der Knie-Hyperextension (Orthese nach Maß).

Eigenschaften / Merkmale

- Orthese nach Maß
- Kein Gipsabdruck erforderlich (Lieferzeit ca. 4 Wochen)
- Zwei ungekoppelte Drehpunkte

Produktfunktionen

- Kniegelenk-Extensionsstopp stufenlos einstellbar von 0° - 30°

Artikel-/Maßtabelle H.E.K.O. - Knieorthese

23.04.30.2000

Art.-Nr.	VE
SURESTEP HEKO	Stück

Zur Bestellung dieser Orthese nach Maß verwenden Sie bitte das entsprechende Maßblatt (siehe Dokumente). Lieferzeit: ca. 3 bis 4 Wochen.



Patellavator - Patellabandage

Anwendung: Die Kniebandage wird zur Behandlung von Patella- und Patellasehnenerkrankungen eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformt
- Individuell einstellbar
- Farbe: schwarz

Produktfunktionen

- Stabilisierung und Zentrierung der Patella

Artikel-/Maßtabelle Patellavator - Patellabandage

Art.-Nr.	VE	Größe	Knieumfang unterhalb Patella
8373-S	Stück	small	28 - 33 cm
8373-M	Stück	medium	33 - 39 cm
8373-L	Stück	large	39 - 45 cm
8373-XL	Stück	X-large	> 45 cm



IMprove - Patellabandage

Anwendung: Die Kniebandage wird zur Behandlung von Patella- und Patellasehnenerkrankungen eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformt
- Individuell einstellbar
- Farbe: hellgelb

Produktfunktionen

- Stabilisierung und Zentrierung der Patella

Artikel-/Maßtabelle IMprove - Patellabandage

Art.-Nr.	VE
8370	Stück



Dynatrack - Kniebandage

Anwendung: Die elastische Dynatrack-Kniebandage mit offener Patella wird zur Behandlung von Patellaerkrankungen eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Wickelmodell (zirkulär) per Klettband verschließbar
- Offener Patellabereich
- Beidseitig tragbar

Produktfunktionen

- Stabilisierung und Zentrierung der Patella

Artikel-/Maßtabelle Dynatrack - Kniebandage

Art.-Nr.	VE	Größe	Knieumfang (in 90° Beugung)
837501	Stück	X-small	25 - 30 cm
837502	Stück	small	30 - 35 cm
837503	Stück	medium	35 - 40 cm
837504	Stück	large	40 - 45 cm
837505	Stück	X-large	45 - 50 cm
837506	Stück	XX-large	50 - 55 cm
837507	Stück	XXX-large	> 55 cm



Elcross - Kniebandage

Anwendung: Zur konservativen oder postoperativen Stabilisierung/ Führung des Kniegelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Anformbare Gelenkschienen, polyzentrisch (#128) oder monozentrisch (#124) mit Extensionsanschlag

Produktfunktionen

- Vermeidung einer Knie-Fehlstellung
- Reduzierung einer Knie-Fehlstellung

Artikel-/Maßtabelle Elcross - Kniebandagen

23.04.03.0017

Art.-Nr.	VE	Größe	Knieumfang	PZN
128-S	Stück	small	31 - 37 cm	06432373
128-M	Stück	medium	37 - 43 cm	06432396
128-L	Stück	large	43 - 49 cm	06432404
128-XL	Stück	X-large	49 - 55 cm	06432410
128-XXL	Stück	XX-large	55 - 61 cm	06432427
124-S	Stück	small	31 - 37 cm	15862078
124-M	Stück	medium	37 - 43 cm	15862084
124-L	Stück	large	43 - 49 cm	15862090
124-XL	Stück	X-large	49 - 55 cm	15862109
124-XXL	Stück	XX-large	55 - 61 cm	15862115



ACTIVE X - Knieorthese

Anwendung: Konservativ oder postoperativ zur Stabilisierung/Führung des Kniegelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Anatomisch geformter Patella-Ausschnitt
- Offener Kniekehlenbereich
- Voreinstellung: 10° Extensionsstopp

Produktfunktionen

- Vermeidung einer Knie-Fehlstellung
- Reduzierung einer Knie-Fehlstellung

Artikel-/Maßstabelle Active X tube - Knieorthese

23.04.03.2028

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Gesamtlänge	Umfang 15 cm unterhalb der Patellamitte	Knieumfang	Oberschenkelumfang (15 cm oberhalb Patellamitte)	PZN
28052-S	Stück	small	Universal	40 cm	28 - 33 cm	28 - 33 cm	39 - 44 cm	11557734
28052-M	Stück	medium	Universal	40 cm	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm	11557740
28052-L	Stück	large	Universal	40 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm	11557757
28052-XL	Stück	X-large	Universal	40 cm	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm	11557763
28052-XXL	Stück	XX-large	Universal	40 cm	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm	11557786
28052-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	40 cm	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm	11557792

Geschlossene Konstruktion zum Hineinschlüpfen.

Maßnahmen: Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte in 90° gebeugter Position.

Artikel-/Maßstabelle Active X wrap - Knieorthese

23.04.03.2027

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Gesamtlänge	Umfang 15 cm unterhalb der Patellamitte	Knieumfang	Oberschenkelumfang (15 cm oberhalb Patellamitte)	PZN
28053-S	Stück	small	Universal	40 cm	28 - 33 cm	28 - 33 cm	39 - 44 cm	11557800
28053-M	Stück	medium	Universal	40 cm	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm	11557817
28053-L	Stück	large	Universal	40 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm	11557823
28053-XL	Stück	X-large	Universal	40 cm	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm	11557846
28053-XXL	Stück	XX-large	Universal	40 cm	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm	11557875
28053-XXXL	Stück	XXX-large	Universal	40 cm	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm	11557881

Offene Konstruktion mit Klettverschluss.

Maßnahmen: Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte in 90° gebeugter Position.



CROSS - Knee Orthosis

Anwendung: Zur Kontrolle der Knie-Hyperextension.

Eigenschaften / Merkmale

- Physiologische Gelenkführung
- 3-Punkt-Stabilisierungssystem
- Unelastische Zuelemente
- Leicht und atmungsaktiv

Produktfunktionen

- Knieextensionsstopp
- Vermeidung einer Knie-Fehlstellung
- Reduzierung einer Knie-Fehlstellung

Artikel-/Maßstabelle CROSS - Knee Orthosis

Art.-Nr.	VE	Größe	Knieumfang	Umfang 15 cm (unterhalb der Patellamitte)	Oberschenkelumfang (15 cm oberhalb Patellamitte)
28715-S	Stück	small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28715-M	Stück	medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28715-L	Stück	large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28715-XL	Stück	X-large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm

Bei der Wahl der richtigen Größe ist der Knieumfang in Höhe der Patellamitte entscheidend.



Gripper 3 - Knieorthese

Anwendung: diese Knieorthesen werden konservativ und nach Operationen eingesetzt, um das Kniegelenk zu stabilisieren und zu stützen.

Eigenschaften / Merkmale

- Wickelmodell mit anteriorer Öffnung
- Anatomisch geformte Patellaöffnung
- Geschlossene Kniehöhlenkonstruktion

Produktfunktionen

- Knie-Extensionsstop
- Standabweichung verhindern
- Standabweichung verringern

Artikel-/Maßstabelle Gripper 3 - Knieorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Länge	Umfang 15 cm oberhalb der Mitte der Patella	Umfang Mitte der Patella	Umfang 15 cm unterhalb der Mitte der Patella
117231	Stück	X-small	Universell	30 cm	28 - 33 cm	25 - 30 cm	25 - 30 cm
117232	Stück	Small	Universell	30 cm	33 - 40 cm	30 - 35 cm	30 - 35 cm
117234	Stück	Medium	Universell	30 cm	40 - 46 cm	35 - 40 cm	33 - 38 cm
117235	Stück	Large	Universell	30 cm	46 - 53 cm	40 - 46 cm	38 - 43 cm
117236	Stück	X-large	Universell	30 cm	53 - 61 cm	46 - 51 cm	43 - 48 cm
117237	Stück	XX-large	Universell	30 cm	61 - 69 cm	51 - 56 cm	48 - 53 cm
117238	Stück	XXX-large	Universell	30 cm	69 - 79 cm	56 - 61 cm	53 - 58 cm
117239	Stück	XXXX-large	Universell	30 cm	79 - 89 cm	61 - 66 cm	58 - 66 cm



Genu recurvatum - Knee Orthosis

Anwendung: Die relativ kurze Knieorthese wird bei einer Gelenkinstabilität des Knies zur Vermeidung einer Hyperextension eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Einheitsgröße
- Geeignet für rechtes und linkes Bein
- Farbe: Grau/Schwarz

Produktfunktionen

- Die Knie-Extension wird begrenzt und somit eine Recurvations-stellung verhindert

Artikel-/Maßstabelle Genu recurvatum Knee Orthosis

Art.-Nr.	VE	Kniebreite	Orthosenhöhe	Umfang 10 cm oberhalb der Patella
D50	Stück	11 - 15 cm	27 cm	28 - 54 cm



C.H.E.C.K. - Hyperextensionsorthese

Anwendung: Zur Kontrolle der Knie-Hyperextension.

Eigenschaften / Merkmale

- Geeignet für rechtes und linkes Bein
- Optimale Knieführung durch Kondylenpelotten

Produktfunktionen

- Kniegelenkextensionsstopp bei 0°
- Die Ausdehnung wird begrenzt und die Positionierung des Recurvatus wird verhindert

Artikel-/Maßstabelle C.H.E.C.K. - Hyperextensionsorthese

23.04.07.0004

Art.-Nr.	VE	Kniebreite	Gesamtlänge
8666	Stück	9 - 13 cm	45 cm



KiddieFLOW - Dynamische Knöchel-/Fußorthese (für Kinder)

Anwendung: Zum Ausgleich eines pathologischen Gangbildes bei Hyper-/Hypotonus.

Eigenschaften / Merkmale

- Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung
- Beiliegend: ComfortKIT-Innenpolster

Produktfunktionen

- Begrenzung der Plantarflexion
- Fußhebung in der Schwungphase
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

Artikel-/Maßstabelle KiddieFLOW - Dynamische Knöchel-/Fußorthese (für Kinder)

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	VE	Größe	Schuhgröße	Fußplattenlänge	Orthesenhöhe	Effektive Absatzhöhe
38384R-S	38384L-S	Stück	small	23 - 26	160 mm	220 mm	8 mm
38384R-M	38384L-M	Stück	medium	27 - 29	180 mm	257 mm	9 mm
38384R-L	38384L-L	Stück	large	30 - 32	200 mm	295 mm	9 mm
38384R-XL	38384L-XL	Stück	X-large	33 - 34	210 mm	315 mm	9 mm

Die obige tabelle ist nur ein Richtwert. Die optimale Größe kann eine Nummer kleiner oder größer sein und hängt von verschiedenen Kriterien ab (siehe Gebrauchsanweisung).



KiddieGAIT / KiddieROCKER - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen

Anwendung: Zum Ausgleich eines pathologischen Gangbildes bei Hyper-/Hypotonus.

Eigenschaften / Merkmale

- Beiliegend: SoftKIT-Innenpolster (Größen XXXS-XS)
- Beiliegend: ComfortKIT-Innenpolster (Größen S-XL)

Produktfunktionen

- Begrenzung der Plantarflexion
- Fußhebung in der Schwungphase
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

Artikel-/Maßtabelle KiddieGAIT-/KiddieROCKER- Dynamische Knöchel-/Fußorthesen

23.03.02.6008 (KIDDIEGAIT)
 23.03.02.6008 (KIDDIEROCKER)

KiddieGAIT		KiddieROCKER		Größe	Fußplattenlänge	Orthesenhöhe	Effektive Absatzhöhe	Schuhgröße	A-P-Stabilität*
Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links						
8619R-XXXS	8619L-XXXS	-	-	XXX-small	110 mm	150 mm	7 mm	< 17	4 / 5
8619R-XXS	8619L-XXS	-	-	XX-small	125 mm	180 mm	7 mm	18 – 21	4 / 5
8619R-XS	8619L-XS	-	-	X-small	140 mm	200 mm	8 mm	21 – 22	4 / 5
8621R-S	8621L-S	8622R-S	8622L-S	small	160 mm	220 mm	8 mm	23 – 26	4 / 5
8621R-M	8621L-M	8622R-M	8622L-M	medium	180 mm	257 mm	9 mm	27 – 29	4 / 5
8621R-L	8621L-L	8622R-L	8622L-L	large	200 mm	295 mm	9 mm	30 – 32	4 / 5
8621R-XL	8621L-XL	8622R-XL	8622L-XL	X-large	210 mm	315 mm	9 mm	33 – 34	4 / 5

Nachstehende Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). *Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.



Carbon Footplate - Einlegesohle

Anwendung: Die Carbon Footplate wurde entwickelt, um die MTP-Gelenke und den Vorfuß zu schützen, indem sie die Bewegungsfreiheit reduziert

Eigenschaften / Merkmale

- Eine bequeme Passform, die leicht in den Schuh passt
- Anpassbar an Schuhe mit einer Absatzhöhe von 7-10 mm

Produktfunktionen

- Schränkt die Bewegungsfreiheit ein, um Schmerzen zu reduzieren

Artikel-/Maßtabelle Xxx

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Länge	Breite
28035L-S	Stück	Small	Links	235 mm	77 mm
28035L-M	Stück	Medium	Links	255 mm	80 mm
28035L-L	Stück	Large	Links	275 mm	90 mm
28035L-XL	Stück	X-large	Links	305 mm	99 mm
28035R-S	Stück	Small	Rechts	235 mm	77 mm
28035R-M	Stück	Medium	Rechts	255 mm	80 mm
28035R-L	Stück	Large	Rechts	275 mm	90 mm
28035R-XL	Stück	X-large	Rechts	305 mm	99 mm



Stretch **UP** - Strumpf

Anwendung: Zur Behandlung von entzündlichen und schmerzhaften Zuständen der Aponeurosis plantaris.

Eigenschaften / Merkmale

- Tragezeit: nachts zwecks Heilung in gestrecktem Zustand
- Fußgelenk bleibt gegen elastische Widerstände beweglich

Produktfunktionen

- Minderung symptomatischer Beschwerden beim Aufstehen am Morgen

Artikel-/Maßtabelle Stretch UP-Strumpf

Art.-Nr.	VE	Größe	Wadenumfang	PZN
34108-S	Stück	small	< 20 cm	10839583
34108-M	Stück	medium	20 - 40 cm	10839608
34108-L	Stück	large	> 40 cm	10839620



ATX - Fußheberorthese

Anwendung: Bei leichter Fußheberschwäche und sehr geringer Varus-/Valgusabweichung.

Eigenschaften / Merkmale

- Beidseitig tragbar im Schnür-/Klettschuh
- Fußhebung per Gummizug einstellbar

Produktfunktionen

- Unterstützung der Dorsalflexion
- Fußhebung in der Schwungphase

Artikel-/Maßtabelle ATX - Fußheberorthese

23.03.02.0012

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Knöchelumfang	A-P-Stabilität*
ATX01-XS	Stück	X-small	Universal	13 - 17 cm	1
ATX01-S	Stück	small	Universal	17 - 21 cm	1
ATX01-M	Stück	medium	Universal	21 - 25 cm	1
ATX01-L	Stück	large	Universal	25 - 29 cm	1

Maßnehmen: zirkulär oberhalb des Knöchels.



Dictus Original - Fußheberorthese

Anwendung: Bietet Sicherheit und Freiheit für Personen mit Fußheberschwäche

Eigenschaften / Merkmale

- Bequeme Polsterung um den Knöchel
- Hoher Tragekomfort
- Einstellbare Fußheberspannung

Produktfunktionen

- Unterstützung der Dorsalflexion
- Ausgleich von geringer Muskelkraft
- Fußhebung während der Schwungphase

Artikel-/Maßtabelle Dictus Original - Fußheberorthese

23.03.02.0018

Artikelnummer	VE	Größe	Seite	Knöchelumfang
530200-000	Stück	Small	Universal	12 - 17 cm
530200-011	Stück	Medium	Universal	15 - 20 cm
530200-021	Stück	Large	Universal	20 - 27 cm
530200-031	Stück	X-large	Universal	> 26 cm



Dictus Flex - Fußheberorthese

Anwendung: Bei leichter Fußheberorthese und sehr geringer Varus-/Valgusabweichung.

Eigenschaften / Merkmale

- Bequeme Polsterung um den Knöchel
- Hoher Tragekomfort
- Einstellbare Fußheberspannung

Produktfunktionen

- Unterstützung der Dorsalflexion
- Ausgleich von geringer Muskelkraft
- Fußhebung während der Schwungphase

Artikel-/Maßtabelle Dictus Original - Fußheberorthese

23.03.02.0017

Artikelnummer	VE	Größe	Seite	Knöchelumfang
530400-000	Stück	Small	Universal	12 - 17 cm
530400-011	Stück	Medium	Universal	15 - 20 cm
530400-021	Stück	Large	Universal	20 - 27 cm
530400-031	Stück	X-large	Universal	> 26 cm



ToeUP - Fußheberorthese

Anwendung: Bei leichter Fußheberorthese und sehr geringer Varus-/Valgusabweichung.

Eigenschaften / Merkmale

- Bequeme Polsterung mit hohem Tragekomfort
- Einstellbare Fußheberspannung
- Links und rechts verwendbar

Produktfunktionen

- Unterstützung der Dorsalflexion
- Ausgleich von geringer Muskelkraft
- Fußhebung während der Schwungphase

Artikel-/Maßtabelle ToeUP - Fußheberorthese

Artikelnummer	VE	Größe	Seite	Knöchelumfang
285000010	Stück	X-small	Universal	13 - 17 cm
285000011	Stück	Small	Universal	17 - 21 cm
285000012	Stück	Medium	Universal	21 - 25 cm
285000013	Stück	Large	Universal	25 - 29 cm



NAVIGAIT - Fußheberorthese

Anwendung: Bei leichter Fußheberschwäche und moderater Varus-/Valgusabweichung.

Eigenschaften / Merkmale

- Aktive Zuggurtung zur stufenlosen Regulierung
- Integriertes Tibiapolster
- Beidseitig tragbar

Produktfunktionen

- Unterstützung der Dorsalflexion
- Fußhebung in der Schwungphase

Artikel-/Maßtabelle NAVIGAIT - Fußheberorthese

23.03.02.0008

Art.-Nr.	VE	Größe	Orthesenhöhe	A-P-Stab.*
8620-XS	Stück	X-small	23 cm	2
8620-S/M	Stück	small / medium	27,5 cm	2
8620-L/XL	Stück	large / X-large	31,5 cm	2



NA400 - Drop Foot Orthosis

Anwendung: Zur Versorgung von Patienten mit Fußheberinsuffizienz, die keine dynamische Rückstellkraft benötigen.

Eigenschaften / Merkmale

- Offene Waden- und Fersenkonstruktion
- Ausgestattet mit einem medialen Gewölbe

Produktfunktionen

- Kompensiert geringe Muskelkraft
- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion

Artikel-/Maßstabelle Drop Foot Orthosis NA400

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Seite	Fußplattenlänge	Höhe	A-P-Stab.*
NA400L-S	Stück	small	32 - 34	links	23 cm	29 cm	2
NA400L-M	Stück	medium	35 - 37	links	24,5 cm	31 cm	2
NA400L-L	Stück	large	38 - 40	links	26 cm	33 cm	2
NA400L-XL	Stück	X-large	41 - 43	links	27,5 cm	35 cm	2
NA400R-S	Stück	small	32 - 34	rechts	23 cm	29 cm	2
NA400R-M	Stück	medium	35 - 37	rechts	24,5 cm	31 cm	2
NA400R-L	Stück	large	38 - 40	rechts	26 cm	33 cm	2
NA400R-XL	Stück	X-large	41 - 43	rechts	27,5 cm	35 cm	2

*Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.



Method-TA - AFO aus Kohlefaserverbundstoff

Anwendung: Die Method-TA ist eine dynamische Knöchel-/Fußorthese aus Kohlefaserverbundstoff, die das integrierte multifunktionelle Triple-Action Knöchelgelenk optimal nutzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Lieferung inklusive Triple Action-B-Gelenk
- Lieferung inklusive anpassbarem Innenfutter

Produktfunktionen

- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

Artikel-/Maßstabelle

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Orthesenhöhe	Fußplattenlänge	Gewichtslimit
METHOD-TA-SL	Stück	Small	Links	356 mm	241 mm	100 kg
METHOD-TA-SR	Stück	Small	Rechts	356 mm	241 mm	100 kg
METHOD-TA-LL	Stück	Large	Links	406 mm	279 mm	100 kg
METHOD-TA-LR	Stück	Large	Rechts	406 mm	279 mm	100 kg


Ypsilon

ToeOFF

BlueROCKER

Allard-AFO

Dynamische Knöchel-/Fußorthesen



Ypsilon **FLOW 1/2** - Dynamische Knöchel-/Fußorthese

Anwendung: Bei einem noch seitenstabilen Knöchelgelenk und einer nur leichten Ausfallerscheinung der Fußhebermuskulatur.

Eigenschaften / Merkmale

- Freie Ferse
- Keine Begrenzung des Körpergewichts
- Flache Zehensprengung

Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Freie Beweglichkeit der Ferse

Artikel-/Maßstabelle Ypsilon FLOW 1/2 - Dynamische Knöchel-/Fußorthese

23.03.02.6011

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Seite	A-P-Stab.*	Fußplattenlänge	Orthesenhöhe	Effektive Absatzhöhe
8616L-S	Stück	small	35 - 38	links	2	230 mm	355 mm	7 mm
8616L-M	Stück	medium	38 - 42	links	2	245 mm	365 mm	7 mm
8616L-L	Stück	large	42 - 45	links	2	270 mm	375 mm	7 mm
8616L-XL	Stück	X-large	45 - 47	links	2	285 mm	385 mm	7 mm
8616R-S	Stück	small	35 - 38	rechts	2	230 mm	355 mm	7 mm
8616R-M	Stück	medium	38 - 42	rechts	2	245 mm	365 mm	7 mm
8616R-L	Stück	large	42 - 45	rechts	2	270 mm	375 mm	7 mm
8616R-XL	Stück	X-large	45 - 47	rechts	2	285 mm	385 mm	7 mm


Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). *Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.

ToeOFF **FLOW 2½**

Dynamische Knöchel-/Fußorthese



Für alle, die weniger Widerstand oder einen größeren ROM benötigen.



ToeOFF **FLOW 2½** - Dynamische Knöchel-/Fußorthese

Anwendung: Bei einer mittelstark bis stark ausgeprägten Ausfallerscheinung der Fußhebermuskulatur in Kombination mit einer leichten bis mäßigen.

Eigenschaften / Merkmale

- Einsetzbar in Schuhen mit niedriger Fersenhöhe
- Beiliegend: ComfortKIT-Innenpolster

Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

Artikel-/Maßstabelle ToeOFF FLOW 2½ - Dynamische Knöchel-/Fußorthese

Art.-Nr. Rechts mit Umlenk-schleufe	Art.-Nr. Links mit Umlenk-schleufe	Art.-Nr. Rechts ohne Umlenk-schleufe	Art.-Nr. Links ohne Umlenk-schleufe	VE	Größe	Schuh-größe	A-P-Stab.*	Fußplatten-länge	Höhe	Effektive Absatzhöhe
8615.401R-XS	8615.401L-XS	8615.402R-XS	8615.402L-XS	Stück	X-small	32 - 35	3	210 mm	360 mm	7 mm
8615.401R-S	8615.401L-S	8615.402R-S	8615.402L-S	Stück	small	35 - 38	3	230 mm	380 mm	7 mm
8615.401R-M	8615.401L-M	8615.402R-M	8615.402L-M	Stück	medium	38 - 42	3	245 mm	405 mm	7 mm
8615.401R-L	8615.401L-L	8615.402R-L	8615.402L-L	Stück	large	42 - 45	3	270 mm	430 mm	7 mm
8615.401R-XL	8615.401L-XL	8615.402R-XL	8615.402L-XL	Stück	X-large	45 - 47	3	285 mm	450 mm	7 mm

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). *Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.



ToeOFF - Dynamische Knöchel-/Fußorthese

Anwendung: Bei einer mittelstark bis stark ausgeprägten Ausfallerscheinung der Fußhebermuskulatur in Kombination mit einer leichten bis mäßigen Sprunggelenkinstabilität.

Eigenschaften / Merkmale

- Inkl. ComfortKIT-Innenpolster (beiliegend)
- Integriertes Microfix-Klett zum einfachen Polstertausch

Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

Artikel-/Maßstabelle ToeOFF 2.0 / 2½ - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen (mit Innenpolster)

23.03.02.6008

Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse mit Umlenkschlaufe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse ohne Umlenkschlaufe	Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse mit Umlenkschlaufe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse ohne Umlenkschlaufe	Seite	Schuhgröße	A-P-Stab.*	Länge Fußplatte	Höhe
12 mm	8615.201R-XS	8615.202R-XS	7 mm	8615.301R-XS	8615.302R-XS	rechts	32 – 35	4	210 mm	360 mm
12 mm	8615.201R-S	8615.202R-S	7 mm	8615.301R-S	8615.302R-S	rechts	35 – 38	4	230 mm	380 mm
15 mm	8615.201R-M	8615.202R-M	7 mm	8615.301R-M	8615.302R-M	rechts	38 – 42	4	245 mm	405 mm
16 mm	8615.201R-L	8615.202R-L	7 mm	8615.301R-L	8615.302R-L	rechts	42 – 45	4	270 mm	430 mm
16 mm	8615.201R-XL	8615.202R-XL	7 mm	8615.301R-XL	8615.302R-XL	rechts	45 – 47	4	285 mm	450 mm
12 mm	8615.201L-XS	8615.202L-XS	7 mm	8615.301L-XS	8615.302L-XS	links	32 – 35	4	210 mm	360 mm
12 mm	8615.201L-S	8615.202L-S	7 mm	8615.301L-S	8615.302L-S	links	35 – 38	4	230 mm	380 mm
15 mm	8615.201L-M	8615.202L-M	7 mm	8615.301L-M	8615.302L-M	links	38 – 42	4	245 mm	405 mm
16 mm	8615.201L-L	8615.202L-L	7 mm	8615.301L-L	8615.302L-L	links	42 – 45	4	270 mm	430 mm
16 mm	8615.201L-XL	8615.202L-XL	7 mm	8615.301L-XL	8615.302L-XL	links	45 – 47	4	285 mm	450 mm

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). *Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.

Artikel-/Maßstabelle ToeOFF 2.0 / 2½ - Fußformteile (ohne Innenpolster)

23.03.02.6008

Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse mit Umlenkschlaufe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse ohne Umlenkschlaufe	Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse mit Umlenkschlaufe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse ohne Umlenkschlaufe	Seite	Schuhgröße	A-P-Stab.*	Länge Fußplatte	Höhe
12 mm	8615.203R-XS	8615.204R-XS	7 mm	8615.303R-XS	8615.304R-XS	rechts	32 – 35	4	210 mm	360 mm
12 mm	8615.203R-S	8615.204R-S	7 mm	8615.303R-S	8615.304R-S	rechts	35 – 38	4	230 mm	380 mm
15 mm	8615.203R-M	8615.204R-M	7 mm	8615.303R-M	8615.304R-M	rechts	38 – 42	4	245 mm	405 mm
16 mm	8615.203R-L	8615.204R-L	7 mm	8615.303R-L	8615.304R-L	rechts	42 – 45	4	270 mm	430 mm
16 mm	8615.203R-XL	8615.204R-XL	7 mm	8615.303R-XL	8615.304R-XL	rechts	45 – 47	4	285 mm	450 mm
12 mm	8615.203L-XS	8615.204L-XS	7 mm	8615.303L-XS	8615.304L-XS	links	32 – 35	4	210 mm	360 mm
12 mm	8615.203L-S	8615.204L-S	7 mm	8615.303L-S	8615.304L-S	links	35 – 38	4	230 mm	380 mm
15 mm	8615.203L-M	8615.204L-M	7 mm	8615.303L-M	8615.304L-M	links	38 – 42	4	245 mm	405 mm
16 mm	8615.203L-L	8615.204L-L	7 mm	8615.303L-L	8615.304L-L	links	42 – 45	4	270 mm	430 mm
16 mm	8615.203L-XL	8615.204L-XL	7 mm	8615.303L-XL	8615.304L-XL	links	45 – 47	4	285 mm	450 mm

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). *Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.



BlueROCKER - Dynamische Knöchel-/Fußorthese

Anwendung: Bei einer stark ausgeprägten Ausfallerscheinung der Fußhebermuskulatur mit multiplen Beeinträchtigungen und einer starken Sprunggelenkinstabilität.

Eigenschaften / Merkmale

- Beiliegend: ComfortKIT-Innenpolster
- Integriertes Microfix
- Ventrale Anlage

Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

Artikel-/Maßtabelle BlueROCKER 2.0 / 2½ - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen (mit Innenpolster)

23.03.02.6018

Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse mit Umlenkschleufe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse ohne Umlenkschleufe	Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse mit Umlenkschleufe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse ohne Umlenkschleufe	Seite	Schuhgröße	A-P-Stab.*	Länge Fußplatte	Höhe
12 mm	8618.201R-XS	8618.202R-XS	7 mm	8618.301R-XS	8618.302R-XS	rechts	32 – 35	5	210 mm	360 mm
12 mm	8618.201R-S	8618.202R-S	7 mm	8618.301R-S	8618.302R-S	rechts	35 – 38	5	230 mm	380 mm
15 mm	8618.201R-M	8618.202R-M	7 mm	8618.301R-M	8618.302R-M	rechts	38 – 42	5	245 mm	405 mm
16 mm	8618.201R-L	8618.202R-L	7 mm	8618.301R-L	8618.302R-L	rechts	42 – 45	5	270 mm	430 mm
16 mm	8618.201R-XL	8618.202R-XL	7 mm	8618.301R-XL	8618.302R-XL	rechts	45 – 47	5	285 mm	450 mm
12 mm	8618.201L-XS	8618.202L-XS	7 mm	8618.301L-XS	8618.302L-XS	links	32 – 35	5	210 mm	360 mm
12 mm	8618.201L-S	8618.202L-S	7 mm	8618.301L-S	8618.302L-S	links	35 – 38	5	230 mm	380 mm
15 mm	8618.201L-M	8618.202L-M	7 mm	8618.301L-M	8618.302L-M	links	38 – 42	5	245 mm	405 mm
16 mm	8618.201L-L	8618.202L-L	7 mm	8618.301L-L	8618.302L-L	links	42 – 45	5	270 mm	430 mm
16 mm	8618.201L-XL	8618.202L-XL	7 mm	8618.301L-XL	8618.302L-XL	links	45 – 47	5	285 mm	450 mm

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). Sie haben einen Patienten, der aufgrund seiner besonderen Körpereigenschaften nicht mit der vorkonfektionierten Standard-BlueROCKER zu versorgen ist? Dann fertigen wir für Sie eine BlueROCKER Custom (Art.-Nr.: 8618C) nach dreidimensionalen Maßen. Lieferzeit ab Eingang des Abdrucks/ Bestellformular: ca. 4 Wochen. *Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.

Artikel-/Maßtabelle BlueROCKER 2.0 / 2½ - Fußformteile (ohne Innenpolster)

23.03.02.6018

Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse mit Umlenkschleufe	Art.-Nr. TO 2.0 Verschlüsse ohne Umlenkschleufe	Effektive Absatzhöhe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse mit Umlenkschleufe	Art.-Nr. TO 2½ Verschlüsse ohne Umlenkschleufe	Seite	Schuhgröße	A-P-Stab.*	Länge Fußplatte	Höhe
12 mm	8618.203R-XS	8618.204R-XS	7 mm	8618.303R-XS	8618.304R-XS	rechts	32 – 35	5	210 mm	360 mm
12 mm	8618.203R-S	8618.204R-S	7 mm	8618.303R-S	8618.304R-S	rechts	35 – 38	5	230 mm	380 mm
15 mm	8618.203R-M	8618.204R-M	7 mm	8618.303R-M	8618.304R-M	rechts	38 – 42	5	245 mm	405 mm
16 mm	8618.203R-L	8618.204R-L	7 mm	8618.303R-L	8618.304R-L	rechts	42 – 45	5	270 mm	430 mm
16 mm	8618.203R-XL	8618.204R-XL	7 mm	8618.303R-XL	8618.304R-XL	rechts	45 – 47	5	285 mm	450 mm
12 mm	8618.203L-XS	8618.204L-XS	7 mm	8618.303L-XS	8618.304L-XS	links	32 – 35	5	210 mm	360 mm
12 mm	8618.203L-S	8618.204L-S	7 mm	8618.303L-S	8618.304L-S	links	35 – 38	5	230 mm	380 mm
15 mm	8618.203L-M	8618.204L-M	7 mm	8618.303L-M	8618.304L-M	links	38 – 42	5	245 mm	405 mm
16 mm	8618.203L-L	8618.204L-L	7 mm	8618.303L-L	8618.304L-L	links	42 – 45	5	270 mm	430 mm
16 mm	8618.203L-XL	8618.204L-XL	7 mm	8618.303L-XL	8618.304L-XL	links	45 – 47	5	285 mm	450 mm

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). Sie haben einen Patienten, der aufgrund seiner besonderen Körpereigenschaften nicht mit der vorkonfektionierten Standard-BlueROCKER zu versorgen ist? Dann fertigen wir für Sie eine BlueROCKER Custom (Art.-Nr.: 8618C) nach dreidimensionalen Maßen. Lieferzeit ab Eingang des Abdrucks/ Bestellformular: ca. 4 Wochen. *Der Wert der A-P-Stabilität (1-5) gibt die Steifigkeit der Orthese in der Sagittalebene an.



Custom Allard AFO - Dynamische Knöchel-/Fußorthese

Anwendung: Bei Fußheberschwäche und Vorfußamputation.

Eigenschaften / Merkmale

- Individuelle Orthese nach Maß
- 2 Varianten zur Auswahl: Custom-ToeOFF und Custom-BlueROCKER
- Ventrale Anlage

Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase



ALFESS - Funktionelles elektrisches Stimulationssystem

Anwendung: ALFESS ist ein neuer, moderner und funktioneller Elektrostimulator (FES) zur Verbesserung des Gangbildes bei Patienten mit eingeschränkter Fußhebermuskulatur.

Eigenschaften / Merkmale

- Einhandsteuerung über Touch-Tastatur
- Leichtes, schlankes und elegantes Design

Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase

Artikel-/Maßtabelle ALFESS - Funktionelles elektrisches Stimulationssystem

Art.-Nr.	VE	Größe	Wadenumfang
282700712	Stück	Universal	30 - 36 cm



PSL800 - Knöchel-/Fußorthese

Anwendung: Die Antirotationssorthese wird konservativ und postoperativ zur Ruhigstellung des Fußes und zur Kontrolle der Stellung des Sprunggelenks eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Thermoplastisch formbar
- Beidseitig verwendbar
- Verstellbarer Verschluss mit doppelten Riemen und Schnallen

Produktfunktionen

- Ruhigstellung des Fußes
- Kontrolle der Gelenke der unteren Gliedmaßen

Artikel-/Maßtabelle PRAFO - Knöchel-/Fußorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Fußlänge	Höhe
PSL800-S	Stück	small	< 32	Universal
PSL800-M	Stück	medium	32 - 38	Universal
PSL800-L	Stück	large	39 - 44	Universal
PSL800-XL	Stück	X-large	> 44	Universal



MyPRIM Kids - Knöchelorthese

Anwendung: Die MyPRIM Kids-Knöchelorthese unterstützt und stabilisiert das Gelenk. Die überkreuzten Gurte (Cross-over-Prinzip) über dem Spann ermöglichen eine mediale/laterale Kontrolle.

Eigenschaften / Merkmale

- Nahtlos gefertigt nach modernster Technologie
- Ausgezeichnete Knöchelstabilität
- Links und rechts tragbar

Produktfunktionen

- Stützt und stabilisiert das Sprunggelenk

Artikel-/Maßtabelle MyPRIM Kids - Knöchelorthese

Art.-Nr.	VE	Seite	Knöchelumfang	PZN
MPK800-1	Stück	Universal	16 - 19 cm	17879657
MPK800-2	Stück	Universal	19 - 22 cm	17879663

A.S.O. - Knöchelorthesen


Anwendung: Als Tape-Ersatz bei Knöchelverletzungen und zur prophylaktischen Stabilität im Knöchelbereich u.a. bei sportlicher Aktivität.

Eigenschaften / Merkmale

- Integriertes Knöchelpolster
- Fersenstabilisierung durch innen-/außenliegende Achterschleufe
- Patent auf Bändersystem

Produktfunktionen

- Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks



Artikel-/Maßtabelle A.S.O. Standard - Knöchelorthese

23.02.02.1007

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Spann/ Fersenumfang (cY- bzw. H-Maß)	Farbe	PZN
8634-XXS	Stück	XX-small	30 - 33	23 - 26 cm	Weiß	10839465
8634-XS	Stück	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	Weiß	1053665
8634-S	Stück	small	37 - 40	28 - 31 cm	Weiß	1053642
8634-M	Stück	medium	41 - 43	31 - 33 cm	Weiß	1053636
8634-L	Stück	large	44 - 46	33 - 36 cm	Weiß	1053613
8634-XL	Stück	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	Weiß	1053659
8634-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Weiß	1053607
8635-XXS	Stück	XX-small	30 - 33	23 - 26 cm	Schwarz	10839471
8635-XS	Stück	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	Schwarz	3106762
8635-S	Stück	small	37 - 40	28 - 31 cm	Schwarz	3106779
8635-M	Stück	medium	41 - 43	31 - 33 cm	Schwarz	3106791
8635-L	Stück	large	44 - 46	33 - 36 cm	Schwarz	3106816
8635-XL	Stück	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	Schwarz	3106822
8635-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Schwarz	3106845

Nehmen Sie die Schuhgröße als Richtlinie. Für das exakte Maß messen Sie den Spann-/Fersenumfang über einem Sportsocken oder Strumpf.

Artikel-/Maßtabelle A.S.O. EVO - Knöchelorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Spann/ Fersenumfang (cY- bzw. H-Maß)	Farbe	PZN
8638-XS	Stück	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	Schwarz	6432137
8638-S	Stück	small	37 - 40	28 - 31 cm	Schwarz	6432143
8638-M	Stück	medium	41 - 43	31 - 33 cm	Schwarz	6432166
8638-L	Stück	large	44 - 46	33 - 36 cm	Schwarz	6432172
8638-XL	Stück	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	Schwarz	6432189
8638-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Schwarz	6432195

Nehmen Sie die Schuhgröße als Richtlinie. Für das exakte Maß messen Sie den Spann-/Fersenumfang über einem Sportsocken oder Strumpf.

Artikel-/Maßtabelle A.S.O. EVO Speed Lacer - Knöchelorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Spann/ Fersenumfang (cY- bzw. H-Maß)	Farbe	PZN
8639-XS	Stück	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	Schwarz	10839703
8639-S	Stück	small	37 - 40	28 - 31 cm	Schwarz	10839726
8639-M	Stück	medium	41 - 43	31 - 33 cm	Schwarz	10839732
8639-L	Stück	large	44 - 46	33 - 36 cm	Schwarz	10839749
8639-XL	Stück	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	Schwarz	10839755
8639-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Schwarz	10839761

Nehmen Sie die Schuhgröße als Richtlinie. Für das exakte Maß messen Sie den Spann-/Fersenumfang über einem Sportsocken oder Strumpf.

Artikel-/Maßtabelle A.S.O. EVO Quatro - Knöchelorthese

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Spann/ Fersenumfang (cY- bzw. H-Maß)	Farbe	PZN
8642-XS	Stück	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	Schwarz	10839778
8642-S	Stück	small	37 - 40	28 - 31 cm	Schwarz	10839784
8642-M	Stück	medium	41 - 43	31 - 33 cm	Schwarz	10839790
8642-L	Stück	large	44 - 46	33 - 36 cm	Schwarz	10839809
8642-XL	Stück	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	Schwarz	10839815
8642-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Schwarz	10839821

Nehmen Sie die Schuhgröße als Richtlinie. Für das exakte Maß messen Sie den Spann-/Fersenumfang über einem Sportsocken oder Strumpf.

Artikel-/Maßtabelle A.S.O. EVO Hinge - Knöchelorthese

23.02.02.1038

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Spann/ Fersenumfang (cY- bzw. H-Maß)	Farbe	Typ	PZN
8638H-XS	Stück	X-small	34 - 36	25,5 - 28 cm	Schwarz	-	11557898
8638H-S	Stück	small	37 - 40	28 - 30,5 cm	Schwarz	-	11557912
8638H-M	Stück	medium	41 - 43	30,5 - 33 cm	Schwarz	-	11557929
8638H-L	Stück	large	44 - 46	33 - 35,5 cm	Schwarz	-	11557935
8638H-XL	Stück	X-large	47 - 48	35,5 - 37 cm	Schwarz	-	11557941
8638H-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Schwarz	-	11557958
8639H-XS	Stück	X-small	34 - 36	25,5 - 28 cm	Schwarz	Speed Lacer	-
8639H-S	Stück	small	37 - 40	28 - 30,5 cm	Schwarz	Speed Lacer	-
8639H-M	Stück	medium	41 - 43	30,5 - 33 cm	Schwarz	Speed Lacer	-
8639H-L	Stück	large	44 - 46	33 - 35,5 cm	Schwarz	Speed Lacer	-
8639H-XL	Stück	X-large	47 - 48	35,5 - 37 cm	Schwarz	Speed Lacer	-
8639H-XXL	Stück	XX-large	> 48	37 - 41 cm	Schwarz	Speed Lacer	-

Nehmen Sie die Schuhgröße als Richtlinie. Für das exakte Maß messen Sie den Spann-/Fersenumfang über einem Sportsocken oder Strumpf.



SureStep - Dynamische Rückfußorthese (nach Maß)

Anwendung: Bei Kindern zur Versorgung des hypotonen Knickfußes.

Eigenschaften / Merkmale

- Individuelle Anfertigung nach Maß
- Inklusive Fußrückenpolster
- In jedem Kinderschuh tragbar
- Flexibler Kunststoffaußenrahmen

Produktfunktionen

- Aufrichtung des hypotonen Knickfußes
- Abrollkontrolle durch Torsionsschnitt

Artikel-/Maßtabelle SureStep-Dynamische Rückfußorthese nach Maß

23.02.30.1001

Art.-Nr.	VE	Körpergewicht	Fertigungsgrundlage
SURESTEP-DSS	Paar	< 35 kg	Maßblatt
SURESTEP-DSS1	Stück	< 35 kg	Maßblatt
SURESTEP GIPS	Stück	< 35 kg	Gipsabdruck

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das entsprechende Maßblatt. Lieferzeit: ca. 3 bis 4 Wochen.



BigShot - Dynamische Rückfußorthese (nach Maß)

Anwendung: Zur Versorgung des hypotonen Knickfußes.

Eigenschaften / Merkmale

- Individuelle Anfertigung nach Maß
- Integrierter Weichwandinnenschuh
- Inklusive Fußrückenpolster
- In jedem Kinderschuh tragbar

Produktfunktionen

- Aufrichtung des hypotonen Knickfußes
- Abrollkontrolle durch Torsionsschnitt

Artikel-/Maßtabelle BigShot - Dynamische Rückfußorthese nach Maß

Art.-Nr.	VE	Körpergewicht	Ausführung
BIG SHOT	Paar	> 35 kg	pro Paar
BIG SHOT LITE	Paar	23 - 40 kg	pro Paar
BIG SHOT-1	Stück	> 35 kg	pro Stück
BIG SHOT-1 LITE	Stück	23 - 40 kg	pro Stück

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das entsprechende Maßblatt. Lieferzeit: ca. 3 bis 4 Wochen.



Bébox - Fußredressionsorthese

Anwendung: Bei Kindern mit kongenitalen Vorfußdeformitäten, Muskelveränderungen oder neurologischen Störungen, verbunden mit einer Vorfuß-Abweichung.

Eigenschaften / Merkmale

- Multiaxiales Gelenk zwischen Vor- und Rückfuß
- Vorfuß horizontal, vertikal und in der Torsion justierbar

Produktfunktionen

- Positionierung des Vorfußes
- Verhinderung von Fußfehlstellungen

Artikel-/Maßtabelle Bébox - Fußredressionsorthese

Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	VE	Fußlänge
8731L-7,5	8731R-7,5	Stück	7,5 cm
8731L-8	8731R-8	Stück	8,0 cm
8731L-8,5	8731R-8,5	Stück	8,5 cm
8731L-9	8731R-9	Stück	9,0 cm
8731L-9,5	8731R-9,5	Stück	9,5 cm
8731L-10	8731R-10	Stück	10,0 cm
8731L-10,5	8731R-10,5	Stück	10,5 cm
8731L-11,5	8731R-11,5	Stück	11,5 cm
8731L-12,5	8731R-12,5	Stück	12,5 cm
8731L-13,5	8731R-13,5	Stück	13,5 cm
8731L-14,5	8731R-14,5	Stück	14,5 cm
8731L-15,5	8731R-15,5	Stück	15,5 cm
8731L-16,5	8731R-16,5	Stück	16,5 cm

Maßnahmen: Länge des Fußes von der Ferse bis zur Spitze des großen Zehs.

Wir empfehlen eine Wachstumsreserve von 0,5 cm (kleinste Größe) bis 1 cm (größte Größe) zu addieren.



T-Strap - Valgus

Anwendung: Einsatz zur Korrektur bei einer Valgusstellung des Fersenbeins.

Eigenschaften / Merkmale

- Einheitsgröße
- Gelenkübergreifend
- Einfache Knöchelpositionierung
- Thermoplastisch verformbar

Produktfunktionen

- Korrektur des oberen Sprung- und Subtalargelenks in die Neutralstellung

Artikel-/Maßtabelle T-Strap - Valgus

Art.-Nr.:	VE	Größe	Seite
28777L	Stück	Universal	Links
28777R	Stück	Universal	Rechts

Orthesenkomponenten

Alle Extremitäten	110
Hüfte.....	116
Untere Extremität	120

Basko Healthcare

Care for Movement

basko.com



ALLE EXTREMITÄTEN





MultiMotion 2.5 - Dynamisches Korrektur-Systemgelenk

Anwendung: Mit dem dynamischen Korrektur-Systemgelenk wird eine effektive Behandlung von dynamisch korrigierbaren Kontrakturen gewährleistet.

Eigenschaften / Merkmale

- Einsetzbar in Flexions- und Extensionsrichtung
- Bewegungsumfang von +90° bis -90°

Produktfunktionen

- Stufenlos einstellbare dynamische Extension oder Flexion des Gelenks

Artikel-/Maßstabelle MultiMotion 2.5 - Dynamisches Korrektur-Systemgelenk

Art.-Nr.	VE	Größe	Schienenbreite	Gelenkstärke	T-Schienenform	Höhe Boden bis Gelenkdrehpunkt	Material	Gehäusedurchmesser	Proximaler Schienenanschluss	Distaler Schienenanschluss
MM04.2M-12	Stück	medium	12 mm	22 mm	-	64 mm	Stahl	36 mm	Schienen-Adapter	Schienen-Adapter
MM04.2MT-12	Stück	medium	12 mm	28 mm	10 mm	56 mm	Stahl	36 mm	Schienen-Adapter	Integrierter T-Schiene
MM04.2B-12	Stück	medium	12 mm	22 mm	-	270 mm	Stahl	36 mm	Integrierte Schienen	Integrierte Schienen
MM04.2BT-12	Stück	medium	12 mm	28 mm	10 mm	56 mm	Stahl	36 mm	Integrierte Schienen	Integrierter T-Schiene
MM05.2M-16	Stück	large	16 mm	26 mm	-	75 mm	Stahl	50 mm	Schienen-Adapter	Schienen-Adapter
MM05.2MT-16	Stück	large	16 mm	30 mm	11 mm	73 mm	Stahl	50 mm	Schienen-Adapter	Integrierter T-Schiene
MM05.2B-16	Stück	large	16 mm	26 mm	-	250 mm	Stahl	50 mm	Integrierte Schienen	Integrierte Schienen
MM05.2BT-16	Stück	large	16 mm	30 mm	11 mm	73 mm	Stahl	50 mm	Integrierte Schienen	Integrierter T-Schiene

MultiMotion





MultiStatic - Korrektur Gelenk

Anwendung: Zur Behandlung von dynamisch korrigierbaren Kontrakturen.

Eigenschaften / Merkmale

- Einfache Winkeleinstellung durch eine optimal positionierte Gelenkachse
- Integrierte Schienen

Produktfunktionen


- Stufenlos einstellbare statische Extension oder Flexion des Gelenks

Artikel-/Maßstabelle MultiStatic - Korrektur Gelenk

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Gesamtlänge	Schienenbreite	Höhe	Schienenstärke	Gewicht	Gelenkkopfdurchmesser
MS02B-09	Stück	X-small	Universal	100 mm	9 mm	6,5 mm	1,5 mm	14 g	11 mm
MS03B-12	Stück	small	Universal	400 mm	12 mm	8,5 mm	2 mm	83 g	19 mm
MS04B-16	Stück	medium	Universal	400 mm	16 mm	9,5 mm	2 mm	121 g	25 mm
MS05B-19	Stück	large	Universal	400 mm	19 mm	10,5 mm	2 mm	151 g	30 mm



MultiStatic



FreeMotion - frei bewegliches Gelenk

Anwendung: Einachsiges, frei bewegliches Gelenk, das sich ideal als Mitläufer in Kombination mit einem Funktionsgelenk eignet.

Eigenschaften / Merkmale

- Bewegungsumfang: +120° bis -120°
- Schienenbreite: 12 mm (small), 16 mm (medium)
- Material: RfS

Produktfunktionen

- Einzeln oder als Mitläufer-Gelenk, um eine ausreichende Torsionssteifigkeit der Orthese zu gewährleisten.

Artikel-/Maßtabelle FreeMotion - frei bewegliches Gelenk

Nr.	Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Ø Gelenk-kopf	Offset T-Bar	Abstand Boden bis Achse
1	FM03M-12	Stück	small	Universal	93 mm	12 mm	11 mm	40 g	18 mm	-	46 mm
2	FM03MT-12	Stück	small	Universal	97 mm	12 mm	11 mm	72 g	18 mm	10 mm	50 mm
3	FM03BT-12	Stück	small	Universal	250 mm	12 mm	11 mm	106 g	18 mm	10 mm	50 mm
4	FM03B-12	Stück	small	Universal	400 mm	12 mm	11 mm	102 g	18 mm	-	200 mm
5	FM04M-16	Stück	medium	Universal	97 mm	16 mm	11 mm	52 g	22 mm	-	48 mm
6	FM04MT-16	Stück	medium	Universal	105 mm	16 mm	11 mm	88 g	22 mm	10 mm	55 mm
7	FM04BT-16	Stück	medium	Universal	260 mm	16 mm	11 mm	134 g	22 mm	10 mm	55 mm
8	FM04B-16	Stück	medium	Universal	400 mm	16 mm	11 mm	140 g	22 mm	-	200 mm



Binky - Universalgelenk (frei beweglich)

Anwendung: Paarweise in Orthesen aus thermoplastischem Kunststoff oder einzeln als Mitläufer-Gelenk (z.B. bei den MultiMotion- oder Triple Action-Gelenken).

Eigenschaften / Merkmale

- Frei beweglich
- Einachsiger
- 4 Gewindebohrungen M4
- Material: RfS

Produktfunktionen

- Paarweise zur Gelenkführung
- Einzeln als Mitläufer-Gelenk

Artikel-/Maßtabelle Binky - Universalgelenk (frei beweglich)

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Dicke	Gewicht	Körpergewicht
814101	Paarweise	62 mm	12 mm	2,5 mm	18 g	< 35 kg
814102	Paarweise	76 mm	18 mm	2,5 mm	30 g	100 kg



HÜFTE



MultiMotion 2.5 - Dynamisches Hüftabduktionssystem (für Kinder)

Anwendung: Zur Behandlung von Kindern mit dynamisch korrigierbaren Adduktionskontrakturen im Hüftgelenk.

Eigenschaften / Merkmale

- Stufenlos einstellbare Abduktionskraft
- Abduktions-/Adduktionsstopps einstellbar

Produktfunktionen

- Stufenlos einstellbare dynamische Abduktion des Hüftgelenks
- Begrenzung der Adduktion oder Abduktion des Hüftgelenks

Artikel-/Maßtabelle MultiMotion 2.5 - Dynamisches Hüftabduktionssystem (für Kinder)

Art.-Nr.	VE	Größe	Geeignet für
MM-HA-S	Set	small	Körpergröße < 105 cm
MM-HA-R	Set	regular	Körpergröße > 105 cm

Das MultiMotion-Korrektur-Gelenk muss immer separat und zusätzlich bestellt werden (siehe Zubehör).



Orthesen-Hüftgelenk

Anwendung: Für eine kontrollierte Hüftabduktion.

Eigenschaften / Merkmale

- Verschiedene Abduktionswinkel (vorgeformt oder variabel)
- Gleitlager sichert einen reibungslosen Bewegungsablauf

Produktfunktionen

- Abduktion der Hüftgelenke

Artikel-/Maßtabelle Orthesen-Hüftgelenk

23.99.39.0001

Art.-Nr.	VE	Größe	Abduktion	Länge untere Schiene	Länge obere Schiene	Gelenkkopf-durchmesser
50728	Stück	small	variabel	15 cm	13 cm	31/32"
50732	Stück	medium	variabel	19 cm	14 cm	1-1/8"
50757	Stück	large	variabel	20 cm	15 cm	1-7/16"
50758	Stück	medium, X-lang	variabel	30 cm	14 cm	1-1/8"
50759	Stück	large, X-lang	variabel	30 cm	15 cm	1-7/16"
58642	Stück	small	0°	15 cm	13 cm	31/32"
58552	Stück	medium	10°	19 cm	14 cm	1-1/8"
58646	Stück	small	25°	15 cm	13 cm	31/32"
58560	Stück	medium	25°	19 cm	14 cm	1-1/8"
58602	Stück	large	25°	20 cm	15 cm	1-7/16"
58578	Stück	medium	35°	19 cm	14 cm	1-1/8"



Scottish Rite - Orthosenbausatz

Anwendung: Für eine Abduktion der Hüften.

Eigenschaften / Merkmale

- Stellschienen zur Befestigung der optional erhältlichen Oberschenkelmanschetten an den Hüftgelenken

Produktfunktionen

- Abduktion der Hüftgelenke
- Freie oder begrenzte Hüftflexion und -extension

Artikel-/Maßtabelle Scottish Rite - Orthosenbausatz

23.05.30.1001

Art.-Nr.	VE	Größe	Abduktion
50454	Set	small	25°
50810	Set	medium	25°
50826	Set	large	25°
50456	Set	small	35°
50818	Set	medium	35°
50834	Set	large	35°
50458	Set	small	variabel
50842	Set	medium	variabel
50850	Set	large	variabel

small = Kinder von 2 bis 4 Jahren, medium = Kinder von 4 bis 14 Jahren, large = Jugendliche ab 14 Jahre.
Bei aktiven oder schwergewichtigen Kindern wählen Sie die nächst größere Größe.

UNTERE EXTREMITÄT





SPL 2 - Swing Phase Lock Kniegelenk

Anwendung: Bei Ausfall der aktiven Kniestreckung.

Eigenschaften / Merkmale

- Monolateral einsetzbar
- Einsatz in Knie-/Ganzbeinorthesen
- Verriegelung in Beugerichtung bei 0° und 15° (Sicherheitsstopp)

Produktfunktionen

- Entriegelt nach der mittleren Standphase
- Verriegelt am Ende der Schwungphase vor Fersenauftritt

Artikel-/Maßstabelle SPL 2 - Orthesen-Kniegelenk (monolateral)

23.99.27.0001

Art.-Nr.	VE	Seite	Körpergewicht
IQ250L	Stück	links	< 100 kg
IQ250R	Stück	rechts	< 100 kg

Artikel-/Maßstabelle SPL 2 - Orthesen-Kniegelenk (bilateral, mit SPC-Gelenk)

23.99.27.0001

Art.-Nr.	VE	Seite	
IQ200L	Stück	links	
IQ200R	Stück	rechts	

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das vorliegende [Maßblatt](#).



OrthoFusion+ C.O.S. SPL 2 - Karbon-Beinorthesen

Anwendung: Zur Versorgung von Patienten mit Ausfall der aktiven Kniestreckung.

Eigenschaften / Merkmale

- Orthesenfertigung inkl. aller nötigen Gelenkkomponenten
- Verriegelung in Beugerichtung bei 0° und 15° (Sicherheitsstopp)
- Funktion unabhängig von Bodenkontakt/Knöchelbewegung
- Anschluss für Systemschienen: 19 mm

Produktfunktionen

- Entriegelt nach der mittleren Standphase
- Verriegelt am Ende der Schwungphase vor Fersenauftritt
- 3 Funktionsmodi zur Auswahl:
 - Automatische Ver- und Entriegelung des Gelenks
 - Permanente Entriegelung
 - Permanente Verriegelung



SPC - Swing Phase Control Gelenk

Anwendung:

Verhindern einer übermäßigen Flexion des Knies

Artikel-/Maßtabelle SPC - Swing Phase Control Gelenk

Art.-Nr.	VE	Seite	Gewicht
IQ120L	Stück	Links	190 g
IQ120R	Stück	Rechts	190 g



Triple Action - Knöchelgelenk A - 19 mm

Anwendung: Zum Ausgleich eines pathologischen Gangbildes bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Hyper- oder Hypotonus.

Eigenschaften / Merkmale

- Laterale Fußbügel links und rechts
- Mediale Fußbügel links und rechts
- Y-Fußbügel links und rechts (extra gehärtet)

Produktfunktionen

- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

Artikel-/Maßtabelle Triple Action - Knöchelgelenk A - 19 mm

Art.-Nr.	VE	Seite	Booster	Schienenbreite	Gewicht	Körpergewicht
3A76-A0	Stück	Universal	0	19 mm	222 g	Max. 110 kg
3A76-A1	Stück	Universal	0	19 mm	222 g	Max. 110 kg
3A76-A2	Stück	Universal	1	19 mm	256 g	Max. 110 kg
3A76-A3	Stück	Universal	1	19 mm	256 g	Max. 110 kg

Artikel-/Maßtabelle Fußbügel für Triple Action - Knöchelgelenk A

Art.-Nr.	VE	Seite	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Geeignet für
3A76-LATL-1	Stück	links	69 mm	90 mm	3 mm	62 g	TA-19 mm
3A76-LATR-1	Stück	rechts	69 mm	90 mm	3 mm	61 g	TA-19 mm
3A76-MEDL-1	Stück	links	63 mm	101 mm	3 mm	61 g	TA-19 mm
3A76-MEDR-1	Stück	rechts	63 mm	101 mm	3 mm	61 g	TA-19 mm
3A76-YL-1	Stück	links	73 mm	105 mm	3 mm	56 g	TA-19 mm
3A76-YR-1	Stück	rechts	73 mm	105 mm	3 mm	56 g	TA-19 mm
3A76-R-1	Stück	Universal	23 mm	175 mm	3 mm	98 g	TA-19 mm



Triple Action - Knöchelgelenk B - 16 mm

Anwendung: Zum Ausgleich eines pathologischen Gangbildes bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Hyper- oder Hypotonus.

Eigenschaften / Merkmale

- Laterale Fußbügel links und rechts
- Mediale Fußbügel links und rechts
- Y-Fußbügel links und rechts (extra gehärtet)

Produktfunktionen

- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

Artikel-/Maßstabelle Triple Action - Knöchelgelenk B - 16 mm

Art.-Nr.	VE	Seite	Booster	Schienenbreite	Gewicht	Körpergewicht
3B76-A0	Stück	Universal	0	16 mm	140 g	Max. 100 kg
3B76-A1	Stück	Universal	1	16 mm	178 g	Max. 100 kg
3B76-A2	Stück	Universal	1	16 mm	178 g	Max. 100 kg
3B76-A3	Stück	Universal	2	16 mm	215 g	Max. 100 kg

Artikel-/Maßstabelle Fußbügel für Triple Action - Knöchelgelenk B

Art.-Nr.	VE	Seite	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Geeignet für
3B76-LATL-1	Stück	links	52 mm	75 mm	3 mm	43 g	TA-16 mm
3B76-LATR-1	Stück	rechts	52 mm	75 mm	3 mm	43 g	TA-16 mm
3B76-MEDL-1	Stück	links	43 mm	89 mm	3 mm	40 g	TA-16 mm
3B76-MEDR-1	Stück	rechts	43 mm	89 mm	3 mm	40 g	TA-16 mm
3B76-Y-1	Stück	Universal	73 mm	90 mm	3 mm	45 g	TA-16 mm
3B76-R-1	Stück	Universal	21 mm	175 mm	3 mm	98 g	TA-16 mm



Triple Action - Knöchelgelenk C - 13 mm

Anwendung: Zum Ausgleich eines pathologischen Gangbildes bei Kindern mit Hyper- oder Hypotonus.

Eigenschaften / Merkmale

- Laterale Fußbügel Universal
- Mediale Fußbügel links und rechts
- Y-Fußbügel Universal
- Gerader Fußbügel Universal

Produktfunktionen

- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

Artikel-/Maßstabelle Triple Action - Knöchelgelenk C - 13 mm

Art.-Nr.	VE	Seite	Booster	Schienenbreite	Gewicht	Körpergewicht
3C76-A0	Stück	Universal	0	13 mm	82 g	Max. 50 kg
3C76-A1	Stück	Universal	1	13 mm	102 g	Max. 50 kg
3C76-A2	Stück	Universal	1	13 mm	102 g	Max. 50 kg
3C76-A3	Stück	Universal	2	13 mm	123 g	Max. 50 kg

Artikel-/Maßstabelle Fußbügel für Triple Action - Knöchelgelenk C

Art.-Nr.	VE	Seite	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Geeignet für
3C76-LAT-1	Stück	Universal	45 mm	60 mm	3 mm	25 g	TA-13 mm
3C76-MEDL-1	Stück	links	42 mm	66 mm	3 mm	42 g	TA-13 mm
3C76-MEDR-1	Stück	rechts	42 mm	66 mm	3 mm	42 g	TA-13 mm
3C76-YLNG-1	Stück	Universal	122 mm	60 mm	3 mm	45 g	TA-13 mm
3C76-R-1	Stück	Universal	20 mm	70 mm	3 mm	35 g	TA-13 mm



Triple Action-GEO - Testorthese (mit B - Gelenk)

Anwendung: Die GEO (Gait Evaluation Orthosis) ist eine Prepreg-Testorthese zur Beurteilung des Nutzens einer Knöchel-/Fußorthese mit einem Triple Action-Knöchelgelenk.

Eigenschaften / Merkmale

- Verschiedene Federkonfigurationen mit optionalem Booster

Produktfunktionen

- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Plantar- und Dorsalflexion

Artikel-/Maßtabelle Triple Action-GEO - Testorthese (mit B-Gelenk)

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Seite	Körpergewicht
3B00-GEO-SL	Stück	small	36 - 41	links	Max. 90 kg
3B00-GEO-SR	Stück	small	36 - 41	rechts	Max. 90 kg
3B00-GEO-LL	Stück	large	> 41	links	Max. 90 kg
3B00-GEO-LR	Stück	large	> 41	rechts	Max. 90 kg



OrthoFusion+ C.O.S.-Triple Action/MILINE

(Prepreg-Knöchel-/Fußorthese nach Maß)

Anwendung: Prepreg-Knöchel-/Fußorthese nach Maß mit dem Triple Action B-Gelenk für den Einsatz bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Eigenschaften / Merkmale

- Erhältlich mit A- oder B-Gelenk
- Erhältlich in einer uni- oder bilateralen Ausführung

Produktfunktionen

- Fußanhebung während der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion



MILINE - Double Action-Knöchelgelenke

Anwendung: Zur Kontrolle und Unterstützung des Sprunggelenks bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit pathologischem Gangbild.

Eigenschaften / Merkmale

- Knöchelgelenk für Jugendliche und Erwachsene
- Unilateraler Einsatz bis max. 110 kg
- Bilateraler Einsatz bis max. 160 kg

Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion
- Kniestabilität in der Standphase

Artikel-/Maßtabelle MILINE | Double Action-Knöchelgelenk (mit Booster)

Art.-Nr.	VE	Seite	Bein	Booster	Schienenbreite	Körpergewicht
MI-213-A1U	Stück	rechts/lateral & links/medial	Universal	dorsal	13 mm	max. 80 kg
MI-213-A2U	Stück	rechts/medial & links/lateral	Universal	ventral	13 mm	max. 80 kg
MI-216-A1U	Stück	rechts/lateral & links/medial	Universal	dorsal	16 mm	max. 120 kg
MI-216-A2U	Stück	rechts/medial & links/lateral	Universal	ventral	16 mm	max. 120 kg
MI-220-A1U	Stück	rechts/lateral & links/medial	Universal	dorsal	20 mm	max. 160 kg
MI-220-A2U	Stück	rechts/medial & links/lateral	Universal	ventral	20 mm	max. 160 kg

Artikel-/Maßtabelle MILINE | Double Action-Knöchelgelenk (ohne Booster)

Art.-Nr.	VE	Seite	Bein	Booster	Schienenbreite	Körpergewicht
MI-213-A0U	Stück	Universal	Universal	keine	13 mm	max. 80 kg
MI-216-A0U	Stück	Universal	Universal	keine	16 mm	max. 120 kg
MI-220-A0U	Stück	Universal	Universal	keine	20 mm	max. 160 kg



MILINE - Dorsiflexion Assist-Knöchelgelenke

Anwendung: Zur Kontrolle und Unterstützung des Sprunggelenks bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit pathologischem Gangbild.

Eigenschaften / Merkmale

- Knöchelgelenk für Jugendliche und Erwachsene
- Unilateraler Einsatz bis max. 110 kg
- Bilateraler Einsatz bis max. 160 kg

Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

Artikel-/Maßtabelle MILINE | Dorsiflexion Assist-Knöchelgelenk (ohne Booster)

Art.-Nr.	VE	Seite	Bein	Booster	Schienenbreite	Körpergewicht
MI-113-A0R	Stück	rechts/lateral & links/medial	Universal	keine	13 mm	max. 80 kg
MI-113-A0L	Stück	rechts/medial & links/lateral	Universal	keine	13 mm	max. 80 kg
MI-116-A0R	Stück	rechts/lateral & links/medial	Universal	keine	16 mm	max. 120 kg
MI-116-A0L	Stück	rechts/medial & links/lateral	Universal	keine	16 mm	max. 120 kg
MI-120-A0R	Stück	rechts/lateral & links/medial	Universal	keine	20 mm	max. 160 kg
MI-120-A0L	Stück	rechts/medial & links/lateral	Universal	keine	20 mm	max. 160 kg

Artikel-/Maßtabelle MILINE | Dorsiflexion Assist-Knöchelgelenk (mit dorsalem Booster)

Art.-Nr.	VE	Seite	Bein	Booster	Schienenbreite	Körpergewicht
MI-113-A1R	Stück	rechts/lateral & links/medial	Universal	dorsal	13 mm	max. 80 kg
MI-113-A1L	Stück	rechts/medial & links/lateral	Universal	dorsal	13 mm	max. 80 kg
MI-116-A1R	Stück	rechts/lateral & links/medial	Universal	dorsal	16 mm	max. 120 kg
MI-116-A1L	Stück	rechts/medial & links/lateral	Universal	dorsal	16 mm	max. 120 kg
MI-120-A1R	Stück	rechts/lateral & links/medial	Universal	dorsal	20 mm	max. 160 kg
MI-120-A1L	Stück	rechts/medial & links/lateral	Universal	dorsal	20 mm	max. 160 kg



MILINE - Standard Action-Knöchelgelenke

Anwendung: Zur Kontrolle und Unterstützung des Sprunggelenks bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit pathologischem Gangbild.

Eigenschaften / Merkmale

- Knöchelgelenk für Jugendliche und Erwachsene
- Unilateraler Einsatz bis max. 110 kg
- Bilateraler Einsatz bis max. 160 kg

Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Dorsal- und Plantarflexion

Artikel-/Maßstabelle MILINE | Double Action-Knöchelgelenk (ohne Booster)

Art.-Nr.	VE	Seite	Bein	Booster	Schienenbreite	Körpergewicht
MI-013-A0U	Stück	Universal	Universal	keine	13 mm	max. 80 kg
MI-016-A0U	Stück	Universal	Universal	keine	16 mm	max. 120 kg
MI-020-A0U	Stück	Universal	Universal	keine	20 mm	max. 160 kg



ToeOFF FLOW 2 1/2 - Fußformteil

Anwendung: Zur individuellen Anfertigung einer dynamischen Knöchel-/Fußorthese.

Eigenschaften / Merkmale

- Einsetzbar in Schuhen mit niedriger Fersenhöhe
- Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung

Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

Artikel-/Maßstabelle ToeOFF FLOW 2 1/2 - Fußformteil (ohne Innenpolster)

Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts	VE	Größe	Schuhgröße	Fußlänge	Höhe	Effektive Absatzhöhe	Klettverschlüsse
8615.403L-XS	8615.403R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.403L-S	8615.403R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.403L-M	8615.403R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.403L-L	8615.403R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.403L-XL	8615.403R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.404L-XS	8615.404R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.404L-S	8615.404R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.404L-M	8615.404R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.404L-L	8615.404R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.404L-XL	8615.404R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung).



ToeOFF - Fußformteil

Anwendung: Zur individuellen Anfertigung einer dynamischen Knöchel-/Fußorthese oder zur Kombination mit einer individuell gefertigten Vorfußprothese.

Eigenschaften / Merkmale

- Ventrale Anlage
- Freie Ferse
- Lateraler Verbindungssteg
- Integriertes Microfix

Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

Artikel-/Maßstabelle ToeOFF - Fußformteile (ohne Innenpolster)

23.03.02.6008

Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts	VE	Größe	Schuhgröße	Fußplattenlänge	Höhe	Effektive Absatzhöhe	Klettverschlüsse
8615.203L-XS	8615.203R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.203L-S	8615.203R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.203L-M	8615.203R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.203L-L	8615.203R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.203L-XL	8615.203R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	430 mm	16 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.303L-XS	8615.303R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.303L-S	8615.303R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.303L-M	8615.303R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.303L-L	8615.303R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.303L-XL	8615.303R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8615.204L-XS	8615.204R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.204L-S	8615.204R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.204L-M	8615.204R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.204L-L	8615.204R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.204L-XL	8615.204R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	430 mm	16 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.304L-XS	8615.304R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.304L-S	8615.304R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.304L-M	8615.304R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.304L-L	8615.304R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8615.304L-XL	8615.304R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe

Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung) - (*Fertigung nach dreidimensionalen Maßen.).



BlueROCKER - Fußformteil

Anwendung: Zur individuellen Anfertigung einer dynamischen Knöchel-/Fußorthese oder zur Kombination mit einer individuell gefertigten Vorfußprothese.

Eigenschaften / Merkmale

- Ventrale Anlage
- Freie Ferse
- Lateraler Verbindungssteg

Produktfunktionen

- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase

Artikel-/Maßstabelle BlueROCKER - Fußformteil (ohne Innenpolster)

23.03.02.6018

Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts	VE	Größe	Schuhgröße	Fußplattenlänge	Höhe	Effektive Absatzhöhe	Klettverschlüsse
8618.203L-XS	8618.203R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.203L-S	8618.203R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.203L-M	8618.203R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.203L-L	8618.203R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.203L-XL	8618.203R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	430 mm	16 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.303L-XS	8618.303R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.303L-S	8618.303R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.303L-M	8618.303R-M	Stück	medium	38 - 40	245 mm	405 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.303L-L	8618.303R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.303L-XL	8618.303R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	mit Umlenkschlaufe
8618.204L-XS	8618.204R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.204L-S	8618.204R-S	Stück	small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.204L-M	8618.204R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.204L-L	8618.204R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.204L-XL	8618.204R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	430 mm	16 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.304L-XS	8618.304R-XS	Stück	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.304L-S	8618.304R-S	Stück	small	38 - 42	230 mm	380 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.304L-M	8618.304R-M	Stück	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.304L-L	8618.304R-L	Stück	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe
8618.304L-XL	8618.304R-XL	Stück	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	ohne Umlenkschlaufe

Nachstehende Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung). Sie haben einen Patienten, der aufgrund seiner besonderen Körpereigenschaften nicht mit den vorkonfektionierten BlueROCKER-Orthesen zu versorgen ist? Dann fertigen wir für Sie eine BlueROCKER Custom (Art.-Nr.: 8618C) nach dreidimensionalen Maßen. Lieferzeit ab Eingang des Abdrucks/Bestellformular: ca. 4 Wochen. (*Fertigung nach dreidimensionalen Maßen.).



COMBO - Komponenten zur Hyperextensionskontrolle

Anwendung: Bei Knie-Hyperextension und zusätzlicher Fußheberschwäche.

Eigenschaften / Merkmale

- Zwei ungekoppelte Kniegelenk-Drehpunkte
- Adaptierung an eine ToeOFF oder BlueROCKER notwendig

Produktfunktionen

- Kniegelenkextensionsstopp bei 0°

Artikel-/Maßstabelle COMBO - Komponenten zur Hyperextensionskontrolle

23.99.99.0001

COMBO-Komponente	Art.-Nr.	Seite	Größe	M-L Breite 20 cm oberhalb der Patellamitte	Umfang 20 cm oberhalb der Patellamitte	Kniebreite Patellamitte
Tibiaadapter	28784-S	Universal	small	-	-	-
	28784-M	Universal	medium	-	-	-
	28784-L	Universal	large	-	-	-
Gelenke mit Schienen	28780	Universal	Einheitsgröße	-	-	-
	28781L-S	links	small	11 - 15 cm	30 - 40 cm	-
	28781L-M	links	medium	13 - 17 cm	38 - 50 cm	-
Oberschenkel-manschette	28781L-L	links	large	15 - 19 cm	48 - 60 cm	-
	28781LXL	links	X-large	17 - 21 cm	58 - 70 cm	-
	28781R-S	rechts	small	11 - 15 cm	30 - 40 cm	-
	28781R-M	rechts	medium	13 - 17 cm	38 - 50 cm	-
	28781R-L	rechts	large	15 - 19 cm	48 - 60 cm	-
	28781R-XL	rechts	X-large	17 - 21 cm	58 - 70 cm	-
	28783-S	Universal	small	-	-	-
SoftKIT- Oberschenkel-polster (optional)	28783-M	Universal	medium	-	-	-
	28783-L	Universal	large	-	-	-
	28783-XL	Universal	X-large	-	-	-
Hyperextensions-polster	28782-S	Universal	small	-	-	70 - 105 mm
	28782-M	Universal	medium	-	-	95 - 130 mm
	28782-L	Universal	large	-	-	125 - 160 mm



StepLock - Rastenkniegelenk (2400-Serie)

Anwendung: Zur stufenweisen Streckung des Kniegelenks eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Extension in Rastschritten von jeweils 15 Grad
- Maximaler Flexionswinkel von 135 Grad

Produktfunktionen

- Stufenweise Streckung des Kniegelenks
- Manuelle Sperrung der Knieflexion
- Freie Bewegung möglich

Artikel-/Maßstabelle StepLock-Orthesen - Kniegelenksysteme (2400-Serie)

23.99.31.0001

Art.-Nr.	VE	Schienenbreite	Drehpunkt Standard	Drehpunkt Rückverlagert (19 mm)
2400-SLMO5K	Paar	12 mm	+++	-

Eine grundsätzliche Gewichtsbeschränkung für die Gelenke gibt es nicht. Es wird jedoch empfohlen, bei schwereren Patienten eher die größeren Gelenke und für leichtere Patienten sowie bei Kindern und Jugendlichen die kleineren Gelenke einzusetzen.



UniLock - Sperrkniegelenk (2400-Serie)

Anwendung: Zur Sperrung des Kniegelenks.

Eigenschaften / Merkmale

- Manuelle Entriegelung
- Entriegelung durch einen optionalen Kabelentriegelungssatz oder Sperrbügel

Produktfunktionen

- Manuelle Kniesperrung während der Stand- und Schwungphase
- Freie Bewegung möglich

Artikel-/Maßstabelle UniLock-Orthesen - Kniegelenksysteme (2400-Serie)

Art.-Nr.	VE	Schienenbreite
2400-ULMO5K	Paar	12 mm

Eine grundsätzliche Gewichtsbeschränkung für die Gelenke gibt es nicht. Es wird jedoch empfohlen, bei schwereren Patienten eher die größeren Gelenke und für leichtere Patienten sowie bei Kindern und Jugendlichen die kleineren Gelenke einzusetzen.



H.E.K.O. - Kniegelenk (mit integrierten Schienen)

Anwendung: In Kinder-Orthesen zur Kontrolle der Knie-Hyperextension.

Eigenschaften / Merkmale

- Zwei ungekoppelte Drehpunkte
- Stufenlos einstellbarer Extensionsstopp von 0° - 30°
- Patientengewichtslimit: 45 kg

Produktfunktionen

- Kniegelenk-Extensionsstopp stufenlos einstellbar von 0° - 30°

Artikel-/Maßstabelle H.E.K.O. - Kniegelenk (mit integrierten Schienen)

Art.-Nr.	VE	Größe	Gewichtslimit
SSHEKOSM	Paar	small	22 kg
SSHEKOLG	Paar	large	45 kg



Slim Line Modular Double Action - Knöchelgelenk

Anwendung: Das Slim Line Modular Double Action-Knöchelgelenk ist ein vielseitiges Gelenk, das auf unterschiedliche Weise konfiguriert werden kann.

Eigenschaften / Merkmale

- Gelenk mit Stift: Einstellung der Plantarflexion und des Dorsalextensionsanschlags
- Material: rostfreier Stahl

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle der Dorsal- oder Plantarflexion

Artikel-/Maßstabelle Double Action - Knöchelgelenk (Fillauer)

Art.-Nr.	VE	Stangenlänge (gerade)	Schienenanschlussbreite	Material
SLM-2825-A	Stück	-	19 mm	Stahl
SLM-2835-A6S	Stück	335 mm	19 mm	Stahl



Double Action - Knöchelgelenk

Anwendung: In Orthesen zur Kontrolle der Dorsalextension/
Plantarflexion.

Eigenschaften / Merkmale

- Gelenk mit Feder: Unterstützung der Dorsalextension und der Plantarflexion
- Material: Edelstahl

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle der Dorsal- oder Plantarflexion

Artikel-/Maßtabelle Double Action - Knöchelgelenk (Fillauer)

23.99.12.0001

Art.-Nr.	VE	Schienenanschlussbreite	Material	Ausführung
20882	Stück	16 mm	Stahl	Mit Federn
20884	Stück	16 mm	Stahl	Mit Stiften
20886	Stück	19 mm	Stahl	Mit Federn
20888	Stück	19 mm	Stahl	Mit Stiften



Limited Motion - Knöchelgelenk

Anwendung: Knöchelgelenk mit einer limitierten Bewegung.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Edelstahl

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle einer limitierten Bewegung

Artikel-/Maßtabelle Knöchelgelenk (begrenzte Bewegung) (Fillauer)

Art.-Nr.	VE	Schienenanschlussbreite
020866	Stück	19 mm



Model 750 - Camber Axis Hinge

Anwendung: Das Camber Axis Hinge ist ein einstellbares Knöchelgelenk mit anatomischer Achsausrichtung zur Verwendung in thermoplastischen Orthesen.

Eigenschaften / Merkmale

- Einstellbarer Bewegungsumfang oder feste Knöchelposition
- Kit beinhaltet alle notwendigen Teile und Linermaterial

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle der Dorsal- oder Plantarflexion

Artikel-/Maßtabelle Model 750 | Camber Axis Hinge

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite	Körpergewicht
750-S	Set	small	81 mm	29 mm	max. 46 kg
750-M	Set	medium	98 mm	38 mm	max. 72 kg
750-L	Set	large	114 mm	40 mm	max. 100 kg



Model 751 - Camber Axis Frei bewegliches Gelenk

Anwendung: Das frei bewegliche Gelenk „Camber Axis“ eignet sich ideal als Mitläufer-Gelenk für die Triple Action-Knöchelgelenke.

Eigenschaften / Merkmale

- Links und rechts verwendbar
- Ausrichtachse ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Material: Stahl

Produktfunktionen

- Sorgt für Torsionssteifigkeit der Orthese

Artikel-/Maßtabelle Model 751 - frei bewegliches Gelenk

Art.-Nr.	VE	Seite	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht
751-ATA	Stück	Universal	40 mm	115 mm	1,5 mm	56 g



Model 775 - Gillette Double Flexure Knöchelgelenk

Anwendung: Das klassische Gillette-System aus Urethan bietet einen vollen Bewegungsumfang für eine thermoplastische Orthese.

Eigenschaften / Merkmale

- Vielseitig - bietet umfangreiche Optionen für thermoplastische Orthesen

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

Artikel-/Maßstabelle Model 775 | Gillette Double Flexure Knöchelgelenk

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite
775-C	Set	medium	49 mm	11 mm
775-A	Set	large	56 mm	14 mm



Model 755 - Motion Control Limiter Kit

Anwendung: Einstellbarer Bewegungsumfangsbegrenzer für die Plantarflexion, der in eine solide AFO umgewandelt werden kann.

Eigenschaften / Merkmale

- Einstellbarer Bewegungsumfang der Plantarflexion
- Optionale Gelenksperre mit zwei Positionen

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

Artikel-/Maßstabelle Model 755 | Motion Control Limiter Kit

Art.-Nr.	VE
755-MCL	Set



Model 760 - Oklahoma Knöchelgelenk

Anwendung: Dieses leichte Oklahoma-Knöchelgelenk bietet eine kostengünstige Methode zur Fertigung einer AFO mit freier Beweglichkeit.

Eigenschaften / Merkmale

- Leichtes Knöchelgelenk
- Thermoplastisch verformbar
- Material: Polypropylen

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

Artikel-/Maßtabelle Model 760 | Oklahoma Knöchelgelenk

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite
760-P	Set	X-small	51 mm	24 mm
760-S	Set	small	67 mm	25 mm
760-M	Set	medium	83 mm	32 mm
760-L	Set	large	95 mm	38 mm
760-XL	Set	X-large	102 mm	44 mm



Model 765 - Heavy Duty Oklahoma Knöchelgelenk

Anwendung: Dieses leichte Heavy Duty Oklahoma-Knöchelgelenk bietet eine kostengünstige Methode zur Fertigung einer AFO mit freier Beweglichkeit.

Eigenschaften / Merkmale

- Kits enthalten Gelenke, erforderliche Komponenten, selbstklebende Pelite-Polster-Pads
- Leichtes Knöchelgelenk

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

Artikel-/Maßtabelle Model 765 | Heavy Duty Oklahoma Ankle Joint

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite
765-P	Paar	X-small	51 mm	24 mm
765-S	Paar	small	67 mm	25 mm
765-M	Paar	medium	83 mm	32 mm
765-L	Paar	large	95 mm	38 mm
765-XL	Paar	X-large	102 mm	44 mm



Model 740 - Tamarack Flexure Knöchelgelenk

Anwendung: Tamarack Flexure selbstausrichtende Kunststoffgelenke verfügen über einen einzigartigen Kern aus hochwertigen Fasern, die eine Dehnung.

Eigenschaften / Merkmale

- Selbstausrichtende, flexible Gelenke
- Verwendbar für Ellbogen-, Handgelenk-, Knie- und Knöchelorthesen

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

Artikel-/Maßtabelle Model 740 | Tamarack Flexure Knöchelgelenk

Art.-Nr.	VE	Größe	Schuhgröße	Länge	Breite
740-P	Paar	small	< 28	32 mm	11 mm
740-M	Paar	medium	28 - 36	38 mm	13 mm
740-L	Paar	large	> 36	45 mm	15 mm
740-P-BLK	Paar	small	< 28	32 mm	11 mm
740-M-BLK	Paar	medium	28 - 36	38 mm	13 mm
740-L-BLK	Paar	large	> 36	45 mm	15 mm



Model 742 - Tamarack Dorsiflexion Flexure Gelenk

Anwendung: Dieses Tamarack-Gelenk hat ein vorgeformtes Design und damit eine eingebaute Vorspannung, die als Bewegungsunterstützung dient.

Eigenschaften / Merkmale

- Leichtgewicht
- Verschiedene Härtegrade zur Auswahl
- Einfache Fertigung

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

Artikel-/Maßtabelle Model 742 - Tamarack Dorsiflexion Flexure Gelenk

Art.-Nr. Weiß	Art.-Nr. Schwarz	VE	Größe	Länge	Breite	Shorehärte
742-P-75	742-P-75-BLK	Paarweise	Small	32 mm	11 mm	75
742-P-85	742-P-85-BLK	Paarweise	Small	32 mm	11 mm	85
742-P-95	742-P-95-BLK	Paarweise	Small	32 mm	11 mm	95
742-M-75	742-M-75-BLK	Paarweise	Medium	38 mm	13 mm	75
742-M-85	742-M-85-BLK	Paarweise	Medium	38 mm	13 mm	85
742-M-95	742-M-95-BLK	Paarweise	Medium	38 mm	13 mm	95
742-L-75	742-L-75-BLK	Paarweise	Large	45 mm	15 mm	75
742-L-85	742-L-85-BLK	Paarweise	Large	45 mm	15 mm	85
742-L-95	742-L-95-BLK	Paarweise	Large	45 mm	15 mm	95



Model 743 - Tamarack Variable Assist

Anwendung: Mit dem Tamarack Variable Assist kann der Profi die Federspannung dieses Sprunggelenks auf einen beliebigen Wert einstellen.

Eigenschaften / Merkmale

- Komplettes Set bestehend aus: Gelenken, Dummies, Shearban-Aufkleber, Befestigungsmaterial, Rückhaltegurt (Dorsal-/Plantarflexion)

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

Artikel-/Maßtabelle Model 743 | Tamarack Variable Assist

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge	Breite	Dicke
743-L	Set	large	60 mm	25 mm	11 mm



Modell 747 - Tamarack Clevisphere

Anwendung: Das Tamarack Clevisphere ist ein frei bewegliches Knöchelgelenk mit einstellbarem Anschlag.

Eigenschaften / Merkmale

- Selbstausrichtende Gelenkkonstruktion
- Stufenlos einstellbarer Anschlag
- Sowohl als Plantar- als auch als Dorsalflexionsstopper verwendbar

Artikel-/Maßtabelle Modell 747 - Tamarack Clevisphere

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite
747-L	Set	81 mm	21 mm



Model 655 - Motion Control Limiter

Anwendung: Bewegungsumfangsbegrenzer für die Plantar-/Dorsalflexion mit 4 Dorsalflexionsstopp-Positionen und einem stufenlos einstellbaren Plantarflexionsstopp.

Eigenschaften / Merkmale

- Begrenzung des Bewegungsumfangs der Dorsalflexion und Plantarflexion

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

Artikel-/Maßstabelle Model 655 | Motion Control Limiter

Art.-Nr.	VE	Größe	Länge
655-MCL-S	Set	small	48 mm
655-MCL-L	Set	large	71 mm
655-MCL-XL	Set	X-large	78 mm



Y-Fußbügel aus Stahl - Einseitig

Anwendung: Diese Fußbügel sind für alle System-Knöchelgelenke aus Alloy geeignet.

Eigenschaften / Merkmale

- Begrenzung des Bewegungsumfangs der Dorsalflexion und Plantarflexion

Produktfunktionen

- Zur Kontrolle des Knöchelgelenks

Artikel-/Maßstabelle Y-Fußbügel aus Stahl - Einseitig

Art.-Nr.	VE	Lappenlänge von Gelenkmittle	Zungenbreite
IAR-AD-DA-ST	Set	-	-

Prothesenkomponenten

Alle Extremitäten	142
-------------------------	-----



UNTERE EXTREMITÄT



Meracus - Prothesenfuß

Anwendung: Dieser Prothesenfuß wird eingesetzt, um die Funktion des amputierten Fußes/Sprunggelenks zu ersetzen, und ist für mäßige bis aktive Nutzung geeignet, beispielsweise zum Gehen, Wandern und gelegentlichen Laufen (K3-Aktivitätsstufe).

Eigenschaften / Merkmale

- Dynamisch reagierender Prothesenfuß
- Bietet ausgewogene Energierückgabe

Produktfunktionen

- Ersatz der Funktion des amputierten Sprunggelenks/Fußes

Artikel-/Maßtabelle Meracus - Prothesenfuß

Art.-Nr.	VE	Seite	Größe	Gewichtsklasse	Einbauhöhe
290000323	Stück	Universell	23	P3 < 60 kg	133 mm
290000324	Stück	Universell	24	P3 < 60 kg	133 mm
290000325	Stück	Universell	25	P3 < 60 kg	140 mm
290000326	Stück	Universell	26	P3 < 60 kg	140 mm
290000327	Stück	Universell	27	P3 < 60 kg	144 mm
290000423	Stück	Universell	23	P4 < 80 kg	133 mm
290000424	Stück	Universell	24	P4 < 80 kg	133 mm
290000425	Stück	Universell	25	P4 < 80 kg	140 mm
290000426	Stück	Universell	26	P4 < 80 kg	140 mm
290000427	Stück	Universell	27	P4 < 80 kg	144 mm
290000428	Stück	Universell	28	P4 < 80 kg	144 mm
290000523	Stück	Universell	23	P5 < 100 kg	133 mm
290000524	Stück	Universell	24	P5 < 100 kg	133 mm
290000525	Stück	Universell	25	P5 < 100 kg	140 mm
290000526	Stück	Universell	26	P5 < 100 kg	140 mm
290000527	Stück	Universell	27	P5 < 100 kg	144 mm
290000528	Stück	Universell	28	P5 < 100 kg	144 mm
290000624	Stück	Universell	24	P6 < 125 kg	133 mm
290000625	Stück	Universell	25	P6 < 125 kg	140 mm
290000626	Stück	Universell	26	P6 < 125 kg	140 mm
290000627	Stück	Universell	27	P6 < 125 kg	144 mm
290000628	Stück	Universell	28	P6 < 125 kg	144 mm
290000725	Stück	Universell	25	P7 < 150 kg	140 mm
290000726	Stück	Universell	26	P7 < 150 kg	140 mm
290000727	Stück	Universell	27	P7 < 150 kg	144 mm
290000728	Stück	Universell	28	P7 < 150 kg	144 mm



Meracus - Fußhülle

Anwendung: Realistisch aussehende Fußhülle für funktionelle und ästhetische Zwecke.

Eigenschaften / Merkmale

- Ausführungen sowohl für links als auch für rechts
- Mit rutschfestem Profil an der Unterseite

Produktfunktionen

- Schützt den Prothesenfuß vor Kratzern, Stößen und Verschmutzungen

Artikel-/Maßstabelle Meracus - Fußhülle

Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts	VE	Größe	Farbe
290021023	290022023	Stück	23	Beige
290021024	290022024	Stück	24	Beige
290021025	290022025	Stück	25	Beige
290021026	290022026	Stück	26	Beige
290021027	290022027	Stück	27	Beige
290021028	290022028	Stück	28	Beige
290031023	290032023	Stück	23	Braun
290031024	290032024	Stück	24	Braun
290031025	290032025	Stück	25	Braun
290031026	290032026	Stück	26	Braun
290031027	290032027	Stück	27	Braun
290031028	290032028	Stück	28	Braun



Meracus - Spectra Sock

Anwendung: Zwischenschicht zwischen dem Meracus-Prothesenfuß und der Fußhülle

Eigenschaften / Merkmale

- Hergestellt aus strapazierfähigem Spectra-Garn, das für seine Festigkeit und Abriebfestigkeit bekannt ist

Artikel-/Maßtabelle Meracus - Spectra Sock

Art.-Nr.	VE	Größe	Seite	Farbe
290060000	Stück	Universal	Universal	Schwarz

Textilien, Material & Werkzeuge

Kunststoffe.....	148
Polstermaterialien & Schaumstoffe	152
Verschlüsse & Bänder	156
Werkzeuge	166
Sonstiges	177

Basko Healthcare

Care for Movement

basko.com

KUNSTSTOFFE





PVA - Folienschlauch

Anwendung: Der konisch geformte PVA-Folienschlauch wird bei Vakuum-Gießtechniken eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Konisch geformt
- Schmale unauffällige Schweißnaht
- Auf einer Rolle verpackt

Produktfunktionen

- Für die Herstellung von Gießharzorthesen

Artikel-/Maßtabelle PVA - Folienschlauch

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Inhalt
90-36	Karton mit 10 Stück	70 x 27 x 5 cm	10
90-41	Karton mit 20 Stück	102 x 10 x 5 cm (4")	20
90-42	Karton mit 20 Stück	102 x 15 x 5 cm (6")	20
90-43	Karton mit 20 Stück	102 x 20 x 5 cm (8")	20
90-44	Karton mit 20 Stück	102 x 25 x 5 cm (10")	20
90-45	Karton mit 20 Stück	102 x 30 x 5 cm (12")	20
90-47	Karton mit 20 Stück	102 x 35 x 5 cm (14")	20
90-46	Karton mit 20 Stück	102 x 40 x 5 cm (16")	20
90-38	Karton mit 10 Stück	130 x 26 x 5 cm	10



3D-LITE - Niedrigthermoplast

Anwendung: Niedrigthermoplast für eine schnelle Orthesenfertigung.

Eigenschaften / Merkmale

- Leichter, steifer Kunststoff
- Wiederverformbar
- Wasserfest
- Farben: Beige

Produktfunktionen

- Zur Herstellung von maßgefertigten Orthesen

Artikel-/Maßtabelle 3D-LITE - Niedrigthermoplast

Art.-Nr.	VE	Abmessungen
648960000	Platte	60 x 60 cm x 3 mm
648970000	Platte	90 x 60 cm x 3 mm
648980000	Platte	60 x 60 cm x 5 mm
648990000	Platte	90 x 60 cm x 5 mm
649000000	Platte	60 x 60 cm x 7 mm
649010000	Platte	90 x 60 cm x 7 mm



TFC - Comfil-Material

Anwendung: Das TFC-Comfil-Material kombiniert die hohe Zugfestigkeit der Kohlenfaser mit den modellierbaren Eigenschaften von thermoplastischem Kunststoff zu einem steifen Karbon-Composite.

Eigenschaften / Merkmale

- Material kann erhitzt und geformt werden
- Kann einfach mit der Schere geschnitten werden

Produktfunktionen


- Zur Herstellung von maßgefertigten Orthesen

Artikel-/Maßtabelle TFC - Comfil 3D-Formplatte (bidirektional)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Material
700010124	Stück	1000 x 600 x 0,7 mm	Kohlenfaser
700010123	Stück	1000 x 600 x 1,5 mm	Kohlenfaser

Artikel-/Maßtabelle TFC - Comfil-Sohle (Steif)

Art.-Nr.	VE	Schuhgröße
700030144	Paarweise	44 - 46



PolyCar-C - Material (bidirektional)

Anwendung: Zur gezielten Verstärkung von thermoplastisch geformten Kunststoff-Bauteilen.

Eigenschaften / Merkmale

- Selbstverschweißend mit PP/PP und Copolymer
- Faserausrichtung: 50% zu 50%
- Verarbeitungstemperatur 175°-205°

Produktfunktionen

- Zur Verstärkung von maßgefertigten Orthesen

Artikel-/Maßtabelle PolyCar-C - Material (bidirektional)

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Dicke
76608	Platte	300 mm	300 mm	1,5 mm
76610	Platte	600 mm	300 mm	1,5 mm
76612	Platte	300 mm	300 mm	2,3 mm
76614	Platte	600 mm	300 mm	2,3 mm
76618	Platte	600 mm	300 mm	3,0 mm



749 - Shearban Sheets

Anwendung: Shearban ist ein revolutionäres Produkt, das entwickelt wurde, um Reibungskräfte auf der Haut schnell, einfach und kostengünstig zu reduzieren.

Eigenschaften / Merkmale

- Glatte Oberfläche reduziert Hautreibung und Blasenbildung
- Reduziert effektiv die auf die Haut einwirkenden Scherkräfte

Produktfunktionen

- Zur Verbesserung des Tragekomforts von Orthesen und Prothesen

Artikel-/Maßtabelle 749 | Shearban Sheets

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Farbe	Inhalt
749-BEIGE	Stück	20 cm X 30 cm	Beige	5
749S-BEIGE	Stück	20 cm X 30 cm	Beige	1
749S-BLACK	Stück	20 cm X 30 cm	Schwarz	1
749S-BLUE	Stück	20 cm X 30 cm	Blau	1



749-7 - Shearban Rivet Cover Patches

Anwendung: Zur schnellen und einfachen Vermeidung von Reibungskräften auf der Haut.

Eigenschaften / Merkmale

- Selbstklebende Kreise

Produktfunktionen

- Zum Abdecken von Nieten
- Zur Verbesserung des Tragekomforts von Orthesen oder Prothesen

Artikel-/Maßtabelle 749-7 | Shearban Rivet Cover Patches

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Farbe	Inhalt
749-7	Stück	Ø 1,9 cm	Beige	138
749-7-BLK	Stück	Ø 1,9 cm	Schwarz	138
749-7-XL	Stück	Ø 2,4 cm	Beige	84
749-7-XL-BLK	Stück	Ø 2,4 cm	Schwarz	84



GlideWear - Prosthetic Liner Pads

Anwendung: Das GlideWear Prosthetic Liner Pad ist ein „reibungsarmes“ Pad, das die Reibung und die damit verbundenen Scherkräfte zwischen Haut und Prothese reduziert.

Eigenschaften / Merkmale

- Absorbiert Scherkräfte, die sonst zu Hautreizungen führen würden
- Einfach in der Anwendung, langlebig und wiederverwendbar

Produktfunktionen

- Zur Verbesserung des Tragekomforts

Artikel-/Maßstabelle GlideWear - Prosthetic Liner Pads

Art.-Nr.	VE	Größe	Abmessungen
GW-PRO-2SB	Paar	small	6,5 cm x 12 cm
GW-PRO-2LB	Paar	large	11,5 cm x 19 cm
GW-PRO-2CB	Paar	large	Ø 11,5 mm



Polyethylen - Schaumstoff (weich)

Anwendung: Der Polyethylen-Schaumstoff (auch unter dem Namen Aliplast bekannt) wird hauptsächlich als Polstermaterial eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Geschlossene Oberflächenstruktur
- Verarbeitungstemperatur: 100° bis 120° C
- Material ist verschweißbar

Produktfunktionen

- Polstermaterial für Rumpforthesen

Artikel-/Maßstabelle Polyethylen - Schaumstoff (weich)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen
30400-6-05	Platte	1000 x 760 x 5 mm
30400-6-00	Platte	1000 x 760 x 3 mm
30400-6	Rolle	18300 x 1000 x 3 mm
30400-6-05-10	Rolle	10000 x 760 x 6 mm



Polyethylen - Schaumstoff

Anwendung: Der Polyethylenschaumstoff wird hauptsächlich als Polstermaterial eingesetzt, kann aber auch für Pelotten, weiche Mieder oder zur Wärmeisolation verwendet werden.

Eigenschaften / Merkmale

- Offene Oberflächenstruktur
- Nicht luftdurchlässig
- Verarbeitungstemperatur: 120° bis 160° C

Produktfunktionen

- Polstermaterial für Rumpforthesen

Artikel-/Maßtabelle Polyethylen - Schaumstoff

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Farbe
3503.3	Platte	3 mm x 1150 mm x 1150 mm	Blau
3505.8	Platte	5 mm x 1150 mm x 1150 mm	Blau
3508.8	Platte	8 mm x 1150 mm x 1150 mm	Blau



Volara - Polyethylenschaumstoff

Anwendung: Polyethylenschaumstoff mit einer geschlossenen Oberflächenstruktur zur Verwendung als Polster oder Innenschicht.

Eigenschaften / Merkmale

- Ausführung „luftdurchlässig“ ergibt ein sehr gutes Ergebnis bei der Verarbeitung mit Unterdruck
- Verarbeitungstemperatur: 140°

Produktfunktionen

- Polstermaterial für Rumpforthesen

Artikel-/Maßtabelle Volara - Polyethylenschaumstoff

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Ausführung
169602	Rolle	3,2 mm x 760 mm x 30000 mm	-
169612	Rolle	6,4 mm x 760 mm x 30000 mm	-
169618	Rolle	3,2 mm x 760 mm x 30000 mm	luftdurchlässig
169620	Rolle	4,8 mm x 760 mm x 30000 mm	luftdurchlässig
169622	Rolle	6,4 mm x 760 mm x 30000 mm	luftdurchlässig
169624	Platte	3,2 mm x 760 mm x 1020 mm	-
169628	Platte	6,4 mm x 760 mm x 1020 mm	-
169630	Platte	3,2 mm x 760 mm x 1020 mm	luftdurchlässig
169632	Platte	4,8 mm x 760 mm x 1020 mm	luftdurchlässig
169634	Platte	6,4 mm x 760 mm x 1020 mm	luftdurchlässig



Verschlüsse & Bänder



Flauschband

Anwendung: Das Flauschband wird bei den dynamischen Knöchel-/Fußorthesen „ToeOFF“, „BlueRocker“, „KiddieGAIT“ und „KiddieROCKER“ eingesetzt.

Eigenschaften / Merkmale

- Farbe: Schwarz

Produktfunktionen

- Verschlussband mit doppelseitigem Flauschband

Artikel-/Maßstabelle Flauschband

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite
25060	Rolle	10 mtr	40 mm
25061	Rolle	10 mtr	50 mm



Verschlussbandsystem

Anwendung: Das Verschlussbandsystem besteht aus perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten.

Eigenschaften / Merkmale

- Krokodil-Clip für Verschlussband
- Umlenkschleufe mit Textilaufnahme
- Verschlussband aus doppelseitigem Flausch
- Verschlussband mit einseitigem Velours
- Verschlussband-Polster mit Silikon
- Farbe: Schwarz

Artikel-/Maßtabelle Doppelseitiges Klettband Haken

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Farbe
98090866	Tasche	50 mm	38 mm	Schwarz

Artikel-/Maßtabelle Krokodil-Clip für Verschlussband

Art.-Nr.	VE	Breite	Farbe
98500007	Set mit 10 Stück	16 mm	Schwarz
98500008	Set mit 10 Stück	25 mm	Schwarz
98500008B	Set mit 10 Stück	25 mm	Beige
98090863	Set mit 10 Stück	30 mm	Schwarz
98500009	Set mit 10 Stück	38 mm	Schwarz

Artikel-/Maßtabelle Umlenkschleufe mit Textilaufnahme

Art.-Nr.	VE	Breite	Farbe
98500010	Set mit 10 Stück	20 mm	Schwarz
98500011	Set mit 10 Stück	30 mm	Beige
98500012	Set mit 10 Stück	50 mm	Schwarz

Artikel-/Maßtabelle Verschlussband aus doppelseitigem Flausch

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Ausführung	Farbe
98500001	Rolle	25 meter	20 mm	mit Webkante	Schwarz
98500001B	Rolle	25 meter	20 mm	mit Webkante	Beige
98500015	Rolle	25 meter	25 mm	mit Webkante	Schwarz
98500013	Rolle	25 meter	38 mm	mit Webkante	Schwarz

Artikel-/Maßtabelle Verschlussband mit einseitigem Velours

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Farbe
98500002	Rolle	25 meter	30 mm	Schwarz
98500002B	Rolle	25 meter	30 mm	Beige
98500003	Rolle	25 meter	50 mm	Schwarz

Artikel-/Maßtabelle Verschlussband-Polster mit Silikon

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Farbe
98500004	Rolle	22,86 meter	50 mm	Schwarz



Nylonring (für Umlenkschlaufe)

Anwendung: Teil eines Gurtverschlusssystems an Orthesen.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Nylon
- Farbe: Schwarz

Produktfunktionen

- Umlenkung für Gurtsysteme

Artikel-/Maßstabelle Nylonring (für Umlenkschlaufe)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Farbe
214460BLK	Sack mit 25 Stück	25 mm	Schwarz
214478BLK	Sack mit 25 Stück	38 mm	Schwarz
214460	Sack mit 25 Stück	25 mm	Weiß
214478	Sack mit 25 Stück	38 mm	Weiß
214486	Sack mit 25 Stück	50 mm	Weiß



Umlenkschlaufe (mit Nylonring)

Anwendung: Teil eines Gurtverschlusssystems an Orthesen.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Nylon
- Farbe: Weiß

Produktfunktionen

- Umlenkung für Gurtsysteme

Artikel-/Maßstabelle Umlenkschlaufe (mit Nylonring)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Farbe
214285	Sack	25 mm	Weiß
214285.2	Sack	25 mm	Schwarz
214287.2	Sack	38 mm	Schwarz
214289	Sack	50 mm	Weiß
214289.2	Sack	50 mm	Schwarz



Umlenkschlaufe (mit Stahlring)

Anwendung: Teil eines Gurtverschlusssystems an Orthesen.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Nylon, Stahl
- Farbe: Weiß

Produktfunktionen

- Umlenkung für Gurtsysteme

Artikel-/Maßstabelle Umlenkschlaufe (mit Stahlring)

Art.-Nr.	VE	Breite	Farbe
214185	Sack mit 25 Stück	25 mm	Weiß
214185.3	Sack mit 25 Stück	25 mm	Blau
214185.2	Sack mit 25 Stück	25 mm	Schwarz
214187	Sack mit 25 Stück	38 mm	Weiß
214187.3	Sack mit 25 Stück	38 mm	Blau
214187.2	Sack mit 25 Stück	38 mm	Schwarz
214187.7	Sack mit 25 Stück	38 mm	Rot
214190	Sack mit 25 Stück	50 mm	Weiß
214190.2	Sack mit 25 Stück	50 mm	Schwarz



Nylon - Klemmschnalle

Anwendung: Teil eines Gurtverschlusssystems an Orthesen.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

Produktfunktionen

- Klemmung für Gurtsysteme

Artikel-/Maßstabelle Nylon-Klemmschnalle

Art.-Nr.	VE
29712-7-0	Sack mit 25 Stück



Stahlring (für Umlenkschlaufe)

Anwendung: Teil eines Gurtverschlusssystems an Orthesen.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Produktfunktionen

- Umlenkung für Gurtsysteme

Artikel-/Maßstabelle Stahlring (für Umlenkschlaufe)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen
214353	Sack mit 25 Stück	25 mm
214361	Sack mit 25 Stück	38 mm
214379	Sack mit 25 Stück	50 mm



Schnalle (mit Löchern)

Anwendung: Teil eines Gurtverschlusssystems an Orthesen.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Produktfunktionen

- Schnalle für Gurtsysteme

Artikel-/Maßstabelle Schnalle (mit Löchern)

Art.-Nr.	VE
98090213	Tasche



Klettverschluss - Set (mit Nylonring)

Anwendung: Die Farbe der Umlenkschlaufen ist grundsätzlich weiß. Die Bänder sind in verschiedenen Farben erhältlich. Die Verschlüsse sorgen für einen festen, sicheren Halt.

Eigenschaften / Merkmale

- Universell einsetzbar
- Bandenden sind umgelegt und verschweißt

Produktfunktionen

- Klettgurte für Gurtsysteme

Artikel-/Maßtabelle Klettverschluss-Set (mit Nylonring)

Art.-Nr.	VE	Hakenbandlänge, Flauschbandlänge	Breite	Farbe
98110751-0	Set mit 20 Stück	85 mm, 110 mm	25 mm	Beige
98110751-2	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	25 mm	Schwarz
98110751-3	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	25 mm	Blau
98110751-6	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	25 mm	Weiß
98110751-7	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	25 mm	Rot
98110751-5	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	25 mm	Gelb
98110752-0	Set mit 20 Stück	85 mm, 110 mm	30 mm	Beige
98110752-2	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	30 mm	Schwarz
98110752-3	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	30 mm	Blau
98110752-6	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	30 mm	Weiß
98110752-7	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	30 mm	Rot
98110752-5	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	30 mm	Gelb
98110753-0	Set mit 20 Stück	85 mm, 110 mm	38 mm	Beige
98110753-2	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	38 mm	Schwarz
98110753-3	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	38 mm	Blau
98110753-6	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	38 mm	Weiß
98110753-7	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	38 mm	Rot
98110753-5	Set mit 20 Stück	60 mm, 240 mm	38 mm	Gelb



Bändersatz (für Ganzbeinorthese)

Anwendung: Das Bänder-Set für Ganzbeinorthesen ermöglicht die vollständige Anpassung einer K.E.V.O.-Orthese mit einem individuell auf den Patienten zugeschnittenen System.

Eigenschaften / Merkmale

- Farbe: schwarz

Artikel-/Maßtabelle Bändersatz (für Ganzbeinorthese)

Art.-Nr.	VE
COS-001.	Stück



Vinylband (vorgefertigt)

Anwendung: Dieses vorgefertigte Verschlussband besteht aus einem Vinylband mit aufgenähtem Flausch- und Klettband. Das Flauschband kann leicht im Bereich der 45° Nähte gekürzt werden.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Vinyl
- Farbe: Weiß

Produktfunktionen

- Verschlussband

Artikel-/Maßtabelle Vinylband (vorgefertigt)

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite
213550	Stück	25 cm	2,5 cm



Klettband Haftseite

Anwendung: Zur Herstellung von Gurtbändern.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Polyester
- Farbe: Beige

Produktfunktionen

- Zur Herstellung von Gurtbändern

Artikel-/Maßtabelle Klettband Haftseite

Art.-Nr.	VE	Breite	Farbe
98110836	Rolle	50 mm	Beige



Nylonband

Anwendung: Dieses Nylonband ist multifunktionell und kann zum Bearbeiten/Fertigen von Bandagen und Orthesen verwendet werden.

Eigenschaften / Merkmale


- Material: Nylon
- Farbe: Weiß

Produktfunktionen

- Multifunktionell

Artikel-/Maßtabelle Nylonband

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Materialstärke
29715-0-01	Rolle/ 50 m	25 mm x 40 m	dünn
29715-0-02	Rolle/ 50 m	25 mm x 50 m	dick



Zugband (u.a. für Baskocare-Beckenbandage)

Anwendung: Die Artikelnummer 98050921 wird im Artikel Baskocare Beckenbandage (Art. Nr. 900) verarbeitet.

Eigenschaften / Merkmale

- Die Artikelnummer 98050921 wird im Artikel Basko care Beckenbandage (Art. Nr. 900) verarbeitet.

Artikel-/Maßtabelle Zugband (u.a. für Baskocare-Beckenbandage)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Farbe
98050921	Rolle	-	Weiß



WERKZEUGE





Kanten - Polierschleifer

Anwendung: Polierschleifer zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc. Die Polierschleifer sind sehr verschleißarm und verfügen über eine hohe Abriebresistenz. Dadurch wird eine Rillenbildung beim Schleifen verhindert. Die Polierschleifer sind als Set (Halbrund-Polierschleifer, Kegel-Polierschleifer (breit), Nuten-Polierschleifer, Kegel-Polierschleifer (schmal)) als auch einzeln erhältlich.

Coneiak

Anwendung: Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

Artikel-/Maßtabelle Coneiak

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225435	Stück	5/8" - 11 gewinde



Coneiak (225450)

Anwendung: Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

Artikel-/Maßtabelle Coneiak (225450)

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225455	Stück	5/8" - 11 gewinde



Halbrund - Polierschleifer

Anwendung: Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

Artikel-/Maßstabelle Halbrund - Polierschleifer

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225405	Stück	5/8" - 11 gewinde



Kegel - Polierschleifer (breit)

Anwendung: Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

Artikel-/Maßstabelle Kegel - Polierschleifer (breit)

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225415	Stück	5/8" - 11 gewinde
225410MM	Stück	M 16



Kegel - Polierschleifer (schmal)

Anwendung: Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

Artikel-/Maßtabelle Kegel - Polierschleifer (schmal)

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225445	Stück	5/8" - 11 gewinde
225440MM	Stück	M 16



Nuten - Polierschleifer

Anwendung: Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

Artikel-/Maßtabelle Nuten - Polierschleifer

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225425	Stück	5/8" - 11 gewinde
225420MM	Stück	M 16



Polierschleiferset

Anwendung: Zur Kantenbearbeitung von thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, z.B. PE, PP, ProFlex, ProFlex mit Silikon, Copolymer, Subortholen etc.

Eigenschaften / Merkmale

- Verschleißarm
- Material verfügt über hohe Abriebresistenz (verhindert Rillenbildung)

Produktfunktionen

- Zur feinen Kantenbearbeitung an thermoplastisch verformbaren Kunststoffen

Artikel-/Maßtabelle Polierschleiferset

Art.-Nr.	VE	Innengewinde
225495	Stück	5/8" - 11 gewinde



Model **T-740-2** - Tamarack Hand Punch

Anwendung: Mit diesem Stanz-Werkzeug lassen sich schnell und einfach präzise Öffnungen für die Montage von Tamarack Flexure-Gelenken erzeugen.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Stahl

Produktfunktionen

- Zum Stanzen von Löchern

Artikel-/Maßtabelle Model T-740-2 | Tamarack Hand Punch

Art.-Nr.	VE	Größe
T-740-2P	Stück	small
T-740-2M	Stück	medium
T-740-2L	Stück	large




Model **T-740-3** - Tamarack Spanner Wrench

Anwendung: Schraubenschlüssel zur Befestigung und Ausrichtung der Flanschnutter an den Tamarack Dorsiflexion Assist-Gelenken.

Artikel-/Maßtabelle Model T-740-3 | TAMARACK Spanner Wrench

Art.-Nr.	VE
T-740-3P	Stück
T-740-3LM	Stück



T-Bar

Anwendung: T-Bar zur korrekten Ausrichtung der Gelenke am Gipspositiv.

Eigenschaften / Merkmale


- Lieferumfang: 2 x Vierkantprofil lang, 2 x Vierkantprofil kurz
- 1 x Rundprofil groß und klein
- 4 x Zylinderschraube mit Schlüssel

Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von MultiMotion, MultiStatic-, FreeMotion- und SPL 2-Gelenken

Artikel-/Maßtabelle T-Bar

Art.-Nr.	VE
AK-100	Stück



Ausrichtwerkzeug (für MultiMotion)

Anwendung: Das Ausrichtwerkzeug erleichtert die korrekte Ausrichtung des MultiMotion-Korrektur-Gelenksystems auf dem Gips-Positiv.

Hinweis: Zur Vervollständigung des Ausrichtwerkzeugs muss die T-Schiene (T-Bar, Art.-Nr. AK-100) separat bestellt werden.

Eigenschaften / Merkmale


- Lieferumfang: 2 x Vierkantprofil lang, 2 x Vierkantprofil kurz
- 1 x Rundprofil groß und klein
- 4 x Zylinderschraube mit Schlüssel

Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von MultiMotion-Korrektur-Gelenken

Artikel-/Maßtabelle Ausrichtwerkzeug (für MultiMotion - Dynamisches Korrektur-Gelenksystem)

Art.-Nr.	VE
AK-102	Set



3D Ausrichtwerkzeug (für MultiMotion 2.5)

Anwendung: Diese 3D-Ausrichtungseinheit erleichtert die Ausrichtung und Herstellung einer 3D-gedruckten Orthese mit MultiMotion- und FreeMotion-Gelenken.

Hinweis: Zur Vervollständigung des Ausrichtwerkzeugs muss die T-Schiene (T-Bar, Art.-Nr. AK-100) separat bestellt werden.

Eigenschaften / Merkmale


- Lieferumfang: 2 x Gelenk-Aufnahme mit Innengewinde (lang und kurz)
- 2 x Abstandhalter
- 4 x Zylinderschrauben mit Schlüssel

Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von MultiMotion 2.5-Korrektur-Gelenken

Artikel-/Maßtabelle 3D Ausrichtwerkzeug (für MultiMotion 2.5)

Art.-Nr.	VE
AK-106	Set
AK-107	Set



Ausrichtwerkzeug (für FreeMotion)

Anwendung: Ausrichtwerkzeug zur korrekten Ausrichtung der FreeMotion-Gelenke auf dem Gipspositiv. Die Ausrichteinheit ist für den Mehrfachgebrauch geeignet.

Eigenschaften / Merkmale


- Lieferumfang: 2 x Gelenk-Aufnahme mit Innengewinde (lang), 2 x Gelenk-Aufnahme mit Innengewinde (kurz), 2 x Abstandhalter, 4 x Zylinderschrauben mit Innensechskant, 1 x Innensechskantschlüssel (3 mm), Gebrauchsanleitung

Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von FreeMotion-Gelenken

Artikel-/Maßstabelle Ausrichtwerkzeug (für FreeMotion)

Art.-Nr.	VE
AK-104	Set



Ausrichtwerkzeug (für MultiStatic)

Anwendung: Ausrichtwerkzeug zur korrekten Ausrichtung der MultiStatic-Gelenke auf dem Gipspositiv. Die Ausrichteinheit ist für den Mehrfachgebrauch geeignet.

Eigenschaften / Merkmale


- Lieferumfang: Verpackungsinhalt
- 2 x Gelenk-Aufnahme mit Innengewinde, 2 x Gewintheadapter
- Gebrauchsanleitung

Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von MultiStatic-Gelenken

Artikel-/Maßstabelle Ausrichtwerkzeug (für MultiStatic)

Art.-Nr.	VE
AK-103	Set



Ausrichtwerkzeug (für SPL 2)

Anwendung: Ausrichtwerkzeug zur korrekten Ausrichtung der SPL 2-Gelenke auf dem Gipspositiv. Die Ausrichteinheit ist für den Mehrfachgebrauch geeignet.

Eigenschaften / Merkmale

- Verpackungsinhalt: 2 x Gelenk-/Dummy-Aufnahme mit Innengewinde, 4 x Zylinderschraube mit Innensechskant, 1 x Dummy für Funktionseinheit, 1 x Innensechskantschlüssel (3 mm), 1 x Innensechskantschlüssel (6 mm), Gebrauchsanleitung

Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von SPL 2-Gelenken

Artikel-/Maßstabelle Ausrichtwerkzeug (für SPL 2)

Art.-Nr.	VE
AK-101	Set



Ausrichtwerkzeug (für Triple Action A)

Anwendung: Ausrichtwerkzeug zur korrekten Ausrichtung des Triple Action-Knöchelgelenks B für Jugendliche und Erwachsene (3B76).

Eigenschaften / Merkmale

- Beiliegend:
1 Fertigungsdummy,
1 Ausrichtachse,
Befestigungsmaterial, Schlüssel

Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von Triple Action A-Gelenken

Artikel-/Maßstabelle Ausrichtwerkzeug (für Triple Action A)

Art.-Nr.	VE
3A00-FTK	Set



Ausrichtwerkzeug (für Triple Action B)

Anwendung: Ausrichtwerkzeug zur korrekten Ausrichtung des Triple Action-Knöchelgelenks B für Jugendliche und Erwachsene (3B76).

Eigenschaften / Merkmale

- Beiliegend:
1 Fertigungsdummy,
1 Ausrichtachse,
Befestigungsmaterial, Schlüssel

Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von Triple Action B-Gelenken

Artikel-/Maßstabelle Ausrichtwerkzeug (für Triple Action B)

Art.-Nr.	VE
3B00-FTK	Set



Ausrichtwerkzeug (für Triple Action C)

Anwendung: Ausrichtwerkzeug zur korrekten Ausrichtung des Triple Action-Knöchelgelenks C für Kinder (3C76).

Eigenschaften / Merkmale

- Beiliegend: 1 Fertigungsdummy, 1 Ausrichtachse, Befestigungsmaterial, Schraubenschlüssel

Produktfunktionen

- Zur korrekten Ausrichtung von Triple Action C-Gelenken

Artikel-/Maßstabelle Ausrichtwerkzeug (für Triple Action C)

Art.-Nr.	VE
3C00-FTK	Set



Schienenabstandshalter (für SPL)

Anwendung: Dieser Dummy dient als Abstandshalter für die Schienenansätze, wenn diese z. B. eingegossen werden (Gießdummy).

Artikel-/Maßstabelle Schienenabstandshalter (für SPL)

Art.-Nr.	VE
029860	Paar



Trikotschlauch (Nylon)

Anwendung: Zur Verarbeitung in Gießharz-Laminaten.

Artikel-/Maßstabelle Trikotschlauch (Nylon)

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite
192204	Rolle	22,5 m	5 cm
192208	Rolle	22,5 m	8 cm



Nylonstrümpfe (für Vakuumformung)

Anwendung: Die mit einem Teflonmaterial behandelten Strümpfe verkleben nicht mit dem Kunststoff.

Eigenschaften / Merkmale

- Inhalt: je zur Hälfte mit geschlossener Fußspitze und mit offener Fußspitze

Artikel-/Maßstabelle Nylonstrümpfe (für Vakuumformung)

Art.-Nr.	VE	Ausführung
200901	Beutel mit 80 Stück	unbehandelt
200905	Beutel mit 80 Stück	Mit Teflon behandelt



Knöchel-Inlays (PolyCar-C)

Anwendung: Zur gezielten Verstärkung von thermoplastisch geformten Kunststoff-Bauteilen.

Artikel-/Maßstabelle MicroFIX - Flauschband

Art.-Nr.	VE	Größe	Stärke
076630	Paarweise	Small	1,5 mm
076632	Paarweise	Medium	2,3 mm
076634	Paarweise	Large	2,3 mm
076636	Paarweise	X-large	3,2 mm



MicroFIX - Hakenband

Anwendung: Selbstklebendes Hakenband zur Befestigung z. B. des ComfortKIT-Innenpolster oder SoftKIT-Innenpolster in einer ToeOFF oder BlueROCKER.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Nylon

Produktfunktionen

- Hakenband für Klettverschlüsse

Artikel-/Maßstabelle MicroFIX - Hakenband

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Farbe
25040	Rolle	25 m	50 mm	Weiß
25041	Rolle	25 m	50 mm	Schwarz



MicroFIX - Flauschband

Anwendung: Flauschband zur Herstellung von Klettverschlüssen.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Nylon

Produktfunktionen

- Flauschband für Klettverschlüsse

Artikel-/Maßstabelle MicroFIX - Flauschband

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Farbe
25042	Rolle	25 m	50 mm	Weiß
25043	Rolle	25 m	50 mm	Schwarz



Einfassband (elastisch)

Anwendung: Zur Verarbeitung von Bandagen und Korsetts.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: Polyester, Elasthan
- Farbe: grau und beige

Artikel-/Maßstabelle Einfassband (elastisch)

Art.-Nr.	VE	Abmessungen	Farbe
98060725G	Rolle	22 mm X 25 m	Grau
98060838	Rolle	22 mm x 200 m	Beige



Scotch-Grip-Kleber (klar)

Anwendung: Zur Verdünnung empfehlen wir: Aceton, Cyclohexan oder MEK (Methyl Ethyl Ketone).

Eigenschaften / Merkmale

- Speziell geeignet für Polyethylen und Polypropylen

Produktfunktionen

- Kunststoff-Klebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere mit hoher Anfangshaftung und langer Klebspanne

Artikel-/Maßstabelle Scotch-Grip-Kleber (klar)

Art.-Nr.	VE	Inhalt
29720	Dose/ 946,4 ml	946,4 ml



Wärmeschutzhandschuhe (lange Ausführung)

Anwendung: Schutzhandschuhe für die Verarbeitung von heißen Materialien.

Eigenschaften / Merkmale

- Länge: 28 cm
- Max. Temperatur 121° C
- Nicht im Wasser nutzbar

Produktfunktionen

- Schutzfunktion z.B. beim Tiefziehen, etc.

Artikel-/Maßstabelle Wärmeschutzhandschuhe (lange Ausführung)

Art.-Nr.	VE
5509	Paar



Vermiculite

Anwendung: Das Vermiculite besteht aus ziehharmonikaförmigen Körnchen, welche Luft enthalten. Dadurch entsteht ein sehr geringes Volumengewicht.

Eigenschaften / Merkmale

- Wird schneller fest, härtet aber nicht schneller aus
- Mischverhältnis: 2-3 Teile Gips und 1 Teil Vermiculite

Produktfunktionen

- Zum Beimischen in die Gipsmasse bei der Erstellung von Gipspositiven

Artikel-/Maßstabelle Vermiculite

Art.-Nr.	VE
17	Sack mit 100 l



Gummigewebe

Anwendung: Material für Stomacare-Bandagen.

Eigenschaften / Merkmale

- Material: latexfrei; 85% Polyester, 15% Lycra

Artikel-/Maßstabelle Gummigewebe

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	Farbe
98030104B	1 Rolle	50 m	152 mm	Beige
98030105B	1 Rolle	50 m	229 mm	Beige
98030104Z	1 Rolle	50 m	152 mm	Schwarz
98030105Z	1 Rolle	50 m	229 mm	Schwarz

Bestellservice

Boston Brace-Bestellformular	184
Boston Scoliosis Night Brace-Bestellformular	186
SureStep-/BigShot-Bestellformular	188
ToeOFF Custom-/BlueROCKER Custom-Bestellformular	190
S.W.A.S.H.-Bestellformular	195
SPL2 C.O.S.-Ganzbein-Karbonorthese-Bestellformular	196
H.E.K.O.-Bestellformular	202

Basko Healthcare

Care for Movement

basko.com

Auftrag für eine Maßanfertigung per E-Mail an: verkauf@basko.com

Basko
Healthcare

Bitte Entsprechendes ankreuzen:

- ☐ Boston Brace Custom Module (art. nr: BOSTON SPEC.)
☐ Boston Brace Custom Brace Finished (art. nr.: COS-BB)

- ☐ Boston Overlap Brace
☐ Boston Soft Body Jacke
☐ Boston Lite

Kontakt Daten

Firma:
 Ansprechpartner:
 Straße:
 Ort: PLZ:

Telefon:
 E-Mail:
 Kd.-Nr:

Patienteninformationen

ID-Nummer:
 Diagnose:

☐ männlich ☐ weiblich
 Größe: cm Alter:

	Umfang	M-L	A-P
Axel			
Xyphoid			
Untere Rippe			
Taille			
ASIS (Spina)			
Trochanter			

Lordose: ☐ 0° ☐ 15° ☐ 30°
 Boston LITE ist nur mit 15° Lordose erhältlich

Gewünschtes Motiv: (siehe Rückseite)
 1. Wahl:
 2. Wahl:
 (nichtzutreffend für Boston Overlap Brace, Soft Body Jacket und Boston Lite)


Bemerkungen:

Achtung: Formulare, die nicht vollständig ausgefüllt sind, können nicht bearbeitet werden!


Motivübersicht Boston Brace

(nichtzutreffend für Boston Overlap Brace, Soft Body Jacket und Boston Lite)


Basko
Healthcare




1 | Tornado



2 | Dark Sky




3 | Blue



4 | Beige



5 | Ocean




6 | Military Camo



7 | Denim



8 | Carbon Braid




9 | Light Pink




10 | Starlight



11 | Zebra




12 | Football Blue




13 | Lava




14 | Butterfly II




15 | Ice Age




16 | Tattoo



17 | Caribbean



18 | Green Football



19 | Leopard

Basko Healthcare

Deutschland

Neuer Wall 46, 20354 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: verkauf@basko.com

Österreich

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com

8406151 Stand: 10/2023

Maßblatt zur Bestellung der Boston Scoliosis Night Brace nach Maß

Basko
Healthcare

Bitte per E-Mail an: verkauf@basko.com

Kontaktdaten

Firma:
Ansprechpartner:
Straße:
Ort: PLZ:

Telefon:
E-Mail:
Kd.-Nr:

Patienteninformationen

ID-Nummer:
Diagnose:



















☐ männlich ☐ weiblich
Größe: cm Alter:

Orthesen-Design


Gewünschtes Motiv: 1. Wahl ☐ 2. Wahl ☐
(siehe Rückseite 1 bis 19)
Primärkrümmung: ☐ links ☐ rechts
Orthesenkrümmung: ☐ links ☐ rechts

Krümmungsbeschreibung

Thorakalkrümmung: ☐ links ☐ rechts
Lumbalkrümmung: ☐ links ☐ rechts
Apex thorakal: Th- ____ Apex lumbal: L- ____

	Umfang	M-L	A-P
Axel			
Xyphoid			
Untere Rippe			
Taille			
ASIS (Spina) Bitte knöchernen Abstand messen			
Trochanter			

Längenmaße



Das Krümmungsmaß des Patienten muss entgegengesetzt der Primärkrümmung abgenommen werden.

Achtung

Das Maßblatt muss immer zusammen mit dem Röntgenbild per E-Mail eingeschickt werden. Formulare, die nicht vollständig ausgefüllt sind, können nicht bearbeitet werden!


Datum

Unterschrift


Namen bitte nochmals in Druckbuchstaben

Stempel


Motivübersicht Boston Scoliosis Night Brace




1 | Tornado



2 | Dark Sky



3 | Blue



4 | Beige



5 | Ocean




6 | Military Camo



7 | Denim



8 | Carbon Braid




9 | Light Pink




10 | Starlight



11 | Zebra




12 | Football Blue




13 | Lava




14 | Butterfly II




15 | Ice Age




16 | Tattoo



17 | Caribbean



18 | Green Football



19 | Leopard

Basko Healthcare

Deutschland

Neuer Wall 46, 20354 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: verkauf@basko.com

Österreich

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: verkauf@basko.com
basko.com

Per E-Mail an: verkauf@basko.com

Patienteninformation

ID-Nr.: _____ Gewicht: _____ kg
Geburtsdatum: _____ Geschlecht: _____
Diagnose: _____
☐ Linker Fuß ☐ Rechter Fuß

Bei beidseitigen Versorgungen ist pro Fußseite
jeweils ein separates Maßblatt auszufüllen.

Versandadresse

Firma: _____
Straße: _____
Ort: _____ PLZ: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Kunden-Nr.: _____

Motiv (Bitte ankreuzen)

☐ Baseball ☐ Fairies ☐ Music Notes ☐ Sports
☐ Basketball ☐ Fairytale ☐ Nautical ☐ Spring Flowers
☐ Blossom ☐ Farm Friends ☐ Peace Signs ☐ Traffic Soup
☐ Bugs ☐ Flames ☐ Pink Camo

Unifarben


☐ Busy Bees ☐ Flamingos ☐ Pink Leopard
☐ Butterflies ☐ Forest Friends ☐ Pink Monkeys
☐ Cars ☐ Green Camo ☐ Pirates ☐ Blue
☐ Comic Book ☐ Happy Daisies ☐ Police ☐ Pink
☐ Construction ☐ Monkeys ☐ Puppies ☐ White
☐ Dinosaurs ☐ Monsters ☐ Skateboards ☐ Yellow

Verschlussoptionen

☐ Schwarz ☐ Royal blau ☐ Hellblau ☐ Pink
☐ Gelb ☐ Lila ☐ Weiß ☐ Rot
☐ Grün ☐ Orange

Anmerkung

Die Umlenkschlaufen sind immer außen positioniert.
Sonderwünsche können leider nicht berücksichtigt werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.



Einsendung eines Gips-Negativs: ☐ Ja ☐ Nein
(Siehe Maß 4 oben)

Modell-Auswahl

☐ **SureStep** (Patienten bis 35 kg)
☐ Zehengang-Verlängerung ☐ Offene Ferse mit Weichwandinnenschuh (Zusatzkosten fallen an)

☐ **BigShot Lite** (aktive Patienten zwischen 23 - 40 kg)
Inklusive Weichwandinnenschuh

☐ Zehengang-Verlängerung ☐ Offene Ferse

☐ **BigShot** (Patienten über 35 kg)
Inklusive Weichwandinnenschuh

☐ Zehengang-Verlängerung ☐ Offene Ferse

Optionen (hierfür fallen zusätzliche Kosten an)

☐ Fersenkeil 10 mm (3 mm-Schritte) ☐ Rutschfeste Sohle
☐ Rfs-Fußplatte (Einlegesohlenkontur erforderlich) ☐ Karbonfaser-Fußplatte (Schuhgröße 18 bis 23)

Modifikationen

☐ Metatarsus Adductus (Schnittlinie umkehren)

Sonstiges: _____

Versand

Verschicken per E-Mail

Interne Auftragsnummer

Durch Basko auszufüllen.

8800653 / Stand: 10/2023

Basko Healthcare

Deutschland Österreich

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30

Basko.com

surestep

SureStep-/BigShot/-Lite-
Motivübersicht

Blue


Pink

Yellow


White




Blossom



Contrivision



Paintings



Music Notes



Pink Monkeys



Traffic Soup




Basketball



Comic Book



Flames



Monsters




Pink Leopard




Spring Flowers




Baseball




Cars



Farm Friends



Monkeys




Pink Camo




Skateboard




Butterflies



Campfire



Happy Daisies




Peace Signs




Puppies




Baby Shoes




Rainbows




Green Camo




Sports




Peace




Bugs



Dinosaurs



Forest Friends



Nautical



Puppies

Bestellformular Custom-ToeOFF/-BlueROCKER

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

- ☐ Alle Seiten dieses Bestellformular inkl. der Maße müssen ausgefüllt werden.
- ☐ Dies ist KEIN CE-gekennzeichnetes Produkt. Der Hersteller erfüllt die Anforderungen von MDR 2017/745 Anhang 1, Kapitel II Konstruktions- und Herstellungsanforderungen, die für die Herstellung gelten: MDR 2017/745 Anhang 1, Kapitel II; 10.1, außer c) und e); 10.4.1. a); 10.5 & 14.7. Für das Design und andere Anforderungen in MDR 2017/745 Anhang 1 wird auf die Gesundheits- und medizinische Institution verwiesen, welche das Produkt verordnet hat.
- ☐ Es wird empfohlen, die gleiche sorgfältige Patientenauswahl, Anpassung und Justierung wie bei einer Standard-ToeOFF oder -BlueROCKER vorzunehmen. Individuelle ToeOFF/-BlueROCKER-Orthesen sollten daher ebenfalls abgeflacht und im Schuh ausgerichtet werden.
- ☐ Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie, dass die angegebenen persönlichen Daten in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet werden. Es werden nur die Daten verarbeitet, die zur Lieferung der bestellten Produkte gemäß der DSGVO erforderlich sind.
- ☐ Dieses Bestellformular und die Scan-Datei (wenn verfügbar) schicken Sie bitte zusammen per E-Mail an: verkauf@basko.com (Kundenservice Basko Healthcare).
- ☐ Allard INT/UK/USA und Camp Scandinavia behalten sich das Recht vor, Bestellungen kundenspezifischer Custom-ToeOFF/-BlueROCKER-Orthesen abzulehnen, die die Parameter zur Herstellung eines Produkts überschreiten, die die Sicherheit des Trägers gefährden könnten.

Bestellung einer Custom-ToeOFF/-BlueROCKER

Vor der Bestellung maßgefertigter Produkte empfehlen wir Ihnen nach Möglichkeit, zunächst unsere Standard-ToeOFF- oder -BlueROCKER-Orthesen am Patienten auszuprobieren. Damit haben Sie eine Grundlage für die Produktsteifigkeit, die Sie für Ihren Patienten benötigen. Von da an können Sie sich für mehr oder weniger Orthesensteifigkeit in der M-L-Ebene (Frontalebene) oder A-P-Ebene (Sagittalebene) entscheiden (Abschnitt 8).

Die Custom-ToeOFF/-BlueROCKER kann per Negativ-Modell (synthetischer Cast) oder per Scan in Kombination mit Größen- und Höhenabmessungen hergestellt werden (Abschnitt 9). Es ist wichtig, dass unsere Empfehlungen bezüglich der Ausrichtung bei der Herstellung des Negativ-Modells und beim Scannen befolgt werden, um eine optimale Passung und Funktionalität zu gewährleisten. Die Maße sollten in belasteter Position genommen werden, einschließlich der richtigen Absatzhöhe und/oder Einlage.

Ausrichtung

Wenn eine Standard-ToeOFF/-BlueROCKER in einem Schuh mit der entsprechenden Absatzhöhe korrekt ausgerichtet ist, ist die Standard-Ausrichtung von Fuß und Unterschenkel in der Frontalebene neutral (0°) (Abb. 1) und der Tibia-Neigungswinkel in der Sagittalebene beträgt $8-10^\circ$ (Abb. 2 & 3). Der 2. Mittelfußknochen sollte sich in einer neutralen Progressionslinie befinden oder leicht außenrotiert sein ($\leq 7^\circ$).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4: Neutrallast des rechten Beins 0° und des linken Beins 7° Tibia varum

Abbildung 4 ist ein Beispiel, bei dem das rechte Bein des Patienten eine neutrale Belastungslinie und das linke Bein eine Abweichung von 7° Tibia varum aufweist. In Fällen, in denen der Patient die Standard-Ausrichtung beim Stehen oder Gehen nicht einhalten kann, ist es wichtig, dass das Negativ-Modell oder der Scan in einer belastenden Position des betroffenen Beins in der korrekten Position durchgeführt wird und dass die Progressionslinie auf dem Negativ-Modell oder im Scan, wenn sie größer als 7° ist, deutlich angezeigt wird. Wenn der Patient eine abweichende Varus-/Valgusstellung des Fußes hat, raten wir zum Tragen einer maßgefertigten Einlage. In diesem Fall ist beim Erstellen des Negativ-Modells bzw. beim Scannen eine Einlage zu tragen (s. Abschnitt 2). Zeichnen Sie eine senkrechte Lotlinie auf die ventrale und laterale Seite des Negativ-Modells (Abb. 5 & 6) oder platzieren Sie während des Scannens Orientierungspunkte entlang dieser Lotlinien (Abb. 7 & 8). Die Lotlinie sollte markiert und bis zu den Zehen fortgesetzt werden, um die Rotation des Fußes in Bezug auf den Unterschenkel darzustellen. Geben Sie in Abschnitt 7 dieses Formulars den gewünschten Winkel in Bezug auf die Lotlinie in der Frontal- und Sagittalebene an.



Abb. 5




Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

Wir akzeptieren nur Negativ-Modelle/Scans mit Lotlinien.

(Falls Sie Ihren Scan nicht mit **Lotlinien** versehen können, geben Sie einfach den gewünschten Winkel in Abschnitt 7 ein.)

Negativ-Modell (synthetischer Cast)

Stellen Sie sicher, dass das Negativ-Modell den gesamten Fuß und Unterschenkel einschließlich der Tuberositas tibiae bedeckt. Das Negativ-Modell muss aus einem synthetischen Cast oder einem STS-Strumpf hergestellt werden und eine mediale oder posteriore Öffnung aufweisen, so dass die Form des Tibiakamms und der Bereich nahe des lateralen Gelenks intakt bleiben. Die Öffnung muss mit Klammern verschlossen werden, wie in Abbildung 9 gezeigt, um eine Überlappung oder Verdickung des Negativ-Modells zu vermeiden. Die Modellabnahme muss mit der gewünschten Absatzhöhe der Orthese unter dem Calcaneus erfolgen. Dies ist in Abschnitt 6 anzugeben.

Für die endgültige Herstellung der Custom-ToeOFF/-BlueROCKER wird die Außenseite des Negativ-Modells gescannt, daher ist es sehr wichtig, dass es eine glatte Oberfläche aufweist. Sofern eine Druckentlastung erforderlich ist, müssen die Umrandungen und Scheitelpunkte auf dem Negativ-Modell deutlich markiert und in Abschnitt 7 angegeben werden. Formulare, die nicht vollständig ausgefüllt sind, können leider nicht bearbeitet werden, da sonst eine qualitativ hochwertige Ausführung nicht sichergestellt werden kann.


Abb. 9:
Mediale Ansicht

Scan

Stellen Sie sicher, dass der gesamte Fuß und Unterschenkel auf dem Scan sichtbar ist, einschließlich der Tuberositas tibiae. Die Fußunterseite muss nicht gescannt werden, solange die Konturen des Fußes und der Ferse deutlich sichtbar sind (Abb. 10 & 11). Das Scannen sollte mit der gewünschten Absatzhöhe der Orthese unter dem Calcaneus erfolgen (Abschnitt 6).

Auf dem Scan sollte nur das betreffende Bein sichtbar sein. Der Scan muss frei von umgebenden Objekten oder Verzerrungen sein (s. Abb. 12 & 13).



Abb. 10



Abb. 11




Abb. 12



Abb. 13

Es gibt verschiedene Scan-Systeme auf dem Markt, mit unterschiedlichen Möglichkeiten und in unterschiedlicher Präzision. Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers Ihres Scangerätes, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Der Scan muss in Millimetern (mm) durchgeführt werden. Es sollte im Voraus geprüft werden, ob der Scanner einen Scan im benötigten Dateiformat (siehe unten) erzeugen kann. Dieses Bestellformular muss vollständig ausgefüllt werden und dient als Referenz für den Scan. Wenn der Patient Regionen hat, die eine Druckentlastung erfordern, sollte dies in diesem Formular angegeben werden. Formulare, die nicht vollständig ausgefüllt sind, können leider nicht bearbeitet werden, da sonst eine qualitativ hochwertige Ausführung nicht sichergestellt werden kann.

Dateiformat

Wir akzeptieren ausschließlich die folgenden Dateiformate:

Wir akzeptieren ausschließlich die folgenden Dateiformate:							
.obj	.ply	.stl	.vsrf	.cxpxp	.cln	.ssn	Vorum Spectra Scan

Bestellformular Custom-ToeOFF/-BlueROCKER

1 Kontaktdaten

Firma: Telefon:
 Techniker/Verordner: E-Mail:
 Straße: Kd.-Nr.:
 Ort: PLZ:

2 Fertigungsgrundlage

☐ Scan ☐ Negativ-Modell (synthetischer Cast) Scan / Negativ-Modell ist mit einer Einlage gefertigt:
☐ Ja ☐ Nein

Grund für die Bestellung einer Custom-Orthese nach Maß anstatt einer Standard-Orthese:

.....

3 Patientendaten

Pat.-Identifikationsnummer: Diagnose:

(Muss mit der auf dem Negativ-Modell/der Scan-Datei identisch sein)

Körpergröße: cm Körpergewicht: kg Vorfußamputation: ☐ Ja, Niveau: ☐ Nein

Betroffene Seite: ☐ links ☐ rechts ☐ bilateral Kauergang: ☐ Ja ☐ Nein

Plantar- und Dorsalflexion: Normale ROM im oberen Sprunggelenk kann passiv erreicht werden?

☐ Ja ☐ Nein

max. Dorsalflexion: Grad

max. Plantarflexion: Grad

Spastizität: ☐ Nein ☐ Ja

☐ leicht ☐ mittel ☐ schwer*

* Schwere Spastizität = Kontraindikation für ToeOFF/BlueROCKER

Patient verwendet derzeit: ☐ ToeOFF, Größe: ☐ BlueROCKER, Größe:

☐ Custom, S/N: ☐ Sonstige:

Aktivitätsniveau: ☐ Kurze Distanzen im Innenbereich mit Hilfe ☐ Alltagsaktivitäten ohne Probleme

☐ Kurze Distanzen im Innen- und ☐ Längere Distanzen ohne Probleme

Außenbereich ohne Hilfe ☐ Hohe Aktivität, sportlich

4 Orthesen-Auswahl

Zubehör

☐ Custom-ToeOFF: ☐ links ☐ rechts
☐ Custom-BlueROCKER: ☐ links ☐ rechts

☐ SoftKIT-Innenpolster (Standard)
☐ ComfortKIT-Innenpolster
☐ Kein Polster


5

Fußplattenlänge und Fußplattenbreite sind aus dem gleichen Größenintervall auszuwählen!

Größenintervall	Standard Fußplattenlänge	Verfügbare Custom Fußplattenlänge	Custom Fußplattenlänge (Interval: 5 mm)	Standard Fußplattenbreite	Verfügbare Custom Fußplattenbreite	Custom Fußplattenbreite (Interval: 5 mm)
1	195 mm	190 - 200 mm		70 mm	65 - 75 mm	
2	210 mm	205 - 215 mm		75 mm	70 - 80 mm	
3	230 mm	220 - 235 mm		80 mm	75 - 85 mm	
4	245 mm	240 - 255 mm		85 mm	80 - 90 mm	
5	270 mm	260 - 275 mm		95 mm	90 - 100 mm	
6	285 mm	280 - 295 mm		100 mm	95 - 105 mm	
7	305 mm	300 - 310 mm		105 mm	100 - 110 mm	



Länge



Breite MTP

6

Absatzhöhe

- ☐ 5 mm
 ☐ 7 mm (wie bei den 2½-Modellen)
 ☐ 10 mm
 ☐ 15 mm (wie bei den 2.0-Modellen)
 ☐ 20 mm
 ☐ 25 mm

7

Druckentlastung für prominente Bereiche: Bitte immer auf dem Negativ-Modell/Scan markieren!

- Druckentlastung Tibia: ☐ + mm
- Andere Druckentlastungsbereiche: ☐ Nein ☐ Ja ➔ Markieren Sie dies deutlich auf dem Negativ-Modell oder geben Sie die Position im Scan an. Geben Sie die folgenden Maße an.
- Breite x Länge des Entlastungsbereichs: ☐ x mm Entlastung Basis MTP 5 ☐ + mm
- Stärke des Entlastungsbereichs: ☐ + mm Entlastung bei hohem Rist ☐ + mm
- Standard-Ausrichtung ☐ Ja ☐ Nein Falls nein, geben Sie unten bitte die gewünschte Ausrichtung an.
- Gewünschte Tibia-Ausrichtung: ☐ Varus: Grad (in der Frontalebene, Abb. 14) ☐ Valgus: Grad
- Gewünschter Tibia-Neigungswinkel: Grad (in der Sagittalebene, Abb. 15):



Abb. 14



Abb. 15

8

Möchten Sie die Steifigkeit der Custom verändern? ☐ Ja ☐ Nein
(Im Vergleich zur Standard-ToeOFF oder -BlueROCKER)

Beachten Sie, dass eine höhere Steifigkeit in einer Richtung **nicht** mit einer niedrigeren Steifigkeit in der **anderen** Richtung kombiniert werden kann (8.1). Wenn Sie die Steifigkeit unter 8.1 ändern möchten, ist die Auswahl wie folgt möglich:

Änderung nur in A-P-Richtung | Änderung nur in M-L-Richtung | Änderung in A-P und M-L-Richtung

Achtung: Sie können die Steifigkeit nur auf einer Ebene im 8.1 oder 8.2 ändern. Die Kombination aus 8.1 und 8.2 ist **nicht** möglich.

8.1

A-P-Steifigkeit (nur eine Option möglich)

- ☐ Weniger Steifigkeit ➔ 1 Faserschicht weniger
☐ Weniger Steifigkeit ➔ 2 Faserschichten weniger
☐ Höhere Steifigkeit ➔ 1 Faserschicht mehr
☐ Höhere Steifigkeit ➔ 2 Faserschichten mehr

M-L-Steifigkeit (nur eine Option möglich)

- ☐ Weniger Steifigkeit ➔ 1 Faserschicht weniger
☐ Weniger Steifigkeit ➔ 2 Faserschichten weniger
☐ Höhere Steifigkeit ➔ 1 Faserschicht mehr
☐ Höhere Steifigkeit ➔ 2 Faserschichten mehr

8.2

Steifigkeit der Fußplatte (nur eine Option möglich)

- ☐ Standard Vorfuß - weniger steife Ferse ➔ 1 Faserschicht weniger
☐ Standard Vorfuß - steifere Ferse ➔ 1 Faserschicht mehr
☐ Stand. Rückfuß - weniger steifer Vorfuß ➔ 1 Faserschicht weniger
☐ Stand. Rückfuß - steiferer Vorfuß ➔ 1 Faserschicht mehr

9

Maße

Diagram illustrating the measurement points for the leg and foot. The leg is shown with measurement points at 35 cm, 30 cm, 20 cm, and 15 cm from the ground. The foot is shown with measurement points for the foot length and the height of the tibial tuberosity from the ground.

Measurement points on the leg:

- 35 cm vom Boden
- 30 cm vom Boden
- 20 cm vom Boden
- 15 cm vom Boden

Measurement points on the foot:

- Fußlänge:
- Höhe Tuberositas tibiae vom Boden:

Tables for data entry:

Abgaben	
M-L	Umfang
mm	mm

Tuberositas tibiae & Basis MTP 5 müssen auf dem Negativ-Modell/ Scan markiert werden.

Formulare, die nicht vollständig ausgefüllt sind, können leider nicht bearbeitet werden, da sonst eine qualitativ hochwertige Ausführung nicht sichergestellt werden kann.

Datum: _____ Name in Druckbuchstaben: _____ Unterschrift: _____

Stempel:

Basko Healthcare

Deutschland

Österreich

Neuer Wall 46, 20354 Hamburg

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: verkauf@basko.com

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com

Bestellformular



S.W.A.S.H. Steady / Go


Dynamische Hüftabduktionsorthese für Kinder

Bitte per E-Mail an: verkauf@basko.com

Kontakt Daten

Firma: _____ Telefon: _____
 Ansprechpartner: _____ E-Mail: _____
 Straße: _____ Kd.-Nr.: _____
 Ort: _____ PLZ: _____

Bitte bei der Bestellung beachten: Die S.W.A.S.H.-Orthese besteht aus 3 Komponenten



- A = Abdominalgurt (2 Ausführungen *)
 B = Laterale Schienen (2 Ausführungen **)
 C = Oberschenkelmanschetten

* Abdominalgurt

Steady: Wenn maximale Rumpfkontrolle für ein aufrechtes Sitzen erforderlich ist.
Go: Wenn das primäre Ziel die Kontrolle des Scherengangs ist.

** Laterale Schienen

115° Abduktion: Für Kinder und Jugendliche, die einen schmalen Rollstuhl bzw. einen Stuhl mit Armstützen nutzen.
123° Abduktion: Bietet Kindern und Jugendlichen im freien Sitzen eine breitere Sitzbasis.

S.W.A.S.H.-Komponenten

Abdominalgurt für S.W.A.S.H. STEADY / GO

Art.-Nr. STEADY	Art.-Nr. GO	VE	Größe	Taillenumfang
○ SC3100-1	○ SLP3100-1	Stück	1	40 – 46 cm
○ SC3100-2	○ SLP3100-2	Stück	2	46 – 55 cm
○ SC3100-3	○ SLP3100-3	Stück	3	54 – 63 cm
○ SC3100-4	○ SLP3100-4	Stück	4	62 – 72 cm
-	○ SLP3100-5	Stück	5	71 – 81 cm
-	○ SLP3100-6	Stück	6	80 – 90 cm

Laterale Schienen für S.W.A.S.H. STEADY / GO

Art.-Nr. 115° Abd.	Art.-Nr. 123° Abd.	VE	Größe	Länge Taille bis Mitte Knie
○ SC3200-1 ¹⁾	○ SC3201-1 ¹⁾	Set (2 St.)	1	max. 31 cm
○ SW3200-1 ²⁾	○ SW3201-1 ²⁾	Set (2 St.)	1	max. 31 cm
○ SW3200-2	○ SW3201-2	Set (2 St.)	2	max. 38 cm
○ SW3200-3	○ SW3201-3	Set (2 St.)	3	max. 44 cm
○ SW3200-4	○ SW3201-4	Set (2 St.)	4	max. 48 cm
○ SW3200-5	○ SW3201-5	Set (2 St.)	5	max. 54 cm
○ SW3200-6	○ SW3201-6	Set (2 St.)	6	max. 60 cm

¹⁾Nur geeignet für STEADY ²⁾Nur geeignet für GO

Oberschenkelmanschetten für S.W.A.S.H. STEADY / GO

Art.-Nr. STEADY	Art.-Nr. GO	VE	Größe	Oberschenkelumfang
○ SC3300-1	○ SLP3300-1	Set (2 St.)	1	21 – 25 cm
○ SW3300-2	○ SW3300-2	Set (2 St.)	2	25 – 29 cm
○ SW3300-3	○ SW3300-3	Set (2 St.)	3	29 – 33 cm
○ SW3300-4	○ SW3300-4	Set (2 St.)	4	33 – 38 cm
-	○ SW3300-5	Set (2 St.)	5	38 – 44 cm
-	○ SW3300-6	Set (2 St.)	6	44 – 50 cm

Der Oberschenkelumfang wird ca. 10 cm über der Patellamitte gemessen.

Basko Healthcare

Deutschland | Österreich

Neuer Wall 46, 20354 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: verkauf@basko.com

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com

8700407 / Stand: 10/2023

Maßblatt zur Bestellung der Swing Phase Lock 2 - C.O.S.-Karbon-Ganzbeinorthese
Bitte per E-Mail an verkauf@basko.com

Kontakt Daten

Firma: _____
Ansprechpartner: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____
E-Mail: _____
Kd.-Nr.: _____

Patienteninformationen

ID-Nummer: _____
Diagnose: _____
Gewicht: _____ kg Größe: _____ cm
Aktivitätsniveau: ☐ niedrig ☐ moderat ☐ hoch

Geschlecht: ☐ männlich ☐ weiblich
Betroffene Seite: ☐ links ☐ rechts
Alter: _____
Nutzt Schuheinlagen: ☐ Ja ☐ Nein

Voraussetzungen beim Maßnehmen

1. Das Negativ-Modell muss aus Kunststoffgips hergestellt sein.
2. Negativ-Modell unter gleichmäßiger Belastung (beidseitig) in Neutralstellung mit dem Fuß in 90° und der Belastungslinie senkrecht zu Hüfte, Knie und Knöchel.
3. Negativ-Modell in ausreichender Festigkeit (2-3 Lagen zusätzlich) mit darauf notierter ID-Nummer des Patienten.
4. Wenn der Patient Schuheinlagen verwendet, sollten diese während des Maßnehmens getragen werden.
5. Das Negativ-Modell muss nach der Modellabnahme geschlossen werden, um die gewünschte Form zu behalten.
6. Die mechanische Kniegelenkachse muss markiert und nach der Nietert-Methode punktiert werden (19 mm ± 0,15 mm höher als der Gelenkspalt, 60 % nach dorsal). Hinweis: das Durchstechen der Achsen mit einem dünnen geraden Draht ist ausreichend.
7. Die mechanische Knöchelgelenkachse muss ebenfalls markiert und mit einem dünnen geraden Draht durchstoßen werden.
8. Standardmäßig wird der Satellit auf Hosentaschenhöhe montiert, wenn nicht anders auf dem Negativ-Modell vermerkt.
9. Erstellen Sie eine Konturzeichnung der Innensohle des Schuhs.

HINWEIS: Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Felder auf dem Formular ausgefüllt sind und senden Sie es zusammen mit dem Negativ-Modell ein. Im Falle von Unklarheiten oder wenn Sie Hilfe beim Maßnehmen benötigen, wenden Sie sich gern an Basko Healthcare.

NEGATIV-MODELLE, DIE DIE OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN NICHT ERFÜLLEN, WERDEN NICHT BERÜCKSICHTIGT.

Passform-Garantie

Ab dem Lieferdatum bietet Basko Healthcare eine 1-Jahres-Garantie auf die maßgefertigte SPL 2-C.O.S.-Karbon-Ganzbeinorthese und eine 3 Wochen Passform-Garantie. Diese Passform-Garantie gilt nur, wenn die Messungen an einem formstabilen Bein vorgenommen wurden. Jedes Jahr muss eine obligatorische Wartung mit einem SPL 2-Aufbereitungsset: # IQ200-RK; DA-Knöchelgelenk: # 020886-RK und ggf. einem SPC-Aufbereitungsset # IQ120RK durchgeführt werden. Die Orthese wird im Prepreg-Verfahren hergestellt. Prepreg ist ein sehr steifes, aber leichtes Material (Kohlenstoff), das nicht thermoplastisch verformbar ist. Thermoplastische Modifikationen sind daher nachträglich nicht möglich.

Angaben zur Korrektur des Negativ-Modells

☐ Keine Korrekturen erforderlich ☐ Nachstehende Korrekturen ausführen

Knie: <input type="radio"/> Varus + _____°	Knöchel <input type="radio"/> Dorsalflexion + _____°	Fuß <input type="radio"/> Innenrotation + _____°
<input type="radio"/> Valgus + _____°	<input type="radio"/> Plantarflexion + _____°	<input type="radio"/> Außenrotation + _____°
<input type="radio"/> Flexion + _____°		<input type="radio"/> Varus + _____°
<input type="radio"/> Extension + _____°		<input type="radio"/> Valgus + _____°

Bemerkungen:

Basko Healthcare

Deutschland | Österreich

Neuer Wall 46, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: verkauf@basko.com

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien
Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: verkauf@basko.com

1/3


basko.com

Abmessungen des Beins

Pat. ID-Nummer:

☐ Höhe ☐ Umfang ☐ Breite M-L

Bitte geben Sie die Maße in Millimetern an.



Mechanische Gelenkachsen der Orthese:

① Höhe Kniegelenkchse bis Boden: mm

② Höhe Knöchelgelenkchse bis Boden: mm

Orthesen-Konfiguration

Linke Ausführung:

- COS-SPL001-L (unilateral)
- COS-SPL002-L (bilateral)
- COS-SPL003-L (Knie = bilateral & Knöchel = unilateral)

Rechte Ausführung:


- COS-SPL001-R (unilateral)
- COS-SPL002-R (bilateral)
- COS-SPL003-R (Knie = bilateral & Knöchel = unilateral)

Modell:

- COS-SPL A
- COS-SPL B
- Entsprechend markierte Form auf das Negativ-Modell

Polster:

- Verklebt, 4 mm (Farbe: Schwarz/Grau)
- Herausnehmbar, 3 mm (Farbe: Schwarz)



Modell A

Modell B

Datum

Name (bitte in Druckbuchstaben)

Unterschrift

Umrisszeichnung Schuhinnensohlen

Pat. ID-Nummer: _____

Hinweis: Zusammen mit dem Negativ-Modell versuchen wir, die Fußplatte so genau wie möglich an den Umfang der Innensohle des Schuhs anzupassen.
Eventuell müssen im Nachhinein kleine Anpassungen vorgenommen werden, um die Passform zu optimieren.

Basko Healthcare

Deutschland

Österreich

Neuer Wall 46, 20354 Hamburg

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: verkauf@basko.com

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com

Bestelformulier

Prepreg AFO voor volwassenen

Basko
Healthcare

ORTHO FUSION
WE CREATE CUSTOM ORTHOTIC SOLUTIONS
Powered by **Basko** Healthcare

Contactinformatie

Firma:

Telefoon:

Contactpersoon:

E-mail:

Patiëntinformatie

Identificatienummer:

Geslacht: ☐ Man ☐ Vrouw ☐ Anders

Diagnose:

Betroffen zijde: ☐ Links ☐ Rechts

Lengte: Gewicht: Leeftijd:


Gebruikt inlegzolen: ☐ Ja ☐ Nee

Activiteitsniveau: ☐ ☐ ☐ ☐

Maatvoering been

☐ Hoogte ☐ Omvang ☐ M-L Breedte

Maten gelieve in **MILLIMETERS** noteren!



Mechanische as-hoogte

1 Hoogte enkel-as / grond: mm

Artikelnummer

☐ OF-AFOP-L

☐ OF-AFOP-R

Scharnierconfiguratie

Scharniertype

☐ Triple Action A

☐ Triple Action B

☐ MILINE Double Action

☐ MILINE Dorsiflexion Assist

Booster

☐ No Booster ☐ Dorsal Booster

☐ No Booster ☐ Dorsal Booster

☐ No Booster ☐ Dorsal Booster

☐ No Booster ☐ Dorsal Booster

Maat (alleen voor MILINE)

☐ Ventral Booster ☐ Dor. + Ven. Booster

☐ 13 MM ☐ 16 MM ☐ 20 MM

☐ 13 MM ☐ 16 MM ☐ 20 MM

Variant

☐ Unilateral: Med. - Lat. Triple Action A

☐ Unilateral: Med. - Lat. Triple Action B

☐ Unilateral: Med. - Lat. MILINE DA

☐ Unilateral: Med. - Lat. MILINE DF

☐ Bilateral 1: Med. Camber Axis Lat. Triple Action A

☐ Bilateral 1: Med. Camber Axis Lat. Triple Action B

☐ Bilateral 1: Med. Camber Axis Lat. MILINE DA

☐ Bilateral 1: Med. Camber Axis Lat. MILINE DF

☐ Bilateral 2: Med. Triple Action A Lat. Triple Action A


☐ Bilateral 2: Med. Triple Action B Lat. Triple Action B

☐ Bilateral 2: Med. MILINE DA Lat. MILINE DA

☐ Bilateral 2: Med. MILINE DF Lat. MILINE DF


Basko Healthcare
Orthofusion.plus

Modelselectie



Orthesenschaal

Meet vanaf de laterale apex van de malleoli tot waar u de bovenrand van de proximale orthesenschaal wilt hebben.



Voering

- ☐ 3 mm foam, uitneembaar
☐ 4 mm foam, vastgelijmd

Voetplaat configuratie

Hakhoogte	Model	Stijfheid voorvoet
<input type="radio"/> 0 mm <input type="radio"/> 5 mm <input type="radio"/> 10 mm	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> Rigide <input type="radio"/> Flexibel

Correcties

- ☐ Geen correcties uitvoeren
 ☐ Onderstaande correcties uitvoeren

Enkel	Voet
<input type="radio"/> Plantairflexie +° <input type="radio"/> Valgus +°	<input type="radio"/> Varus +° <input type="radio"/> Exorotatie +°
	<input type="radio"/> Endorotatie +°

Voorwaarden maatname

- Het gipsnegatief moet uit kunststofgips gemaakt zijn.
- Gipsen met gewenste hakhoogte onder gelijkmatige belasting (bdz.) in neutrale positie met de belastingslijn loodrecht door heup, knie en enkel.
- Het gipsnegatief is overal stevig genoeg (2 à 3 lagen) met daarop het ID-nummer van de patiënt genoteerd.
- Indien de patiënt gebruik maakt van steunzolen dan dienen deze gedragen te worden tijdens de maatname.
- Markeer een loodlijn aan de voorzijde (ventraal) en aan de buitenzijde (lateraal) op het gipsmodel.
- De apex van de mediale en laterale malleoli moet duidelijk gemarkeerd zijn.
- Geef bij afwijkende rotaties duidelijk de gewenste afwikkellijn aan.
- Het gipsnegatief moet na het gipsen gesloten worden om de gewenste vorm te behouden.
- Maak een contourtekening van de binnenzool van de schoen.

NOTE: Controleer of alle gevraagde velden zijn ingevuld op het formulier en stuur deze mee met het gips. Neem bij onduidelijkheden of voor assistentie bij de maatname contact op met Basko Healthcare. Gipsnegatieven welke niet aan genoemde voorwaarden voldoen kunnen niet in behandeling worden genomen.

(Pasvorm) garantie

Vanaf de datum van levering biedt Basko Healthcare 1 jaar garantie op een COS-AFO maatwerkorthese en een pasvormgarantie van 3 weken. Deze pasvormgarantie geldt alleen indien maatname plaatsvindt op een vormvast been. Iedere 6 maanden dient er verplicht onderhoud te worden uitgevoerd. De orthese wordt uit Prepreg geproduceerd. Prepreg is een zeer rigide maar licht materiaal (carbon) wat niet thermoplastisch vervormbaar is. Daarom zijn thermoplastische modificaties achteraf niet mogelijk.

Opmerkingen

.....

.....


.....

.....

.....



Omtrek binnenzool schoen



Basko Healthcare

Pieter Lief tinckweg 16, 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | E-mail: verkoop@basko.com

Orthofusion.plus

99019910 / Stand: 10/2025

Maßblatt zur Bestellung der H.E.K.O.-Knieorthese für Kinder

per E-Mail an: verkauf@basko.com

Patienteninformation

ID-Nr.: _____
 Alter: _____ Gewicht: _____ kg
 Diagnose: _____ Geschlecht: ☐ m / ☐ w
 Seite: ☐ links ☐ rechts ☐ bilateral

(Bitte für jedes Bein ein Maßblatt ausfüllen, auch bei beidseitigen Versorgungen.)

Versandadresse

Firma: _____
 Ansprechpartner: _____
 Straße: _____
 PLZ: _____ Ort: _____
 Tel.: _____ Kd.-Nr.: _____
 Fax: _____
 E-Mail: _____

Motiv (Bitte ankreuzen)

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Forest Friends | <input type="checkbox"/> Sports | <input type="checkbox"/> Pink Camo |
| <input type="checkbox"/> Bugs | <input type="checkbox"/> Peace Signs | <input type="checkbox"/> Green Camo |
| <input type="checkbox"/> Monsters | <input type="checkbox"/> Blossom | <input type="checkbox"/> Pink |
| <input type="checkbox"/> Busy Bees | <input type="checkbox"/> Farm Friends | <input type="checkbox"/> Blue |
| <input type="checkbox"/> Comic Book | <input type="checkbox"/> Skateboard | <input type="checkbox"/> Yellow |
| <input type="checkbox"/> Butterflies | <input type="checkbox"/> Traffic Soup | <input type="checkbox"/> White |
| <input type="checkbox"/> Fairytale | <input type="checkbox"/> Construction | |
| <input type="checkbox"/> Dinosaurs | <input type="checkbox"/> Happy Daisies | |

Gewünschte Orthesenlänge

_____ cm proximal zur Kniemitte

_____ cm distal zur Kniemitte

Bemerkungen: _____

Zirk.	M/L	A/P		Zirk.	M/L	A/P
			20 cm proximal bis zur Kniemitte			15 cm proximal bis zur Kniemitte
			10 cm proximal bis zur Kniemitte			5 cm proximal bis zur Kniemitte
			A* Kniemitte bis Trochanter			Kniemitte
			B* Kniemitte bis zum lateralen Malleolus			10 cm distal bis zur Kniemitte
			5 cm distal bis zur Kniemitte			20 cm distal bis zur Kniemitte
			15 cm distal bis zur Kniemitte			

A* and B* indicate measurement points on the leg diagram.

SureStep Motivübersicht

Basko
Healthcare



Forest Friends



Bugs



Monsters



Busy Bees



Comic Book



Butterflies



Fairytale



Dinosaurs



Sports



Peace Signs



Blossom



Farm Friends




Skateboard



Traffic Soup




Construction




Happy Daisies



Pink Camo




Green Camo




Pink



Blue



Yellow



White

Basko Healthcare

Deutschland

Neuer Wall 46, 20354 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: verkauf@basko.com

Österreich

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com



/ Boston /

SureStep/BigShot /

ToeOFF/BlueROCKER /

S.W.A.S.H. /

SPL2-C.O.S. /

OrthoFusion+ C.O.S.

H.E.K.O.

FOLLOW US



Basko Healthcare

Deutschland

Neuer Wall 46, 20354 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: verkauf@basko.com

Österreich

Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com