

Productcatalogus




Basko Healthcare

Care for Movement

Navigatie

Indeling van de productcategorieën

Inhoudsopgave



Vorige
pagina

Volgende
pagina

Basko Healthcare

Care for Movement

Productcatalogus

Als je meer informatie nodig hebt of vragen hebt, zal het Basko team je graag adviseren.

Basko Healthcare B.V. Nederland

Pieter Liefstinckweg 16

1505 HX Zaandam

Telefoon: +31 (0)75 613 15 13

E-Mail: verkoop@basko.com

K.v.K. nr.: 33049175

Gedetailleerde productinformatie is te vinden op onze website:

basko.com

Drukfouten voorbehouden. Levering vindt plaats in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden.

Inhoudsopgave

Orthesen & Bandages

Cervicaal

Straight Soft - Cervical Collar	8
Contoured Soft - Cervical Collar	8
Semirigid Contoured - Cervical Collar.....	9
Height adjustable - Cervical Collar.....	9

Romp

Stomacare - ProtectorMax	15
Stomacare - bandages Standaard <i>Plus</i>	16
Stomacare - bandages EasyOpener <i>Plus</i>	18
Stomacare - bandages EasyCut <i>Plus</i>	19
Stomacare - Standaard bandages.....	20
Stomacare - Standaard bandages (halfabricaat).....	26
Stomacare - EasyOpener bandages	29
Stomacare - HydroActive bandage.....	32
Baskocare 310 - buikbandage	32
Baskocare 314 - elastische ribfractuur bandage.....	33
Baskocare 315 - postoperatieve bandage.....	33
Move+ PRS606 - rugbandage	34
MyPRIM Kids - lumbosacrale rugbandage.....	34
Move+ PRS607 - rugbandage.....	35
Mammy PRS615G - zwangerschapsrugbandage	35
Selection - rugbandagen.....	36

Bovenste extremiteit

CMCcare - duimorthese.....	52
Selection Thumb - duimorthese (voor kinderen).....	52
Selection Thumb - duimorthese.....	53
Airmed - duimorthese.....	53
Tee Pee - duimorthese.....	54
S.O.T - duimorthese.....	54
Suede Thumb Support - duimorthese	55
Rhizocare - duimorthese (met polsband)	55
Vission Finger Splint - vingerorthese	56
Vission Multi Fingersplint - vingerorthese.....	56
MyPRIM Kids - wikkemodel polsorthese	57
MyPRIM Kids - immobiliserende polsorthese	57
MyPRIM Kids - duim immobilisator.....	58
Selection Ulnar Deviation - orthese	58
Selection Wrist - polsorthese (voor kinderen).....	59
Selection Wrist Soft - polsorthese (zonder duim)	59

Heup

Pavlik BA2970 - bandage (voor kinderen).....	70
Camp 2900 - heupabductie orthese (voor kinderen).....	70
Visser 2990 - dynamische heupabductie orthese (voor kinderen).....	71
Wheaton - Pavlik Harness (voor Kinderen)	71
MyPRIM Kids - Pavlik Harness (voor Kinderen).....	72
Lerman Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000.....	72
Lerman Universal Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000	73
PSL699 - heuporthese	73
S.W.A.S.H. Steady / Go - dynamische heupabductie orthese	75
Hip Flexion Assist Device.....	76

S.O.M.I. - Cervical extension orthosis	10
Tracheotomy - Cervical Collar.....	10
Cervicaal tractieapparaat.....	11
LIDO 2 - Cervicaal systeem	11

Gold 233BA - lumbosacrale rugbandage (met pelotte)	37
Gold 232BA /234BA - lumbosacrale rugbandage (met pelotte)	37
Gold PRS643G - lumbosacrale rugbandage (zonder pelotte)	38
Gold PRS646G-/647G - dorsolumbale rugbandages (zonder pelotte) ..	39
NAVY XTRA - rugorthese	39
MyPRIM Kids - schouder immobilisator.....	40
SpinAir - reclinatie orthese.....	41
Star - hyperextensie orthese (drie-punts-principe).....	41
Hyperextensie orthesen (frameconstructie)	42
Hyperextensie orthese I PRS670 Precision	42
Boston LITE - romporthese module.....	43
Boston Soft Body Jacket - romporthese module	44
Boston Overlap Brace - romporthese module	46
Boston Original Brace - romporthese module	47
Boston Scoliosis Night Brace.....	48
The Boston T - korsethemd.....	48

Selection Wrist Rigid - polsorthese (met duim).....	60
Airmed - polsorthese	60
Ryno Lacer 2.0 - polsorthese (met duim)	61
Wrist Lacer 2.0 - polsorthese (zonder duim)	61
Tripod Lacer II - polsorthese.....	62
Functional Hand Orthosis I 934.....	62
Positional Hand Orthosis I 935	63
Halfcirculaire - pols-/handorthese	63
S.O.T - pols-/hand rustorthese	64
Mottio - epicondylitisorthese.....	64
Cubital - tunnel orthese.....	65
MyPRIM Kids - armsling.....	65
CROSS Hemi Shoulder - Orthosis	66
Hemi-Sling - Universal Armsling.....	66
Humerux - humerus orthese	67

Dictus Hip-Knee - heupflexie orthese	76
Dictus Hip-Foot - heupflexie orthese.....	77
Newport ULTRA - heuporthese	77
Newport 3 - bekkenorthese	78
Newport 3 - dijbeencomponent.....	78
Newport 4 - bekkencomponent.....	79
Newport 4 - dijbeencomponent.....	79
Newport 4 Virtual 5 - heupscharnier	80
Newport 4 - bekleding bekkencomponent.....	80

Inhoudsopgave

Onderste extremiteit

SureStep - derotatie bandage.....	84	ATX - voethefferorthese	93
MyPRIM Kids - knie immobilisator.....	84	NAVIGAIT - voethefferorthese.....	94
MyPRIM Kids - knie orthese (met patella pelotte).....	85	NA400 - Drop Foot Orthosis	94
H.E.K.O. - knie orthese	85	615 - Full Foot - Drop Foot Splint.....	95
Patellavator - patella bandage.....	86	617 - DYNAFO - Drop Foot Splint.....	95
Dynatrack - kniebandage.....	86	Ypsilon Flow ½ - enkel-/voetorthese	96
Elcross - kniebandages.....	87	ToeOFF Flow 2½ - dynamische enkel-/voetorthese	96
ACTIVE X - functionele knie orthesen.....	87	ToeOFF - dynamische enkel-/voetorthese	98
CROSS - Knee Orthosis	88	BlueROCKER - dynamische enkel-/voetorthese.....	99
Gripper 3 - knie orthese.....	88	Custom Allard AFO - dynamische enkel-/voetorthese.....	100
Genu Recurvatum - Knee Orthosis.....	89	Method-TA - koolstofcomposiet AFO.....	100
C.H.E.C.K. - hyperextensie orthese	89	ALFESS - Functioneel Elektrisch Stimulatie Systeem.....	101
KiddieFLOW - dynamische enkel-/voetorthese (voor kinderen).....	90	PSL800 - Multi-Positional Foot-ankle Splint	101
KiddieGAIT / KiddieROCKER		UFO - Plantar Fasciitis orthese	104
dynamische enkel-/voetorthese (voor kinderen).....	90	A.S.O. - enkelorthese	102
Carbon Footplate - inlegzool	91	MyPRIM Kids - enkelorthese.....	104
Stretch UP - kous.....	91	Bébax - voetredressie orthese.....	105
ToeUP - voethefferorthese.....	92	SureStep - dynamische enkel-/voetorthese (naar maat)	105
Dictus Original - voethefferorthese	92	BigShot - dynamische enkel-/voetorthese (naar maat).....	106
Dictus Flex - voethefferorthese	93	T-strap - ToeOFF en BlueROCKER	106

Orthesen componenten

Alle extremiteiten

MultiMotion 2.5 - dynamisch correctie systeemscharnier.....	113	FreeMotion - scharnieren (vrijbeweeglijk).....	115
MultiStatic - correctie scharnieren.....	114	Binky - universele scharnieren (vrijbeweeglijk).....	115

Heup

MultiMotion 2.5 - heupabductiesysteem (voor kinderen).....	118	Scottish Rite - orthesen bouwset.....	119
Orthese heupscharnier	118		

Onderste extremiteit

SPL 2 - orthese kniescharnier.....	122	Newport - ARC-kit.....	131
OrthoFusion+ C.O.S. SPL 2 - KAFO Carbonorthese.....	122	H.E.K.O. - kniescharnieren	132
SPC - Standard Action enkelscharnier	123	Slim Line Modular Double Action - enkelscharnier.....	132
Triple Action - enkelscharnier A - 19 mm	123	Limited Motion - enkelscharnier.....	133
Triple Action - enkelscharnier B - 16 mm	124	Model 750 - Camber Axis Hinge	133
Triple Action - enkelscharnier C - 13 mm	124	Model 751 - Camber Axis vrij beweeglijk scharnier.....	134
Triple Action GEO - testorthese (met B scharnier).....	125	Model 775 - Gillette Double Flexure enkelscharnier.....	134
OrthoFusion+ C.O.S. Triple Action/MILINE		Model 795 - Motion Limiter Kit.....	135
AFO Prepreg orthese	125	Model 755 - Motion Control Limiter Kit.....	135
MILINE - Double Action enkelscharnieren	126	Model 760 - Oklahoma Ankle Joint	136
MILINE - Dorsiflexion Assist enkelscharnieren	126	Model 765 - Heavy Duty Oklahoma Ankle Joint	136
MILINE - Standard Action enkelscharnier.....	127	Model 740 - Tamarack Flexure Joint	137
ToeOFF FLOW 2½ - carbon component	127	Model 742 - Tamarack Dorsiflexion Assist Flexure Joint.....	138
ToeOFF - carbon component.....	128	Model 743 - Tamarack Variable Assist	138
BlueROCKER - carbon component	129	Model 747 - Tamarack Clevisphere.....	139
COMBO - componenten (voor hyperextensiecontrole)	130	Model 655 - Motion Control Limiter.....	139
StepLock - raster kniescharnieren.....	130	Model VET-65 - Tamarack flexure joint.....	140
UniLock - kniescharnieren (met vaststelling).....	131		

Inhoudsopgave

Prothesen componenten

Onderste extremititeit

Meracus - prothesevoet.....	146	Meracus - Spectra sok.....	147
Meracus - voethoes.....	147		

Textiel, materiaal & gereedschap

Kunststoffen

PVA - folie	152	TFC - Comfil materiaal	153
3D-LITE - thermoplast plaat	152	PolyCar-C - bi/uni-directioneel.....	153

Voeringmateriaal & schuimstoffen

749 - Shearban Sheets.....	154	Polyethyleenfoam - (hard).....	156
749-7 - Shearban Rivet Cover Patches	154	Polyethyleenfoam	156
GlideWear - Prosthetic Liner Pads	155	Volara - polyethyleenschuimstof.....	157
Polyethyleenfoam (zacht).....	155		

Sluitingen & banden

Klittenband lus.....	160	RVS ring (voor passant).....	164
Click gesp snelsluiting (voor klittenbanden).....	160	Gesp (met gaten).....	164
Klittenband sluitsysteem.....	161	Klittenband sluiting set (met nylonring)	165
Nylon ring (voor passant).....	162	Nylon band	166
Kunststof passant (met nylonring).....	162	Nylon trekband	166
Kunststof passant (met staalring).....	163	Klittenband haak.....	167
Nylon - klemgesp	163	Bandenset voor langebeen beugels (K.E.V.O.).....	167

Gereedschappen

Coneiak - polijst en slijpcones.....	170	MultiMotion 2.5 - 3D uitlijn unit	175
Coneiak - cilindrisch (polijst-/slijp cone (breed))	170	Uitlijn unit (voor MultiMotion scharnier(en)).....	175
Coneiak - halfrond (polijst-/slijp cone).....	171	Uitlijn unit (voor FreeMotion scharnier(en))	176
Coneiak - kegelvormig (polijst-/slijp cone (breed)).....	171	Uitlijn unit (voor MultiStatic scharnier(en)).....	176
Coneiak - kegelvormig (polijst-/slijp cone (smal)).....	172	Uitlijn unit (voor Swing Phase Lock scharnier(en)).....	176
Coneiak - sleuven (polijst-/slijp cone).....	172	Uitlijn unit (voor Triple Action A scharnier(en))	177
Coneiak - polijst en slijpset.....	173	Uitlijn unit (voor Triple Action B scharnier(en))	177
Model T-740-2 - Tamarack Hand Punch.....	173	Uitlijn unit (voor Triple Action C scharnier(en))	177
Model T-740-3 - Tamarack Spanner Wrench	174	Lamineer dummy (voor SPL2 / SPC).....	178
T-Bar	174		

Overige

Stockinette (nylon)	179	3M Scotch - grip lijm (helder).....	181
Nylon kous (voor vacuümvorming).....	179	Ovenhandschoenen (lang).....	182
MicroFIX - lusband	180	Vermiculite.....	182
MicroFIX - haakband	180	Elastiek gebreid 2/3-baans Lycra	183
Boordband (elastisch).....	181	3D-Safe - foam afwerkband.....	183

Orthesen & bandages

Cervicaal	6
Romp	12
Bovenste extremititeit.....	50
Heup.....	68
Onderste extremititeit.....	82



CERVICAL



Straight Soft - Cervical Collar

Toepassing: deze cervicale orthese biedt zachte fixatie en ondersteuning van de nek.

Eigenschappen / Kenmerken

- Halskraag van schuimstof met katoenen tricot overtrek
- Luchtdoorlatend
- Verstevigde achterzijde

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag van gewricht(en)
- Compenseren van geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Straight Soft - Cervical Collar

Art. nr.	Eenheid	Hoogte	Halsomvang
CC19L-XS	stuk	7,5 - 9 cm	32 - 37 cm
CC19L-S	stuk	8 - 9,5 cm	36 - 41 cm
CC19H-M	stuk	8,5 - 10 cm	40 - 45 cm
CC19H-L	stuk	9 - 10,5 cm	44 - 49 cm



Contoured Soft - Cervical Collar

Toepassing: deze anatomisch gevormde cervicaal orthese biedt zachte fixatie en ondersteuning van de nek.

Eigenschappen / Kenmerken

- Halskraag van schuimstof met katoenen tricot overtrek
- Luchtdoorlatend
- Verstevigde achterzijde

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag van gewricht(en)
- Compenseren van geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Contoured Soft - Cervical Collar

Art. nr.	Eenheid	Hoogte	Halsomvang
CC20L-S	stuk	8 cm	42 - 58 cm
CC20M-S	stuk	9 cm	42 - 58 cm
CC20H-S	stuk	10 cm	42 - 58 cm
CC20L-L	stuk	8 cm	47 - 63 cm
CC20M-L	stuk	9 cm	47 - 63 cm
CC20H-L	stuk	10 cm	47 - 63 cm



Semirigid Contoured - Cervical Collar

Toepassing: deze anatomisch gevormde cervicaal orthese biedt fixatie en gemiddelde ondersteuning aan de nek.

Eigenschappen / Kenmerken

- Halskraag van schuimstof met katoenen tricot overtrek
- Uitneembare, 1 mm polyethyleen verstevigingselement

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag van gewricht(en)
- Compenseren van geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Semirigid Contoured - Cervical Collar

Art. nr.	Eenheid	Hoogte	Halsomvang
CC121L-S	stuk	8 cm	35 - 38 cm
CC121L-M	stuk	8 cm	38 - 41 cm
CC121M-S	stuk	9 cm	38 - 41 cm
CC121M-M	stuk	9 cm	38 - 41 cm
CC121M-L	stuk	9 cm	41 - 43 cm
CC121M-XL	stuk	9 cm	43 - 48 cm
CC121H-L	stuk	11 cm	41 - 43 cm
CC121H-XL	stuk	11 cm	43 - 48 cm



Height adjustable - Cervical Collar

Toepassing: ontlasten en stabiliseren van instabiele halswervels. Deze tweedelige cervicaalorthese is tevens in hoogte instelbaar.

Eigenschappen / Kenmerken

- In hoogte verstelbare en verstevigde halskraag
- Materiaal: low density polyethyleen (LDPE) met Lycra en foam

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag van gewricht(en)
- Compenseren van geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Height adjustable - Cervical Collar

Art. nr.	Eenheid	Hoogte	Halsomvang
E41-XXS	stuk	7 - 8,5 cm	28 - 32 cm
E41-XS	stuk	7,5 - 9 cm	32 - 37 cm
E41-S	stuk	8 - 9,5 cm	36 - 41 cm
E41-M	stuk	8,5 - 10 cm	40 - 45 cm
E41-L	stuk	9 - 10,5 cm	44 - 49 cm
E41-XL	stuk	9 - 10,5 cm	48 - 53 cm



S.O.M.I. - Cervical extension orthosis

Toepassing: ter ondersteuning van het hoofd en een correcte uitlijning van de cervicale halswervels.

Eigenschappen / Kenmerken

- Variabele hoogte-instelling
- Beklede sternum-, mandibula- en occiputsteun

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag van gewricht(en)
- Verminderen en/of herverdelen van belasting

Artikel-/maattabel S.O.M.I. - Cervical extension orthosis

Art. nr.	Eenheid	Geschikt voor
8005-S	stuk	kinderen
8005-L	stuk	volwassenen



Tracheotomy - Cervical Collar

Toepassing: vermindering van pijn en ter stabilisatie/immobilisatie van een instabiele cervicale wervelkolom.

Eigenschappen / Kenmerken

- Voorzien van trachea-opening
- 2-delig voor optimaal omleggen
- Zijdelingse klittenbandsluiting
- Röntgen doorlaatbaar

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag van gewricht(en)
- Compenseren van geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Tracheotomy - Cervical Collar

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Halsomvang
6500K-S	stuk	small	6 cm	25 - 33 cm
6500K-M	stuk	medium	6 cm	33 - 41 cm
6500K-L	stuk	large	6 cm	41 - 48 cm
6500K-XL	stuk	X-large	6 cm	> 48 cm
6500-S	stuk	small	8 cm	25 - 33 cm
6500-M	stuk	medium	8 cm	33 - 41 cm
6500-L	stuk	large	8 cm	41 - 48 cm
6500-XL	stuk	X-large	8 cm	> 48 cm
6501-S	stuk	small	11 cm	25 - 33 cm
6501-M	stuk	medium	11 cm	33 - 41 cm
6501-L	stuk	large	11 cm	41 - 48 cm
6501-XL	stuk	X-large	11 cm	> 48 cm
6502-S	stuk	small	13 cm	25 - 33 cm
6502-M	stuk	medium	13 cm	33 - 41 cm
6502-L	stuk	large	13 cm	41 - 48 cm
6502-XL	stuk	X-large	13 cm	> 48 cm



Cervicaal tractieapparaat

Toepassing: vermindering van pijn. Deze orthese bestaat uit een Glisson hoofdbandage en een waterzak als contragewicht.

Eigenschappen / Kenmerken

- De waterzak is naar gewenste trekkracht te vullen
- Voorzien van een duidelijk kilo-indicatie schaalverdeling

Productfuncties

- Verminderen en/of herverdelen van belasting

Artikel-/maattabel Cervicaal tractieapparaat

Art. nr.	Eenheid
20/22	stuk



LIDO 2 - Cervicaal systeem

Toepassing: complete immobilisatie met uitstekende flexie-/extensie, mediolaterale- en rotatiecontrole.

Eigenschappen / Kenmerken

- Volledig modulair en instelbaar systeem
- Traploos instelbare mandibula steun, voorzien van een trachea-opening

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag van gewrichten
- Compenseren van geringe spierwerking

Artikel-/maattabel LIDO 2 - Cervicaal systeem

Art. nr.	Eenheid	Maat	Borstomvang	Halsomvang
OM2540	stuk	small	60 - 70 cm	25 - 30 cm
OM2541	stuk	medium	70 - 95 cm	28 - 45 cm
OM2542	stuk	large	95 - 115 cm	33 - 45 cm



ROMP

Stomacare

Protector**Max** by Basko Healthcare



Stomacare - ProtectorMax

Toepassing: de Stomacare ProtectorMax biedt de stomadrager tijdens dagelijkse en vrijetijdsactiviteiten extra bescherming.

Eigenschappen / Kenmerken

- De beschermkap heeft een schelpvormig, anatomisch ontwerp en voert ongewenste impactkrachten af

Productfuncties

- De Stomacare ProtectorMax wordt ingezet ter bescherming van de stoma

Artikel-/maattabel Stomacare - ProtectorMax

Art. nr.	Eenheid	Maat	Breedte	Hoogte	Omvang	Kleur
CG300	stuk	universeel	14 cm	11 cm	70 - 140 cm	licht grijs



Stomacare - bandages Standaard Plus

Toepassing: postoperatieve ondersteuning van de buikwand en preventief tegen prolapsvorming/hernia. Toepassing: warmteregulerende stomabandage voor dagelijks gebruik.

Eigenschappen / Kenmerken

- Geïntegreerde baleinen voor een optimale pasvorm

Productfuncties

- Ondersteuning van de buikwand en preventie van hernia's
- Compenseren van te geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Stomacare bandage Standaard Plus 10 cm hoog (kleur lichtgrijs)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
S1106004-S	stuk	small	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	70 - 79 cm
S1106004-M	stuk	medium	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	80 - 89 cm
S1106004-L	stuk	large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	90 - 99 cm
S1106004-XL	stuk	X-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	100 - 109 cm
S1106004-XXL	stuk	XX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	110 - 120 cm
S1106004-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	121 - 130 cm
S1106004-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	131 - 140 cm
S1107204-S	stuk	small	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	70 - 79 cm
S1107204-M	stuk	medium	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	80 - 89 cm
S1107204-L	stuk	large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	90 - 99 cm
S1107204-XL	stuk	X-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	100 - 109 cm
S1107204-XXL	stuk	XXL lang	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	110 - 120 cm
S1107204-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	121 - 130 cm
S1107204-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	130 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare bandage Standaard Plus 15 cm hoog (kleur lichtgrijs)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
S1156004-S	stuk	small	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm
S1156004-M	stuk	medium	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm
S1156004-L	stuk	large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm
S1156004-XL	stuk	X-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm
S1156004-XXL	stuk	XX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm
S1156004-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm
S1156004-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm
S1157204-S	stuk	small	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm
S1157204-M	stuk	medium	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm
S1157204-L	stuk	large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm
S1157204-XL	stuk	X-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm
S1157204-XXL	stuk	XX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm
S1157204-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm
S1157204-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm
S1158504-S	stuk	small	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm
S1158504-M	stuk	medium	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm
S1158504-L	stuk	large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm
S1158504-XL	stuk	X-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm
S1158504-XXL	stuk	XX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm
S1158504-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm
S1158504-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm

Artikel/maattabel Stomacare bandage Standaard Plus 19 cm hoog (kleur lichtgrijs)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
S1196004-S	stuk	small	universeel	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	70 - 79 cm
S1196004-M	stuk	medium	universeel	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	80 - 89 cm
S1196004-L	stuk	large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	90 - 99 cm
S1196004-XL	stuk	X-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	100 - 109 cm
S1196004-XXL	stuk	XX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	110 - 120 cm
S1196004-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	121 - 130 cm
S1196004-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	19 cm	131 - 140 cm
S1197204-S	stuk	small	universeel	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	70 - 79 cm
S1197204-M	stuk	medium	universeel	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	80 - 89 cm
S1197204-L	stuk	large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	90 - 99 cm
S1197204-XL	stuk	X-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	100 - 109 cm
S1197204-XXL	stuk	XX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	110 - 120 cm
S1197204-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	121 - 130 cm
S1197204-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	19 cm	131 - 140 cm
S1198504-S	stuk	small	universeel	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	70 - 79 cm
S1198504-M	stuk	medium	universeel	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	80 - 89 cm
S1198504-L	stuk	large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	90 - 99 cm
S1198504-XL	stuk	X-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	100 - 109 cm
S1198504-XXL	stuk	XX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	110 - 120 cm
S1198504-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	121 - 130 cm
S1198504-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	19 cm	131 - 140 cm

Artikel/maattabel Stomacare bandage Standaard Plus 23 cm hoog (kleur lichtgrijs)

Art. nr. Stoma zijde rechts	Art. nr. Stoma zijde links	Eenheid	Maat	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
S1236004R-S	S1236004L-S	stuk	small	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	70 - 79 cm
S1236004R-M	S1236004L-M	stuk	medium	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	80 - 89 cm
S1236004R-L	S1236004L-L	stuk	large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	90 - 99 cm
S1236004R-XL	S1236004L-XL	stuk	X-large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	100 - 109 cm
S1236004R-XXL	S1236004L-XXL	stuk	XX-large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	110 - 120 cm
S1236004R-XXXL	S1236004L-XXXL	stuk	XXX-large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	121 - 130 cm
S1236004R-XXXXL	S1236004L-XXXXL	stuk	XXXX-large	60 mm	40 - 45 mm	23 cm	131 - 140 cm
S1237204R-S	S1237204L-S	stuk	small	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	70 - 79 cm
S1237204R-M	S1237204L-M	stuk	medium	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	80 - 89 cm
S1237204R-L	S1237204L-L	stuk	large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	90 - 99 cm
S1237204R-XL	S1237204L-XL	stuk	X-large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	100 - 109 cm
S1237204R-XXL	S1237204L-XXL	stuk	XX-large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	110 - 120 cm
S1237204R-XXXL	S1237204L-XXXL	stuk	XXX-large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	121 - 130 cm
S1237204R-XXXXL	S1237204L-XXXXL	stuk	XXXX-large	72 mm	50 - 57 mm	23 cm	131 - 140 cm
S1238504R-S	S1238504L-S	stuk	small	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	70 - 79 cm
S1238504R-M	S1238504L-M	stuk	medium	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	80 - 89 cm
S1238504R-L	S1238504L-L	stuk	large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	90 - 99 cm
S1238504R-XL	S1238504L-XL	stuk	X-large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	100 - 109 cm
S1238504R-XXL	S1238504L-XXL	stuk	XX-large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	110 - 120 cm
S1238504R-XXXL	S1238504L-XXXL	stuk	XXX-large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	121 - 130 cm
S1238504R-XXXXL	S1238504L-XXXXL	stuk	XXXX-large	85 mm	60 - 70 mm	23 cm	131 - 140 cm

Passende flensmaten:

stoma opening (SO) Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm;
 stoma opening (SO) Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm;
 stoma opening (SO) Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm.



Stomacare - bandages EasyOpener Plus

Toepassing: postoperatieve ondersteuning van de buikwand en preventief tegen prolapsvorming/hernia. Toepassing: warmteregulerende stomabandage voor dagelijks gebruik.

Eigenschappen / Kenmerken

- Stoma opening afgewerkt met kunststof Multiflex ring
- Geïntegreerde baleinen voor een optimale pasvorm

Productfuncties

- Ondersteuning van de buikwand en preventie van hernia's
- Compenseren van te geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Stomacare - bandage EasyOpener Plus (kleur lichtgrijs)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
S3156004L-S	stuk	small	links	60 mm	*	15 cm	70 - 79 cm
S3156004L-M	stuk	medium	links	60 mm		15 cm	80 - 89 cm
S3156004L-L	stuk	large	links	60 mm		15 cm	90 - 99 cm
S3156004L-XL	stuk	X-large	links	60 mm		15 cm	100 - 109 cm
S3156004L-XXL	stuk	XX-large	links	60 mm		15 cm	110 - 120 cm
S3156004L-XXXL	stuk	XXX-large	links	60 mm		15 cm	121 - 130 cm
S3156004L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	60 mm	*	15 cm	131 - 140 cm
S3156004R-S	stuk	small	rechts	60 mm		15 cm	70 - 79 cm
S3156004R-M	stuk	medium	rechts	60 mm		15 cm	80 - 89 cm
S3156004R-L	stuk	large	rechts	60 mm		15 cm	90 - 99 cm
S3156004R-XL	stuk	X-large	rechts	60 mm		15 cm	100 - 109 cm
S3156004R-XXL	stuk	XX-large	rechts	60 mm		15 cm	110 - 120 cm
S3156004R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	60 mm	*	15 cm	121 - 130 cm
S3156004R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	60 mm		15 cm	131 - 140 cm
S3157204L-S	stuk	small	links	72 mm	*	15 cm	70 - 79 cm
S3157204L-M	stuk	medium	links	72 mm		15 cm	80 - 89 cm
S3157204L-L	stuk	large	links	72 mm		15 cm	90 - 99 cm
S3157204L-XL	stuk	X-large	links	72 mm		15 cm	100 - 109 cm
S3157204L-XXL	stuk	XX-large	links	72 mm		15 cm	110 - 120 cm
S3157204L-XXXL	stuk	XXX-large	links	72 mm		15 cm	121 - 130 cm
S3157204L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	72 mm	*	15 cm	131 - 140 cm
S3157204R-S	stuk	small	rechts	72 mm		15 cm	70 - 79 cm
S3157204R-M	stuk	medium	rechts	72 mm		15 cm	80 - 89 cm
S3157204R-L	stuk	large	rechts	72 mm		15 cm	90 - 99 cm
S3157204R-XL	stuk	X-large	rechts	72 mm		15 cm	100 - 109 cm
S3157204R-XXL	stuk	XX-large	rechts	72 mm		15 cm	110 - 120 cm
S3157204R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	72 mm	*	15 cm	121 - 130 cm
S3157204R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	72 mm		15 cm	131 - 140 cm
S3158504L-S	stuk	small	links	85 mm		15 cm	70 - 79 cm
S3158504L-M	stuk	medium	links	85 mm		15 cm	80 - 89 cm
S3158504L-L	stuk	large	links	85 mm		15 cm	90 - 99 cm
S3158504L-XL	stuk	X-large	links	85 mm		15 cm	100 - 109 cm
S3158504L-XXL	stuk	XX-large	links	85 mm		15 cm	110 - 120 cm
S3158504L-XXXL	stuk	XXX-large	links	85 mm	*	15 cm	121 - 130 cm
S3158504L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	85 mm		15 cm	131 - 140 cm
S3158504R-S	stuk	small	rechts	85 mm		15 cm	70 - 79 cm
S3158504R-M	stuk	medium	rechts	85 mm		15 cm	80 - 89 cm
S3158504R-L	stuk	large	rechts	85 mm		15 cm	90 - 99 cm
S3158504R-XL	stuk	X-large	rechts	85 mm		15 cm	100 - 109 cm
S3158504R-XXL	stuk	XX-large	rechts	85 mm		15 cm	110 - 120 cm
S3158504R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	85 mm		15 cm	121 - 130 cm
S3158504R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	85 mm		15 cm	131 - 140 cm

Passende flensmaten:

stoma opening (SO) Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm;
 stoma opening (SO) Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm;
 stoma opening (SO) Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm.



Stomacare - bandages EasyCut Plus

Toepassing: postoperatieve ondersteuning van de buikwand en preventief tegen prolapsvorming/hernia. Toepassing: individueel aanpasbaar en warmteregulerend.

Eigenschappen / Kenmerken

- Frontaal velours is zacht en stevig tegelijk maar slanker dan de traditionele Stomacare bandages
- Frontale klittenbandsluiting

Productfuncties

- Ondersteuning van de buikwand en ter preventie van een breuk, prolapsvorming/hernia

Artikel-/maattabel Stomacare - bandages EasyCut Plus (kleur lichtgrijs)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
S4100004-XXS	stuk	XX-small	universeel			10 cm	50 - 59 cm
S4100004-XS	stuk	X-small	universeel			10 cm	60 - 69 cm
S4100004-S	stuk	small	universeel	Positie, vorm		10 cm	70 - 79 cm
S4100004-M	stuk	medium	universeel	en grootte		10 cm	80 - 89 cm
S4100004-L	stuk	large	universeel	kunnen	*	10 cm	90 - 99 cm
S4100004-XL	stuk	X-large	universeel	individueel worden		10 cm	100 - 109 cm
S4100004-XXL	stuk	XX-large	universeel	bepaald.		10 cm	110 - 120 cm
S4100004-XXXL	stuk	XXX-large	universeel			10 cm	121 - 130 cm
S4100004-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel			10 cm	131 - 140 cm
S4150004-S	stuk	small	universeel			15 cm	70 - 79 cm
S4150004-M	stuk	medium	universeel	Positie, vorm		15 cm	80 - 89 cm
S4150004-L	stuk	large	universeel	en grootte		15 cm	90 - 99 cm
S4150004-XL	stuk	X-large	universeel	kunnen	*	15 cm	100 - 109 cm
S4150004-XXL	stuk	XX-large	universeel	individueel worden		15 cm	110 - 120 cm
S4150004-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	bepaald.		15 cm	121 - 130 cm
S4150004-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel			15 cm	131 - 140 cm
S4190004-S	stuk	small	universeel			19 cm	70 - 79 cm
S4190004-M	stuk	medium	universeel	Positie, vorm		19 cm	80 - 89 cm
S4190004-L	stuk	large	universeel	en grootte		19 cm	90 - 99 cm
S4190004-XL	stuk	X-large	universeel	kunnen	*	19 cm	100 - 109 cm
S4190004-XXL	stuk	XX-large	universeel	individueel worden		19 cm	110 - 120 cm
S4190004-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	bepaald.		19 cm	121 - 130 cm
S4190004-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel			19 cm	131 - 140 cm
S4230004-S	stuk	small	universeel			23 cm	70 - 79 cm
S4230004-M	stuk	medium	universeel	Positie, vorm		23 cm	80 - 89 cm
S4230004-L	stuk	large	universeel	en grootte		23 cm	90 - 99 cm
S4230004-XL	stuk	X-large	universeel	kunnen	*	23 cm	100 - 109 cm
S4230004-XXL	stuk	XX-large	universeel	individueel worden		23 cm	110 - 120 cm
S4230004-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	bepaald.		23 cm	121 - 130 cm
S4230004-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel			23 cm	131 - 140 cm

Passende flensmaten:

stoma opening (SO) Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm;
 stoma opening (SO) Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm;
 stoma opening (SO) Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm.



Stomacare - Standaard bandages

Toepassing: postoperatief ter ondersteuning van de buikwand en preventief tegen prolapsvorming/hernia. Toepassing: standaard bandages voor dagelijks gebruik.

Eigenschappen / Kenmerken

- Opening gecentreerd tussen boven- en onderkant
- Geïntegreerde stabilisatie baleinen voor een optimale pasvorm

Productfuncties

- Compenseren van te geringe spierwerking
- Stoma-opvangzakje op de juiste plaats houden

Artikel-/maattabel Stomacare Standaard bandages 10 cm (kleur wit)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
308-S	stuk	small	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	70 - 79 cm
308-M	stuk	medium	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	80 - 89 cm
308-L	stuk	large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	90 - 99 cm
308-XL	stuk	X-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	100 - 109 cm
308-XXL	stuk	XX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	110 - 120 cm
308-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	121 - 130 cm
308-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	131 - 140 cm
309-S	stuk	small	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	70 - 79 cm
309-M	stuk	medium	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	80 - 89 cm
309-L	stuk	large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	90 - 99 cm
309-XL	stuk	X-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	100 - 109 cm
309-XXL	stuk	XX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	110 - 120 cm
309-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	121 - 130 cm
309-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare Standaard bandages 15 cm (kleur wit)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
306-S	stuk	small	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm
306-M	stuk	medium	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm
306-L	stuk	large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm
306-XL	stuk	X-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm
306-XXL	stuk	XX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm
306-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm
306-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm
307-S	stuk	small	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm
307-M	stuk	medium	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm
307-L	stuk	large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm
307-XL	stuk	X-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm
307-XXL	stuk	XX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm
307-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm
307-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm
312-S	stuk	small	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm
312-M	stuk	medium	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm
312-L	stuk	large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm
312-XL	stuk	X-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm
312-XXL	stuk	XX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm
312-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm
312-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare Standaard bandages 22,5 cm (kleur wit)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
302R-S	stuk	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
302R-M	stuk	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
302R-L	stuk	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
302R-XL	stuk	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
302R-XXL	stuk	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
302R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
302R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
302L-S	stuk	small	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
302L-M	stuk	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
302L-L	stuk	large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
302L-XL	stuk	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
302L-XXL	stuk	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
302L-XXXL	stuk	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
302L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
303R-S	stuk	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
303R-M	stuk	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
303R-L	stuk	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
303R-XL	stuk	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
303R-XXL	stuk	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
303R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
303R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
303L-S	stuk	small	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
303L-M	stuk	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
303L-L	stuk	large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
303L-XL	stuk	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
303L-XXL	stuk	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
303L-XXXL	stuk	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
303L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
313R-S	stuk	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
313R-M	stuk	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
313R-L	stuk	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
313R-XL	stuk	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
313R-XXL	stuk	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
313R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
313R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
313L-S	stuk	small	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
313L-M	stuk	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
313L-L	stuk	large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
313L-XL	stuk	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
313L-XXL	stuk	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
313L-XXXL	stuk	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
313L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	131 - 140 cm

Passende flensmaten:

stoma opening (SO) Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm;

stoma opening (SO) Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm;

stoma opening (SO) Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm.

Artikel-/maattabel Stomacare Standaard bandages 10 cm (kleur beige)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
B308-S	stuk	small	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	70 - 79 cm
B308-M	stuk	medium	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	80 - 89 cm
B308-L	stuk	large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	90 - 99 cm
B308-XL	stuk	X-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	100 - 109 cm
B308-XXL	stuk	XX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	110 - 120 cm
B308-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	121 - 130 cm
B308-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	131 - 140 cm
B309-S	stuk	small	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	70 - 79 cm
B309-M	stuk	medium	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	80 - 89 cm
B309-L	stuk	large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	90 - 99 cm
B309-XL	stuk	X-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	100 - 109 cm
B309-XXL	stuk	XX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	110 - 120 cm
B309-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	121 - 130 cm
B309-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare Standaard bandages 15 cm (kleur beige)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
B306-S	stuk	small	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm
B306-M	stuk	medium	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm
B306-L	stuk	large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm
B306-XL	stuk	X-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm
B306-XXL	stuk	XX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm
B306-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm
B306-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm
B307-S	stuk	small	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm
B307-M	stuk	medium	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm
B307-L	stuk	large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm
B307-XL	stuk	X-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm
B307-XXL	stuk	XX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm
B307-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm
B307-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm
B312-S	stuk	small	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm
B312-M	stuk	medium	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm
B312-L	stuk	large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm
B312-XL	stuk	X-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm
B312-XXL	stuk	XX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm
B312-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm
B312-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm

Artikel/maattabel Stomacare Standaard bandages 22,5 cm (kleur beige)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
B302R-S	stuk	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
B302R-M	stuk	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
B302R-L	stuk	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
B302R-XL	stuk	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
B302R-XXL	stuk	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
B302R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
B302R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
B302L-S	stuk	small	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
B302L-M	stuk	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
B302L-L	stuk	large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
B302L-XL	stuk	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
B302L-XXL	stuk	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
B302L-XXXL	stuk	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
B302L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
B303R-S	stuk	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
B303R-M	stuk	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
B303R-L	stuk	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
B303R-XL	stuk	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
B303R-XXL	stuk	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
B303R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
B303R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
B303L-S	stuk	small	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
B303L-M	stuk	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
B303L-L	stuk	large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
B303L-XL	stuk	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
B303L-XXL	stuk	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
B303L-XXXL	stuk	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
B303L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
B313R-S	stuk	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
B313R-M	stuk	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
B313R-L	stuk	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
B313R-XL	stuk	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
B313R-XXL	stuk	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
B313R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
B313R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
B313L-S	stuk	small	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
B313L-M	stuk	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
B313L-L	stuk	large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
B313L-XL	stuk	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
B313L-XXL	stuk	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
B313L-XXXL	stuk	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
B313L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare Standaard bandages 10 cm (kleur zwart)


Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
G308-S	stuk	small	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	70 - 79 cm
G308-M	stuk	medium	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	80 - 89 cm
G308-L	stuk	large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	90 - 99 cm
G308-XL	stuk	X-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	100 - 109 cm
G308-XXL	stuk	XX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	110 - 120 cm
G308-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	121 - 130 cm
G308-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	10 cm	131 - 140 cm
G309-S	stuk	small	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	70 - 79 cm
G309-M	stuk	medium	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	80 - 89 cm
G309-L	stuk	large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	90 - 99 cm
G309-XL	stuk	X-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	100 - 109 cm
G309-XXL	stuk	XX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	110 - 120 cm
G309-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	121 - 130 cm
G309-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	10 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare Standaard bandages 15 cm (kleur zwart)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
G306-S	stuk	small	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm
G306-M	stuk	medium	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm
G306-L	stuk	large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm
G306-XL	stuk	X-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm
G306-XXL	stuk	XX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm
G306-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm
G306-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm
G307-S	stuk	small	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm
G307-M	stuk	medium	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm
G307-L	stuk	large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm
G307-XL	stuk	X-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm
G307-XXL	stuk	XX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm
G307-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm
G307-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm
G312-S	stuk	small	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm
G312-M	stuk	medium	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm
G312-L	stuk	large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm
G312-XL	stuk	X-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm
G312-XXL	stuk	XX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm
G312-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm
G312-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm

Artikel/maattabel Stomacare Standaard bandages 22,5 cm (kleur zwart)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
G302R-S	stuk	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
G302R-M	stuk	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
G302R-L	stuk	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
G302R-XL	stuk	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
G302R-XXL	stuk	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
G302R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
G302R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
G302L-S	stuk	small	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
G302L-M	stuk	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
G302L-L	stuk	large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
G302L-XL	stuk	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
G302L-XXL	stuk	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
G302L-XXXL	stuk	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
G302L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
G303R-S	stuk	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
G303R-M	stuk	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
G303R-L	stuk	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
G303R-XL	stuk	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
G303R-XXL	stuk	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
G303R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
G303R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
G303L-S	stuk	small	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
G303L-M	stuk	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
G303L-L	stuk	large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
G303L-XL	stuk	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
G303L-XXL	stuk	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
G303L-XXXL	stuk	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
G303L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
G313R-S	stuk	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
G313R-M	stuk	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
G313R-L	stuk	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
G313R-XL	stuk	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
G313R-XXL	stuk	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
G313R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
G313R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	131 - 140 cm
G313L-S	stuk	small	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	70 - 79 cm
G313L-M	stuk	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	80 - 89 cm
G313L-L	stuk	large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	90 - 99 cm
G313L-XL	stuk	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	100 - 109 cm
G313L-XXL	stuk	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	110 - 120 cm
G313L-XXXL	stuk	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	121 - 130 cm
G313L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	22,5 cm	131 - 140 cm



Stomacare - Standaard bandages (halffabricaat)

Toepassing: postoperatief ter ondersteuning van de buikwand en preventief tegen prolapsvorming/hernia. Toepassing: maatwerk opening en positionering.

Eigenschappen / Kenmerken

- Individuele positionering en stoma-opening naar maat mogelijk indien gewenst

Productfuncties

- Compenseren van te geringe spierwerking
- Stoma-opvangzakje op de juiste plaat houden

Artikel-/maattabel Stomacare standaard bandages (halffabricaat modellen) 10 cm (kleur wit)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
304-S	stuk	small	universeel	Positie, vorm en grootte kunnen individueel worden bepaald.	*	10 cm	70 - 79 cm
304-M	stuk	medium	universeel			10 cm	80 - 89 cm
304-L	stuk	large	universeel			10 cm	90 - 99 cm
304-XL	stuk	X-large	universeel			10 cm	100 - 109 cm
304-XXL	stuk	XX-large	universeel			10 cm	110 - 120 cm
304-XXXL	stuk	XXX-large	universeel			10 cm	121 - 130 cm
304-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel			10 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare standaard bandages (halffabricaat modellen) 15 cm (kleur wit)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
305-S	stuk	small	universeel	Positie, vorm en grootte kunnen individueel worden bepaald.	*	15 cm	70 - 79 cm
305-M	stuk	medium	universeel			15 cm	80 - 89 cm
305-L	stuk	large	universeel			15 cm	90 - 99 cm
305-XL	stuk	X-large	universeel			15 cm	100 - 109 cm
305-XXL	stuk	XX-large	universeel			15 cm	110 - 120 cm
305-XXXL	stuk	XXX-large	universeel			15 cm	121 - 130 cm
305-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel			15 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare standaard bandages (halffabricaat modellen) 22,5 cm (kleur wit)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
301R-S	stuk	small	rechts	Positie, vorm en grootte kunnen individueel worden bepaald.	*	22,5 cm	70 - 79 cm
301R-M	stuk	medium	rechts			22,5 cm	80 - 89 cm
301R-L	stuk	large	rechts			22,5 cm	90 - 99 cm
301R-XL	stuk	X-large	rechts			22,5 cm	100 - 109 cm
301R-XXL	stuk	XX-large	rechts			22,5 cm	110 - 120 cm
301R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts			22,5 cm	121 - 130 cm
301R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts			22,5 cm	131 - 140 cm
301L-S	stuk	small	links			22,5 cm	70 - 79 cm
301L-M	stuk	medium	links			22,5 cm	80 - 89 cm
301L-L	stuk	large	links			22,5 cm	90 - 99 cm
301L-XL	stuk	X-large	links			22,5 cm	100 - 109 cm
301L-XXL	stuk	XX-large	links			22,5 cm	110 - 120 cm
301L-XXXL	stuk	XXX-large	links			22,5 cm	121 - 130 cm
301L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links			22,5 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare standaard bandages (halffabricaat modellen) 10 cm (kleur beige)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
B304-S	stuk	small	universeel	Positie, vorm en grootte kunnen individueel worden bepaald.	*	10 cm	70 - 79 cm
B304-M	stuk	medium	universeel			10 cm	80 - 89 cm
B304-L	stuk	large	universeel			10 cm	90 - 99 cm
B304-XL	stuk	X-large	universeel			10 cm	100 - 109 cm
B304-XXL	stuk	XX-large	universeel			10 cm	110 - 120 cm
B304-XXXL	stuk	XXX-large	universeel			10 cm	121 - 130 cm
B304-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel			10 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare standaard bandages (halffabricaat modellen) 15 cm (kleur beige)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
B305-S	stuk	small	universeel	Positie, vorm en grootte kunnen individueel worden bepaald.	*	15 cm	70 - 79 cm
B305-M	stuk	medium	universeel			15 cm	80 - 89 cm
B305-L	stuk	large	universeel			15 cm	90 - 99 cm
B305-XL	stuk	X-large	universeel			15 cm	100 - 109 cm
B305-XXL	stuk	XX-large	universeel			15 cm	110 - 120 cm
B305-XXXL	stuk	XXX-large	universeel			15 cm	121 - 130 cm
B305-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel			15 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare standaard bandages (halffabricaat modellen) 22,5 cm (kleur beige)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
B301R-S	stuk	small	rechts	Positie, vorm en grootte kunnen individueel worden bepaald.	*	22,5 cm	70 - 79 cm
B301R-M	stuk	medium	rechts			22,5 cm	80 - 89 cm
B301R-L	stuk	large	rechts			22,5 cm	90 - 99 cm
B301R-XL	stuk	X-large	rechts			22,5 cm	100 - 109 cm
B301R-XXL	stuk	XX-large	rechts			22,5 cm	110 - 120 cm
B301R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts			22,5 cm	121 - 130 cm
B301R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts			22,5 cm	131 - 140 cm
B301L-S	stuk	small	links			22,5 cm	70 - 79 cm
B301L-M	stuk	medium	links			22,5 cm	80 - 89 cm
B301L-L	stuk	large	links			22,5 cm	90 - 99 cm
B301L-XL	stuk	X-large	links			22,5 cm	100 - 109 cm
B301L-XXL	stuk	XX-large	links			22,5 cm	110 - 120 cm
B301L-XXXL	stuk	XXX-large	links			22,5 cm	121 - 130 cm
B301L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links			22,5 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare standaard bandages (halffabricaat modellen) 10 cm (kleur zwart)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
G304-S	stuk	small	universeel	Positie, vorm en grootte kunnen individueel worden bepaald.	*	10 cm	70 - 79 cm
G304-M	stuk	medium	universeel			10 cm	80 - 89 cm
G304-L	stuk	large	universeel			10 cm	90 - 99 cm
G304-XL	stuk	X-large	universeel			10 cm	100 - 109 cm
G304-XXL	stuk	XX-large	universeel			10 cm	110 - 120 cm
G304-XXXL	stuk	XXX-large	universeel			10 cm	121 - 130 cm
G304-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel			10 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare standaard bandages (halffabricaat modellen) 15 cm (kleur zwart)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
G305-S	stuk	small	universeel	Positie, vorm en grootte kunnen individueel worden bepaald.	*	15 cm	70 - 79 cm
G305-M	stuk	medium	universeel			15 cm	80 - 89 cm
G305-L	stuk	large	universeel			15 cm	90 - 99 cm
G305-XL	stuk	X-large	universeel			15 cm	100 - 109 cm
G305-XXL	stuk	XX-large	universeel			15 cm	110 - 120 cm
G305-XXXL	stuk	XXX-large	universeel			15 cm	121 - 130 cm
G305-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel			15 cm	131 - 140 cm

Artikel-/maattabel Stomacare standaard bandages (halffabricaat modellen) 22,5 cm (kleur zwart)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
G301R-S	stuk	small	rechts	Positie, vorm en grootte kunnen individueel worden bepaald.	*	22,5 cm	70 - 79 cm
G301R-M	stuk	medium	rechts			22,5 cm	80 - 89 cm
G301R-L	stuk	large	rechts			22,5 cm	90 - 99 cm
G301R-XL	stuk	X-large	rechts			22,5 cm	100 - 109 cm
G301R-XXL	stuk	XX-large	rechts			22,5 cm	110 - 120 cm
G301R-XXXL	stuk	XXX-large	rechts			22,5 cm	121 - 130 cm
G301R-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts			22,5 cm	131 - 140 cm
G301L-S	stuk	small	links			22,5 cm	70 - 79 cm
G301L-M	stuk	medium	links			22,5 cm	80 - 89 cm
G301L-L	stuk	large	links			22,5 cm	90 - 99 cm
G301L-XL	stuk	X-large	links			22,5 cm	100 - 109 cm
G301L-XXL	stuk	XX-large	links			22,5 cm	110 - 120 cm
G301L-XXXL	stuk	XXX-large	links			22,5 cm	121 - 130 cm
G301L-XXXXL	stuk	XXXX-large	links			22,5 cm	131 - 140 cm

Passende flensmaten:

stoma opening (SO) Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm;

stoma opening (SO) Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm;

stoma opening (SO) Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm.



Stomacare - EasyOpener bandages

Toepassing: postoperatief ter ondersteuning van de buikwand en preventief tegen prolapsvorming/hernia. Toepassing: extra sluiting voor nog meer comfort.

Eigenschappen / Kenmerken

- Eenvoudig te openen voor het wisselen van het stomazakje
- Geïntegreerde stabilisatiebaleinen voor een optimale pasvorm

Productfuncties

- Compenseren van te geringe spierwerking
- Stoma-opvangzakje op de juiste plaats houden

Artikel-/maattabel Stomacare EasyOpener bandages 15 cm (kleur wit)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
306EOR-S	stuk	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm
306EOR-M	stuk	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm
306EOR-L	stuk	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm
306EOR-XL	stuk	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm
306EOR-XXL	stuk	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm
306EOR-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm
306EOR-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm
306EOL-S	stuk	small	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm
306EOL-M	stuk	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm
306EOL-L	stuk	large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm
306EOL-XL	stuk	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm
306EOL-XXL	stuk	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm
306EOL-XXXL	stuk	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm
306EOL-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm
307EOR-S	stuk	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm
307EOR-M	stuk	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm
307EOR-L	stuk	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm
307EOR-XL	stuk	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm
307EOR-XXL	stuk	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm
307EOR-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm
307EOR-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm
307EOL-S	stuk	small	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm
307EOL-M	stuk	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm
307EOL-L	stuk	large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm
307EOL-XL	stuk	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm
307EOL-XXL	stuk	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm
307EOL-XXXL	stuk	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm
307EOL-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm
312EOR-S	stuk	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm
312EOR-M	stuk	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm
312EOR-L	stuk	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm
312EOR-XL	stuk	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm
312EOR-XXL	stuk	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm
312EOR-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm
312EOR-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm
312EOL-S	stuk	large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm
312EOL-M	stuk	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm
312EOL-L	stuk	large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm
312EOL-XL	stuk	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm
312EOL-XXL	stuk	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm
312EOL-XXXL	stuk	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm
312EOL-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm

Passende flensmaten:

stoma opening (SO) Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm;
 stoma opening (SO) Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm;
 stoma opening (SO) Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm.

Artikel/maattabel Stomacare EasyOpener bandages 15 cm (kleur beige)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
B306EOR-S	stuk	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm
B306EOR-M	stuk	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm
B306EOR-L	stuk	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm
B306EOR-XL	stuk	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm
B306EOR-XXL	stuk	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm
B306EOR-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm
B306EOR-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm
B306EOL-S	stuk	small	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm
B306EOL-M	stuk	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm
B306EOL-L	stuk	large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm
B306EOL-XL	stuk	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm
B306EOL-XXL	stuk	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm
B306EOL-XXXL	stuk	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm
B306EOL-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm
B307EOR-S	stuk	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm
B307EOR-M	stuk	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm
B307EOR-L	stuk	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm
B307EOR-XL	stuk	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm
B307EOR-XXL	stuk	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm
B307EOR-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm
B307EOR-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm
B307EOL-S	stuk	small	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm
B307EOL-M	stuk	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm
B307EOL-L	stuk	large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm
B307EOL-XL	stuk	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm
B307EOL-XXL	stuk	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm
B307EOL-XXXL	stuk	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm
B307EOL-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm
B312EOR-S	stuk	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm
B312EOR-M	stuk	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm
B312EOR-L	stuk	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm
B312EOR-XL	stuk	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm
B312EOR-XXL	stuk	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm
B312EOR-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm
B312EOR-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm
B312EOL-S	stuk	small	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm
B312EOL-M	stuk	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm
B312EOL-L	stuk	large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm
B312EOL-XL	stuk	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm
B312EOL-XXL	stuk	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm
B312EOL-XXXL	stuk	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm
B312EOL-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm

Artikel/maattabel Stomacare EasyOpener bandages 15 cm (kleur zwart)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Stoma opening	Aanbevolen flensgrootte	Hoogte	Buikomvang
G306EOR-S	stuk	small	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm
G306EOR-M	stuk	medium	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm
G306EOR-L	stuk	large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm
G306EOR-XL	stuk	X-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm
G306EOR-XXL	stuk	XX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm
G306EOR-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm
G306EOR-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm
G306EOL-S	stuk	small	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	70 - 79 cm
G306EOL-M	stuk	medium	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	80 - 89 cm
G306EOL-L	stuk	large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	90 - 99 cm
G306EOL-XL	stuk	X-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	100 - 109 cm
G306EOL-XXL	stuk	XX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	110 - 120 cm
G306EOL-XXXL	stuk	XXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	121 - 130 cm
G306EOL-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	60 mm	40 - 45 mm	15 cm	131 - 140 cm
G307EOR-S	stuk	small	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm
G307EOR-M	stuk	medium	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm
G307EOR-L	stuk	large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm
G307EOR-XL	stuk	X-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm
G307EOR-XXL	stuk	XX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm
G307EOR-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm
G307EOR-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm
G307EOL-S	stuk	small	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	70 - 79 cm
G307EOL-M	stuk	medium	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	80 - 89 cm
G307EOL-L	stuk	large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	90 - 99 cm
G307EOL-XL	stuk	X-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	100 - 109 cm
G307EOL-XXL	stuk	XX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	110 - 120 cm
G307EOL-XXXL	stuk	XXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	121 - 130 cm
G307EOL-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	72 mm	50 - 57 mm	15 cm	131 - 140 cm
G312EOR-S	stuk	small	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm
G312EOR-M	stuk	medium	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm
G312EOR-L	stuk	large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm
G312EOR-XL	stuk	X-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm
G312EOR-XXL	stuk	XX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm
G312EOR-XXXL	stuk	XXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm
G312EOR-XXXXL	stuk	XXXX-large	rechts	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm
G312EOL-S	stuk	small	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	70 - 79 cm
G312EOL-M	stuk	medium	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	80 - 89 cm
G312EOL-L	stuk	large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	90 - 99 cm
G312EOL-XL	stuk	X-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	100 - 109 cm
G312EOL-XXL	stuk	XX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	110 - 120 cm
G312EOL-XXXL	stuk	XXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	121 - 130 cm
G312EOL-XXXXL	stuk	XXXX-large	links	85 mm	60 - 70 mm	15 cm	131 - 140 cm



Stomacare - HydroActive bandage

Toepassing: de HydroActive bandage is gemaakt van een luchtdoorlatend neopreen en is speciaal als zwembandage en voor gebruik tijdens wateractiviteiten ontwikkeld.

Eigenschappen / Kenmerken

- Inzetbaar als zwembandage in zoet- en zoutwater
- Optimale pasvorm door elastisch materiaal

Productfuncties

- Fixeren van het stomazakje en beschermen van de stoma tijdens watersport activiteiten

Artikel-/maattabel Stomacare - HydroActive bandage

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stoma zijde	Hoogte	Buikomvang	Kleur
365-S	stuk	small	universeel	11/21 cm	70 - 79 cm	Zilvergrijs
365-M	stuk	medium	universeel	11/21 cm	80 - 89 cm	Zilvergrijs
365-L	stuk	large	universeel	11/21 cm	90 - 99 cm	Zilvergrijs
365-XL	stuk	X-large	universeel	11/21 cm	100 - 109 cm	Zilvergrijs
365-XXL	stuk	XX-large	universeel	11/21 cm	110 - 120 cm	Zilvergrijs
365-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	11/21 cm	121 - 130 cm	Zilvergrijs
365-XXXXL	stuk	XXXX-large	universeel	11/21 cm	131 - 140 cm	Zilvergrijs



Baskocare 310 - buikbandage

Toepassing: comfortabele, plooiervrije elastische bandage wordt als ondersteuning bij breuken of letsels aan de ribben ingezet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Geïntegreerde klittenbandstrook voor bevestiging van (optionele) pelotte
- Frontale klittenbandsluiting

Productfuncties

- Compenseren van te geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Baskocare 310 - buikbandage

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Heupomvang
310-S	stuk	small	20 cm	23 cm	75 - 85 cm
310-M	stuk	medium	20 cm	23 cm	85 - 95 cm
310-L	stuk	large	20 cm	23 cm	95 - 105 cm
310-XL	stuk	X-large	20 cm	23 cm	105 - 115 cm



Baskocare 314 - elastische ribfractuur bandage

Toepassing: comfortabele, plooiervrije elastische bandage wordt als ondersteuning bij breuken of letsels aan de ribben ingezet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Optimale pasvorm
- Plooiervrije pasvorm
- Materiaal: latexvrij
- Kleur: wit

Productfuncties

- Verminderen en/of herverdelen van belasting

Artikel-/maattabel Baskocare 314 - elastische ribfractuur bandage

Art. nr.	Eenheid	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Heupomvang
314	stuk	15 cm	15 cm	60 - 115 cm



Baskocare 315 - postoperatieve bandage

Toepassing: postoperatief ter ondersteuning van de buikwand en preventief tegen prolapsvorming/hernia. Toepassing: bij lichte lichamelijke activiteiten.

Eigenschappen / Kenmerken

- Frontale klittenbandsluiting
- Optimale en plooiervrije pasvorm
- Hoog draagcomfort, ook voor corpulente personen

Productfuncties

- Compenseren van te geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Baskocare 315 - postoperatieve bandage

Art. nr.	Eenheid	Maat	Hoogte	Buikomvang
315	stuk	small	23 cm	70 - 100 cm
315-M	stuk	medium	23 cm	100 - 130 cm
315-L	stuk	large	23 cm	130 - 160 cm



Move+ PRS606 - rugbandage

Toepassing: de uiterst comfortabele Move+ PRS606 rugbandage wordt zowel bij conservatieve als ook postoperatieve stabilisatie van het lumbosacrale deel ingezet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Elastische bandage met klittenbandsluiting aan de voorzijde
- Voorzien van 2 kunststof baleinen voor stabiliteit in het lumbale gebied

Productfuncties

- Compenseren van te geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Move+ PRS606 - rugbandage

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Buikomvang
PRS606-S	stuk	small	24 cm	24 cm	75 - 95 cm
PRS606-M	stuk	medium	24 cm	24 cm	95 - 115 cm
PRS606-L	stuk	large	24 cm	24 cm	115 - 130 cm
PRS606-XL	stuk	X-large	24 cm	24 cm	130 - 140 cm



MyPRIM Kids - lumbosacrale rugbandage

Toepassing: de MyPrim Kids rugbandage wordt zowel bij conservatieve als ook postoperatieve stabilisatie van het lumbosacrale gebied ingezet bij kinderen van 2 tot 12 jaar.

Eigenschappen / Kenmerken

- MyPrim Kids zijn gemaakt met een naadloze productietechnologie
- 2 dorsale stalen baleinen
- Elastische spanbanden

Productfuncties

- Stabiliseren van de wervelkolom en ontlasten van de ruggengraat

Artikel-/maattabel MyPRIM Kids - lumbosacrale rugbandage

Art. nr.	Eenheid	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Taille omvang
MPK600-1	stuk	12 cm	16 cm	50 - 60 cm
MPK600-2	stuk	13 cm	19 cm	60 - 70 cm



Move+ PRS607 - rugbandage

Toepassing: de uiterst comfortabele Move+ PRS607 rugbandage wordt zowel bij conservatieve als ook postoperatieve stabilisatie van het lumbale deel ingezet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Elastische bandage met instelbare circulaire compressie
- Gemaakt van compact, elastisch textiel

Productfuncties

- Stabiliseert en ontlast de wervelkolom

Artikel-/maattabel Move+ PRS607 - rugbandage

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Heupomvang
PRS607-S	stuk	small	14 cm	24 cm	70 - 90 cm
PRS607-M	stuk	medium	14 cm	24 cm	90 - 120 cm
PRS607-L	stuk	large	14 cm	24 cm	120 - 140 cm



Mammy PRS615G - zwangerschapsrugbandage

Toepassing: deze comfortabele en anatomisch gevormde bandage kan tijdens de verschillende fasen van de zwangerschap ingezet worden.

Eigenschappen / Kenmerken

- 2 lumbale baleinen die de wervelkolom ondersteunen, de houding verbeteren en rugpijn verlichten

Productfuncties

- Ondersteuning van buik en bekken

Artikel-/maattabel Mammy PRS615G - zwangerschapsrugbandage

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Bekkenomvang
PRS615G-OS	stuk	universeel	7 cm	13 cm	90 - 115 cm



Selection - rugbandagen

Toepassing: worden conservatief als ook postoperatief ter stabilisatie bij lumbosacrale aandoeningen ingezet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Twee geïntegreerde kunststof
- baleinen in het rugdeel
- Geïntegreerde kunststof pelotte
- Ventilerend

Productfuncties

- Selection rugbandagen wordt ingezet bij lichte rugpijn en zwakte, maar kan ook gebruikt worden om de wervelkolom te ondersteunen bij het tillen van zware lasten.

Artikel-/maattabel Selection LOW - rugbandage

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Bekkenomvang
35400-XS	Stück	X-Small	12 cm	19 cm	75 - 85 cm
35400-S	Stück	Small	12 cm	19 cm	85 - 95 cm
35400-M	Stück	Medium	12 cm	19 cm	95 - 105 cm
35400-L	Stück	Large	12 cm	19 cm	105 - 115 cm
35400-XL	Stück	X-Large	12 cm	19 cm	115 - 125 cm
35400-XXL	Stück	XX-Large	12 cm	19 cm	125 - 140 cm

Artikel-/maattabel Selection REGULAR - rugbandage

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Bekkenomvang
35401-XS	Stück	X-Small	16 cm	23 cm	75 - 85 cm
35401-S	Stück	Small	16 cm	23 cm	85 - 95 cm
35401-M	Stück	Medium	16 cm	23 cm	95 - 105 cm
35401-L	Stück	Large	16 cm	23 cm	105 - 115 cm
35401-XL	Stück	X-Large	16 cm	23 cm	115 - 125 cm
35401-XXL	Stück	XX-Large	16 cm	23 cm	125 - 140 cm
35401-XXXL	Stück	XXX-Large	16 cm	23 cm	140 - 160 cm

Artikel-/maattabel Selection WIDE - rugbandage

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Bekkenomvang
35402-S	Stück	Small	25 cm	31,5 cm	85 - 95 cm
35402-M	Stück	Medium	25 cm	31,5 cm	95 - 105 cm
35402-L	Stück	Large	25 cm	31,5 cm	105 - 115 cm
35402-XL	Stück	X-Large	25 cm	31,5 cm	115 - 125 cm
35402-XXL	Stück	XX-Large	25 cm	31,5 cm	125 - 140 cm
35402-XXXL	Stück	XXX-Large	25 cm	31,5 cm	140 - 160 cm



Gold 233BA - lumbosacrale rugbandage (met pelotte)

Toepassing: deze semi-rigide rugbandages van niet-elastisch, drielaags, ademende stof met rugpelotte worden ingezet voor conservatieve en postoperatieve stabilisatie in het lumbosacrale gebied.

Eigenschappen / Kenmerken

- Drie elastische banden bieden optimale ondersteuning
- Vingerlussen voor gemakkelijker aan- en uittrekken

Productfuncties

- Stabiliseert en ontlast de wervelkolom

Artikel-/maattabel Gold 233BA - lumbosacrale rugbandage (met pelotte)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Heupomvang
233BA-S	stuk	small	23 cm	33 cm	85 - 95 cm
233BA-M	stuk	medium	23 cm	33 cm	95 - 105 cm
233BA-L	stuk	large	23 cm	33 cm	105 - 115 cm
233BA-XL	stuk	X-large	23 cm	33 cm	115 - 125 cm
233BA-XXL	stuk	XX-large	23 cm	33 cm	125 - 135 cm



Gold 232BA / 234BA - lumbosacrale rugbandage (met pelotte)

Toepassing: voor de conservatieve en postoperatieve stabilisatie in het lumbosacrale gebied.

Eigenschappen / Kenmerken

- Twee elastische banden bieden optimale ondersteuning
- Geïntegreerd rugpelotte
- Kleur: grijs/kalk

Productfuncties

- Stabiliseert en ontlast de wervelkolom

Artikel-/maattabel Gold rugbandage met pelotte 232BA

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Heupomvang
232BA-S	Stuk	Small	17 cm	28 cm	85 - 95 cm
232BA-M	Stuk	Medium	17 cm	28 cm	95 - 105 cm
232BA-L	Stuk	Large	17 cm	28 cm	105 - 115 cm
232BA-XL	Stuk	X-large	17 cm	28 cm	115 - 125 cm
232BA-XXL	Stuk	XX-large	17 cm	28 cm	125 - 135 cm

Artikel-/maattabel Gold buikmodel rugbandage met pelotte 234BA

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Heupomvang
234BA-S	Stuk	26 cm	28 cm	85 - 95 cm	85 - 95 cm
234BA-M	Stuk	26 cm	28 cm	95 - 105 cm	95 - 105 cm
234BA-L	Stuk	26 cm	28 cm	105 - 115 cm	105 - 115 cm
234BA-XL	Stuk	26 cm	28 cm	115 - 125 cm	115 - 125 cm
234BA-XXL	Stuk	26 cm	28 cm	125 - 135 cm	125 - 135 cm



Gold PRS643G - lumbosacrale rugbandage (zonder pelotte)

Toepassing: deze semi-rigide rugbandages zonder rugpelotte van niet-elastisch, drielaags, ademende stof worden ingezet voor conservatieve en postoperatieve stabilisatie in het lumbosacrale gebied.

Eigenschappen / Kenmerken

- Vier elastische banden bieden optimale ondersteuning
- Kleur: grijs/kalk

Productfuncties

- Stabiliseert en ontlast de wervelkolom

Artikel-/maattabel Gold PRS643G lumbosacrale rugbandage (zonder pelotte)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Heupomvang
PRS643G-S	stuk	small	23 cm	35 cm	85 - 95 cm
PRS643G-L	stuk	large	23 cm	35 cm	105 - 115 cm
PRS643G-M	stuk	medium	23 cm	35 cm	95 - 105 cm
PRS643G-XL	stuk	X-large	23 cm	35 cm	115 - 125 cm
PRS643G-XXL	stuk	XX-large	23 cm	35 cm	125 - 135 cm



Gold PRS646G-/647G - dorsolumbale rugbandages (zonder pelotte)

Toepassing: de semi-rigide rugbandages van niet-elastisch, ademend weefsel met drie lagen worden ingezet om zowel het spierstelsel als de wervelkolom en de reclinatie ervan te ondersteunen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Vier elastische banden bieden optimale ondersteuning
- Vingerlussen voor gemakkelijk aan- en uittrekken

Productfuncties

- Stabiliseert en ontlast de wervelkolom

Artikel-/maattabel Gold PRS646G dorsolumbale rugbandage (zonder pelotte)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Heupomvang
PRS646G-S	stuk	small	23 cm	51 cm	85 - 95 cm
PRS646G-M	stuk	medium	23 cm	51 cm	95 - 105 cm
PRS646G-L	stuk	large	23 cm	51 cm	105 - 115 cm
PRS646G-XL	stuk	X-large	23 cm	51 cm	115 - 125 cm
PRS646G-XXL	stuk	XX-large	23 cm	51 cm	125 - 135 cm
PRS646G-XXXL	stuk	XXX-large	23 cm	51 cm	135 - 145 cm

Artikel-/maattabel Gold PRS647G dorsolumbale rugbandage (zonder pelotte) (buiemodel)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Heupomvang
PRS647G-S	stuk	small	26 cm	51 cm	85 - 95 cm
PRS647G-M	stuk	medium	26 cm	51 cm	95 - 105 cm
PRS647G-L	stuk	large	26 cm	51 cm	105 - 115 cm
PRS647G-XL	stuk	X-large	26 cm	51 cm	115 - 125 cm
PRS647G-XXL	stuk	XX-large	26 cm	51 cm	125 - 135 cm
PRS647G-XXXL	stuk	XXX-large	26 cm	51 cm	135 - 145 cm



NAVY XTRA - rugorthese

Toepassing: de uiterst comfortabele Navy Xtra rugorthese wordt zowel bij conservatieve als ook postoperatieve stabilisatie van het lumbosacrale deel ingezet.

Eigenschappen / Kenmerken


- Rugpaneel uit thermoplastisch 3D-Lite materiaal
- Additionele spanbanden voor extra ondersteuning

Productfuncties

- Voorkomen van standsafwijking

Artikel-/maattabel NAVY XTRA rugorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Frontale hoogte	Dorsale hoogte	Heupomvang
23563-XS	stuk	X-small	16 cm	28 cm	75 - 85 cm
23563-S	stuk	small	16 cm	28 cm	85 - 95 cm
23563-M	stuk	medium	16 cm	31 cm	95 - 105 cm
23563-L	stuk	large	16 cm	31 cm	105 - 115 cm
23563-XL	stuk	X-large	16 cm	31 cm	115 - 125 cm
23563-XXL	stuk	XX-large	16 cm	31 cm	125 - 135 cm



MyPRIM Kids - schouder immobilisator

Toepassing: de MyPrim Kids schouder immobilisatie orthese fixeert en extendeert de schouders dankzij de verstelbare niet-elastische banden met gespsysteem.

Eigenschappen / Kenmerken


- MyPrim Kids zijn gemaakt met een naadloze productietechnologie
- Functionele "niet-elastische" banden

Productfuncties

- Immobiliseren en recht houden van de schouders

Artikel-/maattabel MyPRIM Kids - schouder immobilisator

Art. nr.	Eenheid	Borstomvang
MPK300-1	stuk	48 - 58 cm
MPK300-2	stuk	58 - 72 cm





SpinAir - reclinatie orthese

Toepassing: deze reclinatie orthese wordt ingezet voor het delordoseren van de lumbale wervelkolom door het verhogen van de abdominale druk en het overbruggen van de lordose.

Eigenschappen / Kenmerken

- Lichtgewicht orthese met vormbaar spinaal frame
- Verstelbare en inkortbare banden voor individuele aanpassing

Productfuncties

- Voorkomen van standsafwijking
- Verminderen van standsafwijking
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

Artikel-/maattabel SpinAir - reklinationsorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Hoogte	Heupomvang
736634	stuk	S1	51 - 59 cm	78 - 93 cm
736632	stuk	M1	51 - 59 cm	90 - 105 cm
736633	stuk	M2	59 - 68 cm	90 - 105 cm
736630	stuk	L2	59 - 68 cm	103 - 120 cm
736631	stuk	L3	68 - 75 cm	103 - 120 cm



Star - hyperextensie orthese (drie-punts-principe)

Toepassing: deze 3-punt hyperextensie orthesen ondersteunen de wervelkolom en hebben een reklinierend effect op de wervelkolom.

Eigenschappen / Kenmerken


- Ratelsluiting met een veiligheidssysteem aan 2 kanten
- Eenvoudig instelbare kunststof tailleband

Productfuncties

- Voorkomen van standsafwijking
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

Artikel-/maattabel Star hyperextensie orthese (drie-punts-principe)

Art. nr.	Eenheid	Buikomvang	Afstand Clavicula tot Symphysis
39	stuk	60 - 148 cm	41 - 58 cm



Hyperextensie orthesen (frameconstructie)

Toepassing: hyperextensie orthesen met frame constructie ondersteunen de wervelkolom en hebben een reclinerende werking.

Eigenschappen / Kenmerken

- Anatomisch gevormde instelbare ruggelotte

Productfuncties

- Voorkomen van standsafwijking
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

Artikel-/maattabel Hyperextensie orthese Avant (met symphysepelotte)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Bekkenomvang	Afstand Clavicula tot Symphysis
34PA-S	stuk	small	76 - 86 cm	39 - 48 cm
34PA-M	stuk	medium	84 - 98 cm	42 - 51 cm
34PA-L	stuk	large	96 - 110 cm	45 - 52 cm
34PA-XL	stuk	X-large	106 - 120 cm	48 - 57 cm

Artikel-/maattabel Hyperextensie orthese +Avant (met variabele-/fixeerbare bekkenbeugel)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Bekkenomvang	Afstand Clavicula tot Symphysis
35PA-S	stuk	small	76 - 86 cm	39 - 48 cm
35PA-M	stuk	medium	84 - 98 cm	42 - 51 cm
35PA-L	stuk	large	96 - 110 cm	45 - 52 cm
35PA-XL	stuk	X-large	106 - 120 cm	48 - 57 cm
35PAS-S	stuk	small	76 - 86 cm	35 - 44 cm
35PAS-M	stuk	medium	84 - 98 cm	38 - 43 cm
35PAS-L	stuk	large	96 - 110 cm	42 - 51 cm
35PAS-XL	stuk	X-large	106 - 120 cm	45 - 54 cm



Hyperextensie orthese | PRS670 Precision

Toepassing: hyperextensie orthese met frame constructie ter ondersteuning van de wervelkolom. Door het drie-punt-principe oefent de orthese een reclinerende werking uit op de wervelkolom.

Eigenschappen / Kenmerken

- Sternum pelotte met sferisch rotatiesysteem
- In hoogte en breedte traploos verstelbaar

Productfuncties

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Verminderen en/of herverdelen van belasting

Artikel-/maattabel Hyperextensie orthese | PRS670 Precision

Art. nr.	Eenheid	Bekkenomvang	Afstand Clavicula tot Symphysis
PRS670-1	stuk	76 - 115 cm	38 - 51 cm
PRS670-2	stuk	115 - 135 cm	45 - 58,5 cm

Boston Brace Systems

Management van rompstabiliteit



Behandeling van deformaties en ziekten aan de wervelkolom



Boston LITE - romporthese module

Toepassing: deze module wordt ter stabilisatie van de romp ingezet b.v. bij aandoeningen als neuromusculaire scoliose of spastische verlammingen na cerebrale parese.

Eigenschappen / Kenmerken

- Geconfectioneerd voor individuele aanpassing
- Dorsale opening


Productfuncties

- Voorkomen van standsafwijking
- Verminderen van bewegingsuitslag
- Compenseren van te geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Boston LITE - romporthese module

Art. nr.	Eenheid	Heupomvang	Taille omvang	Borstomvang	Productie basis
SBBL-15J1	stuk	54 cm	40 cm	49 cm	-
SBBL-15J2	stuk	58 cm	42 cm	51 cm	-
SBBL-15J3	stuk	62 cm	45 cm	54 cm	-
SBBL-15J4	stuk	64 cm	47 cm	56 cm	-
SBBL-15Y1A	stuk	66 cm	51 cm	55 cm	-
SBBL-15Y1	stuk	67 cm	46 cm	56 cm	-
SBBL-15Y2	stuk	71 cm	47 cm	60 cm	-
SBBL-15Y2A	stuk	72 cm	55 cm	62 cm	-
SBBL-15Y3	stuk	75 cm	48 cm	63 cm	-
SBBL-15Y3A	stuk	78 cm	57 cm	69 cm	-
SBBL-15Y4	stuk	79 cm	51 cm	64 cm	-
SBBL-15Y4F	stuk	80 cm	57 cm	66 cm	-
BSBJL02	stuk	-	-	-	maatblad
BSBJL03	stuk	-	-	-	gipsafdruk

De taillemaat is de belangrijkste maat en dient als eerste selectie criterium genomen te worden. Op grond van de flexibiliteit van het materiaal kan de heup- of borstomvang 2 tot 5 cm groter of kleiner zijn.



Boston Soft Body Jacket - rompoorthese module

Toepassing: deze orthese wordt ter stabilisatie van de romp ingezet b.v. bij spastische verlammingen na cerebrale parese.

Eigenschappen / Kenmerken

- Geconfectioneerd voor individuele aanpassing
- Levering inclusief sluiting en kunststof versterkingsstrips

Productfuncties

- Voorkomen van standsafwijking
- Verminderen van bewegingsuitslag
- Compenseren van te geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Boston Soft Body Jacket - rompoorthese module

Art. nr.	Eenheid	Lordose	Heupomvang	Taille omvang	Omvang Proc. Xiphoideus	A.S.I.S.	Productie basis
7900.-1	stuk	0°	71 cm	51 cm	66 cm	-	-
7900.-1D	stuk	0°	71 cm	46 cm	58 cm	-	-
7900.-2	stuk	0°	76 cm	61 cm	71 cm	-	-
7900.-2D	stuk	0°	76 cm	51 cm	63 cm	-	-
7900.-3	stuk	0°	81 cm	71 cm	76 cm	-	-
7900.-3D	stuk	0°	81 cm	66 cm	74 cm	-	-
7900.-4	stuk	0°	86 cm	76 cm	84 cm	-	-
7900.-4D	stuk	0°	86 cm	58 cm	69 cm	-	-
7900.-5	stuk	0°	91 cm	81 cm	89 cm	-	-
7900.-5D	stuk	0°	91 cm	66 cm	76 cm	-	-
7900.-6	stuk	0°	97 cm	86 cm	94 cm	-	-
7900.-6D	stuk	0°	97 cm	74 cm	84 cm	-	-
7900.-7	stuk	0°	102 cm	91 cm	99 cm	-	-
7900.-7D	stuk	0°	102 cm	81 cm	91 cm	-	-
7900.-8	stuk	0°	109 cm	97 cm	109 cm	-	-
7900.-8D	stuk	0°	109 cm	84 cm	91 cm	-	-
7900.-9	stuk	0°	114 cm	100 cm	114 cm	-	-
7900.-9D	stuk	0°	114 cm	87 cm	94 cm	-	-
7900.-10	stuk	0°	117 cm	104 cm	117 cm	-	-
7900.-10D	stuk	0°	117 cm	96 cm	101 cm	-	-
7915.-1	stuk	15°	71 cm	51 cm	66 cm	-	-
7915.-1D	stuk	15°	71 cm	46 cm	58 cm	-	-
7915.-2	stuk	15°	76 cm	61 cm	71 cm	-	-
7915.-2D	stuk	15°	76 cm	51 cm	63 cm	-	-
7915.-3	stuk	15°	81 cm	71 cm	76 cm	-	-
7915.-3D	stuk	15°	81 cm	66 cm	74 cm	-	-
7915.-4	stuk	15°	86 cm	76 cm	84 cm	-	-
7915.-4D	stuk	15°	86 cm	58 cm	69 cm	-	-
7915.-5	stuk	15°	91 cm	81 cm	89 cm	-	-
7915.-5D	stuk	15°	91 cm	66 cm	76 cm	-	-
7915.-6	stuk	15°	97 cm	86 cm	94 cm	-	-
7915.-6D	stuk	15°	97 cm	74 cm	84 cm	-	-
7915.-7	stuk	15°	102 cm	91 cm	99 cm	-	-
7915.-7D	stuk	15°	102 cm	81 cm	91 cm	-	-
7915.-8	stuk	15°	109 cm	97 cm	109 cm	-	-
7915.-8D	stuk	15°	109 cm	84 cm	91 cm	-	-
7915.-9	stuk	15°	114 cm	100 cm	114 cm	-	-
7915.-9D	stuk	15°	114 cm	87 cm	94 cm	-	-
7915.-10	stuk	15°	117 cm	104 cm	117 cm	-	-
7915.-10D	stuk	15°	117 cm	96 cm	101 cm	-	-
7900-40.54	stuk	0°	54 cm	40 cm	49 cm	14 cm	-
7900-42.58	stuk	0°	58 cm	42 cm	51 cm	15 cm	-
7900-45.62	stuk	0°	62 cm	45 cm	54 cm	16 cm	-
7900-46.67	stuk	0°	67 cm	46 cm	56 cm	18 cm	-
7900-47.64	stuk	0°	64 cm	47 cm	56 cm	17 cm	-
7900-47.71	stuk	0°	71 cm	47 cm	60 cm	19 cm	-

Artikel-/maattabel Boston Soft Body Jacket - romporthese module

Art. nr.	Eenheid	Lordose	Heupomvang	Taille omvang	Omvang Proc. Xiphoideus	A.S.I.S.	Productie basis
7900-48.75	stuk	0°	75 cm	48 cm	63 cm	20 cm	-
7900-51.66	stuk	0°	66 cm	51 cm	55 cm	17 cm	-
7900-51.79	stuk	0°	79 cm	51 cm	64 cm	23 cm	-
7900-52.82	stuk	0°	82 cm	52 cm	68 cm	24 cm	-
7900-54.86	stuk	0°	86 cm	54 cm	69 cm	25 cm	-
7900-55.72	stuk	0°	72 cm	55 cm	62 cm	20 cm	-
7900-56.84	stuk	0°	84 cm	56 cm	73 cm	24 cm	-
7900-57.78	stuk	0°	78 cm	57 cm	69 cm	21 cm	-
7900-57.80	stuk	0°	80 cm	57 cm	66 cm	22 cm	-
7900-58.82	stuk	0°	82 cm	58 cm	68 cm	23 cm	-
7900-58.88	stuk	0°	88 cm	58 cm	75 cm	25 cm	-
7900-60.86	stuk	0°	86 cm	60 cm	69 cm	24 cm	-
7900-60.92	stuk	0°	92 cm	60 cm	72 cm	26 cm	-
7900-62.94	stuk	0°	94 cm	62 cm	76 cm	27 cm	-
7900-63.84	stuk	0°	84 cm	63 cm	78 cm	23 cm	-
7900-63.92	stuk	0°	92 cm	63 cm	69 cm	25 cm	-
7900-64.88	stuk	0°	88 cm	64 cm	75 cm	24 cm	-
7900-66.96	stuk	0°	96 cm	66 cm	75 cm	25 cm	-
7900-68.92	stuk	0°	92 cm	68 cm	78 cm	25 cm	-
7900-68.97	stuk	0°	97 cm	68 cm	80 cm	27 cm	-
7900-69.86	stuk	0°	86 cm	69 cm	73 cm	24 cm	-
7900-70.94	stuk	0°	94 cm	70 cm	84 cm	26 cm	-
7900-72.90	stuk	0°	90 cm	72cm	83 cm	24 cm	-
7900-76.97	stuk	0°	97 cm	76 cm	88 cm	27 cm	-
7915-40.54	stuk	15°	54 cm	40 cm	49 cm	14 cm	-
7915-42.58	stuk	15°	58 cm	42 cm	51 cm	15 cm	-
7915-45.62	stuk	15°	62 cm	45 cm	54 cm	16 cm	-
7915-46.67	stuk	15°	67 cm	46 cm	56 cm	18 cm	-
7915-47.64	stuk	15°	64 cm	47 cm	56 cm	17 cm	-
7915-47.71	stuk	15°	71 cm	47 cm	60 cm	19 cm	-
7915-48.75	stuk	15°	75 cm	48 cm	63 cm	20 cm	-
7915-51.66	stuk	15°	66 cm	51 cm	55 cm	17 cm	-
7915-51.79	stuk	15°	79 cm	51 cm	64 cm	23 cm	-
7915-52.82	stuk	15°	82 cm	52 cm	68 cm	24 cm	-
7915-54.86	stuk	15°	86 cm	54 cm	69 cm	25 cm	-
7915-55.72	stuk	15°	72 cm	55 cm	62 cm	20 cm	-
7915-56.84	stuk	15°	84 cm	56 cm	73 cm	24 cm	-
7915-57.78	stuk	15°	78 cm	57 cm	69 cm	21 cm	-
7915-57.80	stuk	15°	80 cm	57 cm	66 cm	22 cm	-
7915-58.82	stuk	15°	82 cm	58 cm	68 cm	23 cm	-
7915-58.88	stuk	15°	88 cm	58 cm	75 cm	25 cm	-
7915-60.86	stuk	15°	86 cm	60 cm	69 cm	24 cm	-
7915-60.92	stuk	15°	92 cm	60 cm	72 cm	26 cm	-
7915-62.94	stuk	15°	94 cm	62 cm	76 cm	27 cm	-
7915-63.84	stuk	15°	84 cm	63 cm	78 cm	23 cm	-
7915-63.92	stuk	15°	92 cm	63 cm	69 cm	25 cm	-
7915-64.88	stuk	15°	88 cm	64 cm	75 cm	24 cm	-
7915-66.96	stuk	15°	96 cm	66 cm	75 cm	25 cm	-
7915-68.92	stuk	15°	92 cm	68 cm	78 cm	25 cm	-
7915-68.97	stuk	15°	97 cm	68 cm	80 cm	27 cm	-
7915-69.86	stuk	15°	86 cm	69 cm	73 cm	24 cm	-
7915-70.94	stuk	15°	94 cm	70 cm	84 cm	26 cm	-
7915-72.90	stuk	15°	90 cm	72cm	83 cm	24 cm	-
7915-76.97	stuk	15°	97 cm	76 cm	88 cm	27 cm	-
7915 SP	stuk	-	-	-	-	-	Productie op maat
7915GIPS/FS	stuk	-	-	-	-	-	Productie op maat (productiebasis: gipsnegatief).
7915GIPS/RS	stuk	-	-	-	-	-	Productie op maat (productiebasis: gipsnegatief).

De taillemaat is de belangrijkste maat en dient als eerste selectie criterium genomen te worden. Op grond van de flexibiliteit van het materiaal kan de heup- of borstomvang 2 tot 5 cm groter of kleiner zijn.



Boston Overlap Brace - romporthese module

Toepassing: deze romporthese module wordt postoperatief en bij posttraumatische fixatie bij verschillende ziektebeelden van de rug ingezet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Verkrijgbaar in een 0°, 15° en 30° lordosehoek
- Materiaal: ca 3 mm polyethyleen kunststof

Productfuncties

- Voorkomen van standsafwijking
- Verminderen van standsafwijking
- Verminderen en/of herverdelen van belasting

Artikel-/maattabel Boston Overlap Brace - romporthese module

Art. nr. 0° Lordose	Art. nr. 15° Lordose	Art. nr. 30° Lordose	Eenheid	Heup- omvang	Taille omvang	Omvang Proc. Xiphoideus	Productie basis
BOB 1-0	BOB 1-15	BOB 1-30	stuk	71 cm	51 cm	66 cm	-
BOB 1D-0	BOB 1D-15	BOB 1D-30	stuk	71 cm	46 cm	58 cm	-
BOB 2-0	BOB 2-15	BOB 2-30	stuk	76 cm	61 cm	71 cm	-
BOB 2D-0	BOB 2D-15	BOB 2D-30	stuk	76 cm	51 cm	63 cm	-
BOB 3-0	BOB 3-15	BOB 3-30	stuk	81 cm	71 cm	76 cm	-
BOB 3D-0	BOB 3D-15	BOB 3D-30	stuk	81 cm	66 cm	74 cm	-
BOB 4-0	BOB 4-15	BOB 4-30	stuk	86 cm	76 cm	84 cm	-
BOB 4D-0	BOB 4D-15	BOB 4D-30	stuk	86 cm	58 cm	69 cm	-
BOB 5-0	BOB 5-15	BOB 5-30	stuk	91 cm	81 cm	89 cm	-
BOB 5D-0	BOB 5D-15	BOB 5D-30	stuk	91 cm	66 cm	76 cm	-
BOB 6-0	BOB 6-15	BOB 6-30	stuk	97 cm	86 cm	94 cm	-
BOB 6D-0	BOB 6D-15	BOB 6D-30	stuk	97 cm	74 cm	84 cm	-
BOB 7-0	BOB 7-15	BOB 7-30	stuk	102 cm	91 cm	99 cm	-
BOB 7D-0	BOB 7D-15	BOB 7D-30	stuk	102 cm	81 cm	91 cm	-
BOB 8-0	BOB 8-15	BOB 8-30	stuk	109 cm	97 cm	109 cm	-
BOB 8D-0	BOB 8D-15	BOB 8D-30	stuk	109 cm	84 cm	91 cm	-
BOB 9-0	BOB 9-15	BOB 9-30	stuk	114 cm	100 cm	114 cm	-
BOB 9D-0	BOB 9D-15	BOB 9D-30	stuk	114 cm	87 cm	94 cm	-
BOB 10-0	BOB 10-15	BOB 10-30	stuk	117 cm	104 cm	117 cm	-
BOB 10D-0	BOB 10D-15	BOB 10D-30	stuk	117 cm	96 cm	101 cm	-
BOB GIPS	-	-	stuk	-	-	-	Productie op maat (productiebasis: gipsnegatief).

De taillemaat is de belangrijkste meting en moet als eerste selectiecriteria worden gekozen.
Door de flexibiliteit van het materiaal kan de heup- of borstomvang 2 tot 5 cm kleiner of groter zijn.



Boston Original Brace - romporthese module

Toepassing: deze romporthese module wordt ingezet bij de behandeling van scoliose tot niveau T8 en wordt door de instrumentmaker individueel aangepast.

Eigenschappen / Kenmerken

- Gecontournd voor individuele aanpassing
- Voorzien van ilio-sacrale rollen
- Dorsale opening

Productfuncties

- Verminderen van standsafwijking
- Verminderen van bewegingsuitslag

Artikel-/maattabel Boston Original Brace - romporthese module

Art. nr. Lordose 0°	Art. nr. Lordose 15°	Eenheid	Heupomvang	Taille omvang	Omvang Proc. Xiphoideus	A.S.I.S.
8100-40.54	8115-40.54	stuk	54 cm	40 cm	49 cm	14 cm
8100-42.58	8115-42.58	stuk	58 cm	42 cm	51 cm	15 cm
8100-45.62	8115-45.62	stuk	62 cm	45 cm	54 cm	16 cm
8100-46.67	8115-46.67	stuk	67 cm	46 cm	56 cm	18 cm
8100-47.64	8115-47.64	stuk	64 cm	47 cm	56 cm	17 cm
8100-47.71	8115-47.71	stuk	71 cm	47 cm	60 cm	19 cm
8100-48.75	8115-48.75	stuk	75 cm	48 cm	63 cm	20 cm
8100-51.66	8115-51.66	stuk	66 cm	51 cm	55 cm	17 cm
8100-51.79	8115-51.79	stuk	79 cm	51 cm	64 cm	23 cm
8100-52.82	8115-52.82	stuk	82 cm	52 cm	68 cm	24 cm
8100-54.86	8115-54.86	stuk	86 cm	54 cm	69 cm	25 cm
8100-55.72	8115-55.72	stuk	72 cm	55 cm	62 cm	20 cm
8100-56.84	8115-56.84	stuk	84 cm	56 cm	73 cm	24 cm
8100-57.78	8115-57.78	stuk	78 cm	57 cm	69 cm	21 cm
8100-57.80	8115-57.80	stuk	80 cm	57 cm	66 cm	22 cm
8100-58.82	8115-58.82	stuk	82 cm	58 cm	68 cm	23 cm
8100-58.88	8115-58.88	stuk	88 cm	58 cm	75 cm	25 cm
8100-60.86	8115-60.86	stuk	86 cm	60 cm	69 cm	24 cm
8100-60.92	8115-60.92	stuk	92 cm	60 cm	72 cm	26 cm
8100-62.94	8115-62.94	stuk	94 cm	62 cm	76 cm	27 cm
8100-63.84	8115-63.84	stuk	84 cm	63 cm	78 cm	23 cm
8100-63.92	8115-63.92	stuk	92 cm	63 cm	69 cm	25 cm
8100-64.88	8115-64.88	stuk	88 cm	64 cm	75 cm	24 cm
8100-66.96	8115-66.96	stuk	96 cm	66 cm	75 cm	25 cm
8100-68.92	8115-68.92	stuk	92 cm	68 cm	78 cm	25 cm
8100-68.97	8115-68.97	stuk	97 cm	68 cm	80 cm	27 cm
8100-69.86	8115-69.86	stuk	86 cm	69 cm	73 cm	24 cm
8100-70.94	8115-70.94	stuk	94 cm	70 cm	84 cm	26 cm
8100-72.90	8115-72.90	stuk	90 cm	72 cm	83 cm	24 cm
8100-76.97	8115-76.97	stuk	97 cm	76 cm	88 cm	27 cm

Art. nr.	Eenheid	Heupomvang	Omvang Proc. Xiphoideus	A.S.I.S.
BOSTON SPEC.	stuk	-	-	-
COS-BB	stuk	-	-	-

Let op: indien er een maatwerkorthese gekozen wordt, geldt er een meerprijs indien deze in een bepaald motief of kleurstelling uitgevoerd dient te worden. Standaard levering is in het wit (zonder meerprijs).



Boston Scoliosis Night Brace

Toepassing: deze naadloos gebreide hemden worden onder romporthesen gedragen en bieden een aangenaam draagcomfort.

Eigenschappen / Kenmerken

- Uitneembare voering
- Overlappende voering voorkomt druk van de randen
- Optimale aanpassingsmogelijkheden

Productfuncties

- Verminderen van standsafwijking
- Verminderen van bewegingsuitslag

Artikel-/maattabel Boston Scoliosis Night Brace

Art. nr.	Eenheid
COS-NIGHT	stuk



The Boston T - korsethemd

Toepassing: deze naadloos gebreide hemden worden onder romporthesen gedragen en bieden een aangenaam draagcomfort.

Eigenschappen / Kenmerken

- Zeer elastisch
- Antibacteriële werking

Productfuncties

- Vermijden van huidirritatie en drukpunten bij het dragen van orthesen voor de romp

Artikel-/maattabel The Boston T - korsethemd

Art. nr.	Eenheid	Maat	Lengte	Breedte	Omvang	Materiaal
10-S	Stuk	Small	48 cm	15 cm	40 - 61 cm	Coolmax
10-M	Stuk	Medium	53 cm	20 cm	61 - 81 cm	Coolmax
10-L	Stuk	Large	71 cm	25 cm	81 - 102 cm	Coolmax
10-XL	Stuk	X-large	71 cm	30 cm	102 - 122 cm	Coolmax

BOVENSTE EXTREMITET





CMCcare - duimorthese

Toepassing: deze orthese is geschikt voor dagelijks en/of langdurig gebruik en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit en comfort.

Eigenschappen / Kenmerken

- Variabele duimpositie door wijzigbare trekrichting
- Anatomisch gevormd
- Geïntegreerde aluminium baleinen

Productfuncties

- Voorkomen standafwijking
- Vermindering van gewrichtsbeweging
- Bevorderen van de grijpfunctie

Artikel-/maattabel CMCcare - duimorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Handomvang	Maatnemen
8712R-S	stuk	small	rechts	16,0 - 19,5 cm	
8712R-M	stuk	medium	rechts	19,5 - 22,5 cm	
8712R-L	stuk	large	rechts	22,5 - 26,0 cm	
8712L-S	stuk	small	links	16,0 - 19,5 cm	
8712L-M	stuk	medium	links	19,5 - 22,5 cm	
8712L-L	stuk	large	links	22,5 - 26,0 cm	

Maatnemen: de omvang rond de middenhand, onder de knokkels van de vingers.



Selection Thumb - duimorthese (voor kinderen)

Toepassing: deze duimorthese voor kinderen wordt zowel voor de conservatieve en postoperatieve behandeling ingezet om het duim zadelgewricht te immobiliseren.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: polyester, nylon, elasthan
- Kleur: zwart/petrol

Productfuncties

- Stabilisatie van het duimzadelgewricht
- Vermindering van gewrichtsbeweging
- Voorkomen van scheefstand
- Bevorderen van de grijpfunctie

Artikel-/maattabel Selection Thumb - duimorthese (voor kinderen)

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Lengte	Polsomvang	Maatnemen
Links	Rechts					
35300L-XXS	35300R-XXS	stuk	XX-small	13,5 cm	8,5 - 11,5 cm	
35300L-XS	35300R-XS	stuk	X-small	11 cm	10 - 12,5 cm	
35300L-S	35300R-S	stuk	small	14,5 cm	11,5 - 14 cm	
35300L-M	35300R-M	stuk	medium	17 cm	12 - 15,5 cm	
35300L-L	35300R-L	stuk	large	17,5 cm	14 - 16,5 cm	

Maatnemen: circulair op het breedste deel van de pols.



Selection Thumb - duimorthese

Toepassing: deze serie van duimorthesen is vormgegeven uit innovatief materiaal voor een meer modern en fris design.

Eigenschappen / Kenmerken

- 2 versies: Soft of Rigid
- 2 kleuren: zwart of beige

Productfuncties

- Stabilisatie van het duimzadelgewricht
- Vermindering van gewrichtsbeweging
- Voorkomen van scheefstand
- Bevorderen van de grijpfunctie

Artikel-/maattabel Selection Thumb - duimorthese

Art. nr.		Eenheid	Maat	Polsomvang	Uitvoering	Maatnemen
Links	Rechts					
35200L-S	35200R-S	stuk	small	13 - 15 cm	Soft	
35200L-M	35200R-M	stuk	medium	15 - 17 cm	Soft	
35200L-L	35200R-L	stuk	large	17 - 20 cm	Soft	
35201L-S	35201R-S	stuk	small	13 - 15 cm	Soft	
35201L-M	35201R-M	stuk	medium	15 - 17 cm	Soft	
35201L-L	35201R-L	stuk	large	17 - 20 cm	Soft	
35202L-S	35202R-S	stuk	small	13 - 15 cm	Rigid	
35202L-M	35202R-M	stuk	medium	15 - 17 cm	Rigid	
35202L-L	35202R-L	stuk	large	17 - 20 cm	Rigid	
35203L-S	35203R-S	stuk	small	13 - 15 cm	Rigid	
35203L-M	35203R-M	stuk	medium	15 - 17 cm	Rigid	
35203L-L	35203R-L	stuk	large	17 - 20 cm	Rigid	

Maatnemen: circulair op het breedste deel van de pols.



Airmed - duimorthese

Toepassing: comfortabele duimorthese die conservatief en postoperatief inzetbaar is. Stabiliseert en beperkt de bewegingsomvang van de duim.

Eigenschappen / Kenmerken

- Bilaterale anatomische gevormde balein
- Semi-elastische klittenbandsluiting met passant

Productfuncties

- Stabilisatie van het duimzadelgewricht
- Vermindering van gewrichtsbeweging
- Voorkomen van scheefstand
- Bevorderen van de grijpfunctie

Artikel-/maattabel Airmed - duimorthese

Art. nr.	Eenheid	Kleur	Maat	Zijde	Polsomvang	Maatnemen
AM202-S	stuk	beige	small	universeel	14 - 18 cm	
AM202-L	stuk	beige	large	universeel	18 - 22 cm	
AM202G-S	stuk	grijs	small	universeel	14 - 18 cm	
AM202G-L	stuk	grijs	large	universeel	18 - 22 cm	

Maatnemen: circulair op het breedste deel van de pols.



Tee Pee - duimorthese

Toepassing: deze orthese stabiliseert en beperkt de bewegingsuitslag van de duim en is zowel rechts als links te dragen.

Eigenschappen / Kenmerken

- 3 geïntegreerde vervormbare metalen versterkingen
- Afsluitbaar met klittenband
- Zowel links als rechts te gebruiken

Productfuncties

- Voorkomen standafwijking
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

Artikel-/maattabel Tee Pee - duimorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Afstand van pols tot duimgewricht
8240-XS	stuk	X-small	< 9 cm
8240-S	stuk	small	9 - 11 cm
8240-M	stuk	medium	11 - 12 cm
8240-L	stuk	large	12 - 13 cm
8240-XL	stuk	X-large	> 13 cm



S.O.T - duimorthese

Toepassing: de S.O.T-duimorthese positioneert de duim in een optimale rustpositie.

Eigenschappen / Kenmerken

- Het materiaal past zich naadloos aan waardoor de orthese een ideaal alternatief kan zijn voor maatwerk orthese

Productfuncties

- Rustorthese voor de duim, ontworpen om bewegingen in het CMC-1 gewricht te beperken

Artikel-/maattabel S.O.T - duimorthese

Art. nr. Zijde rechts	Art. nr. Zijde links	Eenheid	Maat	Handbreedte	Afstand van pols tot duimgewricht
28720R-S	28720L-S	stuk	small	≤ 75 mm	≤ 185 mm
28720R-M	28720L-M	stuk	medium	≤ 85 mm	≤ 200 mm
28720R-L	28720L-L	stuk	large	≤ 90 mm	≤ 210 mm

De relatie tussen MCP-breedte en pols tot vingertoplenkte kan variëren. Gebruik deze maattabel alleen als richtlijn.



Suede Thumb Support - duimorthese

Toepassing: deze halfcirculaire duimorthese wordt zowel conservatief als ook postoperatief ingezet ter immobilisatie van het duimzadelgewricht.

Eigenschappen / Kenmerken

- Eén universele maat
- Past zowel links als rechts
- Instelbare duimband

Productfuncties

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van standsafwijking

Artikel-/maattabel Suede - duimorthese

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Lengte
223180	stuk	universeel	19 cm
223190	stuk	universeel	23 cm



Rhizocare - duimorthese (met polsband)

Toepassing: deze orthese wordt conservatief en postoperatief ingezet ter immobilisatie van het pols, duim, zadel en duim basisgewricht.

Eigenschappen / Kenmerken

- Anatomisch gevormd
- Geïntegreerde aluminium balein
- Instelbare duimband
- Kleur: zwart

Productfuncties

- Stabilisatie van het duim zadelgewricht en duim basisgewricht
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

Artikel-/maattabel Rhizocare - duimorthese met polsband

Art. nr. Zijde rechts	Art. nr. Zijde links	Eenheid	Maat	Lengte	Polsomvang	Maatnemen
8711R-S	8711L-S	stuk	small	16,5 cm	12 - 15 cm	
8711R-M	8711L-M	stuk	medium	16,5 cm	15 - 17 cm	
8711R-L	8711L-L	stuk	large	16,5 cm	17 - 19 cm	
8711R-XL	8711L-XL	stuk	X-large	16,5 cm	19 - 21 cm	

Maatnemen: circulair op het breedste deel van de pols.



Vission Finger Splint - vingerorthese

Toepassing: de orthese wordt zowel conservatief als postoperatief gebruikt voor fixatie van de vinger en de pols.

Eigenschappen / Kenmerken

- Voorgevormd in een ruststand
- Geïntegreerde versterkingsbalein
- Klittenbanden voor individuele instelbaarheid

Productfuncties

- Houdt pols- en vingergewrichten in een rustpositie
- Ondersteunt de thenar-spieren

Artikel-/maattabel Vission Finger Splint - vingerorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Polssomvang	Maatnemen
46020-S	stuk	small	universeel	< 16 cm	
46020-M	stuk	medium	universeel	16 - 19 cm	
46020-L	stuk	large	universeel	> 19 cm	

Maatnemen: circulair op het breedste deel van de pols.



Vission Multi Fingersplint - vingerorthese

Toepassing: de orthese wordt zowel conservatief als postoperatief gebruikt voor fixatie van de vingers en de pols.

Eigenschappen / Kenmerken

- Houdt pols- en vingergewrichten in een rustpositie
- Ondersteunt de thenar-spieren

Productfuncties

- Voorgevormd in een ruststand
- Geïntegreerde versterkingslepel
- Klittenbanden voor individuele instelbaarheid

Artikel-/maattabel Vission Multi Fingersplint - vingerorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Polssomvang
46021L-S	stuk	small	links	< 16 cm
46021L-M	stuk	medium	links	16 - 19 cm
46021L-L	stuk	large	links	> 19 cm
46021R-S	stuk	small	rechts	< 16 cm
46021R-M	stuk	medium	rechts	16 - 19 cm
46021R-L	stuk	large	rechts	> 19 cm



MyPRIM Kids - wikkemodel polsorthese

Toepassing: de MyPrim Kids flexibele en gewatteerde pols/duimorthese wikkelt zich op natuurlijke wijze rond de duim en de pols. De orthese oefent de compressie uit op het CMC-I gewricht.

Eigenschappen / Kenmerken

- MyPrim Kids zijn gemaakt met een naadloze productietechnologie
- Flexibel en gewatteerd wikkemodel

Productfuncties

- Compressie op het trapeziometacarpale gewricht (carpometacarpale (CMC) gewrichten)

Artikel-/maattabel MyPRIM Kids - wikkemodel polsorthese

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Polsoomvang	Maatnemen
MPK100-1	stuk	universeel	10 - 12 cm	
MPK100-2	stuk	universeel	12 - 15 cm	

Maatnemen: circulair op het breedste deel van de pols.



MyPRIM Kids - immobiliserende polsorthese

Toepassing: de MyPrim Kids immobiliserende polsorthese zonder duim fixeert het polsgewricht dankzij een anatomisch gevormde palmaire spalk.

Eigenschappen / Kenmerken

- MyPrim Kids zijn gemaakt met een naadloze productietechnologie
- Linker en rechter uitvoering
- Vrije duimbeweging

Productfuncties

- Immobiliseert de pols

Artikel-/maattabel MyPRIM Kids - immobiliserende polsorthese

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Polsoomvang	Maatnemen
MPK101L-1	stuk	links	10 - 12 cm	
MPK101L-2	stuk	links	12 - 15 cm	
MPK101R-1	stuk	rechts	10 - 12 cm	
MPK101R-2	stuk	rechts	12 - 15 cm	

Maatnemen: circulair op het breedste deel van de pols.





MyPRIM Kids - duim immobilisator

Toepassing: de MyPrim Kids duim immobilisator is speciaal ontwikkeld om op de MyPrim Kids MPK101 immobiliserende polsorthese te bevestigen.

Eigenschappen / Kenmerken

- MyPrim Kids zijn gemaakt met een naadloze productietechnologie
- Past zowel links als rechts

Productfuncties

- Immobiliseert de duim

Artikel-/maattabel – MyPRIM Kids - duim immobilisator

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Maat
MPK102	stuk	universeel	universeel



Selection Ulnar Deviation - orthese

Toepassing: deze orthese wordt ingezet ter verbetering van de uitlijning van de vingers en om de handfunctie en functionele grip te bevorderen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Laag profiel design
- Volgt de vorm en contouren van de hand
- Ademende stof

Productfuncties

- Voorkomen van standsafwijking

Artikel-/maattabel Selection Ulnar Deviation - Orthese

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Omvang MCP 2 - 5
35218L-XS	stuk	links	14 - 17 cm
35218L-S	stuk	links	17 - 20 cm
35218L-M	stuk	links	20 - 23 cm
35218L-L	stuk	links	23 - 27 cm
35218R-XS	stuk	rechts	14 - 17 cm
35218R-S	stuk	rechts	17 - 20 cm
35218R-M	stuk	rechts	20 - 23 cm
35218R-L	stuk	rechts	23 - 27 cm



Selection **Wrist** - polsorthese (voor kinderen)

Toepassing: deze speciale orthese voor de kinderpols wordt zowel gebruikt voor een conservatieve en postoperatieve behandeling en ondersteunt de pijnlijke pols.

Eigenschappen / Kenmerken

- Anatomisch gevormd
- Instelbare duimband
- Aluminium versterking aan de binnenzijde

Productfuncties

- Stabilisatie van de pols
- Verminderen van bewegingsuitslag
- Voorkomen van standsafwijking

Artikel-/maattabel Selection Wrist - polsorthese (voor kinderen)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Lengte	Polsomvang	Maatnemen
35305L-S	stuk	small	links	14,5 cm	10 - 12 cm	
35305L-M	stuk	medium	links	17 cm	12 - 14 cm	
35305L-L	stuk	large	links	17,5 cm	14 - 16 cm	
35305R-S	stuk	small	rechts	14,5 cm	10 - 12 cm	
35305R-M	stuk	medium	rechts	17 cm	12 - 14 cm	
35305R-L	stuk	large	rechts	17,5 cm	14 - 16 cm	

Maatnemen: rond op het breedste deel van de pols.



Selection **Wrist Soft** - polsorthese (zonder duim)

Toepassing: deze serie polsorthesen zonder duim zijn vormgegeven uit innovatief materiaal voor een meer modern en fris design.

Eigenschappen / Kenmerken

- Palmair voorzien van geïntegreerde voorgevormde lepel
- Dorsaal voorzien van een kunststof balein

Productfuncties

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van standsafwijking

Artikel-/maattabel Selection Wrist Soft - polsorthese (zonder duim)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Polsomvang	Maatnemen
35204L-S	stuk	small	links	11 - 14 cm	
35204L-M	stuk	medium	links	14 - 17 cm	
35204L-L	stuk	large	links	17 - 20 cm	
35204L-XL	stuk	X-large	links	20 - 23 cm	
35204R-S	stuk	small	rechts	11 - 14 cm	
35204R-M	stuk	medium	rechts	14 - 17 cm	
35204R-L	stuk	large	rechts	17 - 20 cm	
35204R-XL	stuk	X-large	rechts	20 - 23 cm	

Maatnemen: rond op het breedste deel van de pols.



Selection **Wrist Rigid** - polsorthese (met duim)

Toepassing: deze serie polsorthesen met duim is vormgegeven uit innovatief materiaal voor een meer modern en fris design.

Eigenschappen / Kenmerken

- Palmair voorzien van geïntegreerde voorgevormde lepel
- Dorsaal voorzien van een kunststof balein

Productfuncties

- Immobilisatie van de pols, duimzadel en duimbasisgewricht
- Voorkomen van standsafwijking

Artikel-/maattabel Selection Wrist Rigid - polsorthese (met duim)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Polsomvang	Maatnemen
35206L-S	stuk	small	links	11 - 14 cm	
35206L-M	stuk	medium	links	14 - 17 cm	
35206L-L	stuk	large	links	17 - 20 cm	
35206L-XL	stuk	X-large	links	20 - 23 cm	
35206R-S	stuk	small	rechts	11 - 14 cm	
35206R-M	stuk	medium	rechts	14 - 17 cm	
35206R-L	stuk	large	rechts	17 - 20 cm	
35206R-XL	stuk	X-large	rechts	20 - 23 cm	



Airmed - polsorthese

Toepassing: de Airmed polsorthese is bedoeld ter ondersteuning bij polsklachten en is conservatief en postoperatief inzetbaar.

Eigenschappen / Kenmerken

- Comfortabel en stabiel
- 4 dorsaal geplaatste baleinen
- 1 palmair geplaatste balein
- Deels geperforeerd voor ventilatie

Productfuncties

- Stabilisatie van het polsgewricht
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van deformatie

Artikel-/maattabel Airmed - polsorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Lengte	Polsomvang	Maatnemen
AM204GL-S	stuk	small	links	21 cm	14 - 18 cm	
AM204GL-L	stuk	large	links	21 cm	18 - 22 cm	
AM204GR-S	stuk	small	rechts	21 cm	14 - 18 cm	
AM204GR-L	stuk	large	rechts	21 cm	18 - 22 cm	

Maatnemen: rond op het breedste deel van de pols.



Ryno Lacer 2.0 - polsorthese (met duim)

Toepassing: ter ondersteuning van het pijnlijke pols- en duimzadeldgewricht. Tevens geschikt voor conservatieve en voor postoperatieve behandeling.

Eigenschappen / Kenmerken

- Optimale luchtcirculatie
- Verstelbare duimband
- Anatomisch gevormd

Productfuncties

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van standsafwijking

Artikel-/maattabel Ryno Lacer 2.0 - polsorthese (met duim)

Art. nr. rechts	Art. nr. links	Eenheid	Maat	Lengte	Polsomvang	Maatnemen
82397.2R-XS	82397.2L-XS	stuk	X-small	19 cm	12 - 14 cm	
82397.2R-S	82397.2L-S	stuk	small	19 cm	14 - 16 cm	
82397.2R-M	82397.2L-M	stuk	medium	19 cm	16 - 18 cm	
82397.2R-L	82397.2L-L	stuk	large	19 cm	18 - 20 cm	
82397.2R-XL	82397.2L-XL	stuk	X-large	19 cm	20 - 22 cm	
82377R-XS	-	stuk	X-small	19 cm	12 - 14 cm	
-	82377L-XL	stuk	X-large	19 cm	20 - 22 cm	
82398.2R-XS	82398.2L-XS	stuk	X-small	22,5 cm	12 - 14 cm	
82398.2R-S	82398.2L-S	stuk	small	22,5 cm	14 - 16 cm	
82398.2R-M	82398.2L-M	stuk	medium	22,5 cm	16 - 18 cm	
82398.2R-L	82398.2L-L	stuk	large	22,5 cm	18 - 20 cm	
82398.2R-XL	82398.2L-XL	stuk	X-large	22,5 cm	20 - 22 cm	
82378R-XS	82378L-XS	stuk	X-small	22,5 cm	12 - 14 cm	
82378R-L	-	stuk	large	22,5 cm	18 - 20 cm	
82378R-XL	82378L-XL	stuk	X-large	22,5 cm	20 - 22 cm	

Maatnemen: circulair, op het breedste deel van de pols. Genoemde lengte is de palmaire lengte.



Wrist Lacer 2.0 - polsorthese (zonder duim)

Toepassing: ter ondersteuning van het pijnlijke pols/handgewricht en voor conservatieve en voor postoperatieve behandeling.

Eigenschappen / Kenmerken

- Optimale luchtcirculatie
- Verstelbare duimband
- Anatomisch gevormd

Productfuncties

- Stabilisatie van de pols
- Immobilisatie van de pols
- Voorkomen van standsafwijking

Artikel-/maattabel Wrist Lacer 2.0 - polsorthese (zonder duim)

Art. nr. rechts	Art. nr. links	Eenheid	Maat	Lengte	Polsomvang	Maatnemen
8239.2R-XXS	8239.2L-XXS	stuk	XX-small	20,5 cm	< 12 cm	
8239.2R-XS	8239.2L-XS	stuk	X-small	20,5 cm	12 - 14 cm	
8239.2R-S	8239.2L-M	stuk	small	20,5 cm	14 - 16 cm	
8239.2R-M	8239.2L-S	stuk	medium	20,5 cm	16 - 18 cm	
8239.2R-L	8239.2L-L	stuk	large	20,5 cm	18 - 20 cm	
8239.2R-XL	8239.2L-XL	stuk	X-large	20,5 cm	20 - 22 cm	
8239.2R-XXL	8239.2L-XXL	stuk	XX-large	20,5 cm	22 - 25 cm	
82395.2R-M	82395.2L-M	stuk	medium	26,5 cm	16 - 18 cm	
82395.2R-L	82395.2L-L	stuk	large	26,5 cm	18 - 20 cm	
82395.2R-XL	82395.2L-XL	stuk	X-large	26,5 cm	20 - 22 cm	

Maatnemen: circulair, op het breedste deel van de pols.



Tripod Lacer II - polsorthese

Toepassing: ter ondersteuning van het pijnlijke pols/handgewricht en voor conservatieve en voor postoperatieve behandeling.

Eigenschappen / Kenmerken

- Anatomisch gevormd
- Optimale luchtcirculatie
- Instelbare duimband

Productfuncties

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van standsafwijking

Artikel-/maattabel Tripod Lacer II polsorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Lengte	Polsonvang
224001	Stuk	X-small	Links	20 cm	12 - 14 cm
224002	Stuk	Small	Links	20 cm	14 - 16 cm
224004	Stuk	Medium	Links	20 cm	16 - 18 cm
224005	Stuk	Large	Links	20 cm	18 - 20 cm
224006	Stuk	X-large	Links	20 cm	20 - 22 cm
224011	Stuk	X-small	Rechts	20 cm	12 - 14 cm
224012	Stuk	Small	Rechts	20 cm	14 - 16 cm
224014	Stuk	Medium	Rechts	20 cm	16 - 18 cm
224015	Stuk	Large	Rechts	20 cm	18 - 20 cm
224016	Stuk	X-large	Rechts	20 cm	20 - 22 cm

Maat nemen: circulair, op het breedste deel van de pols.



Functional Hand Orthosis | 934

Toepassing: deze passieve hand/polsorthese is ontworpen voor de behandeling van matige contracturen van de pols, hand en vingers.

Eigenschappen / Kenmerken

- De duimcorrectie kan worden aangepast
- Kan als nachtsplak worden gebruikt
- Inclusief reservehoes

Productfuncties

- Optimale gewrichtsuitlijning en immobilisatie van de pols, hand en vingers in een functionele positie

Artikel-/maattabel Functional Hand Orthosis | 934

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Omvang MCP 2 - 5
934L-S	stuk	small	links	5,5 cm - 7,0 cm
934L-M	stuk	medium	links	7,0 - 8,5 cm
934L-L	stuk	large	links	8,5 - 10,5 cm
934R-S	stuk	small	rechts	5,5 cm - 7,0 cm
934R-M	stuk	medium	rechts	7,0 - 8,5 cm
934R-L	stuk	large	rechts	8,5 - 10,5 cm



Positional Hand Orthosis | 935

Toepassing: deze passieve hand/polsorthese is ontworpen voor de behandeling van gemiddelde contracturen van de pols, hand en vingers

Eigenschappen / Kenmerken

- Voorzien van een palmaire steunrol
- Kan als nachtsplak worden gebruikt
- Inclusief reservehoes

Productfuncties

- Biedt correctie van de cubitale deviatie

Artikel-/maattabel Positional Hand Orthosis | 935

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Omvang MCP 2 - 5
935L-S	stuk	small	links	5,5 - 7,0 cm
935L-M	stuk	medium	links	7,0 - 8,5 cm
935L-L	stuk	large	links	8,5 - 10,5 cm
935R-S	stuk	small	rechts	5,5 - 7,0 cm
935R-M	stuk	medium	rechts	7,0 - 8,5 cm
935R-L	stuk	large	rechts	8,5 - 10,5 cm



Halfcirculaire - pols-/handorthese

Toepassing: deze halfcirculaire polsorthese is zowel conservatief als mede postoperatief inzetbaar en ondersteunt de pols, duim en vingers.

Eigenschappen / Kenmerken

- 3 dorsaal aangebrachte, gevoerde klittenbandsluitingen
- Materiaal: thermoplastisch vormbare kunststof

Productfuncties

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

Artikel-/maattabel Halfcirculaire - pols-/handorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Handbreedte	Maatnemen
8709R-S	stuk	small	rechts	7 - 8 cm	
8709R-M	stuk	medium	rechts	8 - 9 cm	
8709R-L	stuk	large	rechts	9 - 10 cm	
8709L-S	stuk	small	links	7 - 8 cm	
8709L-M	stuk	medium	links	8 - 9 cm	
8709L-L	stuk	large	links	9 - 10 cm	

Maatnemen: circulair, op het breedste deel van de hand.



S.O.T - pols-/hand rustorthese

Toepassing: deze pols/hand rustorthese wordt ingezet bij aandoeningen als gevolg van een slappe of spastische verlamming.

Eigenschappen / Kenmerken


- Geconfectioneerd voor individuele aanpassing
- Kan gecombineerd worden met wig of vinger verdeler

Productfuncties

- Houdt de pols, duim en vingers in een ruststand
- Biedt ondersteuning voor de thenarspiers

Artikel-/maattabel S.O.T - pols-/hand rustorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Afstand pols tot einde vingers	Handbreedte	Maatnemen
28710R-XXXS	stuk	XXX-small	rechts	< 120 mm	< 55 mm	
28710R-XXS	stuk	XX-small	rechts	< 140 mm	< 66 mm	
28710R-XS	stuk	X-small	rechts	< 160 mm	< 75 mm	
28710R-S	stuk	small	rechts	< 185 mm	< 75 mm	
28710R-M	stuk	medium	rechts	< 200 mm	70 - 85 mm	
28710R-L	stuk	large	rechts	< 210 mm	80 - 90 mm	
28710L-XXXS	stuk	XXX-small	links	< 120 mm	< 55 mm	
28710L-XXS	stuk	XX-small	links	< 140 mm	< 66 mm	
28710L-XS	stuk	X-small	links	< 160 mm	< 75 mm	
28710L-S	stuk	small	links	< 185 mm	< 75 mm	
28710L-M	stuk	medium	links	< 200 mm	70 - 85 mm	
28710L-L	stuk	large	links	< 210 mm	80 - 90 mm	



Mottio - epicondylitisorthese

Toepassing: bij de behandeling van zowel een tennisarm of golfelleboog.

Eigenschappen / Kenmerken

- Één universele maat, links en rechts draagbaar
- Hoog draagcomfort, volledig naadloos en anatomisch gevormd

Productfuncties

- Zorgen voor drukontlasting op geïrriteerde-/ontstoken peesaanhechting

Artikel-/maattabel Mottio - epicondylitisorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde
T29	stuk	universeel	universeel



Cubital - tunnel orthese

Toepassing: deze orthese wordt ingezet bij de conservatieve behandeling van een Cubitaal tunnel syndroom.

Eigenschappen / Kenmerken

- Ventraal, low-profile design
- Vormbare, gepolsterde aluminium balein

Productfuncties

- Immobilisatie van het ellebooggewricht

Artikel-/maattabel Cubital - tunnel orthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Bovenarm omvang
22344-S	stuk	small / medium	15 - 38 cm
22344-L	stuk	large / X-large	25 - 48 cm

Voor het bepalen van de juiste maat wordt de omvang van de bovenarm halverwege de biceps gemeten.



MyPRIM Kids - armsling

Toepassing: de MyPrim Kids Arm Sling is een kwalitatief hoogwaardige arm sling, ergonomisch ontworpen voor kinderen voor comfort en ondersteuning na armletsel of operatie.

Eigenschappen / Kenmerken

- Honingraat textiel met vocht absorbeert badstof voering
- Gewatteerde Lycra-stof met bi-directionele elasticiteit

Productfuncties

- Voorkomen van standsafwijking
- Verminderen bewegingsuitslag
- Compenseren van te geringe spierwerking

Artikel-/maattabel MyPRIM Kids - armsling

Art. nr.	Eenheid	Onderarm lengte
MPK400-1	stuk	< 21 cm
MPK400-2	stuk	21 - 25 cm



CROSS Hemi Shoulder - Orthosis

Toepassing: een comfortabele en stabiele orthese die speciaal is ontworpen om subluxatie en schouderpijn te verlichten.

Eigenschappen / Kenmerken

- Magnetische gesp en Fit-Go lacing systeem
- Comfortabel en gebruiksvriendelijk
- Kleur: zwart

Productfuncties

- Ondersteunt en positioneert de arm correct om verdere blessures te voorkomen

Artikel-/maattabel CROSS Hemi Shoulder - Orthese

Art. nr. links	Art. nr. rechts	Eenheid	Bovenarmomtrek	Onderarmomtrek
287171010	287172010	Stuk	24 - 28 cm	21 - 24 cm
287171011	287172011	Stuk	27 - 31 cm	23 - 26 cm
287171012	287172012	Stuk	30 - 35 cm	25 - 29 cm
287171013	287172013	Stuk	34 - 39 cm	28 - 32 cm
287171014	287172014	Stuk	38 - 43 cm	31 - 35 cm



Hemi-Sling - Universal Armsling

Toepassing: deze mitella is geschikt voor patiënten met een hemiparese/paralyse van de bovenste ledematen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Universele maatvoering
- Individueel instelbare banden voor optimale pasvorm
- Comfortabele flanellen voering

Productfuncties

- Voorkomen van standsafwijking
- Verminderen bewegingsuitslag
- Compenseren van te geringe spierwerking

Artikel-/maattabel Hemi-Sling - Universal Armsling

Art. nr.	Eenheid	Maat
183010	stuk	universeel



Humerux - humerus orthese

Toepassing: deze orthese wordt ingezet bij humerusletsels en biedt maximale controle dankzij een innovatief tractiesysteem.

Eigenschappen / Kenmerken

- Y-tractiesysteem voor maximale controle
- Tweeschalige, thermogevormde PE-platen met hoge dichtheid

Productfuncties

- Maximale controle over de uitlijning, fixatie en immobilisatie van de humerus

Artikel-/maattabel Humerux - humerus orthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Bovenarm omvang
EVOH300-S	stuk	small	18 - 26 cm
EVOH300-M	stuk	medium	26 - 34 cm
EVOH300-L	stuk	large	34 - 42 cm
EVOH300-XL	stuk	X-large	42 - 50 cm



HEUP



Pavlik BA2970 - bandage (voor kinderen)

Toepassing: deze bandage wordt bij heupgewricht aandoeningen ingezet voor de noodzakelijke positionering van heupgewrichten.

Eigenschappen / Kenmerken

- Individueel instelbaar door klittenbandsluitingen
- Slechts 2 maten (variabele breedte instelling)

Productfuncties

- Positionering van de heupen in optimale positie

Artikel-/maattabel Pavlik BA2970 - bandage (voor kinderen)

Art. nr.	Eenheid	Borstomvang
BA2970-1	stuk	25 - 40 cm
BA2970-2	stuk	40 - 61 cm



Camp 2900 - heupabductie orthese (voor kinderen)

Toepassing: deze orthese wordt voor het narijpen van de heup bij heupdysplasie en na gereponeerde heupluxatie bij zuigelingen ingezet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Borstband voorzien van een klittenbandsluiting
- In de breedte verstelbare heupscharnieren

Productfuncties

- Vermindering van het bewegingsuitslag
- Voorkomen van ongewenste bewegingssequenties

Artikel-/maattabel Camp 2900 - heupabductie orthese (voor kinderen)

Art. nr.	Eenheid	Spreadbreedte
2901	stuk	12 - 16 cm
2902	stuk	16 - 23 cm
2903	stuk	18 - 26 cm
2904	stuk	23 - 34 cm
2905	stuk	30 - 43 cm

Spreadbreedte is de maat van de mediale kniecondylen bij 90° flexie en 60° abductie.



Visser 2990 - dynamische heupabductie orthese (voor kinderen)

Toepassing: deze dynamische orthese wordt voor het narijpen van de heup bij heupdysplasie en na gereponeerde heupluxatie ingezet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Heupscharnieren met een 90° extensiestop en een 30° abductiestop

Productfuncties

- Vermindering van het bewegingsuitslag
- Voorkomen van ongewenste bewegingssequenties

Artikel-/maattabel Visser 2990 - dynamische heupabductie orthese (voor kinderen)

Art. nr.	Eenheid	Maat
2990	stuk	universeel



Wheaton - Pavlik Harness (voor Kinderen)

Toepassing: biedt een betrouwbare, comfortabele en dynamische oplossing voor jonge kinderen met ontwikkelings-dysplasie van de heup.

Eigenschappen / Kenmerken

- Gevoerde buikband met variabele breedte instelling en klittenbandsluiting

Productfuncties

- Positionering van de heupen in optimale positie

Artikel-/maattabel Wheaton - Pavlik Harness (voor Kinderen)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Leeftijd	Borstomvang
L1620-P	Stuk	Preemie	0 - 3 Mnd.	30 - 35 cm
L1620-S	Stuk	Small	0 - 3 Mnd.	35 - 40 cm
L1620-M	Stuk	Medium	3 - 6 Mnd.	40 - 46 cm
L1620-L	Stuk	Large	6 - 9 Mnd.	45 - 53 cm
L1620-XL	Stuk	X-large	9 - 18 Mnd.	> 53 cm



MyPRIM Kids - Pavlik Harness (voor Kinderen)

Toepassing: deze naadloos geproduceerde heupabductie bandage wordt bij heupgewricht aandoeningen ingezet voor de noodzakelijke positionering van heupgewrichten.

Eigenschappen / Kenmerken

- Instelbare gevoerde buikband met klittenbandsluitingen
- Verstelbare banden met veiligheidssluitingen

Productfuncties

- Positionering van de heupen in optimale positie

Artikel-/maattabel MyPRIM Kids - Pavlik Harness (voor Kinderen)

Art. nr.	Eenheid	Borstomvang
MPK690	Stuk	30 - 55 cm



Lerman Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000

Toepassing: deze HARO heupabductie orthese wordt ingezet bij de conservatieve of postoperatieve behandeling van heupgewricht aandoeningen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Cosmetisch en slank ontwerp
- Snel en eenvoudig aan te trekken
- Instelbare flexie/extensie in stappen van 20°

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag

Artikel-/maattabel Lerman Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Taille omvang	Bovenbeenomvang
145-LS	stuk	small	links	71 - 82 cm	38 - 44 cm
145-LM	stuk	medium	links	86 - 97 cm	41 - 47 cm
145-LL	stuk	large	links	102 - 112 cm	46 - 52 cm
145-LX	stuk	X-large	links	117 - 127 cm	53 - 65 cm
145-LPS	stuk	XX-large	links	132 - 142 cm	59 - 71 cm
145-RS	stuk	small	rechts	71 - 82 cm	38 - 44 cm
145-RM	stuk	medium	rechts	86 - 97 cm	41 - 47 cm
145-RL	stuk	large	rechts	102 - 112 cm	46 - 52 cm
145-RX	stuk	X-large	rechts	117 - 127 cm	53 - 65 cm
145-RPS	stuk	XX-large	rechts	132 - 142 cm	59 - 71 cm



Lerman Universal

Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000

Toepassing: deze HARO universele heupabductie orthese wordt ingezet bij de conservatieve of postoperatieve behandeling van heupgewricht.

Eigenschappen / Kenmerken

- Links en rechts draagbaar
- Cosmetisch en slank ontwerp
- Snel en eenvoudig aan te trekken

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag

Artikel-/maattabel Lerman Universal Hip Abduction Rotation Orthosis (HARO) 2000

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Taille omvang	Bovenbeenomvang
145-U-S-M	stuk	small / medium	universeel	71 - 97 cm	38 - 47 cm
145-U-L-X	stuk	large / X-large	universeel	97 - 123 cm	46 - 65 cm
145-U-PS	stuk	X-large / XX-large	universeel	123 - 147 cm	53 - 71 cm



PSL699 - heuporthese

Toepassing: deze heuporthese is ontworpen voor maximale bescherming en controle van het heupgewricht, stabiliseert en beperkt de bewegingen na de operatie.

Eigenschappen / Kenmerken

- Beschermt het heupgewricht en biedt instelbaar bewegingsbereik
- Universeel inzetbaar voor rechts of links

Productfuncties

- Controleren van de bewegingsuitslag

Artikel-/maattabel PSL699 - heuporthese

Art. nr.	Eenheid	Taille omvang	Bovenbeenomvang
PSL699	stuk	60 - 140 cm	40 - 65 cm

S.W.A.S.H. Steady / Go

Dynamische heupabductie orthese voor kinderen





S.W.A.S.H. Steady / Go - dynamische heupabductie orthese

Toepassing: kinderorthese voor het controleren van de stabiliteit tijdens het zitten, de lichaamshouding en het looppatroon.

Eigenschappen / Kenmerken

- Lichtgewicht
- Eenvoudig om- en aanleggen
- Goede tonuscontrole door sterke stangen

Productfuncties

- Verbetering van zit-stabiliteit en lichaamshouding
- Verbetering van het looppatroon
- Doelgericht heupuitlijning

Artikel-/maattabel S.W.A.S.H. Steady / Go - bekkenband

Art. nr. Steady	Art. nr. Go	Eenheid	Maat	Taille omvang
SC3100-1	SLP3100-1	stuk	1	40 - 46 cm
SC3100-2	SLP3100-2	stuk	2	46 - 55 cm
SC3100-3	SLP3100-3	stuk	3	54 - 63 cm
SC3100-4	SLP3100-4	stuk	4	62 - 72 cm
-	SLP3100-5	stuk	5	71 - 81 cm
-	SLP3100-6	stuk	6	80 - 90 cm

Let op: De onderdelen van de S.W.A.S.H. Steady in maat 1 kunnen **niet** worden gecombineerd met andere S.W.A.S.H. onderdelen.

Artikel-/maattabel S.W.A.S.H. Steady / Go - dijbeenmanchet set

Art. nr.	Eenheid	Maat	Bovenbeenomvang	Uitvoering
SC3300-1	set	1	21 - 25 cm	Steady
SLP3300-1	set	1	21 - 25 cm	Go
SW3300-2	set	2	25 - 29 cm	Steady / Go
SW3300-3	set	3	29 - 33 cm	Steady / Go
SW3300-4	set	4	33 - 38 cm	Steady / Go
SW3300-5	set	5	38 - 44 cm	Go
SW3300-6	set	6	44 - 50 cm	Go

De dijontrek wordt gemeten op ongeveer 10 cm boven het midden van de patella.

Let op: De onderdelen van de S.W.A.S.H. Steady in maat 1 kunnen **niet** worden gecombineerd met andere S.W.A.S.H. onderdelen.

Artikel-/maattabel S.W.A.S.H. Steady / Go - laterale stangenset

Art. nr.	Eenheid	Maat	Abductie	Lengte taille tot knie midden	Diameter	Uitvoering
SC3200-1	set	1	115°	maximaal 31 cm	6 mm	Steady
SW3200-1	set	1	115°	maximaal 31 cm	8 mm	Go
SW3200-2	set	2	115°	maximaal 38 cm	8 mm	Steady / Go
SW3200-3	set	3	115°	maximaal 44 cm	8 mm	Steady / Go
SW3200-4	set	4	115°	maximaal 48 cm	8 mm	Steady / Go
SW3200-5	set	5	115°	maximaal 54 cm	8 mm	Steady / Go
SW3200-6	set	6	115°	maximaal 60 cm	8 mm	Steady / Go
SC3201-1	set	1	123°	maximaal 31 cm	6 mm	Steady
SW3201-1	set	1	123°	maximaal 31 cm	8 mm	Go
SW3201-2	set	2	123°	maximaal 38 cm	8 mm	Steady / Go
SW3201-3	set	3	123°	maximaal 44 cm	8 mm	Steady / Go
SW3201-4	set	4	123°	maximaal 48 cm	8 mm	Steady / Go
SW3201-5	set	5	123°	maximaal 54 cm	8 mm	Steady / Go
SW3201-6	set	6	123°	maximaal 60 cm	8 mm	Steady / Go

115° abductie voor kinderen en jongeren die een smalle rolstoel of een stoel met armleningen gebruiken,

123° abductie biedt kinderen en jongeren een bredere zitbasis bij vrij zitten.

Let op: De onderdelen van de S.W.A.S.H. Steady in maat 1 kunnen **niet** worden gecombineerd met andere S.W.A.S.H. onderdelen.



Hip Flexion Assist Device

Toepassing: de Hip Flexion Assist Device (HFAD) is bedoeld voor patiënten met MS, die last hebben van heupflexor zwakte.

Eigenschappen / Kenmerken


- Lichtgewicht
- Comfortabel
- Eenvoudig te verstellen
- Gemakkelijk aan- en uitdoen

Productfuncties

- Verbetering van het looppatroon

Artikel-/maattabel Hip Flexion Assist Device

Art. nr. links	Art. nr. rechts	Art. nr. links en rechts	Eenheid	Maat	Zijde	Lengte	Taille omvang
HFAD-L-S	HFAD-R-S	HFAD-B-S	stuk	small	links	< 178 cm	60 - 83 cm
HFAD-L-S-XLONG	HFAD-R-S-XLONG	HFAD-B-S-XLONG	stuk	small	links	> 178 cm	60 - 83 cm
HFAD-L-M	HFAD-R-M	HFAD-B-M	stuk	medium	links	< 178 cm	84 - 102 cm
HFAD-L-M-XLONG	HFAD-R-M-XLONG	HFAD-B-M-XLONG	stuk	medium	links	> 178 cm	84 - 102 cm
HFAD-L-L	HFAD-R-L	HFAD-B-L	stuk	large	links	< 178 cm	102 - 122 cm
HFAD-L-L-XLONG	HFAD-R-L-XLONG	HFAD-B-L-XLONG	stuk	X-large	links	> 178 cm	102 - 122 cm



Dictus Hip-Knee - heupflexie orthese

Toepassing: de Dictus Hip-Knee heupflexie orthese is bedoeld voor patiënten die last hebben van verzwakte beenspieren en heupflexoren.

Eigenschappen / Kenmerken

- Lichtgewicht
- Comfortabel
- Eenvoudig en multifunctioneel instelbaar

Productfuncties

- Ondersteunen van de heupflexie en het optillen van het bovenbeen
- Compenseren geringe spierkracht
- Verbetering van het looppatroon

Artikel-/maattabel Dictus Hip-Knee - heupflexie orthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Taille omvang	Bovenbeenomvang*	Bandlengte
530500-011	stuk	Medium	55 - 80 cm	30 - 40 cm	50 cm
530500-021	stuk	Large	80 - 130 cm	> 40 cm	50 cm

* Omtrek gemeten 10 cm boven de knieschijf.



Dictus Hip-Foot - heupflexie orthese

Toepassing: de Dictus Hip-Foot heupflexie orthese is bedoeld voor patiënten die last hebben van verzwakte beenspieren en heupflexoren.

Eigenschappen / Kenmerken

- Lichtgewicht
- Comfortabel
- Eenvoudig en multifunctioneel instelbaar

Productfuncties

- Ondersteunen van de dorsiflexie
- Compenseren geringe spierkracht
- Voetheffing tijdens de zwaafase
- Verbetering van het looppatroon

Artikel-/maattabel Dictus Hip-Foot - heupflexie orthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Taille omvang	Bandlengte	Lichaamslengte
530500-311	stuk	Medium	55 - 80 cm	100 cm	160 - 183 cm
530500-321	stuk	Large	80 - 130 cm	100 cm	160 - 183 cm



Newport ULTRA - heuporthese

Toepassing: deze heuporthese is ontworpen om bescherming en ondersteuning te bieden aan patiënten met heupinstabiliteit problemen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Beschermt het heupgewricht en biedt instelbare bewegingsbereik
- Orthese is volledig instelbaar zonder inzet van gereedschap

Productfuncties

- Controleren van de bewegingsuitslag

Artikel-/maattabel Newport ULTRA - heuporthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Taille omvang
OM3663	stuk	1	40 - 65 cm



Newport 3 - bekkenorthese

Toepassing: deze heuporthese is ontworpen voor maximale bescherming en controle van het heupgewricht, stabiliseert en beperkt de heupbewegingen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Modulair systeem met keuze uit vier verschillende maten voor een optimale pasvorm

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag

Artikel-/maattabel Newport 3 - bekkenorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Taille omvang	Heupomvang
OM3650	Stuk	Small	Links	56 - 71 cm	66 - 81 cm
OM3651	Stuk	Medium	Links	71 - 86 cm	81 - 96 cm
OM3652	Stuk	Large	Links	86 - 101 cm	96 - 111 cm
OM3653	Stuk	X-large	Links	101 - 116 cm	111 - 127 cm
OM3655	Stuk	Small	Rechts	56 - 71 cm	66 - 81 cm
OM3656	Stuk	Medium	Rechts	71 - 86 cm	81 - 96 cm
OM3657	Stuk	Large	Rechts	86 - 101 cm	96 - 111 cm
OM3658	Stuk	X-large	Rechts	101 - 116 cm	111 - 127 cm
OM3650.02	Stuk	Small	Links en rechts	56 - 71 cm	66 - 81 cm
OM3652.02	Stuk	Large	Links en rechts	86 - 101 cm	96 - 111 cm



Newport 3 - dijbeencomponent

Toepassing: deze heuporthese is ontworpen voor maximale bescherming en controle van het heupgewricht, stabiliseert en beperkt de heupbewegingen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Modulair systeem met keuze uit vier verschillende maten voor een optimale pasvorm

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag

Artikel-/maattabel Newport 3 - Dijbeencomponent

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Bovenbeenomvang	Distale omvang	Proximale omvang
OM3769.05	Stuk	X-small	Links	25 - 40 cm	20 - 33 cm	28 - 33 cm
OM3770.05	Stuk	Small	Links	33 - 48 cm	30 - 43 cm	38 - 53 cm
OM3771.05	Stuk	Medium	Links	38 - 53 cm	33 - 46 cm	43 - 61 cm
OM3772.05	Stuk	Large	Links	43 - 61 cm	35 - 51 cm	48 - 66 cm
OM3773.05	Stuk	X-large	Links	48 - 68 cm	43 - 58 cm	53 - 74 cm
OM3774.05	Stuk	X-small	Rechts	25 - 40 cm	30 - 43 cm	38 - 53 cm
OM3775.05	Stuk	Small	Rechts	33 - 48 cm	30 - 43 cm	38 - 53 cm
OM3776.05	Stuk	Medium	Rechts	38 - 53 cm	33 - 46 cm	43 - 61 cm
OM3777.05	Stuk	Large	Rechts	43 - 61 cm	35 - 51 cm	48 - 66 cm
OM3778.05	Stuk	X-large	Rechts	48 - 68 cm	43 - 58 cm	53 - 74 cm



Newport 4 - bekkencomponent

Toepassing: deze heuporthese is ontworpen voor maximale bescherming en controle van het heupgewricht, stabiliseert en beperkt de heupbewegingen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Het Low Profile bekkenontwerp verminderd benodigde hoeveelheid kunststof over de trochanter en incisiegebied

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag

Artikel-/maattabel Newport 4 - Bekkencomponent

Art. nr.	Eenheid	Maat	Taille omvang	Heupomvang
OM3870	Stuk	Small	56 - 71 cm	66 - 81 cm
OM3871	Stuk	Medium	71 - 86 cm	81 - 96 cm
OM3872	Stuk	Large	86 - 101 cm	96 - 111 cm
OM3873	Stuk	X-large	101 - 116 cm	111 - 127 cm



Newport 4 - dijbeencomponent

Toepassing: deze heuporthese is ontworpen voor maximale bescherming en controle van het heupgewricht, stabiliseert en beperkt de heupbewegingen.

Eigenschappen / Kenmerken

- De vooraf ingestelde, snel ontgrendelbare sluitingen verzekeren telkens dezelfde pasvorm

Productfuncties

- Verminderen bewegingsuitslag

Artikel-/maattabel Newport 4 - dijbeencomponent

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Bovenbeenomvang	Distale omvang	Proximale omvang
OM3770.06	Stuk	Small	Links	33 - 48 cm	30 - 43 cm	38 - 53 cm
OM3771.06	Stuk	Medium	Links	38 - 53 cm	33 - 46 cm	43 - 61 cm
OM3772.06	Stuk	Large	Links	43 - 61 cm	35 - 51 cm	48 - 66 cm
OM3773.06	Stuk	X-large	Links	48 - 66 cm	43 - 58 cm	53 - 74 cm
OM3775.06	Stuk	Small	Rechts	33 - 48 cm	30 - 43 cm	38 - 53 cm
OM3776.06	Stuk	Medium	Rechts	38 - 53 cm	33 - 46 cm	43 - 61 cm
OM3777.06	Stuk	Large	Rechts	43 - 61 cm	35 - 51 cm	48 - 66 cm
OM3778.06	Stuk	X-large	Rechts	48 - 66 cm	43 - 58 cm	53 - 74 cm



Newport 4 Virtual 5 - heupscharnier

Artikel-/maattabel Newport ULTRA - heuporthese

Art. nr.	Eenheid
OM4321	Stuk
OM4322	Stuk



Newport 4 - bekleding bekkencomponent

Artikel-/maattabel Newport 4 - bekleding bekkencomponent

Art. nr.	Eenheid	Taille omvang	Bovenbeenomvang
PSL699	stuk	60 - 140 cm	40 - 65 cm



ONDERSTE EXTRÊMITEIT



SureStep - derotatie bandage

Toepassing: dynamische verzorgen van lichte bovenbeen of tibia rotatie.

Eigenschappen / Kenmerken

- Distale sluiting aan schoenveters of bestaande beenorthese
- Proximale sluiting aan de heupband
- Unilateraal of bilateraal inzetbaar

Productfuncties

- Verzorgen van flexibele rotatie deformiteiten van het boven- en onderbeen

Artikel-/maattabel SureStep - derotatie bandage

Art. nr.	Eenheid	Lengte	Heupomvang	Geschikt voor
SSDEROTATION-PED	paar	230 cm	76 cm	kinderen
SSDEROTATION-ADULT	paar	270 cm	142 cm	volwassenen



MyPRIM Kids - knie immobilisator

Toepassing: de MyPrim Kids immobiliserende knie orthese wordt o.a. post-operatief ingezet bij kinderen tot 12 jaar.

Eigenschappen / Kenmerken

- MyPrim Kids zijn gemaakt met een naadloze productietechnologie
- Links en rechts draagbaar
- 1 gecentreerde dorsale balein

Productfuncties

- Immobiliseren van het been in extensie

Artikel-/maattabel MyPRIM Kids - knie immobilisator

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Hoogte	Knie omvang
MPK701-1	stuk	universeel	24 cm	24 - 30 cm
MPK701-2	stuk	universeel	34 cm	30 - 36 cm



MyPRIM Kids - knie orthese (met patella pelotte)

Toepassing: de MyPrim Kids knie orthese centreert en stabiliseert het kniegewricht en de patella dankzij een uitneembare patella pelotte.

Eigenschappen / Kenmerken

- MyPrim Kids zijn gemaakt met een naadloze productietechnologie
- Links en rechts draagbaar
- Zijdelingse spiraalbaleinen

Productfuncties

- Stabiliseren van het kniegewricht
- Stabiliseren en centreren van de patella

Artikel-/maattabel MyPRIM Kids - knie orthese (met patella pelotte)

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Hoogte	Knie omvang
MPK700-1	stuk	universeel	18 cm	20 - 26 cm
MPK700-2	stuk	universeel	20 cm	26 - 32 cm



H.E.K.O. - knie orthese

Toepassing: deze knie orthese wordt ingezet om hyperextensie van de knie bij kinderen te voorkomen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Twee onafhankelijke draaipunten
- Instelbare bewegingsbegrenzing tussen 0° en 30°
- Geen gipsafdruk vereist

Productfuncties

- Kniescharnier extensiestop traploos instelbaar van 0° tot 30°

Artikel-/maattabel H.E.K.O. - knie orthese

Art. nr.	Eenheid
SURESTEP HEKO	stuk



Patellavator - patella bandage

Toepassing: deze bandage is bedoeld als ondersteuning bij patella klachten. Deze bandage wordt circulair aangelegd en biedt een optimaal comfort.

Eigenschappen / Kenmerken

- Anatomisch gevormd
- Mediale en laterale druk zijn individueel instelbaar voor optimale druk op de patellapees

Productfuncties

- Verminderen belasting

Artikel-/maattabel Patellavator - patella bandage

Art. nr.	Eenheid	Maat	Knie omvang onder de patella
8373-S	stuk	small	28 - 33 cm
8373-M	stuk	medium	33 - 39 cm
8373-L	stuk	large	39 - 45 cm
8373-XL	stuk	X-large	> 45 cm



Dynatrack - kniebandage

Toepassing: deze elastische kniebandage met open patella wordt bij de behandeling van patella klachten ingezet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Open patella
- Geïntegreerde halfcirculaire patellaring voor laterale/mediale druk

Productfuncties

- Herverdelen belasting

Artikel-/maattabel Dynatrack - kniebandage

Art. nr.	Eenheid	Maat	Knie omvang (in 90° flexie)
837501	stuk	X-small	25 - 30 cm
837502	stuk	small	30 - 35 cm
837503	stuk	medium	35 - 40 cm
837504	stuk	large	40 - 45 cm
837505	stuk	X-large	45 - 50 cm
837506	stuk	XX-large	50 - 55 cm
837507	stuk	XXX-large	> 55 cm



Elcross - kniebandages

Toepassing: kniebandage die niet alleen effectieve stabilisatie en ondersteuning verleent, maar ook exceptioneel hoog draagcomfort biedt.

Eigenschappen / Kenmerken

- Wickelmodel (circulair)
- Open patella en open knieholte
- Aanvormbare scharnieren, polycentrisch met extensie-aanslag

Productfuncties

- Voorkomen standafwijking
- Verminderen standafwijking
- Accepteren standafwijking

Artikel-/maattabel Elcross - kniebandagen

Art. nr.	Eenheid	Maat	Knie omvang
128-S	stuk	small	31 - 37 cm
128-M	stuk	medium	37 - 43 cm
128-L	stuk	large	43 - 49 cm
128-XL	stuk	X-large	49 - 55 cm
128-XXL	stuk	XX-large	55 - 61 cm
124-S	stuk	small	31 - 37 cm
124-M	stuk	medium	37 - 43 cm
124-L	stuk	large	43 - 49 cm
124-XL	stuk	X-large	49 - 55 cm
124-XXL	stuk	XX-large	55 - 61 cm



ACTIVE X - functionele knie orthesen

Toepassing: deze knie orthesen worden conservatief en postoperatief ingezet ter stabilisatie en ondersteuning van het kniegewricht.

Eigenschappen / Kenmerken

- Anatomisch gevormde patella-opening
- Open knieholte constructie
- Kleur: zwart

Productfuncties

- Voorkomen van een standafwijking van de knie
- Vermindering van een standafwijking van de knie

Artikel-/maattabel ACTIVE X tube - ACTIVE X functionele knie orthesen, gesloten (Pull-On) model

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Totale lengte	Omvang 15cm onder knie	Knie omvang	Bovenbeen-omvang
28052-S	stuk	small	universeel	40 cm	28 - 33 cm	28 - 33 cm	39 - 44 cm
28052-M	stuk	medium	universeel	40 cm	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28052-L	stuk	large	universeel	40 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28052-XL	stuk	X-large	universeel	40 cm	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28052-XXL	stuk	XX-large	universeel	40 cm	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28052-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	40 cm	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

Gesloten constructie om in te glijden. Maatnemen: bovenbeenomtrek 15 cm boven het midden van de patella in een gebogen stand van 90°.

Artikel-/maattabel ACTIVE X tube - ACTIVE X functionele knie orthesen, wikkel (Wrap) model

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Totale lengte	Omvang 15cm onder knie	Knie omvang	Bovenbeen-omvang
28053-S	stuk	small	universeel	40 cm	28 - 33 cm	28 - 33 cm	39 - 44 cm
28053-M	stuk	medium	universeel	40 cm	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28053-L	stuk	large	universeel	40 cm	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28053-XL	stuk	X-large	universeel	40 cm	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28053-XXL	stuk	XX-large	universeel	40 cm	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28053-XXXL	stuk	XXX-large	universeel	40 cm	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

Wikkel constructie met klittenbandsluiting. Maatnemen: bovenbeenomtrek 15 cm boven het midden van de patella in een gebogen stand van 90°.



CROSS - Knee Orthosis

Toepassing: effectieve genu recurvatum controle met of zonder een enkel-/voetorthese. De orthese is speciaal ontwikkeld om met één hand aan te trekken.

Eigenschappen / Kenmerken

- Lichtgewicht en ademend
- Zowel links als rechts draagbaar
- Zachte voering om huidirritatie te voorkomen

Productfuncties

- Knie extensiestop
- Voorkomen standafwijking
- Verminderen standafwijking

Artikel-/maattabel CROSS - Knee Orthosis

Art. nr.	Eenheid	Maat	Knie omvang	Onderbeenomvang (15 cm onder knie midden)	Bovenbeenomvang (15 cm boven knie midden)
28715-S	stuk	small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28715-M	stuk	medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28715-L	stuk	large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28715-XL	stuk	X-large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm

Maatnemen: bovenbeenomtrek 15 cm boven het midden van de patella.



Gripper 3 - knie orthese

Toepassing: deze knie orthesen worden conservatief en postoperatief ingezet ter stabilisatie en ondersteuning van het kniegewricht.

Eigenschappen / Kenmerken

- Wikkel model met anterieure opening
- Anatomisch gevormde patella-opening

Productfuncties

- Knie extensiestop
- Voorkomen standafwijking
- Verminderen standafwijking

Artikel-/maattabel Gripper 3 - knie orthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Lengte	Omtrek 15 cm boven het midden van de patella	Omtrek midden van de patella	Omtrek 15 cm onder het midden van de patella
117231	stuk	X-small	Universell	30 cm	28 - 33 cm	25 - 30 cm	25 - 30 cm
117232	stuk	Small	Universell	30 cm	33 - 40 cm	30 - 35 cm	30 - 35 cm
117234	stuk	Medium	Universell	30 cm	40 - 46 cm	35 - 40 cm	33 - 38 cm
117235	stuk	Large	Universell	30 cm	46 - 53 cm	40 - 46 cm	38 - 43 cm
117236	stuk	X-large	Universell	30 cm	53 - 61 cm	46 - 51 cm	43 - 48 cm
117237	stuk	XX-large	Universell	30 cm	61 - 69 cm	51 - 56 cm	48 - 53 cm
117238	stuk	XXX-large	Universell	30 cm	69 - 79 cm	56 - 61 cm	53 - 58 cm
117239	stuk	XXXX-large	Universell	30 cm	79 - 89 cm	61 - 66 cm	58 - 66 cm



Genu Recurvatum - Knee Orthosis

Toepassing: deze relatief korte knie orthese wordt gebruikt bij gewrichtsinstabiliteit van de knie om hyperextensie te voorkomen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Ontworpen in één maat, zowel links als rechts draagbaar
- Twee instelbare frontale banden met micro klittenbandsluiting

Productfuncties

- De knie-extensie wordt beperkt, waardoor een recurvatum-stand wordt voorkomen

Artikel-/maattabel Genu Recurvatum - Knee Orthosis

Art. nr.	Eenheid	Knie breedte	Orthesenhoogte	Bovenbeen omvang (10 cm boven de patella)
D50	stuk	11 - 15 cm	27 cm	28 - 54 cm



C.H.E.C.K. - hyperextensie orthese

Toepassing: deze knie orthese wordt conservatief/preventief ingezet tegen het overstrekken (hyperextenderen) van de knie.

Eigenschappen / Kenmerken

- Zowel links als rechts draagbaar
- Optimale drukverdeling
- Past zich aan de natuurlijke beweging van de knie aan

Productfuncties

- Knie extensiestop op 0°
- Voorkomen standafwijking
- Verminderen standafwijking

Artikel-/maattabel C.H.E.C.K. - hyperextensie orthese

Art. nr.	Eenheid	Knie breedte	Totale lengte
8666	stuk	9 - 13 cm	45 cm



KiddieFLOW - dynamische enkel-/voetorthese (voor kinderen)

Toepassing: ter compensatie van een pathologisch looppatroon bij hyper- of hypotonus.

Eigenschappen / Kenmerken

- Geconfectioneerd voor individuele aanpassing
- Combineerbaar met steunzolen, SureStep of andere SMO's

Productfuncties

- Begrenzen van de plantarflexie
- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Dynamische teenafzet
- Kniestabilisatie tijdens de standfase

Artikel-/maattabel KiddieFLOW - dynamische enkel-/voetorthese (voor kinderen)

Art. nr. rechts	Art. nr. links	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Voetplaat lengte	Orthesenhoogte	Effectieve hakhoogte
38384R-S	38384L-S	stuk	small	23 - 26	160 mm	220 mm	8 mm
38384R-M	38384L-M	stuk	medium	27 - 29	180 mm	257 mm	9 mm
38384R-L	38384L-L	stuk	large	30 - 32	200 mm	295 mm	9 mm
38384R-XL	38384L-XL	stuk	X-large	33 - 34	210 mm	315 mm	9 mm

Bovenstaande maattabel is slechts een richtlijn.

De optimale verzorging kan een maat groter of kleiner zijn gebaseerd op verschillende criteria (zie handleiding).



KiddieGAIT / KiddieROCKER

dynamische enkel-/voetorthese (voor kinderen)

Toepassing: ter compensatie van een pathologisch looppatroon bij hyper- of hypotonus.

Eigenschappen / Kenmerken

- Geconfectioneerd voor individuele aanpassing
- Combineerbaar met schoen inlay's, SureStep of andere DAFO's

Productfuncties

- Begrenzen van de plantarflexie
- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Dynamische teenafzet
- Kniestabilisatie tijdens de standfase

Artikel-/maattabel KiddieGAIT/KiddieROCKER-dynamische enkel-/voetorthese (voor kinderen)

KiddieGAIT		KiddieROCKER		Maat	Voetplaat lengte	Orthesen-hoogte	Effectieve hakhoogte	Schoenmaat	A-P stabiliteit
Art. nr. rechts	Art. nr. links	Art. nr. rechts	Art. nr. links						
8619R-XXXS	8619L-XXXS	-	-	XXX-small	110 mm	150 mm	7 mm	< 17	4 / 5
8619R-XXS	8619L-XXS	-	-	XX-small	125 mm	180 mm	7 mm	18 – 21	4 / 5
8619R-XS	8619L-XS	-	-	X-small	140 mm	200 mm	8 mm	21 – 22	4 / 5
8621R-S	8621L-S	8622R-S	8622L-S	small	160 mm	220 mm	8 mm	23 – 26	4 / 5
8621R-M	8621L-M	8622R-M	8622L-M	medium	180 mm	257 mm	9 mm	27 – 29	4 / 5
8621R-L	8621L-L	8622R-L	8622L-L	large	200 mm	295 mm	9 mm	30 – 32	4 / 5
8621R-XL	8621L-XL	8622R-XL	8622L-XL	X-large	210 mm	315 mm	9 mm	33 – 34	4 / 5

Bovenstaande maattabel is slechts een richtlijn. De optimale verzorging kan een maat groter of kleiner zijn gebaseerd op verschillende criteria (zie handleiding).

De waarde van de **A-P stabiliteit (1-5)** geeft de stijfheid van de orthese in het sagittale vlak aan.



Carbon Footplate - inlegzool

Toepassing: de Carbon Footplate is bedoeld om de MTP-gewrichten en de voorvoet te beschermen door de ROM te beperken, de druk in de voorvoet te verdelen en het afrollen te vergemakkelijken.

Eigenschappen / Kenmerken

- Een comfortabele pasvorm die eenvoudig in de schoen past.
- Aanpasbaar aan schoenen met een hakhoogte van 7-10 mm.

Productfuncties

- Beperkt de ROM om pijn te verminderen

Artikel-/maattabel Carbon Footplate - inlegzool

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Lengte	Breedte
28035L-S	Stuk	Small	Links	235 mm	77 mm
28035L-M	Stuk	Medium	Links	255 mm	80 mm
28035L-L	Stuk	Large	Links	275 mm	90 mm
28035L-XL	Stuk	X-large	Links	305 mm	99 mm
28035R-S	Stuk	Small	Rechts	235 mm	77 mm
28035R-M	Stuk	Medium	Rechts	255 mm	80 mm
28035R-L	Stuk	Large	Rechts	275 mm	90 mm
28035R-XL	Stuk	X-large	Rechts	305 mm	99 mm



Stretch UP - kous

Toepassing: deze kous wordt gebruikt voor de behandeling van ontstekingen en pijnlijke aandoeningen in de Aponeurosis plantaris.

Eigenschappen / Kenmerken

- Draagtijd: tijdens periodes van rust en 's nachts om te genezen in gestrekte toestand
- Eenvoudig in gebruik

Productfuncties

- Vermindering van symptomatisch ongemak bij het opstaan 's ochtends

Artikel-/maattabel Stretch UP - kous

Art. nr.	Eenheid	Maat	Kuitemvang
34108-S	stuk	small	< 20 cm
34108-M	stuk	medium	20 - 40 cm
34108-L	stuk	large	> 40 cm



ToeUP - voethefferorthese

Toepassing: deze orthese wordt ingezet bij een lichte uitval van de voetheffers en een lichte varus/valgus afwijking.

Eigenschappen / Kenmerken

- Comfortabele polstering met hoog draagcomfort
- Instelbare voetheffer spanning
- Zowel links als rechts inzetbaar

Productfuncties

- Ondersteunen van de dorsiflexie
- Compenseren geringe spierkracht
- Voetheffing tijdens de zwaai fase

Artikel-/maattabel - voethefferorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Enkelomvang
285000010	Stuk	X-small	Universeel	13 – 17 cm
285000011	Stuk	Small	Universeel	17 – 21 cm
285000012	Stuk	Medium	Universeel	21 – 25 cm
285000013	Stuk	Large	Universeel	25 – 29 cm



Dictus Original - voethefferorthese

Toepassing: deze orthese wordt ingezet bij een lichte uitval van de voetheffers en een lichte varus/valgus afwijking.

Eigenschappen / Kenmerken

- Comfortabele polstering rond de enkel
- Hoog draagcomfort
- Instelbare voetheffer spanning
- Zowel links als rechts te gebruiken

Productfuncties

- Ondersteunen van de dorsiflexie
- Compenseren geringe spierkracht
- Voetheffing tijdens de zwaai fase

Artikel-/maattabel Dictus Original - voethefferorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Enkelomvang
530200-000	Stuk	Small	Universeel	12 - 17 cm
530200-011	Stuk	Medium	Universeel	15 - 20 cm
530200-021	Stuk	Large	Universeel	20 - 27 cm
530200-031	Stuk	X-large	Universeel	> 26 cm



Dictus Flex - voethefferorthese

Toepassing: deze orthese wordt ingezet bij een lichte uitval van de voetheffers en een lichte varus/valgus afwijking.

Eigenschappen / Kenmerken

- Comfortabele polstering rond de enkel
- Hoog draagcomfort
- Instelbare voetheffer spanning
- Zowel links als rechts te gebruiken

Productfuncties

- Ondersteunen van de dorsiflexie
- Compenseren geringe spierkracht
- Voetheffing tijdens de zwaai fase

Artikel-/maattabel Dictus Original - voethefferorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Enkelomvang
530400-000	Stuk	Small	Universeel	12 - 17 cm
530400-011	Stuk	Medium	Universeel	15 - 20 cm
530400-021	Stuk	Large	Universeel	20 - 27 cm
530400-031	Stuk	X-large	Universeel	> 26 cm



ATX - voethefferorthese

Toepassing: deze orthese wordt ingezet bij een lichte uitval van de voetheffers en een lichte varus/valgus afwijking.

Eigenschappen / Kenmerken

- Zowel links als rechts te gebruiken
- Instelbare voetheffer spanning
- Comfortabele polstering rond de enkel

Productfuncties

- Ondersteunen van de dorsiflexie
- Compenseren geringe spierkracht
- Voetheffing tijdens de zwaai fase

Artikel-/maattabel ATX - voethefferorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Enkelomvang	A-P stabiliteit
ATX01-XS	stuk	X-small	universeel	13 - 17 cm	1
ATX01-S	stuk	small	universeel	17 - 21 cm	1
ATX01-M	stuk	medium	universeel	21 - 25 cm	1
ATX01-L	stuk	large	universeel	25 - 29 cm	1

Maatnemen: circulair **boven** de enkel. De waarde van de **A-P stabiliteit (1-5)** geeft de stijfheid van de orthese in het sagittale vlak aan.



NAVIGAIT - voethefferorthese

Toepassing: deze orthese wordt ingezet bij een lichte voetheffer aandoening waardoor een betere dorsiflexie mogelijk wordt.

Eigenschappen / Kenmerken

- Actief trekkoord voor traploze regulering
- Geïntegreerde tibia-voering
- Zowel links als rechts inzetbaar

Productfuncties

- Ondersteunen van de dorsiflexie
- Compenseren geringe spierkracht
- Voetheffing tijdens de zwaafase

Artikel-/maattabel NAVIGAIT - voethefferorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Orthesenhoogte	A-P stabiliteit
8620-XS	stuk	X-small	23 cm	2
8620-S/M	stuk	small / medium	27,5 cm	2
8620-L/XL	stuk	large / X-large	31,5 cm	2

De waarde van de **A-P stabiliteit (1-5)** geeft de stijfheid van de orthese in het sagittale vlak aan.



NA400 - Drop Foot Orthosis

Toepassing: ter compensatie voor patiënten met voetheffer insufficiëntie en een beperkte flexie in de voet hebben.

Eigenschappen / Kenmerken

- Open kuit- en hielconstructie
- Voorzien van een mediaal gewelf
- Levering met voering en klittenbandsluitingen

Productfuncties

- Compenseren geringe spierkracht
- Voetheffing tijdens de zwaafase
- Begrenzen van de plantairflexie
- Zijdelingse fixatie van de hiel

Artikel-/maattabel NA400 - Drop Foot Orthosis

Art. nr.	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Zijde	Voetplaat lengte	Hoogte	A-P stabiliteit
NA400L-S	stuk	small	32 - 34	links	23 cm	29 cm	2
NA400L-M	stuk	medium	35 - 37	links	24,5 cm	31 cm	2
NA400L-L	stuk	large	38 - 40	links	26 cm	33 cm	2
NA400L-XL	stuk	X-large	41 - 43	links	27,5 cm	35 cm	2
NA400R-S	stuk	small	32 - 34	rechts	23 cm	29 cm	2
NA400R-M	stuk	medium	35 - 37	rechts	24,5 cm	31 cm	2
NA400R-L	stuk	large	38 - 40	rechts	26 cm	33 cm	2
NA400R-XL	stuk	X-large	41 - 43	rechts	27,5 cm	35 cm	2

De waarde van de **A-P stabiliteit (1-5)** geeft de stijfheid van de orthese in het sagittale vlak aan.



615 - Full Foot - Drop Foot Splint

Toepassing: ter compensatie voor patiënten met insufficiëntie van de voetheffers en een beperkte flexie in de voet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Gesloten kuit- en hielconstructie
- Volledige voetplaat
- Voorzien van een mediaal gewelf
- Materiaal: polypropyleen

Productfuncties

- Compenseren geringe spierkracht
- Voetheffing tijdens de zwaafase
- Begrenzen van de plantairflexie
- Zijdelingse fixatie van de hiel

Artikel-/maattabel 615 - Full Foot - Drop Foot Splint

Art. nr.	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Zijde	Voetplaat lengte	Voetbreedte	Hoogte
615-LS	Stuk	Small	34 - 39	Links	23 cm	8 cm	33 cm
615-LM	Stuk	Medium	39 - 42	Links	25 cm	9 cm	34 cm
615-LXL	Stuk	X-large	44.5 - 47	Links	30 cm	10 cm	40 cm
615-RS	Stuk	Small	34 - 39	Rechts	23 cm	8 cm	33 cm
615-RM	Stuk	Medium	39 - 42	Rechts	25 cm	9 cm	34 cm
615-RL	Stuk	Large	42 - 44.5	Rechts	27 cm	9 cm	35 cm
615-RXL	Stuk	X-large	44.5 - 47	Rechts	30 cm	10 cm	40 cm



617 - DYNAFO - Drop Foot Splint

Toepassing: ter compensatie voor patiënten met insufficiëntie van de voetheffers en een beperkte flexie in de voet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Gesloten kuit- en hielconstructie
- 3/4 voetplaat
- Voorzien van een mediaal gewelf

Productfuncties

- Compenseren geringe spierkracht
- Voetheffing tijdens de zwaafase
- Begrenzen van de plantairflexie
- Zijdelingse fixatie van de hiel

Artikel-/maattabel 617 - DYNAFO - Drop Foot Splint

Art. nr.	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Zijde	Voetplaat lengte	Voetbreedte	Hoogte
617-LS	Stuk	Small	34 - 39	Links	23 cm	8 cm	33 cm
617-LM	Stuk	Medium	39 - 42	Links	25 cm	9 cm	34 cm
617-LL	Stuk	Large	42 - 44.5	Links	27 cm	9 cm	35 cm
617-LXL	Stuk	X-large	44.5 - 47	Links	30 cm	10 cm	40 cm
617-RS	Stuk	Small	34 - 39	Rechts	23 cm	8 cm	33 cm
617-RM	Stuk	Medium	39 - 42	Rechts	25 cm	9 cm	34 cm
617-RX	Stuk	Large	42 - 44.5	Rechts	27 cm	9 cm	35 cm
617-RXL	Stuk	X-large	44.5 - 47	Rechts	30 cm	10 cm	40 cm



Ypsilon Flow 1/2 - enkel-/voetorthese

Toepassing: bij patiënten met een zijdelings stabiel enkelgewricht en een geringe uitval van de voetheffer musculatuur.

Eigenschappen / Kenmerken

- Geconfectioneerd halffabricaat voor individuele aanpassing
- Open hielconstructie
- Geen lichaamsgewicht beperking

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaafase
- Begrenzen van de plantarflexie
- Dynamische teenafzet
- Vrije beweging van het hielbeen

Artikel-/maattabel Ypsilon Flow 1/2 - enkel-/voetorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Zijde	A-P Stab.	Voetplaat lengte	Orthesenhoogte	Effectieve hakhoogte
8616L-S	stuk	small	35 - 38	links	2	230 mm	355 mm	7 mm
8616L-M	stuk	medium	38 - 42	links	2	245 mm	365 mm	7 mm
8616L-L	stuk	large	42 - 45	links	2	270 mm	375 mm	7 mm
8616L-XL	stuk	X-large	45 - 47	links	2	285 mm	385 mm	7 mm
8616R-S	stuk	small	35 - 38	rechts	2	230 mm	355 mm	7 mm
8616R-M	stuk	medium	38 - 42	rechts	2	245 mm	365 mm	7 mm
8616R-L	stuk	large	42 - 45	rechts	2	270 mm	375 mm	7 mm
8616R-XL	stuk	X-large	45 - 47	rechts	2	285 mm	385 mm	7 mm

Bovenstaande maattabel is slechts een leidraad en komt overeen met de voetlengte en de hoogte van de tibia.

De optimale maat kan een maat kleiner of groter zijn en is gebaseerd op verschillende criteria (zie handleiding) en klinisch handboek).

De waarde van de **A-P stabiliteit (1-5)** geeft de stijfheid van de orthese in het sagittale vlak aan.



ToeOFF Flow 2 1/2 - dynamische enkel-/voetorthese

Toepassing: bij matige tot zwaardere uitvalsverschijnselen en lichte tot gemiddelde enkelinstabiliteit.

Eigenschappen / Kenmerken

- Inzetbaar in schoeisel met een lage hakhoogte
- Levering inclusief ComfortKIT-binnenvoering

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaafase
- Begrenzen van de plantairflexie
- Dynamische teenafzet

Artikel-/maattabel ToeOFF Flow 2 1/2 - dynamische enkel-/voetorthese

Art. nr. rechts met passant	Art. nr. links met passant	Art. nr. rechts zonder passant	Art. nr. links zonder passant	Eenheid	Maat	Schoenmaat	A-P Stab.	Voetplaat lengte	Hoogte	Effectieve hakhoogte
8615.401R-XS	8615.401L-XS	8615.402R-XS	8615.402L-XS	stuk	X-small	32 - 35	3	210 mm	360 mm	7 mm
8615.401R-S	8615.401L-S	8615.402R-S	8615.402L-S	stuk	small	35 - 38	3	230 mm	380 mm	7 mm
8615.401R-M	8615.401L-M	8615.402R-M	8615.402L-M	stuk	medium	38 - 42	3	245 mm	405 mm	7 mm
8615.401R-L	8615.401L-L	8615.402R-L	8615.402L-L	stuk	large	42 - 45	3	270 mm	430 mm	7 mm
8615.401R-XL	8615.401L-XL	8615.402R-XL	8615.402L-XL	stuk	X-large	45 - 47	3	285 mm	450 mm	7 mm

Bovenstaande maattabel is slechts een leidraad. De optimale verzorging kan een maat kleiner of groter zijn en is gebaseerd op verschillende criteria (zie handleiding). De waarde van de **A-P stabiliteit (1-5)** geeft de stijfheid van de orthese in het sagittale vlak aan.



Ypsilon

ToeOFF

BlueROCKER

Allard-AFO

Dynamische enkel-/voetorthesen



ToeOFF - dynamische enkel-/voetorthese

Toepassing: bij matige tot zwaardere uitvalverschijnselen en lichte tot gemiddelde enkelinstabiliteit.

Eigenschappen / Kenmerken

- Levering inclusief ComfortKIT-binnenvoering
- Geïntegreerd Microfix voor eenvoudige wisseling van voering

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaafase
- Begrenzen van de plantairflexie
- Dynamische teenafzet
- Vrije beweeglijkheid van het hielbeen

Artikel-/maattabel ToeOFF 2.0 / 2½ - dynamische enkel-/voetorthese (met binnenvoering)

Effectieve hak-hoogte	Art. nr. TO 2.0 sluiting met passant	Art. nr. TO 2.0 sluiting zonder passant	Hak-hoogte	Art. nr. TO 2½ sluiting met passant	Art. nr. TO 2½ sluiting zonder passant	Zijde	Schoen-maat	A-P Stab.	Voetplaat lengte	Orthese hoogte
12 mm	8615.201R-XS	8615.202R-XS	7 mm	8615.301R-XS	8615.302R-XS	rechts	32 – 35	4	210 mm	360 mm
12 mm	8615.201R-S	8615.202R-S	7 mm	8615.301R-S	8615.302R-S	rechts	35 – 38	4	230 mm	380 mm
15 mm	8615.201R-M	8615.202R-M	7 mm	8615.301R-M	8615.302R-M	rechts	38 – 42	4	245 mm	405 mm
16 mm	8615.201R-L	8615.202R-L	7 mm	8615.301R-L	8615.302R-L	rechts	42 – 45	4	270 mm	430 mm
16 mm	8615.201R-XL	8615.202R-XL	7 mm	8615.301R-XL	8615.302R-XL	rechts	45 – 47	4	285 mm	450 mm
12 mm	8615.201L-XS	8615.202L-XS	7 mm	8615.301L-XS	8615.302L-XS	links	32 – 35	4	210 mm	360 mm
12 mm	8615.201L-S	8615.202L-S	7 mm	8615.301L-S	8615.302L-S	links	35 – 38	4	230 mm	380 mm
15 mm	8615.201L-M	8615.202L-M	7 mm	8615.301L-M	8615.302L-M	links	38 – 42	4	245 mm	405 mm
16 mm	8615.201L-L	8615.202L-L	7 mm	8615.301L-L	8615.302L-L	links	42 – 45	4	270 mm	430 mm
16 mm	8615.201L-XL	8615.202L-XL	7 mm	8615.301L-XL	8615.302L-XL	links	45 – 47	4	285 mm	450 mm

Bovenstaande maattabel is slechts een leidraad en komt overeen met de voetlengte en de hoogte van de tibia. De optimale verzorging kan een maat kleiner of groter zijn en is gebaseerd op verschillende criteria (zie handleiding). In de tabel vindt u de volgende 2 uitvoeringen van de ToeOFF 2.0 / 2½:

ToeOFF 2.0 - / 2½, inclusief klittenbandsluiting **met** passant (art. nr. 8615.201 / 8615.301);

ToeOFF 2.0 - / 2½, inclusief klittenbandsluiting **zonder** passant (art. nr. 8615.202 / 8615.302).

De waarde van de **A-P stabiliteit (1-5)** geeft de stijfheid van de orthese in het sagittale vlak aan.

Artikel-/maattabel ToeOFF 2.0 / 2½ - carbon component (zonder binnenvoering)

Effectieve hak-hoogte	Art. nr. TO 2.0 sluiting met passant	Art. nr. TO 2.0 sluiting zonder passant	Hak-hoogte	Art. nr. TO 2½ sluiting met passant	Art. nr. TO 2½ sluiting zonder passant	Zijde	Schoen-maat	A-P Stab.	Voetplaat lengte	Orthese hoogte
12 mm	8615.203R-XS	8615.204R-XS	7 mm	8615.303R-XS	8615.304R-XS	rechts	32 – 35	4	210 mm	360 mm
12 mm	8615.203R-S	8615.204R-S	7 mm	8615.303R-S	8615.304R-S	rechts	35 – 38	4	230 mm	380 mm
15 mm	8615.203R-M	8615.204R-M	7 mm	8615.303R-M	8615.304R-M	rechts	38 – 42	4	245 mm	405 mm
16 mm	8615.203R-L	8615.204R-L	7 mm	8615.303R-L	8615.304R-L	rechts	42 – 45	4	270 mm	430 mm
16 mm	8615.203R-XL	8615.204R-XL	7 mm	8615.303R-XL	8615.304R-XL	rechts	45 – 47	4	285 mm	450 mm
12 mm	8615.203L-XS	8615.204L-XS	7 mm	8615.303L-XS	8615.304L-XS	links	32 – 35	4	210 mm	360 mm
12 mm	8615.203L-S	8615.204L-S	7 mm	8615.303L-S	8615.304L-S	links	35 – 38	4	230 mm	380 mm
15 mm	8615.203L-M	8615.204L-M	7 mm	8615.303L-M	8615.304L-M	links	38 – 42	4	245 mm	405 mm
16 mm	8615.203L-L	8615.204L-L	7 mm	8615.303L-L	8615.304L-L	links	42 – 45	4	270 mm	430 mm
16 mm	8615.203L-XL	8615.204L-XL	7 mm	8615.303L-XL	8615.304L-XL	links	45 – 47	4	285 mm	450 mm

Bovenstaande maattabel is slechts een leidraad en komt overeen met de voetlengte en de hoogte van de tibia. De optimale verzorging kan een maat kleiner of groter zijn en is gebaseerd op verschillende criteria (zie handleiding). In de tabel vindt u de volgende 2 uitvoeringen van de ToeOFF 2.0 / 2½:

ToeOFF 2.0 - / 2½ - carbon component, inclusief klittenbandsluiting **met** passant (art. nr. 8615.203 / 8615.303);

ToeOFF 2.0 - / 2½ - carbon component, inclusief klittenbandsluiting **zonder** passant (art. nr. 8615.204 / 8615.304).

De waarde van de **A-P stabiliteit (1-5)** geeft de stijfheid van de orthese in het sagittale vlak aan.

Indien u een patiënt heeft die op grond van bijzondere lichaamseigenschappen **niet** met een geconfectioneerde standaard ToeOFF is te verzorgen, dan is er de mogelijkheid om een ToeOFF CUSTOM (maatwerk) te maken.



BlueROCKER - dynamische enkel-/voetorthese

Toepassing: bij zwaardere uitval verschijnselen en meervoudige beperkingen, enkelinstabiliteit en/of proximale spierzwakte.

Eigenschappen / Kenmerken

- Levering inclusief ComfortKIT-binnenvoering
- Geïntegreerd Microfix voor eenvoudige wisseling van voering

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaafase
- Begrenzen van de plantairflexie
- Dynamische teenafzet
- Kniecontrole tijdens de standfase

Artikel-/maattabel BlueROCKER 2.0 / 2½ - dynamische enkel-/voetorthese (met binnenvoering)

Effectieve hak-hoogte	Art. nr. TO 2.0 sluiting met passant	Art. nr. TO 2.0 sluiting zonder passant	Hak-hoogte	Art. nr. TO 2½ sluiting met passant	Art. nr. TO 2½ sluiting zonder passant	Zijde	Schoen-maat	A-P Stab.	Voetplaat lengte	Orthese hoogte
12 mm	8618.201R-XS	8618.202R-XS	7 mm	8618.301R-XS	8618.302R-XS	rechts	32 – 35	5	210 mm	360 mm
12 mm	8618.201R-S	8618.202R-S	7 mm	8618.301R-S	8618.302R-S	rechts	35 – 38	5	230 mm	380 mm
15 mm	8618.201R-M	8618.202R-M	7 mm	8618.301R-M	8618.302R-M	rechts	38 – 42	5	245 mm	405 mm
16 mm	8618.201R-L	8618.202R-L	7 mm	8618.301R-L	8618.302R-L	rechts	42 – 45	5	270 mm	430 mm
16 mm	8618.201R-XL	8618.202R-XL	7 mm	8618.301R-XL	8618.302R-XL	rechts	45 – 47	5	285 mm	450 mm
12 mm	8618.201L-XS	8618.202L-XS	7 mm	8618.301L-XS	8618.302L-XS	links	32 – 35	5	210 mm	360 mm
12 mm	8618.201L-S	8618.202L-S	7 mm	8618.301L-S	8618.302L-S	links	35 – 38	5	230 mm	380 mm
15 mm	8618.201L-M	8618.202L-M	7 mm	8618.301L-M	8618.302L-M	links	38 – 42	5	245 mm	405 mm
16 mm	8618.201L-L	8618.202L-L	7 mm	8618.301L-L	8618.302L-L	links	42 – 45	5	270 mm	430 mm
16 mm	8618.201L-XL	8618.202L-XL	7 mm	8618.301L-XL	8618.302L-XL	links	45 – 47	5	285 mm	450 mm

Bovenstaande maattabel is slechts een leidraad en komt overeen met de voetlengte en de hoogte van de tibia. De optimale verzorging kan een maat kleiner of groter zijn en is gebaseerd op verschillende criteria (zie handleiding). In de tabel vindt u de volgende 4 uitvoeringen van de BlueROCKER 2.0 / 2½:

BlueROCKER 2.0 - / 2½ orthese, inclusief klittenbandsluiting **met** passant (art. nr. 8618.201 / 8618.301);

BlueROCKER 2.0 - / 2½ orthese, inclusief klittenbandsluiting **zonder** passant (art. nr. 8618.202 / 8618.302).

De waarde van de **A-P stabiliteit (1-5)** geeft de stijfheid van de orthese in het sagittale vlak aan.

Artikel-/maattabel BlueROCKER 2.0 / 2½ - carbon component (zonder binnenvoering)

Effectieve hak-hoogte	Art. nr. TO 2.0 sluiting met passant	Art. nr. TO 2.0 sluiting zonder passant	Hak-hoogte	Art. nr. TO 2½ sluiting met passant	Art. nr. TO 2½ sluiting zonder passant	Zijde	Schoen-maat	A-P Stab.	Voetplaat lengte	Orthese hoogte
12 mm	8618.203R-XS	8618.204R-XS	7 mm	8618.303R-XS	8618.304R-XS	rechts	32 – 35	5	210 mm	360 mm
12 mm	8618.203R-S	8618.204R-S	7 mm	8618.303R-S	8618.304R-S	rechts	35 – 38	5	230 mm	380 mm
15 mm	8618.203R-M	8618.204R-M	7 mm	8618.303R-M	8618.304R-M	rechts	38 – 42	5	245 mm	405 mm
16 mm	8618.203R-L	8618.204R-L	7 mm	8618.303R-L	8618.304R-L	rechts	42 – 45	5	270 mm	430 mm
16 mm	8618.203R-XL	8618.204R-XL	7 mm	8618.303R-XL	8618.304R-XL	rechts	45 – 47	5	285 mm	450 mm
12 mm	8618.203L-XS	8618.204L-XS	7 mm	8618.303L-XS	8618.304L-XS	links	32 – 35	5	210 mm	360 mm
12 mm	8618.203L-S	8618.204L-S	7 mm	8618.303L-S	8618.304L-S	links	35 – 38	5	230 mm	380 mm
15 mm	8618.203L-M	8618.204L-M	7 mm	8618.303L-M	8618.304L-M	links	38 – 42	5	245 mm	405 mm
16 mm	8618.203L-L	8618.204L-L	7 mm	8618.303L-L	8618.304L-L	links	42 – 45	5	270 mm	430 mm
16 mm	8618.203L-XL	8618.204L-XL	7 mm	8618.303L-XL	8618.304L-XL	links	45 – 47	5	285 mm	450 mm

Bovenstaande maattabel is slechts een leidraad en komt overeen met de voetlengte en de hoogte van de tibia. De optimale verzorging kan een maat kleiner of groter zijn en is gebaseerd op verschillende criteria (zie handleiding). In deze tabel vindt u de volgende 4 uitvoeringen van de BlueROCKER 2.0 / 2½:

BlueROCKER 2.0 - / 2½ carbon component, inclusief klittenbandsluiting **met** passant (art. nr. 8618.203 / 8618.303);

BlueROCKER 2.0 - / 2½ carbon component, inclusief klittenbandsluiting **zonder** passant (art. nr. 8618.204 / 8618.304).

De waarde van de **A-P stabiliteit (1-5)** geeft de stijfheid van de orthese in het sagittale vlak aan.

Indien u een patiënt heeft die op grond van bijzondere lichaamseigenschappen **niet** met een geconfectioneerde standaard BlueROCKER is te verzorgen, dan is er de mogelijkheid om een BlueROCKER CUSTOM (maatwerk) te maken.



Custom Allard AFO - dynamische enkel-/voetorthese

Toepassing: deze maatwerk orthese is de oplossing indien - op grond van bijzondere onderbeencontouren - een standaard Allard AFO orthesen niet inzetbaar is.

Eigenschappen / Kenmerken

- Maatwerk orthese
- 2 varianten beschikbaar: Custom ToeOFF en Custom BlueROCKER
- Ventraal ontwerp

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Begrenzen van de plantairflexie
- Dynamische teenafzet
- Verkrijgbaar via OrthoFusion+



Method-TA - koolstofcomposiet AFO

Toepassing: deze enkel-/voetorthese wordt ingezet voor de behandeling van een breed scala aan pathologische loopafwijkingen en andere complexe neuromotorische aandoeningen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Levering inclusief Triple Action B-scharnier
- Levering inclusief aanpasbare binnenvoering

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Maatwerk is mogelijk indien confectie niet volstaat
- Inclusief Triple Action B-scharnier

Artikel-/maattabel Method-TA - koolstofcomposiet AFO

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Orthesenhoogte	Voetplaat lengte	Gewichtslimiet
METHOD-TA-SL	Stuk	Small	Links	356 mm	241 mm	100 kg
METHOD-TA-SR	Stuk	Small	Rechts	356 mm	241 mm	100 kg
METHOD-TA-LL	Stuk	Large	Links	406 mm	279 mm	100 kg
METHOD-TA-LR	Stuk	Large	Rechts	406 mm	279 mm	100 kg



ALFESS - Functioneel Elektrisch Stimulatie Systeem

Toepassing: ALFESS is een nieuwe, moderne en functionele elektrostimulator (FES) om het looppatroon van patiënten met beperkte voetheffer musculatuur te verbeteren.

Eigenschappen / Kenmerken

- Enkelhandig te bedienen via tiptoetsen
- Lichtgewicht, slank en vloeiend profiel

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaai fase

Artikel-/maattabel ALFESS - Functioneel Elektrisch Stimulatie Systeem

Art. nr.	Eenheid	Maat	Kuitemvang
282700712	stuk	universeel	30 - 36 cm



PSL800 - Multi-Positional Foot-ankle Splint

Toepassing: deze anti rotatie orthese wordt conservatief en postoperatief ingezet ter immobilisatie van de voet en het controleren van de stand van het enkelgewricht.

Eigenschappen / Kenmerken

- Orthese is thermoplastisch vormbaar
- Instelbare plantar/dorsiflexie tot 60°, in stappen van 10°

Productfuncties

- Immobilisatie van de voet
- Controleren van de gewrichten van het onderste ledemaat

Artikel-/maattabel PSL800 - Multi-Positional Foot-ankle Splint

Art. nr.	Eenheid	Maat	Voetlengte	Zijde
PSL800-S	stuk	small	< 32	universeel
PSL800-M	stuk	medium	32 - 38	universeel
PSL800-L	stuk	large	39 - 44	universeel
PSL800-XL	stuk	X-large	> 44	universeel

A.S.O. - enkelorthese

Toepassing: de vervanging voor tape! Deze orthesen bieden ondersteuning en stabiliteit aan de enkel en worden ingezet bij enkelblessures.

Eigenschappen / Kenmerken

- Alternatief voor tapeverband
- Links en rechts draagbaar

Productfuncties

- Verminderen ROM gewricht, lichte tot en met zware beperking



Artikel-/maattabel A.S.O. Standard - enkelorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Wreef/hielomvang (cY- of H-maat)	Kleur
8634-XXS	stuk	XX-small	30 - 33	23 - 26 cm	wit
8634-XS	stuk	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	wit
8634-S	stuk	small	37 - 40	28 - 31 cm	wit
8634-M	stuk	medium	41 - 43	31 - 33 cm	wit
8634-L	stuk	large	44 - 46	33 - 36 cm	wit
8634-XL	stuk	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	wit
8634-XXL	stuk	XX-large	> 48	37 - 41 cm	wit
8635-XXS	stuk	XX-small	30 - 33	23 - 26 cm	zwart
8635-XS	stuk	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	zwart
8635-S	stuk	small	37 - 40	28 - 31 cm	zwart
8635-M	stuk	medium	41 - 43	31 - 33 cm	zwart
8635-L	stuk	large	44 - 46	33 - 36 cm	zwart
8635-XL	stuk	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	zwart
8635-XXL	stuk	XX-large	> 48	37 - 41 cm	zwart

Maatnemen: gebruik de schoenmaat als richtlijn; echter voor de exacte maat meet u de wreef/hielomvang over de sportsok of kous.

Artikel-/maattabel A.S.O. EVO - enkelorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Wreef/hielomvang (cY- of H-maat)	Kleur
8638-XS	stuk	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	zwart
8638-S	stuk	small	37 - 40	28 - 31 cm	zwart
8638-M	stuk	medium	41 - 43	31 - 33 cm	zwart
8638-L	stuk	large	44 - 46	33 - 36 cm	zwart
8638-XL	stuk	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	zwart
8638-XXL	stuk	XX-large	> 48	37 - 41 cm	zwart

Maatnemen: gebruik de schoenmaat als richtlijn; echter voor de exacte maat meet u de wreef/hielomvang over de sportsok of kous.

Artikel-/maattabel A.S.O. EVO Speed Lacer - enkelorthese

Art. nr. Speed Lacer	Art. nr. Speed Lacer II	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Wreef/hielomvang (cY- of H-maat)	Kleur
8639-XS	223641	stuk	X-Small	34 - 36	26 - 28 cm	zwart
8639-S	223641	stuk	Small	37 - 40	28 - 31 cm	zwart
8639-M	223641	stuk	Medium	41 - 43	31 - 33 cm	zwart
8639-L	223641	stuk	Large	44 - 46	33 - 36 cm	zwart
8639-XL	223641	stuk	X-Large	47 - 48	36 - 37 cm	zwart
8639-XXL	223641	stuk	XX-Large	> 48	37 - 41 cm	zwart

Maatnemen: gebruik de schoenmaat als richtlijn; echter voor de exacte maat meet u de wreef/hielomvang over de sportsok of kous.

Artikel-/maattabel A.S.O. EVO Quatro - enkelorthese

Art. nr.	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Wreef/hielomvang (cY- of H-maat)	Kleur
8642-XS	stuk	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	zwart
8642-S	stuk	small	37 - 40	28 - 31 cm	zwart
8642-M	stuk	medium	41 - 43	31 - 33 cm	zwart
8642-L	stuk	large	44 - 46	33 - 36 cm	zwart
8642-XL	stuk	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	zwart
8642-XXL	stuk	XX-large	> 48	37 - 41 cm	zwart

Maatnemen: gebruik de schoenmaat als richtlijn; echter voor de exacte maat meet u de wreef/hielomvang over de sportsok of kous.

Artikel-/maattabel A.S.O. EVO Hinge - enkelorthese met scharnier

Art. nr.	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Wreef/hielomvang (cY- of H-maat)	Kleur	Type
8638H-XS	stuk	X-small	34 - 36	25,5 - 28 cm	zwart	-
8638H-S	stuk	small	37 - 40	28 - 30,5 cm	zwart	-
8638H-M	stuk	medium	41 - 43	30,5 - 33 cm	zwart	-
8638H-L	stuk	large	44 - 46	33 - 35,5 cm	zwart	-
8638H-XL	stuk	X-large	47 - 48	35,5 - 37 cm	zwart	-
8638H-XXL	stuk	XX-large	> 48	37 - 41 cm	zwart	-
8639H-XS	stuk	X-small	34 - 36	25,5 - 28 cm	zwart	Speed Lacer
8639H-S	stuk	small	37 - 40	28 - 30,5 cm	zwart	Speed Lacer
8639H-M	stuk	medium	41 - 43	30,5 - 33 cm	zwart	Speed Lacer
8639H-L	stuk	large	44 - 46	33 - 35,5 cm	zwart	Speed Lacer
8639H-XL	stuk	X-large	47 - 48	35,5 - 37 cm	zwart	Speed Lacer
8639H-XXL	stuk	XX-large	> 48	37 - 41 cm	zwart	Speed Lacer

Maatnemen: gebruik de schoenmaat als richtlijn; echter voor de exacte maat meet u de wreef/hielomvang over de sportsok of kous.



UFO - Plantar Fasciitis orthese

Toepassing: deze orthese is een geprefabriceerde nacht orthese voor de behandeling van Plantar Fasciitis en Achilles Tendinitis.

Eigenschappen / Kenmerken

- Verstelbare dorsiflexie banden
- Uitneembare en wasbare foamvoering
- Universeel - past links en rechts - 5 maten

Productfuncties

- De UFO ondersteunt de voet in lichte dorsiflexie en geeft een langdurige, milde rek aan de plantar fascia en achillespees.

Artikel-/maattabel UFO - Plantar Fasciitis orthese

Art. nr.	Eenheid	Schoenmaat dames	Schoenmaat heren	Voetlengte	Orthesenhoogte
OM3619	Stuk	Tot 37	38	21 cm	27 cm
OM3620	Stuk	37 - 40	38 - 40	24 cm	33 cm
OM3621	Stuk	40 - 42	40 - 42	26 cm	35 cm
OM3622	Stuk	>42	42 - 45	28 cm	38 cm
OM3623	Stuk	N.v.t.	>45	30 cm	41 cm



MyPRIM Kids - enkelorthese

Toepassing: de MyPRIM Kids enkelorthese ondersteunt en stabiliseert het gewricht waardoor een mediale controle van de enkel mogelijk wordt dankzij de voorste cross-over banden.

Eigenschappen / Kenmerken

- MyPrim Kids zijn gemaakt met een naadloze productietechnologie
- Links en rechts draagbaar
- FST technologie, zeer huidvriendelijk

Productfuncties

- Ondersteunt en stabiliseert het enkelgewricht

Artikel-/maattabel MyPRIM Kids - enkelorthese

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Enkelomvang
MPK800-1	stuk	universeel	16 - 19 cm
MPK800-2	stuk	universeel	19 - 22 cm

Maatnemen: circulair op het breedste deel van de enkel.



Bébox - voetredressie orthese

Toepassing: deze orthese wordt ingezet bij congenitale spierversanderingen, voorvoet of neurologische afwijkingen.

Eigenschappen / Kenmerken

- De voorvoet en hiel zijn door middel van een multi-axiaal scharnier met elkaar verbonden
- Materiaal: zacht leer

Productfuncties

- Verminderen standafwijking

Artikel-/maattabel Bébox - voetredressie orthese

Art. nr. links	Art. nr. rechts	Eenheid	Voetlengte
8731L-7,5	8731R-7,5	stuk	7,5 cm
8731L-8	8731R-8	stuk	8,0 cm
8731L-8,5	8731R-8,5	stuk	8,5 cm
8731L-9	8731R-9	stuk	9,0 cm
8731L-9,5	8731R-9,5	stuk	9,5 cm
8731L-10	8731R-10	stuk	10,0 cm
8731L-10,5	8731R-10,5	stuk	10,5 cm
8731L-11,5	8731R-11,5	stuk	11,5 cm
8731L-12,5	8731R-12,5	stuk	12,5 cm
8731L-13,5	8731R-13,5	stuk	13,5 cm
8731L-14,5	8731R-14,5	stuk	14,5 cm
8731L-15,5	8731R-15,5	stuk	15,5 cm
8731L-16,5	8731R-16,5	stuk	16,5 cm

Neem de maten op: Lengte van de voet van de hiel tot de punt van de grote teen.
We raden aan een groeiereserve van 0,5 cm (kleinste maat) tot 1 cm (grootste maat) toe te voegen.



SureStep - dynamische enkel/voetorthese (naar maat)

Toepassing: deze orthese wordt bij kleine kinderen met een lage spiertonus en daarmee gerelateerde voet-/enkel pronatie afwijkingen ingezet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Voorvoerbreedte < 7,5 cm zonder gipsafdruk
- Voorvoerbreedte > 7,5 cm met gipsafdruk

Productfuncties

- Correct positioneren van de hypotone knikvoet
- Correctie van de voet-/enkelpronatie bij lage spiertonus

Artikel-/maattabel SureStep - dynamische enkel/voetorthese (naar maat)

Art. nr.	Eenheid	Lichaamsgewicht	Productie basis
SURESTEP-DSS	paar	< 35 kg	maatblad
SURESTEP-DSS1	stuk	< 35 kg	maatblad
SURESTEP GIPS	stuk	< 35 kg	gipsafdruk



BigShot - dynamische enkel-/voetorthese (naar maat)

Toepassing: deze orthese wordt als vervolg verzorging van de SureStep bij kinderen met een lage spiertonus ingezet.

Eigenschappen / Kenmerken

- Kan in confectieschoen gedragen worden
- Combineerbaar met KiddieGAIT & KiddieROCKER

Productfuncties

- Compenseren van de hypotone knikvoet
- Controle tijdens het afrollen van de voet

Artikel-/maattabel BigShot - dynamische enkel-/voetorthese (naar maat)

Art. nr.	Eenheid	Lichaamsgewicht	Uitvoering
BIG SHOT	paar	> 35 kg	per paar
BIG SHOT LITE	paar	23 - 40 kg	per paar
BIG SHOT-1	stuk	> 35 kg	per stuk
BIG SHOT-1 LITE	stuk	23 - 40 kg	per stuk



T-strap - ToeOFF en BlueROCKER

Toepassing: de T-strap valgus correctieband voor ToeOFF 2.0 en BlueROCKER 2.0 wordt gebruikt voor het corrigeren van een valgusstand van het hielbeen.

Eigenschappen / Kenmerken

- One size fits all
- Gewricht overlappend
- Thermoplastisch vormbaar
- Luchtdoorlatend

Productfuncties

- Ter correctie van bovenste (enkel) spronggewricht en subtalaire gewricht in de neutrale stand

Artikel-/maattabel T-strap - ToeOFF en BlueROCKER

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde
28777L	Stuk	Universeel	Links
28777R	Stuk	Universeel	Rechts

Orthesen componenten

Alle extremiteiten.....	110
Heup.....	116
Onderste extremiteit.....	120



ALLE EXTREMITÄTEN





MultiMotion 2.5 - dynamisch correctie systeemscharnier

Toepassing: behandeling van dynamisch corrigeerbare contracturen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Zowel inzetbaar in flexie of extensie richting
- Bewegingsuitslag van +95° tot -95°
- Instelbare flexie- extensiestops

Productfuncties

- Traploos instelbare dynamische extensie of flexie van het scharnier

Artikel-/maattabel MultiMotion 2.5 - dynamisch correctie systeemscharnier

Art. nr.	Eenheid	Maat	Stang-breedte	Scharnier-dikte	Offset T-bar	Hoogte vloer tot draaipunt scharnier	Materiaal	Diameter behuizing	Proximale stangaansluiting	Distale stangaansluiting
MM04.2M-12	Stuk	Medium	12 mm	22 mm	-	64 mm	Staal	36 mm	Stang adapter	Stang adapter
MM04.2MT-12	Stuk	Medium	12 mm	28 mm	10 mm	56 mm	Staal	36 mm	Stang adapter	Geïntegreerde t-bar
MM04.2B-12	Stuk	Medium	12 mm	22 mm	-	270 mm	Staal	36 mm	Geïntegreerde stangen	Geïntegreerde stangen
MM04.2BT-12	Stuk	Medium	12 mm	28 mm	10 mm	56 mm	Staal	36 mm	Geïntegreerde stangen	Geïntegreerde t-bar
MM05.2M-16	Stuk	Large	16 mm	26 mm	-	75 mm	Staal	50 mm	Stang adapter	Stang adapter
MM05.2MT-16	Stuk	Large	16 mm	30 mm	11 mm	73 mm	Staal	50 mm	Stang adapter	Geïntegreerde t-bar
MM05.2B-16	Stuk	Large	16 mm	26 mm	-	250 mm	Staal	50 mm	Geïntegreerde stangen	Geïntegreerde stangen
MM05.2BT-16	Stuk	Large	16 mm	30 mm	11 mm	73 mm	Staal	50 mm	Geïntegreerde stangen	Geïntegreerde t-bar

MultiMotion





MultiStatic - correctie scharnieren

Toepassing: het MultiStatic correctiescharnier biedt een snelle, efficiënte en adequate statische verzorging van contracturen volgens het HLBS principe.

Eigenschappen / Kenmerken

- Eenvoudige hoekinstelling door optimaal gepositioneerde scharnier as

Productfuncties


- Traploos instelbare flexie- of extensiestand van het scharnier

Artikel-/maattabel MultiStatic - correctie scharnieren

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Totale lengte	Stangbreedte	Hoogte	Stangdikte	Gewicht	Scharnierkop diameter
MS02B-09	stuk	X-small	universeel	100 mm	9 mm	6,5 mm	1,5 mm	14 g	11 mm
MS03B-12	stuk	small	universeel	400 mm	12 mm	8,5 mm	2 mm	83 g	19 mm
MS04B-16	stuk	medium	universeel	400 mm	16 mm	9,5 mm	2 mm	121 g	25 mm
MS05B-19	stuk	large	universeel	400 mm	19 mm	10,5 mm	2 mm	151 g	30 mm



MultiStatic



FreeMotion - scharnieren (vrijbeweeglijk)

Toepassing: enkelassig, vrij beweeglijk scharnier wat ideaal inzetbaar is als meeloper in combinatie met een functioneel scharnier.

Eigenschappen / Kenmerken

- Bewegingsuitslag: +120° tot -120°
- Stangbreedte: 12 mm (small), 16 mm (medium)
- Stangdikte: 3 mm

Productfuncties

- Individueel of als begeleidend scharnier wat zorgt voor voldoende torsiestijfheid van de orthese

Artikel-/maattabel FreeMotion - scharnieren (vrijbeweeglijk)

Nr.	Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	Scharnierkop diameter	Offset T-Bar	Hoogte vloer tot draaipunt scharnier
1	FM03M-12	stuk	small	universeel	93 mm	12 mm	11 mm	40 g	18 mm	-	46 mm
2	FM03MT-12	stuk	small	universeel	97 mm	12 mm	11 mm	72 g	18 mm	10 mm	50 mm
3	FM03BT-12	stuk	small	universeel	250 mm	12 mm	11 mm	106 g	18 mm	10 mm	50 mm
4	FM03B-12	stuk	small	universeel	400 mm	12 mm	11 mm	102 g	18 mm	-	50 mm
5	FM04M-16	stuk	medium	universeel	97 mm	16 mm	11 mm	52 g	22 mm	-	48 mm
6	FM04MT-16	stuk	medium	universeel	105 mm	16 mm	11 mm	88 g	22 mm	10 mm	55 mm
7	FM04BT-16	stuk	medium	universeel	260 mm	16 mm	11 mm	134 g	22 mm	10 mm	55 mm
8	FM04B-16	stuk	medium	universeel	400 mm	16 mm	11 mm	140 g	22 mm	-	200 mm



Binky - universele scharnieren (vrijbeweeglijk)

Toepassing: universele scharnieren zonder flexie en/of extensie stops voor gebruik in orthesen uit thermoplastische kunststoffen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Vrijbeweeglijk
- Enkelassig
- Voorzien van M4 schroefdraad boorgaten

Productfuncties

- In paren voor gezamenlijke begeleiding
- Individueel als meeloper

Artikel-/maattabel Binky - universele scharnieren (vrijbeweeglijk)

Art. nr.	Eenheid	Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht	Lichaamsgewicht
814101	paar	62 mm	12 mm	2,5 mm	18 g	< 35 kg
814102	paar	76 mm	18 mm	2,5 mm	30 g	< 100 kg



UP
HER



MultiMotion 2.5 - heupabductiesysteem (voor kinderen)

Toepassing: dit dynamische heupabductiesysteem wordt ingezet om het been fysiologisch correct te positioneren en het heupgewricht te stabiliseren.

Eigenschappen / Kenmerken

- Traploos instelbare abductiekracht
- Abductie-/Adductiestops: instelbaar in stappen van 12° (Small) resp. 14° (Regular)

Productfuncties

- Traploos instelbare dynamische abductie van het heupgewricht
- Begrenzen van de adductie of abductie van het heupgewricht

Artikel-/maattabel MultiMotion 2.5 - heupabductiesysteem (voor kinderen)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Geschikt voor
MM-HA-S	set	small	lichaamslengte < 105 cm
MM-HA-R	set	regular	lichaamslengte > 105 cm

Het MultiMotion correctiescharnier moet altijd apart en aanvullend worden besteld (zie accessoires).



Orthese heupscharnier

Toepassing: orthese heupscharnier wordt in orthesen ingezet voor een gecontroleerde heupabductie.

Eigenschappen / Kenmerken

- Het orthese heupscharnier is gemaakt uit staal
- In verschillende en instelbare abductiehoeken verkrijgbaar

Productfuncties

- Verminderen van bewegingsuitslag

Artikel-/maattabel Orthese heupscharnier

Art. nr.	Eenheid	Maat	Abductie	Lengte onderste stang	Lengte bovenstan	Scharnierkop diameter
50728	stuk	small	variabel	15 cm	13 cm	31/32"
50732	stuk	medium	variabel	19 cm	14 cm	1-1/8"
50757	stuk	large	variabel	20 cm	15 cm	1-7/16"
50758	stuk	medium, X-lang	variabel	30 cm	14 cm	1-1/8"
50759	stuk	large, X-lang	variabel	30 cm	15 cm	1-7/16"
58642	stuk	small	0°	15 cm	13 cm	31/32"
58552	stuk	medium	10°	19 cm	14 cm	1-1/8"
58646	stuk	small	25°	15 cm	13 cm	31/32"
58560	stuk	medium	25°	19 cm	14 cm	1-1/8"
58602	stuk	large	25°	20 cm	15 cm	1-7/16"
58578	stuk	medium	35°	19 cm	14 cm	1-1/8"



Scottish Rite - orthesen bouwset

Toepassing: de Scottish Rite orthese, ook wel de Atlanta brace genoemd, zorgt voor een abductie van de heupen.

Eigenschappen / Kenmerken

- De optionele dijbeenmanchetten worden met behulp van meegeleverde stelstrips aan de heupscharnieren bevestigd

Productfuncties

- Abductie van de heupgewrichten
- Vrije of begrensde heupflexie en extensie

Artikel-/maattabel Scottish Rite - orthesen bouwset

Art. nr.	Eenheid	Maat	Abductie
50454	set	small	25°
50810	set	medium	25°
50826	set	large	25°
50456	set	small	35°
50818	set	medium	35°
50834	set	large	35°
50458	set	small	variabel
50842	set	medium	variabel
50850	set	large	variabel

small = kinderen van 2 tot 4 jaar **medium** = kinderen van 4 tot 14 jaar **large** = jongeren vanaf 14 jaar.
Bij actieve of corpulente kinderen dient u een maat groter te bestellen.



ONDERSTE EXTREMITET



SPL 2 - orthese kniescharnier

Toepassing: bij kniestickeker insufficiëtie. Automatische ver-/ontgrendeling biedt een fysiologisch looppatroon.

Eigenschappen / Kenmerken

- Bilateraal en/of monolateraal inzetbaar
- Vergrendeling bij extensie in 0° en 15° (veiligheidsstop)

Productfuncties

- Compenseren geringe spierkracht
- Knie vergrendeling tijdens de standfase

Artikel-/maattabel SPL 2 - IQ SPL 2 orthese kniescharnier (monolateraal)

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Lichaamsgewicht
IQ250L	stuk	links	< 100 kg
IQ250R	stuk	rechts	< 100 kg

Artikel-/maattabel SPL 2 - IQ SPL 2 orthese kniescharnier (bilateraal met SPC)

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Lichaamsgewicht
IQ200L	stuk	links	> 100 kg
IQ200R	stuk	rechts	> 100 kg



OrthoFusion+ C.O.S. SPL 2 - KAFO Carbonorthese


Toepassing: deze SPL 2 carbonorthesen worden ingezet bij de verzorging van patiënten met een kniestickeker insufficiëtie.

Eigenschappen / Kenmerken

- Orthese productie inclusief alle benodigde scharniercomponenten
- Vergrendeling in flexie bij 0° en 15° (veiligheidsstop)
- Werking onafhankelijk van grondreactiekrachten / enkelbeweging
- Aansluiting op systeemstangen: 19 mm

Productfuncties

- Compenseren van geringe spierkracht
- Vrije knie beweging tijdens de zwaafase
- Knie vergrendeling tijdens de standfase vóór hielcontact
- 3 bedieningsmodi naar keuze:
 - Automatische ver- en ontgrendeling van het scharnier
 - Permanente ontgrendeling
 - Permanente vergrendeling



SPC - Standard Action enkelscharnier

Toepassing: voorkomen van overmatige flexie van de knie.

Artikel-/maattabel SPC - Standard Action enkelscharnier

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Gewicht
IQ120L	Stuk	Links	190 g
IQ120R	Stuk	Rechts	190 g



Triple Action - enkelscharnier A - 19 mm

Toepassing: inzet ter compensatie van volwassenen met een pathologisch looppatroon.

Eigenschappen / Kenmerken

- Enkelscharnier voor jongeren en volwassenen
- Unilateraal inzetbaar (ook met meeloper) tot max. 100 kg

Productfuncties

- Begrenzen van de dorsiflexie/plantairflexie
- Weerstand tegen dorsiflexie/plantairflexie

Artikel-/maattabel Triple Action - Enkelscharnier A - 19 mm

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Booster	Stangbreedte	Gewicht	Lichaamsgewicht
3A76-A0	stuk	universeel	0	19 mm	222 g	maximaal 110 kg
3A76-A1	stuk	universeel	0	19 mm	222 g	maximaal 110 kg
3A76-A2	stuk	universeel	1	19 mm	256 g	maximaal 110 kg
3A76-A3	stuk	universeel	1	19 mm	256 g	maximaal 110 kg

Artikel-/maattabel voetbeugels voor Triple Action A enkelscharnier

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Breedte	Hoogte	Dikte	Gewicht	Geschikt voor
3A76-LATL-1	stuk	links	69 mm	90 mm	3 mm	62 g	TA-19 mm
3A76-LATR-1	stuk	rechts	69 mm	90 mm	3 mm	61 g	TA-19 mm
3A76-MEDL-1	stuk	links	63 mm	101 mm	3 mm	61 g	TA-19 mm
3A76-MEDR-1	stuk	rechts	63 mm	101 mm	3 mm	61 g	TA-19 mm
3A76-YL-1	stuk	links	73 mm	105 mm	3 mm	56 g	TA-19 mm
3A76-YR-1	stuk	rechts	73 mm	105 mm	3 mm	56 g	TA-19 mm
3A76-R-1	stuk	universeel	23 mm	175 mm	3 mm	98 g	TA-19 mm



Triple Action - enkelscharnier B - 16 mm

Toepassing: inzet ter compensatie van jongeren en volwassenen met een pathologisch looppatroon.

Eigenschappen / Kenmerken

- Enkelscharnier voor jongeren en volwassenen
- Unilateraal inzetbaar tot max. 90 kg
- Bilateraal inzetbaar tot max. 100 kg

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Begrenzen van de dorsi- en plantairflexie

Artikel-/maattabel Triple Action - enkelscharnier B - 16 mm

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Booster	Stangbreedte	Gewicht	Lichaamsgewicht
3B76-A0	stuk	universeel	0	16 mm	140 g	maximaal 100 kg
3B76-A1	stuk	universeel	1	16 mm	178 g	maximaal 100 kg
3B76-A2	stuk	universeel	1	16 mm	178 g	maximaal 100 kg
3B76-A3	stuk	universeel	2	16 mm	215 g	maximaal 100 kg

Artikel-/maattabel voetbeugels voor Triple Action B enkelscharnier

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Breedte	Hoogte	Dikte	Gewicht	Geschikt voor
3B76-LATL-1	stuk	links	52 mm	75 mm	3 mm	43 g	TA-16 mm
3B76-LATR-1	stuk	rechts	52 mm	75 mm	3 mm	43 g	TA-16 mm
3B76-MEDL-1	stuk	links	43 mm	89 mm	3 mm	40 g	TA-16 mm
3B76-MEDR-1	stuk	rechts	43 mm	89 mm	3 mm	40 g	TA-16 mm
3B76-Y-1	stuk	universeel	73 mm	90 mm	3 mm	45 g	TA-16 mm
3B76-R-1	stuk	universeel	21 mm	175 mm	3 mm	98 g	TA-16 mm



Triple Action - enkelscharnier C - 13 mm

Toepassing: inzet ter compensatie en ondersteuning van kinderen met een pathologisch looppatroon

Eigenschappen / Kenmerken

- Enkelscharnier voor kinderen
- Unilateraal gebruik (met meeloper) tot max. 40 kg
- Bilateraal gebruik tot max. 50 kg

Productfuncties

- Begrenzen van de dorsi- en plantairflexie
- Weerstand tegen dorsi- en plantairflexie

Artikel-/maattabel Triple Action - enkelscharnier C - 13 mm

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Booster	Stangbreedte	Gewicht	Lichaamsgewicht
3C76-A0	stuk	universeel	0	13 mm	82 g	maximaal 50 kg
3C76-A1	stuk	universeel	1	13 mm	102 g	maximaal 50 kg
3C76-A2	stuk	universeel	1	13 mm	102 g	maximaal 50 kg
3C76-A3	stuk	universeel	2	13 mm	123 g	maximaal 50 kg

Artikel-/maattabel voetbeugels voor Triple Action C enkelscharnier

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Breedte	Hoogte	Dikte	Gewicht	Geschikt voor
3C76-LAT-1	stuk	universeel	45 mm	60 mm	3 mm	25 g	TA-13 mm
3C76-MEDL-1	stuk	links	42 mm	66 mm	3 mm	42 g	TA-13 mm
3C76-MEDR-1	stuk	rechts	42 mm	66 mm	3 mm	42 g	TA-13 mm
3C76-YLNG-1	stuk	universeel	122 mm	60 mm	3 mm	45 g	TA-13 mm
3C76-R-1	stuk	universeel	20 mm	70 mm	3 mm	35 g	TA-13 mm



Triple Action GEO - testorthese (met B scharnier)

Toepassing: de GEO (Gait Evaluation Orthosis) is een prepreg testorthese die wordt gebruikt om het voordeel van een EVO met Triple Action enkelscharnieren te beoordelen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Statische bankuitlijning na productie
- Plantair- en dorsiflexie R.O.M.
- Plantair- en dorsiflexie weerstand

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Begrenzen van de plantair- en dorsiflexie

Artikel-/maattabel Triple Action GEO - testorthese (met B scharnier)

Art. nr.	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Zijde	Lichaamsgewicht
3B00-GEO-SL	stuk	small	36 - 41	links	maximaal 90 kg
3B00-GEO-SR	stuk	small	36 - 41	rechts	maximaal 90 kg
3B00-GEO-LL	stuk	large	> 41	links	maximaal 90 kg
3B00-GEO-LR	stuk	large	> 41	rechts	maximaal 90 kg



OrthoFusion+ C.O.S. Triple Action/MILINE

AFO Prepreg orthese

Toepassing: maatwerk enkel/voetorthese uit prepreg in combinatie met het Triple Action of MILINE enkelscharnier.

Eigenschappen / Kenmerken

- Leverbaar in een uni- of bilaterale uitvoering
- Selectie uit twee standaardmodellen of geheel volgens eigen ontwerp

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Begrenzen van de dorsi- en plantairflexie
- Ondersteunen van de standfase



MILINE - Double Action enkelscharnieren

Toepassing: controleren en ondersteunen van het enkelgewricht van kinderen, jongeren en volwassenen met een pathologisch looppatroon.

Eigenschappen / Kenmerken

- Enkelscharnier voor jongeren en volwassenen
- Unilateraal inzetbaar tot max 110 kg
- Bilateraal inzetbaar tot max. 160 kg

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Begrenzen van de dorsi- en plantairflexie

Artikel-/maattabel MILINE - Double Action enkelscharnieren (met Booster)

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Been	Booster	Stangbreedte	Lichaamsgewicht
MI-213-A1U	stuk	rechts/lateraal & links/mediaal	universeel	dorsaal	13 mm	maximaal 80 kg
MI-213-A2U	stuk	rechts/mediaal & links/lateraal	universeel	ventral	13 mm	maximaal 80 kg
MI-216-A1U	stuk	rechts/lateraal & links/mediaal	universeel	dorsaal	16 mm	maximaal 120 kg
MI-216-A2U	stuk	rechts/mediaal & links/lateraal	universeel	ventral	16 mm	maximaal 120 kg
MI-220-A1U	stuk	rechts/lateraal & links/mediaal	universeel	dorsaal	20 mm	maximaal 160 kg
MI-220-A2U	stuk	rechts/mediaal & links/lateraal	universeel	ventral	20 mm	maximaal 160 kg

Artikel-/maattabel MILINE - Double Action enkelscharnieren (zonder Booster)

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Been	Booster	Stangbreedte	Lichaamsgewicht
MI-213-A0U	stuk	universeel	universeel	geen	13 mm	maximaal 80 kg
MI-216-A0U	stuk	universeel	universeel	geen	16 mm	maximaal 120 kg
MI-220-A0U	stuk	universeel	universeel	geen	20 mm	maximaal 160 kg



MILINE - Dorsiflexion Assist enkelscharnieren

Toepassing: controleren en ondersteunen van het enkelgewricht van kinderen, jongeren en volwassenen met een pathologisch looppatroon.

Eigenschappen / Kenmerken

- Enkelscharnier voor jongeren en volwassenen
- Unilateraal inzetbaar tot max 110 kg
- Bilateraal inzetbaar tot max. 160 kg

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Begrenzen van de dorsi- en plantairflexie

Artikel-/maattabel MILINE - Dorsiflexion Assist enkelscharnieren (zonder Booster)

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Been	Booster	Stangbreedte	Lichaamsgewicht
MI-113-A0R	stuk	rechts/lateraal & links/mediaal	universeel	geen	13 mm	maximaal 80 kg
MI-113-A0L	stuk	rechts/mediaal & links/lateraal	universeel	geen	13 mm	maximaal 80 kg
MI-116-A0R	stuk	rechts/lateraal & links/mediaal	universeel	geen	16 mm	maximaal 120 kg
MI-116-A0L	stuk	rechts/mediaal & links/lateraal	universeel	geen	16 mm	maximaal 120 kg
MI-120-A0R	stuk	rechts/lateraal & links/mediaal	universeel	geen	20 mm	maximaal 160 kg
MI-120-A0L	stuk	rechts/mediaal & links/lateraal	universeel	geen	20 mm	maximaal 160 kg

Artikel-/maattabel MILINE - Dorsiflexion Assist enkelscharnier (met dorsale Booster)

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Been	Booster	Stangbreedte	Lichaamsgewicht
MI-113-A1R	stuk	rechts/lateraal & links/mediaal	universeel	dorsaal	13 mm	maximaal 80 kg
MI-113-A1L	stuk	rechts/mediaal & links/lateraal	universeel	dorsaal	13 mm	maximaal 80 kg
MI-116-A1R	stuk	rechts/lateraal & links/mediaal	universeel	dorsaal	16 mm	maximaal 120 kg
MI-116-A1L	stuk	rechts/mediaal & links/lateraal	universeel	dorsaal	16 mm	maximaal 120 kg
MI-120-A1R	stuk	rechts/lateraal & links/mediaal	universeel	dorsaal	20 mm	maximaal 160 kg
MI-120-A1L	stuk	rechts/mediaal & links/lateraal	universeel	dorsaal	20 mm	maximaal 160 kg



MILINE - Standard Action enkelscharnier

Toepassing: controleren en ondersteunen van het enkelgewricht van kinderen, jongeren en volwassenen met een pathologisch looppatroon.

Eigenschappen / Kenmerken

- Enkelscharnier voor jongeren en volwassenen
- Unilateraal inzetbaar tot max. 110 kg
- Bilateraal inzetbaar tot max. 160 kg

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Begrenzen van de dorsi- en plantairflexie

Artikel-/maattabel MILINE - Standard Action enkelscharnier (zonder Booster)

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Been	Booster	Stangbreedte	Lichaamsgewicht
MI-013-A0U	stuk	universeel	universeel	geen	13 mm	maximaal 80 kg
MI-016-A0U	stuk	universeel	universeel	geen	16 mm	maximaal 120 kg
MI-020-A0U	stuk	universeel	universeel	geen	20 mm	maximaal 160 kg



ToeOFF FLOW 2½ - carbon component

Toepassing: bij matige tot zwaardere uitvalsverschijnselen en lichte tot gemiddelde enkelinstabiliteit.

Eigenschappen / Kenmerken

- Ventraal ontwerp met geïntegreerd Microfix voor eenvoudige wisseling van voering

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Begrenzen van de plantairflexie
- Dynamische teenafzet

Artikel-/maattabel ToeOFF FLOW 2½ - carbon component

Art. nr. links	Art. nr. rechts	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Voetlengte	Hoogte	Effectieve hakhoogte	Klittenband sluit.
8615.403L-XS	8615.403R-XS	stuk	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	met passant
8615.403L-S	8615.403R-S	stuk	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	met passant
8615.403L-M	8615.403R-M	stuk	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	met passant
8615.403L-L	8615.403R-L	stuk	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	met passant
8615.403L-XL	8615.403R-XL	stuk	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	met passant
8615.404L-XS	8615.404R-XS	stuk	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	zonder passant
8615.404L-S	8615.404R-S	stuk	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	zonder passant
8615.404L-M	8615.404R-M	stuk	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	zonder passant
8615.404L-L	8615.404R-L	stuk	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	zonder passant
8615.404L-XL	8615.404R-XL	stuk	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	zonder passant

Bovenstaande maattabel is slechts een leidraad. De optimale verzorging kan een maat kleiner of groter zijn en is gebaseerd op verschillende criteria (zie gebruikershandleiding).



ToeOFF - carbon component

Toepassing: voor het maken van een dynamische enkel-/voetorthese of in combinatie met een maatwerk voetprothese.

Eigenschappen / Kenmerken

- Ventraal ontwerp
- Open hielconstructie
- Geconfectioneerd halffabricaat voor individuele aanpassing

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Begrenzen van de plantairflexie
- Dynamische teenafzet
- Kniecontrole tijdens de standfase

Artikel-/maattabel ToeOFF - carbon component

Art. nr. links	Art. nr. rechts	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Voetplaat lengte	Hoogte	Effectieve hakhoogte	Klittenband sluit.
8615.203L-XS	8615.203R-XS	stuk	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	met passant
8615.203L-S	8615.203R-S	stuk	small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	met passant
8615.203L-M	8615.203R-M	stuk	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	met passant
8615.203L-L	8615.203R-L	stuk	large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	met passant
8615.203L-XL	8615.203R-XL	stuk	X-large	45 - 47	285 mm	430 mm	16 mm	met passant
8615.303L-XS	8615.303R-XS	stuk	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	met passant
8615.303L-S	8615.303R-S	stuk	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	met passant
8615.303L-M	8615.303R-M	stuk	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	met passant
8615.303L-L	8615.303R-L	stuk	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	met passant
8615.303L-XL	8615.303R-XL	stuk	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	met passant
8615.204L-XS	8615.204R-XS	stuk	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	zonder passant
8615.204L-S	8615.204R-S	stuk	small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	zonder passant
8615.204L-M	8615.204R-M	stuk	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	zonder passant
8615.204L-L	8615.204R-L	stuk	large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	zonder passant
8615.204L-XL	8615.204R-XL	stuk	X-large	45 - 47	285 mm	430 mm	16 mm	zonder passant
8615.304L-XS	8615.304R-XS	stuk	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	zonder passant
8615.304L-S	8615.304R-S	stuk	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	zonder passant
8615.304L-M	8615.304R-M	stuk	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	zonder passant
8615.304L-L	8615.304R-L	stuk	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	zonder passant
8615.304L-XL	8615.304R-XL	stuk	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	zonder passant

Bovenstaande maattabel is slechts een leidraad en komt overeen met de voetlengte en de hoogte van de tibia. De optimale verzorging kan een maat kleiner of groter zijn en is gebaseerd op verschillende criteria (zie gebruikshandleiding). In de tabel vindt u de volgende 2 uitvoeringen van de ToeOFF:

1: ToeOFF 2.0 - carbon component, inclusief klittenbandsluiting **met** passant (art. nr. 8615.203 / 8615.303);

2: ToeOFF 2.0 - carbon component, inclusief klittenbandsluiting **zonder** passant (art. nr. 8615.204 / 8615.304).

Indien u een patiënt heeft die op grond van bijzondere lichaamseigenschappen niet met een geconfectioneerde standaard ToeOFF is te verzorgen, dan is er de mogelijkheid om een ToeOFF CUSTOM (maatwerk) te maken.



BlueROCKER - carbon component

Toepassing: voor het maken van een dynamische enkel-/voetorthese of in combinatie met een maatwerk voetprothese.

Eigenschappen / Kenmerken

- Ventraal ontwerp
- Open hielconstructie
- Geconfectioneerd halffabricaat voor individuele aanpassing

Productfuncties

- Voetheffing tijdens de zwaai fase
- Begrenzen van de plantairflexie
- Dynamische teenafzet
- Kniecontrole tijdens de standfase

Artikel-/maattabel BlueROCKER - carbon component

Art. nr. links	Art. nr. rechts	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Voetplaat lengte	Hoogte	Effectieve hakhoogte	Klittenband sluit.
8618.203L-XS	8618.203R-XS	stuk	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	met passant
8618.203L-S	8618.203R-S	stuk	small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	met passant
8618.203L-M	8618.203R-M	stuk	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	met passant
8618.203L-L	8618.203R-L	stuk	large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	met passant
8618.203L-XL	8618.203R-XL	stuk	X-large	45 - 47	285 mm	430 mm	16 mm	met passant
8618.303L-XS	8618.303R-XS	stuk	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	met passant
8618.303L-S	8618.303R-S	stuk	small	35 - 38	230 mm	380 mm	7 mm	met passant
8618.303L-M	8618.303R-M	stuk	medium	38 - 40	245 mm	405 mm	7 mm	met passant
8618.303L-L	8618.303R-L	stuk	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	met passant
8618.303L-XL	8618.303R-XL	stuk	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	met passant
8618.204L-XS	8618.204R-XS	stuk	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	zonder passant
8618.204L-S	8618.204R-S	stuk	small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	zonder passant
8618.204L-M	8618.204R-M	stuk	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	zonder passant
8618.204L-L	8618.204R-L	stuk	large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	zonder passant
8618.204L-XL	8618.204R-XL	stuk	X-large	45 - 47	285 mm	430 mm	16 mm	zonder passant
8618.304L-XS	8618.304R-XS	stuk	X-small	32 - 35	210 mm	360 mm	7 mm	zonder passant
8618.304L-S	8618.304R-S	stuk	small	38 - 42	230 mm	380 mm	7 mm	zonder passant
8618.304L-M	8618.304R-M	stuk	medium	38 - 42	245 mm	405 mm	7 mm	zonder passant
8618.304L-L	8618.304R-L	stuk	large	42 - 45	270 mm	430 mm	7 mm	zonder passant
8618.304L-XL	8618.304R-XL	stuk	X-large	45 - 47	285 mm	450 mm	7 mm	zonder passant

Bovenstaande maattabel is slechts een leidraad en komt overeen met de voetlengte en de hoogte van de tibia. De optimale verzorging kan een maat kleiner of groter zijn en is gebaseerd op verschillende criteria (zie gebruikshandleiding). In de tabel vindt u de volgende 4 uitvoeringen van de BlueROCKER:

1: BlueROCKER 2.0 carbon component, inclusief klittenbandsluiting **met** passant (art. nr. 8618.203 / 8618.303);

2: BlueROCKER 2.0 carbon component, inclusief klittenbandsluiting **zonder** passant (art. nr. 8618.204 / 8618.304).

Indien u een patiënt heeft die op grond van bijzondere lichaamseigenschappen niet met een geconfectioneerde standaard BlueROCKER is te verzorgen, dan is er de mogelijkheid om een BlueROCKER CUSTOM (maatwerk) te maken.



COMBO - componenten (voor hyperextensiecontrole)

Toepassing: voor patiënten die naast een hyperextensie van de knie, ook een voetheffersparese hebben.

Eigenschappen / Kenmerken

- Kniescharnier met twee ongekoppelde draaipunten
- Combineren met een ToeOFF of BlueROCKER is noodzakelijk

Productfuncties

- Compenseren geringe spierkracht
- Voorkomen standafwijking
- Beheersbaar maken overmatige spierkracht

Artikel-/maattabel COMBO - componenten voor hyperextensiecontrole

COMBO-component	Art. nr.	Eenheid	Zijde	Maat	Bovenbeenbreedte (M-L maat)	Omvang 20 cm boven de knieschijf	Knie breedte
COMBO Tibia Connector	28784-S	stuk	universeel	small	-	-	-
	28784-M	stuk	universeel	medium	-	-	-
	28784-L	stuk	universeel	large	-	-	-
COMBO scharnieren en stangenset	28780	paar	universeel	één maat	-	-	-
COMBO bovenbeenmanchet	28781L-S	stuk	links	small	11 - 15 cm	30 - 40 cm	-
	28781L-M	stuk	links	medium	13 - 17 cm	38 - 50 cm	-
	28781L-L	stuk	links	large	15 - 19 cm	48 - 60 cm	-
	28781LXL	stuk	links	X-large	17 - 21 cm	58 - 70 cm	-
	28781R-S	stuk	rechts	small	11 - 15 cm	30 - 40 cm	-
	28781R-M	stuk	rechts	medium	13 - 17 cm	38 - 50 cm	-
	28781R-L	stuk	rechts	large	15 - 19 cm	48 - 60 cm	-
	28781R-XL	stuk	rechts	X-large	17 - 21 cm	58 - 70 cm	-
COMBO SoftKIT bovenbeenmanchet-voering	28783-S	stuk	universeel	small	-	-	-
	28783-M	stuk	universeel	medium	-	-	-
	28783-L	stuk	universeel	large	-	-	-
	28783-XL	stuk	universeel	X-large	-	-	-
COMBO hyperextensie instelling	28782-S	stuk	universeel	small	-	-	70 - 105 mm
	28782-M	stuk	universeel	medium	-	-	95 - 130 mm
	28782-L	stuk	universeel	large	-	-	125 - 160 mm



StepLock - raster kniescharnieren

Toepassing: deze raster kniescharnieren worden ingezet voor het stapsgewijs strekken van de knie en is in meerdere varianten verkrijgbaar.

Eigenschappen / Kenmerken

- Zekerheid door volledige extensie met stapsgewijze vergrendeling van 15°
- Maximale flexiehoek van 135°
- Optionele kabelontgrendeling

Productfuncties

- Vergroten bewegingsuitslag
- Verminderen van standafwijkingen
- Vrije beweging mogelijk

Artikel-/maattabel StepLock - raster kniescharnieren

Art. nr. (2400-serie)	Eenheid	Stangbreedte	Draaipunt standaard	Draaipunt achterliggend (19 mm)
2400-SLMO5K	paar	12 mm	+++	

Er is geen algemene gewichtslimiet voor de gewrichten. Het wordt echter aanbevolen om de grotere gewrichten te gebruiken voor zwaardere patiënten en de kleinere gewrichten voor lichtere patiënten en voor kinderen en adolescenten.



UniLock - kniescharnieren (met vaststelling)

Toepassing: dit kniescharnier wordt ingezet voor het vastzetten van de knie. Er zijn meerdere varianten verkrijgbaar.

Eigenschappen / Kenmerken

- Maximale flexiehoek van 135°
- Optionele kabelontgrendeling
- Aanbuigbaarheid dicht bij het scharnier voor betere cosmetiek

Productfuncties

- Handmatige knieblokkering tijdens de stand- en zwaai fase
- Vrije beweging mogelijk

Artikel-/maattabel UniLock - kniescharnieren (met vaststelling)

Art. nr.	Eenheid	Stangbreedte
2400-ULMO5K	paar	12 mm
2400-ULMO7K	paar	19 mm
2400-ULPO7K	paar	19 mm

Er is geen algemene gewichtslimiet voor de gewrichten. Het wordt echter aanbevolen om de grotere gewrichten te gebruiken voor zwaardere patiënten en de kleinere gewrichten voor lichtere patiënten en voor kinderen en adolescenten.



Newport - ARC-kit

Toepassing: deze kit is een modulair component, ontworpen om het getroffen been in een interne of externe rotatie te positioneren.

Artikel-/maattabel Newport - ARC-kit

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde
OM3670	Stuk	Small	Links
OM3671	Stuk	Medium	Links
OM3672	Stuk	Large	Links
OM3672X	Stuk	X-large	Links
OM3672XX	Stuk	XX-large	Links
OM3673	Stuk	Small	Rechts
OM3674	Stuk	Medium	Rechts
OM3675	Stuk	Large	Rechts
OM3675X	Stuk	X-large	Rechts
OM3675XX	Stuk	XX-large	Rechts



H.E.K.O. - kniescharnieren

Toepassing: deze scharnieren met instelbare bewegings begrenzing worden ingezet om hyperextensie van de knie bij kinderen te voorkomen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Kniescharnieren met 2 ongekoppelde draaipunten
- Traploos instelbare extensie stop van 0° tot 30°

Productfuncties

- Kniescharnier extensiestop traploos instelbaar van 0° tot 30°

Artikel-/maattabel H.E.K.O. - kniescharnieren

Art. nr.	Eenheid	Maat	Gewichtslimit
SSHEKOSM	paar	small	22 kg
SSHEKOLG	paar	large	45 kg



Slim Line Modular Double Action - enkelscharnier

Toepassing: het Slim Line Modular Double Action enkelscharnier is een veelzijdig scharnier dat op verschillende manieren kan worden geconfigureerd.

Eigenschappen / Kenmerken

- SLM-2825; met 16 mm of 19 mm stang aansluiting
- SLM-2835; met proximale 16 mm of 19 mm stang

Productfuncties

- Controle over de dorsiflexie of plantairflexie

Artikel-/maattabel Slim Line Modular Double Action - enkelscharnier

Art. nr.	Eenheid	Stangenlengte (recht)	Stangen aansluitbreedte	Materiaal
SLM-2825-A	stuk	-	19 mm	staal
SLM-2835-A6S	stuk	335 mm	19 mm	staal



Limited Motion - enkelscharnier

Toepassing: orthesenscharnier met gelimiteerde beweging voor gebruik als enkelscharnier.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: RVS
- Een maat: passend voor alle voetbeugels in de maat large
- Gelimiteerde beweging

Productfuncties

- Controle over een beperkte beweging

Artikel-/maattabel Limited Motion - enkelscharnier

Art. nr.	Eenheid	Stangen aansluitbreedte
020866	stuk	19 mm



Model 750 - Camber Axis Hinge

Toepassing: de Camber Axis Hinge is ontwikkeld als een instelbaar enkelscharnier met anatomische as-uitlijning voor inzet in thermoplastische orthesen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Instelbaar bewegingsbereik of een vaste enkelpositie
- Kit is inclusief alle benodigde onderdelen en voeringsmateriaal

Productfuncties

- Controle over de dorsiflexie of plantairflexie

Artikel-/maattabel Model 750 | Camber Axis Hinge

Art. nr.	Eenheid	Maat	Lengte	Breedte	Lichaamsgewicht
750-S	set	small	81 mm	29 mm	maximaal 46 kg
750-M	set	medium	98 mm	38 mm	maximaal 72 kg
750-L	set	large	114 mm	40 mm	maximaal 100 kg



Model 751 - Camber Axis vrij beweeglijk scharnier

Toepassing: het Camber Axis vrij beweeglijke scharnier (meeloper) is bij uitstek geschikt als begeleidend scharnier voor de Triple Action- en MILINE enkelscharnieren.

Eigenschappen / Kenmerken

- Links en rechts inzetbaar
- Let op: uitlijnas wordt niet meegeleverd
- Materiaal: staal

Productfuncties

- Zorgt voor torsiestijfheid van de orthese

Artikel-/maattabel Model 751 - Camber Axis vrij beweeglijk scharnier

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Breedte	Hoogte	Dikte	Gewicht
751-ATA	stuk	universeel	40 mm	115 mm	1,5 mm	56 g



Model 775 - Gillette Double Flexure enkelscharnier

Toepassing: dit klassieke urethaan Gillette Systeem geeft een volledig bewegingsbereik voor een thermoplastische orthese.

Eigenschappen / Kenmerken

- Veelzijdig - biedt een volledig bereik aan mogelijkheden voor thermoplastische orthesen

Productfuncties

- Controle over het enkelgewricht

Artikel-/maattabel Model 775 | Gillette Double Flexure enkelscharnier

Art. nr.	Eenheid	Maat	Lengte	Breedte
775-C	set	medium	49 mm	11 mm
775-A	set	large	56 mm	14 mm



Model 795 - Motion Limiter Kit

Toepassing: deze bewegingsbegrenzer is vervaardigd van roestvrij staal en duurzaam urethaan en biedt een variabele plantairflexiestop.

Eigenschappen / Kenmerken

- Om de beweging van de plantairflexie te remmen
- Traploze aanpassing van plantairflexie

Productfuncties

- Plantairflexiestop en demping

Artikel-/maattabel Model 795 | Motion Limiter Kit

Art. nr.	Eenheid	Lengte
795	stuk	40 mm



Model 755 - Motion Control Limiter Kit

Toepassing: een instelbare plantairflexie bewegingsbegrenzer die kan worden kan worden omgevormd tot een solide AFO.

Eigenschappen / Kenmerken

- Instelbaar bewegingsbereik van de plantairflexie
- Optionele scharniervergrendeling in twee standen

Productfuncties

- Controle over het enkelgewricht

Artikel-/maattabel Model 755 | Motion Control Limiter Kit

Art. nr.	Eenheid
755-MCL	set



Model 760 - Oklahoma Ankle Joint

Toepassing: dit lichtgewicht enkelscharnier biedt een kosteneffectieve methode om een AFO met vrije beweging te maken.

Eigenschappen / Kenmerken

- Lichtgewicht enkelscharnier
- Thermoplastisch vervormbaar
- Materiaal: polypropyleen

Productfuncties

- Controle over het enkelgewricht

Artikel-/maattabel Model 760 | Oklahoma Ankle Joint

Art. nr.	Eenheid	Maat	Lengte	Breedte
760-P	paar	X-small	51 mm	24 mm
760-S	paar	small	67 mm	25 mm
760-M	paar	medium	83 mm	32 mm
760-L	paar	large	95 mm	38 mm
760-XL	paar	X-large	102 mm	44 mm



Model 765 - Heavy Duty Oklahoma Ankle Joint

Toepassing: dit lichtgewicht 'Heavy Duty' enkelscharnier biedt een kosteneffectieve methode om een AFO met vrije beweging te maken.

Eigenschappen / Kenmerken

- Lichtgewicht enkelscharnier
- Thermoplastisch vervormbaar
- Materiaal: nylon

Productfuncties

- Controle over het enkelgewricht

Artikel-/maattabel Model 765 | HEAVY DUTY OKLAHOMA Ankle Joint

Art. nr.	Eenheid	Maat	Lengte	Breedte
765-P	paar	X-small	51 mm	24 mm
765-S	paar	small	67 mm	25 mm
765-M	paar	medium	83 mm	32 mm
765-L	paar	large	95 mm	38 mm
765-XL	paar	X-large	102 mm	44 mm



Model 740 - Tamarack Flexure Joint

Toepassing: Tamarack Flexure zelfuitlijnende kunststofscharnieren beschikken over een unieke kern van hoogwaardige filamenten waarmee rek wordt geminimaliseerd en bieden daarmee een nauwkeurige scharnierende werking.

Eigenschappen / Kenmerken

- Zelfuitlijnende, flexibele scharnieren
- Versteving in de kern om rek te minimaliseren

Productfuncties

- Controle over het enkelgewricht

Artikel-/maattabel Model 740 | TAMARACK FLEXURE JOINT

Art. nr.	Eenheid	Maat	Schoenmaat	Lengte	Breedte
740-P	paar	small	< 28	32 mm	11 mm
740-M	paar	medium	28 - 36	38 mm	13 mm
740-L	paar	large	> 36	45 mm	15 mm
740-P-BLK	paar	small	< 28	32 mm	11 mm
740-M-BLK	paar	medium	28 - 36	38 mm	13 mm
740-L-BLK	paar	large	> 36	45 mm	15 mm



Model 742 - Tamarack Dorsiflexion Assist Flexure Joint

Toepassing: dit Tamarack scharnier heeft een voorgevormd design en daarmee een ingebouwde voorspanning wat bewegingsassistentie biedt.

Eigenschappen / Kenmerken

- Lichtgewicht
- Verschillende hardheden verkrijgbaar
- Gemakkelijk te fabriceren

Productfuncties

- Controle over het enkelgewricht

Artikel-/maattabel Model 742 | Tamarack Dorsiflexion Assist Flexure Joint

Art. nr.	Eenheid	Maat	Lengte	Breedte	Shorewaarde
742-P-75	paar	small	32 mm	11 mm	75
742-P-85	paar	small	32 mm	11 mm	85
742-P-95	paar	small	32 mm	11 mm	95
742-M-75	paar	medium	38 mm	13 mm	75
742-M-85	paar	medium	38 mm	13 mm	85
742-M-95	paar	medium	38 mm	13 mm	95
742-L-75	paar	large	45 mm	15 mm	75
742-L-85	paar	large	45 mm	15 mm	85
742-L-95	paar	large	45 mm	15 mm	95
742-P-75-BLK	paar	small	32 mm	11 mm	75
742-P-85-BLK	paar	small	32 mm	11 mm	85
742-P-95-BLK	paar	small	32 mm	11 mm	95
742-M-75-BLK	paar	medium	38 mm	13 mm	75
742-M-85-BLK	paar	medium	38 mm	13 mm	85
742-M-95-BLK	paar	medium	38 mm	13 mm	95
742-L-75-BLK	paar	large	45 mm	15 mm	75
742-L-85-BLK	paar	large	45 mm	15 mm	85
742-L-95-BLK	paar	large	45 mm	15 mm	95



Model 743 - Tamarack Variable Assist

Toepassing: de Tamarack Variable Assist biedt de professional de mogelijkheid om de veerspanning van dit enkelscharnier op elke waarde in te stellen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Complete set bestaande uit: Scharnieren, Dummies, Shearban stickers, Bevestigingsmateriaal, Be-grenzingsband (dorsi-/plantairflexie)

Productfuncties

- Controle over het enkelgewricht

Artikel-/maattabel Model | 743 Tamarack Variable Assist

Art. nr.	Eenheid	Maat	Lengte	Breedte	Dikte
743-L	set	large	60 mm	25 mm	11 mm



Model 747 - Tamarack Clevisphere

Toepassing: de Tamarack Clevisphere is een vrij beweeglijk enkelscharnier met instelbare aanslag.

Eigenschappen / Kenmerken

- Zelfuitlijnende scharnierconstructie
- Traploos instelbare aanslagverstelling

Artikel-/maattabel Model 747 - Tamarack Clevisphere

Art. nr.	Eenheid	Lengte	Breedte
747-L	Set	81 mm	21 mm



Model 655 - Motion Control Limiter

Toepassing: de 655-MCL is een Limiter met een plantair/dorsiflexie bewegingsbereik voorzien van 4 gedefinieerde dorsiflexie stop posities en een traploos instelbare plantairflexie stop.

Eigenschappen / Kenmerken

- Hulpmiddel om de bewegingsuitslag van dorsiflexie en plantairflexie te remmen

Productfuncties

- Controle over het enkelgewricht

Artikel-/maattabel Model 655 | Motion Control Limiter

Art. nr.	Eenheid	Maat	Lengte
655-MCL-S	set	small	48 mm
655-MCL-L	set	large	71 mm
655-MCL-XL	set	X-large	78 mm



Model VET-65 - Tamarack flexure joint

Toepassing: dit model Tamarack scharnier mag uitsluitend ingezet worden voor veterinaire toepassingen en is dus niet geschikt voor kinderen en volwassenen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Lage durometer
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
- Kleur: zwart

Productfuncties

- Controle over het enkelgewricht

Artikel-/maattabel Model VET-65 | TAMARACK FLEXURE JOINT Veterinaire Toepassingen

Art. nr.	Eenheid	Lengte
VET-S-65	Paar	Zwart
VET-M-65	Paar	Zwart

Prothesen componenten

Onderste extremititeit.....144

Basko Healthcare

basko.com



ONDERSTE EXTREMITEIT



Meracus - prothesevoet

Toepassing: deze prothesevoet wordt ingezet om de functie van de geamputeerde voet/enkel te vervangen en is geschikt voor matig tot actief gebruik, bijvoorbeeld wandelen, trektochten en af en toe hardlopen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Dynamisch reagerende prothesevoet
- Biedt uitgebalanceerde energieruggave

Productfuncties

- Vervangen van de functionaliteit van de geamputeerde enkel/voet

Artikel-/maattabel Meracus - prothesevoet

Art. nr.	Eenheid	Zijde	Maat	Gewichtscategorie	Inbouwhoogte
290000323	Stuk	Universeel	23	P3 ≤ 60 Kg	133 mm
290000324	Stuk	Universeel	24	P3 ≤ 60 Kg	133 mm
290000325	Stuk	Universeel	25	P3 ≤ 60 Kg	140 mm
290000326	Stuk	Universeel	26	P3 ≤ 60 Kg	140 mm
290000327	Stuk	Universeel	27	P3 ≤ 60 Kg	144 mm
290000423	Stuk	Universeel	23	P4 ≤ 80 Kg	133 mm
290000424	Stuk	Universeel	24	P4 ≤ 80 Kg	133 mm
290000425	Stuk	Universeel	25	P4 ≤ 80 Kg	140 mm
290000426	Stuk	Universeel	26	P4 ≤ 80 Kg	140 mm
290000427	Stuk	Universeel	27	P4 ≤ 80 Kg	144 mm
290000428	Stuk	Universeel	28	P4 ≤ 80 Kg	144 mm
290000523	Stuk	Universeel	23	P5 ≤ 100 Kg	133 mm
290000524	Stuk	Universeel	24	P5 ≤ 100 Kg	133 mm
290000525	Stuk	Universeel	25	P5 ≤ 100 Kg	140 mm
290000526	Stuk	Universeel	26	P5 ≤ 100 Kg	140 mm
290000527	Stuk	Universeel	27	P5 ≤ 100 Kg	144 mm
290000528	Stuk	Universeel	28	P5 ≤ 100 Kg	144 mm
290000624	Stuk	Universeel	24	P6 ≤ 125 Kg	133 mm
290000625	Stuk	Universeel	25	P6 ≤ 125 Kg	140 mm
290000626	Stuk	Universeel	26	P6 ≤ 125 Kg	140 mm
290000627	Stuk	Universeel	27	P6 ≤ 125 Kg	144 mm
290000628	Stuk	Universeel	28	P6 ≤ 125 Kg	144 mm
290000725	Stuk	Universeel	25	P7 ≤ 150 Kg	140 mm
290000726	Stuk	Universeel	26	P7 ≤ 150 Kg	140 mm
290000727	Stuk	Universeel	27	P7 ≤ 150 Kg	144 mm
290000728	Stuk	Universeel	28	P7 ≤ 150 Kg	144 mm

Eén patiënt - meervoudig gebruik.

Let op: De selectietabel is gebaseerd op tests bij elk gewichtsniveau. Indien u de voorkeur geeft aan een stijvere voet, kunt u een gewichtscategorie hoger kiezen.



Meracus - voethoes

Toepassing: realistisch ogende voethoes voor zowel functionele als esthetische doeleinden.

Eigenschappen / Kenmerken

- Uitvoeringen zowel in links als in rechts
- Cosmetisch en realistisch uiterlijk met tenen en nagels

Productfuncties

- Beschermt de prothesevoet tegen krassen, stoten en vuil

Artikel-/maattabel - voethoes

Art. nr. links	Art. nr. rechts	Eenheid	Maat	Kleur
290021023	290022023	Stuk	23	Beige
290021024	290022024	Stuk	24	Beige
290021025	290022025	Stuk	25	Beige
290021026	290022026	Stuk	26	Beige
290021027	290022027	Stuk	27	Beige
290021028	290022028	Stuk	28	Beige
290031023	290032023	Stuk	23	Bruin
290031024	290032024	Stuk	24	Bruin
290031025	290032025	Stuk	25	Bruin
290031026	290032026	Stuk	26	Bruin
290031027	290032027	Stuk	27	Bruin
290031028	290032028	Stuk	28	Bruin



Meracus - Spectra sok

Toepassing: interface tussen de Meracus prothesevoet en voethoes.

Eigenschappen / Kenmerken

- Gemaakt van duurzaam Spectra-garen wat bekend staat om zijn sterkte en slijtvastheid

Artikel-/maattabel Meracus - Spectra sok

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Kleur
290060000	Stuk	Universeel	Universeel	Zwart

Textiel, materiaal en gereedschap

Kunststoffen	150
Voeringmateriaal & schuimstoffen.....	154
Sluitingen & banden.....	158
Gereedschappen	168
Overige.....	179

A close-up photograph of a plastic brush head, featuring a blue and red handle and a white base, resting on a light-colored wooden surface. The background is blurred, showing a white plastic container.

KUNSTSTOFFEN



PVA - folie

Toepassing: Seal zakken ten behoeve van de productie van giethars orthesen en prothesendelen.

Eigenschappen / Kenmerken


- Standaard lengtes van 70 cm, 102 cm of 130 cm
- Verpakt op rol

Productfuncties

- Voor de productie van orthesen uit giethars

Artikel-/maattabel PVA - folie

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen	Inhoud
90-36	doos van 10 stuk	70 x 27 x 5 cm	10
90-41	doos van 20 stuk	102 x 10 x 5 cm (4")	20
90-42	doos van 20 stuk	102 x 15 x 5 cm (6")	20
90-43	doos van 20 stuk	102 x 20 x 5 cm (8")	20
90-44	doos van 20 stuk	102 x 25 x 5 cm (10")	20
90-45	doos van 20 stuk	102 x 30 x 5 cm (12")	20
90-47	doos van 20 stuk	102 x 35 x 5 cm (14")	20
90-46	doos van 20 stuk	102 x 40 x 5 cm (16")	20
90-38	doos van 10 stuk	130 x 26 x 5 cm	10



3D-LITE - thermoplast plaat

Toepassing: 3D-Lite is een uniek driedimensionaal laag thermoplastisch vormbaar materiaal. Dit kunststof wordt gebruikt voor het vervaardigen van individuele orthesen.

Eigenschappen / Kenmerken


- Lichtgewicht
- Watervast (zwemmen is mogelijk)
- Unieke rek in enkelvoudige richting
- Geen krimp

Productfuncties

- Voor de productie van orthesen naar maat

Artikel-/maattabel 3D-LITE - thermoplast plaat

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen
648960000	plaat	60 x 60 cm x 3 mm
648970000	plaat	90 x 60 cm x 3 mm
648980000	plaat	60 x 60 cm x 5 mm
648990000	plaat	90 x 60 cm x 5 mm
649000000	plaat	60 x 60 cm x 7 mm
649010000	plaat	90 x 60 cm x 7 mm



TFC - Comfil materiaal

Toepassing: TFC combineert de hoge trekkracht van de carbonvezels met de vormbare eigenschappen van thermoplastische kunststof tot een rigide carboncomposiet.

Eigenschappen / Kenmerken


- Materiaal kan worden verwarmd en gevormd
- Kan gemakkelijk worden geknipt met een schaar

Productfuncties

- Voor de productie van orthesen naar maat

Artikel-/maattabel TFC - Comfil materiaal

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen	Materiaal
700010124	stuk	1000 x 600 x 0,7 mm	Carbon fiber
700010123	stuk	1000 x 600 x 1,5 mm	Carbon fiber



PolyCar-C - bi/uni-directioneel

Toepassing: voor het gericht versterken van thermoplastisch gevormde kunststof onderdelen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Plaatmateriaal
- Versmelt met PP en Copolymeer
- Vezelrichting 50% tot 50%

Productfuncties

- Voor de productie van orthesen naar maat

Artikel-/maattabel PolyCar-C bi-directioneel

Art. nr.	Eenheid	Lengte	Breedte	Dikte
76608	plaat	300 mm	300 mm	1,5 mm
76610	plaat	600 mm	300 mm	1,5 mm
76612	plaat	300 mm	300 mm	2,3 mm
76614	plaat	600 mm	300 mm	2,3 mm
76618	plaat	600 mm	300 mm	3,0 mm

Artikel-/maattabel PolyCar-C uni-directioneel

Art. nr.	Eenheid
076620	plaat



749 - Shearban Sheets

Toepassing: Shearban is een revolutionair product, ontwikkeld om snel, gemakkelijk en kosteneffectief wrijvingskrachten op de huid te verminderen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Het gladde oppervlak vermindert huidwrijving en blaarvorming
- Vermindert effectief de schuifkrachten die op de huid inwerken

Productfuncties

- Het draagcomfort van orthesen en prothesen verbeteren

Artikel-/maattabel 749 - Shearban Sheets

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen	Kleur	Inhoud
749-BEIGE	stuk	20 cm X 30 cm	beige	5
749S-BEIGE	stuk	20 cm X 30 cm	beige	1
749S-BLACK	stuk	20 cm X 30 cm	zwart	1
749S-BLUE	stuk	20 cm X 30 cm	blauw	1



749-7 - Shearban Rivet Cover Patches

Toepassing: Shearban is een revolutionair product, ontwikkeld om snel, gemakkelijk en kosteneffectief wrijvingskrachten op de huid te verminderen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Zelfklevende rondjes

Productfuncties

- Voor het bedekken van klinknagels
- Om het draagcomfort van orthesen of prothesen te verbeteren

Artikel-/maattabel 749-7 - Shearban Rivet Cover Patches

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen	Kleur	Inhoud
749-7	zak	Ø 1,9 cm	beige	138 stuks
749-7-BLK	zak	Ø 1,9 cm	zwart	138 stuks
749-7-XL	zak	Ø 2,4 cm	beige	84 stuks
749-7-XL-BLK	zak	Ø 2,4 cm	zwart	84 stuks



GlideWear - Prosthetic Liner Pads

Toepassing: Glidewear is een 'low friction' pad die de wrijving en de daarmee gepaard gaande schuifkrachten tussen de huid en de prothese vermindert.

Eigenschappen / Kenmerken

- Absorbeert schuifkrachten die anders huidirritatie zou veroorzaken
- Eenvoudig in gebruik, duurzaam en herbruikbaar

Productfuncties

- Het draagcomfort van prothesen verbeteren

Artikel-/maattabel GlideWear Prosthetic Liner Pads

Art. nr.	Eenheid	Maat	Afmetingen
GW-PRO-2SB	paar	small	6,5 cm x 12 cm
GW-PRO-2LB	paar	large	11,5 cm x 19 cm
GW-PRO-2CB	paar	large	Ø 11,5 mm



Polyethyleenfoam (zacht)

Toepassing: dit polyethyleenfoam (ook bekend onder de naam Aliplast) wordt voornamelijk gebruikt als voeringsmateriaal, maar kan ook worden gebruikt voor pelotten, zachte gordeltjes of voor warmte-isolatie.

Eigenschappen / Kenmerken

- Gesloten oppervlaktestructuur
- Werktemperatuur: 100°C tot 120°C
- Het materiaal is lasbaar
- Kleur: wit

Productfuncties

- Opvulmateriaal voor orthesen voor de romp

Artikel-/maattabel Polyethyleenfoam (zacht)

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen
30400-6-05	plaat	1000 x 760 x 5 mm
30400-6-00	plaat	1000 x 760 x 3 mm
30400-6	rol	18300 x 1000 x 3 mm
30400-6-05-10	rol	10000 x 760 x 6 mm



Polyethyleenfoam - (hard)

Toepassing: Polyethyleenfoam met een open oppervlaktestructuur (niet luchtdoorlatend).

Eigenschappen / Kenmerken


- Vormtemperatuur: 100° - 120°C
- Kleur: wit

Productfuncties

- Polstermateriaal voor romporthesen

Artikel-/maattabel Polyethyleenfoam - (hard)

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen	Uitvoering
30002-0-05	plaat	1200 mm x 1200 mm x 5 mm	hoge dichtheid
30002-0-08	plaat	1200 mm x 1200 mm x 8 mm	hoge dichtheid
30003-0-10	plaat	1100 mm x 1100 mm x 10 mm	hoge dichtheid
30002-0-10	plaat	1200 mm x 1200 mm x 10 mm	hoge dichtheid
30002-0-15	plaat	1200 mm x 1200 mm x 15 mm	hoge dichtheid



Polyethyleenfoam

Toepassing: het polyethyleenfoam wordt voornamelijk gebruikt als voeringsmateriaal, maar kan ook worden gebruikt voor pelotten, of voor thermische isolatie.

Eigenschappen / Kenmerken

- Open oppervlaktestructuur
- Niet luchtdoorlatend
- Verwerkingstemperatuur: 120° tot 160° Celcius

Productfuncties

- Polstermateriaal voor romporthesen

Artikel-/maattabel Polyethyleenfoam

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen
3503.3	plaat	3 mm x 1150 mm x 1150 mm
3505.8	plaat	5 mm x 1150 mm x 1150 mm
3508.8	plaat	8 mm x 1150 mm x 1150 mm



Volara - polyethyleenschuimstof

Toepassing: Polyethyleenschuim met een gesloten oppervlaktestructuur voor gebruik als voering of binnenschacht.

Eigenschappen / Kenmerken

- De luchtdoorlatende versie geeft een zeer goed resultaat bij verwerking met onderdruk
- Verwerkingstemperatuur: 140° C.

Productfuncties

- Polstermateriaal voor romporthesen

Artikel-/maattabel Volara - polyethyleenschuimstof

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen	Uitvoering
169602	rol	3,2 mm x 760 mm x 30000 mm	-
169608	rol	4,8 mm x 760 mm x 30000 mm	-
169612	rol	6,4 mm x 760 mm x 30000 mm	-
169618	rol	3,2 mm x 760 mm x 30000 mm	luchtdoorlatend
169620	rol	4,8 mm x 760 mm x 30000 mm	luchtdoorlatend
169622	rol	6,4 mm x 760 mm x 30000 mm	luchtdoorlatend
169624	plaat	3,2 mm x 760 mm x 1020 mm	-
169626	plaat	4,8 mm x 760 mm x 1020 mm	-
169628	plaat	6,4 mm x 760 mm x 1020 mm	-
169630	plaat	3,2 mm x 760 mm x 1020 mm	luchtdoorlatend
169632	plaat	4,8 mm x 760 mm x 1020 mm	luchtdoorlatend
169634	plaat	6,4 mm x 760 mm x 1020 mm	luchtdoorlatend



SLUITINGEN & BANDEN



Klittenband lus

Toepassing: klittenband lus op rol. Dit materiaal is zacht en geschikt om direct tegen de huid gedragen te worden bijv. als bandsluiting van orthesen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: polyamide
- Kleur: zwart

Productfuncties

- Bandmateriaal met dubbelzijdig klittenband-lus

Artikel-/maattabel Klittenband lus

Art. nr.	Eenheid	Lengte	Breedte
25060	rol	10 meter	40 mm
25061	rol	10 meter	50 mm



Click gesp snelsluiting (voor klittenbanden)

Toepassing: bij eenzijdig (lateraal) gebruik, blijft de eenmalig ingestelde breedte behouden zonder het klittenband telkens opnieuw te moeten openen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Click gesp snelsluiting
- Verpakt per 25 stuks
- Materiaal: nylon
- Kleur: zwart

Productfuncties

- Snelsluiting

Artikel-/maattabel Click gesp snelsluiting (voor klittenbanden)

Art. nr.	Eenheid	Breedte
MM-751	zak met 25 stuks	3,81 cm



Klittenband sluitsysteem

Toepassing: het klittenband sluitsysteem met voering bestaat uit perfect op elkaar afgestemde componenten.

Eigenschappen / Kenmerken

- Crocodile Clip voor sluitband
- Klittenband velours omzoomd
- Dubbelzijdig klittenbandlus band
- Padding met silicone grip
- Passant
- Kleur: zwart

Artikel-/maattabel Dubbelzijdig klittenband haak

Art. nr.	Eenheid	Lengte	Breedte	Kleur
98090866	zak	50 mm	38 mm	zwart

Artikel-/maattabel Dubbelzijdig klittenband haak

Art. nr.	Eenheid	Breedte	Kleur
98500007	set van 10 stuks	16 mm	zwart
98500008	set van 10 stuks	25 mm	zwart
98500008B	set van 10 stuks	25 mm	beige
98090863	zak	30 mm	zwart
98500009	set van 10 stuks	38 mm	zwart

Artikel-/maattabel passant

Art. nr.	Eenheid	Breedte	Kleur
98500010	set van 10 stuks	20 mm	zwart
98500011	set van 10 stuks	30 mm	zwart
98500012	set van 10 stuks	50 mm	zwart

Artikel-/maattabel Dubbelzijdig klittenbandlus band


Art. nr.	Eenheid	Lengte	Breedte	Uitvoering	Kleur
98500001	rol	25 meter	20 mm	met zelfkant	zwart
98500001B	rol	25 meter	20 mm	met zelfkant	beige
98500015	rol	25 meter	25 mm	met zelfkant	zwart
98500013	rol	25 meter	38 mm	met zelfkant	zwart

Artikel-/maattabel Klittenband velours omzoomd

Art. nr.	Eenheid	Lengte	Breedte	Kleur
98500002	rol	25 meter	30 mm	zwart
98500002B	rol	25 meter	30 mm	beige
98500003	rol	25 meter	50 mm	zwart

Artikel-/maattabel Padding met silicone grip

Art. nr.	Eenheid	Lengte	Breedte	Kleur
98500004	rol	22,5 meter	50 mm	zwart



Nylon ring (voor passant)

Toepassing: onderdeel van een bandbevestigingssysteem voor orthesen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: nylon
- Kleur: zwart

Productfuncties

- Passant voor sluitsystemen

Artikel-/maattabel Nylon ring (voor passant)

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen	Kleur
214460BLK	zak met 25 stuks	25 mm	zwart
214478BLK	zak met 25 stuks	38 mm	zwart
214460	zak met 25 stuks	25 mm	wit
214478	zak met 25 stuks	38 mm	wit
214486	zak met 25 stuks	50 mm	wit



Kunststof passant (met nylonring)

Toepassing: onderdeel van een bandbevestigingssysteem voor orthesen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: nylon
- Kleur: wit

Productfuncties

- Passant voor sluitsystemen

Artikel-/maattabel Kunststof passant (met nylonring)

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen	Kleur
214285	zak	25 mm	wit
214285.2	zak	25 mm	zwart
214287.2	zak	38 mm	zwart
214289	zak	50 mm	wit
214289.2	zak	50 mm	zwart



Kunststof passant (met staalring)

Toepassing: onderdeel van een bandbevestigingssysteem voor orthesen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: nylon en staal
- Kleur: wit

Productfuncties

- Passant voor sluitsystemen

Artikel-/maattabel Kunststof passant (met staalring)

Art. nr.	Eenheid	Breedte	Kleur
214185	zak met 25 stuks	25 mm	wit
214185.3	zak met 25 stuks	25 mm	blauw
214185.2	zak met 25 stuks	25 mm	zwart
214187	zak met 25 stuks	38 mm	wit
214187.3	zak met 25 stuks	38 mm	blauw
214187.2	zak met 25 stuks	38 mm	zwart
214187.7	zak met 25 stuks	38 mm	rood
214190	zak met 25 stuks	50 mm	wit
214190.2	zak met 25 stuks	50 mm	zwart



Nylon - klemgesp

Toepassing: onderdeel van een bandbevestigingssysteem voor orthesen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: staal
- Kleur: wit

Productfuncties

- Klemgesp voor sluitsystemen

Artikel-/maattabel Nylon - klemgesp

Art. nr.	Eenheid
29712-7-0	zak met 25 stuks



RVS ring (voor passant)

Toepassing: onderdeel van een bandbevestigingssysteem voor orthesen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: staal
- Kleur: zilver

Productfuncties

- Passant voor sluitsystemen

Artikel-/maattabel RVS ring (voor passant)

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen
214353	zak met 25 stuks	25 mm
214361	zak met 25 stuks	38 mm
214379	zak met 25 stuks	50 mm



Gesp (met gaten)

Toepassing: onderdeel van een bandbevestigingssysteem voor orthesen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: staal
- Kleur: zwart

Productfuncties

- Gesp voor sluitsystemen

Artikel-/maattabel Gesp (met gaten)

Art. nr.	Eenheid
98090213	zak



Klittenband sluiting set (met nylonring)

Toepassing: de kleur van de passanten in deze set is altijd wit maar de banden zijn in verschillende kleurstellingen verkrijgbaar. Deze banden zorgen voor een sgoede, stevige sluiting.

Eigenschappen / Kenmerken

- Universeel toepasbaar
- Uiteinden zijn omzoomt en gelast

Productfuncties

- Klittenband voor sluitsystemen

Artikel-/maattabel Klittenbandsluiting set (met nylonring)

Art. nr.	Eenheid	Haak-, lusband lengte	Breedte	Kleur
98110751-0	set van 20 stuks	85 mm, 110 mm	25 mm	beige
98110751-2	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	25 mm	zwart
98110751-3	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	25 mm	blauw
98110751-6	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	25 mm	wit
98110751-7	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	25 mm	rood
98110751-5	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	25 mm	geel
98110752-0	set van 20 stuks	85 mm, 110 mm	30 mm	beige
98110752-2	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	30 mm	zwart
98110752-3	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	30 mm	blauw
98110752-6	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	30 mm	wit
98110752-7	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	30 mm	rood
98110752-5	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	30 mm	geel
98110753-0	set van 20 stuks	85 mm, 110 mm	38 mm	beige
98110753-2	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	38 mm	zwart
98110753-3	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	38 mm	blauw
98110753-6	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	38 mm	wit
98110753-7	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	38 mm	rood
98110753-5	set van 20 stuks	60 mm, 240 mm	38 mm	geel



Nylon band

Toepassing: deze nylon band is multifunctioneel en kan worden gebruikt voor het verwerken/fabriceren van bandages en orthesen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: nylon
- Kleur: wit

Productfuncties

- Multifunctioneel

Artikel-/maattabel Nylon band

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen	Materiaaldikte
29715-0-01	rol/ 50 meter	25 mm x 40 m	dun
29715-0-02	rol/ 50 meter	25 mm x 50 m	dik



Nylon trekband

Artikel-/maattabel Nylon trekband

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen	Kleur
98050921	Rol	-	Wit



Klittenband haak

Artikel-/maattabel Klittenband haak

Art. nr.	Eenheid	Breedte	Kleur
98110836	Rol	50 mm	Beige



Bandenset voor langebeen beugels (K.E.V.O.)

Toepassing: De bandenset voor langebeen beugels wordt compleet geleverd en biedt de mogelijkheid om een K.E.V.O. orthese volledig te voorzien van een individueel op de patiënt afgestemd systeem.

Artikel-/maattabel Bandenset voor langebeen beugels (K.E.V.O.)

Art. nr.	Eenheid
COS-001	Stuk



GEREEDSCHAPPEN



Coneiak - polijst en slijpcones

Toepassing: polijst- en slijpcones voor de afwerking van randen van thermoplastisch vormbare kunststoffen, bv. PE, PP, Proflex met siliconen, Copolymeer, etc. Deze polijst- en slijpcones zijn zeer slijtvast en hebben een hoge aandrijfweerstand. Hierdoor wordt spoorvorming tijdens het slijpen voorkomen. Niet geschikt voor thermosetmaterialen en vezelversterkte thermoplasten. De cones zijn zowel als set als (halfronde, kegelvormig (breed en smal) en kanten cone) individueel verkrijgbaar.

Coneiak

Toepassing: voor randbewerking van thermoplastisch vormbare kunststoffen, bijv. PE, PP, ProFlex, ProFlex met siliconen, copolymeer, enz.

Eigenschappen / Kenmerken

- Slijtvast materiaal
- Voorkomt spoorvorming

Productfuncties

- Voor het bewerken van fijne randen op thermoplastisch vormbare kunststoffen

Artikel-/maattabel Coneiak - zandloper (polijst-/slijp cone)

Art. nr.	Eenheid	Binnenschroefdraad
225435	stuk	5/8" - 11 thread



Coneiak - cilindrisch (polijst-/slijp cone (breed))

Toepassing: voor randbewerking van thermoplastisch vormbare kunststoffen, bijv. PE, PP, ProFlex, ProFlex met siliconen, copolymeer, enz.

Eigenschappen / Kenmerken

- Slijtvast materiaal
- Voorkomt spoorvorming

Productfuncties

- Voor het bewerken van fijne randen op thermoplastisch vormbare kunststoffen

Artikel-/maattabel Coneiak - cilindrisch (polijst-/slijp cone (breed))

Art. nr.	Eenheid	Binnenschroefdraad
225455	stuk	5/8" - 11 thread



Coneiak - halfrond (polijst-/slijp cone)

Toepassing: voor randbewerking van thermoplastisch vormbare kunststoffen, bijv. PE, PP, ProFlex, ProFlex met siliconen, copolymeer, enz.

Eigenschappen / Kenmerken

- Slijtvast materiaal
- Voorkomt spoorvorming

Productfuncties

- Voor het bewerken van fijne randen op thermoplastisch vormbare kunststoffen

Artikel-/maattabel Coneiak - halfrond (polijst-/slijp cone)

Art. nr.	Eenheid	Binnenschroefdraad
225405	stuk	5/8" - 11 thread



Coneiak - kegelvormig (polijst-/slijp cone (breed))

Toepassing: voor randbewerking van thermoplastisch vormbare kunststoffen, bijv. PE, PP, ProFlex, ProFlex met siliconen, copolymeer, enz.

Eigenschappen / Kenmerken

- Slijtvast materiaal
- Voorkomt spoorvorming

Productfuncties

- Voor het bewerken van fijne randen op thermoplastisch vormbare kunststoffen

Artikel-/maattabel Coneiak - kegelvormig (polijst-/slijp cone (breed))

Art. nr.	Eenheid	Binnenschroefdraad
225415	stuk	5/8" - 11 thread



Coneiak - kegelvormig (polijst-/slijp cone (small))

Toepassing: voor randbewerking van thermoplastisch vormbare kunststoffen, bijv. PE, PP, ProFlex, ProFlex met siliconen, copolymeer, enz.

Eigenschappen / Kenmerken

- Slijtvast
- Voorkomt spoorvorming

Productfuncties

- Voor het bewerken van fijne randen op thermoplastisch vormbare kunststoffen

Artikel-/maattabel Coneiak - kegelvormig (polijst-/slijp cone (small))

Art. nr.	Eenheid	Binnenschroefdraad
225445	stuk	5/8" - 11 thread
225440MM	stuk	M 16



Coneiak - sleuven (polijst-/slijp cone)

Toepassing: voor randbewerking van thermoplastisch vormbare kunststoffen, bijv. PE, PP, ProFlex, ProFlex met siliconen, copolymeer, enz.

Eigenschappen / Kenmerken

- Slijtvast
- Voorkomt spoorvorming

Productfuncties

- Voor het bewerken van fijne randen op thermoplastisch vormbare kunststoffen

Artikel-/maattabel Coneiak - sleuven (polijst-/slijp cone)

Art. nr.	Eenheid	Binnenschroefdraad
225425	stuk	5/8" - 11 thread
225420MM	stuk	M 16



Coneiak - polijst en slijpset

Toepassing: voor randbewerking van thermoplastisch vormbare kunststoffen, bijv. PE, PP, ProFlex, ProFlex met siliconen, copolymeer, enz.

Eigenschappen / Kenmerken

- 1 x halfronde polijstkop (oranje)
- 1 x kegel polijstkop (breed, rood)
- 1 x halfronde polijstkop (grijs)
- 1 x kegel polijstkop (blauw)

Productfuncties

- Voor het bewerken van fijne randen op thermoplastisch vormbare kunststoffen

Artikel-/maattabel Coneiak - polijst en slijpset

Art. nr.	Eenheid	Binnenschroefdraad
225495	stuk	5/8" - 11 thread



Model T-740-2 - Tamarack Hand Punch

Toepassing: deze ponstang wordt ingezet om gemakkelijk en nauwkeurig openingen te maken voor de montage van Tamarack Flexure scharnieren.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: Staal

Productfuncties

- Voor het ponsen van gaten

Artikel-/maattabel Model T-740-2 - Tamarack Hand Punch

Art. nr.	Eenheid	Maat
T-740-2P	stuk	small
T-740-2M	stuk	medium
T-740-2L	stuk	large



Model **T-740-3** - Tamarack Spanner Wrench

Toepassing: deze moersleutel helpt bij het fixeren en uitlijnen van de flensmoer om de Tamarack Dorsiflexion Assist scharnieren.

Artikel-/maattabel Model T-740-3 - TAMARACK Spanner Wrench

Art. nr.	Eenheid
T-740-3P	stuk
T-740-3LM	stuk



T-Bar

Toepassing: T-bar voor het correct uitlijnen van scharnieren op het gipspositief.

Eigenschappen / Kenmerken

- 1 stuks T-bar

Productfuncties

- Voor correcte uitlijning van MultiMotion, MultiStatic, FreeMotion en SPL 2 scharnieren

Artikel-/maattabel T-Bar

Art. nr.	Eenheid
AK-100	stuk




MultiMotion 2.5 - 3D uitlijn unit

Toepassing: Gereedschapset voor de juiste uitlijning van de MultiMotion-/FreeMotion-scharnieren op het gipsmodel. De uitlijningseenheid is geschikt voor meervoudig gebruik.

Artikel-/maattabel MultiMotion 2.5 - 3D uitlijn unit

Art. nr.	Eenheid	Maat
AK-106	Set	Medium
AK-107	Set	Large



Uitlijn unit (voor MultiMotion scharnier(en))

Toepassing: uitlijn unit wordt ingezet voor het correct uitlijnen van het MultiMotion correctie systeem scharnier op het gipspositief.

Let op: om de uitlijn unit compleet te maken, moet de T-bar (art. nr. AK-100) apart meebesteld worden.

Eigenschappen / Kenmerken

- 2 x stafprofiel lang en kort
- 1 x rond profiel groot en klein
- 4 x cilinderschroeven
- 1 x inbussleutel (3 mm)

Productfuncties

- Voor correcte uitlijning van MultiMotion correctiescharnieren

Artikel-/maattabel Uitlijn unit (voor MultiMotion scharnier(en))

Art. nr.	Eenheid
AK-102	set



Uitlijn unit (voor FreeMotion scharnier(en))

Toepassing: uitlijn unit voor het correct uitlijnen van FreeMotion scharnieren op het gipspositief. **Let op:** om de uitlijn unit compleet te maken, moet de T-bar (art. nr. AK-100) apart meebesteld worden.

Eigenschappen / Kenmerken

- 2 x stafprofiel lang en kort
- 2 x spacers
- 4 x cilinderschroeven
- 1 x inbussleutel (3 mm)

Productfuncties

- Voor correcte uitlijning van FreeMotion scharnieren

Artikel-/maattabel Uitlijn unit (voor FreeMotion scharnier(en))

Art. nr.	Eenheid
AK-104	set



Uitlijn unit (voor MultiStatic scharnier(en))

Toepassing: uitlijn unit voor het correct uitlijnen van MultiStatic scharnieren op het gipspositief. Let op: om de uitlijn unit compleet te maken, moet de T-bar (art. nr. AK-100) apart meebesteld worden.

Eigenschappen / Kenmerken

- Inbegrepen:
2 x stafprofiel met schroefopname
2 x schroefdraadadapter
Gebruiksaanwijzing

Productfuncties

- Voor correcte uitlijning van MultiStatic scharnieren

Artikel-/maattabel Uitlijn unit (voor MultiStatic scharnier(en))

Art. nr.	Eenheid
AK-103	set



Uitlijn unit (voor Swing Phase Lock scharnier(en))

Toepassing: uitlijn unit voor het correct uitlijnen van de SPL/SPC scharnieren op het gipspositief.

Eigenschappen / Kenmerken

- 2 x stafprofiel met schroefdraad
- 4 x cilinderschroeven 1 x functie-eenheid dummy
- 1 x inbussleutel (3 mm)
- 1 x inbussleutel (6 mm)

Productfuncties

- Voor correcte uitlijning van SPL/SPC scharnieren

Artikel-/maattabel Uitlijn unit (voor Swing Phase Lock scharnier(en))

Art. nr.	Eenheid
AK-101	set



Uitlijn unit (voor Triple Action **A** scharnier(en))

Toepassing: de fabricage gereedschapsset omvat fabricagedummy's, uitlijnings-as, bevestigingsmateriaal en sleutels.

Eigenschappen / Kenmerken

- Inbegrepen:
1 productiedummy, 1 uitlijnas,
bevestigingsmateriaal, sleutel

Productfuncties

- Voor correcte uitlijning van
Triple Action A scharnier(en)

Artikel-/maattabel Uitlijn unit (voor Triple Action A scharnier(en))

Art. nr.	Eenheid
3A00-FTK	set



Uitlijn unit (voor Triple Action **B** scharnier(en))

Toepassing: de fabricage gereedschapsset omvat fabricagedummy's, uitlijnings-as, bevestigingsmateriaal en sleutels.

Eigenschappen / Kenmerken


- Inbegrepen:
1 productiedummy, 1 uitlijnas,
bevestigingsmateriaal, sleutel

Productfuncties

- Voor correcte uitlijning van
Triple Action B scharnier(en)

Artikel-/maattabel Uitlijn unit (voor Triple Action B scharnier(en))

Art. nr.	Eenheid
3B00-FTK	set



Uitlijn unit (voor Triple Action **C** scharnier(en))

Toepassing: Toolkit bestaande uit meerdere onderdelen voor het inbouwen van het Triple Action - pediatrisch enkelscharnier.

Eigenschappen / Kenmerken

- Inbegrepen:
1 productiedummy, 1 uitlijningsas,
bevestigingsmateriaal, sleutel

Productfuncties

- Voor correcte uitlijning van
Triple Action C scharnier(en)

Artikel-/maattabel Uitlijn unit (voor Triple Action C scharnier(en))

Art. nr.	Eenheid
3C00-FTK	set



Lamineer dummy (voor SPL2 / SPC)

Toepassing: deze dummy dient als afstandhouder.

Artikel-/maattabel Lamineer dummy (voor SPL)

Art. nr.	Eenheid
029860	paar



Stockinette (nylon)

Toepassing: voor verwerking in gietharslaminaten.

Artikel-/maattabel Stockinette (nylon)

Art. nr.	Eenheid	Lengte	Breedte
192204	rol	22,5 m	5 cm
192208	rol	22,5 m	8 cm



Nylon kous (voor vacuumvorming)

Toepassing: de nylonkousen worden gebruikt in de orthopedie techniek voor het dieptrekken van prothesekousen en orthesen.

Eigenschappen / Kenmerken

- Inhoud verpakking: 40 stuks kous met gesloten voet én 40 stuks kous met open teen

Artikel-/maattabel Nylon kous (voor vacuumvorming)

Art. nr.	Eenheid	Uitvoering
200901	zak met 80 stuks	onbehandeld
200905	zak met 80 stuks	behandeld met Teflon



MicroFIX - lusband

Toepassing: lusband voor de productie van klittenband.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: nylon

Productfuncties

- Klittenband voor haak- en lusbevestigingen

Artikel-/maattabel MicroFIX - Flauschband

Art. nr.	Eenheid	Lengte	Breedte	Kleur
25042	rol	25 m	50 mm	wit
25043	rol	25 m	50 mm	zwart



MicroFIX - haakband

Toepassing: zelfklevende haakband voor het monteren van b.v. de ComfortKIT- of SoftKIT-binnenvoering in de ToeOFF of BlueRocker.

Eigenschappen / Kenmerken

- Materiaal: nylon

Productfuncties

- Haakband voor klittenband

Artikel-/maattabel MicroFIX - haakband

Art. nr.	Eenheid	Lengte	Breedte	Kleur
25040	rol	25 m	50 mm	wit
25041	rol	25 m	50 mm	zwart



Boordband (elastisch)

Toepassing: voor het verwerken van verbanden en korsetten.

Eigenschappen / Kenmerken

- Material: Polyester, Elastan
- Farbe: grau und beige

Artikel-/maattabel Boordband (elastisch)

Art. nr.	Eenheid	Afmetingen	Kleur
98060725G	rol	22 mm x 25 m	grijs
98060838	rol	22 mm x 200 m	beige



3M Scotch - grip lijm (helder)

Toepassing: speciaal geschikt voor polyethyleen en polypropyleen

Eigenschappen / Kenmerken

- Speziell geeignet für Polyethylen und Polypropylen

Productfuncties

- Kunststoflijm op basis van synthetische elastomeren met hoge aanvangshechting en lange hechtingstijd

Artikel-/maattabel 3M Scotch-grip lijm (helder)

Art. nr.	Eenheid	Inhoud
29720	blik van 0,95 liter	946,4 ml



Ovenhandschoenen (lang)

Toepassing: beschermhandschoen voor het verwerken van hete materialen. Dit is een hittebestendige handschoen met een bijzondere vorm die ook grote delen van de onderarm beschermt.

Eigenschappen / Kenmerken

- Hitte bestendig tot 121° C
- Onderarmlengte; 28 cm
- Wasbaar
- One size fits all

Productfuncties

- Beschermende functie, bijv. voor dieptrekken enz.

Artikel-/maattabel Ovenhandschoenen (lang)

Art. nr.	Eenheid
5509	paar



Vermiculite

Toepassing: Vermiculite bestaat uit een harmonica-granulaat, dat lucht bevat. Hierdoor ontstaat een zeer laag volume gewicht.

Eigenschappen / Kenmerken

- Let op: Het mengsel wordt sneller hard maar de uitharding zelf gaat niet sneller
- Mengverhouding: 2 - 3 delen gips en 1 deel Vermiculite

Artikel-/maattabel Vermiculite

Art. nr.	Eenheid
17	zak van 100 liter



Elastiek gebreid 2/3-baans **Lycra**

Toepassing: materiaal voor Stomacare bandagen.

Eigenschappen / Kenmerken

- 2/3-baans gebreid elastiek
- Materiaal: lycra
- Kleur: wit, beige en zwart

Artikel-/maattabel Elastiek gebreid 2/3-baans Lycra

Art. nr.	Eenheid	Lengte	Breedte	Kleur
98030104B	1 rol	50 meter	152 mm	beige
98030105B	1 rol	50 meter	229 mm	beige
98030104Z	1 rol	50 meter	152 mm	zwart
98030105Z	1 rol	50 meter	229 mm	zwart



3D-Safe - foam afwerkband

Artikel-/maattabel

Art. nr.	Eenheid	Dikte	Breedte
642000000	Rol van 10 meter	3 mm	40 mm

FOLLOW US



Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16, 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | E-mail: verkoop@basko.com

basko.com